

OASIS

26.2

Käyttöohje

bernafon 
Your hearing · Our passion

Sisällysluettelo

1.	Johdanto	3
2.	Asennus	4
3.	Järjestelmävaatimukset	5
4.	Oasis käytön aloittaminen	5
5.	Varoitukset	7
6.	Vastuuvapautus	9

Microsoft, Windows 10, Windows 8, Windows 7 ja Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HI-PRO on GN Otometrics A/S:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Noah on HIMSA II K/S:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain ulkopuolella Noah on HIMSA II K/S:n tavaramerkki.

NOAHlink on HIMSA II K/S:n rekisteröity tavaramerkki Tanskassa.

Tanskan ulkopuolella NOAHlink HIMSA II K/S:n tavaramerkki.

BLUETOOTH on Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

EXPRESSLINK on Sonic Innovations Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

FittingLINK on SBO Hearing A/S:n tuote.

Lisäksi tässä asiakirjassa käytetyt järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleisesti kehittäjiensä tai valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Merkkejä TM ja [®] ei kuitenkaan ole käytetty tässä asiakirjassa kaikissa tapauksissa.

1. Johdanto

Nämä käyttöohjeet koskevat Oasis 26.2:ta.

Oasis on sovitushjelmisto, jota käytetään Juna ja vanhempien kuulokojemallien kanssa.

Kopio tästä asiakirjasta on saatavana osoitteesta www.bernafon.com.

Tulostetun kopion saa paikalliselta jakelijalta.

Huomaa

Luettavuuden parantamiseksi oppaassa on kirjoitettu Oasis 26.2:n sijaan Oasis.

Käyttötarkoitus

Sovitusohjelmisto on tarkoitettu kuuloratkaisujen sovittamiseen ja päivittämiseen.

Sovitusohjelmiston avulla voidaan käyttää REM-mittauslaitteistoa.

Käyttöaiheet

Ei käyttöaiheita.

Kohdekäyttäjä

Kuuloalan ammattilainen.

Käyttöympäristö

Kuuloalan ammattilaisten käyttöön kliinisessä ympäristössä.

Käytön esteet

Ei käytön esteitä.

2. Asennus

Asennuspakkaus sallii Bernafon Oasis sovitushjelman asennuksen tietokoneelle. Jos koneellasi on jo aiempi versio asennettuna, voit päivittää asennuksen.

Tietokoneen valmisteleminen

Ennen asennuksen aloittamista varmista, että tietokoneen laitteisto ja ohjelmisto täyttävät järjestelmän vähimmäisvaatimukset ja että Windows-järjestelmäsi on päivitetty uusin julkaistu huoltopäivitys. Varmista lisäksi, että sinulla on tietokoneen järjestelmänvalvojan oikeudet.

Jotkin virusohjelmistot voivat häiritä asennusta, ja saatat joutua poistamaan virustorjunnan käytöstä, jotta voit suorittaa asennuksen.

Asennus

Ole hyvä ja lataa sekä pura tiedostopaketti tietokoneellesi. Avaa tiedostovalikko, avaa purettu tiedosto ja ja valitse **setup.exe**. Asennuksen käynnistyttyä, seuraa näytön ohjeita.

3. Järjestelmävaatimukset

Varmista, että tietokoneesi täyttää seuraavat järjestelmän vähimmäisvaatimukset.

LAITTEISTO	Proessori	Vähintään 1 GHz, suositus 2 GHz
	RAM-muisti	4 Gt tai enemmän
	Vapaa kiintolevytila	Vähintään 8 Gt
	Grafiikka	1 280 x 1 024 kuvapistettä
	Portit	USB 2.0 USB-asennusta ja laitteiden ohjelmointia varten
Ääni	(SoundStudiolle) 5.1 surround -äänikortti	
OHJELMISTO	Käyttöjärjestelmä	Windows® 10 (32/64 bit), kaikki tuoteversiot paitsi ARM-alusta ja Windows® 10 S Windows® 8 (32/64 bit), kaikki tuoteversiot paitsi RT Windows® 7 SP1 (32/64 bit), kaikki tuoteversiot
	Noah	Noah 4 (vähintään) Huomaa: NOAH-pohjaisten sovitussuorittimien on oltava HIMSA-sertifioituja

Huomaa: Ohjelmiston asentaminen tietokoneisiin, jotka eivät täytä yllä ilmoitettuja järjestelmävaatimuksia, voi johtaa järjestelmän toimimattomuuteen.

4. Oasis käytön aloittaminen

Aloita sovitustuntosi lisäämällä tai avaamalla olemassa oleva asiakas sovitussuorittimeen ja käynnistämällä Oasis.

Asiakas

Asiakas-valikon kautta voidaan antaa asiakkaan henkilötiedot, sovitusparametrit, audiogrammi- ja REM-tiedot. Tarkista ja päivitä audiometriset parametrit, jotta varmistetaan oikea vahvistussäätö. Tämä on erityisen tärkeää, kun sovitetaan kuulokojeita pienille lapsille.

Lifestyle Profile tarjoaa jäsenlajin tavan tunnistaa ja priorisoida kuuntelun tavoitteita erilaisissa kuunteluympäristöissä ja auttaa tekemään kojeen ensimmäisestä sovituksesta yksilöllisen.

Kuulokoje

Tässä voit nähdä kuulokojeen tiedot ja muuttaa akustisia asetuksia. Kun asiakkaan ja kuulokojeen tiedot on määritetty, aloitetaan sovitustuntto joko napsauttamalla **<Tunnista>** tai **<Simuloi>**.

Sovitus

Sovitus-valikkoa käytetään tuotteen sovittamiseen asiakkaan kuulonaleneman mukaan. Tästä valikosta löytyy sellaisia sovitustyökaluja kuin Vahvistus, Ohjelmien valinta ja Asiakkaan palaute -osio. Tuotteesta riippuen voidaan määrittää monia muita ominaisuuksia (suuntaavuus, melunvaimennus jne.). Katso lisätietoja tuotteidesi audiologisista ominaisuuksista tuotetiedoista tai koulutusmateriaaleistamme.

Lopetus ja tallennus, Istunnon lopetusvaiheessa voidaan määrittää säätimet ja merkkiäänät sekä päättää istunto.

Siirrä asetukset

Asetukset on mahdollista siirtää kuulokojeesta toiseen niin tarkasti kuin kohdekojeen rajoitukset huomioiden on mahdollista. Asetukset kopioidaan ja säädetään uuteen akustiseen kokoonpanoon. Siirto voidaan tehdä eri kuulokojeperheiden välillä tai saman kuulokojeperheen sisällä. Siirto voidaan tehdä simuloiden valintanäytön kautta tai kun kuulokoje on liitetty Oasikseen tunnistusnäytön kautta.

Asetusten siirtoa ei ole tarkoitettu korvamaan normaalia sovitusta.

Lisäohjeita Oasiksen käytöstä löytyy koulutusmateriaaleistamme ja ohjetiedostosta.

5. Varoitukset

Jotta asiakasta tai kuulokojetta ei vahingoitettaisi, oman turvallisuutesi kannalta ja oikean käytön takaamiseksi, sinun tulee tutustua huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen sovelluksen käyttämistä. Ota yhteyttä paikalliseen jakelijaasi jos kohtaat odottamatonta toimintaa tai tapahtumia sovelluksen käytön aikana, johtuen sen käytöstä. Odottamattomasta toiminnasta tulisi myös raportoida kansallisille viranomaisille.

Yleisiä turvallisuuden liittyviä varoituksia

Turvallisuuden vuoksi lue aina sovitushjelmiston käyttötarkoitus.

Yhteys

Huolehdi, etteivät kaapeliyhteys tai langaton yhteys kuulokoi-jeisiin katkea tai tiedonsiirtovirheet keskeytä sovituksen kulkua.

Tukehtumisvaara

Turvallisuuden vuoksi noudata erityistä varovaisuutta, kun teet sovitusta alle 3-vuotiaalle lapselle. Alle 3-vuotiaiden lasten on käytettävä aina lukittavaa paristokoteloä.

Turvallisuuden vuoksi käytä aina korvakappaleita, kun teet sovitusta alle 3-vuotiaalle lapselle.

REM-järjestelmä

Kiinnitä huomiota REM-järjestelmän antamiin virheviesteihin, joiden syynä on REM-järjestelmään lähetetyt väärät tai virheel-liset tiedot.

Tehokkaat kojeet

Turvallisuuden vuoksi on noudatettava erityistä varovaisuutta, kun valitaan, sovitetaan ja käytetään kuulokojetta, jonka äänenpainetaso ylittää 132 dB SPL (IEC 711), sillä on olemassa riski, että kuulokojeen käyttäjän jännöskuuloa vahingoitetaan.

Siirrä sovitusasetukset

Asiakas ei saa pitää kuulokojeita päässään asetuksia siirrettäessä.

In-situ-audiometria

In-situ-audiometriaa ei saa käyttää diagnostisiin tarkoituksiin. Varmista, että lisäät audiogrammin NOAHiin tai Asiakas-vaiheessa Oasikseen ennen kuin käytät in-situ-audiometriaa. Poista kaikki REMFit™-tulokset ennen kuin käytät in-situ-audiometriaa.

Varmista, että in-situ-audiometria suoritetaan hiljaisessa paikassa.

Symboli	Kuvaus
	<p>Valmistaja</p> <p>Tuotteen on tuottanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä.</p> <p>Ilmaisee lääketieteellisen laitteen valmistajan EU-direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti.</p>
	<p>CE-merkki</p> <p>Tuote on lääkintälaitedirektiivin 93/42/ETY mukainen. Nelinumeroinen luku ilmaisee ilmoitetun laitoksen tunnisteen.</p>
	<p>Varoitukset</p> <p>Symbolilla merkitty teksti täytyy lukea ennen tuotteen käyttöä.</p>
	<p>Elektroniikkaromu (WEEE)</p> <p>Kierrätä kuulokojeet, lisävarusteet ja paristot paikallisten määräysten mukaisesti. Kuulokojeiden käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromu kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE) alainen elektroniikkalaite.</p>
	<p>Lue käyttöohjeet</p>

6. Vastuuvapautus

Valmistaja ei ole vastuussa kuulokojeiden sovitukseen liittyvien paikallisten vaatimusten mukaisuudesta. On yksin sinun vastuullasi Oasiksen ja Oasis^{next}:n käyttäjänä varmistaa, että sinulla on vaadittava koulutus ja/tai lupa kuulokojeiden sovittamiseen. Valmistaja ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat sovitushjelman käytöstä vastoin varoituksia.



Valmistaja

Bernafon AG

Morgenstrasse 131

3018 Bern

Sveitsi

Puhelin +41 31 998 15 15

www.bernafon.fi

© 2020 Bernafon AG

Kaikki oikeudet pidätetään

CE 0543



Heimikuu 2020/215792/FI

bernafon 
Your hearing · Our passion