

INFORMACJA O PRODUKCIE ADAPTER TV



OPIS URZĄDZENIA

Bernafon adapter TV jest urządzeniem bezprzewodowo transmitującym sygnał audio z odbiornika TV do SoundGate, a następnie – do aparatów słuchowych. Instalacja i użytkowanie systemu jest bardzo proste. W obszarze zasięgu adaptera TV urządzenie zapewnia odbiór najwyższej jakości dźwięku z TV. System nie zaburza funkcjonowania innych urządzeń "sparowanych" z SoundGate, np. telefonów stacjonarnych, komórkowych, odtwarzaczy muzyki itp.

ODBIÓR DŹWIĘKU Z TV

Dźwięk z TV transmitowany jest bezprzewodowo do SoundGate. Za pomocą przycisków urządzenia Użytkownik może zdecydować się na odbiór dźwięku tylko z TV lub dołączyć np. do konwersacji z innymi osobami poprzez aktywację mikrofonów w aparatach słuchowych. Głośność dźwięku może być zmieniana za pomocą przycisków SoundGate.

INSTALACJA

Instalacja adaptera jest bardzo prosta. SoundGate w trybie parowania automatycznie dokona detekcji adaptera TV w otoczeniu. Wystarczy więc umieścić urządzenie obok siebie i zakończyć proces parowania.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Codziennie użytkowanie TV adaptera jest nieskomplikowane i całkowicie bezpieczne. Funkcja AutoConnect zapewnia, że TV adapter jest gotowy do transmisji danych, jeśli dystans pomiędzy tym urządzeniem i SoundGate nie przekracza 10 m. Odbiór dźwięku TV następuje po naciśnięciu klawisza "muzyka" w SoundGate. Diody kontrolne TV adaptera informują Użytkownika o trybie działania urządzenia (aktywne, tryb gotowości).

DANE TECHNICZNE

Wymiary	80 x 80 x 17 mm [3 1/8" x 3 1/8" x 5/8"]
Waga	70 g [2.5 oz.]
Zasilanie	Zasilacz, 5V DC
Pobór prądu	max. 60 mA
Gniazda audio	Wejście liniowe, jack 3.5 mm, Wejście mikrofonowe, jack 2.5 mm
Czułość wejściowa	0.5 – 2.0 V RMS (sygnał analogowy)
Protokół Bluetooth®	Współpracujący z SoundGate
Zasięg AutoConnect	10 m [30 ft.]
Zasięg transmisji	10 m [30 ft.] (Class 2)
Opóźnienie transmisji	< 15 ms
Jakość dźwięku	Mono / częstotliwość próbkowania 16 kHz
Pasma przenoszenia	80 Hz–7.4 kHz
Diody kontrolne	LED zielona – zasilanie, LED pomarańczowa – transmisja
Kolor	Biały, błyszczący
Emisja fal elektromagnetycznych	Max. -15dB/μA / 10 m, wartość zgodna z normami
Temperatura działania	0–50° C [32–122° F]
Temperatura przechowywania	-20–70° C [-4–158° F]

DOPASOWANIE APARATU ORAZ TV ADAPTERA

TV adapter przeznaczony jest do wszystkich aparatów słuchowych Bernafon współpracujących z SoundGate. Dla TV adaptera przeznaczono specjalistyczny program słuchowy "SoundGate Rozrywka". Właściwości funkcjonowania aparatów dla tego programu mogą

być dowolnie dopasowywane z wykorzystaniem oprogramowania Oasis. Program "SoundGate Rozrywka" jest aktywowany automatycznie po rozpoczęciu transmisji dźwięku przez SoundGate.

Dystrybutor:

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Szwajcaria
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Acustica Sp. z o.o.
ul. Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Polska
Phone +48 58 511 0803
Fax +48 58 511 0803 wew. 113
www.bernafon.pl