



Dopasowanie Zdalne. Spotkaj się wirtualnie z Twoim Protetykiem Słuchu

Zapoznaj się z poniższymi uwagami dotyczącymi Dopasowania Zdalnego. Więcej informacji znajdziesz w aplikacji Bernafon EasyControl Connect oraz u Twojego Protetyka Słuchu.

Przed sesją Dopasowania Zdalnego zrealizuj następujące czynności:

- Sparuj Twoje aparaty słuchowe ze smartfonem lub tabletem (jeśli uprzednio nie zostały sparowane).
- Upewnij się, że w smartfonie (tablecie) jest włączony Bluetooth®.
- Aby uniknąć utraty połączenia podczas sesji zdalnej, upewnij się, że bateria Twojego smartfona (tabletu) jest naładowana (przynajmniej 50%).
- Włóż nowe baterie do Twoich aparatów słuchowych. Jeśli używasz ładowanych aparatów słuchowych, upewnij się, że są one całkowicie naładowane.
- Zapewnij połączenie internetowe (transfer danych/Wi-Fi) o prędkości nie mniejszej niż 1/1 Mbit/s. Rekomendowane jest połączenie smartfona (tabletu) z Wi-Fi.
- Upewnij się, że Bernafon EasyControl Connect jest podczas sesji zdalnej jedyną aplikacją działającą na Twoim smartfonie (tablecie). Aby zapewnić płynne połączenie, wyłącz inne aplikacje działające na smartfonie (tablecie).
- Włącz aplikację Bernafon EasyControl Connect oraz zaloguj się. Podążaj za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aż dotrzesz do wirtualnej poczekalni. Aplikacja poinformuje Cię o rozpoczęciu przez Protetyka Słuchu sesji Dopasowania Zdalnego.

Uwaga: W przypadku wystąpienia problemów aplikacja Bernafon EasyControl Connect zasugeruje Tobie sposoby ich rozwiązania. W przypadku braku możliwości ustanowienia połączenia skontaktuj się z Protetykiem Słuchu.



Podczas sesji Dopasowania Zdalnego:

- Usiądź w cichym, komfortowym miejscu
- Upewnij się, że smartfon (tablet) jest w pobliżu Twoich aparatów słuchowych. Smartfon (tablet) powinien się znajdować w odległości nie większej niż 5 metrów od Twoich aparatów słuchowych.
- Podczas sesji Dopasowania Zdalnego Twoje aparaty słuchowe powinny być cały czas włączone. Nie wyłączaj aparatów słuchowych w trakcie trwania sesji zdalnej.
- Upewnij się, że Bluetooth® w smartfonie (tablecie) jest cały czas włączony. Nie wyłączaj Bluetooth® podczas trwania sesji zdalnej.
- Upewnij się, że aplikacja Bernafon EasyControl Connect jest cały czas aktywna. Nie przełączaj smartfona (tabletu) na inną aplikację, gdyż czynność ta natychmiastowo przerwie sesję zdalną.



SOUND 
OF SWITZERLAND

Bernafon Companies

Australia · Canada · China · Denmark · Finland · France · Germany · Italy · Japan · Korea · Netherlands · New Zealand · Poland · South Africa · Spain · Sweden · Switzerland · Turkey · UK · USA

www.bernafon.com

bernafon 
Your hearing · Our passion