

# Информация об аппаратах SUPREMIA 7 | 3


Supremia 7 | 3 Бернафона являются супермощными заушными Слуховыми аппаратами, которыми можно реабилитировать потери слуха от тяжелой до очень тяжелой. Supremia включает такие технологии, разработанные Бернафоном, как Audio Efficiency™, которые состоят из Speech Cue

Priority™ (настройка с приоритетом на разборчивость речи), подавление реверберации, Frequency Composition™. Также могут быть подключены все беспроводные аксессуары, такие, как SoundGate 3, SoundGate Mic, RC-N (дистанционное управление), а также многие другие.

## СУПЕРМОЩНЫЙ СО ЗВУКОВЫМ КРЮЧКОМ



SR 7 | 3 SP



## ЦВЕТА АППАРАТОВ



МБЕ  
металлический  
бежевый



MAC  
металлик  
антрацит



ANBR  
античный  
бронзовый



MSIL  
металлический  
серебряный



BP  
цвете  
корпусов



BB  
деткий  
голубой

ЦВЕТ  
ОСНОВАНИЯ  
КОРПУСА



SABB  
песочный  
бежевый

Все супермощные заушные модели выпускаются в бежевом цвете базовой части корпуса и различных цветах верхней части корпуса.

## Audio Efficiency™

### Речь

- бесканальность
- Speech Cue Priority™
- частотная композиция
- настоящая направленность\*

### Комфорт

- адаптивная система подавления фидбека плюс
- адаптивная система подавления шума плюс
- система подавления внезапных шумов\*
- Подавление реверберации\*
- бинауральная координация

### Индивидуализация

- Беспроводная связь
- Целевые кривые в зависимости от языковой группы
- REMfit™

\* Только для Supremia 7

## Дополнительные свойства

### Технические характеристики

- Цифровой звуковой процессор до 8гЦ
- Мульти-акустическая программа
- Оптимизатор к звуковому окружению\*
- Авто телефон (Определение телефона)\*
- Телефонная катушка
- Адаптивная направленность
- Гидроизоляция
- Защита от пыли и воды для всех заушин (IP58)
- Световой индикатор



### Индивидуализация Свойств

- Даталогинг
- Умный РГ\*
- 13 опций слуховых программ
- 4 свободно-настраиваемые программы
- ПА/ФМ адаптер
- Опция РГ с шагом в 1 дБ





SR 7|3 SP  
Крючок

2 СМ . КУБ КАМЕРА



СИМУЛЯТОР УХА



— Техн. характеристики с крючком без фильтра  
- - - Техн. характеристики с крючком с фильтра

2 СМ . КУБ КАМЕРА

СИМУЛЯТОР УХА

	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК БЕЗ ФИЛЬТРА	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК С ФИЛЬТРОМ	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК БЕЗ ФИЛЬТРА	ЗВУКОВОЙ КРЮЧОК С ФИЛЬТРОМ
ВУЗД 90, пик (dB SPL)	139**	132**	143**	139**
ВУЗД 90, 1600 Гц (dB SPL)	129	127	136**	134**
ВУЗД на высоких частотах OSPL 90 (dB SPL)	131	128	-	-
Полное усиление (УЗД), пик (dB)	79	72	82	79
Полное усиление (УЗД), 1600 Гц (dB)	68	66	75	73
HFA Полное усиление (dB)	70	67	-	-
Референтный тест УЗД (dB)	54	51	62	60
Ток покоя (mA)	1.1	1.1	1.1	1.1
Оперативный ток потребления (mA)	2.0	1.7	1.3	1.3
Тип батареи	13		13	
Искажения 500/800/1600 Гц (%)	<3/ <2/ <2	<2/ <2/ <2	<9/ <2/ <3	<5/ <4/ <4
Частотный диапазон (Hz)	100 – 6000	100 – 6000	-	-
Эквивалентный вносимый шум <sup>1)</sup> , dB(A)	16	17	18	17
Телефонная катушка 1 мА/м 1600 Hz, IEC (dB SPL)	98	96	105	103
Телефонная катушка HFA SPLITS (dB SPL)	108	101	-	-
Выбор программ	●		●	
Местный Регулятор Громкости	●		●	
Световой индикатор	●		●	
Определение Автотелефона	●*		●*	
система микрофонов	направленный		направленный	

<sup>1)</sup> Технические данные измерены с расширением, согласно установкам бокс-анализатора.

2 см куб. относится к условиям исследования согласно IEC 60318-5:2006. "Симулятор уха" относится к камере исследования, согласно IEC 60318-4:2010. Применение версий: IEC 60118-0 /A1:1994, IEC 60118-1 /A1:1998, IEC 60118-7: 2005, ANSI S3.22: 2009.

\*\*Необходимо быть особенно осторожным при настройке и использовании слухового аппарата с максимальным уровнем звукового давления, достигающим 132 dB SPL (IEC 60318-4), т.к. может возникнуть опасность повреждения остаточного слуха пациента.

\*Только для Supremia 7

	SUPREMIА 7	SUPREMIА 3
<b>ЗВУКОВОЙ ПРОЦЕССОР</b>		
Бесканальный процессор	●	●
Speech Cue Priority	●	●
частотная композиция	●***	●
частотный диапазон	8 kHz	8 kHz
<b>КОМФОРТ ПРОСЛУШИВАНИЯ</b>		
адаптивная система подавления шума (ANR Plus)	5 ctr	4 ctr
Автоматическая система шумоподавления ультракомфорт	●	–
Система подавления внезапных шумов	●	–
Адаптивная система подавления фидбека плюс	●	●
Монитор шума ветра	●	●
Оптимизатор к звуковому окружению	1/4	–
Усовершенствованный менеджер тихих шумов	3 ctr	2 ctr
система подавления реверберации	●	–
<b>БИНАУРАЛЬНАЯ КООРДИНАЦИЯ</b>		
Регулятор громкости, переключение программ	●	●
Классификация звукового окружения	●	–
Снижение усиления в противоположной от телефонной трубки ухе (Auto-T)	●	–
<b>РЕГУЛЯТОРЫ НАПРАВЛЕННОСТИ</b>		
Адаптивная направленность	●	●
True Directionality™	●	–
<b>СВОЙСТВА ДЛЯ УДОБСТВА</b>		
Клик ГР	●	●
Перевод в режим ожидания через кнопку переключения	●	●
Программируемая задержка включения	●	●
Опция РГ с шагом в 1 дБ	●	●
Световой индикатор состояния работы	●	●
<b>ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ</b>		
Программы Опции / Памяти	13/4	11/4
Адаптивные регуляторы	●	–
Data Logging	●	●
"Умный" РГ	●	–
Целевые кривые, специфичные для каждого языка	●	●
REMfit™	●	●
Интерактивный пациент	●	●
<b>БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ/ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИИ)</b>		
RC-N Дистанционное управление	●	●
Саундгейт (Блютюз)	●	●
Саундгейт Мик (с Саундгейт3)	●	●
ТВ/Телефон адаптер 2	●	●
ФМ адаптер	●	●
DAI адаптер	●	●
CROS микрофон	●	●

\*\*\*Supremia 7 предлагает дополнительную функцию по целевому диапазону переноса частот (1,0 – 2,9 kHz)

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Supremia 7|3 Super Power программируется с Бернафон Оазис версия 20.0 или выше. а NOAH совместимый MS-Windows® базовый для программы ПК программы настройки. Требуется программирующий интерфейс: NOAH с FittingLINK, Hi-PRO USB, Hi-PRO 2, NOAHlink, EXPRESSLIKK, или nEARcom. Также возможно установка отдельно расположенной версии Оазис.

### Операционная система

Windows® 8.1, 32/64 bit, все версии  
Windows® 8, 32/64 bit, все версии  
Windows® 7, 32/64 bit, все версии  
Windows® Vista, 32/64 bit, все версии  
Windows® XP SP3

### Noah

Noah 4 (все версии)  
Noah 4.3 (минимум для Windows® 8)  
Все версии NOAH 3 (не рекомендуется)

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	АКУСТИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
<b>Программ. Кабель. N2, New standard (HiPro)</b>	синий, левый	384-20-033-00
<b>Программ. Кабель. N2, New standard (HiPro)</b>	Красный, правый	384-20-032-00
<b>Программ. Кабель. N2, New standard (NOAHlink)</b>	синий, левый	384-20-035-00
<b>Программ. Кабель. N2, New standard (NOAHlink)</b>	Красный, правый	384-20-034-00
<b>FittingLINK</b>	FittingLink беспроводной прибор для программирования для прямой связи между ПК и слуховым аппаратом с целью настройки. Требуется специальный USB Bluetooth® ключ для функции "подключи и работай" (включен в упаковке).	144720



## ВКЛАДЫШИ СПИРАФЛЕКС

НАЗВАНИЕ	ОПИСАНИЕ	АКУСТИЧЕСКИЕ ОПЦИИ
<b>RC-N Дистанционное управление</b>	Отдельное устройство для переключения программ и изменения громкости	139772
<b>SoundGate 3 (Bluetooth®)</b>	Интерфейс для беспроводной связи, дистанционное управление. С телефонной катушкой.	144604
<b>Саундгейт Мик</b>	Прикрепляющийся микрофон, который увеличивает разборчивость речи у отдельного собеседника (необходим Саундгейт 3)	145645
<b>ТВ адаптер 2 (Bluetooth®)</b>	Позволяет получать беспроводной звуковой сигнал от ТВ	127847
<b>Адаптер телефона 2 (Bluetooth®)</b>	Позволяет получать беспроводной звуковой сигнал от домашнего телефона	124396 (EU), 130976 (JP), 130977 (KR), 130978 (NZ), 130979 (US), 130980 (ZA), 130981 (AU), 130982 (BR), 130983 (CN), 131571 (RU)
<b>DAI адаптер (прямой аудиовход)</b>	продукт СБО	147602
<b>ПА адаптер</b>	продукт СБО	147435
<b>адаптер для программирования</b>		399-50-640-00
<b>CROS микрофон</b>	продукт СБО	153877

### Производитель

#### Швейцария

Бернафон АГ  
Моргенстрассе 131  
3018 Берн  
Тел: +41 31 998 15 15  
Факс: +41 31 998 15 90

#### Россия

Нарвская д. 1А, стр. 1  
125130 Москва  
Реп. офис  
+7 495 5170972  
+7 499 9953151