

Otteni le migliori prestazioni
dai tuoi apparecchi acustici Oticon



CONNETTIVITÀ



Il tuo compagno ideale

Con Oticon ConnectLine puoi ottimizzare al meglio le prestazioni dei tuoi apparecchi acustici Oticon in molte più situazioni. ConnectLine ti consentirà una migliore connessione quando interagisci con gli altri, quando cerchi o ottieni informazioni e quando vuoi intrattenerti.

Cos'è ConnectLine?

ConnectLine è una serie di dispositivi che ti permettono di connetterti ad un'ampia gamma di applicazioni di comunicazione ed intrattenimento - trasformando i tuoi apparecchi acustici in delle piccole cuffie personali.

Con ConnectLine la tua esperienza di ascolto e comunicazione sarà decisamente migliore. Le attività quotidiane, come fare una telefonata, conversare con una persona in ambienti rumorosi, guardare la TV, ascoltare la musica, video chattare, ecc., diventeranno più semplici e meno faticose. Inizia con l'applicazione che ritieni più utile per le tue esigenze. In qualsiasi momento potrai sempre aggiungerne altre.

Per saperne di più e provare ConnectLine, rivolgiti al tuo Audioprotesista di Fiducia.



Remote



Mobile



TV



Microphone



Computer



Phone



Music



MiniJack



Tele loop



App

Streamer Pro - il cuore della ConnectLine

Streamer Pro è la tua porta di accesso ad un ampio range di vari dispositivi elettronici, e praticamente a qualsiasi sorgente sonora trasmissibile attraverso lo Streamer ai tuoi apparecchi acustici. Lo Streamer si indossa al collo e dispone di tre pulsanti facili da usare per le funzioni di base: Telefono, TV e microfono.

Lo Streamer agisce anche da telecomando per i tuoi apparecchi acustici e rappresenta un modo semplice per cambiare programma e regolare il volume.

Lo Streamer, inoltre, funziona come portale per l'App ConnectLine, che consente di controllare in modo discreto e intuitivo gli apparecchi acustici e il sistema ConnectLine.

Lo Streamer Pro:

- ▶ È facile da usare
- ▶ Migliora la comunicazione trasformando i tuoi apparecchi acustici in piccole cuffie personali stereo
- ▶ Ti connette ad un'ampia gamma di dispositivi - inclusi i lettori MP3, i computer, ecc.
- ▶ È un sistema integrato. Funzioni avanzate fanno sì, per esempio, che tu possa sentire e rispondere ad una chiamata in arrivo sul telefono mentre guardi la TV
- ▶ Agisce come un telecomando per i tuoi apparecchi acustici
- ▶ È il portale per l'App ConnectLine





Comunicazione facile

Telefono fisso

Basta corse per rispondere al telefono. Nessuna chiamata persa. Nessuna preoccupazione di feedback.

L'adattatore ConnectLine telefono funziona con il tuo telefono di casa (analogico/PSTN) e trasforma i tuoi apparecchi acustici in due piccole cuffie wireless, evitandoti di doverti spostare per rispondere al telefono. Per rispondere a una chiamata basta solo premere un pulsante sullo Streamer Pro.

Videochattare

Video chatta* attraverso la città o il mondo intero con parenti e amici!

ConnectLine offre un modo semplice e intuitivo per connettere lo Streamer Pro direttamente al tuo computer, così i suoni vengono inviati direttamente ai tuoi apparecchi acustici per una conversazione e un ascolto on line chiaro e semplice.

Collega lo Streamer Pro direttamente al computer via cavo o direttamente in connessione wireless e sei pronto per chattare!

**Tipo Skype e FaceTime sul computer*



Il piacere di intrattenersi

ConnectLine offre numerose opportunità di intrattenimento e ti connette a TV, radio, musica e molto altro - sia da solo che con la tua famiglia.

Guardare la TV

Con ConnectLine puoi gustare i suoni di alta qualità della TV in piena libertà. Perciò rilassati - ascolta i risultati di una gara, segui le notizie e non perderti mai una battuta.

Puoi ascoltare chiaramente la TV pur lasciando il volume al livello preferito dal resto della famiglia. I tuoi apparecchi acustici fungono da piccole cuffie personali e lo Streamer Pro da tuo esclusivo telecomando per il volume.

L'adattatore ConnectLine TV trasmette i suoni dalla TV ai tuoi apparecchi acustici, attraverso lo Streamer Pro.

ConnectLine TV funziona sia con i suoni analogici che

stereo digitali (PCM) e Dolby Digital®, rendendosi compatibile con un'estesa gamma di TV e sistemi home theatre¹⁾.

Musica e ascolto audio

Lo Streamer Pro si connette senza problemi, in modo stabile e sicuro, con una grande varietà di comuni dispositivi di intrattenimento, come i lettori MP3, ed altre sorgenti audio come computer e audiolibri. La musica e l'audio vengono quindi trasmessi direttamente nei tuoi apparecchi acustici.

¹⁾ Per specifiche più dettagliate su ConnectLine TV 2.0 si prega fare riferimento a (www.oticon.com/tv) e al manuale/specifiche della TV circa la compatibilità.

Dolby e il simbolo della doppia-D sono marchi registrati della Dolby Laboratories.



Divertiti ad uscire...

Sentire le voci che desideri mentre sei all'aperto può essere difficile - per strada, in un ristorante o a una riunione o una conferenza. Più rumore spesso richiede un "aiuto extra". ConnectLine offre soluzioni efficaci che rendono queste situazioni meno impegnative.

ConnectLine Microfono

Il microfono è un piccolo, discreto dispositivo wireless che può essere indossato dalla persona con cui stai parlando. Il microfono ti aiuta a capire meglio quando il tuo interlocutore è lontano da te, l'ambiente circostante è rumoroso, o entrambe le cose concomitanti.

Cellulare

Lo Streamer Pro ti aiuta a fare e a rispondere alle chiamate sul tuo cellulare - in modo chiaro, sicuro e senza problemi. I tuoi apparecchi acustici diventano così delle piccole cuffie che ti permettono di sentire e capire meglio le conversazioni.

Lo Streamer Pro è collegabile a numerosi telefoni cellulari con Bluetooth integrato.

Sistemi tele loop

Scopri un facile accesso ai sistemi in campo magnetico presenti in teatri, auditorium, chiese e molto altro. Grazie alla bobina magnetica integrata nello Streamer Pro, la semplice pressione di un pulsante ti permette di collegarti a tutti i luoghi dotati di questi sistemi.



Migliora la comunicazione mentre **guidi**

Durante la guida, comunicare con qualcuno o parlare al telefono talvolta può essere problematico, ed è oltretutto vietato dal codice della strada. ConnectLine ti rende le cose più semplici.

Cellulare

Lo Streamer Pro trasmette simultaneamente e chiaramente il suono wireless in entrambi gli apparecchi acustici. Non solo sarai in grado di usare il tuo cellulare senza problemi, ma potrai anche farlo senza dover togliere le mani dal volante.

Chiacchierare in auto

Con il microfono ConnectLine ti puoi concentrare nella guida senza pericolo. Il microfono trasmette wireless la voce dell'altra persona nei tuoi apparecchi acustici garantendoti un suono chiaro e diretto, ed evitandoti di doverti voltare faccia a faccia con l'altro.



Controllo facile dei tuoi apparecchi acustici e del sistema ConnectLine

ConnectLine App

Grazie alla nostra App gratuita ConnectLine, tu puoi controllare i tuoi apparecchi acustici ed il sistema ConnectLine con i tuoi dispositivi iPhone®, iPad®, iPod touch® e Android™ - e puoi farlo senza consumare le batterie dei tuoi apparecchi acustici.

L' App ConnectLine funziona con tutti gli apparecchi acustici wireless Oticon.

Le caratteristiche e le funzioni in punta di dita:

- ▶ Controllo remoto intuitivo e discreto dei tuoi apparecchi acustici
- ▶ Semplicità di regolazione del volume, scelta e denominazione dei programmi preferiti
- ▶ Chiara panoramica del sistema ConnectLine
- ▶ Facile selezione delle sorgenti di ingresso
- ▶ Semplice personalizzazione del sistema ConnectLine e delle funzioni che desideri

Disponibile gratuitamente su App Store e su Google Play™



Per maggiori informazioni, vai su www.oticon.com/app

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch sono marchi depositati della Apple Inc., registrati negli U.S.A. ed in altri paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc. Android e Google Play sono marchi registrati di Google Inc.

L' App ConnectLine per iPhone, iPad e iPod touch funziona su iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPad Air, iPad mini con display Retina, iPad mini, iPad (3ª e 4ª generazione), iPad 2, e iPod touch (5ª generazione) e richiede l'App Streamer Pro 1.2 o successive. Per installare l'App ConnectLine sull'iPad, cercare le app iPhone nell'App Store. L' App ConnectLine per smartphone e tablet Android richiede un qualsiasi Streamer Pro con firmware 1.3 o successivo.

Per maggiori dettagli sulla compatibilità vai su www.oticon.com/app.

People First

La nostra promessa:
Permettere alle persone
di comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente



OTICON ITALIA S.r.l.

Via Panciatichi, 94 - Int.10/20 - 50127 Firenze, Italia

Tel.:(+39) 055-3260411 - Fax (+39) 055-3260424

www.oticon.com

oticon
PEOPLE FIRST