

People First

La nostra promessa:
permettere alle persone
di comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

ClearSounds QH2
Interfaccia Bluetooth e Amplificatore Telefonico

159494IT/03.15



0000159494000001

oticon
PEOPLE FIRST



oticon
PEOPLE FIRST

ClearSounds QH2
Interfaccia Bluetooth e Amplificatore Telefonico

Introduzione

Usare i telefoni da ufficio con gli apparecchi acustici può risultare difficoltoso, poiché marche diverse di telefoni da ufficio utilizzano differenti sistemi proprietari di codifica del segnale digitale.

Tuttavia, con ClearSounds QH2 ci si può connettere via Bluetooth a qualsiasi telefono cablato (Centralino, VoIP ecc.) servendosi dello Streamer Pro e degli apparecchi acustici come una coppia di cuffie wireless personali.

Per maggiori informazioni, video e guide per l'utente relative al sistema di Interfaccia Telefonica Bluetooth QH2, visitare il sito www.clearsounds.com



Usare il QH2 con lo Streamer Pro

Lo Streamer (Streamer 1.4, Streamer Pro 1.0 o successive) può essere connesso via Bluetooth all'interfaccia QH2 e all'Amplificatore Telefonico, così da poter utilizzare gli apparecchi come cuffie wireless.

L'intera gestione di una chiamata avviene attraverso l'interfaccia QH2 e l'Amplificatore Telefonico (o il telefono da ufficio). Si prega di consultare la sezione 3 della Guida Rapida della QH2.

Una volta installato l'accluso sollevatore di cornetta e associato lo Streamer alla QH2, è possibile rispondere e terminare una chiamata direttamente attraverso lo Streamer.

Come iniziare

1. Leggere attentamente la Guida Rapida della Clear-Sounds QH2
2. Collegare la QH2 al telefono da ufficio come descritto nella sezione 1 della Guida Rapida
3. Associare lo Streamer alla QH2 come descritto nella sezione 2 della Guida Rapida

Fare riferimento alle Istruzioni per l'Uso dello Streamer su come usare lo Streamer come cuffie personali.

Per maggiori informazioni, video e guide per l'utente relative al sistema di Interfaccia Telefonica Bluetooth QH2, visitare il sito www.clearsounds.com

Per maggiori informazioni su Streamer e ConnectLine visitare il sito www.oticon.com/office



Il marchio di denominazione Bluetooth® e il logo sono marchi registrati di proprietà Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di detti marchi da parte di Oticon A/S è coperto da licenza. Altri marchi e denominazioni commerciali sono riconducibili ai rispettivi titolari.