

People First

People First es nuestra promesa de ayudar a las personas a comunicarse libremente, relacionarse con naturalidad y participar de forma activa

**ClearSounds QH2
Concentrador Bluetooth
y amplificador telefónico**

159492ES / 04.15



**ClearSounds QH2
Concentrador Bluetooth y amplificador telefónico**

Introducción

El uso de teléfonos de oficina con audífonos puede ser difícil, porque las diferentes marcas fabricantes de estos teléfonos utilizan señales de distintas patentes de codificación digital.

Aún así, con ClearSounds QH2 puede conectarse a cualquier teléfono fijo analógico de oficina (PBX, VoIP etc.) a través de Bluetooth utilizando su Streamer Pro y sus audífonos como auriculares inalámbricos personales.

Si necesita más información, videos y guías de uso sobre el sistema QH2 Bluetooth para teléfono de oficina visite www.clearsounds.com



Uso del QH2 con el Streamer Pro

El Streamer (Streamer 1.4, Streamer Pro 1.0 o posterior) puede conectarse al concentrador y amplificador telefónico QH2 a través de Bluetooth, gracias a lo cual usted podrá beneficiarse de la funcionalidad de los auriculares inalámbricos.

Todas las llamadas pueden realizarse a través del concentrador y amplificador telefónico QH2 (o el teléfono de oficina). Por favor consulte el apartado 3 de la guía del QH2.

Una vez se haya instalado el descolgador incluido y el Streamer se haya emparejado con el QH2, también podrá contestar y finalizar una llamada directamente a través del Streamer.

Cómo empezar

1. Lea detenidamente la guía del ClearSounds QH2
2. Conecte el QH2 al teléfono de oficina como se describe en el apartado 1 de la guía
3. Empareje el Streamer con el QH2 como se describe en el apartado 2 de la guía

Consulte las instrucciones de uso del Streamer acerca de cómo utilizarlo como auriculares.

Para información más actualizada, videos y guías de uso sobre el sistema QH2 Bluetooth para teléfono de oficina visite www.clearsounds.com

Para encontrar información actualizada del Streamer Pro y el sistema ConnectLine visite www.oticon.es/office



La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de Oticon A/S es bajo licencia. Otras marcas y nombres registrados son de sus respectivos propietarios.