




BRUGERVEJLEDNING

PRODUKTBESKRIVELSE



ISÆT BACKUP-BATTERI

Uret skal bruge et CR2032 litiumbatteri (ikke inkluderet) for at give backup-strøm til uret i tilfælde af en midlertidig strømafbrydelse.

Læg uret med forsiden nedad på en jævn overflade.

1. Brug en mønt, og drej imod urets retning for at åbne batteridækslet på urets bagside.
2. Isæt et nyt CR2032 litiumbatteri i batterirummet med "+" siden opad, som vist.
3. Sæt batteridækslet på igen, og brug en mønt til at dreje med urets retning for at låse batteridækslet.

Det er ikke nødvendigt at isætte et backup-batteri, for at uret fungerer, men det isatte backup-batteri gemmer ur- og alarmindstillinger, hvis der sker en strømafbrydelse eller strømforsyningen tages ud af stikket.

Hvis strømforsyningen afbrydes, eller strømforsyningen trækkes ud af stikket, vil urets display slukke, og alarmen vil ikke fungere.

Skift venligst batteriet ud hvert år for at sikre urets funktionalitet.

TILSLUT STRØMFORSYNING

Sæt strømforsyningen i strømforsyningssikket på bagsiden af uret. Strømforsyningen sættes i stikkontakten, og stikkontakten tændes. Uret er nu klar til brug.

INDSTIL UR OG SNOOZE VARIGHED

1. Tryk **SET** én gang. Timetallet "0" blinker. Tryk ▲ eller ▼ for at indstille timeslag (hold knappen inde for at gå hurtigt frem).
2. Tryk **SET** igen. Minuttallene "00" blinker. Tryk ▲ eller ▼ for at indstille minutslag (hold knappen inde for at gå hurtigt frem).
3. Tryk **SET** igen. Displayet viser "24Hr" og blinker. Tryk ▲ eller ▼ for at vælge "12Hr" eller "24Hr" timers tidsformatet. Hvis "12Hr" vælges, kommer **AM** til syne øverst til venstre i displayet for at vise nat- og morgentimerne, og **PM** vil ses øverst til højre for at vise eftermiddags- og aftentimerne.
4. Tryk **SET** igen. Displayet viser "05" og blinker. Tryk ▲ eller ▼ for at indstille antallet af minutter fra 5 til 60 minutter, som snoozefunktionen skal vare.
5. Tryk **SET** igen for at afslutte indstillingen. Hvis ingen knapper trykkes ind i ca. 10 sekunder afsluttes indstillingen også.

INDSTIL ALARM

1. Tryk **AL SET / SELECT** og hold den inde til **AL** vises i displayet, og alarmens timetal blinker. Tryk ▲ eller ▼ for at indstille timeslaget for alarmen (hold knappen inde for at gå hurtigt frem).
2. Tryk **AL SET / SELECT** igen. Alarmens minuttal vil blinke. Tryk ▲ eller ▼ for at indstille minutslaget for alarmen (hold knappen inde for at gå hurtigt frem).
3. Tryk **AL SET / SELECT** igen. I displayet står der "HI" (vibration på højt niveau). Tryk ▲ eller ▼ for at vælge "LO" (vibration på lavt niveau).
4. Tryk **AL SET / SELECT** igen. Displayet viser "F1" og blinker. Tryk ▲ eller ▼ for at vælge alarmens frekvens: **F1 (lav tone,**

800 Hz), F2 (middelhøj tone, 1 KHz), F3 (høj tone, 1,5 KHz).

5. Tryk **AL SET / SELECT** igen. Displayet viser "L1" (lavt ringeniveau). Tryk ▲ eller ▼ for at vælge "L3" (højt ringeniveau).
6. Tryk **AL SET / SELECT** igen for at afslutte indstillingen. Hvis ingen knapper trykkes ind i ca. 10 sekunder afsluttes indstillingen også.

TÆND, SLUK OG VÆLG ALARMTYPE

1. Tryk **AL SET / SELECT** en til flere gange, når du er i det normale display, der viser klokken, for at aktivere alarmen(erne) og den(de) tilsvarende alarmindikator(er) nederst på displayet.

	: Alarm med vibration
	: Alarm med lydssignal og vibration
	: Alarm med vibration og blinkende lys
	: Alarm med vibration, lydssignal og blinkende lys

2. Tryk **AL SET/SELECT** igen for at slukke for alle alarmene, og alle alarmindikatorerne i displayet og slukkes.
NB: For at anvende alarm med vibration, skal vibratoren tilsluttes på urets bagside. Hvis alarm med vibrator ikke ønskes anvendt, kan det undlades at tilslutte vibratoren til uret.

SLUKKE OG GENINDSTILLE ALARMEN TIL NÆSTE DAG

Når alarmen lyder, blinker de tilvarende alarmindikatorer. Tryk **AL SET / SELECT** en gang for at slukke for alarmen og genindstille den til at blive aktiveret den næste dag. Alarmindikatorerne forbliver på displayet.

SNOOZE (standard snooze varighed er 5 minutter)

Tryk **Zz** én gang, når alarmen lyder, og alarmen stopper midlertidigt, og den tilsvarende alarmindikator blinker. Alarmen går på igen, når den indstillede snoozetid er ovre.

INDSTIL URETS LYSSTYRKE

Urets lysstyrke kan indstilles til 3 niveauer. Tryk **Zz** for at indstille lysstyrken (høj/ mellem/lav). Lysstyrken er som standard sat til høj.

BRUG AF LED-LYSRAMMEN

Tryk **Zz** og hold knappen inde for at tænde for LED-lysrammen. LED-lysrammens lysstyrke (høj/mellem/lav) svarer til lysstyrken på uret (høj/mellem/lav). Når LED-lysrammen lyser, tryk **Zz** én eller flere gange for at indstille urets og LED-lysrammens lysstyrke. Tryk og hold **Zz** knappen nede for at slukke LED-lysrammen.

OPLAD DIN MOBIL VIA USB-STIKKET

Tilslut ladekablet til din mobil til USB-stikket på urets bagside, og tilslut derefter den anden ende til micro-USB-ladestikket på din mobil. Uret vil nu automatisk oplade mobilen.

NB:

1. Sørg for, at kablet, der blev leveret med mobilen, bruges til opladningen.
2. Sørg for, at strømforsyningen, der blev leveret med dette ur (5V 1.2A), anvendes.
3. Det er ikke muligt at oplade en iPad® eller en notepad via USB-stikket på dette ur.
4. Når alarmerne lyder/aktiveres kan telefoner osv. ikke oplades via USB-stikket.

TEST

Tryk og hold ▲/TEST knappen inde, og LED-lyset vil blinke, vibratoren vibrere og lydsignalet lyde.

FEJLFINDING

Hvis uret viser et forkert klokkeslæt eller ikke fungerer korrekt, kan det skyldes dårlig strømfordeling. Urets strømforsyning bør kun sættes i et enkeltstik i væggen.

SÅDAN PASSER DU PÅ DIT PRODUKT

1. Stil dit ur på en fast overflade, og sørg for at det ikke udsættes for direkte sollys, høje temperaturer eller fugtighed.
2. Beskyt dine møbler, når du stiller dit ur på naturtræ og på lakeret materiale ved at lægge et stykke stof eller andet beskyttende materiale under uret.
3. Rengør uret med en blød klud, der kun er fugtet med mild sæbe og vand. Stærkere midler kan beskadige urets overflade. Sørg for, at uret er taget ud af stikket inden rengøringen.
4. Tag backup-batteriet ud, hvis uret ikke skal bruges i en måneds tid eller længere for at undgå mulig korrosion. Rengør grundigt, hvis batterirummet ruste eller bliver snavset, og isæt batteriet igen.

SPECIFIKATIONER

Alarm varighed	1 time	
Snooze varighed (indstillelig):	5 til 60 minutter	
Fabriksindstillinger	Tidsformat	24 timer
	Ur	0:00
	Alarm	6:00
	Alarm- og vibreringsniveau	HI
	Alarmtone	F1
	Alarmniveau	L1 (lavt)
	Snooze varighed	05 (5 minutter)
Alarm med lydsignal	Op til 95 dB ved 1m	

GARANTI

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejlsens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produkt-brochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid

velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Bemærk: Garantien gælder kun i Danmark.

DEKLARATIONER:

Test og godkendelser: Geemarc Telecom SA erklærer herved, at dette produkt er godkendt og CE-mærket i overensstemmelse med EMC direktivet. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.geemarc.com.

Elektrisk forbindelse: Apparatet har ingen indbygget tænd/sluk-knap. For at slukke apparatet skal strømforsyningen afbrydes. Når apparatet installeres, skal man sørge for, at stikkontakten er nem tilgængelig.

Miljøinformation:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med det, bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning etableret til formålet. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af produktet skal der benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.



Distribueret af
geemarc™
Hear the Difference

For produktsupport

Phonic Ear A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Tlf. : 3917 7101
mail@phonicear.dk
www.phonicear.dk