



Genie Medical 2019.1

Installazione

Il programma di installazione si avvia in automatico dopo l'inserimento del DVD/ supporto USB di Genie Medical BAHS nell'unità/porta. In caso contrario, aprire Windows Explorer, individuare l'unità e fare doppio clic su "Setup.exe". Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Requisiti di sistema

Di seguito vengono elencati i requisiti di sistema per l'installazione e uso di Genie Medical BAHS:

Requisiti hardware

- CPU: Intel Core i5, 4 core, 2 GHz o superiore
- 4 GB di RAM o superiore
- 8 GB di spazio libero sul disco rigido
- Risoluzione dello schermo: minimo 1280x1024 pixel
- Unità DVD per l'installazione da DVD
- Porta USB 2.0 per l'installazione da USB e la programmazione dei dispositivi
- Tastiera e mouse
- Scheda audio stereo o 5.1 surround (consigliata)

Requisiti del sistema operativo

- Windows 7 SP1 (32/64 bit)
- Windows 8 (tutte le edizioni eccetto RT)
- Windows 10 (32/64 bit)



Genie Medical 2019.1

Strumenti opzionali

- NOAH 4 (se non si utilizza Genie Medical BAHS indipendente)*
- Un browser per l'accesso alle pagine Web di Oticon Medical
- Un lettore PDF per la consultazione dei documenti PDF
- Consigliamo di proteggere il sistema in uso installando un software antivirus

Genie 2 o Genie indipendente e database

In caso di utilizzo di Genie Medical BAHS senza NOAH (modalità indipendente), viene installato in automatico un modulo utente. Verrà visualizzata un'ulteriore fase per l'organiser dell'utente. Nel modulo utente, è possibile inserire dati demografici (es. nome del cliente, data di nascita, indirizzo) e audiogramma. I dati del cliente vengono salvati in automatico nel database di Genie Medical BAHS e vengono utilizzati per le regolazioni successive.

Per avviare Genie Medical BAHS in modalità indipendente, fare clic sul pulsante Start di Windows, Programmi, cartella Oticon Medical e selezionare Genie Medical BAHS.

* Non installare Genie Medical BAHS su sistemi NOAH 2 o 3. I dati delle regolazioni Oticon Medical nei database NOAH 2 o 3 non saranno più accessibili.

CE 0413

Manufacturer:

Oticon Medical AB
Datavägen 37B
SE-436 32 Askim
Sweden
Phone: +46 31 748 61 00
info@oticonmedical.com