

RC-S

Pilot zdalnego sterowania

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

bernafon[®]
Your hearing • Our passion

***Niniejsza instrukcja dotyczy następującego pilota
zdalnego sterowania:***



RC-S



Gratulujemy zakupu pilota zdalnego sterowania firmy Bernafon. Jest to jedno z najbardziej zaawansowanych urządzeń tego typu dostępnych na rynku. Pozwala ono precyzyjnie sterować pracą Twojego aparatu słuchowego.

Proszę postępować zgodnie z niniejszą instrukcją podczas użytkowania pilota. Instrukcja pomoże Państwu osiągnąć maksimum korzyści związanych z użytkowaniem aparatu słuchowego. Już teraz, ponownie, możesz cieszyć się dźwiękami życia... rodziny, przyjaciół i otoczenia.

Rady związane z bezpieczeństwem

Ilustracja programów słuchowych

Opis funkcji



- 1 Wskaźnik baterii
- 2 Ciszej
- 3 Głośniej
- 4 Program słuchowy 1
- 5 Program słuchowy 2

- 6 Program słuchowy 3
- 7 Symbol programu 1
- 8 Symbol programu 2
- 9 Symbol programu 3
- 10 Komora baterii

Wolne miejsca winien wypełnić
Twój protetyk słuchu.

Twoje programy słuchowe:

Program słuchowy 1:

Program słuchowy 2:

Program słuchowy 3:

Sterowanie pracą aparatu za pomocą pilota zdalnego sterowania

W każdym czasie możesz zmieniać parametry pracy Twojego aparatu za pomocą umieszczonych na nim przycisków/ pokręteł oraz za pomocą pilota. Bieżącymi ustawieniami aparatu są te najpóźniej wprowadzone.

Przykładowo, jeśli za pomocą przycisku na aparacie włączysz Program 2, a następnie wciśniesz przycisk Programu 1 na pilocie to aparat będzie pracował w trybie Programu 1.


Zasięg pilota

Pilot zdalnego sterowania sterują pracą aparatu z odległości nie większej niż 1 metr. Można więc go używać trzymając go w kieszeni lub w torebce. Nie wymaga się zachowania wolnej przestrzeni pomiędzy pilotem a aparatem.

Stan czuwania

Twój nowy pilot zdalnego sterowania nie posiada wyłącznika. Automatycznie przechodzi w stan czuwania, kiedy go nie używasz.


Regulacja głośności



Wciśnij «+» by zwiększyć głośność
Wciśnij «-» by zmniejszyć głośność

3 programy słuchowe

Twój aparat słuchowy dysponuje 3 programami słuchowymi (zobacz str. 3). Możesz je łatwo uruchamiać za pomocą pilota.



Program 1 - wciśnij przycisk: «●»


Program 2 - wciśnij przycisk: «●●»

Program 3 - wciśnij przycisk: «●●●»

Przełączanie programów

Dostępne 3 programy słuchowe włącza się za pomocą odpowiednich 3 przycisków na pilocie. Włączając dany program aparat potwierdzi wykonanie tej operacji emitując odpowiedni dla danego programu sygnał dźwiękowy. Szczegółowe informacje na ten temat umieszczono w instrukcji obsługi aparatu.

Jeśli Program 2 i/lub Program 3 Twojego aparatu nie są dostępne to wciskanie przycisku «●●» lub «●●●» na pilocie nie przyniesie żadnych zmian.




Wymiana baterii

Aby założyć nową baterię (CR 2)

- Otwórz delikatnie paznokciem komorę baterii.



- Wyjmij zużyta baterię.



- Zanim włożysz nową baterię upewnij się czy znak «+» na baterii jest po tej samej stronie co znak «+» w komorze baterii.
- Umieść baterię w komorze baterii upewniając się czy jej końce są właściwie podłączono po obu stronach.

- Załóż pokrywę komory baterii.
Nigdy nie zamykaj jej na siłę.



- Wskaźnik baterii świeci się na zielono, gdy bateria jest dobra, a na czerwono, gdy powinna być już wymieniona.



- Żywotność baterii różni się w zależności od warunków użytkowania pilota. Zapytaj Twojego protetyka słuchu o dalsze szczegóły.
- Nie używaj baterii-akumulatorów.

Dbłość o pilota zdalnego sterowania

- Zmieniając baterie lub czyszcząc pilota zdalnego sterowania trzymaj go nad miękką powierzchnią chroniąc go na wypadek upadku.
- Utrzymuj pilota w czystości. Czyść go regularnie miękką ściereczką lub chusteczką.
- Dbaj by pilot nie zamókł (np. podczas silnego deszczu).
- Nigdy nie próbuj suszyć pilota suszarką do włosów, w kuchenie mikrofalowej lub za pomocą innych urządzeń.

- Pilot nie powinien być narażony na działanie wysokich temperatur. Nie zostawiaj go w schowkach samochodowych.

Ochrona środowiska



Nie wyrzucaj nieużywanego pilota i baterii razem z innymi odpadkami. Należy je właściwie utylizować lub oddawać w miejscu zakupu. Skontaktuj się w tej sprawie z protetykiem słuchu.

Rady i ostrzeżenia związane z bezpieczeństwem

Należy dokładnie zapoznać się z niniejszą książeczką przed użytkowaniem pilota.

Zużyte baterie winny być wymienione możliwie bezzwłocznie.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia. Mogą one wówczas eksplodować powodując obrażenia ciała.

Nigdy nie wyrzucaj baterii razem z odpadkami domowymi, by uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Nigdy nie próbuj ładować zużytych baterii.

Przechowuj nowe i zużyte baterie poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych umysłowo. W przypadku połamania baterii należy bezzwłocznie zasięgnąć porady lekarskiej.

Pilota nie wolno używać w sąsiedztwie materiałów, które mogą wybuchnąć.

Pilot emituje cyfrowy sygnał indukcyjny przekazując „polecenia” do aparatu słuchowego. Choć jest to ekstremalnie mało prawdopodobne, zauważa się, iż powyższy sygnał może zakłócić pracę urządzeń medycznych takich jak rozrusznik serca.

Zgodnie z powyższym ostrzeżeniem radzimy użytkownikom rozruszników serca, by nie nosili pilota w kieszeniach na piersi lub w bliskiej okolicy szyi.

Uwaga! Pilot nie jest zabawką i w żadnym przypadku nie powinien być udostępniany dzieciom w wieku poniżej 36 miesięcy.

By zachować bezpieczeństwo nie należy wiązać końców sznurka dostarczonego z pilotem. Należy używać dostarczonego łącznika.

Międzynarodowa gwarancja

Pilot zdalnego sterowania firmy Bernafon objęty jest ograniczoną gwarancją, w odniesieniu do defektów materiałowych i produkcyjnych, w okresie 12 miesięcy od daty jego dostawy. Gwarancja dotyczy wyłącznie pilota, nie dotyczy pozostałych akcesoriów takich jak baterie, etc.

Gwarancja nie dotyczy przypadków, gdy defekt jest rezultatem niewłaściwego użycia lub obchodzenia się z pilotem.

Gwarancja wygasa w przypadku naprawy pilota przez nieautoryzowany punkt serwisowy. Proszę upewnić się czy karta gwarancyjna została poprawnie i kompletnie wypełniona.

Symbole programów słuchowych

Ilustracje użyte do oznaczeń poszczególnych programów słuchowych indywidualizują Twojego pilota i mogą być dobrane przez protetyka słuchu stosownie do Twoich preferencji.

Producent:

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Szwajcaria

Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

Acustica Sp. z o.o.

ul.Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Polska

Phone +48 58 511 0803
Fax +48 58 511 0803 wew.113
www.bernafon.pl

CE 0543



bernafon®
Your hearing • Our passion