

RC-P

Pilot zdalnego sterowania

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

bernafon[®]
Your hearing • Our passion


SPIS TREŚCI

Bernaфон RC-P Pilot zdalnego sterowania

Wprowadzenie	6
Budowa	7
Wkładanie oraz wymiana baterii	8
Sterowanie aparatami słuchowymi za pomocą pilota zdalnego sterowania	11
Odległość pomiędzy pilotem i aparatem	12
Blokada pilota	13
Regulacja głośności	14
Zmiana programów	15
Przycisk wyciszenia	16

Dioda kontrolna	17
Zaczep paska	19
Etui ochronne	20
Pielęgnacja pilota	21
Ochrona środowiska naturalnego	23
Ostrzeżenia oraz uwagi nt. bezpieczeństwa użytkowania	24
Gwarancja międzynarodowa	28
Deklaracja zgodności	29


Wprowadzenie



Pilot zdalnego sterowania (RC-P)

Niniejsza książeczka zawiera szczegółowy opis budowy oraz funkcjonowania najnowszego pilota zdalnego sterowania do aparatów słuchowych Bernafon. Prosimy o zapoznanie się z treścią tego wydawnictwa oraz stosowanie się do zawartych w nim zaleceń.

Budowa



- 1 Przełącznik programów
- 2 Regulacja głośności
- 3 Przycisk wyciszenia
- 4 Dioda kontrolna





- 5 Zaczep paska
- 6 Pokrywa komory baterii
- 7 Przycisk blokady

Wkładanie oraz wymiana baterii

Pilot RC-P wymaga baterii typu CR2. Aby włożyć nową baterię:

- Delikatnie usuń pokrywę komory baterii
- Upewnij się, że biegun "+" baterii znajduje się w części komory baterii oznaczonej znakiem "+".



- Wprowadź baterię do komory, pamiętając o zachowaniu odpowiedniej biegunowości
- Załóż pokrywę komory baterii a następnie przesuń ją do pozycji końcowej

UWAGA:

- Nie używaj dużej siły podczas domykania komory baterii. Jeśli czujesz opór, oznacza to, że komora została niepoprawnie założona – spróbuj umieścić ją w odpowiednim miejscu ponownie.
- Czas działania baterii zależy od warunków użytkowania pilota. Zasięgnij dalszych informacji u Protetyka Słuchu.

Sterowanie aparatami słuchowymi za pomocą pilota zdalnego sterowania

Działanie większości aparatów słuchowych może być regulowane za pomocą przycisków na obudowie pilota zdalnego sterowania. Jeśli nosisz dwa aparaty słuchowe, regulacje pilotem będą wpływały jednocześnie na oba urządzenia wspomagające słyszenie.


Odległość pomiędzy pilotem i aparatem

Pilot zdalnego sterowania umożliwia regulację aparatu z odległości nie większej niż około 1 m. Między aparatem a pilotem może znajdować się przeszkoda (np. można użytkować pilota, który znajduje się w torebce lub kieszeni).


Blokada pilota

Pilot posiada możliwość blokady regulacji:

- widoczne zielone pole – odblokowany (A)
- brak zielonego pola – zablokowany (B)



Odblokowany =
widoczne zielone pole



Zablokowany =
niewidoczne zielone pole

Regulacja głośności

Głośność dźwięku odbieranego przez aparat słuchowy może być regulowana za pomocą pilota.



Zwiększanie głośności

Zmniejszanie głośności

Naciśnij "+" aby zwiększyć wzmocnienie (głośniej)
Naciśnij "-" aby zmniejszyć wzmocnienie (ciszej)

Zmiana programów

Aby dokonać zmiany programu w aparacie słuchowym, należy nacisnąć "●". Zmiana następuje w sposób cykliczny, tzn. każde naciśnięcie aktywuje następny program słuchowy aparatu słuchowego.



Przycisk zmiany programów

Przycisk wyciszenia

Pilot wyposażono w przycisk "wyciszenie aparatu".
Wciskając przycisk wyciszymy aparat.



Przycisk "wycisz"

Naciśnij przycisk "*****", aby wyciszyć aparat słuchowy. Kolejne naciśnięcie tego przycisku sprawi, że aparat wróci do normalnego trybu pracy (tzn. wyłączy funkcję wyciszenia).

Dioda kontrolna

Za pomocą diody kontrolnej użytkownikowi przekazywane są informacje nt. działania pilota. Dioda emituje sygnał świetlny po każdym naciśnięciu przycisków pilota. Istnieją dwie główne kategorie sygnałów:

Czerwony kolor oznacza, że pilot jest zablokowany. Aby odblokować pilota, przesunij suwak blokady w pozycję, w którym widoczne jest zielone pole.

Zielony sygnał świetlny oznacza, że pilot jest odblokowany.




Dioda kontrolna

Jeśli po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku dioda nie emituje żadnego światła, oznacza to, że należy wymienić baterie pilota.

Zaczep paska

Możliwe jest również noszenie pilota zaczepionego np. do paska na klucze. Połączenia paska oraz pilota dokonuje się za pomocą specjalnego elementu umieszczonego w pobliżu komory baterii. W tym celu należy wyciągnąć element zaczepowy oraz wprowadzić w niego końcówkę paska na klucze.



Etui ochronne

Cel: W celu zabezpieczenia pilota przed porysowaniem można użyć dostępnego etui.

Sposób użycia: Delikatnie umieść pilota w etui. W celu wyjęcia pilota z etui otwórz je i delikatnie wypchnij pilota z etui.

Pielęgnacja pilota

- Podczas czyszczenia pilota lub zmiany baterii należy trzymać go na niewielkiej wysokości nad inną powierzchnią (np. nad stołem), co uchroni go przed zniszczeniem w razie ewentualnego upuszczenia.
- Czyść pilota regularnie za pomocą suchej ściereczki lub chusteczki higienicznej.
- Chronić pilota przed wilgocią.

- W razie kontaktu z wilgocią nie próbuj suszyć pilota za pomocą suszarki do włosów, ani poprzez włożenie go do kuchenki mikrofalowej, ani za pomocą innego urządzenia grzewczego.
- Pilot nie powinien być wystawiony na działanie promieni słonecznych ani wysokich temperatur.
- Pilot nie powinien być narażany na działanie wysokich temperatur, np. w nasłonecznionych schowkach, półkach itp.

Ochrona środowiska naturalnego



Pomóż nam chronić środowisko naturalne – nie wyrzucaj zużytych baterii do standardowych pojemników na śmieci. Baterie, jak i samego pilota przechowuj w specjalnych pojemnikach do składowania zużytego sprzętu elektronicznego lub oddaj je Protetykowi Słuchu, który przekaże je w odpowiednie miejsca.

Ostrzeżenia oraz uwagi nt. bezpieczeństwa użytkowania

- Prosimy o uważne przeczytanie tej książeczki przed rozpoczęciem stosowania pilota.
- Pilota nie należy używać podczas lotu samolotem
- Zużyta baterię należy możliwie jak najszybciej wy ciągnąć z komory baterii.
- Zużyte baterie powinny być zwrócone do miejsca, w którym zostały nabyte, najczęściej do punktu protetyki słuchu.
- Nigdy nie pozbywaj się baterii poprzez spalanie. W tym przypadku istnieje ryzyko niebezpiecznej dla Ciebie eksplozji.

- Nigdy nie wyrzucaj baterii do domowego pojemnika na śmieci. Baterie są szkodliwe do środowiska naturalnego.
- Nigdy nie próbuj ponownie ładować baterii jednorazowego użytku.
- Trzymaj nowe, jak i zużyte baterie z dala od dzieci oraz osób niepełnosprawnych. Jeżeli dojdzie do połączenia baterii, niezwłocznie zasięgnij porady lekarskiej.

- Sygnał pilota zdalnego sterowania może być niebezpieczny w miejscach, w których przechowuje się lub podejrzewa się występowanie materiałów wybuchowych. Nigdy nie używaj pilota, jeśli w Twoim otoczeniu mogą być np. miny itp., gdyż może to zainicjować wybuch ładunku.
- Pilot generuje sygnały, które sterują działaniem aparatów słuchowych. Jakkolwiek jest to bardzo mało prawdopodobne, pilot może zakłócać działanie innych elektronicznych urządzeń medycznych, jak np. rozrusznik serca.

- Aby wyeliminować potencjalny wpływ pilota, zalecamy, aby osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca nie nosiły pilota w bezpośredniej bliskości rozrusznika, czyli np. w kieszeni koszuli lub powieszzonego na szyi.
- Uwaga! Niniejsze urządzenie nie może służyć do zabawy i pod żadnym pozorem nie powinno być dostępne dla noworodków oraz małych dzieci (poniżej 36 m-ca życia).
- Jeśli nosisz pilot przypięty do paska na szyi pamiętaj, aby nie wiązać jego końców. Zalecamy pasek z końcówkami przypinanymi, które można łatwo rozłączyć w razie niebezpieczeństwa.

Gwarancja międzynarodowa

Niniejszy pilot objęty jest międzynarodową, ograniczoną gwarancją, która dotyczy defektów materiałowych oraz wynikających z wadliwego wykonania. Gwarancja obejmuje okres 12 m-cy od momentu nabycia urządzenia i dotyczy tylko pilota, natomiast nie obejmuje takich akcesoriów jak np. baterie.

Gwarancja nie ma również zastosowania w przypadku nieprawidłowego stosowania urządzenia.

Gwarancja traci ważność jeśli pilot był naprawiany przez nieupoważnione do tego osoby. Proszę sprawdzić razem z protetykiem słuchu czy karta gwarancyjna została poprawnie wypełniona.

Deklaracja zgodności

Firma Bernafon AG oświadcza, że właściwości pilota RC-P są zgodne z ogólnymi, jak i szczegółowymi zaleceniami dyrektyw 999/5/EC oraz 93/42/EEC. Kopię deklaracji zgodności można otrzymać pod poniższym adresem:

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland

Sprzęt opisany niniejszą instrukcją i jego części odpowiadające za komunikację radiową są dopuszczone do użytku w następujących państwach: Wszystkie państwa EU, EFTA, AU, CA, JP, NZ oraz US.



FCC ID: U6XRCP
IC: 7031A-RCP



N14144

Niniejsze urządzenie spełnia zalecenia normy FCC oraz normy RSS-210. Oznacza to, że:

- (1) niniejsze urządzenie nie generuje żadnych szkodliwych sygnałów.
- (2) urządzenie jest odporne na inne sygnały elektromagnetyczne, również te, które mogłyby spowodować jego nieporządne działanie

UWAGA: Pilot opisany w tej książeczce został poddany intensywnym testom dotyczącym urządzeń cyfrowych klasy B oraz spełnił wymagania FCC. Test ten dotyczył potencjalnego wpływu pilota na urządzenia domowe. Pilot generuje sygnał elektromagnetyczny, który może powodować zakłócenia w pracy np. odbiorników radiowych. Fale generowane przez pilota mogą również powodować zakłócenia w działaniu innych urządzeń domowych.

Jeśli urządzenie powoduje zakłócenia radioodbiornika lub telewizora, oznacza to, że częstotliwość fali generowanej przez pilota jest zbliżona do częstotliwości fali generowanej przez odpowiednią stację nadawczą. W tym przypadku zaleca się:

- zmienić ustawienia anteny odbiornika
- zwiększyć odległość pomiędzy pilotem oraz odbiornikiem
- zmienić miejsce ustawienia odbiornika lub miejsce, w którym przebywa użytkownik pilota
- skonsultować się ze sprzedawcą odbiornika lub innym specjalistą.

Sprzęt cyfrowy klasy B jest zgodny z zaleceniami normy ICES-003.

Urządzenie to emituje sygnały zgodne z normą ETSI EN 300 330 – 1 V1.5.1

Producent

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Szwajcaria
Phone +41 31 998 15 15
Fax +41 31 998 15 90
www.bernafon.com

CE 0682



Acustica Sp. z o.o.

ul.Hynka 73A
80-465 Gdańsk
Polska
Phone +48 58 511 0803
Fax +48 58 511 0803 wew.113
www.bernafon.pl

bernafon[®]
Your hearing • Our passion