

Manual de instrucciones

CONTROL REMOTO RC-N

bernafon 
Your hearing • Our passion

Felicitaciones por la compra de su nuevo control remoto RC-N. Su control remoto le permite ajustar el volumen y los programas de su audífono.



Por favor lea todo el contenido de este manual antes de usar su control remoto RC-N. Aquí encontrará las instrucciones para aprender a usar y manejar su RC-N. También contiene información muy importante sobre la seguridad.

Índice


Precauciones generales	6
Introducción	14
Generalidades del RC-N	15
Cómo colocar y extraer las pilas	16
Cómo operar sus audífonos	20
Indicaciones de la luz de estado	21
Ajustes de volumen	22
Cómo enmudecer y desenmudecer el audífono	23
Cómo ajustar los programas	25

Trabar y destrabar los botones del RC-N	26
Cómo usar los huecos para cordón	29
Cuidados y mantenimiento	30
Información para el usuario sobre el elemento de radiocomunicación de este dispositivo	31
Garantía internacional	36

Precauciones generales


Antes de usar su control remoto RC-N, conozca las siguientes precauciones generales.

Advertencias de peligro

 Ya que RC-N no es un juguete, se debe mantener alejado de niños y personas que puedan ingerir sus partes o causarse daño con el mismo. Se debe prestar atención a los componentes de menor tamaño para evitar que sean tragados y también la asfixia. Si se ingiere algún componente, consulte con un médico de inmediato.

- ⚠ No se debe someter el RC-N a calor excesivo al ponerlo dentro de un horno, un microondas, al quemarlo o al dejarlo dentro de un automóvil estacionado al sol. En estas situaciones puede que explote y cause daños severos.
- ⚠ El RC-N no se debe usar dentro de un avión sin la autorización específica del personal de vuelo.

- ⚠ Se les recomienda a los usuarios cumplir con las pautas de recomendación de los fabricantes de desfibriladores y marcapasos implantables en cuanto al uso de teléfonos móviles. Si lleva un implante activo, mantenga el RC-N alejado a más de 15 cm (5,9 pulgadas) del implante.
- ⚠ La fuente de alimentación no cuenta con energía suficiente para causar un incendio bajo condiciones normales de uso. El RC-N no ha sido sometido a pruebas en cuanto al cumplimiento de estándares internacionales relacionados con atmósferas explosivas. Se recomienda no utilizar su RC-N en áreas donde existe riesgo de explosión.

 Se recomienda realizar la limpieza de manera frecuente mediante un paño seco o ligeramente humedecido sin sustancias químicas. El RC-N no se debe exponer a ni limpiar con sustancias químicas para la limpieza ni alcohol. Las sustancias químicas en los cosméticos, spray para cabello, perfume, loción para después de afeitarse, crema para la protección de los rayos solares y el repelente para insectos pueden dañar su control remoto. Siempre debe retirarse el RC-N antes de aplicar este tipo de productos y permitir que los mismos se sequen antes de usar el RC-N nuevamente. El control remoto no se debe sumergir en agua ni en otro tipo de líquidos.

- ⚠ Si usa un cordón de mano, asegúrese que haya sido diseñado y que sea adecuado para este fin. No se debe usar nunca un cordón para el cuello debido al riesgo de estrangulamiento.
- ⚠ El RC-N no se debe usar durante las radiografías (rayos-X), tomografías computarizadas, imagen o tomografía por resonancia magnética, tomografía por emisión de positrones, electroterapia ni cirugía.
- ⚠ El uso del RC-N al conducir vehículos le puede distraer. Si las condiciones de conducción o las leyes del tránsito así lo exigen, vírese del camino y estacione el vehículo antes de usar su RC-N.

- ⚠ Siempre debe usar las pilas recomendadas por su profesional de la audición. Las pilas de baja calidad pueden supurar líquido y causar lesiones. Las pilas agotadas se deben cambiar lo antes posible.
- ⚠ Nunca intente recargar pilas no recargables. Pueden explotar y causar lesiones severas. Nunca debe desechar las pilas mediante la quema. En estas situaciones puede que exploten y causen daños severos.

- ⚠ Ayude a proteger al medio ambiente al no desechar las pilas de su RC-N con sus residuos hogareños comunes. Por favor recicle sus pilas o devuélvaselas a su profesional de la audición para su eliminación.
- ⚠ El RC-N usa señales digitales inductivas para transmitir los comandos a sus audífonos. Si bien es altamente improbable que suceda, han surgido inquietudes acerca de que esta señal posiblemente interfiera con dispositivos médicos tales como los marcapasos. Como precaución adicional, les sugerimos a los usuarios de marcapasos que no transporten ni usen el RC-N en el bolsillo de la camisa o alrededor del cuello.



La potencia de emisión del RC-N se encuentra por debajo de los límites internacionales de emisión para la exposición humana. A modo comparativo, la radiación emitida por el RC-N es menor que la emisión electromagnética no intencionada de secadores de cabello, afeitadoras eléctricas, etc. El RC-N cumple con los estándares internacionales en cuanto a la compatibilidad electromagnética.

Introducción

El paquete de su RC-N incluye los siguientes ítems que serán explicados en este manual de instrucciones:



Control remoto RC-N
Modelo: RC-2B




Pilas AAAA



Manual de instrucciones

Generalidades del RC-N

- 1 Control para aumentar el volumen
- 2 Control para reducir el volumen
- 3 Cambio de programa
- 4 Luz de estado
- 5 Tapa de la pila
- 6 Sujeción para el dedo
- 7 Huecos para el cordón




Cómo colocar y extraer las pilas


El RC-N utiliza dos pilas alcalinas AAAA. Por favor siga las siguientes instrucciones al colocar pilas nuevas.

Retire la tapa de la pila


1. Con su pulgar, empuje la sujeción para el dedo hacia abajo
2. Coloque su otro pulgar en el extremo opuesto de la tapa para la pila y empuje hacia la dirección de la sujeción para el dedo
3. Retire completamente la tapa de la pila
4. Inserte las dos pilas dentro del compartimiento de las pilas




①



②





③



④

Coloque la tapa de la pila nuevamente

1. Coloque la tapa de la pila a unos 6 mm desde el borde superior de su RC-N
2. Desliza la tapa de la pila según la ilustración hasta que sienta un clic



i No se debe forzar la tapa de la pila. En caso de que se requiera el uso de fuerza al colocar la tapa, asegúrese que la misma se encuentre alineada para que calce fácilmente en su lugar. La duración de la pila depende de las condiciones de uso.

Cómo operar sus audífonos

Puede operar su audífono mediante su RC-N a una distancia de hasta 1 metro (3 pies).

Uso recomendado




En la mano




En el bolsillo
del pantalón

Indicaciones de la luz de estado

Operación del RC-N	La luz de estado indica la operación del RC-N. La luz parpadea una vez al presionar un botón.	
Pila baja	La luz de estado parpadea lentamente (una vez cada 2 segundos) cuando sea necesario reemplazar las pilas	
Botones del RC-N trabados	La luz de estado parpadea 3 veces cuando los botones se encuentran trabados	


Ajustes de volumen

Con el RC-N, puede ajustar el volumen de su audífono mediante los botones para aumentar y reducir el volumen.

Cómo aumentar el volumen	Para aumentar el volumen de su audífono, presione el botón que aumenta el volumen	
Cómo reducir el volumen	Para reducir el volumen de su audífono, presione el botón que reduce el volumen	

Silenciar/activar el audífono

Con el RC-N, puede silenciar su audífono mediante el botón que reduce el volumen.

Cómo silenciar el audífono	Mantenga presionado el botón que reduce el volumen durante 2 a 3 segundos. La luz de estado permanece apagada cuando los audífonos están enmudecidos.	
Cómo activar el audífono	Presione cualquier botón para desactivar el audífono.	

i La función enmudecer del audífono no apaga el audífono. Diríjase al manual de instrucciones del audífono para ver cómo se apaga.

Cómo ajustar los programas

Con el RC-N puede navegar por los programas de su audífono mediante el botón de cambio de programa.

Cómo seleccionar y cambiar los programas

Presione el botón de cambio de programa para navegar por los programas de su audífono. Cada vez que presiona el botón de cambio de programa avanzará hasta el próximo programa del ciclo.



Bloquear y desbloquear los botones del RC-N

Para evitar que se presionen los botones de manera accidental cuando el RC-N se encuentre en su bolsillo, se recomienda trabar los botones.

Cómo trabar los botones del control remoto

1. Mantenga presionado el botón que reduce el volumen junto con el botón que cambia el programa durante 3 a 4 segundos



2. La luz de estado parpadea dos veces cuando los botones queden bloqueados

Para confirmar que se hayan bloqueado los botones, presione cualquiera de ellos. La luz de estado parpadea tres veces para confirmar que los botones se encuentran bloqueados (diríjase a la página 21).

Cómo desbloquear los botones del control remoto

1. Mantenga presionado, nuevamente, el botón que reduce el volumen junto con el botón que cambia el programa durante 3 a 4 segundos.
2. La luz de estado se iluminará de manera permanente hasta que las teclas queden desbloqueadas.

Cómo usar los huecos para cordón

Para su mayor comodidad, el RC-N cuenta con huecos para un cordón, lo que le permite utilizar un pequeño cordón para transportar y afianzar su RC-N con facilidad.

1. Retire la tapa de la pila
(diríjase a las páginas 16 y 17)
2. Enhebre un pequeño cordón por los huecos para el cordón



Cuidados y mantenimiento

- Al cambiar las pilas o al limpiar el RC-N, manténgalo sobre una superficie blanda para evitar cualquier daño en caso de que se caiga
- Limpie el RC-N con frecuencia mediante el uso de un paño seco o ligeramente húmedecido o un pañuelo desechable
- Evite que se moje el RC-N

Información para el usuario sobre el elemento de radiocomunicación de este dispositivo

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document.

This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHREMCTR01

IC: 11936A-REMCTR01

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference; and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

Caution:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

SBO Hearing A/S hereby declares that this remote control is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

La declaración de conformidad está disponible en:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.sbohearing.com

Garantía internacional

El control remoto RC-N tiene una garantía limitada que cubre defectos de materiales y mano de obra. Esta garantía se anula en caso de que el defecto se deba a un mal uso o a un tratamiento incorrecto.

Esta garantía pierde validez en caso de que personal no autorizado haya reparado el RC-N. Por favor, revise los términos de su certificado de garantía con su profesional de la audición y asegúrese que su certificado de garantía haya sido completado.

Fecha: _____

Modelo: _____

Período de garantía: _____

Número de serie: _____

Centro de audición

Notas

.....

.....

.....

.....

.....

.....



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.sbohearing.com



Los desechos de los equipos electrónicos deben cumplir con las reglamentaciones locales.



0000143926000001

bernafon 
Your hearing • Our passion