

Manual de instrucciones

SOUNDGATE MIC

Para usar con SoundGate 3



bernafon[®]
Your hearing • Our passion

Índice

Precauciones generales y recomendaciones de seguridad	6
Introducción	8
Generalidades de SoundGate Mic	9
Funcionamiento de SoundGate Mic	10
Cómo llevar el SoundGate Mic	11
Cómo cargar SoundGate Mic para su uso	12
Indicación de encendido	13
Emparejamiento con SoundGate 3	14
Cómo configurar SoundGate Mic	17
Cómo pausar/reiniciar el sonido desde SoundGate Mic	19
Cómo apagar SoundGate Mic	20
Información adicional importante:	21

Felicitaciones por la compra de su nuevo SoundGate Mic. El objetivo de SoundGate Mic es mejorar la comunicación al enviar la voz del orador directamente a los audífonos del usuario. Esto le permite al usuario de los audífonos oír mejor al orador aún en situaciones auditivas dificultosas.

Esta guía le brinda las instrucciones necesarias para ayudarle a que logre una mejor comunicación.



Por favor lea todo el contenido del presente manual antes de usar su dispositivo SoundGate Mic, debido a que contiene las instrucciones de uso e importante información sobre cómo manejarlo.

Precauciones generales y recomendaciones de seguridad

Es importante que conozca las siguientes advertencias generales antes de usar su dispositivo SoundGate Mic.

Advertencias de peligro

-  SoundGate Mic no es un juguete, por lo que se debe mantener alejado de niños y personas que puedan ingerir sus partes o causarse daño con el dispositivo. Se debe prestar atención a los componentes de menor tamaño para evitar la asfixia o que se los traguen. Si se ingiere algún componente, recurra a un médico de inmediato.

-  No se debe someter SoundGate Mic a calor excesivo al ponerlo dentro de un horno, un microondas, al quemarlo o al dejarlo dentro de un automóvil estacionado al sol. En estas situaciones puede que explote y cause daños severos.

-  En caso de un accidente donde el cordón para el cuello quede atascado con algo mientras se está usando, el cordón se ha construido de manera que se rompe automáticamente. Es por esto que no se debe intentar acortar o modificar el cordón en una manera no autorizada. El cordón para el cuello no se debe usar con niños que pesen menos de 11 kg (24 libras).

- ⚠ SoundGate Mic no se debe usar dentro de un avión sin la autorización específica del personal de vuelo.
- ⚠ SoundGate Mic se ha diseñado para cumplir con los más estrictos Estándares Internacionales de Compatibilidad Electromagnética. Sin embargo, SoundGate Mic puede causar interferencia con dispositivos médicos como desfibriladores y marcapasos.
 - Contacte al fabricante de su dispositivo de implante para obtener información sobre el riesgo de perturbación.
 - Si sospecha que puede haber interferencia, quítese el SoundGate Mic de inmediato. No use SoundGate Mic y busque asistencia.
- ⚠ La interferencia puede ser causada por perturbaciones de líneas eléctricas, detectores de metal en aeropuertos, campos magnéticos de otros dispositivos eléctricos, señales de radio y descargas electroestáticas.
- ⚠ La seguridad de la recarga de baterías a través del conector USB depende del equipo externo, que debe estar aprobado por UL o cumplir los requisitos de seguridad equivalentes a IEC-60065, IEC-60950, IEC-60601.

Introducción


El empaque de su SoundGate Mic incluye los siguientes ítems:



SoundGate Mic
Modelo: MIC-110



Unidad de carga (cargador)



Manual de instrucciones



Ne Cordón para el
cuello ck strap

Generalidades de SoundGate Mic

Indicador LED

Indicador de encendido


Botón para
encender/apagar

Detector de ruido
(no se debe cubrir)



Funcionamiento de SoundGate Mic


SoundGate Mic transmite el habla del orador directamente al usuario del audífono. Un micrófono puede operar con un solo dispositivo SoundGate a la vez.



Cómo llevar el SoundGate Mic

SoundGate Mic se debe ubicar en línea directa, dentro de una distancia de 10 a 20 cm (4 a 8 pulgadas), de la boca de la persona que habla.

Uso con el clip




Uso con el cordón para el cuello




Cómo cargar SoundGate Mic para su uso

Para cargar el micrófono, conecte la unidad de carga al conector mini USB en la parte inferior del micrófono.




Conector (mini USB)
para cargar la batería



Indicación de encendido

El indicador de encendido en la parte superior de su SoundGate Mic le ayuda a monitorear el estado de su batería y/o recarga.

Luz roja permanente



Luz verde parpadeante



Luz verde permanente



Batería baja

Un máximo de 20 minutos para continuar hablando

Cargando

Completamente cargado

Luego de una carga de aproximadamente 1,5 horas, su dispositivo operará durante 5 horas

Emparejamiento con SoundGate 3 (solo se hace una vez)

1. **Coloque el SoundGate 3 en modo de emparejamiento**


al presionar la tecla de encendido de SoundGate 3 durante 5 a 6 segundos. El indicador LED de SoundGate 3 se tornará azul y parpadeará rápidamente. El “modo de emparejamiento” está activo.

Tecla de encendido



2. **Coloque el SoundGate Mic en modo de emparejamiento**

al presionar el botón de encendido/apagado durante 5 a 6 segundos. El indicador LED de SoundGate Mic se tornará color naranja y parpadeará rápidamente. El "modo emparejamiento" está activo.



3. **Espere hasta 1 minuto.** La tecla de entrada auxiliar de SoundGate 3 y el indicador LED de SoundGate Mic se tornarán color naranja. El emparejamiento se ha completado.




Cómo configurar SoundGate Mic


1. **Asegúrese que SoundGate 3 esté encendido** al presionar la tecla de encendido durante 1 a 2 segundos. El indicador LED de SoundGate 3 se tornará verde.



2. **Encienda el SoundGate Mic** mediante una presión corta de la tecla de encendido/apagado. El indicador de encendido se iluminará de verde y el indicador LED parpadeará de color naranja hasta que localice el dispositivo SoundGate 3 con el que se ha emparejado. El indicador LED se iluminará de color naranja fijo.




3. **Presione dos veces (2 x) la tecla de entrada auxiliar de SoundGate 3** para comenzar a transmitir el sonido desde el micrófono.




Cómo pausar / reiniciar el sonido desde SoundGate Mic

1. **Presione una vez la tecla de entrada auxiliar de SoundGate 3** para pausar el sonido desde el micrófono.




2. **Presione dos veces (2 x) la tecla de entrada auxiliar de SoundGate 3** para reiniciar la transmisión del sonido desde el micrófono.



Cómo apagar SoundGate Mic

Mantenga presionada la tecla de encendido/apagado de SoundGate Mic durante 2 a 3 segundos hasta que se apague el indicador de encendido.



Información adicional importante:

SoundGate Mic contiene un transmisor de radio con tecnología de salto de frecuencia que funciona en la banda ISM a 2,4 GHz.

El pico de la potencia de salida conducida del transmisor es menor a 6 dBm y la antena es una antena PCB pequeña con una ganancia direccional menor de 2 dBi (dB sobre una antena isotrópica u omnidireccional).

La potencia de emisión de SoundGate Mic se encuentra por debajo de los límites internacionales de emisión para la exposición humana. SoundGate Mic cumple con los estándares internacionales de compatibilidad electromagnética.

USA and Canada

Due to the limited size available on the device, many of the relevant approval markings are found in this document. This instrument is certified under:

FCC ID: 2ACAHMIC110

IC: 11936A-MIC110

The device complies with Part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Industry Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference.
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment

off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Caution

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Por la presente, SBO Hearing A/S declara que este dispositivo SoundGate Mic cumple con los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

La declaración de conformidad se encuentra disponible en:

SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dinamarca



< >
8,15 mm

Placeholder
for FSC logo

^
19 mm
v

^
9,0 mm
v

< 15 mm >



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Dinamarca
www.sbohearing.com



E2831



Los desechos de los equipos electrónicos deben cumplir con las reglamentaciones locales.



0000144917000001

bernafon 
Your hearing • Our passion