

Alta2 | Nera2 | Ria2

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS



Brugsanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Modeloversigt

Denne brugsanvisning er gældende for følgende høreapparatfamilier og modeller:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Oticon Alta2 Pro | ☐ Oticon Nera2 Pro | ☐ Oticon Ria2 Pro |
| ☐ Oticon Alta2 | ☐ Oticon Nera2 | ☐ Oticon Ria2 |
-
- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| ☐ IIC | Invisible-In-the-Canal |
| ☐ IIC V2 | Invisible-In-the-Canal |
| ☐ CIC | Completely-In-the-Canal |
| ☐ CIC V2 | Completely-In-the-Canal |
| ☐ MIC | Mostly-In-the-Canal |
| ☐ ITC | In-the-Canal |
| ☐ HS | Half-Shell |
| ☐ FS | Full Shell |

Introduktion

Denne brugsanvisning vil guide dig i, hvordan du bruger og vedligeholder dit nye høreapparat. Læs brugsanvisningen grundigt, inklusiv **afsnittet om advarsler**. Dette vil hjælpe dig med at få mest mulig gavn af dit nye høreapparat.

Din hørespecialist har indstillet dit høreapparat til at imødekomme dine behov. Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål.

| **Om** | Opstart | Håndtering | Optioner | Advarsler | Øvrigt |

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

Retningslinjer for brug

Hensigten med dit høreapparat er at forstærke og sende lyd direkte til øret og dermed kompensere for dit høretab. Dit høreapparat er egnet til mildt til kraftigt høretab. Denne type høreapparat er ikke beregnet til at blive brugt af børn < 36 måneder.

VIGTIGT

Din hørespecialist har indstillet høreapparatets forstærkning, så den er optimeret til din personlige høreprofil.

Indholdsfortegnelse 1/2

Om

Find din høreapparatmodel	10
Batteristørrelse 10 (CIC er vist)	12
Batteristørrelse 312 (ITC er vist)	14
Batteristørrelse 13 (FS er vist)	16
Sådan identificeres venstre og højre høreapparat	18
Batteri	19

Opstart

Tænd og sluk	20
Hvornår skal et batteri udskiftes?	21
Udskiftning af batteri	22

Håndtering

Vedligeholdelse	24
Multiværktøj til håndtering af batterier og rengøring	26
Udskiftning af filter	28

Udskiftning af ProWax miniFit-filter (ikke trådløse IIC & CIC V2 75)	29
Udskiftning af ProWax-filter (alle apparater undtaget ikke trådløse IIC & CIC)	30
Udskiftning af T-Cap-filter (høreapparater med batteristørrelse 10)	31
Udskiftning af O-Cap-filter (høreapparater med batteristørrelse 312 og 13)	32
Isæt høreapparatet	33
Fjern høreapparatet	34

Optioner

Ekstra funktioner og tilbehør	36
Mute høreapparaterne (option)	37
Programskift (option)	38
Volumenkontrol med trykknop (option)	40


Indholdsfortegnelse 2/2

	Volumenkontrol med hjul (option)	41
	Trådløst tilbehør (option)	43
	Andre muligheder (option)	44
Advarsler		
	Advarsler	46
Øvrigt		
	Problemer og løsningsforslag	52
	Vand- & støvafvisende (IP68)	54
	Forhold	55
	Garantibevis	56
	International garanti	57
	Tekniske oplysninger	58

Find din høreapparatmodel

ITE-apparater fås i flere modeller og størrelser. Find din model. Det vil gøre det nemmere for dig at navigere gennem denne brugsanvisning.

☐ **Batteristørrelse 10**
(IIC, CIC, MIC,
ITC, HS)




Ikke trådløst IIC er vist.

☐ **Batteristørrelse 312**
(ITC, HS, FS)



ITC er vist.

☐ **Batteristørrelse 13**
(ITC, HS, FS)




HS er vist.


Alle modeller findes i forskellige former og med forskellige funktioner.

Batteristørrelse 10 (CIC er vist)

Hvad det er:




Hvad det bruges til:




Komponenterne kan sidde anderledes på dit høreapparat.

Batteristørrelse 312 (ITC er vist)

Hvad det er:




Hvad det bruges til:




Komponenterne kan sidde anderledes på dit høreapparat.

Batteristørrelse 13 (FS er vist)

Hvad det er:



Hvad det bruges til:



Komponenterne kan sidde anderledes på dit høreapparat.

Sådan identificeres venstre og højre høreapparat

Det er vigtigt at skelne mellem venstre og højre høreapparat, da de er støbt til dine ører og kan være programmeret forskelligt.



En **BLÅ** skal, tekst eller prik identificerer det **VENSTRE** høreapparat.


En **RØD** skal, tekst eller prik identificerer det **HØJRE** høreapparat.

Batteri

Dit høreapparat er en elektronisk enhed, som benytter specielle batterier. For at tænde for apparatet, skal du sætte et nyt batteri i batteriskuffen. Se hvordan i afsnittet "Udskiftning af batteriet".

Batteriskuffe

Se de første par sider under afsnittet "**Om**" for at se dit høreapparats batteristørrelse.




Træk ud for at åbne.

Tænd og sluk

Batteriskuffen bruges også til at tænde og slukke høreapparatet. For at spare på batteriet bør du slukke høreapparatet, når du ikke har det på.

Tænd

Luk batteriskuffen med batteriet isat.



Sluk

Åbn batteriskuffen.



Hvornår skal et batteri udskiftes?

Når det er tid til at udskifte batteriet, vil du høre to bip gentaget med mellemrum, indtil batteriet løber ud.



To bip

= Batteriet er ved at løbe tør.



Fire bip

= Batteriet er løbet tør.

Tip til vedligeholdelse af batteriet

Medbring altid ekstra batterier, og hav en fast rutine for udskiftning af batterier for at sikre, at høreapparatet altid fungerer.


Udskiftning af batteri

1. Tag det ud



Åbn batteriskuffen helt. Fjern batteriet.

2. Fjern klistermærket



Fjern klistermærket fra + siden på det nye batteri.

3. Isæt




Sæt det nye batteri i batteriskuffen. Sørg for, at + siden på batteriet vender samme vej som + mærket i batteriskuffen.

4. Luk



Luk batteriskuffen. Høreapparatet spiller en jingle. Hold høreapparatet tæt til øret for at høre jinglen.

Tip



Multiværktøjet kan bruges til at udskifte batteriet. Brug den magnetiske spids til at fjerne og isætte batteriet.


Kontakt din hørespecialist for mere information.

Vedligeholdelse


Når du rengør høreapparatet, skal du holde det over en blød overflade, så det ikke går i stykker, hvis du skulle tabe det.

Rengøring af høreapparatet

Børst omhyggeligt snavs væk fra mikrofonåbningerne med en ren børste. Børst forsigtigt overfladen.



Rengør ventilationen ved at trykke børsten gennem hullet og samtidig dreje den en anelse.




VIGTIGT

Brug en blød, tør klud til at rengøre høreapparatet. Det må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

Multiværktøj til håndtering af batterier og rengøring


Multiværktøjet indeholder en magnet, der gør det lettere at udskifte batteriet i høreapparatet. Det indeholder også en børste og en renseslynge til at fjerne ørevoks. Kontakt din hørespecialist, hvis du har brug for et nyt multiværktøj.



VIGTIGT

Multiværktøjet har en indbygget magnet. Hold magneten på 30 cm afstand fra kreditkort og andet, som er følsomt over for magnetisme.

Hvis ventilationen er meget lille, kan det være nødvendigt at bruge et særligt værktøj. Bed din hørespecialist om yderligere information.



Udskiftning af filter

Hvis du oplever reduceret lyd kvalitet, er det tid til at udskifte filterne.

Der henvises til de følgende sider for instruktioner om, hvordan du udskifter filterne.


VIGTIGT

Brug altid den samme type voksfilter som det, der oprindeligt blev leveret med høreapparatet.

Spørg din hørespecialist, hvis du er i tvivl om, hvilket voksfilter du skal anvende, eller hvordan det udskiftes.


□ Udskiftning af ProWax miniFit-filter (ikke trådløse IIC & CIC V2 75)

1. Værktøj




Fjern værktøjet fra skallen. Værktøjet har to "finger", én til at fjerne ProWax miniFit-filteret med og én til at isætte det nye.

2. Tag det ud



Sæt den tomme "finger" i ProWax miniFit-filteret på høreapparatet og træk det ud.


3. Isæt



Isæt det nye ProWax miniFit-filter med den anden "finger". Fjern værktøjet og kassér det.


□ Udskiftning af ProWax-filter (alle apparater undtagen ikke trådløse IIC & CIC)

1. Værktøj




Fjern værktøjet fra skallen. Værktøjet har to "fingre", én til at fjerne ProWax-filteret med og én til at isætte det nye.

2. Tag det ud



Sæt den tomme "finger" i ProWax-filteret på høreapparatet og træk det ud.


3. Isæt



Isæt det nye ProWax-filter med den anden "finger". Fjern værktøjet og kassér det.


□ Udskiftning af T-Cap-filter (høreapparater med batteristørrelse 10)

1. Værktøj




Fjern værktøjet fra emballagen. Værktøjet har to ender, én tom til at fjerne T-Cap-filteret med og én med det nye filter.

2. Tag det ud



Skub værktøjets gaffel ind under kanten på det brugte T-Cap-filter og løft det ud.


3. Isæt



Isæt det nye T-Cap-filter og fjern værktøjet ved at dreje det let. Kassér værktøjet efter brug.


□ **Udskiftning af O-Cap-filter** (høreapparater med batteristørrelse 312 og 13)

1. Værktøj




Fjern værktøjet fra emballagen. Værktøjet har to ender, én tom til at fjerne O-Cap-filteret med og én med det nye filter.

2. Tag det ud



Skub den spidse ende af værktøjet ind i det eksisterende O-Cap-filter og træk det ud.

3. Isæt



Isæt det nye O-Cap-filter med den anden ende af værktøjet, fjern værktøjet og kassér det.


Isæt høreapparatet

Trin 1



Hold høreapparatet så den farvede prik vender opad. Anbring spidsen af høreapparatet i øregangen.

Trin 2



Træk forsigtigt i øret og skub høreapparatet ind i øregangen, mens det evt. drejes lidt.

Fjern høreapparatet

Grib fat i høreapparatets udtrækssnor (hvis den findes).
Træk apparatet forsigtigt ud af øregangen.

Hvis dit høreapparat ikke har en udtrækssnor, kan du fjerne det ved at trække i høreapparatets kant.

VIGTIGT

Batteriskuffen må IKKE anvendes som et greb, når høreapparatet isættes eller fjernes. Det er den ikke beregnet til.

Ekstra funktioner og tilbehør


Funktioner og tilbehør beskrevet på de følgende sider er optioner. Kontakt din hørespecialist for at få at vide, hvordan dit/dine høreapparat(er) er programmeret, og hvilke tilbehør, du kan bruge.

Hvis du oplever vanskelige lyttesituationer, kan særlige programmer måske hjælpe. Din hørespecialist kan programmere dem.

Skriv de lyttesituationer ned, hvor du eventuelt har brug for særlig hjælp.

☐ Mute høreapparaterne (option)

Brug mute-funktionen, hvis du har brug for at slå lyden fra, mens du har høreapparatet på.




- Tryk længe på trykknappen for at mute høreapparatet. For at aktivere høreapparatet igen, tryk kort på knappen.

VIGTIGT

Brug ikke mute-funktionen til at slukke høreapparatet, da det i denne tilstand stadig bruger batteriet.

☐ Programskift (option)

Dit høreapparat kan have op til 4 forskellige programmer.
Din hørespecialist kan programmere dem.



Tryk på knappen for at skifte program.
Tryk kort, hvis trykknappen kun bruges til at skifte program og tryk længe, hvis den også bruges til at ændre lydstyrken.

Bemærk, at hvis du har to koordinerede høreapparater, (begge apparater reagerer, når en af trykknapperne anvendes) skifter det HØJRE apparat fremad fra fx program 1 til 2 og det VENSTRE apparat tilbage fra fx program 4 til 3.

Hvis dine høreapparater betjenes individuelt, skal du trykke på knappen på det pågældende apparat.


Udfyldes af hørespecialisten

Program (+)	Lyd du vil høre, når høreapparatet er aktiveret	Programmet bruges i disse situationer:
1	 "1 bip"	
2	 "2 bip"	
3	 "3 bip"	
4	 "4 bip"	

Programskift:	
☐ Individuelt	☐ Koordineret
☐ VENSTRE	☐ HØJRE
☐ Kort tryk	☐ Langt tryk

☐ **Volumenkontrol med trykknop** (option)

Lyden justeres med trykknappen. Man kan evt. høre et klik, når der skrues op eller ned for lyden.



Der skrues op med et kort tryk på det HØJRE apparat.

Der skrues ned med et kort tryk på det VENSTRE apparat.




2 bip høres ved høreapparatets startniveau.

Udfyldes af hørespecialisten

Skift lydstyrke	☐ VENSTRE	☐ HØJRE
-----------------	----------------------------------	--------------------------------


☐ **Volumenkontrol med hjul** (option)

Lyden justeres med hjulet. Man kan evt. høre et klik, når der skrues op eller ned for lyden.



Drej fremad for at skru op for lyden.

Drej tilbage for at skru ned for lyden.




Hurtig reset (nulstilling)

Hvis du ønsker at vende tilbage til høreapparatets startniveau, som er programmeret af din hørespecialist, skal du blot åbne og derefter lukke batteriskuffen.

Åbn



Luk



☐ Trådløst tilbehør (option)

Som en forbedring af dit trådløse høreapparat findes en bred vifte af trådløst tilbehør.

ConnectLine

ConnectLine er en familie af produkter, der giver dig mulighed for at modtage lyden fra tv, telefoner, musikafspillere, computere eller en ekstern mikrofon trådløst via dit høreapparat.

Fjernbetjening

Med fjernbetjeningen Remote Control er det muligt at skifte program, mute eller justere lydstyrken i dine høreapparater.

Kontakt din hørespecialist for mere information, eller læs mere på www.oticon.dk

☐ Andre muligheder (option)



Telespole

Telespole hjælper dig med at høre bedre, når du bruger en telefon med en indbygget telespole, eller når du er i bygninger med teleslyngesystemer såsom teatre, kirker eller auditorier. Dette symbol eller et lignende er vist, når stedet har installeret et teleslyngesystem..



Autotelefon

Dette er et program, der automatisk vil blive aktiveret, når din telefon har en indbygget telespole (se ovenfor). Der skal være en særlig magnet på din telefon ved siden af lydudgangen.

Kontakt din hørespecialist for mere information.

Advarsler

Du bør læse følgende generelle advarsler, før du bruger dit høreapparat for at sikre din personlige sikkerhed og korrekt brug.

Bemærk, at et høreapparat ikke gen-danner normal hørelse og ikke kan forhindre eller forbedre en hørenedsættelse, der er et resultat af fysiologiske omstændigheder. Herudover skal det bemærkes at periodisk brug af et høreapparat ikke giver brugeren mulighed for at opnå den fulde fordel af det.

Kontakt din hørespecialist, hvis du oplever uventede funktioner eller episoder med dit høreapparat.

Brug af høreapparaterne

- Dit høreapparat må kun bruges i overensstemmelse med den anvisning og med den tilpasning, du har fået hos din hørespecialist. Forkert brug kan medføre pludseligt og permanent høretab.
- Lad aldrig andre bruge dit høreapparat, da de kan bruges forkert og forårsage permanente høreskader hos den, som har lånt dem.

Risiko for kvælning og risiko for at sluge batterier

- Høreapparater, deres komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

- Det er sket, at der er blevet taget fejl af piller og batterier. Tjek derfor din medicin grundigt, før du indtager piller.
- De fleste høreapparater kan efter ønske leveres med børnesikret batteriskuffe. Dette kan stærkt anbefales til babyer, mindre børn og mentalt handicappede.
- Høreapparater til børn under 36 måneder skal altid have en børnesikret batteriskuffe. Dette fås til høreapparaterne BTE, miniBTE, RITE og miniRITE..

Søg straks læge, hvis du kommer til at sluge et batteri eller høreapparat.

Brug af batterier

- Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.
- Forsøg ikke at genoplade batterier. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere.

Advarsler

Funktionsfejl

- Bemærk, at høreapparatet kan holde op med at fungere uden varsel. Husk på dette i situationer, hvor du er afhængig af advarselslyde (fx i trafikken). Høreapparatet kan ophøre med at fungere, fx hvis batteriet er brugt op, eller hvis det er tilstoppet af fugt eller ørevoks.

Aktive implantater

- Der bør udvises forsigtighed med aktive implantater. Generelt bør samme retningslinjer, som anbefales af producenter af icd-enheder og pacemakere vedrørende brugen af mobiltelefoner, følges.
- Autotelefonmagneten og dit multiværktøj (der har en indbygget magnet) skal være mindst 30 cm fra implantatet, og må fx ikke bæres i brystlommen.

- Hvis du har et hjerneimplantat, anbefaler vi, at du kontakter producenten for oplysninger om risiko for påvirkninger.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning og elektroterapi

- Tag høreapparaterne af inden fx røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi eller operation, da høreapparatet kan tage skade af kraftig stråling.

Varme og kemikalier

- Dit høreapparat må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.
- Dit høreapparat må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.
- Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, lotion, solcreme og myggespray kan ødelægge dit høreapparat. Tag altid høreapparatet af, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager høreapparatet på igen.

Advarsler

Power-apparater

- Særlig forsigtighed bør udvises ved valg, tilpasning og brug af høreapparater, hvis maksimale lydtryk overskrider 132 dB SPL (IEC 711), da der kan være risiko for at skade brugerens resterende hørelse.

For information om dit høreapparat er et power-apparat, se sidste side i denne brugsanvisning.

Mulige bivirkninger

- Høreapparat, ørepropper eller tipper kan bevirke, at øret producerer mere ørevoks.
- I yderst sjældne tilfælde kan materialer i høreapparatet, som ellers ikke er allergene, irritere huden.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Interferens

- Dit høreapparat er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder. Dog kan interferens med dit høreapparat og andre enheder forekomme (fx i forbindelse med nogle mobiltelefoner, walkie talkie-systemer og butiksalarmsystemer). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne dig lidt fra den forstyrrende kilde.

Problemer og løsningsforslag

Problem	Mulig årsag	Løsningsforslag
Ingen lyd	Opbrugt batteri	Udskift batteriet.
	Tilstoppet lydudgang	Rengør lydudgangen eller udskift voksfilteret.
	Tilstoppet mikrofonindgang	Rengør mikrofonåbningen eller udskift filteret (T-Cap eller O-Cap).
Uregelmæssig eller nedsat lyd	Tilstoppet lydudgang	Rengør lydudgangen eller udskift voksfilteret.
	Fugt	Tør batteriet og høreapparatet med en tør klud.
	Opbrugt batteri	Udskift batteriet.
Hylende støj	Høreapparatet sidder ikke korrekt i øret	Prøv at sætte høreapparatet i igen.
	Ørevoks i øregangen	Kontakt din ørelæge.

Kontakt din hørespecialist, hvis ingen af ovennævnte løsningsforslag løser problemet.

Vand- & støvafvisende (IP68)

Dit høreapparat er vand- & støvafvisende, hvilket betyder, at det er designet til at blive brugt i alle slags hverdagssituationer. Derfor behøver du ikke bekymre dig om sved eller at blive våd i regnvejr. Skulle dit høreapparat komme i kontakt med vand og holde op med at virke, skal du følge disse retnings-linjer::

1. Tør forsigtigt vandet af.
2. Åbn batteriskuffen. Fjern batteriet, og tør forsigtigt batteriskuffen af indeni.
3. Lad høreapparatet tørre med batteriskuffen åben i ca. 30 minutter.
4. Isæt et nyt batteri.

VIGTIGT

Tag dit høreapparat af, inden du går i bad eller deltager i vandaktiviteter. Nedsæk ikke dit høreapparat i vand eller andre væsker.

Forhold

Driftsforhold	Temperatur: +1° C til +40° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de følgende grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -25° C til +60° C Relativ luftfugtighed: 5 til 93 %, ikke-kondenserende

Garantibevis

Brugerens navn: _____

Høreklub/hørespecialist: _____

Klinikkens adresse: _____

Klinikkens tlf. nr.: _____

Købsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Model venstre: _____ Serienr.: _____

Model højre: _____ Serienr.: _____

Batteristørrelse: _____

International garanti

Dit høreapparat har fra producentens side en begrænset international produktgaranti i 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve høreapparatet, men ikke tilbehør såsom batterier, slanger, voksfiltre osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredje-part, ætsning, fysiske ændringer i dine ører, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparatet. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer.

Din hørespecialist kan have udstedt en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service

Tag kontakt til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer samt foretage justeringer.

Oticons servicecenter:
Oticon Denmark A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Tekniske oplysninger

Høreapparatet indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort rækkevidde, som fungerer ved 3,84 MHz. Senderens magnetiske feltstyrke er < -42 dBµA/m @ 10m.

Radiosystemets sendestyrke ligger langt under de internationale emissionsgrænser for eksponering af mennesker. Til sammenligning er høreapparatets stråling lavere end utilsigtet, elektromagnetisk stråling fra fx halogenlamper, computerskærme, opvaskemaskiner osv. Høreapparatet opfylder internationale standarder for elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund af den begrænsede plads på selve høreapparatet findes alle relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

IIC, CIC & MIC trådløse apparater indeholder et modul med:

FCC ID: U28FU2CICWL
IC: 1350B-FU2CICWL

ITC, HS & FS trådløse apparater indeholder et modul med:

FCC ID: U28FU2ITE
IC: 1350B-FU2ITE

Apparatet opfylder reglerne i afsnit 15 i FCC-reglerne og RSSs Industry Canada.

Brug af apparatet er underlagt følgende to betingelser:

1. Apparatet må ikke forårsage skadelig interferens.
2. Apparatet skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Ændringer eller justeringer af apparatet, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bortfalder.

Yderligere oplysninger: www.oticon.dk

Oticon erklærer hermed, at dette høreapparat er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU.

Overensstemmelseserklæring fås hos:



Oticon A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

CE 0543



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.



E2831

IP68

Power-apparat ☐ Ja ☐ Nej

Oversigt over indstillinger i dine høreapparater

Venstre			Højre	
☐ Ja	☐ Nej	Volumenkontrol	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Programskift	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Mute	☐ Ja	☐ Nej
Volumenkontrol-indikatorer				
☐ Til	☐ Fra	Bip ved min/maks. lydstyrke	☐ Til	☐ Fra
☐ Til	☐ Fra	Klik ved ændring af lydstyrke	☐ Til	☐ Fra
☐ Til	☐ Fra	Bip ved foretrukken lydstyrke	☐ Til	☐ Fra
Batteri-indikatorer				
☐ Til	☐ Fra	Advarsel ved lavt strømniveau	☐ Til	☐ Fra

Beskrivelse af symboler anvendt i denne brugsanvisning	
	Advarsler Tekst mærket med dette symbol skal læses, før produktet tages i brug.
	Producent Produktet er fremstillet af producenten, hvis navn og adresse er angivet ved siden af symbolet. Angiver producenten af medicinsk udstyr, som defineret i EU-direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF.
	CE-mærke Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr. Det firecifrede nummer indikerer identiteten af det bemyndigede organ.
	Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment) Bortskaf dine høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til de lokale bestemmelser eller returner dem til din hørespecialist for bortskaffelse. Elektronisk udstyr omfattet af direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).
	Symbol, der indikerer overholdelse af lovgivning (RCM - Regulatory Compliance Mark) Produktet overholder kravene til elektrisk sikkerhed, EMC og radiospektrum for produkter, der leveres til Australien og New Zealand.
	IP-kode Dette symbol angiver beskyttelsesklassen mod skadelig indtrængning af vand og partikler i henhold til EN 60529:1991/A1:2002. IP6X angiver total beskyttelse mod støv. IPX8 angiver beskyttelse mod længerevarende nedsænkning i vand.

Beskrivelse af symboler anvendt på lovmæssig emballagemærkning	
	Hold tør Angiver en medicinsk enhed, der skal beskyttes mod fugt.
	Advarsels-symbol Se brugsanvisningen for advarsler.
	Katalognummer Angiver producentens katalognummer, så medicinsk udstyr kan identificeres.
	Serienummer Angiver producentens serienummer, så en bestemt medicinsk enhed kan identificeres.



oticon
PEOPLE FIRST

173003DK / 2018.10.31