

Brugsanvisning

Remote Control 2.0



Introduktion

Denne brugsanvisning beskriver, hvordan du bruger og vedligeholder din nye fjernbetjening Remote Control. Læs brugsanvisningen grundigt, inkl. afsnittet **Advarsler**. På den måde får du mest ud af din Remote Control.

Kontakt din hørespecialist, hvis du har yderligere spørgsmål om brugen af Remote Control.

For at gøre det lettere for dig indeholder denne brugsanvisning en navigationslinje til at hjælpe dig med at navigere nemt gennem de forskellige afsnit.

| **Om** | Opstart | Daglig brug | Advarsler | Øvrigt |

Tilsigtet brug

Tilsigtet brug	Remote Control 2.0 giver brugerne mulighed for at skifte program og justere lydstyrken i Oticons trådløse høreapparater.
Indikationer for brug	Ingen indikationer for brug.
Tilsigtede brugere	Voksne og børn ældre end 36 måneder.
Brugsmiljø	Indendørs / udendørs.
Kontraindikationer	Brugere af aktive implantater skal være ekstra opmærksomme, når de bruger enheden. Find mere information i afsnittet Advarsler .
Kliniske fordele	Se høreapparatets kliniske fordele.

Indholdsfortegnelse

Om

Pakkens indhold	6
Produktoversigt	7

Opstart

Batterier	8
Isæt batterier	9

Håndtering

Dækningsområde	10
Bekræftelser	11
Skift program	12
Juster lydstyrken	13
Mute*	14
Strophul	15
Vedligeholdelse af Remote Control	16

Advarsler

Advarsler	17
-----------	----


Øvrigt

Brugsbetingelser	20
Teknisk information	22


Pakkens indhold

Æsken indeholder følgende elementer:

Remote Control 2.0



Batterier





2 x AAAA

Denne guide



Produktoversigt



Batterier


Der skal indsættes to AAAA-batterier i batteriskuffen for at aktivere Remote Control.

Batteriets levetid vil variere alt efter betingelserne. Ved almindelig brug skal batterierne skiftes ca. en gang om året.

Der må ikke bruges kraft for at lukke batteridækslet. Hvis det er nødvendigt at bruge kraft til at klikke batteridækslet på plads, skal du flytte dækslet en smule, så det klikker nemt på plads.

Isæt batterier


1 Fjern



Fjern forsigtigt batteridækslet.

Fjern de brugte batterier.


2 Isæt



Sæt de nye batterier i batteriskuffen.

Sørg for at "+"-tegnet på batteriet passer til "+"-tegnet i batteriskuffen.

3 Luk



Sæt batteridækslet i øverst.

Tryk derefter batteridækslet forsigtigt ned, indtil det klikker på plads.

Dækningsområde

Med Remote Control kan du betjene høreapparaterne fra en afstand på op til 1 meter.

Remote Control og høreapparaterne behøver ikke at befinde sig inden for synsvidde af hinanden.

Hvis du har høreapparater på begge ører, vil Remote Control justere begge samtidig.




Bekræftelser

Synlig indikator

Statuslyset viser, at fjernbetjeningen er i drift. Det vil blinke, hver gang der trykkes på en knap.

Lavt strømniveau

Statuslyset vil blinke langsomt (hvert 2. sekund), når batterierne skal udskiftes. Remote Control vil ikke fungere, før batterierne er blevet udskiftet. I dette tilfælde skal batterierne udskiftes hurtigst muligt.



Skift program

Du kan bruge Remote Control til at skifte program, hvis dit høreapparat har mere end et program. Tryk kort på “•” knappen på Remote Control for at gå igennem høreapparaternes programmer. Hvert tryk vil skifte til det næste program i cyklussen.



Du kan vende tilbage til program 1 og de originale lydstyrkeindstillinger ved at holde knappen “•” trykket ned i 3-4 sekunder.

Juster lydstyrken

Med Remote Control kan du justere lydstyrken på dine høreapparater ved hjælp af volumenkontrolknapperne.




VIGTIGT

Der henvises til dit høreapparats brugsanvisning for yderligere oplysninger om din specifikke høre-løsnings funktioner.

Mute*

Brug mute-funktionen, hvis du har brug for at slå lyden fra, mens du har høreapparaterne på.



• Hold volumenkontrolknappen trykket ned i 3-4 sekunder.


Tryk på en vilkårlig knap på Remote Control for at slå lyden til i høreapparaterne igen.

* Mute-funktionen er kun tilgængelig i kombination med visse typer trådløse høreapparater. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.
Bemærk: Høreapparatets mute-funktion slukker ikke for høreapparatet. Høreapparatets batteriskuffe skal åbnes for at slukke for høreapparatet.

Strophul

Remote Control har et strophul i nederste højre hjørne.

Enhver egnet strop kan anvendes.



Vedligeholdelse af Remote Control

Hold Remote Control over en blød overflade, når du skifter batterier eller rengør den, så den ikke går i stykker, hvis du skulle tabe den.

VIGTIGT

Brug en blød, tør klud til at rengøre Remote Control. Den må aldrig vaskes, lægges i blød i vand eller andre væsker.

Advarsler

Af hensyn til din personlige sikkerhed og for at sikre korrekt brug bør du gøre dig helt bekendt med følgende generelle advarsler, før du bruger Remote Control.

Tal med hørespecialisten, hvis du oplever uventede funktioner eller alvorlige hændelser med Remote Control under brug eller som følge af brug. Hørespecialisten vil hjælpe dig med at løse problemerne og indberette dem til producenten og/eller de nationale myndigheder, hvis det er relevant.

Brug af batterier

Brug kun de batterier, din hørespecialist har anbefalet. Batterier af dårlig kvalitet kan lække og ætse huden.

Forsøg ikke at genoplade batterier. Brugte batterier må aldrig brændes. De kan eksplodere.

Brug af stropper

Hvis du anvender en strop, skal du sikre dig, at den er designet og egnet til formålet. Brug aldrig en snor pga. risiko for kvælning.

Kvælningsfare og risiko for at synke batterier eller andre små dele

Remote Control, dens komponenter og batterier skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne komme til at sluge dele eller på anden måde skade sig selv.

Søg straks læge, hvis nogen kommer til at sluge et batteri, et høreapparat, eller en lille del.

Krydskontrol

Remote Control skal holdes uden for rækkevidde af børn og andre, som kunne tage kontrol over dens funktionalitet, for at sikre din personlige sikkerhed og undgå forkert brug.

Advarsler

Mulige bivirkninger

I yderst sjældne tilfælde kan materialer anvendt i Remote Control, som ellers ikke er allergene, irritere huden eller medføre andre bivirkninger.

Søg læge, hvis du oplever disse bivirkninger.

Aktive implantater

Remote Control er blevet grundigt afprøvet og karakteriseret i overensstemmelse med menneskers helbred i henhold til internationale standarder for human eksponering (Specifik absorptionsrate - SAR), elektromagnetisk kraft og spændinger påført menneskekroppen. Eksponeringsværdierne ligger langt under de internationalt accepterede sikkerhedsgrænser for SAR, elektromagnetisk kraft og spændinger påført menneskekroppen og sameksistens

med aktive medicinske implantater som pacemaker og hjertedefibrillatorer, der defineres i standarder for menneskers helbred.

Røntgen, CT-, MR-, PET-scanning, elektroterapi og operation

Læg Remote Control fra dig inden røntgen, CT-, MR-, PET-scanninger, elektroterapi eller operation osv., da Remote Control kan tage skade af kraftig elektromagnetisk stråling.

Brug i trafikken

Brug af Remote Control under kørsel kan distrahere dig. Vær opmærksom på dine omgivelser, når du bruger Remote Control. Der henvises til de nationale færdselsregler vedrørende brugen af kommunikationsudstyr i trafikken.

Varme og kemikalier

Remote Control må aldrig udsættes for høje temperaturer, fx efterlades i en varm bil parkeret i solen.

Remote Control må ikke tørres i mikrobølgeovn eller andre typer af ovne.

Kemikalier i kosmetik, hårlak, parfume, aftershave, solcreme og myggespray kan ødelægge Remote Control. Læg altid Remote Control fra dig, inden du bruger sådanne produkter. Lad produktet tørre helt, inden du tager den i brug.

Interferens

Remote Control er blevet grundigt afprøvet for interferens i overensstemmelse med de strengeste internationale standarder.

Der kan imidlertid forekomme interferens mellem Remote Control og andre enheder (fx visse mobiltelefoner, walkie-talkier, butiksalarmsystemer og andre trådløse enheder). Hvis du oplever interferens, skal du fjerne Remote Control lidt fra den forstyrrende kilde.

Brugsbetingelser

Driftsforhold	Temperatur: +10°C til +45°C Fugtighed: < 85 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
Transport- og opbevaringsforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -20°C til +70°C Fugtighed: < 85 % relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa

International garanti

Din enhed har fra producentens side en begrænset international produktgaranti på 12 måneder fra leveringsdato. Garantien dækker materiale- og produktionsfejl i selve apparatet, men ikke i tilbehør som fx batterier, ledninger, strømforsyninger osv. Garantien dækker ikke skader grundet fejlagtig/ukorrekt håndtering, forkert pleje eller brug, ulykker, reparationer foretaget af en uautoriseret tredjepart, ætsning, fremmede objekter inde i apparatet eller forkert indstilling af høreapparaterne. Under denne garanti vælger fabrikanten efter eget skøn, om den skal repareres eller udskiftes med en tilsvarende model. Ovenstående garanti berører ikke de juridiske rettigheder, som er gældende under national lov for salg af forbrugsvarer. Din hørespecialist kan have udstedt

en garanti, der er udvidet i forhold til ovenstående. Kontakt din hørespecialist for yderligere oplysninger.

Service

Medbring din enhed til din hørespecialist, som har mulighed for at løse mindre problemer. Din hørespecialist kan hjælpe dig med at få garantiservice fra producenten. Din hørespecialist kan opkræve et gebyr for sine tjenester.

Oticons servicecenter:
Oticon Denmark A/S
Sundbyvej 19
7752 Snedsted

Teknisk information

Modelnavn	RC-2A
-----------	-------

Remote Control indeholder en radiosender, der bruger magnetisk induktionsteknologi med kort distance, som fungerer ved 3,84 MHz. Radiosenderens magnetiske feltstyrke er meget svag og altid under 15 nW (typisk under -15 dBµA/m i 10 m afstand).

Remote Control opfylder internationale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og human eksponering.

På grund af den begrænsede plads på Remote Control findes de relevante mærkninger vedrørende godkendelser i denne brugsanvisning.

For kropsbåren brug opfylder denne enhed FCC- og IC RF-grænserne for eksponering og er blevet testet, imens den var i kontakt med menneskekroppen. Enheden må ikke placeres eller bruges sammen med andre antenner eller sendere uanset art.

Yderligere oplysninger kan findes i det tekniske datablad på www.oticon.dk

USA og Canada

Denne enhed er certificeret i henhold til:

FCC ID: ZACAHREMCTR01
IC: 11936A-REMCTR01

Bemærk

Enheden overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og Industry Canadas licensfritagede RSS-standarder.

Brug af apparatet er underlagt følgende to betingelser:

1. enheden må ikke forårsage skadelig interferens.
2. enheden skal acceptere al modtaget interferens, heriblandt interferens, der kan forårsage uønsket brug.

Bemærk

Ændringer eller justeringer af enheden, som ikke udtrykkeligt er godkendt af producenten, kan medføre, at garantien bortfalder.

Producenten erklærer hermed, at denne Remote Control 2.0 (RC-2A) er i overensstemmelse med grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktivet 2014/53/EU.

Dette medicinske udstyr overholder regulativet om medicinsk udstyr (EU) 2017/745.



Komponenter fra elektronisk udstyr må kun bortskaffes i henhold til gældende lokale regler.

Overensstemmelseserklæring kan indhentes hos producenten.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
2765 Smørum
Danmark



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beskrivelse af symboler anvendt i denne brugsanvisning



Advarsler

Tekst markeret med et advarselssymbol skal læses før produktet tages i brug.



Producent

Produktet er fremstillet af producenten, hvis navn og adresse er angivet ved siden af symbolet. Angiver producenten af det medicinske udstyr, som defineret i EU-regulativ 2017/745 og 2017/746.



CE-mærke

Enheden overholder alle nødvendige EU-regulativer og direktiver.



Elektronisk affald (WEEE)

Genbrug af høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale bestemmelser. Høreapparaturbrugere kan også returnere deres elektroniske affald til deres hørespecialist til bortskaffelse. Elektronisk udstyr dækket af direktiv 2012/19/EU om affald fra elektronisk udstyr (WEEE).



Symbol, der indikerer overholdelse af lovgivning (RCM - Regulatory Compliance Mark)

Enheden opfylder kravene om elektrisk sikkerhed samt EMC- og radiospektrumkravene for enheder leveret til markedet i Australien eller New Zealand.



Singapore IMDA-mærkat

Angiver, at enheden lever op til standarderne og specifikationer, der offentliggøres af Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og er kompatible med de offentlige telekommunikationsnetværk i Singapore og ikke forårsager radiofrekvensinterferens på andre godkendte radiokommunikationsnetværk.

Beskrivelse af yderligere symboler anvendt på labels	
	Holdes tør Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.
	Forsigtighedssymbol Se brugsanvisningen vedr. advarsler og forsigtighedsregler.
	Katalognummer Angiver producentens katalognummer, så medicinsk udstyr kan identificeres.
	Serienummer Angiver producentens serienummer, så det specifikke medicinske udstyr kan identificeres.
	Medicinsk udstyr Enheden er medicinsk udstyr.
	Batteri Angiver type og måde for isætning af batteri.
	Brasilien ANATEL-mærkat Angiver, at enheden er certificeret og homologeret i Brasilien.

219949DK / 2020.03.19 / v1

219949DK / 2020.03.19 / v1



oticon
life-changing **technology**

219949DK / 2020.03.19 / v1