

miniBTE

Alta2
Nera2
Ria2
Alta
Nera
Ria



Käyttöohje

oticon
PEOPLE FIRST

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on tarkoitettu seuraaville Oticon miniBTE kojeperheille ja -malleille:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Alta2 Pro | ☐ Nera2 Pro | ☐ Ria2 Pro |
| ☐ Alta2 | ☐ Nera2 | ☐ Ria2 |
| ☐ Alta Pro | ☐ Nera Pro | ☐ Ria Pro |
| ☐ Alta | ☐ Nera | ☐ Ria |

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden kuulokojeenne käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaanlukien **Varoitukset**. Näin takaatte parhaan hyödyn uudesta kojeestanne.

Kuuloalan ammattilainen on säätänyt kuulokojeen vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Jos teillä on lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

| **Tietoa** | Aloitus | Käyttö | Valinnat | Varoitukset | Lisätiedot |

Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus

Kuulokojeen käyttötarkoitus on vahvistaa ja ohjata ääni sisäkorvaan ja siten kompensoida kuulonaleneman vaikutusta. Kuulokojeenne on tarkoitettu vaikeusasteeltaan lievistä ja keskivaikeasta vaikeaan kuulonalenemaan. Kuulokojetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille.

TÄRKEÄÄ

Vahvistus on säädetty ja optimoitu yksilöllisesti vastaamaan henkilökohtaisia kuulotarpeitanne.

Sisällys

Tietoa

Kuulokojeen mallin ja korvaosan tunnistaminen	8
Koukulla ja korvakappaleella	10
Ohutletkulla (Corda miniFit)	12
Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen	14
Paristo	15

Aloitus

Kuulokojeen kytkeminen päälle ja pois päältä	16
Milloin vaihtaa paristo	17
Vaihda paristo	18

Käyttö

Kuulokojeen päivittäinen hoitaminen	20
Koukku ja korvakappale	22
Kuulokojeen ja korvakappaleen laittaminen korvaan	23
Korvakappaleen puhdistaminen	24
Korvakappaleen peseminen	25

Sisällys


Ohutletku (Corda miniFit)	26
Kuulokojeen asettaminen ohutletkun kanssa	27
Ohutletkun puhdistaminen	28
Ohutletku tipillä tai GripTipillä	30
Tipin tai Grip Tipin vaihtaminen	31
Ohutletku mikrokorvakappaleella tai kevyttipillä	32
Mikrokorvakappaleen tai kevyttipin huolto	33
ProWax-vahasuojan vaihtaminen	34
Valinnat	
Valinnaiset ominaisuudet ja lisälaitteet	36
Kuulokojeen vaimennus	37
Ohjelmat	38
Voimakkuussäädin	40
Lukittava paristokotelo	42
Langattomat lisälaitteet	44
Autopuhelin	45

Varoitukset	
Varoitukset	46
Lisätiedot	
Vianmääritys	52
Vedenkestävä	54
Käyttöolosuhteet	55
Takuutodistus	56
Kansainvälinen takuu	57
Tekniset tiedot	58


Kuulokojeen mallin ja korvaosan tunnistaminen

Oticon valmistaa kahdentyyppisiä kojeita sekä monia erilaisia korvaosia, jotka yhdessä määrittävät kuulokojeen mallin. Aloittakaa tunnistamalla kojeen sekä korvaosan tyyppi. Tämä helpottaa käyttöohjeen selaamista.


- ☐ **Koukulla ja korvakappaleella**
Kuulokojeilla, joissa on koukku, on korvakappale korvaosana.



- ☐ **Ohutletkulla (Corda miniFit)**




Korvaosat
Kuulokojeilla, joissa on ohutletku, on korvaosana joku seuraavista: tippi, GripTip, mikrokorvakappale tai kevyttippi.



* Lue lisää tipin ja Grip Tipin vaihtamisesta osiossa: Tipin tai GripTipin vaihtaminen

Koukulla ja korvakappaleella

Mikä se on




Mitä se tekee



Ohutletkulla (Corda miniFit)

Mikä se on




Mitä se tekee




Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen

Vasen ja oikea kuulokoje on tärkeää erottaa, sillä niiden säädöt voivat poiketa toisistaan.



Paristo

Kuulokojeenne on pienoiselektroniikkalaitte, joka toimii erityisillä paristoilla. Käynnistääksenne kuulokojeen laittakaa uusi paristo paristokoteloon. Ohjeet "Pariston vaihtaminen" osiossa.




Kuulokojeen kytkeminen päälle ja pois päältä

Paristokotelo toimii myös kuulokojeen virrankatkaisijana. Pariston säästämiseksi avatkaa paristokotelo aina, kun kuulokoje ei ole käytössä.


PÄÄLLE

Sulkekaa
paristokotelo



POIS PÄÄLTÄ

Avatkaa
paristokotelo



Milloin vaihtaa paristo

Kun pariston teho on alhainen, koje toistaa kaksi merkkiääntä kohtuullisin väliajoin, kunnes paristo on tyhjä.



Kaksi merkkiääntä
= Paristoteho on alhainen



Neljä merkkiääntä
= Paristo on tyhjä


Pariston huoltovinkki

Varmistaaksenne kuulokojeen jatkuvan toimivuuden, pitäkää mukanne aina varaparistoja tai vaihtakaa tarvittaessa paristo ennen kuin poistutte kotoa.

Huomatkaa: Paristo on vaihdettava useammin, jos kuulokojeisiin suoraan toistetaan ääntä tai musiikkia.


Vaihda paristo

1. Avaa ja poista



Avatkaa paristokotelo kokonaan auki. Poistakaa vanha paristo.


2. Poista tarra



Poistakaa tarra uuden pariston +-puolelta.

Vinkki:
Jotta paristo toimii parhaalla mahdollisella tavalla, odottakaa 2 minuuttia niin, että paristo saa ilmaa.

3. Aseta




Asettakaa uusi paristo paristokoteloon. Varmistakaa että paristo on +-puoli ylöspäin.

4. Sulje



Sulkekaa paristokotelo. Koje soittaa korvaosasta lyhyen melodian. Melodian kuulette pitämällä kuulokojeen korvaosaa korvanne lähetyvillä.

Vinkki




MultiTool-työkalua voidaan käyttää pariston vaihdossa. Käyttäkää työkalun magneettipäätä pariston käsittelyyn.

MultiTool-työkalun saatte kuuloalan ammattilaiselta.

Korvakappaleen puhdistaminen

Korvakappale tulee puhdistaa säännöllisesti. Pyyhkikää korvakappaleen pinta pehmeällä liinalla. Puhdistakaa mikrofoniaukot MultiTool-silmukkalenkin avulla.



Väliletkun vaihtaminen

Korvakappaleen väliletku tulee vaihtaa, kun se muuttuu kellertäväksi tai jäykäksi. Kysykää neuvoa kuuloalan ammattilaiselta.


Korvakappaleen peseminen

Vaihe 1




Pitäkää huoli, että tiedätte mikä korvakappale kuuluu mihinkin kuulokojeeseen ennen niiden irrottamista.

Vaihe 2



Irrottakaa letku ja korvakappale koukusta. Pitäkää koukusta tukevasti kiinni irrottaessanne letkua. Kuulokoje voi muuten vaurioitua.

Vaihe 3




Peskää korvakappale ja letku haalealla vedellä ja miedolla saippualla. Huuhdelkaa ja antakaa kuivua kokonaan ennen kuulokojeeseen yhdistämistä.

Ohutletkun puhdistaminen


Ohutletku tulee pitää puhtaana poistamalla siitä ylimääräinen kosteus ja korvavaha. Jos letkua ei puhdisteta, voi se tukkiutua vahasta, jolloin äänet eivät välity korvaan.

Vaihe 1




Vetäkää ohutletku irti kuulokojeesta.

Vaihe 2



Viekää puhdistus-
työkalu letkun läpi
koko matkalta.


Vaihe 3



Työntäkää ohutletku
takaisin kuulokojee-
seen.

Vakiokorvaosat: tippi tai Grip Tip

Sekä tipit että Grip Tip on valmistettu pehmeästä kumista ja niitä on 4 eri mallia. Katsokaa korvaosanne malli ja koko oheisesta kuvasta.




TÄRKEÄÄ

Jos korvaosa ei ole kuulokkeessa kojeta irrotettaessa, se voi olla yhä korvakäytävässä. Ottakaa tällöin yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Tipin tai Grip Tipin vaihtaminen


Vakiomallista korvaosaa (tippi tai Grip Tip) ei puhdisteta. Jos korvaosa täyttyy vahasta, vaihtakaa se uuteen (tyypillisesti viikoittain). Grip Tip tulee vaihtaa vähintään kerran kuussa.

Vaihe 1




Pitäkää ohutletkun päästä kiinni ja irrottakaa korvaosa vetämällä.

Vaihe 2



Kiinnittäkää ohutletku tarkasti korvaosan keskiosaan varmistaksenne, että se kiinnittyy tiukasti.

Vaihe 3



Painakaa lujasti varmistaaksenne, että korvaosa kiinnittyy kunnolla.

Ohutletku mikrokorvakappaleella tai kevyttipillä


Luekaa seuraavat sivut, jos käytössänne on mikrokorvakappale tai kevyttippi. Sekä mikrokorvakappale että kevyttippi on tehty yksilöllisesti korvaanne sopivaksi.




• Mikrokorvakappale



• VarioTherm® -mikrokorvakappale*



• Kevyttippi



• VarioTherm® -kevyttippi*


*VarioTherm® -mikrokorvakappaleessa ja -kevyttipissä ei ole vahasuojaa.

Mikrokorvakappaleen tai kevyttipin huolto

Korvaosa tulee puhdistaa säännöllisesti:


Korvaosan vahasuoja tulee vaihtaa sen tukkeutuessa tai kun kuulokojeen kautta saapuva ääni kuulostaa oudolta.

Käyttäkää kuuloalan ammattilaisen suosittelemaa vahasuojaa.




ProWax-vahasuojan vaihtaminen

1. Työkalu




Poistakaa työkalu kuoresta. Työkalussa on kaksi haaraa, joista toinen on tyhjä ja toisessa on uusi vahasuoja.

2. Irrota



Painakaa tyhjä haara mikrokorvakappaleen vahasuojaan ja vetäkää se pois.

3. Aseta



Painakaa toisessa haarassa oleva uusi vahasuoja paikoilleen, poistakaa työkalu ja heittäkää se pois.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää aina samanlaista vahasuojaa, mikä on tullut kojeen mukana. Mikäli teillä on jotakin epäselvää vahasuojan käyttöön tai vaihtamisen liittyen, ottakaa yhteyttä kuuloalan asiantuntijaan.

Valinnaiset ominaisuudet ja lisälaitteet

Seuraavilla sivuilla kuvatut ominaisuudet ja lisälaitteet ovat valinnaisia. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen selvittääksenne, mitkä on ohjelmoitu omaan kuulokojeeseen.

Jos koette vaikeuksia erinäisissä kuuntelutilanteissa, eri ohjelmat voivat auttaa teitä. Kuuloalan ammattilainen vastaa ohjelmoinnista.

Kirjoittakaa ylös kuuntelutilanteet, joissa saatatte tarvita apua.

☐ Kuulokojeen vaimennus

Vaimennustoimintoa voidaan käyttää kuulokojeen mykistämiseen sen ollessa korvassa.




- Kuulokoje vaimennetaan painamalla pitkään painiketta. Käynnistääksenne kojeen uudelleen, painakaa painiketta lyhyesti.

TÄRKEÄÄ

Koje ei mene pois päältä käytettäessä vaimennustoimintoa, vaan paristo kuluu koko ajan.

□ Ohjelmat

Kuulokojeessa voi olla enintään 4 erilaista ohjelmaa.
Kuuloalan ammattilainen vastaa ohjelmoinnista.



- Vaihda ohjelmaa painamalla painiketta

Huomioikaa, että jos teillä on kaksi kuulokojetta, OIKEA koje vaihtaa ohjelmaa eteenpäin, esim. ohjelmasta 1 ohjelmaan 2, ja VASEN koje vaihtaa ohjelmaa taaksepäin, esim. ohjelmasta 4 ohjelmaan 3.

Kuulokojeen sovittaja täyttää

Ohjelma	Aktivoinnin merkkiäni	Milloin käyttää
1	"1 piippaus"	
2	"2 piippausta"	
3	"3 piippausta"	
4	"4 piippausta"	


Ohjelman vaihto:	☐ VASEN	☐ OIKEA	☐ Lyhyt painallus	☐ Pitkä painallus
------------------	--------------------------------	--------------------------------	--	--

□ Voimakkuussäädin

Jos teillä on käytössänne kaksi kojetta, voitte säätää molempien korvien äänenvoimakkuutta painikkeen avulla. Voimakkuutta säädettäessä kuulette naksauksen.



- Lyhyt painallus OIKEASTA kojeesta lisää äänenvoimakkuutta.
- Lyhyt painallus VASEMMASTA kojeesta vähentää äänenvoimakkuutta.




Kuulette 2 merkkiäntä äänenvoimakkuuden aloitustasolla


Pikapalautus

Jos haluatte palata kuuloalan ammattilaisen teille asettamiin asetuksiin, avatkaa ja sulkekaa paristokotelo.

Avaa



Sulje



□ Lukittava paristokotelo


Lukittavaa paristokotelo on käytettävä, kun kyseessä on pieni lapsi tai henkilö, josta on syytä epäillä, että hän ei ymmärrä kojeen käyttöä. Käyttäkää pientä ruuvimeisseliä paristokotelon avaamiseen.

TÄRKEÄÄ

Vältä turhaa voimankäyttöä paristokotelon avaamisessa. Älkää kääntäkö paristokotelo liian auki. Varmistakaa, että paristo asetetaan oikein.

Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos epäilette lukittavan paristokotelon olevan vaurioitunut.

Paristokotelon avaaminen ja sulkeminen



Laittakaa ruuvimeisseli kuulokojeen pohjassa olevaan syvennykseen. Sulkekaa kotelo sormillanne. Varmistakaa, että kotelo on täysin kiinni.

Langattomat lisälaitteet

Langattomiin kuulokojeisiin voidaan liittää useita lisälaitteita.

☐ **ConnectLine**

ConnectLine on tuoteperhe, jonka avulla kuulokoje voi vastaanottaa langattomasti TV:n, puhelimen, musiikkisoittimen, tietokoneen tai mikrofonin äänen.

☐ **Kaukosäädin**

Kaukosäätimellä voidaan vaihtaa ohjelmaa tai säätää kuulokojeen äänenvoimakkuutta.

Autopuhelin



☐ **Autopuhelin**

Autopuhelin aktivoi kuulokojeen puhelinohjelman automaattisesti, jos puhelimesta on erityinen magneetti. Magneetti tulee kiinnittää puhelimeen.

Lisätietoa autopuhelimesta saatte kuuloalan ammattilaiselta.

Varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen kuulokojeen käyttämistä. Näin varmistatte kojeen oikean käytön sekä henkilökohtaisen turvallisuutenne.

Huomioikaa, että kuulokoje ei palauta kuuloa normaaliksi eikä estä tai paranna luontaisesta syystä aiheutuvaa kuulon heikkenemistä. Useimmiten kuulokojeesta ei saa kaikkea mahdollista hyötyä, jos sitä käytetään epäsäännöllisesti.

Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen jos kohtaatte yllättäviä toimintoja tai tilanteita kaukosäätimen kanssa.

Kuulokojeen käyttäminen

- Kuulokojetta saa käyttää vain kojeen sovittaneen asiantuntijan ohjeiden mukaisesti niillä säädöillä, jotka hän kojeeseen tekee. Poikettaessa ohjeista voi seurauksena olla äkillinen, jopa pysyvä kuulonmenetys.
- Älkää koskaan lainatko kuulokojettanne toiselle, sillä sen käyttö voi vahingoittaa hänen kuuloaan pysyvästi.

Tukehtumisvaara

- Kuulokojeet, niiden osat ja paristot on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä.
- Paristo on joskus vahingossa nieltä lääkkeenä. Tarkistakaa siis lääkkeenne aina ennen niiden ottamista.
- Useimmat kuulokojeet voidaan haluttaessa varustaa lukittavalla paristokotelolla. Suosittelemme tätä erityisesti, kun kyseessä on pieni lapsi tai henkilö, josta on syytä epäillä, että hän ei ymmärrä kojeen käyttöä.

- Alle 3-vuotiaiden lasten kuulokojeissa tulee aina olla lukittava paristokotelo. Kysykää kuuloalan ammattilaiselta tämän vaihtoehdon saatavuudesta.

Jos joku nielaisee pariston tai kuulokojeen, hänen on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Paristojen käyttäminen

- Käyttäkää aina laitteeseen suositeltuja paristoja. Huonolaatuiset paristot voivat vuotaa ja rikkoa kojeen tai aiheuttaa vammoja.
- Älkää koskaan yrittäkö ladata paristoja tai hävittää niitä polttamalla. Paristot voivat räjähtää.

Varoitukset

Kuulokojeen toimintahäiriöt

- Kuulokoje voi lakata toimimasta ilman varoitusta. Muistakaa tämä erityisesti liikenteessä tai sellaisissa tilanteissa, joissa varoitusäänten kuuleminen on tärkeää. Kuulokoje voi lakata toimimasta esimerkiksi pariston loppuessa tai jos kosteus tai vaha tukkii letkun.

Aktiiviset implantit

- Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Oticon suosittelee seuraamaan niitä ohjeita, joita defibrillaattoreiden ja sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat koskien matkapuhelinten ja mageneettien käyttöä.
- Autopuhelimen magneetti ja MultiTool-työkalu (, jossa on sisäänrakennettu magneetti) tulee myös pitää yli 30 cm:n päässä implantista. Älkää esimerkiksi säilyttäkö niitä rintataskussa.

- Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää tietoja implantin mahdollisista häiriötekijöistä.

Röntgen, CT, MR, PET ja sähköhoito

- Älkää käyttäkö kuulokojetta röntgenhoidon, CT/MR/PET-toimenpiteiden, sähköhoidon tai leikkauksen aikana, koska kuulokojeet voivat vaurioitua.

Kuumuus ja kemikaalit

- Kuulokojeita ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.
- Älkää myöskään kuivatko niitä mikroaalto- tai muussa uunissa.
- Kosmetiikan, hiuskiinteiden, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarkotteen ym. kemikaalit voivat vahingoittaa kojettanne. Poistakaa kuulokoje ennen näiden aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ennen kaukosäätimen käyttöä.

Varoitukset

Mahdollisia haittavaikutuksia

- Kuulokojeen, korvakappaleen tai tippien käyttö voi aiheuttaa lisääntyntä vahan eritystä korvasta.
- Tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille.

Ottakaa yhteys lääkäriin, mikäli mainittuja haittavaikutuksia esiintyy.

Häiriöt

- Kuulokojeen häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten matkapuhelin, kauppojen hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä kojeessa. Mikäli näin tapahtuu, loitontakaa häiriötä aiheuttava laite kuulokojeesta.

Yhteys ulkoisiin laitteisiin

- Kuulokojeen turvallisuus kun se on yhdistetty ulkoisiin laitteisiin (audiokaapelilla, USB-kaapelilla tai suoraan), määrittyy ulkoisen laitteen perusteella. Kun ulkoinen laite on kytketty verkkovirtaan, tämän laitteen tulee noudattaa IEC-60065, IEC-60950 tai vastaavia turvallisuusstandardeja.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei ääntä	Paristo on loppu	Vaihda paristo
	Tukkiutunut letku tai kuuloke (korvakappale, tippi, GripTip, mikrokorvakappale tai kevyttippi)	Puhdistakaa korvakappale
		Puhdistakaa Corda miniFit -ohutletku, vaihtakaa tippi, GripTip tai vahasuoja
Katkonainen tai heikko ääni	Tukkiutunut äänikanava	Puhdistakaa korvakappale
		Puhdistakaa Corda miniFit -ohutletku, vaihtakaa tippi, GripTip tai vahasuoja
	Kosteus	Pyyhkikää paristo kuivalla liinalla
	Paristo on loppu	Vaihda paristo
	Koukun suodatin tukossa	Ottakaa yhteys kojeen hankintapaikkaan
Koje vinkuu	Kuulokojetta ei ole asetettu oikein	Asettakaa kuuloke uudelleen korvaan (korvakappale, tippi, GripTip, mikrokorvakappale tai kevyttippi)
	Korvakäytävään kertynyt vahaa	Pyytäkää lääkäriä tutkimaan korvakäytävänne

Jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei auta ongelmaan, ottakaa yhteys kojeen hankintapaikkaan.

Vedenkestävä

Kuulokojeet ovat vedenkestäviä, eivät vedenpitäviä. Jos kuulokoje joutuu kosketuksiin veden kanssa ja lakkaa toimimasta, noudattakaa näitä ohjeita:

- 1. Pyyhkikää kevyesti vesi kojeesta
- 2. Avatkaa paristokotelo, poistakaa paristo ja pyyhkikää paristokoteloon päässyt vesi
- 3. Antakaa kuulokojeen kuivua paristokotelo auki noin 30 minuutin ajan.
- 4. Asetakaa uusi paristo

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +1 °C - 40 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötilan ja kosteuden ei tulisi ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Lämpötila: -25 °C - +60 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä

TÄRKEÄÄ

Älkää käyttäkö kuulokojetta suihkussa tai muissa vesiaktiiviteeteissa.
Älkää upottako kuulokojetta veteen tai muihin nesteisiin.

Takuutodistus

Omistajan nimi: _____

Sovittaja: _____

Hankintapaikan osoite: _____

Hankintapaikan puhelinnumero: _____

Ostopäivä: _____

Takuuaika: _____ Kuukausi: _____

Vasen koje: _____ Sarjanro: _____

Oikea koje: _____ Sarjanro: _____

Paristotyyppi: _____

Kansainvälinen takuu

Tällä kuulokojeella on valmistajan myöntämä rajoitettu 12 kuukauden takuu, joka alkaa kojeen ostopäivästä. Ongelmat, jotka johtuvat kuulokojeen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai muun kuin maahantuojaan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta kojeeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa.

Kuulokojeen myyjällä saattaa olla edellä olevaa takuuta laajempi takuu. Ottakaa heihin yhteyttä saadaksenne lisätietoja.

Jos koje tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin kuulokojeen hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Tekniset tiedot

Kuulokojeessa on radiolähetin, joka käyttää lyhyen kantaman magneettista induktioteknologiaa, joka toimii taajuudella 3.84 MHz. Lähettimen magneettinen kenttävoimakkuus on < -42 dBµA/m @ 10m.

Kuulokoje noudattaa kansainvälisiä radiolähettimen, sähkömagneettisuuden yhteensopivuuteen ja ihmisaltistukseen liittyviä standardeja.

Kuulokojeen koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä asiakirjassa.

Yhdysvallat ja Kanada

Kuulokoje sisältää radiomodulin, jossa on seuraavat sertifioidut ID-numerot:

FCC ID: U28FU2MBTE
IC: 1350B-FU2MBTE

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osion 15 ja Kanadan säännösten normeja poislukien RSS normit.

Toimintaperiaate edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja laitteeseen.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden kojeen käyttämiseen.

Tämä luokan B digitaalinen laite noudattaa Kanandan ICES-003 vaatimuksia.

Huomio: Tämä laite on testattu ja noudattaa luokan B digitaalisten laitteiden rajoja, FCC-säännösten osion 15 säännösten normeja. Näiden rajojen tarkoitus on suojata saman kiinteistön muita laitteita häiriöiltä. Tämä laite voi synnyttää radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa häiriötä radiotaajuuksiin. Laite saattaa häiritä muiden laitteiden toimintaa.

Jos tämä laite aiheuttaa häiriötä televisioon tai radioon ja se loppuu suljettaessa laite, suosittelemme häiriöiden korjaamista seuraavilla menetelmillä:

- Sijoittakaa vastaanottoantenni toiseen paikkaan.
- Lisätkää laitteen ja vastaanottimen keskinäistä välimatkaa.
- Kytkekää laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Kysykää lisätietoa ja apua valmistajalta tai radio-/televisioteknikolta.

Oticon vakuuttaa, että tämä kuulokoje on yhteensopiva Direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa:



Valmistaja:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global

CE 0543



Elektroniikkajäte
on käsiteltävä paik-
allisen lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.



IP58

Tässä oppaassa käytettävien symbolien selitykset	
	Varoitukset Symbolilla merkitty teksti täytyy lukea ennen tuotteen käyttöä.
	Valmistaja Tuotteen on tuottanut valmistaja, jonka nimi ja osoite mainitaan symbolin vieressä. Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti.
	CE-merkki Tuote noudattaa lääkinnällisistä laitteista annettua direktiiviä 93/42/ETY. Neljä numeroa ilmaisevat ilmoitetun laitoksen tunniste.
	Elektroninen jäte (WEEE) Kierrätä kuulokojeesi, lisävarusteet ja paristot paikallisten säädösten mukaisesti tai palaute ne kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Elektroninen laite, joka kuuluu jätteestä ja sähkölaitteista annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin.
	Säädöstenmukaisuuden merkki Tämä tuote noudattaa sähköturvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja radiotaajuuksia koskevia vaatimuksia. Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille toimitettaville tuotteille.
	IP-koodi Tämä symboli ilmaisee haitalliselta veden ja hiukkasten sisäänpääsystä suojauksen luokan direktiivin EN 60529:1991/A1:2002 mukaisesti. IP5X viittaa pölysuojaukseen. IPX8 viittaa suojaukseen jatkuvan veteen upotuksen vaikutuksilta.

Pakollisessa pakkausmerkinnässä käytettävien symbolien selitykset	
	Pidä kuivana Ilmaisee lääkinnällistä laitetta, joka täytyy pitää suojassa kosteudelta.
	Huomiosymboli Katso varoitukset käyttöohjeista.
	Luettelonumero Ilmaisee valmistajan luettelonumeron niin, että lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.
	Sarjanumero Ilmaisee valmistajan sarjanumeron niin, että lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.

Kuulokojeen asetukset				
Vasen			Oikea	
☐ Kyllä	☐ Ei	Voimakkuussäädin	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Ohjelman vaihto	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Vaimennus	☐ Kyllä	☐ Ei
Voimakkuussäätimen merkkiäänet				
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänimerkki min/ max voimakkuustasoilla	☐ Päällä	☐ Pois päältä
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänenvoimakkuutta vaihdettaessa kuuluu naksaus	☐ Päällä	☐ Pois päältä
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänimerkki sovituksen yhteydessä säädetyllä voimakkuustasolla	☐ Päällä	☐ Pois päältä
Pariston merkkiäänet				
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Alhaisen paristotehon varoitus	☐ Päällä	☐ Pois päältä

151973FI / 2018.10.09

151973FI / 2018.10.09



oticon
PEOPLE FIRST

151973FI/2018.10.09