

Alta2 | Nera2 | Ria2

IIC-CIC-MIC-ITC-HS-FS



Käyttöohje

oticon
PEOPLE FIRST

Mallivalikoima

Tämä ohje on tarkoitettu seuraaviin kuulokojeperheisiin ja malleihin:

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Oticon Alta2 Pro | ☐ Oticon Nera2 Pro | ☐ Oticon Ria2 Pro |
| ☐ Oticon Alta2 | ☐ Oticon Nera2 | ☐ Oticon Ria2 |
-
- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| ☐ IIC | Huomaamaton korvakäytäväkoje |
| ☐ IIC V2 | Huomaamaton korvakäytäväkoje |
| ☐ CIC | Kokonaan korvakäytävässä |
| ☐ CIC V2 | Kokonaan korvakäytävässä |
| ☐ MIC | Melkein kokonaan korvakäytävässä |
| ☐ ITC | Korvakäytävässä |
| ☐ HS | Puolikonkka |
| ☐ FS | Kokokonkka |

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden kuulokojeenne käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaanlukien **Varoitukset**. Näin takaatte parhaan hyödyn uudesta kojeestanne.

Kuuloalan ammattilainen on säätänyt kuulokojeen vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Jos teillä on lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

| **Tietoa** | Aloitus | Käyttö | Valinnat | Varoitukset | Lisätiedot |

Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus

Kuulokojeen käyttötarkoitus on vahvistaa ja ohjata ääni sisäkorvaan ja siten kompensoida kuulonaleneman vaikutusta. Tämä kuulokoje on tarkoitettu vaikeusasteeltaan lievistä ja keskivaikeasta vaikeaan kuulonalenemaan. Kuulokojetta ei ole tarkoitettu alle 3-vuotiaille lapsille.

TÄRKEÄÄ

Vahvistus on säädetty ja optimoitu yksilöllisesti vastaamaan henkilökohtaisia kuulotarpeitanne.

Sisällys 1/2

Tietoa

Kuulokojeen mallin tunnistaminen	10
Paristotyyppi 10 (kuvassa CIC)	12
Paristotyyppi 312 (kuvassa ITC)	14
Paristotyyppi 13 (kuvassa kokokonkka)	16
Vasemman ja oikean kuulokojeen erottaminen	18
Paristo	19

Aloitus

Kuulokojeen kytkeminen päälle ja pois päältä	20
Milloin vaihtaa paristo	21
Pariston vaihtaminen	22

Käyttö

Kuulokojeen päivittäinen hoitaminen	24
MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen	26
Suojien vaihtaminen	28

ProWax miniFit -vahasuojan vaihtaminen (ei-langaton IIC & CIC V2 75)	29
ProWax-vahasuojan vaihtaminen (kaikki kojeet lukuunottamatta IIC & CIC ei-langaton)	30
T-Cap -suojan vaihtaminen (kojeet, joissa paristotyyppi 10)	31
O-Cap -suojan vaihtaminen (kojeet, joissa paristotyyppi 312 ja 13)	32
Kuulokojeen laittaminen korvaan	33
Kuulokojeen poistaminen korvasta	34

Valinnat

Valinnaiset ominaisuudet ja lisälaitteet	36
Kuulokojeen vaimennus (valinnainen)	37
Ohjelmat (valinnainen)	38
Voimakkuussäädin painikkeella (valinnainen)	40
Voimakkuussäädin säätöpyörällä (valinnainen)	41
Langattomat lisälaitteet (valinnainen)	43
Muut valinnat (valinnainen)	44

Sisällys 2/2

Varoitukset

Varoitukset	46
-------------	----


Lisätiedot

Vianmääritys	52
Veden- & pölynkestävyys (IP68)	54
Käyttöolosuhteet	55
Takuutodistus	56
Kansainvälinen takuu	57
Tekniset tiedot	58

Kuulokojeen mallin tunnistaminen

Korvakäytäväkojeita on useita erilaisia malleja ja kokoja. Aloittakaa tunnistamalla oman kojeenne malli. Tämä helpottaa käyttöohjeen selaamista.

☐ **Paristotyyppi 10**
(IIC, CIC, MIC, ITC,
HS)




Kuvassa IIC ei-langaton

☐ **Paristotyyppi 312** (ITC, HS, FS)



Kuvassa ITC

☐ **Paristotyyppi 13**
(ITC, HS, FS)




Kuvassa HS


Kaikkia malleja on saatavilla eri muotoisina ja eri asetuksilla.

Paristotyyppi 10 (kuvassa CIC)

Mikä se on




Mitä se tekee




Komponenttien sijainti saattaa vaihdella eri mallien välillä.

Paristotyyppi 312 (kuvassa ITC)

Mikä se on




Mitä se tekee




Komponenttien sijainti saattaa vaihdella eri mallien välillä.

Paristotyyppi 13 (kuvassa kokokonkka)

Mikä se on



Mitä se tekee




Komponenttien sijainti saattaa vaihdella eri mallien välillä.

Kuulokojeen kytkeminen päälle ja pois päältä

Paristokotelo toimii myös kuulokojeen virrankatkaisijana. Pariston säästämiseksi avatkaa paristokotelo aina, kun kuulokoje ei ole käytössä.

PÄÄLLE

Sulkekaa
paristokotelo



POIS PÄÄLTÄ

Avatkaa
paristokotelo



Milloin vaihtaa paristo

Kun pariston teho on alhainen, koje toistaa kaksi merkkiääntä kohtuullisin väliajoin, kunnes paristo on tyhjä.



Kaksi merkkiääntä
= Paristoteho on alhainen



Neljä merkkiääntä
= Paristo on tyhjä

Pariston huoltovinkki

Varmistaaksesi kuulokojeen jatkuvan toimivuuden, pitäkää mukanaan aina varaparistoja tai vaihtakaa tarvittaessa paristo ennen kuin poistutte kotoa.


Pariston vaihtaminen

1. Avaa ja poista



Avatkaa paristokotelo kokonaan auki. Poistakaa vanha paristo.

2. Poista tarra



Poistakaa tarra uuden pariston +-puolelta.

3. Aseta



Asettakaa uusi paristo paristokoteloon. Varmistakaa, että pariston +-puoli on samalla puolella kuin paristokotelon +-merkki.

4. Sulje



Sulkekaa paristokotelo. Kojee soittaa lyhyen melodian. Melodian kuulette pitämällä kuulokojetta korvanne lähetyvillä.

Vinkki



MultiTool-työkalua voidaan käyttää pariston vaihdossa. Käyttäkää työkalun magneettipäätä pariston käsittelyyn.


MultiTool-työkalun saatte kuuloalan ammattilaiselta.

Kuulokojeen päivittäinen hoitaminen

Käsitelkää kuulokojetta pehmeän pinnan yläpuolella, jotta se ei vahingoitu pudotessaan.


Kojeiden puhdistaminen

Puhdistakaa varovasti kaikki vaha mikrofoniaukoista puhtaalla harjalla. Pyyhkikää kojeen pinta kevyesti.



• Mikrofoniaukot

Puhdistakaa ilmanvaihtoaukko painamalla harja aukon läpi kiertäen sitä hieman.



• Ilmanvaihtoaukko


• Ilmanvaihtoaukko

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää kuulokojeen puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. Itse kuulokojetta ei tule koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen


MultiToolissa on magneetti, jonka ansiosta paristojen vaihtaminen kuulokojeeseen on helpompaa. Työkalu sisältää myös harjan ja metallilangasta tehdyn lenkin korvavahan poistoa ja kojeen puhdistamista varten. Jos tarvitsette uuden Multi Tool-työkalun, ottakaa yhteyttä kuulualan ammattilaiseen.



TÄRKEÄÄ

MultiTool-työkalussa on sisäänrakennettu magneetti. Pitäkää MultiTool 30 cm etäisyydellä luottokorteista ja magneetille herkistä laitteista.

Erittäin pienen ilmanvaihtoaukon puhdistukseen voidaan tarvita erikoistyökalua. Ottakaa yhteyttä esim. kojeen hankintapaikkaan.



Suojien vaihtaminen

Jos koette kojeen äänenlaadun huonontuneen, on aika vaihtaa suojat.

Seuraavilla sivuilla opastetaan kuinka kuulokojeeseen vaihdetaan siihen kuuluvat vahasuojat.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää aina saman tyyppistä vahasuojaa kuulokojeessa alun perin olleen suojan kanssa.

Jos haluatte lisätietoja vahasuojan käytöstä tai vaihdosta, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.


□ ProWax miniFit-vahasuojan vaihtaminen (ei-langattomat IIC & CIC V2 75)

1. Työkalu




Poistakaa työkalu kuorresta. Työkalussa on kaksi haaraa, joista toinen on tyhjä ja toisessa on uusi ProWax-vahasuoja.

2. Irrota



Painakaa tyhjä haara kojeessa olevaan vahasuojaan ja vetäkää se pois.


3. Aseta



Painakaa toisessa haarassa oleva uusi ProWax-vahasuoja kojeeseen, poistakaa työkalu ja heittäkää se pois.


□ ProWax-vahasuojan vaihtaminen (kaikki kojeet lukuunottam. IIC & CIC ei-langaton)

1. Työkalu




Poistakaa työkalu kuoresta. Työkalussa on kaksi haaraa, joista toinen on tyhjä ja toisessa on uusi ProWax-vahasuoja.

2. Irrota



Painakaa tyhjä haara kojeessa olevaan vahasuojaan ja vetäkää se pois.


3. Aseta



Painakaa toisessa haarassa oleva uusi ProWax-vahasuoja kojeeseen, poistakaa työkalu ja heittäkää se pois.


□ T-Cap -suojan vaihtaminen (kojeet, joissa paristotyyppi 10)

1. Työkalu




Poistakaa työkalu pakkauksesta. Työkalussa on kaksi päätä, joista toisessa on poistohaarukka ja toisessa uusi T-Cap -suoja.

2. Irrota



Työntäkää poistohaarukka kojeessa olevan T-Cap -suojan alle ja nostakaa käytetty suoja pois.


3. Aseta



Asettakaa toisessa päässä oleva uusi T-Cap -suoja paikoilleen ja pyöräyttäkää työkalua kevyesti, jotta uusi suoja irtoaa. Heittäkää käytetty työkalu pois.


□ O-Cap -suojan vaihtaminen (kojeet, joissa paristotyyppi 312 ja 13)

1. Työkalu




Poistakaa työkalu pakkauksesta. Työkalussa on kaksi päätä, joista toisessa on poistotyökalu ja toisessa uusi O-Cap -suoja.

2. Irrota



Työntäkää työkalun poistopää vanhaan O-Cap-suojaan ja vetäkää suoja ulos.

3. Aseta



Työntäkää toisessa päässä oleva uusi O-Cap -suoja paikoilleen, poistakaa työkalu ja heittäkää se pois.


Kuulokojeen laittaminen korvaan

Vaihe 1



Pitäkää kuulokojetta värillinen piste ylöspäin. Asettakaa kuulokojeen kärki korvakäytävään.

Vaihe 2



Vetäkää korvalehteä hellästi taaksepäin ja työntäkää kuulokoke korvakäytävään kiertäen sitä tarvittaessa hieman. Antakaa kojeen seurata korvakäytävän luonnollista muotoa.

Kuulokojeen poistaminen korvasta

Ottakaa kuulokojeen vetosiimasta kiinni (jos kojeessa).
Vetäkää kuulokoje varovasti korvakäytävästä.

Jos kuulokojeessa ei ole vetosiimaa, voitte irrottaa sen vetämällä
kojeen ulkoreunasta.

TÄRKEÄÄ

Paristokotelo ei saa käyttää kahvana kuulokojeen asettamiseksi tai poistamiseksi. Sitä ei ole suunniteltu tähän tarkoitukseen.

Valinnaiset ominaisuudet ja lisälaitteet


Seuraavilla sivuilla kuvatut ominaisuudet ja lisälaitteet ovat valinnaisia. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen selvittääksenne, mitkä on ohjelmoitu omaan kuulokojeeseen.

Jos koette vaikeuksia erinäisissä kuuntelutilanteissa, eri ohjelmat voivat auttaa teitä. Kuuloalan ammattilainen vastaa ohjelmoinnista.

Kirjoittakaa ylös kuuntelutilanteet, joissa saatatte tarvita apua.

☐ Kuulokojeen vaimennus (valinnainen)

Vaimennustoimintoa voidaan käyttää kuulokojeen mykistämiseen sen ollessa korvassa.




- Kuulokoje vaimennetaan painamalla pitkään painiketta. Käynnistääksenne kojeen uudelleen, painakaa painiketta lyhyesti.

TÄRKEÄÄ

Koje ei mene pois päältä käytettäessä vaimennustoimintoa, vaan paristo kuluu koko ajan.

□ Ohjelmat (valinnainen)

Kuulokojeessa voi olla enintään 4 erilaista ohjelmaa.
Kuuloalan ammattilainen vastaa ohjelmoinnista.



Voitte vaihtaa ohjelmaa painamalla painiketta lyhyesti. Mikäli painiketta käytetään ainoastaan ohjelman vaihtoon, painakaa painiketta lyhyesti. Jos painike toimii myös voimakkuussäätimenä, painakaa sitä pitkään muuttaaksenne voimakkuutta.

Huomioikaa, että jos kuulokojeenne on synkronoitu (molempien kojeiden asetukset muuttuvat, kun niitä vaihdetaan toisella kojeista), OIKEA koje vaihtaa ohjelmaa eteenpäin, esim. ohjelmasta 1 ohjelmaan 2, ja VASEN koje vaihtaa ohjelmaa taaksepäin, esim. ohjelmasta 4 ohjelmaan 3.

Jos kojeenne toimivat erillään, täytyy kojeiden säädöt suorittaa erikseen molempiin kojeisiin.


Kuulokojeen sovittaja täyttää

Ohjelma	Aktivoinnin merkkiäni	Milloin käyttää
1	"1 piippaus"	
2	"2 piippausta"	
3	"3 piippausta"	
4	"4 piippausta"	

Ohjelman vaihto:	
☐ Erillinen	☐ Synkronoitu
☐ VASEN	☐ OIKEA
☐ Lyhyt painallus	☐ Pitkä painallus

☐ **Voimakkuussäädin painikkeella** (valinnainen)

Tämän painikkeen avulla voitte säätää kojeen äänenvoimakkuutta. Voimakkuutta säädettäessä saatatte kuulla naksauksen.




Kuulokojeen sovittaja täyttää

Voimakkuussäädin	☐ VASEN	☐ OIKEA
------------------	--------------------------------	--------------------------------

☐ **Voimakkuussäädin säätöpyörällä** (valinnainen)


Voitte säätää kojeen äänenvoimakkuuden säätöpyörää pyörittämällä. Voimakkuutta säädettäessä saatatte kuulla naksauksen.




Pikapalautus

Jos haluatte palata kuuloalan ammattilaisen teille asettamiin asetuksiin, avatkaa ja sulkekaa paristokotelo.

Avaa



Sulje



☐ Langattomat lisälaitteet (valinnainen)

Langattomiin kuulokojeisiin voidaan liittää useita lisälaitteita.

ConnectLine

ConnectLine on tuoteperhe, jonka avulla kuulokoje voi vastaanottaa langattomasti TV:n, puhelimen, musiikkisoittimen, tietokoneen tai mikrofonin äänen.

Kaukosäädin

Remote Control-kaukosäätimellä voi vaihtaa ohjelmaa, säätää äänenvoimakkuutta tai vaimentaa kuulokojeet.

Lisätietoja saatavilla kuuloalan ammattilaisilta tai osoitteessa www.oticon.fi

☐ **Muut valinnat** (valinnainen)



Induktiokela

Induktiokela helpottaa kuulemista puhuttaessa puhelimeen, jossa on sisäänrakennettu silmukajärjestelmä, tai rakennuksissa, joihin on asennettu silmukajärjestelmä, kuten esimerkiksi teattereissa, kirkoissa tai luentosaleissa. Tämä symboli tai vastaavat merkinnät osoittavat, että tilaan on asennettu silmukajärjestelmä.



Autopuhelin

on ohjelma, joka aktivoituu automaattisesti jos puhelimesanne on sisäänrakennettu silmukajärjestelmä (ks. edellinen). Autopuhelimessa puhelimen kuulokkeen lähelle kiinnitetään erityinen magneetti.

Lisätietojen saamiseksi, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen kuulokojeen käyttämistä. Näin varmistatte kojeen oikean käytön sekä henkilökohtaisen turvallisuutenne.

Huomioikaa, että kuulokoje ei palauta kuuloa normaaliksi eikä estä tai paranna luontaisesta syystä aiheutuvaa kuulon heikkenemistä. Useimmiten kuulokojeesta ei saa kaikkea mahdollista hyötyä, jos sitä käytetään epäsäännöllisesti.

Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen jos kohtaatte yllättäviä toimintoja tai tilanteita kuulokojeiden kanssa.

Kuulokojeen käyttäminen

- Kuulokojetta saa käyttää vain kojeen sovittaneen asiantuntijan ohjeiden mukaisesti niillä säädöillä, jotka hän kojeeseen tekee. Poikettaessa ohjeista voi seurauksena olla äkillinen, jopa pysyvä kuulonmenetys.
- Älkää koskaan lainatko kuulokojettanne toiselle, sillä sen käyttö voi vahingoittaa hänen kuuloaan pysyvästi.

Tukehtumisvaara

- Kuulokojeet, niiden osat ja paristot on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä.
- Paristo on joskus vahingossa nieltä lääkkeenä. Tarkistakaa siis lääkkeenne aina ennen niiden ottamista.
- Useimmat kuulokojeet voidaan haluttaessa varustaa lukittavalla paristokotelolla. Suosittelemme tätä erityisesti, kun kyseessä on pieni lapsi tai henkilö, josta on syytä epäillä, että hän ei ymmärrä kojeen käyttöä.

- Alle 3-vuotiaiden lasten kojeissa tulee aina olla lukittava paristokotelo. Tämä valinta on tarjolla BTE-, miniBTE-, RITE- ja miniRITE-kuulokojeissa.

Jos joku nielaisee pariston tai kuulokojeen, hänen on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Varoitukset

Paristojen käyttäminen

- Käyttäkää aina kojeeseen suositeltuja paristoja. Huonolaatuiset paristot voivat vuotaa ja rikkoa kojeen tai aiheuttaa vammoja.
- Älkää koskaan yritäkö ladata paristoja tai hävittää niitä polttamalla. Paristot voivat räjähtää.

Kuulokojeen toimintahäiriöt

- Kuulokoje voi lakata toimimasta ilman varoitusta. Muistakaa tämä erityisesti liikenteessä tai sellaisissa tilanteissa, joissa varoitusäänten kuuleminen on tärkeää. Kuulokoje voi lakata toimimasta esimerkiksi pariston loppuessa tai jos kosteus tai vaha tukkii letkun.

Aktiiviset implantit

- Aktiivisten implanttien kanssa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Oticon suosittelee seuraamaan niitä ohjeita, joita defibrillaattoreiden ja sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat koskien matkapuhelinten käyttöä.
- Autopuhelimen magneetti ja MultiTool-työkalu (, jossa on sisäänrakennettu magneetti) tulee myös pitää yli 30 cm:n päässä implantista. Älkää esimerkiksi säilyttäkö niitä rintataskussa.

- Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää tietoja implantin mahdollisista häiriötekijöistä.

Röntgen, CT, MR, PET ja sähköhoito

- Älkää käytäkö kuulokojeita röntgen, CT / MR / PET -toimenpiteiden, sähköhoidon tai leikkauksen aikana, koska kuulokoje voi vaurioitua.

Varoitukset

Kuumuus ja kemikaalit

Kuulokojeita ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.

- Älkää myöskään kuivatko niitä mikroaalto- tai muussa uunissa.
- Kosmetiikan, hiuskiinteiden, parfyymien, partaveden, aurinkovoiteiden, hyönteiskarkotteiden ym. kemikaalit voivat vahingoittaa kojettanne. Poistakaa kuulokoje ennen näiden aineiden käyttöä ja antakaa aineiden kuivua ennen kuin laitatte kuulokojeen paikalleen.

Power-kuulokoje

- Valittaessa, sovitettaessa ja käytettäessä kuulokojetta, jonka suurin äänenpainetaso ylittää 132 dB SPL (IEC 711) on noudatettava erityistä huolellisuutta, koska vaarana on vahingoittaa kuulokojeen käyttäjän jäljellä olevaa kuuloa.

Lisätietoa siitä, onko kojeenne Power-kuulokoje tämän käyttöohjeen lopussa.

Mahdollisia haittavaikutuksia

- Kuulokojeen, korvakappaleen tai tippien käyttö voi aiheuttaa lisääntyntä vahan eritystä korvasta.
- Allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä erittäin herkille henkilöille.

Ottakaa yhteys lääkäriin, mikäli mainittuja haittavaikutuksia esiintyy.

Häiriöt

- Kuulokojeen häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Jotkin laitteet, kuten radio, matkapuhelin ja kauppojen hälytyslaitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä kuulokojeessa. Mikäli näin tapahtuu, loitontakaa häiriötä aiheuttava laite kuulokojeesta.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei ääntä	Paristo on loppu	Vaihda paristo
	Tukkiutunut äänikanava	Puhdistakaa ääniaukko tai vaihtakaa vahasuoja
	Tukkiutunut mikrofoniaukko	Puhdistakaa mikrofoniaukko tai vaihtakaa vahasuoja (T-Cap tai O-Cap)
Katkonainen tai heikko ääni	Tukkiutunut äänikanava	Puhdistakaa ääniaukko tai vaihtakaa vahasuoja
	Kosteus	Pyyhkikää paristo ja koje kuivalla kankaalla
	Paristo on loppu	Vaihda paristo
Kojе vinkuu	Kuulokoje ei ole kunnolla korvassa	Laittakaa koje uudestaan korvaan
	Korvakäytävään kertynyt vahaa	Pyytäkää lääkäriä tutkimaan korvakäytävänne

Jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei auta ongelmaan, ottakaa yhteys kojeen hankintapaikkaan.

Veden- & pölynkestävyys (IP68)

Kuulokojeenne ovat veden- ja pölynkestäviä, mikä tarkoittaa, että ne ovat suunniteltu käytettäväksi kaikissa arjen tilanteissa. Näin ollen teidän ei tarvitse huolehtia hikoilemisesta tai sateesta kastumisesta. Jos kuulokoje joutuu kosketuksiin veden kanssa ja lakkaa toimimasta, noudattakaa näitä ohjeita:

1. Pyyhkikää kevyesti vesi kojeesta
2. Avatkaa paristokotelo, poistakaa paristo ja pyyhkikää paristokoteloon päässyt vesi
3. Antakaa kuulokojeen kuivua paristokotelo auki noin 30 minuutin ajan.
4. Asettakaa uusi paristo

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +1°C - +40°C Suhteellinen kosteus: 5% - 93%, ei-tiivistyvä
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötilan ja kosteuden ei tulisi ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Lämpötila: -25°C - +60°C Suhteellinen kosteus: 5% - 93%, ei-tiivistyvä

TÄRKEÄÄ

Älkää käyttäkö kuulokojetta suihkussa tai muissa vesiaktiiviteeteissa.
Älkää upottako kuulokojetta veteen tai muihin nesteisiin.

Takuutodistus

Omistajan nimi: _____

Sovittaja: _____

Hankintapaikan osoite: _____

Hankintapaikan puhelinnumero: _____

Ostopäivä: _____

Takuuaika: _____ Kuukausi: _____

Vasen koje: _____ Sarjanro: _____

Oikea koje: _____ Sarjanro: _____

Paristotyyppi: _____

Kansainvälinen takuu

Tällä kuulokojeella on valmistajan myöntämä rajoitettu 12 kuukauden takuu, joka alkaa kojeen ostopäivästä. Ongelmat, jotka johtuvat kuulokojeen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai muun kuin maahantuojaan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta kojeeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. Kuulokojeen myyjällä saattaa olla

edellä olevaa takuuta laajempi takuu. Ottakaa heihin yhteyttä saadaksenne lisätietoja.

Jos koje tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin kuulokojeen hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Tekniset tiedot

Kuulokojeessa on radiolähetin, joka käyttää lyhyen kantaman magneettista induktioteknologiaa, joka toimii taajuudella 3.84 MHz. Lähettimen magneettinen kenttävoimakkuus on < -42 dBμA/m @ 10m.

Radiojärjestelmän säteily on selvästi alempi kuin kansainväliset ihmisaltistukselle määrätyt säteilyrajat. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että kuulokojeen säteily on pienempi kuin esim. halogeenivalaisimien, tietokonenäyttöjen, astianpesukoneiden ym. satunnainen sähkömagneettinen säteily. Kuulokoje noudattaa tiukimpia kansainvälisiä sähkömagneettisuusstandardeja.

Kuulokojeen koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä asiakirjassa.

IIC, CIC ja MIC -langattomissa kojeissa on moduuli, jossa on:

FCC ID: U28FU2CICWL
IC: 1350B-FU2CICWL

ITC, HS ja FS -langattomissa kojeissa on moduuli, jossa on:

FCC ID: U28FU2ITE
IC: 1350B-FU2ITE

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osion 15 ja Kanadan säännösten normeja poislukien RSS normit.

Toimintaperiaate edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja laitteeseen.

Kaikki tähän laitteeseen tehty muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden kojeen käyttämiseen.

Lisätietoa: www.oticon.fi

Oticon vakuuttaa, että tämä kuulokoje on yhteensopiva Direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global

CE 0543



Elektroniikkalajitejäte on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.



E2831

IP68

Power-kuulokoje ☐ Kyllä ☐ Ei				
Kuulokojeen asetukset				
Vasen		Oikea		
☐ Kyllä	☐ Ei	Voimakkuussäädin	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Ohjelman vaihto	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Vaimennus	☐ Kyllä	☐ Ei
☐ Kyllä	☐ Ei	Tinnitus SoundSupport	☐ Kyllä	☐ Ei
Voimakkuussäätimen merkkiäänet				
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänimerkki min/max voimakkuustasoilla	☐ Päällä	☐ Pois päältä
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänenvoimakkuutta vaihdettaessa kuuluu naksaus	☐ Päällä	☐ Pois päältä
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Äänimerkki sovituksen yhteydessä säädetyllä voimakkuustasolla	☐ Päällä	☐ Pois päältä
Pariston merkkiäänet				
☐ Päällä	☐ Pois päältä	Alhaisen paristotehon varoitus	☐ Päällä	☐ Pois päältä

Tässä oppaassa käytettävien symbolien selitykset

	Varoitukset Symbolilla merkitty teksti täytyy lukea ennen tuotteen käyttöä.
	Valmistaja Tuotteen on tuottanut valmistaja, jonka nimi ja osoite mainitaan symbolin vieressä. Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti.
	CE-merkki Tuote noudattaa lääkinnällisistä laitteista annettua direktiiviä 93/42/ETY. Neljä numeroa ilmaisevat ilmoitetun laitoksen tunniste.
	Elektroninen jäte (WEEE) Kierrätä kuulokojeesi, lisävarusteet ja paristot paikallisten säädösten mukaisesti tai palaute ne kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Elektroninen laite, joka kuuluu jätteestä ja sähkölaitteista annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin.
	Säädöstenmukaisuuden merkki Tämä tuote noudattaa sähköturvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta ja radiotaajuuksia koskevia vaatimuksia. Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille toimitettaville tuotteille.
	IP-koodi Tämä symboli ilmaisee haitalliselta veden ja hiukkasten sisäänpääsystä suojauksen luokan direktiivin EN 60529:1991/A1:2002 mukaisesti. IP6X viittaa täyteen pölysuojaukseen. IPX8 viittaa suojaukseen jatkuvan veteen upotuksen vaikutuksilta.

173005FI/2018.11.08

Pakollisessa pakkausmerkinnässä käytettävien symbolien selitykset

	Pidä kuivana Ilmaisee lääkinnällistä laitetta, joka täytyy pitää suojassa kosteudelta.
	Huomiosymboli Katso varoitukset käyttöohjeista.
	Luettelonumero Ilmaisee valmistajan luettelonumeron niin, että lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.
	Sarjanumero Ilmaisee valmistajan sarjanumeron niin, että lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa.

173005FI/2018.11.08



oticon
PEOPLE FIRST

173005FI/2018.11.08