

Käyttöohje



Streamer Pro
1.3A

ConnectLine

Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden Streamer Pron käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien kohta Varoitukset. Näin saatte parhaan hyödyn uudesta Streamer Prostanne.

Ottakaa

Käyttöohje sisältää alla olevan navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua helposti eri osien välillä.

| **Tietoa** | [Aloitus](#) | [Käyttö](#) | [Toiminnot](#) | [Varoitukset](#) | [Lisätiedot](#) |

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus	Streamer Pro on tarkoitettu langattomien Oticon-kuulokojeiden käyttäjille. Tuote on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä tiettyjen kuulokojeiden kanssa. Streamer Pro on tietoliikenneliittymä kuulokojeiden ja muiden laitteiden, kuten matkapuhelimien, välillä. Streamer Pro voidaan yhdistää moniin ulkoisiin (lisä)laitteisiin, jotta kuulokojeen käyttäjä voi muun muassa kuulla television paremmin tai viestiä Bluetoothia tukevilla matkapuhelimilla. Streamer Protta voidaan käyttää myös kaukosäätimenä kuulokojeiden äänenvoimakkuuden säätämiseen ja ohjelman vaihtamiseen.
Käyttöaiheet	Ei käyttöaiheita.
Suunniteltu käyttäjä	Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.
Käyttöympäristö	Sisällä/ulkona.
Käytön esteet	Aktiivisten implanttien käyttäjien on noudatettava erityistä varovaisuutta laitetta käyttäessään. Lisätietoa löytyy Varoitukset-osiosta.
Kliiniset hyödyt	Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.

Sisällys

Tietoa	
Pakkauksen sisältö	6
Lisävarusteet ja varaosat	8
Streamerin esittely	11
AloitUS	
Streamerin käyttäminen kaulanauhan kanssa	12
Streamerin käyttäminen ilman kaulanauhaa	14
Streamerin kytkeminen päälle ja pois päältä	16
Kuulokojeiden kaukosäädin	18
Streamerin pariliitos	20
Streamerin lataaminen	22
Käyttö	
Akku vähissä -merkkivalo	24
Laiteparien poistaminen	28
Puhdistus ja huolto	31

Toiminnot	
Perustoiminnot	32
Matkapuhelin	33
ConnectLine-puhelinratkaisu	40
ConnectLine-mikrofoni	42
ConnectLine-televisioratkaisu	44
ConnectLine-sovellus	46
Lisätoiminnot	47
Musiikki- tai äänikaapeli	48
Kuulokekaapeli	50
Langaton musiikki tai ääni	52
Langattomat kuulokkeet	54
Induktiokela (sisäänrakennettu)	56
FM-vastaanotin (lisävaruste)	58
Varoitukset	
Varoitukset	60
Lisätiedot	
Käyttöolosuhteet	64
Kansainvälinen takuu	65
Takuu	66
Tekniset tiedot	67

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:



Streamer Pro
1.3A



Kaulanauha - keskikoko



Kaulanauha - pitkä

Tämä opas (käyttöohjeet)



Laatikko 1



Laturi

Laturi vaihtelee maittain

Laatikko 2

USB-lataus-
kaapeli



3,5 mm:n
stereokaapeli
miniliittimillä
MP3- ja
musiikkisoittimia
varten

3,5 mm:n
jakokaapeli
tietokonetta
varten



Laatikko 3



Suojaus

Lisävarusteet ja varaosat

Suojukset

Lisäsuojuksia (tumman tai vaalean harmaa) on saatavana kuuloalan erikoisliikkeistä.




Suojukset - yksi painike

Suojuksia (tumman tai vaalean harmaa), joissa on kohopainike helpottamassa "sokkona" käyttöä, on saatavana kuuloalan erikoisliikkeistä.



Vaihtokaulanauhat

Vaihtokaulanauhoja (musta tai valkoinen) on saatavana kolmea kokoa, lyhyt (51 cm), keskikoko (66 cm) ja pitkä (81 cm), kuuloalan erikoisliikkeistä.



Vyöpidike


Vyöpidikkeitä (musta tai valkoinen) on saatavana kuuloalan erikoisliikkeistä.



TÄRKEÄÄ

Katsokaa kuulokojeen käyttöohjeesta tarkempaa tietoa kuulokojeenne toiminnoista.

Streamerin esittely



Streamerin käyttäminen kaulanauhan kanssa

Kaulanauha on osa Streamerin elektronista järjestelmää. Sitä käytetään antennina äänen ohjaamiseksi kuulokojeisiin.

Mahdollisimman hyvän äänen ja pitkän käyttöajan saavuttamiseksi Streameria tulisi käyttää aina sen mukana tulleen kaulanauhan kanssa. Streamerin mukana tulee kaksi kaulanauhaa, pitkä ja keskikokoinen.



TÄRKEÄÄ

Noudattakaa huolellisuutta käyttäessänne kaulanauhaa. Mikäli kaulanauha tarttuu johonkin kiinni, se avautuu automaattisesti kuristumisen välttämiseksi. Älkää lyhentäkö tai muokatko kaulanauhaa millään tavalla, kuten tee siihen solmua lyhentääksenne sen pituutta. Jos kaulanauha katkeaa, sitä ei voida korjata, vaan se tulee vaihtaa uuteen. Vaihtokaulanauhoja saa kuuloalan erikoisliikkeistä.

Kaulanauhan kiinnittäminen

Kaulanauha kiinnitetään Streamerin yläosassa oleviin aukkoihin.


Huomatkaa, että puhuessanne jollekulle Streamerin kautta on tärkeää, että Streamerin yläosassa oleva sisäänrakennettu mikrofoni pystyy poimimaan äänenne.



Streamerin käyttäminen ilman kaulanauhaa

Kun Streameria käytetään ilman kaulanauhaa, etäisyyden kuulokojeisiin tulisi olla alle metrin. Saatatte myös havaita äänen katkeilemista, minkä vuoksi suositellaan aina kaulanauhan käyttämistä.

Kun Streameria käytetään ilman kaulanauhaa, virtaa kuluu enemmän ja sen seurauksena suoratoiston enimmäisaika lyhenee 5 tuntiin yhdellä täydellä latauksella.



Streamerin kytkeminen päälle ja pois päältä

Virran kytkeminen


Painakaa Streamerin yläosassa olevaa virtapainiketta 2 sekuntia, kunnes kaikki etu- ja yläosan valot vilkkuvat merkiksi siitä, että virta on kytketty. Vapauttakaa virtapainike. Streamerin yläosassa olevan virran merkkivalon pitäisi nyt muuttua himmeään vihreäksi.

Jos Streamerin virta ei kytkeydy, varmistakaa, että Streamer on ladattu.

Voitte tarkistaa Streamerin tilan painamalla virtapainiketta lyhyesti.

Virran katkaiseminen

Pitäkää Streamerin yläosassa olevaa virtapainiketta painettuna 2 sekuntia, kunnes vihreä virran merkkivalo sammuu.



Tila	Etuosa	Kuvaus
		Streamer on pois päältä.
		Kun virtapainiketta painetaan 2 sekuntia, kaikki valot palavat muutaman sekunnin merkiksi siitä, että Streamer on nyt kytketty päälle.
		Streamer on nyt päällä ja käyttövalmis.

Kuulokojeiden kaukosäädin

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainikkeen painaminen lyhyesti säätää kuulokojeiden äänenvoimakkuutta. Kun voimakkuus muuttuu, kuulokoje antaa äänimerkin.

Kuulokojeen ohjelmien vaihtaminen

Voitte vaihtaa ohjelmaa painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- tai vähennyspainiketta pidempään kuin sekunnin ajan. Kun ohjelma vaihtuu, kuulokoje antaa äänimerkin.

Kuulokojeen vaimentaminen

Voitte vaimentaa kuulokojeet painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- JA vähennyspainiketta yhtä aikaa 1 sekunnin ajan.

TÄRKEÄÄ

Vaimennustoiminto on saatavana vain uusimpiin Oticonin kuulokojeisiin. Lisätietoja saa kojeen hankintapaikasta. Vaikka Streamer ei olisi päällä, kuulokojeita voidaan silti kaukosäätää.




Streamerin pariliitos

Ennen kuin Streameria voidaan käyttää muiden laitteiden, kuten matkapuhelimien, kanssa, laitteista täytyy muodostaa laitepari.

1. Asettakaa Streamer parinmuodostustilaan

Pitäkää virtapainiketta painettuna noin 5 sekuntia, kunnes merkkivalo vilkkuu sinisenä.




2. Asettakaa liitettävä laite (esim. matkapuhelin) parinmuodostustilaan.

Tämä tehdään tyypillisesti puhelimen asetusvalikosta. Suosittelemme tutustumaan matkapuhelimen käyttöohjeen aiheutta koskevaan osaan.

3. Pariksi liitettävä laite (matkapuhelin) saattaa vaatia PIN-koodin.

Streamerin PIN-koodi on 0000 (neljä nollaa).

4. Kun laitepari on muodostettu, matkapuhelimessa näkyy usein kuulokekuvake, ja samaan aikaan Streamerin pariliitännän merkkivalo palaa sinisenä.




Streamerin lataaminen

Streamerissa on ladattava akku. Suosittelemme, että Streamer ladataan kerran päivässä parhaan mahdollisen suorituskyvyn takaamiseksi. Kytkekää laitteen mukana tulevan laturin kaapeli Streamerin pohjassa olevaan mikro USB -liitäntään **(A)**. Muistakaa kytkeä laturi pistorasiaan.

Laitteen ollessa päällä lataamisesta ilmoitetaan vihreällä, vilkkuvalla valolla laitteen yläosassa. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi.

Virran ollessa katkaistu lataamisesta ilmoitetaan vihreällä, vilkkuvalla valolla laitteen yläosassa. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo sammuu.




TÄRKEÄÄ

Kun lataatte Streameria, käyttäkää mukana toimitettua alkuperäistä 5,0 V / 1 A:n virtalähdettä, joka on CE- ja turvamerkitty.



Tila	Etuosa	Kuvaus
 		Ladataan - laite on pois päältä - tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä.
 		Ladataan - laite on päällä (tai käytössä) - tilan merkkivalo vaihtelee kirkkaan ja himmeän vihreän välillä.

 Vilkkuu  Himmenee




TÄRKEÄÄ

Latauksen aikana lataamisen merkkivalon pitäisi palaa tässä oppaassa kuvatulla tavalla. Jos lataamisen merkkivalo ei pala kuvatulla tavalla, irrottakaa laite laturista ja ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Akku vähissä -merkkivalo

Streamer ilmoittaa akun vähäisestä virrasta (kun virtaa on noin 20 minuuttia jäljellä) tasaisella punaisella valolla, ja akun erittäin vähäisestä virrasta (kun virtaa on noin 5 minuuttia jäljellä) vilkkuvalla punaisella valolla.



Tila	Etuosa	Kuvaus
 		Akku vähissä - virtaa jäljellä 20 minuutiksi, kun suoratoistetaan kuulokojeisiin.
 		Akku erittäin vähissä - virtaa jäljellä 5 minuutiksi, kun suoratoistetaan kuulokojeisiin.

 Palaa tasaisesti  Himmenee


TÄRKEÄÄ

Akkua ei pitäisi päästää täysin tyhjäksi. Akun pitäminen täyteen ladattuna pidentää akun kestoa. Käyttäjä ei saa vaihtaa akkua itse.

Akun kapasiteetti ja latausaika	
Akun kapasiteetti kaulanauhaa käytettäessä	Enintään 10 tuntia tyypillisessä arkikäytössä: 2 tuntia puheluja, 6 tuntia televisiota ja 2 tuntia valmiustilassa.
Akun kapasiteetti ilman kaulanauhaa	Enintään 5 tuntia tyypillisessä käytössä: 1 tunti puheluja, 3 tuntia televisiota ja 1 tunti valmiustilassa.
Akun latausaika	2 tuntia täyteen varaukseen mukana tullutta virtalähdettä käyttäen.
Kaukosäätö	Jos Streamer ei ole päällä, kuulokojeen kaukosäätö toimii jopa 6 kuukautta yhdellä täyteen latauksella.
Akun oletettu käyttöikä	Streamerin akku kestää yli 2 vuotta, jos se ladataan täyteen kerran päivässä. Kuuloalan ammattilainen voi vaihtaa akun.

Laiteparien poistaminen

Jos laiteparien kanssa on ongelmia, voitte poistaa kaikki laiteparit painamalla virtapainiketta ja äänenvoimakkuuden lisäyspainiketta samanaikaisesti 3 sekunnin ajan.



Tila	Etuosa	Kuvaus
 		Streamer parinmuodostustilassa
 		Laiteparin muodostus valmis
 		Streamer päällä

 Palaa tasaisesti  Vilkkuu

Staattinen sähkö

Jos Streamer altistuu staattisen sähkön purkaukselle, se voi lakata toistamasta ääntä. Streamer käynnistyy uudelleen itsestään, minkä jälkeen voitte jälleen aktivoida suoratoiston.

Tarkempaa tietoa suoratoistoyhteyksien muodostamisesta on tämän käyttöohjeen kohdassa ”Toiminnot”.

Puhdistus ja huolto

Streamer on helppohoitoinen laite, joka vaatii vain hyvin vähän huoltoa. Lika, kosteus ja rasva tulee puhdistaa kuivalla tai kostealla liinalla. On suositeltavaa puhdistaa Streamer säännöllisesti. Mikrofoniaukko ja liitoskohdat audioliittimille, kaulasilmukalle ja lataamista varten on suojattava lialta.

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää Streamerin puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Streameria ja kaulanauhaa ei saa koskaan pestä vedellä tai upottaa veteen tai muihin nesteisiin.

Perustoiminnot


Streamerin käyttöliittymä on suunniteltu tarjoamaan paras mahdollinen päivittäinen käyttökokemus seuraavissa tilanteissa:

1. Matkapuhelimen käyttö Bluetoothin kautta*.

ConnectLine-puhelinratkaisun käyttö (saatavana erikseen) analogisen lankapuhelimen kanssa*.

2. ConnectLine-etämikrofonin käyttö (saatavana erikseen) helpottamaan puhujan kuulemistä kauempaa tai hälyisissä tilanteissa.


3. ConnectLine-televisioratkaisun käyttö (saatavana erikseen) siirtämään television ääni langattomasti kuulokojeisiin*.



* Streamer ja kuulokojeet toimivat tällöin kuin langattomat kuulokkeet

Matkapuhelin

Streamerin käyttö puheluun vastaamiseen ja soittamiseen onnistuu, kun Streamer ja matkapuhelin on liitetty laitepariksi ja ne ovat molemmat päällä ja kantoalueen sisällä toisistaan (10 metriä). Matkapuhelimessa on usein näkyvissä pieni kuulokkeiden kuvake merkiksi siitä, että se on yhdistetty Streameriin.




Puheluun vastaaminen

Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin mikrofoniin.

Kun matkapuhelin soi, kuulette saapuvan puhelun hälytyksen kuulokojeissa. Samaan aikaan Streamerin puhelinpainike ja tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä.

Vastatkaa puheluun painamalla Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti. Kuulokojeissa kuuluu lyhyt vahvistusäänimerkki. Puhelinpainike ja merkkivalo palavat nyt tasaisesti vihreänä.

Puhelun lopettamiseksi painakaa Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti.



Tila	Etuosa	Kuvaus
		Streamer on päällä ja valmis.
		Puhelinpainike ja tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä. Kuulokojeista kuuluu saapuvan puhelun merkkiääni.
		Kun puhelu on yhdistetty, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä, että puheluun on vastattu. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua hänelle.

Palaa tasaisesti Vilkkuu


Puhelun soittaminen

Varmistakaa, että voit puhua Streamerin mikrofoniin.

Puhelun soittamiseen tarvitsee käyttää vain matkapuhelinta. Streamerille ei tarvitse tehdä mitään. Valitkaa numero normaaliin tapaan puhelimesta - puhelu yhdistyy automaattisesti Streameriin.

Streamerin puhelinpainike ja tilan merkkivalo muuttuvat vihreiksi, ja kuulokojeista kuuluu äänimerkki vahvistukseksi puhelun yhdistymisestä Streamerin kautta kuulokojeisiin.

Puhelu lopetetaan painamalla puhelimen puhelun lopetuspainiketta tai Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Kun puhelu on yhdistetty, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä, että puhelu on yhdistetty. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua hänelle.

 Palaa tasaisesti  Vilkkuu

Matkapuhelintoimintojen yksilöinti

Kuuloalan ammattilainen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavia matkapuhelintoimintoja.

Puhelun hylkääminen - oletuksena käytössä

Saapuva puhelu voidaan hylätä painamalla lyhyesti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta Streamerissa.

Numeron äänivalinta - oletuksena käytössä

Puhelinpainikkeen lyhyt painallus aktivoi numeron äänivalinnan (jos matkapuhelimenne tukee tätä, ettekä ole ConnectLine-puhelinsovittimen alueella).

Viimeisen numeron uudelleenvalinta - oletuksena käytössä

Puhelinpainikkeen pitäminen painettuna aktivoi viimeisen numeron uudelleenvalinnan (jos matkapuhelin tukee tätä toimintoa).

Puhelun siirtäminen - oletuksena käytössä

Puhelinpainikkeen pitäminen painettuna siirtää puhelun takaisin matkapuhelimeen.

Puheluun vastaaminen millä tahansa etuosan painikkeella - oletuksena käytössä

Jos pois käytöstä, puheluun voi vastata vain Streamerin puhelinpainikkeella.


Tulevat (A2DP) yhteydet käytettävissä - oletuksena pois käytöstä

Jos käytössä, muita laitteita, kuten iPod, tietokone ja matkapuhelin, voidaan aktivoida äänen suoratoisto esim. antamaan saapuvan tekstiviestin äänimerkin tai toistamaan musiikkia pariliitetystä ja yhdistetystä matkapuhelimesta.

ConnectLine-puhelinratkaisu


Streameria voidaan käyttää myös perinteisen analogisen lankapuhelimen kanssa ConnectLine-puhelinratkaisulla, joka on saatavana erillisenä lisävarusteena.

Lisätietoa ConnectLine-puhelinratkaisun käytöstä on ConnectLine-puhelinsovittimen mukana tulevassa käyttöohjeessa.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Streamer yhdistetty - voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua hänelle.


 Palaa tasaisesti



ConnectLine-mikrofoni

ConnectLine-mikrofoni on erillinen lisävaruste. Mikrofonia pitävän henkilön puhe siirretään Streamerin kautta Oticon-kuulokojeita käyttävälle henkilölle.

Lisätietoa ConnectLine-mikrofoniratkaisun käytöstä on ConnectLine-mikrofonin mukana tulevassa käyttöohjeessa.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Kun yhdistetty mikrofonin - kuulette mikrofonin poimiman äänen kuulokojeista.


  Palaa tasaisesti



ConnectLine-televisioratkaisu


ConnectLine-televisioratkaisu on erillinen lisävaruste, joka lähettää äänen televisiosta Oticon-kuulokojeisiin Streamerin kautta.

Lisätietoa ConnectLine-televisioratkaisun käytöstä on ConnectLine-televisiosovittimen mukana tulevassa käyttöohjeessa.



Tila	Etuosa	
 		Streamer on päällä ja valmis.
 		Yhdistetään televisioon.
 		Streamer yhdistetty - television ääni kuulokojeissa.

  Palaa tasaisesti   Vilkkuu



ConnectLine-sovellus

iPhone®-, iPad®-, iPod touch®- ja Android™-laitteisiin saatava sovellus tarjoaa intuitiivisen ja huomaamattoman tavan ohjata kuulokojeita ja ConnectLine-järjestelmää. Sovelluksella voidaan myös muokata ConnectLine-järjestelmän ominaisuuksia.

Saatavilla App Storessa® ja Google Playssa™.



Lisätietoa yhteensopivuudesta on osoitteessa www.oticon.fi/compatibility.


Made for Apple -merkinnän käyttö tarkoittaa, että laite on suunniteltu yhdistettäväksi merkinnässä mainittuihin Apple-tuotteisiin ja että laitteen kehittäjä on vahvistanut laitteen täyttävän Applen suorituskykystandardit. Apple ei ole vastuussa laitteen toiminnasta eikä siitä, noudattaako laite turvallisuus- ja muita standardeja. Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Tämän laitteen käyttö yhdessä iPodin, iPhoneen tai iPadin kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.



Lisätoiminnot

Streameria voidaan käyttää monien tavanomaisten oheislaitteiden kanssa, kuten MP3-soittimet, tietokoneet jne.

Laitteiden prioriteetti on seuraava:




A	Prioriteetti 1	Miniliitin tulo/lähtö (jos liitetty)	Painakaa lyhyesti AUX-valitsinta
B	Prioriteetti 2	FM (jos liitetty)	Painakaa lyhyesti AUX-valitsinta
C	Prioriteetti 3	Langaton Bluetooth (sisäänrakennettu)	Painakaa lyhyesti AUX-valitsinta
D	Prioriteetti 4	Induktiosilmukan vastaanotin (sisäänrakennettu)	Pitäkää AUX-valitsinta painettuna 2 sekuntia

Musiikki- tai äänikaapeli

Voitte kuunnella musiikkia/ääntä monista eri laitteista yhdistämällä laitteen toimitukseen sisältyvällä miniliitinkaapelilla.

Kun haluatte kuunnella ääntä laitteesta, painakaa AUX-valitsinta lyhyesti. Kaapelin ollessa liitetty suoratoisto alkaa automaattisesti.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Kuulette vahvistusäänimerkin ja sen jälkeen äänen laitteesta.

  Palaa tasaisesti




Kuulokekaapeli

Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin mikrofoniin.


Voitte käyttää Streameria tietokoneen kuulokkeina yhdistämällä toimitukseen sisältyvän miniliitinkaapelin ja kuulokkeiden jakokaapelin.

Kun haluatte käyttää kuuloketoimintoa, painakaa AUX-valitsinta lyhyesti.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Kuulette vahvistusäänimerkin - voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua hänelle.

  Palaa tasaisesti




Langaton musiikki tai ääni

Voitte kuunnella musiikkia tai ääntä langattomasti esim. MP3-soittimesta tai tietokoneesta Bluetoothin kautta. Varmistakaa, että laite on yhdistetty Streamerin laitepariksi ja että molemmat laitteet ovat päällä ja kantoalueen sisällä toisistaan (< 10 metriä).

Kun haluatte kuunnella musiikkia esim. matkapuhelimesta, painakaa AUX-valitsinta ennen kuin käynnistätte musiikkisoittimen.

Automaattiset yhteydet käytettävissä - oletuksena pois käytöstä

Jos kuuloalan ammattilainen on ottanut tämän ominaisuuden käyttöön, iPodit, tietokoneet ja matkapuhelimet voivat aktivoida äänen suoratoiston automaattisesti esimerkiksi antaessaan saapuvan tekstiviestin ilmoituksen tai kun laitepariksi yhdistetyssä matkapuhelimessa käynnistetään musiikki.



Tila	Etuosa	Kuvaus
 		Streamer on päällä ja valmis.
  		Streamer yhdistää musiikki- tai äänilaitteeseen.
  		Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen jälkeen äänen laitteesta.

  Palaa tasaisesti  Vilkkuu




Langattomat kuulokkeet

Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin mikrofoniin.


Kun muodostatte laiteparia tietokoneen kanssa, varmistakaa, että Streamer liitetään kuulokelaitteena.

Kuuloketoimintoa käytettäessä puhelua hallitaan tietokoneesta.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Streamer yhdistää musiikki- tai äänilaitteeseen.
  		Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen jälkeen äänen laitteesta.

  Palaa tasaisesti  Vilkkuu




Induktiokela (sisäänrakennettu)

Streamerissa on sisäänrakennettu induktiosilmukan vastaanotin (induktiokela).

Kun haluatte kuulla äänen induktiosilmukan vastaanottimesta, pitäkää AUX-valitsinta painettuna 2 sekuntia.

Huomatkaa: toimintoa voidaan muuttaa haluttaessa niin, että induktiokela aktivoituu lyhyellä painalluksella.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis.
  		Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen jälkeen äänen induktiosilmukajärjestelmästä.

  Palaa tasaisesti

FM-vastaanotin (lisävaruste)

FM-vastaanotin voidaan liittää Streamerin pohjassa olevaan euroliittimeen. Vastaanotinta käytetään FM-signaalien vastaanottamiseen FM-lähteestä, jota tyypillisesti käyttää opettaja koulussa.

Liittäkää FM-vastaanotin ja painakaa AUX-valitsinta lyhyesti. Kun FM-lähetin ja vastaanotin on synkronoitu ja samalla kanavalla, kuulokojeet vastaanottavat FM-signaalin.

Jos FM-vastaanottimessa on vaihtokytkin, asettakaa kytkin asentoon 00.



Tila	Etuosa	Kuvaus
  		Streamer on päällä ja valmis. FM-vastaanotin on kytketty päälle ja valmis kanavien synkronointiin.
  		Kun yhteys on muodostettu, kuulette vahvistusäänimerkin ja sen jälkeen äänen laitteesta.

  Palaa tasaisesti

TÄRKEÄÄ

Varmistakaa, että Streamer on päällä, mutta ei suoratoista ääntä kuulokojeisiin, kun FM-kanavat synkronoidaan.

Varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen Streamer Pron käyttöä henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita Streamer Pron käytön aikana tai sen käytön takia. Kuuloalan ammattilainen tukee teitä asian käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen tekemisessä valmistajalle ja/tai kansallisille viranomaisille.

Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin

Kun Streamer Pro kytketään AUX-kaapelilla tai USB-kaapelilla suoraan ulkoiseen laitteeseen (signaalilähteeseen), ulkoinen laite vaikuttaa käytön turvallisuuteen. Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.

Ladattava akku

Älkää yrittäkö avata Streameria, sillä akku saattaa vahingoittua.

Älkää koskaan yrittäkö vaihtaa akkua. Jos akun vaihto on tarpeen, ottakaa yhteyttä laitteen hankintapaikkaan. Huoltotakuu mitätöityy, mikäli havaitaan merkkejä väärinkäytöstä.

Kun akku ladataan USB-kaapelilla, ulkoinen virtalähde vaikuttaa lataamisen turvallisuuteen. Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC 62368-1:n tai vastaavan turvallisuusstandardin mukainen.

Tukehtumisvaara tai paristojen ja muiden pienten osien nielemisvaara

Streamer, sen osat ja akut on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä.

Pariston, kuulokojeen tai muun pienen osan niellyt on toimitettava välittömästi lääkäriin.

Säilytys

Streamer tulee säilyttää lasten tai muiden laitetta varomattomasti käsittelevien ulottumattomissa henkilökohtaisen turvallisuutenne varmistamiseksi ja virheellisen käytön välttämiseksi.

Streamerin käyttäminen kaulanauhan kanssa

Jos kaulanauha tarttuu vahingossa kiinni johonkin sen ollessa kaulassa, nauha on suunniteltu katkeamaan välittömästi. Tämän vuoksi älkää koskaan yrittäkö lyhentää tai muokata nauhaa tavalla, jota ei ole hyväksytty. Kaulanauhaa ei saa koskaan käyttää alle 11 kg painavalla lapsella.

Kuumuus ja kemikaalit

Streameria ei saa altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon. Streameria ei saa kuivata mikroaaltotai muussa uunissa. Kosmetiikan, hiuskiinteiden, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen ja hyönteiskarkotteen kemikaalit voivat vahingoittaa Streameria. Poistakaa Streamer

aina ennen tällaisten aineiden käyttöä ja antakaa niiden kuivua ennen Streamerin käyttöä.

Röntgen/CT/MR/PET-kuvaus, sähköhoito ja kirurgia

Älkää käyttäkö Streameria röntgen-, CT-, MR- tai PET-kuvauksen, sähköhoidon tai leikkauksen aikana, sillä voimakkaat sähkömagneettiset kentät voivat vaurioittaa Streameria.

Aktiiviset implantit

Streamerin vaikutus ihmisten terveyteen on testattu ja kuvattu tarkkaan SAR-arvoja (sähkömagneettisen energian ja jännitteen ihmiskehoon imeytymistä kuvaavia altistumisarvoja) koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti.

Altistumisarvot ovat huomattavasti alle kansainvälisesti hyväksytyjen SAR-arvojen, jotka on määritelty ihmisten terveyttä ja aktiivisten lääkinnällisten laitteiden, kuten tahdistimien ja sydämen defibrillaattorien, käyttöä koskevissa standardeissa.

Varoitukset

Mahdolliset haittavaikutukset

Streamerissa käytetyt tavallisesti allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissakin harvinaisissa tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita haittavaikutuksia.

Ottakaa yhteyttä lääkäriin, mikäli tällaisia esiintyy.

Käyttö liikenteessä

Streamerin käyttö saattaa häiritä keskittymistä. Kiinnittäkää huomiota ympäristön, kun käytät Streameria.

Noudattakaa kansallisia liikennelakeja viestintälaitteiden käytöstä liikenteessä.

Käyttö lentokoneessa

Streamerissa on Bluetooth-tekniikkaa. Streameria ei saa käyttää lentokoneessa, ellei siihen ole saatu erityistä lupaa lentohenkilöstöltä.

Tulenarkuus

Streamer on turvallinen normaaleissa käyttöolosuhteissa. Streameria ei ole testattu räjähtäviä kaasuja koskevien kansainvälisten standardien osalta.

Älkää käyttäkö Streameria ympäristöissä, joissa on räjähdysvaara, esim. kaivoksissa, happirikkaissa ympäristöissä tai alueilla, joilla käsitellään helposti syttyviä anesteetteja.

Häiriöt

Streamerin häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Tästä huolimatta jotkin laitteet, kuten radio, matkapuhelin, kauppojen hälytyslaitteet ja muut langattomat laitteet, saattavat aiheuttaa häiriötä Streamerissa. Mikäli näin tapahtuu, lisätkää etäisyyttä Streamerin ja häiriötä aiheuttavan laitteen välillä.

Kolmansien osapuolten lisävarusteiden käyttäminen

Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia lisävarusteita, antureita tai kaapeleita. Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat heikentää laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC).

Lataaminen

Ladatkaa Streamer Pro 6 kuukauden välein ehkäistäkseenne akun mahdollista vahingoittumista säilytyksessä.

Yhteensopivuus matkapuhelimen kanssa

Katsokaa osoitteesta www.oticon.fi/compatibility luettelo matkapuhelimista, jotka Oticon on testannut perusteellisesti ja joiden on todettu täyttävän yhteensopivuuden vähimmäisvaatimukset testaushetkellä. Oticon ei kuitenkaan ole yleisesti vastuussa yhteensopivuudesta. Erityisesti Oticon ei ole vastuussa yhteensopimattomuudesta, joka johtuu matkapuhelimien tulevista päivityksistä tai sellaisesta yhteensopimattomuudesta, jota näissä testeissä ei ole testattu ja/tai löydetty. Oticonilla ei ole korvausvastuuta matkapuhelimista, jotka eivät toimi odotetulla tavalla. Ennen kuin ostat uuden puhelimen, tutustu yllä mainittuun luetteloon.

Käyttöolosuhteet

Käyttöympäristön olosuhteet	Lämpötila: +10 °C - 45 °C Kosteus: < 85 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Ilmanpaine: 700-1060 hPa
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Lämpötila: -20 °C - +60 °C Kosteus: < 85 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Ilmanpaine: 700-1060 hPa

Kansainvälinen takuu

Laitteellanne on valmistajan myöntämä rajoitettu kansainvälinen 12 kuukauden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisävarusteissa, kuten paristoissa, johdoissa, virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, kohtuuttomasta käytöstä, onnettomuuksista, muun kuin valtuutetun osapuolen suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, vieraiden esineiden laitteeseen joutumisen tai väärrien säätöjen aiheuttamista vaurioista, EIVÄT kuulu rajoitetun takuun piiriin ja saattavat mitätöidä takuun. Tämän takuun puitteissa valmistaja valitsee oman harkintansa mukaan, korjataanko laite vai vaihdetaanko se vastaavaan malliseen laitteeseen. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin

laillisiin oikeuksiin koskien kulutustavaroiden kauppaa. Laitteen myyjällä saattaa olla edellä olevaa takuuta laajempi takuu. Kysykää lisätietoja myyjältä.

Jos laite tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin laitteen hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa järjestämään takuhuollon valmistajan kanssa. Kuuloalan ammattilainen saattaa periä maksun palveluistaan.

Takuu

Todistus

Omistajan nimi: _____

Kuuloalan ammattilainen: _____

Kuuloalan ammattilaisen osoite: _____

Kuuloalan ammattilaisen puhelin: _____

Ostopäivä: _____

Takuu-aika: _____ Kuukausi: _____

Sarjanro: _____

Tekniset tiedot

Malli	Streamer Pro 1.3
GTIN-numero	05707131379399

Streamerissa on radiolähetin-vastaanotin, joka käyttää lyhyen kantaman magneettista induktioteknologiaa 3,84 MHz:n taajuudella. Lähettimen magneettikentän voimakkuus on hyvin heikko ja aina alle 15 nW (tyypillisesti alle -15 dBuA/m 10 metrin etäisyydellä).

Streamerissa on radiolähetin-vastaanotin, joka käyttää Bluetoothia 2,4 GHz:n taajuudella. Radiolähetin on heikko ja aina alle 10 mW, mikä vastaa 10 dBm:n kokonaisradiotehoa.

Streamer noudattaa kansainvälisiä radiolähetin-, säteilyn ihmisaltistus- ja sähkömagneettisuusstandardeja.

Streamerin koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä oppaassa.

Lisätietoa löytyy teknisten tietojen erittelyistä osoitteesta www.oticon.fi.

Yhdysvallat ja Kanada
Tämä laite sisältää radiomoduulin, jonka sertifiointinumerot ovat seuraavat:

FCC ID: U28CL2STRM
IC: 1350B-CL2STRM

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osion 15 ja Kanadan RSS-säännösten normeja.

Toiminta edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä laite on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Tämä lääkinällinen laite noudattaa lääkinällisistä laitteista annettua asetusta (EU) 2017/745.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Tanska
www.oticon.global



Elektroniikkajäte on
käsiteltävä paikallisen
lainsäädännön
edellyttämällä tavalla.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhennysten selitykset	
	Varoitukset Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
	Valmistaja Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan EU-asetusten 2017/745 ja 2017/746 mukaisesti.
	CE-merkintä Laite on kaikkien vaadittavien EU:n asetusten ja direktiivien mukainen.
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) Kuulokojeet, lisälaitteet, akut ja paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin kuuluva elektroniikkalaitte.
	Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM) Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-, EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)- ja radiotaajuussäädöksiä.
	Sisäkäyttö Vain sisäkäyttöön.
	Kaksoiseristys Virtalähde on kaksoiseristetty. Tämä tarkoittaa, että vikaantumisriski yhden eristeen pettäessä on hyvin pieni.
	Made for Apple -tunnus Laite on yhteensopiva iPhone-, iPad- ja iPod touch -laitteiden kanssa.

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhennysten selitykset	
	Bluetooth-logo Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröimä tavaramerkki, jonka käyttö vaatii lisenssin.
GTIN	Globaali kaupanumero 14-numeroinen tunnus, joka yksilöi lääkinnällisen laitteen tai lääkinnällisen ohjelmiston maailmanlaajuisesti. Tässä oppaassa oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinnällisen laitteen laiteohjelmistoon. Lakisääteisissä pakkausmerkinnöissä oleva GTIN-tunnus liittyy lääkinnälliseen laitteeseen.
	Singaporen IMDA-merkintä Laite on Info-Communications Media Development Authority -viranomaisen (IMDA) julkaisemien standardien ja määritysten mukainen sekä yhteensopiva Singaporen yleisten televiestintäverkkojen kanssa eikä se aiheuta radiotaajuushäiriöitä muille valtuutetuille radioviestintäverkoille.

Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien kuvaukset	
	Pidä kuivana Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.
	Varoitusmerkki Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.
	Viitenumero Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
	Sarjanumero Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.
	Paristojen kierrätysmerkki Litiumioniparistojen kierrätysmerkki
5.0V  500mA	Virtalähteen tulovirta Ilmoittaa virtalähteen laitteeseen syöttämän sähkövirran voimakkuuden.
	Lääkinnällinen laite Laite on lääkinnällinen laite.
	Japanin TELEC-merkki Sertifioidun radiolaitteen merkki.
	Etelä-Afrikan ICASA-merkki Laitteella on myyntilupa Etelä-Afrikassa.

219922FI / 2020.04.15 / v1

219922FI / 2020.04.15 / v1



0000219922000001

oticon
life-changing **technology**

219922FI / 2020.04.15 / v1