


Käyttöohje

Puhelinsovitin 2.0



Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden puhelinsovittimenne käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien **Varoitukset**-osa. Näin saatte parhaan hyödyn uudesta puhelinsovittimestanne.

Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos teillä on lisäkysymyksiä puhelinsovittimen käytöstä.

Käyttöohje sisältää alla olevan navigointipalkin, jonka avulla voitte liikkua helposti eri osien välillä.

| **Tietoa** | [Asennus](#) | [Käyttö](#) | [Varoitukset](#) | [Lisätiedot](#) |

Käyttötarkoitus

Käyttötarkoitus	Puhelinsovitin 2.0 on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Oticon ConnectClipin, Oticon Streamer Pron ja Oticonin langattomien kuulokojeiden kanssa. Sen avulla kuulokojeiden käyttäjä voi kommunikoida langattomasti puhuessaan puheluja lankapuhelimen (analoginen/PSTN) kautta.
Käyttöaiheet	Ei käyttöaiheita.
Suunniteltu käyttäjä	Aikuiset ja yli 3-vuotiaat lapset.
Käyttöympäristö	Sisätilat.
Käytön esteet	Ei käytön esteitä.
Kliiniset hyödyt	Katsokaa kuulokojeen kliiniset hyödyt.


Sisällys

Tietoa	
	Pakkauksen sisältö 6
	Puhelinsovittimen esittely 7
Asennus	
	Asennus 9
	Puhelinsovittimen liittäminen pistorasiaan 10
	Liittäminen puhelinlinjaan ja lankapuhelimeen 12
	Streamer Pron yhdistäminen puhelinsovittimen laitepariksi 14
	ConnectClipin yhdistäminen puhelinsovittimen laitepariksi 16
	Puhelinsovittimen käyttäminen 18
Käyttö	
	Saapuvat puhelut, Streamer Pro 20
	Lähtevät puhelut, Streamer Pro 23
	Saapuvat puhelut, ConnectClip 26
	Lähtevät puhelut, ConnectClip 29
	Lisätietoa 32

Varoitukset	
	Yleiset varoitukset 35
Lisätiedot	
	Käyttöolosuhteet 36
	Kansainvälinen takuu 37
	Tekniset tiedot 38

Pakkauksen sisältö

Pakkaus sisältää seuraavat tuotteet:



Puhelinsovitin 2.0




Virtalähde

(Virtalähde voi vaihdella maittain)



Puhelinkaapeli




Tämä opas

Puhelinsovittimen esittely

Etuosa

Virran merkkivalo


Puhelun merkkivalo



Tilanne	Virran merkkivalo	Puhelun merkkivalo
Virta päällä, ei yhteyttä Streameriin tai ConnectClipiin		
Muodostaa laiteparia Streamerin tai ConnectClipin kanssa		
Streamer tai ConnectClip on yhdistetty langattomasti		
Saapuva puhelu		
Puhelu käynnissä		
Virhetilanne (ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen)		

○ Ei valoa ● Vilkkuu ● Palaa tasaisesti

Takaosa



Asennus

Puhelinsovittimen käyttäminen ensimmäistä kertaa

Ennen kuin voitte käyttää puhelinsovitinta kuulokojeiden kanssa, puhelinsovitin tulee liittää pistorasiaan ja yleiseen puhelinlinjaan.

Tämä on vaiheittainen ohje puhelinsovittimen asennukseen.

Kaikki asennukseen tarvittavat osat sisältyvät pakkaukseen.

Lisätietoja on osoitteessa: www.oticon.global/connectline


Puhelinsovittimen liittäminen pistorasiaan

Käyttäkää laatikossa 1 olevaa virtalähdettä, jossa on USB-kaapeli

1. Kytkekää USB-liitin puhelinsovittimen "power"-virtaliitântään.
2. Kytkekää virtalähde seinäpistorasiaan tai muuhun virtalähteeseen.
3. Tarkistakaa, että virta kytkeytyy.
4. Muutaman sekunnin kuluttua virran merkkivalo  puhelinsovittimen etuosassa alkaa palaa vihreänä.

TÄRKEÄÄ

Kun lataatte puhelinsovitinta, käyttäkää mukana toimitettua alkuperäistä 5,0 V / 1 A:n virtalähdettä, joka on CE- ja turvamerkitty.




Liittäminen puhelinlinjaan ja lankapuhelimeen

Asettakaa puhelinsovitin sopivaan paikkaan lähelle lankapuhelintanne tai tukiasemaa.

1. Irrottaa puhelinlinjan liitin lankapuhelimesta (tai tukiasemasta).*
2. Kytkeä puhelinlinja seinästä puhelinsovittimen IN-liittimeen.
3. Kytkeä laatikon 2 puhelinkaapeli puhelinsovittimen OUT-liittimeen.
4. Kytkeä puhelinkaapelin toinen pää lankapuhelimeen (tai tukiasemaan).*

Nostakaa lankapuhelimen kuuloke ylös - kuulokkeen kaiuttimesta pitäisi nyt kuulua valintääni.

* Jos lankapuhelimessanne tai tukiasemassanne ei ole irrotettavaa liitintä, kokeilkaa käyttää jotain toista puhelinta tai pyytäkää asentajaa asentamaan sellainen.



Streamer Pron yhdistäminen puhelinsovittimen laitepariksi

Kun Streameria käytetään puhelinsovittimen kanssa ensimmäistä kertaa, siitä täytyy tehdä puhelinsovittimen laitepari.

Laiteparin muodostus:

1. Varmistakaa, että puhelinsovittimen virta on päällä eli virran merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.
2. Painakaa Streamerin virtakytkintä 5-6 sekunnin ajan, kunnes sininen valo alkaa vilkkua.
3. Asettakaa Streamer Pro puhelinsovittimen päälle - laiteparin muodostus kestää noin 20-60 sekuntia.
4. Laitepari on muodostettu, kun puhelinsovittimen virran merkkivalo ja Streamerin merkkivalo palavat tasaisesti sinisenä. Laitepari tarvitsee normaalisti muodostaa vain kerran.

Virtapainike



Streamer Pron yhdistäminen laitepariksi			
Streamer Pron yläosa	Streamer Pron etuosa	Puhelin- sovitin	Kuvaus
 	-	 	Streamer ja puhelinsovitin päällä
 	-	 	Streamer parinmuodostustilassa
 	-	 	Laiteparin muodostus valmis


 Palaa tasaisesti  Vilkkuu

ConnectClipin yhdistäminen puhelinsovittimen laitepariksi

Kun ConnectClipiä käytetään puhelinsovittimen kanssa ensimmäistä kertaa, siitä täytyy tehdä puhelinsovittimen laitepari.

Laiteparin muodostus:

1. Varmistakaa, että puhelinsovittimen virta on päällä eli virran merkkivalo palaa tasaisesti vihreänä.
2. Painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta JA äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (B) noin 6 sekuntia, kunnes tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä.
3. Asettakaa ConnectClip puhelinsovittimen päälle - laiteparin muodostus kestää noin 20-60 sekuntia.
4. Laitepari on muodostettu, kun puhelinsovittimen virran merkkivalo ja ConnectClipin tilan merkkivalo palavat tasaisesti sinisenä. Laitepari tarvitsee normaalisti muodostaa vain kerran.



ConnectClipin yhdistäminen laitepariksi			
ConnectClipin tila	ConnectClipin virta	Puhelin- sovitin	Kuvaus
	●	● ○	ConnectClip ja puhelinsovitin päällä
●	●	● ○	ConnectClip parinmuodostustilassa
●	●	● ○	Laiteparin muodostus valmis

● Palaa tasaisesti ● Vilkkuu ● Virta

Puhelinsovittimen käyttäminen

Puhelinsovitin tukee sekä saapuvia että lähteviä puheluja. Puhelun aikana kuulokojeita käytetään kuulokkeina ja Streamerin tai ConnectClipin mikrofoni mahdollistaa puhumisen kädet vapaina.


Ennen kuin käytätte Streameria tai ConnectClipiä puheluihin ensimmäistä kertaa, varmistakaa, että puhelinsovitin on asennettu oikein edellä kuvatulla tavalla.

Puhelinsovittimen käyttö edellyttää, että puhelinsovitin ja joko Streamer tai ConnectClip on yhdistetty langattomasti toisiinsa. Tämä yhteys muodostetaan automaattisesti, kun Streamerista ja puhelinsovitimesta on tehty laitepari ja ne ovat riittävän lähellä toisiaan. Puhelinsovitin on yhdistetty Streameriin tai ConnectClipiin, kun puhelinsovittimen virran merkkivalo  palaa tasaisesti sinisenä.




Streamer Pro,
katso sivu

22



ConnectClip,
katso sivu

30



Saapuvat puhelut, Streamer Pro


Puheluun vastaaminen ja puhelun lopettaminen

Varmistakaa, että voitte puhua esteettömästi Streamerin mikrofoniin.

Kun lankapuhelin soi, kuulette saapuvan puhelun äänimerkin kuulokojeista. Puhelun merkkivalo puhelinsovittimessa vilkkuu vihreänä, ja samaan aikaan Streamerin puhelinpainike ja merkkivalo vilkkuvat vihreinä.

Vastatkaa puheluun painamalla Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti. Kuulokojeista kuuluu vahvistusäänimerkki. Streamerin puhelinpainike ja tilan merkkivalo sekä puhelinsovittimen puhelun merkkivalo palavat tasaisesti vihreänä.

Kun haluatte lopettaa puhelun, painakaa Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti. Streamerin vihreä puhelun merkkivalo sammuu.



Puhelun vastaanottaminen, Streamer Pro			
Streamer Pron yläosa	Streamer Pron etuosa	Puhelin- sovitin	Kuvaus
			Streamer ja puhelinsovitin yhdistetty
			Puhelin soi: Puhelun merkkivalo ja Streamerin tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä. Kuulokojeista kuuluu saapuvan puhelun äänimerkki.
			Kun puhelu yhdistyy, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä, että puheluun on vastattu. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua hänelle.

 Palaa tasaisesti  Vilkkuu

Lähtevät puhelut, Streamer Pro

Puhelun soittaminen

Varmistakaa, että voitte puhua Streamerin mikrofoniiin.

1. Aloittakaa puhelun soittaminen painamalla Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti. Linja on nyt auki ja kuulette valintäänen kuulokojeista. Streamerin puhelinpainike ja puhelinsovitin puhelun merkkivalo palavat tasaisesti vihreänä.
2. Nostakaa lankapuhelimen luuri (tai painakaa langattoman puhelimen soittopainiketta) ja valitkaa numero niin kuin normaalisti teette soittaessanne.
3. Kuulette hetken kuluttua soittoaänen kuulokojeista. Tämä tarkoittaa, että puhelu on nyt yhdistetty Streamerin kautta kuulokojeisiin.

Voitte nyt laskea kuulokkeen alas (tai painaa langattoman puhelimen puhelun lopetuspainiketta).

Kun haluatte lopettaa puhelun, painakaa Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti.

Huomatkaa: Muistakaa aina laskea kuuloke alas puhelimessa - muuten puhelinlinja pysyy varattuna.



Puhelun soittaminen			
Streamer Pron yläosa	Streamer Pron etuosa	Puhelin- sovitin	Kuvaus
			Streamer ja puhelinsovitin on yhdistetty.
			Painakaa Streamerin puhelinpainiketta lyhyesti, niin kuulette valintääänen kuulokojeista.

Palaa tasaisesti Vilkkuu

Saapuvat puhelut, ConnectClip



Puhelun soittaminen

Varmistakaa, että voitte puhua ConnectClipin mikrofoniin (A).

Kun lankapuhelin soi, kuulette saapuvan puhelun äänimerkin kuulokojeista. Puhelun merkkivalo puhelinsovittimessa vilkkuu vihreänä, ja samaan aikaan ConnectClipin tilan merkkivalo vilkkuu vihreänä (B).

Vastatkaa puheluun painamalla ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti (C). Kuulokojeista kuuluu lyhyt vahvistusäänimerkki. ConnectClipin tilan merkkivalo ja puhelinsovittimen puhelun merkkivalo palavat nyt tasaisesti vihreänä.

Kun haluatte lopettaa puhelun, painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti. Tilan merkkivalo muuttuu siniseksi.



Huomattava: ConnectClip voidaan yhdistää vain yhden laitteen pariksi kerrallaan. Katsokaa ohjeet parinmuodostukseen sivulta 18.

Puhelun vastaanottaminen, ConnectClip			
ConnectClipin tila	ConnectClipin virta	Puhelinsovitin	Kuvaus
		 	ConnectClip ja puhelinsovitin on yhdistetty.
		 	Puhelin soi: Puhelun merkkivalo ja ConnectClipin tilan merkkivalo vilkkuvat vihreinä. Kuulokojeista kuuluu saapuvan puhelun äänimerkki.
		 	Kun puhelu yhdistyy, kuulette äänimerkin vahvistukseksi siitä, että puheluun on vastattu. Voitte nyt kuunnella toista osapuolta ja puhua hänelle.

 Palaa tasaisesti  Vilkkuu

Lähtevät puhelut, ConnectClip

Puhelun soittaminen





Varmistakaa, että voitte puhua ConnectClipin mikrofoneihin (A).

1. Aloittakaa puhelun soittaminen painamalla ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti (B). Linja on nyt auki ja kuulette valintaäänien kuulokojeista. ConnectClipin tilan merkkivalo ja puhelinsovitin puhelun merkkivalo palavat tasaisesti vihreänä.
2. Nostakaa lankapuhelimen kuuloke (tai painakaa langattoman puhelimen soittopainiketta) ja valitkaa numero (C) niin kuin normaalisti teet soittaessa.
3. Kuulette hetken kuluttua soittoaänen kuulokojeista. Tämä tarkoittaa, että puhelu on nyt yhdistetty ConnectClipin kautta kuulokojeisiin.

Voitte nyt laskea luurin alas (tai painaa langattoman puhelimen puhelun lopetuspainiketta).

Puhelun päättämiseksi, painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti.

Huomatkaa: Muistakaa aina laskea puhelimen kuuloke alas - muuten puhelinlinja pysyy varattuna.



Puhelun soittaminen			
ConnectClipin tila	ConnectClipin virta	Puhelinsovitin	Kuvaus
			ConnectClip ja puhelinsovitin on yhdistetty.
			Painakaa ConnectClipin monitoimipainiketta lyhyesti, niin kuulette valintääänen kuulokkeista.

Palaa tasaisesti Vilkkuu

TÄRKEÄÄ

Käyttäkää puhelinsovitin puhdistamiseen kuivaa, pehmeää liinaa. Puhelinsovitinta ei saa koskaan pestä vedellä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Lisätietoa

Puhelinsovittimen kytkeminen pois päältä

Jos ette halua vastaanottaa puheluja Streameriin, kytkekää puhelinsovitin pois päältä katkaisemalla virta. Normaalikäytössä puhelinsovitin kuluttaa hyvin vähän virtaa, joten sen kytkeminen pois päältä ei ole tarpeen.

Kantama

Puhelinsovittimen kantama on noin 30 metriä Streameriin ja noin 20 metriä ConnectClipiin riippuen huonekaluista ja seinistä. Tällä alueella voitte puhua handsfree-puhelua hyvällä äänenlaadulla (ilman rätinää).

Normaalioloissa kuulette saapuvan puhelun äänimerkin kuulokojeista vielä noin 30–40 metrin etäisyydellä, mutta kuullaksenne puhujan äänen selkeänä teidän on tultava lähemmäksi puhelinsovitinta. Tämä on hyödyllistä esimerkiksi oleskeltaessa pihalla.

Äänenvoimakkuuden säätö

Voitte säätää puhelun äänenvoimakkuutta kuulokojeissa Streamerin tai ConnectClipin voimakkuuspainikkeilla. Säätäkää voimakkuutta painamalla lyhyesti ylös tai alas. Toistakaa lyhyt painallus, jos haluatte säätää voimakkuutta lisää.

Streameristä säädetty puhelun voimakkuustaso säilyy muistissa. Tämä tarkoittaa, että seuraavassa puhelussa käytetään muistissa olevaa voimakkuustasoa. Tätä ominaisuutta ei ole ConnectClipissä.

Vain puhelimen äänen kuuleminen

Kuulokojeiden mikrofonit ovat oletusarvoisesti päällä.

Mikrofonit voidaan kuitenkin vaimentaa, jolloin kuulette puhelinkeskustelun paremmin.

Kun haluatte aktivoida kuulokojeiden mikrofonit uudelleen, painakaa äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta noin 3 sekuntia (Streamer Pro ja ConnectClip) puhelun aikana.

Katsokaa tarkemmat ohjeet Streamerin käyttöön sen omasta käyttöohjeesta.

Katsokaa tarkemmat ohjeet ConnectClipin käyttöön sen omasta käyttöohjeesta.

Lisää ohjeita ja tukea löytyy osoitteesta on www.oticon.global/support

TÄRKEÄÄ

Katsokaa kuulokojeen käyttöohjeesta tarkempaa tietoa kuulokojeenne toiminnoista.

Yleiset varoitukset

Tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen puhelinsovittimen käyttöä henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean käytön varmistamiseksi. Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai vakavia vaaratilanteita puhelinsovittimen käytön aikana tai sen käytön takia. Kuuloalan ammattilainen tukee asian käsittelyssä ja tarvittaessa ilmoituksen teossa valmistajalle ja/tai maan viranomaisille.

Yhdistäminen ulkoisiin laitteisiin

Kun puhelinsovitin kytketään AUX-kaapelilla ja/tai USB-kaapelilla ja/tai suoraan ulkoiseen laitteeseen, ulkoinen laite vaikuttaa käytön turvallisuuteen. Jos ulkoinen laite kytketään sähköpistorasiaan, ulkoisen laitteen on oltava IEC-62368-1:n tai vastaavien turvallisuusstandardien mukainen.

Häiriöt

Puhelinsovittimen häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaan. Puhelinsovittimen ja muiden laitteiden välillä voi kuitenkin esiintyä häiriöitä. Mikäli näin tapahtuu, lisätkää puhelinsovittimen ja häiriötä aiheuttavan laitteen välistä etäisyyttä.

Tulipalon vaara

Puhelinsovittimen virtalähde on riittämätön energianlähde aiheuttamaan tulipaloa normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Kolmansien osapuolten lisävarusteiden käyttö

Käyttäkää ainoastaan valmistajan toimittamia lisävarusteita, antureita tai kaapeleita. Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat heikentää laitteen sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC).

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +5 °C - +40 °C Kosteus: 15-93 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Ilmanpaine: 700-1060 hPa
Kuljetus- ja säilytysolosuhteet	Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää alla annettuja arvoja pitkiksi ajoiksi kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Lämpötila: -25°C - +70°C Kosteus: 15-93 % suhteellinen kosteus, tiivistymätön Ilmanpaine: 700-1060 hPa

Kansainvälinen takuu

Laitteellanne on valmistajan myöntämä rajoitettu kansainvälinen 12 kuukauden takuu, joka alkaa ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaali- virheet itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisävarusteissa, kuten akussa, paristoissa, johdoissa, virtalähteissä jne. Ongelmat, jotka johtuvat laitteen virheellisestä tai huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, kohtuuttomasta käytöstä, onnettomuuksista, muun kuin valtuutetun osapuolen suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, vieraiden esineiden laitteeseen joutumisen tai väärin säätöjen aiheuttamista vaurioista, EIVÄT kuulu rajoitetun takuun piiriin ja saattavat mitätöidä takuun. Valmistaja valitsee tämän takuun puitteissa oman harkintansa mukaan, korjataanko laite vai vaihdetaanko se vastaavaan malliseen laitteeseen. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin.

koskien kulutustavaroiden kauppaa. Laitteen myyjällä saattaa olla tätä rajoitettua takuuta laajempi takuu. Kysykää lisätietoja myyjältä.

Jos laite tarvitsee huoltoa
Ottakaa yhteyttä ensin laitteen hankintapaikkaan, jossa voidaan hoitaa pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä. Kuuloalan ammattilainen voi auttaa järjestämään takuuhuollon valmistajan kanssa. Kuuloalan ammattilainen saattaa periä maksun palveluistaan.

Tekniset tiedot

Mallin nimi	BS-H200
-------------	---------

Puhelinsovitin 2.0 sisältää langattoman lähetimen, joka käyttää 2,4 GHz:n tekniikkaa. Puhelinsovitin 2.0:n lähetysteho on maksimissaan 10 dBm EIRP.

Puhelinsovitin 2.0 noudattaa kansainvälisiä radiolähetin-, säteilyn ihmisaltistus- ja sähkömagneettisuusstandardeja.

Tämä tuote on tarkoitettu yhdistettäväksi yleiseen puhelinverkkoon ja sitä voidaan käyttää EU- ja EFTA-maissa.

Puhelinsovitin 2.0:n koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä asiakirjassa.

Lisätietoa löytyy teknisten tietojen erittelyistä osoitteesta www.oticon.global.

Yhdysvallat ja Kanada

Tämä laite sisältää radiomoduulin, jonka sertifiointinumerot ovat seuraavat:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Huomautus

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osion 15 ja Kanadan RSS-säännösten normeja. Toiminta edellyttää seuraavien kahden ehdon täyttymistä:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.

2. Tämän laitteen täytyy sietää kaikki vastaanottamansa häiriöt, myös sellaiset, jotka saattavat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Huomautus

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Tämä luokan B digitaalilaitte on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.

Huomattava: Tämä laite on testattu ja sen on todettu noudattavan luokan B digitaalisten laitteiden rajoja FCC-säännösten osion 15 mukaisesti. Näiden rajojen tarkoitus on antaa riittävä suoja haitallista häiriötä vastaan asuinympäristössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja, mikäli sitä ei ole asennettu ja käytetty ohjeiden mukaan, voi aiheuttaa haitallista häiriötä radioviestintään. Ei voida taata, etteikö häiriötä jossain

tietyssä ympäristössä tapahtuisi. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- ja televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja takaisin päälle, käyttäjää kehoitetaan kokeilemaan häiriön poistamista yhdellä tai useammalla seuraavista toiminnoista:

- Kääntäkää vastaanottimen antennia tai siirtäkää se toiseen paikkaan.
- Kasvattakaa laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Kytkekää laite eri pistorasiaan kuin vastaanotin.
- Pyytäkää apua valmistajalta tai kokeneelta radio-/televisioasentajalta.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä puhelinsovitin 2.0 on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaan kuuluvien lausekkeiden kanssa.

Tämä lääkinällinen laite noudattaa lääkinnällisistä laitteista annettua asetusta (EU) 2017/745.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.

 Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark/Tanska
www.oticon.global



Elektroniikkalajitejäte on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Tässä oppaassa käytettyjen symbolien ja lyhennysten selitykset	
	Varoitukset Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
	Valmistaja Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa lääkinnällisen laitteen valmistajan EU:n asetusten 2017/745 ja 2017/746 mukaisesti.
	CE-merkintä Laite on kaikkien vaadittavien EU:n asetusten ja direktiivien mukainen.
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) Kuulokojeet, lisälaitteet, akut ja paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun direktiivin 2012/19/EU (WEEE) piiriin kuuluva elektroniikkalaitte.
	Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM) Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-, EMC (sähkömagneettinen yhteensopivuus)- ja radiotaajuussäädöksiä.
	Singaporen IMDA-merkintä Laite on Info-Communications Media Development Authority -viranomaisen (IMDA) julkaisemien standardien ja määritysten mukainen ja yhteensopiva Singaporen yleisten televiestintäverkkojen kanssa eikä se aiheuta radiotaajuushäiriöitä muille valtuutetuille radioviestintäverkoille.

Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien selitykset	
	Pidä kuivana Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.
	Varoitusmerkki Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.
	Viitenumero Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
	Sarjanumero Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.
	Japanin JATE- ja Japanin TELECOM-symboli "R" tarkoittaa sertifioitua radiolaitetta. "T" tarkoittaa, että laite voidaan yhdistää puhelinverkkoon.
5.0V  200mA	Virtalähteen ulostulo Ilmoittaa virtalähteen sähkölaitteeseen syöttämän sähkövirran voimakkuuden.
	Etelä-Afrikan ICASA-merkki Laitteella on myyntilupa Etelä-Afrikassa.
	Lääkinnällinen laite Laite on lääkinnällinen laite.

220165FI / 2020.04.08 / v1

Merkinnöissä käytettyjen muiden symbolien selitykset	
	Korean sertifiointimerkki (KC) Laite noudattaa Korean sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuoteturvallisuusvaatimuksia.
	Uuden-Seelannin Telepermit-merkki Osoittaa, että laite on sertifioitu ja soveltuu yhdistettäväksi Telecom New Zealandin verkkoon.

220165FI / 2020.04.08 / v1



oticon
life-changing technology

220165FI / 2020.04.08 / v1