

Käyttöohje

miniRITE T

Oticon CROS



Yhteenveto

Tämä käyttöohje käsittelee Oticon CROSia ja kattaa sekä CROS- että BiCROS-ratkaisut.

- ☐ CROS
- ☐ BiCROS

Oticon CROS on tarkoitettu käytettäväksi yhteensopivan Oticon-kuulokojeen kanssa, jossa on joko yksi painike tai kaksoispainike äänenvoimakkuuden säätöön.

- ☐ Yksi painike
- ☐ Kaksoispainike

Yhteenvedon Oticon CROSin kanssa yhteensopivista kuulokojeista löytyy osoitteesta www.oticon.global/cros-compatibility

Johdanto

Tämä käyttöohje opastaa teitä uuden lähettimenne käytössä ja huollossa. Lukekaa käyttöohje huolella, mukaan lukien **Varoitukset**. Näin saatte parhaan hyödyn uudesta lähettimestänne.

Kuuloalan ammattilainen on säätänyt lähettimen vastaamaan juuri teidän tarpeitanne. Jos teillä on lisäkysymyksiä, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

| **Tietoa** | [Aloitus](#) | [Käyttö](#) | [Varoitukset](#) | [Lisätiedot](#) |

Käytettävyyden parantamiseksi käyttöohje sisältää navigointipalkin, jonka avulla voit liikkua osioiden välillä vaivattomasti.

Käyttötarkoitus

Lähetin on tarkoitettu välittämään ääntä heikommalta korvalta paremmalle korvalle asetettuun kuulokojeeseen.

Lähetin on tarkoitettu aikuisten ja yli 3-vuotiaiden lasten käytettäväksi yhdessä kuulokojeen kanssa.

TÄRKEÄÄ

Tiedot kuulokojeen toiminnoista löytyvät kuulokojeen käyttöohjeesta.

Sisällys

Tietoa

CROS-järjestelmä	8
Lähetin	10
Vasen/oikea-tunnistus	12
MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen	13

AloitUS

Lähettimen kytkeminen päälle ja pois päältä	14
Milloin vaihtaa paristo	15
Pariston vaihtaminen (koko 312)	16
Lähettimen asettaminen	18

Käyttö

Lähettimen huolto	19
Korvaosan vaihtaminen	20
ProWax miniFit -vahasuoja	22
Lähettimen äänenvoimakkuuden säätäminen	23
Vaimennus	26
Äänimerkit	27

Varoitukset

Yleisiä varoituksia	28
---------------------	----

Lisätiedot


Vianmääritys	32
Veden- ja pölynkestävyys (IP68)	34
Käyttöolosuhteet	35
Takuu	36
Tekniset tiedot	38

CROS-järjestelmä

CROS- tai BiCROS-järjestelmä koostuu lähettimestä ja kuulokojeesta. Lähetin asetetaan heikommalle korvalle. Se lähettää ääntä langattomasti heikommalta korvalta paremmalle korvalle asetettuun kuulokojeeseen. Lähetin toimii vain tiettyjen Oticon-kuulokojeiden kanssa.


CROS (kontralateraalinen signaalin reititys) on ratkaisu käyttäjille, joilla on rajallinen kuulo tai kuurous toisessa korvassa ja normaali kuulo vastakkaisessa korvassa.

BiCROS (bilateraalinen kontralateraalinen signaalin reititys) on ratkaisu käyttäjille, joilla on rajallinen kuulo tai kuurous toisessa korvassa ja kuulonalenema vastakkaisessa korvassa.




Lähetin

Mikä se on ja mitä se tekee




Dummy-kuulokkeella ei ole akustista käyttötarkoitusta. Kuulokkeen koon valinta riippuu siitä, mikä istuu korvaanne parhaiten.

Dummy-kuulokkeet



Tippikoot



* Vain 60-kuulokkeeseen

Dummy-kuulokkeessa on avoin tippi, kuten alla olevassa kuvassa. Tämä auttaa lähetintä pysymään korvassa.

Korvaosa




Lue lisää tipin vaihtamisesta osiosta: Korvaosan vaihtaminen

Vasen/oikea-tunnistus


Lähetin ja oikea kuulokoje on tärkeää erottaa, vasen/oikea-värimerkit auttavat teitä erottamaan ne toisistaan.

Lähettimen vasen/oikea-värimerkki löytyy paristokotelosta. Dummy-kuulokkeessa se löytyy kuvan osoittamasta paikasta.



MultiTool-työkalu paristoihin ja puhdistukseen

MultiToolissa on magneetti, jonka ansiosta paristojen vaihtaminen lähettimeen on helpompaa. Työkalu sisältää myös harjan ja metallilangasta tehdyn lenkin korvavahan poistoa ja kojeen puhdistamista varten. Jos tarvitsette uuden MultiTool-työkalun, ottakaa yhteyttä kuulualan ammattilaiseen.




TÄRKEÄÄ

MultiTool-työkalussa oleva magneettipää helpottaa paristojen käsittelyä. Pidä MultiTool vähintään 30 cm etäisyydellä luottokorteista ja muista magneetille herkistä laitteista.


Lähettimen kytkeminen päälle ja pois päältä

Paristokotelo toimii lähettimen virrankatkaisijana. Pariston säästämiseksi avatkaa paristokotelo aina, kun lähetin ei ole käytössä. Jos haluatte palata lähettimen alkuperäisasetuksiin, tarvitsee teidän vain avata ja sulkea paristokotelo.

PÄÄLLE
Sulje
paristokotelo



POIS PÄÄLTÄ
Avaa
paristokotelo



Milloin vaihtaa paristo

Lähettimen paristo on aika vaihtaa, kun kuulette kolme vuorottelevaa korkeaa ääntä kuulokojeestanne. Tämä ennakkovaroitus toistuu kohtuullisin väliajoin, kunnes paristo on tyhjä.

 **Kolme vuorottelevaa ääntä**
= Paristoteho on alhainen


 **Neljä laskevaa sointua**
= Paristo on tyhjä

Paristovinkki

Pitäkää varaparisto aina mukanaanne varmistaaksenne lähettimen jatkuvan toimivuuden.


Pariston vaihtaminen (tyyppi 312)

1. Irrota



Avatkaa paristokotelo kokonaan auki. Poistakaa vanha paristo.


2. Poista tarra



Poistakaa tarra uuden pariston +-puolelta.

Vinkki:
Varmistakaa optimaalinen toiminta odottamalla 2 minuuttia, jotta paristo ehtii vetämään ilmaa


3. Aseta



Asettakaa uusi paristo paristokoteloon. Varmistakaa, että paristo on +-puoli ylöspäin.


Paristo tulee asettaa yläpuolelta, EI sivulta.

4. Kiinni



Sulkekaa paristokotelo.

Vinkki



Voit käyttää MultiTool-työkalua pariston vaihtoon. Käytä työkalun magneettipäätä pariston käsittelyyn.

MultiTool-työkalun saat kuuloalan ammattilaiselta.


Lähettimen asettaminen

Vaihe 1



Asettakaa lähetin korvan taakse.

Vaihe 2



Pitäkää dummy-kuulokkeen kaarta peukalon ja etusormen välissä. Korvaosan on osoitettava kohden korvakäytävän aukkoa.

Vaihe 3



Korvapidike (valinnainen)

Työnnä korvaosa varovasti korvakäytävään niin syväälle, että kuulokkeen johto on lähellä päätä. Jos dummy-kuulokkeessa on korvapidike, aseta se korvaan niin että se myötäilee korvaa.

Lähettimen huolto


Käsitelkää lähetintä pehmeän pinnan yläpuolella, jotta se ei vahingoitu pudotessaan.

Puhdistakaa mikrofoniaukot.

Harjatkaa MultiTool-työkalun harjalla varovasti jäänteet aukoista. Harjatkaa myös huolellisesti pinta aukkojen ympäriltä.

Varmistakaa, että mitään osaa MultiTool-työkalusta ei työnnetä mikrofoniaukkoihin väkisin. Tämä voi vahingoittaa lähetintä.

Mikrofoni-
aukot




TÄRKEÄÄ

Käyttäkää lähettimen puhdistamiseen pehmeää, kuivaa liinaa. Lähetintä ei saa koskaan pestä tai upottaa veteen tai muuhun nesteeseen.

Korvaosan vaihtaminen


Korvaosaa ei puhdisteta. Jos se täyttyy vahasta, vaihtakaa se uuteen.

Vaihe 1




Pitäkää dummy-kuulokkeesta kiinni ja irrottakaa korvaosa vetämällä.

Vaihe 2



Asettakaa kuuloke täsmälleen korvaosan keskelle kunnollisen kiinnityksen varmistamiseksi.

Vaihe 3



Painakaa lujasti varmistaaksenne, että korvaosa kiinnittyy kunnolla.


TÄRKEÄÄ

Jos korvaosa ei ole dummy-kuulokkeessa, kun kuuloke poistetaan korvasta, se voi olla yhä korvakäytävässä. Ottakaa tällöin yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

ProWax miniFit -vahasuoja

Dummy-kuulokkeen korvaosan päähän on kiinnitetty valkoinen vahasuoja. Vahasuoja pitää vahan ja lian pois kuulokkeesta. Sillä ei ole akustista käyttötarkoitusta. Vaihtakaa vahasuoja hygieenisistä syistä, kun se tukkeutuu.

Irrottakaa korvaosa dummy-kuulokkeesta ennen vahasuojan vaihtamista.




TÄRKEÄÄ

Käyttäkää aina saman tyyppistä vahasuojaa lähettimessä alun perin olleen suojan kanssa. Jos haluatte lisätietoja vahasuojan käytöstä tai vaihdosta, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseesi.

Lähettimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Lähettimen painike auttaa teitä säätämään lähetettävän äänen voimakkuutta. Kuulette korkeataajuisen piippauksen kuulokojeesta, kun äänenvoimakkuutta joko nostetaan tai lasketaan.



• Painakaa lisätäksenne voimakkuutta

• Painakaa alentaaksenne voimakkuutta



Jatkuu seuraavalla sivulla

Vain CROS-käyttäjille

Kuulokojeen mikrofoni on poissa käytöstä. Tämä tarkoittaa, että kuulokojeesta ei tule ääntä.

Kuulokoje, jossa on yksi painike

Kuulokojeen painikkeella ei voi säätää äänenvoimakkuutta. Säätääksenne lähetettävän äänen voimakkuutta tarvitsette ConnectClipin, Oticon ON App -sovelluksen, kaukosäätimen tai iPhone®:n.

Kuulokoje, jossa on kaksoispainike

Jos kuuloalan ammattilainen on aktivoinut voimakkuussäätimen, kuulokojeen painike säätää lähetettävän äänen voimakkuutta.

Vain BiCROS-käyttäjille

Kuulokojeen ääni säilyy muuttumattomana, kun säädätte lähetettävän äänen voimakkuutta.

Kuulokoje, jossa on yksi painike

Kuulokojeen painikkeella ei voi säätää äänenvoimakkuutta. Säätääksenne lähettimen ja kuulokojeen yhdistettyä ääntä tarvitsette ConnectClipin, Oticon ON App -sovelluksen, kaukosäätimen tai iPhone®:n.

Kuulokoje, jossa on kaksoispainike


Jos kuuloalan ammattilainen on aktivoinut voimakkuussäätimen, kuulokojeen painike säätää lähettimen ja kuulokojeen yhdistettyä ääntä.

Kysykää esim. kojeen hankintapaikasta lisätietoja.

Apple, Apple-logo, iPhone, iPad ja iPod touch ovat Apple Inc.:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Vaimennus

Käyttäkää vaimennustoimintoa, jos teidän täytyy hetkellisesti keskeyttää kuulokojeen äänen lähetys. Vaimennustoiminto vaimentaa vain lähettimen mikrofonit.



• Lähettimen vaimennus

Painakaa painikkeen jompaa kumpaa päätä vähintään neljä sekuntia.

Palauttaaksenne äänet painakaa painikkeen jompaa kumpaa päätä lyhyesti.

TÄRKEÄÄ

Lähetin ei mene pois päältä käytettäessä vaimennustoimintoa, vaan paristo kuluu koko ajan.

Äänimerkit

Erilaiset äänimerkit auttavat viestimään lähettimen tilasta. Äänet lähetetään kuulokojeeseen.

Voimakkuus	Ääni
Aloitustaso	2 korkeataajuista piippausta
Minimi- / maksimivoimakkuus	3 korkeataajuista piippausta
Äänenvoimakkuus nousee / laskee	1 korkeataajuinen piippaus

Varoitukset	Ääni
Matalan akkutehon merkki	3 korkeataajuista vaihtelevaa ääntä
Paristo on tyhjä	4 korkeataajuista laskevaa ääntä
Mikrofonihuoltoa tarvitaan	8 korkeataajuista piippausta toistuu 4 kertaa

Yleisiä varoituksia

Henkilökohtaisen turvallisuutenne ja oikean käytön varmistamiseksi tutustukaa huolellisesti seuraaviin yleisiin varoituksiin ennen lähettimen käyttöä.

Huomioikaa, että lähetin ei palauta kuuloa normaaliksi eikä estä tai paranna luontaisesta syystä aiheutuvaa kuulon heikkenemistä. Useimmiten lähettimestä ei saa kaikkea mahdollista hyötyä, jos sitä käytetään epäsäännöllisesti.

Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen, jos kohtaatte yllättävää toimintaa tai tilanteita lähettimen kanssa.

Tukehtumisvaara tai paristojen ja muiden pienten osien nielemisvaara
Lähetin, sen osat ja paristo on säilytettävä lasten ja kaikkien sellaisten ulottumattomissa, jotka saattavat niellä ne tai muutoin vahingoittaa itseään niillä.

Paristo on joskus vahingossa nieltä lääkkeenä. Tarkistakaa siis lääkkeenne aina ennen niiden ottamista.

Useimmat kuulokojeet voidaan haluttaessa varustaa lukittavalla paristokotelolla. Suosittelemme tätä erityisesti, kun kyseessä on pieni lapsi tai henkilö, josta on syytä epäillä, että hän ei ymmärrä kojeen käyttöä.

Jos joku nielaisee pariston tai lähettimen, hänen on otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Paristojen käyttäminen

Käyttäkää aina laitteeseen suositeltuja paristoja. Huonolaatuiset paristot voivat vuotaa ja rikkoa kojeen tai aiheuttaa vammoja.

Älkää koskaan yrittäkö ladata paristoja tai hävittää niitä polttamalla. Paristot voivat räjähtää.

Toimintahäiriöt

Lähetin voi lakata toimimasta ilman varoitusta. Muistakaa tämä erityisesti liikenteessä tai sellaisissa tilanteissa, joissa varoitusäänten kuuleminen on tärkeää. Lähetin voi lakata toimimasta, jos esimerkiksi paristot ovat vanhentuneet.

Aktiiviset implantit

Lähetin on testattu perusteellisesti ja todettu ihmisen terveydelle soveltuvaksi kansainvälisten ihmisten altistumista valvovien standardien mukaisesti, kuten SAR (ominaisabsorptionopeus), joka kertoo, kuinka paljon energiaa sähkömagneettisesta kentästä imeytyy ihmiskehoon.

Altistumisarvot ovat selvästi alle kansainvälisesti hyväksyttyjen SAR-arvojen, jotka kertovat, kuinka paljon energiaa sähkömagneettisesta kentästä imeytyy ihmiskehoon. Ne alittavat myös yhteiskäyttöä aktiivisten implantoitujen lääkinnällisten laitteiden, kuten sydämentahdistimien tai defibrillaattorien, kanssa säätelevien määräysten viitearvot.

Jos teillä on aktiivinen aivoimplantti, ottakaa yhteys valmistajaan ja kysykää tietoja implantin mahdollisista häiriötekijöistä.

MultiTool-työkalussa on sisäänrakennettu magneetti ja se tulee pitää vähintään 30 cm:n päässä implantista. Älkää esimerkiksi säilyttäkö sitä rintataskussanne.

Oticon suosittelee seuraamaan niitä ohjeita, joita defibrillaattoreiden ja sydämentahdistimien valmistajat suosittelevat koskien magneetteja.

Yleisiä varoituksia

Röntgen, CT, MR, PET ja sähköhoito

Irrottakaa lähetin ennen röntgen/CT/MR/PET-kuvausta, sähköhoitoa tai leikkausta, koska se voi vaurioitua altistuessaan voimakkailla sähkömagneettisille kentille.

Kuumuus ja kemikaalit

Lähetintä ei saa koskaan altistaa korkeille lämpötiloille, esim. jättää aurinkoiseen paikkaan pysäköityyn autoon.

Lähetintä ei myöskään saa kuivata mikroaalto- tai muussa uunissa.

Kosmetiikan, hiuskiinteiden, hajuveden, partaveden, aurinkovoiteen, hyönteiskarotteiden ym. kemikaalit voivat vahingoittaa lähetintänne. Poista lähetin aina ennen näiden aineiden käyttöä ja anna niiden kuivua ennen laitteen käyttöä.

Mahdollisia haittavaikutuksia

Lähettimen ja korvaosan käyttö voi aiheuttaa lisääntyntä vahan eritystä korvasta.

Lähettimessä käytetyt allergiaa aiheuttamattomat materiaalit voivat joissain tapauksissa aiheuttaa ihoärsytystä tai muita sivuvaikutuksia erittäin herkille henkilöille.

Ottakaa yhteys lääkäriin, mikäli tällaisia esiintyy.

Häiriöt

Lähettimen häiriönsietokyky on tarkoin tutkittu tiukimpien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tästä huolimatta lähettimen ja muiden laitteiden, kuten matkapuhelinten, kauppojen hälytyslaitteiden ja muiden langattomien laitteiden välillä saattaa esiintyä häiriöitä. Mikäli näin tapahtuu, loitonna häiriötä aiheuttava laite lähettimestä.

Yhteensopimattomat, ei mukana tulevat lisävarusteet

Käyttäkää ainoastaan laitteen valmistajan toimittamia lisävarusteita, antureita tai johtoja. Yhteensopimattomat lisävarusteet voivat aiheuttaa lisääntyneitä päästöjä tai laskea häiriönsietoa.

Lähettimen muutokset eivät ole sallittuja.

Kaikki tähän laitteeseen tehdyt muutokset tai lisäykset, jotka eivät ole todistettavasti valmistajan hyväksymiä, voivat purkaa käyttäjän oikeuden laitteen käyttämiseen.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ei ääntä lähettimestä	Tyhjä paristo	Vaihtakaa paristo
	Lähettimen mikrofoni on vaimennettu	Poistakaa vaimennus
	Lähetin on pois päältä	Kytkekää lähetin päälle
	Vastaanottava kuulokoje on pois päältä	Kytkekää kuulokoje päälle
	Vastaanottava kuulokoje on vaimennettu	Poistakaa vaimennus
Katkonainen tai heikko ääni	Kosteutta joko lähettimessä tai kuulokojeen paristossa	Pyyhkikää paristo kuivalla liinalla
Äänimerkki	Jos kuulette lähettimestä 8 piippausta 4 kertaa peräkkäin, kuulokojeenne tarvitsee mikrofonin huoltotarkistuksen	Ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen

Jos mikään yllä olevista ratkaisuista ei auta ongelmaan, ottakaa yhteyttä kuuloalan ammattilaiseen.

Veden- ja pölynkestävyys (IP68)

Lähettimenne on pölynkestävä ja suojattu veden sisään pääsystä, mikä tarkoittaa, että se on suunniteltu käytettäväksi kaikissa arjen tilanteissa. Näin ollen teidän ei tarvitse huolehtia hikoilemisesta tai sateessa kastumisesta. Jos lähetin joutuu kosketuksiin veden kanssa ja lakkaa toimimasta, noudattakaa näitä ohjeita:

1. Pyyhkikää kevyesti vesi kojeesta.
2. Avatkaa paristokotelo, poistakaa paristo ja pyyhkikää paristokoteloon päässyt vesi.
3. Antakaa lähetimen kuivua paristokotelo auki noin 30 minuutin ajan.
4. Asettakaa uusi paristo.

TÄRKEÄÄ

Älkää käyttäkö lähetintä suihkussa tai muissa vesiaktiiviteeteissa. Älkää upottako lähetintä veteen tai muihin nesteisiin.

Käyttöolosuhteet

Käyttöolosuhteet	Lämpötila: +1 °C - +40 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä
Säilytys- ja kuljetusolosuhteet	Lämpötila ja kosteus eivät saa ylittää annettuja arvoja pitkiä aikoja kuljetuksen ja varastoinnin aikana: Lämpötila: -25 °C - +60 °C Suhteellinen kosteus: 5-93 %, ei-tiivistyvä

Takuu

Todistus

Omistajan nimi: _____

Kuuloalan ammattilainen: _____

Kuuloalan ammattilaisen osoite: _____

Kuuloalan ammattilaisen puhelinno: _____

Ostopäivä: _____

Takuuaika: _____ Kuukausi: _____

Malli: _____ Sarjanro: _____

Kansainvälinen takuu

Lähettimellä on valmistajan myöntämä rajoitettu kansainvälinen 12 kuukauden takuu, joka alkaa sen ostopäivästä. Tämä rajoitettu takuu kattaa valmistus- ja materiaaliviat itse laitteessa, muttei siihen liittyvissä lisälaitteissa, kuten paristot, johdot, virtalähteet jne. Ongelmat, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käsittelystä tai hoidosta, käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai muun kuin maahantuojan suorittamasta korjauksesta, altistumisesta korroosiota aiheuttaville olosuhteille, korvan fyysisistä muutoksista, vieraiden esineiden joutumisesta laitteeseen tai vääristä säädöistä, EIVÄT kuulu takuun piiriin ja saattavat poistaa takuuvastuun kokonaan. Tämä takuu ei vaikuta kansallisen lainsäädännön antamiin laillisiin oikeuksiin koskien

kulutustavaroiden kauppaa. Kuuloalan ammattilaisella saattaa olla edellä olevaa takuuta laajempi takuu. Ota heihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Jos laite tarvitsee huoltoa

Ottakaa yhteyttä ensin kuuloalan ammattilaiseen, joka saattaa pystyä hoitamaan pienemmät ongelmat ja tehdä tarvittavia säätöjä.

Tekniset tiedot

Lähettimessä on radiovastaanotin, joka käyttää lyhyen kantaman magneettista induktioteknologiaa taajuudella 3.84 MHz. Lähettimen magneettikentän voimakkuus on hyvin heikko ja aina alle 15 nW (tyypillisesti alle -40 dBμA/m 10 metrin etäisyydellä).

Lähetin noudattaa kansainvälisiä säteilyn ihmisaltistus- ja sähkömagneettisuusstandardeja.

Lähettimen koon asettamista rajoituksista johtuen kaikki asiaan liittyvät hyväksyntämerkinnät ovat tässä oppaassa.

Lisätietoa löydätte tuotteen Tekniset tiedot -esitteestä osoitteessa: www.oticon.fi.

Valmistaja vakuuttaa, että tämä lähetin on yhteensopiva direktiivin 2014/53/EU keskeisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien lausekkeiden kanssa.

Yhteensopivuusvakuutus on saatavissa valmistajalta.



Valmistaja:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765
Tanska
www.oticon.global

CE 0543



Elektroniikkajäte
on käsiteltävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla.



IP68

Tässä oppaassa käytettävien symbolien selitykset	
	Varoitukset Varoituksen symbolin yhteydessä oleva teksti tulee lukea ennen laitteen käyttöä.
	Valmistaja Laitteen on valmistanut valmistaja, jonka nimi ja osoite ilmoitetaan symbolin vieressä. Osoittaa lääkinnällisten laitteiden valmistajan EU:n direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 98/79/EY mukaisesti.
	CE-merkintä Laite noudattaa EU:n lääkinnällisten laitteiden direktiiviä 93/42/ETY. Neljä numeroa ovat ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.
	Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu (WEEE) Kuulokojeet, lisätarvikkeet tai paristot on kierrätettävä paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Kuulokojeen käyttäjät voivat myös palauttaa elektroniikkaromun kuuloalan ammattilaiselle hävitettäväksi. Direktiivi 2012/19/EU sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) kattaa elektroniikkalaitteet.
	Säädöstenmukaisuusmerkintä (RCM) Laite noudattaa Australian tai Uuden-Seelannin markkinoille saapuvien laitteiden sähköturvallisuus-, sähkömagneettinen yhteensopivuus- (EMC) ja radiotaajuussäädöksiä.
	IP-luokitus Osoittaa suojausluokituksen veden ja pölyhiukkasten sisäänpääsyä vastaan EN 60529:1991 -standardin mukaisesti. IP6X osoittaa, että laite on pölytiivis. IPX8 osoittaa, että laite on suojattu jatkuvaa veteen upottamista vastaan.

239870FI / 2021.07.19 / v1

Pakollisessa pakkausmerkinnässä käytettyjen symbolien selitykset	
	Pidä kuivana Osoittaa, että lääkinnällinen laite on suojattava kosteudelta.
	Varoitusmerkki Tutustu käyttöohjeen varoituksiin.
	Viitenumero Osoittaa valmistajan viitenumeron lääkinnällisen laitteen tunnistamiseksi.
	Sarjanumero Osoittaa valmistajan sarjanumeron lääkinnällisen laitteen valmistuserän tunnistamiseksi.

239870FI / 2021.07.19 / v1



oticon
life-changing **technology**