

INFORMATION PRODUIT OTICON ACTO PRO OTICON ACTO

Oticon Acto est une famille d'aides auditives milieu de gamme de haute performance, destinée aux pertes auditives légères à sévères - profondes. La plate-forme RISE 2 offre une grande fidélité du son et la connectivité sans fil. Les modèles vont du petit CIC aux élégants et puissants RITE et BTE. En associant les 3 niveaux de puissance d'écouteurs pour le mini RITE et le RITE et l'audiométrie in situ dans Genie, Oticon Acto propose une grande flexibilité d'adaptation. ConnectLine fournit une connectivité simple et de haute qualité vers les téléphones fixes, les téléphones portables, les MP3, les PC et la télévision.

Qualité d'écoute relaxante

La synchronisation binaurale rétablit une audition stable et équilibrée. La prise de décision binaurale veille à ce que la directivité et la réduction de bruit soient coordonnées dans les deux oreilles pour créer une perception du son cohérente dans toutes les situations.

La suppression binaurale dynamique du Larsen est un système de gestion avancée du Larsen qui améliore la qualité sonore globale et rend l'écoute de la musique beaucoup plus confortable et agréable.

Directivité adaptative Multi bande

La Directivité adaptative Multi bande optimise l'intelligibilité de la parole en supprimant les multiples sources de bruit gênantes.


La directivité sélectionne automatiquement le mode Partagé dans certaines situations pour proposer les avantages naturels des adaptations ouvertes.

Le mode Omni est appliqué dans des environnements calmes pour une meilleure sensibilité. La directivité Complète est utilisée pour optimiser l'intelligibilité dans les situations avec beaucoup de bruit.

Gestion Tri mode du bruit

La gestion Tri mode du bruit augmente le confort d'écoute tout en préservant l'intelligibilité de la parole. L'environnement sonore est constamment analysé pour équilibrer de manière transparente la stratégie de traitement du bruit en fonction du niveau sonore, de la parole et des conditions de bruit.

PLAGE DE CORRECTIONS



Caractéristiques

- Synchronisation binaurale
- IA Avancé [+]
- Front Focus
- Directivité adaptative Multi bande
- Gestion Tri mode du bruit
- VC Learning
- Bande de réglages 8 kHz
- Gestionnaire automatique d'adaptation
- Suppression dynamique du Larsen
- Open Ear Acoustics
- Protection contre le bruit du vent
- NAL-NL1, NAL-NL2 et DSL v5.0a m[i/o]
- Mémoire
- Quatre programmes utilisateur
- Programme Auto Phone
- Compatible Streamer & ConnectLine
- Compatible nEARcom
- Gestionnaire d'adaptation automatique
- Audiométrie In-situ




ADAPTATION

Les appareils Oticon Acto se programment à l'aide du logiciel d'adaptation Genie 2010.2 ou supérieur compatible avec NOAH 3 ou supérieur. Ils se programment soit à l'aide des cordons #3, soit sans fil grâce à l'utilisation de nEARcom (TM#1).


Adaptation avec câbles
CIC/MIC Flex Connect
ITC/ITE Adaptateur de programmation
mini RITE Flex Connect
BTE/RITE Sabot de programmation

Adaptation sans fil - nEARcom
nEARcom permet une liaison sans fil entre NOAHLink et le ou les appareils auditifs. De plus, nEARcom permet une connexion filaire avec les câbles de programmation et remplace le collier existant de NOAHLink (non disponible sur les CIC/MIC et ITC Power).


MINI RITE




RITE




BTE




CIC/MIC



ITC



ITE



		Standard	Medium	Power	Standard	Medium	Power	Standard	Power	Standard	Power	Standard	Power Omni	Power Dir	Standard
OSPL90 (pic)	Simulateur d'oreille	119 dB SPL	125 dB SPL	132 dB SPL	119 dB SPL	125 dB SPL	132 dB SPL	126 dB SPL	134 dB SPL	121 dB SPL	128 dB SPL	123 dB SPL	129 dB SPL	130 dB SPL	123 dB SPL
	Coupleur 2cc	109 dB SPL	114 dB SPL	124 dB SPL	108 dB SPL	115 dB SPL	124 dB SPL	118 dB SPL	127 dB SPL	110 dB SPL	118 dB SPL	113 dB SPL	119 dB SPL	120 dB SPL	113 dB SPL
Gain max (pic)	Simulateur d'oreille	57 dB	61 dB	65 dB	57 dB	61 dB	65 dB	60 dB	68 dB	48 dB	60 dB	51 dB	62 dB	62 dB	56 dB
	Coupleur 2cc	46 dB	50 dB	55 dB	46 dB	51 dB	55 dB	51 dB	61 dB	37 dB	50 dB	41 dB	54 dB	54 dB	46 dB
Directionnel		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui
Programmes		1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1-4	1	1	1-4	1-4	1-4	1-4
Compatibilité FM		Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Bobine téléphonique		Non	Non	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Option	Option	Option	Option
Auto Phone		Oui (M)	Oui (M)	Oui (M)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Option	Option	Option	Option
Contrôle de volume		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Option	Option	Option	Option
Compatible ConnectLine		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Option	Non	Non	Option
Adaptation sans fil (nEARcom)		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Option	Non	Non	Option
Type de pile		312	312	312	312	312	312	13	13	10	10	312	312	312	312
Durée de la pile, typique		140 heures	120 heures	115 heures	108 heures	100 heures	100 heures	220 heures	215 heures	100 heures	100 heures	117 (140*) heures	175 heures	140 heures	117 (140*) heures

(*) Pour les appareils sans communication sans fil

CARACTERISTIQUES

	Oticon Acto Pro	Oticon Acto
Méthodologie	NAL, DSL	NAL, DSL
Bande passante	8 kHz	8 kHz
Intelligence Artificielle	Avancé [+]	Avancé
Synchronisation binaurale (DIR, NR)	Oui	Non
Coordination binaurale (manipulation)	Oui	Oui
Supp. dynamique binaurale du Larsen 2	Oui	Oui
Directivité adaptative	Multi bande	Mono bande
Gestion du Bruit	Tri mode	Modulation
VC Learning	Oui	Non
Typologies	3	3
Bandes de réglage	8	6

MODELE RITE

Ecouteur	Trois solutions avec des niveaux de sortie différents (Standard, Moyen et Power), disponible en plusieurs longueurs
Embout/ Dôme	Dôme Ouvert : disponible en 3 tailles: 6mm, 8mm, 10mm Dôme Plus : taille unique Dôme Power : disponible en 4 tailles: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Micro-Embout, Embout Power, Micro-Embout Power nécessitent une prise d'empreinte
Pièce de maintien	Assure un bon maintien et du confort. Un seul modèle pour les côtés droit et gauche
Pare-cérumen	NoWax dans l'écouteur WaxStop dans le Micro-Embout NoWax dans l'embout Power

MODELES BTE ET RITE

Logement de pile de sécurité	Disponible en 7 couleurs
Coude	Coude interchangeable pédiatrique ou standard (BTE seulement)
Filtre	Filtre pour remplacement (BTE uniquement)
Adaptation tube fin	Corda² (BTE 312 et BTE 13 seulement)
Adaptateur DAI	AP 900
Récepteur FM dédié	Amigo R12
Adaptateur FM	FM 9 Compatible avec les récepteurs Amigo R1, R2 et universel (non recommandé pour les appareils utilisant une pile 312).

COULEURS

RITE et BTE	Diamond Black (63)	Steel Grey (92)	Silver Grey (91)	Silver (44)
	Chroma Beige (90)	Terracotta (94)	Chestnut Brown (93)	
RITE Embout sur mesure	Rose (P01)	Beige (P02)	Marron Moyen (P03)	Marron Foncé (P04)
Intras	Beige (01)	Marron Clair (02)	Marron Moyen (03)	Marron Foncé (04)

MINI RITE STANDARD

OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique

Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	119 dB SPL	109 dB SPL
	1600 Hz	111 dB SPL	103 dB SPL
	Moyenne	110 dB SPL	104 dB SPL
Gain Maximum	Pic	57 dB	46 dB
	1600 Hz	44 dB	36 dB
	Moyenne	42 dB	38 dB
Réponse en fréquences		100-7500 Hz	100-7100 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz) 1 mA/m field		-	-
	10 mA/m field	-	-
	SPLITS	-	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.3 %	0.2 %
	800 Hz	0.7 %	0.2 %
	1600 Hz	0.5 %	0.3 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	24 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	32 dB SPL	27 dB SPL
Consommation	Au repos	1.0 mA	1.0 mA
	Typique	1.0 mA	1.0 mA

Durée de la pile *	Calculée	140 heures
(Pile 312, IEC PR41)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-23/-20 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

MINI RITE MOYEN
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique
Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	125 dB SPL	114 dB SPL
	1600 Hz	117 dB SPL	109 dB SPL
	Moyenne	114 dB SPL	110 dB SPL
Gain Maximum	Pic	61 dB	50 dB
	1600 Hz	48 dB	40 dB
	Moyenne	48 dB	43 dB
Réponse en fréquences		100-7500 Hz	100-6800 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz) 1 mA/m field		-	-
	10 mA/m field	-	-
	SPLITS	-	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.7 %	0.5 %
	800 Hz	1.2 %	0.7 %
	1600 Hz	0.7 %	1.0 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	24 dB SPL	21 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	33 dB SPL
Consommation	Au repos	1.2 mA	1.1 mA
	Typique	1.2 mA	1.1 mA

Durée de la pile *	Calculée	120 heures
(Pile 312, IEC PR41)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-17/-21 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

MINI RITE POWER

OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO



Echelle 1:1

Information Technique


Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.

Attention

Les possibilités du niveau maximum de sortie peuvent excéder 132 dB SPL (IEC 711).
Il est nécessaire de respecter les normes exigées lors de l'adaptation des appareils sinon il y a un risque d'altérer les restes auditifs du patient.

SIMULATEUR D'OREILLE


Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



OSPL90	Pic	132 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL
	Moyenne	125 dB SPL
Gain Maximum	Pic	65 dB
	1600 Hz	58 dB
	Moyenne	58 dB
Réponse en fréquences		100-7000 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	-
	10 mA/m field	-
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	1.5 %
	800 Hz	0.8 %
	1600 Hz	0.4 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	21 dB SPL
	Dir	30 dB SPL
Consommation	Au repos	1.0 mA
	Typique	1.0 mA

COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	124 dB SPL
	1600 Hz	124 dB SPL
	Moyenne	119 dB SPL
Gain Maximum	Pic	55 dB
	1600 Hz	51 dB
	Moyenne	52 dB
Réponse en fréquences		100-6700 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	-
	10 mA/m field	-
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.7 %
	800 Hz	0.4 %
	1600 Hz	0.2 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	16 dB SPL
	Dir	25 dB SPL
Consommation	Au repos	1.1 mA
	Typique	1.1 mA

Durée de la pile * Calculée 115 heures

(Pile 312, IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -20/-23 dB SPL

* Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

RITE STANDARD

OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO



Echelle 1:1


Information Technique

Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.

Oticon | Acto


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	119 dB SPL
	1600 Hz	111 dB SPL
	Moyenne	110 dB SPL
Gain Maximum	Pic	57 dB
	1600 Hz	45 dB
	Moyenne	43 dB
Réponse en fréquences		100-7400 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	77 dB SPL
	10 mA/m field	97 dB SPL
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.3 %
	800 Hz	0.5 %
	1600 Hz	0.5 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	22 dB SPL
	Dir	29 dB SPL
Consommation	Au repos	1.3 mA
	Typique	1.3 mA

108 dB SPL
103 dB SPL
104 dB SPL
46 dB
37 dB
37 dB
100-7200 Hz
-
-
87/89 dB SPL
0.1 %
0.3 %
0.4 %
19 dB SPL
25 dB SPL
1.3 mA
1.3 mA

Durée de la pile * Calculée 108 heures

(Pile 312, IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -23/-12 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

RITE MOYEN
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique
Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	125 dB SPL	115 dB SPL
	1600 Hz	117 dB SPL	109 dB SPL
	Moyenne	114 dB SPL	110 dB SPL
Gain Maximum	Pic	61 dB	51 dB
	1600 Hz	48 dB	40 dB
	Moyenne	48 dB	43 dB
Réponse en fréquences		100-7300 Hz	100-6700 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	80 dB SPL	-
	10 mA/m field	100 dB SPL	-
	SPLITS	-	93/94 dB SPL
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.8 %	0.6 %
	800 Hz	1.3 %	0.7 %
	1600 Hz	0.6 %	0.6 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	24 dB SPL	20 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	27 dB SPL
Consommation	Au repos	1.3 mA	1.4 mA
	Typique	1.3 mA	1.4 mA

Durée de la pile *	Calculée	100 heures
(Pile 312, IEC PR41)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-21/-11 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

RITE POWER
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique
Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.

Attention
Les possibilités du niveau maximum de sortie peuvent excéder 132 dB SPL (IEC 711).
Il est nécessaire de respecter les normes exigées lors de l'adaptation des appareils sinon il y a un risque d'altérer les restes auditifs du patient.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	132 dB SPL
	1600 Hz	131 dB SPL
	Moyenne	125 dB SPL
Gain Maximum	Pic	65 dB
	1600 Hz	59 dB
	Moyenne	57 dB
Réponse en fréquences		100-7500 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	89 dB SPL
	10 mA/m field	109 dB SPL
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2.0 %
	800 Hz	1.0 %
	1600 Hz	0.5 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	20 dB SPL
	Dir	35 dB SPL
Consommation	Au repos	1.2 mA
	Typique	1.3 mA

124 dB SPL
124 dB SPL
119 dB SPL
55 dB
52 dB
52 dB
100-7100 Hz
-
-
101/101 dB SPL
1.0 %
0.5 %
0.5 %
16 dB SPL
30 dB SPL
1.2 mA
1.4 mA

Durée de la pile *	Calculée	100 heures
(Pile 312, IEC PR41)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-13/-7 dB SPL

* Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

BTE STANDARD
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique
Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.

OSPL90	Pic	126 (121*) dB SPL
	1600 Hz	122 (108*) dB SPL
	Moyenne	118 (114*) dB SPL
Gain Maximum	Pic	60 (54*) dB
	1600 Hz	50 (36*) dB
	Moyenne	49 (45*) dB
Réponse en fréquences		100-7300 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	80 dB SPL
	10 mA/m field	100 dB SPL
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.3 %
	800 Hz	0.6 %
	1600 Hz	0.3 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	23 dB SPL
	Dir	31 dB SPL
Consommation	Au repos	1.2 mA
	Typique	1.2 mA


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	126 (121*) dB SPL
	1600 Hz	122 (108*) dB SPL
	Moyenne	118 (114*) dB SPL
Gain Maximum	Pic	60 (54*) dB
	1600 Hz	50 (36*) dB
	Moyenne	49 (45*) dB
Réponse en fréquences		100-7300 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	80 dB SPL
	10 mA/m field	100 dB SPL
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.3 %
	800 Hz	0.6 %
	1600 Hz	0.3 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	23 dB SPL
	Dir	31 dB SPL
Consommation	Au repos	1.2 mA
	Typique	1.2 mA

Durée de la pile * Calculée 220 heures

(Pile 13, IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -27/-34 dB SPL

(*) Pour les appareils adaptés avec Corda²

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

BTE POWER
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO



Echelle 1:1

Information Technique
Les mesures sont faites en mode omnidirectionnel, sauf avis contraire.


Attention
Les possibilités du niveau maximum de sortie peuvent excéder 132 dB SPL (IEC 711).
Il est nécessaire de respecter les normes exigées lors de l'adaptation des appareils sinon il y a un risque d'altérer les restes auditifs du patient.

OSPL90		Pic	134 dB SPL
		1600 Hz	128 dB SPL
		Moyenne	123 dB SPL
Gain Maximum		Pic	68 dB
		1600 Hz	63 dB
		Moyenne	57 dB
Réponse en fréquences			100-7200 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)		1 mA/m field	93 dB SPL
		10 mA/m field	113 dB SPL
		SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales		500 Hz	1.4 %
(Entrée 70 dB SPL)		800 Hz	0.5 %
		1600 Hz	0.4 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)		Omni	16 dB SPL
		Dir	28 dB SPL
Consommation		Au repos	1.2 mA
		Typique	1.2 mA

OSPL90		Pic	127 dB SPL
		1600 Hz	120 dB SPL
		Moyenne	120 dB SPL
Gain Maximum		Pic	61 dB
		1600 Hz	56 dB
		Moyenne	55 dB
Réponse en fréquences			100-6000 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)		1 mA/m field	-
		10 mA/m field	-
		SPLITS	99/99 dB SPL
Distorsions harmoniques totales		500 Hz	1.0 %
(Entrée 70 dB SPL)		800 Hz	0.5 %
		1600 Hz	0.3 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)		Omni	15 dB SPL
		Dir	26 dB SPL
Consommation		Au repos	1.2 mA
		Typique	1.2 mA


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



Durée de la pile * Calculée 215 heures

(Pile 13, IEC PR48)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -28/-34 dB SPL

*Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

CIC/MIC STANDARD

OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO



Echelle 1:1


Information Technique

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils avec un pare-cérumen NoWax. Le mode Omnidirectionnel est utilisé sauf avis contraire.

Oticon | Acto


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	121 dB SPL	110 dB SPL
	1600 Hz	113 dB SPL	104 dB SPL
	Moyenne	111 dB SPL	105 dB SPL
Gain Maximum	Pic	48 dB	37 dB
	1600 Hz	40 dB	32 dB
	Moyenne	39 dB	33 dB
Réponse en fréquences		100-7300 Hz	100-7000 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	-	-
	10 mA/m field	-	-
	SPLITS	-	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	1.3 %	1.2 %
	800 Hz	1.5 %	1.3 %
	1600 Hz	0.4 %	1.2 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	21 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	-	-
Consommation	Au repos	0.8 mA	0.8 mA
	Typique	0.8 mA	0.8 mA

Durée de la pile *	Calculée	100 heures
(Pile 10, IEC PR70)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-28/-33 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

CIC/MIC POWER
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils avec un pare-cérumen NoWax. Le mode Omnidirectionnel est utilisé sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	128 dB SPL	118 dB SPL
	1600 Hz	119 dB SPL	111 dB SPL
	Moyenne	117 dB SPL	112 dB SPL
Gain Maximum	Pic	60 dB	50 dB
	1600 Hz	52 dB	43 dB
	Moyenne	51 dB	45 dB
Réponse en fréquences		100-7400 Hz	100-7300 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz) 1 mA/m field		-	-
	10 mA/m field	-	-
	SPLITS	-	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2.0 %	1.0 %
	800 Hz	2.5 %	1.0 %
	1600 Hz	1.5 %	2.0 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	21 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	-	-
Consommation	Au repos	0.8 mA	0.8 mA
	Typique	0.8 mA	0.8 mA

Durée de la pile *	Calculée	100 heures
(Pile 10, IEC PR70)		
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-28/-33 dB SPL

*)Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore




Echelle 1:1

Information Technique

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils avec un pare-cérumen NoWax. Le mode Omnidirectionnel est utilisé sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	123 dB SPL
	1600 Hz	113 dB SPL
	Moyenne	112 dB SPL
Gain Maximum	Pic	51 dB
	1600 Hz	43 dB
	Moyenne	43 dB
Réponse en fréquences		100-7400 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	74 dB SPL
	10 mA/m field	94 dB SPL
	SPLITS	-
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.8 %
	800 Hz	1.0 %
	1600 Hz	1.0 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	19 dB SPL
	Dir	28 dB SPL
Consommation	Au repos	1.1 (0.9*) mA
	Typique	1.2 (1.0*) mA

113 dB SPL
105 dB SPL
107 dB SPL
41 dB
35 dB
37 dB
100-7200 Hz
-
-
87/87 dB SPL
0.6 %
0.6 %
0.6 %
17 dB SPL
26 dB SPL
1.1 (0.9*) mA
1.2 (1.0*) mA

Durée de la pile * Calculée 117 heures

(Pile 312, IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -38/-17 dB SPL

(*) Pour les appareils sans communication sans fil
(*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

ITC POWER OMNI

OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils avec un pare-cérumen NoWax. Le mode Omnidirectionnel est utilisé sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	129 dB SPL	119 dB SPL
	1600 Hz	122 dB SPL	114 dB SPL
	Moyenne	120 dB SPL	115 dB SPL
Gain Maximum	Pic	62 dB	54 dB
	1600 Hz	54 dB	46 dB
	Moyenne	53 dB	49 dB
Réponse en fréquences		100-7000 Hz	100-6500 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	84 dB SPL	-
	10 mA/m field	104 dB SPL	-
	SPLITS	-	95/95 dB SPL
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2.0 %	1.0 %
	800 Hz	2.0 %	1.0 %
	1600 Hz	2.0 %	1.0 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	23 dB SPL	19 dB SPL
	Dir	-	-
Consommation	Au repos	0.8 mA	1.0 mA
	Typique	0.8 mA	1.0 mA

Durée de la pile * Calculée 175 heures

(Pile 312, IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -44/-17 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

ITC POWER DIR
OTICON ACTO PRO
OTICON ACTO




Echelle 1:1

Information Technique

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils avec un pare-cérumen NoWax. Le mode Omnidirectionnel est utilisé sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	130 dB SPL	120 dB SPL
	1600 Hz	123 dB SPL	114 dB SPL
	Moyenne	121 dB SPL	115 dB SPL
Gain Maximum	Pic	62 dB	54 dB
	1600 Hz	54 dB	46 dB
	Moyenne	53 dB	49 dB
Réponse en fréquences		100-7500 Hz	100-7000 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	84 dB SPL	-
	10 mA/m field	104 dB SPL	-
	SPLITS	-	95/95 dB SPL
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	2.5 %	1.0 %
	800 Hz	2.5 %	1.0 %
	1600 Hz	1.0 %	0.5 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	21 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	31 dB SPL	28 dB SPL
Consommation	Au repos	1.0 mA	1.1 mA
	Typique	1.0 mA	1.1 mA

Durée de la pile * Calculée 140 heures

(Pile 312, IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -45/-23 dB SPL

*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore




Echelle 1:1

Information Technique

Toutes les mesures sont effectuées sur des appareils avec un pare-cérumen NoWax. Le mode Omnidirectionnel est utilisé sauf avis contraire.


SIMULATEUR D'OREILLE

Mesure effectuée selon
IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981)
et DIN 45605.



COUPLEUR 2CC

Mesure effectuée selon
ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995),
IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



OSPL90	Pic	123 dB SPL	113 dB SPL
	1600 Hz	113 dB SPL	105 dB SPL
	Moyenne	112 dB SPL	107 dB SPL
Gain Maximum	Pic	56 dB	46 dB
	1600 Hz	48 dB	40 dB
	Moyenne	47 dB	41 dB
Réponse en fréquences		100-7400 Hz	100-7200 Hz
Niveau sortie Bobine T (1600 Hz)	1 mA/m field	79 dB SPL	-
	10 mA/m field	99 dB SPL	-
	SPLITS	-	87/87 dB SPL
Distorsions harmoniques totales (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.7 %	0.5 %
	800 Hz	0.8 %	0.4 %
	1600 Hz	0.7 %	0.4 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	20 dB SPL	17 dB SPL
	Dir	27 dB SPL	25 dB SPL
Consommation	Au repos	1.1 (0.9*) mA	1.2 (1.0*) mA
	Typique	1.2 (1.0*) mA	1.3 (1.1*) mA

Durée de la pile * Calculée 117 heures

(Pile 312, IEC PR41)

IRIL (IEC 60118-13) GSM/DECT -43/-21 dB SPL

(*) Pour les appareils sans communication sans fil
(*) Sur la base de la mesure standardisée de consommation de la pile. L'autonomie réelle dépend de la qualité de la pile, du mode d'utilisation, des fonctionnalités activées, de la perte auditive et de l'environnement sonore

People First

People First est notre promesse pour rendre à chacun :
la liberté de communiquer sans
contrainte, d'interagir naturellement et
de participer activement