

# Mode d'emploi

miniRITE T

Oticon CROS



**oticon**  
life-changing technology

## Présentation du modèle

Ce mode d'emploi concerne Oticon CROS et couvre à la fois la solution CROS et BiCROS.

- CROS
- BiCROS

Oticon CROS est destiné à être utilisé avec une aide auditive Oticon compatible dotée d'un bouton poussoir unique ou d'un double bouton poussoir pour le contrôle du volume.

- Bouton poussoir unique
- Double bouton poussoir

Pour une présentation des aides auditives avec lesquelles Oticon CROS est compatible, veuillez consulter [www.oticon.fr/cros-compatibility](http://www.oticon.fr/cros-compatibility)

## Introduction au mode d'emploi

Ce mode d'emploi vous donne des conseils sur l'utilisation et l'entretien de votre nouvel émetteur. Nous vous invitons à lire attentivement ce mode d'emploi, y compris la section **Avertissements**. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre nouvel émetteur.

Votre audioprothésiste a ajusté l'émetteur en fonction de vos besoins. Si vous avez d'autres questions, veuillez contacter votre audioprothésiste.

| **À propos de** | [Démarrage](#) | [Manipulation](#) | [Avertissements](#) | [Plus d'informations](#) |

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

## Usage prévu

L'émetteur est conçu pour transmettre le son de l'oreille déficiente à une aide auditive placée sur la meilleure oreille.

L'émetteur est destiné à être utilisé par les adultes et les enfants de plus de 36 mois avec une aide auditive.

### REMARQUE IMPORTANTE

Veuillez vous référer au mode d'emploi de l'aide auditive pour en savoir plus sur ses fonctionnalités.

# Sommaire

## À propos de

Solution CROS	8
Votre émetteur	10
Identification gauche/droite	12
Outil multi-usages pour manipulation des piles et nettoyage	13

## Démarrage

Allumer et éteindre l'émetteur	14
Quand remplacer la pile	15
Comment remplacer la pile (taille 312)	16
Mettre l'émetteur	18

## Manipulation

Entretien de votre émetteur	19
Remplacer l'embout	20
Filtre ProWax miniFit	22
Régler le volume sur l'émetteur	23
Activation du mode silencieux	26
Indicateurs sonores	27

## Avertissements

Avertissements généraux	28
-------------------------	----

## Plus d'informations


Dépannage	32
Résistance à l'eau et à la poussière (IP68)	34
Conditions d'utilisation	35
Garantie	36
Informations techniques	38

## Solution CROS

Une solution CROS ou BiCROS est constituée d'un émetteur et d'une aide auditive. L'émetteur est placé sur l'oreille déficiente. Il transmet par une liaison sans fil le son de l'environnement de l'oreille déficiente à l'aide auditive placée sur la meilleure oreille. L'émetteur fonctionne uniquement avec certaines aides auditives Oticon.


CROS (Contralateral Routing of Signals) est une solution pour les personnes avec une audition limitée ou déficience totale sur une oreille associée à une audition normale sur l'oreille opposée.

BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals) est une solution pour les personnes avec une audition limitée ou déficience totale sur une oreille et une perte auditive sur l'oreille opposée.




## Votre émetteur

### Descriptif




L'écouteur factice n'a pas de rôle acoustique. Le choix de la taille se fait pour adapter au mieux à votre oreille.

### Écouteurs factices



### Tailles de dôme



\* Uniquement pour l'écouteur factice 60

L'écouteur factice s'associe à un dôme ouvert, comme illustré ci-dessous. Le dôme contribue au maintien de l'écouteur factice dans l'oreille et donc à la stabilité de l'émetteur sur votre oreille.

### Embout




Référez-vous aux instructions de remplacement du dôme à la section : Remplacer l'embout.

## Identification gauche/droite


Il est important de distinguer l'émetteur de l'aide auditive. Un point de couleur gauche/droit vous aide à distinguer le côté gauche du côté droit.

Sur l'émetteur, vous trouverez le point de couleur gauche/droit sur le tiroir pile. Sur l'écouteur factice, il se situe à l'endroit indiqué par l'illustration.



## Outil multi-usages pour manipulation des piles et nettoyage

L'outil multi-usages contient un aimant qui facilite le remplacement de la pile dans l'émetteur. Il contient également une brosse et une boucle de fil pour nettoyer et enlever le cérumen. Si vous avez besoin d'un nouvel outil multi-usages, veuillez contacter votre audioprothésiste.



### REMARQUE IMPORTANTE


L'outil multi-usages possède un aimant intégré. Placez l'outil multi-usages à au moins 30 cm des cartes de crédit et d'autres objets magnétiques.

## Allumer et éteindre l'émetteur

Le tiroir pile est utilisé pour allumer et éteindre votre émetteur. Pour économiser la durée de vie de la pile, assurez-vous de bien éteindre votre émetteur lorsque vous ne vous en servez pas. Si vous souhaitez revenir aux réglages standard de base (enregistrés par votre audioprothésiste), il vous suffit d'ouvrir et de refermer le tiroir pile.


### Allumer

Fermez le tiroir pile avec la pile en place.



### Éteindre

Ouvrez le tiroir pile.



## Quand remplacer la pile

Lorsque la pile de l'émetteur doit être remplacée, vous entendez trois tonalités aiguës en alternance dans l'aide auditive. Elles sont répétées à intervalles modérés jusqu'à épuisement total de la pile.

 Trois tonalités en alternance  
= La pile devient faible


 Quatre tonalités descendantes  
= La pile est vide

### Astuce concernant la pile

Prenez toujours une pile de rechange sur vous pour vous assurer que l'aide auditive fonctionne en permanence.


## Comment remplacer la pile (taille 312)

### 1. Retirer



Ouvrez complètement le tiroir pile. Retirez la pile.

### 2. Déballer



Retirez l'étiquette autocollante sur le côté positif + de la nouvelle pile.

Conseil :  
Veuillez patienter 2 minutes pour que la pile puise de l'air, pour garantir son fonctionnement optimal.

### 3. Insérer



Insérez la nouvelle pile dans le tiroir pile. Veillez à ce que le côté positif (+) soit tourné vers le haut.


Insérez-la par le dessus, et non pas par le côté, au risque d'endommager le tiroir pile.

### 4. Fermer



Refermez le tiroir pile.

### Conseil



Outil multi-usages

L'outil multi-usages peut être utilisé pour changer la pile. Utilisez l'extrémité magnétique pour retirer et insérer les piles.

L'outil multi-usages est fourni par votre audioprothésiste.


## Mettre l'émetteur

### Étape 1




Placez l'émetteur derrière votre oreille.

### Étape 2



Tenez la courbe du fil de l'écouteur factice entre votre pouce et votre index. L'embout doit être orienté vers l'ouverture du conduit auditif.

### Étape 3



Insérez doucement l'embout dans votre conduit auditif jusqu'à ce que le fil de l'écouteur factice vienne s'appuyer contre l'avant de votre pavillon d'oreille. Si l'écouteur factice possède une pièce de maintien, placez-la dans l'oreille de façon à ce qu'elle suive la courbure de votre oreille (conque).

## Entretien votre émetteur


Lorsque vous manipulez votre émetteur, tenez-le au-dessus d'une surface lisse pour éviter de l'abîmer s'il tombe.

### Nettoyer les entrées du microphone

Utilisez la brosse de l'outil multi-usages pour brosser **délicatement** les impuretés qui se trouvent dans les ouvertures. Brossez **délicatement** la surface autour des entrées microphone.

Veillez à ne pas exercer de pression trop forte sur les entrées microphones avec les différentes parties de l'outil multi-usages. Cela peut endommager l'émetteur.

Entrées microphone




### REMARQUE IMPORTANTE

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'émetteur. L'émetteur ne doit jamais être lavé ni immergé dans l'eau ni aucun autre liquide.

## Remplacer l'embout


L'embout ne doit pas être nettoyé. S'il comporte des traces de cérumen, remplacez-le par un neuf.

### Étape 1




Tenez l'écouteur factice et retirez l'embout.

### Étape 2



Insérez l'écouteur factice exactement au centre de l'embout pour le fixer correctement.

### Étape 3



Appuyez fermement pour vérifier que l'embout est bien fixé.


### REMARQUE IMPORTANTE

Si l'embout n'est pas sur l'écouteur factice lorsqu'il est retiré de l'oreille, l'embout pourrait être encore dans votre conduit auditif. Consultez votre audioprothésiste pour de plus amples instructions.

## Filtre ProWax miniFit

L'écouteur factice possède un pare-cérumen blanc fixé à l'extrémité avec l'embout. Le pare-cérumen sert à protéger l'écouteur factice du cérumen et des impuretés. Il n'a pas de rôle acoustique. Remplacez le filtre lorsqu'il est obstrué, pour des raisons d'hygiène.

Retirez l'embout de l'écouteur factice avant de remplacer le pare-cérumen.




### REMARQUE IMPORTANTE

Utilisez toujours le même type de filtre que celui qui a été fourni à l'origine avec l'émetteur. En cas de doute concernant l'utilisation ou le remplacement des pare-cérumen, contactez votre audioprothésiste.

## Régler le volume sur l'émetteur

Le bouton poussoir de l'émetteur vous permet de régler le volume du son transmis. Vous entendez un bip aigu dans l'aide auditive lorsque vous augmentez ou diminuez le volume.



### **Utilisateurs de CROS uniquement**

Les microphones de l'aide auditive sont désactivés. Cela signifie qu'aucun son ne sort de l'aide auditive.

### **Aide auditive avec un bouton poussoir unique**

Le bouton poussoir de l'aide auditive n'a pas de fonctionnalité de volume. Pour régler le son transmis, vous avez besoin d'un ConnectClip, de l'application Oticon ON, de la Télécommande ou d'un iPhone®.

### **Aide auditive avec double bouton poussoir**

Si votre audioprothésiste a activé le contrôle de volume, le bouton poussoir de l'aide auditive règle le son transmis.

### **Utilisateurs de BiCROS uniquement**

Le son de l'aide auditive reste identique lorsque vous réglez le volume du son transmis.

### **Aide auditive avec un bouton poussoir unique**

Le bouton poussoir de l'aide auditive n'a pas de fonctionnalité de volume. Pour régler le son de l'émetteur et de l'aide auditive simultanément, vous avez besoin d'un ConnectClip, de l'application Oticon ON, de la Télécommande ou d'un iPhone®.

### **Aide auditive avec double bouton poussoir**


Si votre audioprothésiste a activé le contrôle de volume, le bouton poussoir de l'aide auditive règle le son de l'émetteur et de l'aide auditive simultanément.

Contactez votre audioprothésiste pour obtenir plus d'informations.

Apple, le logo Apple, iPhone, iPad et iPod touch sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

## Mode silencieux

Utilisez la fonction mode silencieux si vous avez besoin d'éteindre temporairement la transmission du son vers l'aide auditive. La fonction mode silencieux coupe uniquement les microphones de l'émetteur.



- **Pour mettre l'émetteur en mode silencieux**  
Appuyez sur l'une des extrémités du bouton poussoir pendant au moins quatre secondes.

Pour réactiver, appuyez brièvement sur l'une des extrémités du bouton.

### REMARQUE IMPORTANTE

N'utilisez pas la fonction mode silencieux pour arrêter votre émetteur, car dans ce mode, il continue à consommer l'énergie de la pile.

## Indicateurs sonores

Différents indicateurs sonores aident à signaler l'état de votre émetteur. Les sons sont transmis à votre aide auditive.

Volume	Son
Volume de démarrage	2 bips aigus
Volume minimum / maximum	3 bips aigus
Volume haut / bas	1 bip aigu

Avertissements	Son
Indication de pile faible	3 bips aigus en alternance
Pile épuisée	4 bips aigus descendantes
Vérification du microphone nécessaire	8 bips aigus répétés 4 fois

## **Avertissements généraux**

Pour votre sécurité personnelle et pour garantir une utilisation correcte de votre émetteur, vous devez bien vous familiariser avec les avertissements d'ordre général suivants avant de l'utiliser.

Veillez noter qu'un émetteur ne restaure pas une audition normale et ne prévient pas ou n'améliore pas une déficience auditive résultant de conditions biologiques. Il est également important de noter que, bien souvent, l'utilisation peu fréquente d'un émetteur ne permet pas à l'utilisateur de bénéficier pleinement de ses avantages.

Consultez votre audioprothésiste si vous êtes confronté à des opérations ou des événements inattendus avec votre émetteur.

**La plupart des aides auditives peuvent être fournies avec un tiroir de pile de sécurité sur demande.**

L'émetteur, ses composants et la pile doivent être tenus hors de portée des enfants et de toute autre personne susceptible de les avaler ou de se blesser à leur contact.

Les piles ont dans certains cas été confondues avec des pilules. Il faut donc toujours vérifier les médicaments que vous devez avaler.

Risques d'étouffement et risque d'ingestion des piles et d'autres petites pièces  
Cette option est vivement recommandée si l'aide auditive est destinée à un enfant ou à une personne présentant une déficience mentale.

*Si une personne avale accidentellement une pile ou l'émetteur, il faut immédiatement appeler le SAMU ou un médecin.*

### **Utilisation des piles**

Utilisez toujours les piles recommandées par votre audioprothésiste. Les enfants âgés de moins de 36 mois doivent toujours utiliser un tiroir pile sécurisé.

Ne jamais tenter de recharger vos piles et ne jamais tenter de les brûler. Un risque d'explosion ne doit pas être exclu.

### **Dysfonctionnement**

Sachez qu'il est possible que votre émetteur s'arrête de fonctionner de façon inattendue. Tenez-en compte lorsque vous dépendez de sons d'alerte (par exemple, lorsque vous êtes dans la circulation). L'émetteur peut s'arrêter de fonctionner, par exemple si sa pile est déchargée.

### **Implants actifs**

L'émetteur a été minutieusement testé et caractérisé pour la santé humaine conformément aux normes internationales en matière d'exposition humaine

(débit d'absorption spécifique - DAS), de puissance électromagnétique induite et de tensions dans le corps humain.

Les valeurs d'exposition sont bien en dessous des limites de sécurité acceptées internationalement pour le DAS, la quantité d'énergie véhiculée par les ondes radiofréquence reçues par le corps humaines définies selon les normes de la santé humaine ainsi que pour la coexistence avec des implants médicaux actifs, tels que les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques.

Si vous avez un implant cérébral actif, veuillez contacter le fabricant de votre dispositif implantable pour obtenir des informations sur le risque de perturbation.

L'outil multi-usages doté d'un aimant intégré doit être conservé à au moins de 30 cm de l'implant : ne le transportez donc pas dans votre poche de poitrine par exemple.

## **Avertissements généraux**

En général, veuillez suivre les directives recommandées par les fabricants de défibrillateurs implantables et de stimulateurs cardiaques concernant l'utilisation des aimants.

### **Radiographie, tomodensitométrie, IRM, scanner TEP et électrothérapie**

Retirez votre émetteur avant les séances de radiographie, tomodensitométrie, IRM, scanner TEP et électrothérapie ainsi que pour les interventions chirurgicales pour éviter les dommages causés par des champs électromagnétiques importants.

### **Chaleur et produits chimiques**

L'émetteur ne doit jamais être exposé à une température extrême, par exemple en le laissant dans une voiture garée en plein soleil.

L'émetteur ne doit pas être séché dans un four à micro-ondes ou dans d'autres types de fours.

Les produits chimiques contenus dans les produits de beauté, les laques, les parfums, les après-rasages, les crèmes solaires ou les produits insecticides peuvent abîmer l'émetteur. Enlevez toujours votre émetteur avant d'utiliser ce genre de produits et attendez que ce produit sèche avant utilisation.

### **Effets secondaires possibles**

L'émetteur et l'embout peuvent provoquer une accumulation plus rapide de cérumen. Bien que les matières utilisées pour fabriquer l'émetteur soient hypoallergéniques, dans des cas très rares, elles peuvent provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets secondaires.

*Veuillez consulter un médecin si ces effets se produisent.*

### **Interférences**

Votre émetteur a fait l'objet de tests approfondis pour les interférences selon les normes internationales les plus rigoureuses. Cependant, des interférences entre l'émetteur et d'autres appareils (par ex. certains téléphones portables, appareils à bande publique, systèmes d'alarme de magasins et autres appareils) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre l'émetteur et l'appareil concerné.

### **Accessoires non fournis incompatibles**

N'utilisez que des accessoires, des transducteurs ou des câbles fournis par le fabricant de cet appareil. Les accessoires incompatibles peuvent provoquer une augmentation des émissions ou une réduction de l'immunité.

### **La modification de l'émetteur n'est pas autorisée**

Les changements ou les modifications non expressément approuvés par le fabricant pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'appareil.

## Dépannage

Symptôme	Causes possibles	Solutions
<b>Aucun son de l'émetteur</b>	Pile épuisée	Remplacez la pile
	L'émetteur du microphone est en mode silencieux	Désactivez le mode silencieux du microphone de l'émetteur
	L'émetteur est éteint	Allumez l'émetteur
	L'aide auditive réceptrice est éteinte	Allumez l'aide auditive
	L'aide auditive réceptrice est en mode silencieux	Désactivez le mode silencieux de l'aide auditive
<b>Son intermittent ou réduit</b>	De l'humidité sur l'émetteur ou la pile de l'aide auditive	Nettoyez les piles avec un chiffon sec
<b>Bips</b>	Si votre émetteur émet 8 bips, 4 fois de suite, son microphone doit être vérifié	Contactez votre audioprothésiste

Si aucune de ces solutions ne résout le problème, consultez votre audioprothésiste.

## Résistance à l'eau et à la poussière (IP68)

Votre émetteur est résistant à la poussière et protégé contre les infiltrations d'eau, ce qui signifie qu'il est conçu pour être porté dans toutes les situations de la vie quotidienne. Vous n'avez donc pas à vous préoccuper de la transpiration ou du fait de mouiller votre appareil sous la pluie. Si votre émetteur entre en contact avec de l'eau et cesse de fonctionner, veuillez respecter les consignes suivantes :

1. Essuyez l'eau délicatement.
2. Ouvrez le tiroir pile, enlevez la pile et essuyez délicatement l'eau présente à l'intérieur.
3. Laissez sécher l'émetteur en laissant le tiroir pile ouvert pendant environ 30 minutes.
4. Insérez une pile neuve.

### REMARQUE IMPORTANTE

Ne portez pas votre émetteur pendant que vous vous douchez ou que vous participez à des activités nautiques. N'immergez pas votre émetteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.

## Conditions d'utilisation

<b>Conditions de fonctionnement</b>	Température : +1 °C à +40 °C Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation
<b>Conditions de stockage et de transport</b>	La température et l'humidité ne doivent pas excéder les limites suivantes pendant des périodes prolongées lors du transport et du stockage :  Température : -25 °C à +60 °C Humidité relative : 5 % à 93 %, sans condensation

## Garantie

### Certificat

Nom de l'utilisateur : \_\_\_\_\_

Audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Adresse de l'audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Téléphone de l'audioprothésiste : \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Période de garantie : \_\_\_\_\_ Mois : \_\_\_\_\_

Modèle : \_\_\_\_\_ N° de série : \_\_\_\_\_

## Garantie internationale

Votre émetteur bénéficie d'une garantie limitée internationale, assurée par le fabricant. Cette garantie est de 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie est limitée aux défauts de fabrication et matériels de l'appareil à proprement parler. Elle ne porte pas sur les accessoires tels que les piles, câbles, alimentations électriques, etc. Les problèmes provoqués par une manipulation ou un entretien inapproprié(e)/incorrect(e), une utilisation excessive, des accidents, des réparations effectuées par un tiers non agréé, une exposition à des conditions corrosives, des dommages dus à la pénétration de corps étrangers dans l'appareil ou des ajustements incorrects ne sont PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous béné-

ficient peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut offrir une garantie plus large que celle qui est prévue par les dispositions de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, veuillez le consulter.

### Si vous avez besoin de services d'entretien

Prenez régulièrement rendez-vous avec votre audioprothésiste qui pourra entretenir, régler, et réparer votre émetteur tout au long de sa durée de vie.

## Informations techniques

L'émetteur est équipé d'un émetteur-récepteur radio qui utilise une technologie de transmission à induction magnétique à courte distance qui fonctionne à 3,84 Mhz. La force du champ magnétique de l'émetteur est très faible et elle est toujours inférieure à 15 nW (généralement en dessous de -40 dBµA/m à une distance de 10 m).

L'émetteur est conforme aux normes internationales concernant la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine.

En raison de l'espace disponible limité sur l'émetteur, tous les marquages de certification sont présents dans cette brochure.

Vous trouverez des informations complémentaires sur la fiche technique sur [www.oticon.fr](http://www.oticon.fr)

Le fabricant certifie que cet émetteur est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/CE.

La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



Fabriqué par :  
Oticon A/S  
Kongebakken 9  
DK-2765  
Danemark  
[www.oticon.global](http://www.oticon.global)

*Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :  
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code de la consommation.*

*Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,  
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE*

CE 0543



Les déchets électroniques doivent être traités selon la législation locale.



IP68

## Définition des symboles utilisés dans cette brochure

	<b>Avertissements</b> Tout texte accompagné d'un symbole d'avertissement doit être lu avant toute utilisation de l'appareil.
	<b>Fabricant</b> L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans les directives de UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.
	<b>Marque CE</b> L'appareil est conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE. Le numéro à quatre chiffres indique l'identification de l'organisme notifié.
	<b>Déchets électroniques (WEEE)</b> Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux règlements locaux. Les utilisateurs d'aides auditives peuvent également renvoyer les déchets électroniques à leur professionnel de l'audition à des fins de mise au rebut. Équipement électronique couvert par la directive 2012/19/UE sur les déchets et les équipements électriques (WEEE).
	<b>Marque de conformité réglementaire (RCM)</b> L'appareil est conforme aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de spectre radio pour les appareils fournis aux marchés australien et néo-zélandais.
	<b>Code IP</b> Indique la classe de protection contre la pénétration nocive d'eau et de particules conformément à la norme EN 60529:1991. IP6X indique une protection totale contre la poussière. IPX8 indique la protection contre les effets d'une immersion continue dans l'eau.

239869FR / 2021.07.19 / v1

## Définition des symboles utilisés sur l'étiquette de l'emballage réglementaire

	<b>Garder au sec</b> Indique un appareil médical à protéger contre l'humidité.
	<b>Symbole de mise en garde</b> Consulter le mode d'emploi pour connaître les avertissements et mises en garde.
	<b>Numéro de catalogue</b> Indique le numéro de catalogue du fabricant permettant d'identifier l'appareil médical.
	<b>Numéro de série</b> Indique le numéro de catalogue du fabricant permettant d'identifier un appareil médical spécifique.

239869FR / 2021.07.19 / v1



**oticon**  
life-changing **technology**