




*Oticon Dual Mini est une série d'appareils auditifs RITE alimentés par une pile 10. Dual Mini combine les performances acoustiques les plus évoluées avec un design discret et magnifique. La technologie incorporée dans le Dual Mini fournit à l'utilisateur une expérience sonore naturelle et la possibilité de communiquer même dans les environnements les plus difficiles. Disponible pour des utilisateurs ayant une perte auditive légère à sévère, Dual Mini est disponible dans trois versions offrant des niveaux de performances différentes : m9, m7 et m5.*

## PLAGE DE CORRECTIONS



## CARACTERISTIQUES

### RISE

Les séries Dual Mini sont basées sur la technologie RISE fournissant un traitement du signal ultra rapide. Celle-ci permet une qualité sonore supérieure sans distorsions dans toutes les situations d'écoute.

### Design élégant et technologie de pointe

Le tout nouveau Dual Mini bénéficie d'un design unique qui a démontré sa capacité à attirer les nouveaux utilisateurs dont beaucoup avait rejeté l'idée de porter un appareil auditif traditionnel. La technologie de pointe dans Dual, combinant le concept de RITE avec la technologie RISE garantit au client une qualité sonore et une discrétion optimales.

### Bande Passante étendue

Les indices acoustiques vitaux contenus dans l'environnement sonore et qui sont nécessaires pour une perception naturel

de l'espace sont conservés grâce à une bande passante allant jusqu'à 10 kHz.

### Contrôle de Larsen avancé

Dual utilise le nouveau système de suppression dynamique du Larsen d'Oticon (DFC2). Cette fonction extrêmement efficace élimine le Larsen dans pratiquement toutes les situations.

### Protection contre l'humidité et le cérumen

Les appareils Dual sont traités avec un revêtement nano pour éviter la corrosion, et les écouteurs Dual bénéficient d'une double protection contre le cérumen.

### Durée de la pile

La technologie RISE optimisée fournit à votre patient une durée d'utilisation allant jusqu'à 105 heures avec une pile 10 standard.

### Caractéristiques standards

- Extreme bandwidth 10 kHz
- Durée de vie de la pile optimisée
- Suppression dynamique du Larsen
- Bobine spéciale téléphone
- Programme AutoPhone
- Gestion Tri-mode du bruit
- Directivité Multi-bande Adaptative
- Dynamique Vocale Optimisée (DVO)
- Clarity2
- Sélecteur de typologie, jusqu'à 5 profils
- Gestionnaire d'Adaptation Automatique ou Manuel
- Front Focus
- Mémoire








Echelle 1:1

**Information Technique**

Toutes les mesures ont été réalisées avec un coupleur fermé.

**SIMULATEUR D'OREILLE**




Mesure effectuée selon IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981) et DIN 45605.



— Entrée acoustique: 60 dB SPL

**COUPLEUR 2 CC**

Mesure effectuée selon ANSI S3.22 (2003) et S3.7 (1995), IEC 60118-7 (2005) et IEC 60318-5 (2006).



— Entrée acoustique: 60 dB SPL  
 ○ - - Réponse bobine SPLITS

OSPL90	Pic	119 dB SPL	108 dB SPL
	1600 Hz	109 dB SPL	101 dB SPL
	Moyenne	108 dB SPL	102 dB SPL
Gain Maximum	Pic	58 dB	47 dB
	1600 Hz	45 dB	37 dB
	Moyenne	43 dB	38 dB
Réponse en fréquences		100-9500 Hz	100-9000 Hz
Sensibilité Bobine	HFA SPLITS L/R	-	89/89 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.4 %	0.4 %
	800 Hz	0.5 %	0.5 %
	1600 Hz	0.8 %	0.8 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	20 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	29 dB SPL
Consommation	Au repos	0.9 mA	0.9 mA
	Typique	0.9 mA	0.9 mA

Durée de la pile estimée (Pile 10, IEC PR70)	Typique	100 heures
		90-105 heures*
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-25/-15 dB SPL

\*) En fonction de la capacité de la pile






Echelle 1:1

**Information Technique**

Toutes les mesures ont été réalisées avec un coupleur fermé.

**SIMULATEUR D'OREILLE**

Mesure effectuée selon IEC 60118-0 (1983), IEC 60711 (1981) et DIN 45605.



— Entrée acoustique: 60 dB SPL

OSPL90	Pic	119 dB SPL	108 dB SPL
	1600 Hz	109 dB SPL	101 dB SPL
	Moyenne	108 dB SPL	102 dB SPL
Gain Maximum	Pic	58 dB	47 dB
	1600 Hz	45 dB	37 dB
	Moyenne	43 dB	38 dB
Réponse en fréquences		100-7400 Hz	100-7200 Hz
Sensibilité Bobine	HFA SPLITS L/R	-	89/89 dB SPL
Distorsion harmonique totale (Entrée 70 dB SPL)	500 Hz	0.4 %	0.4 %
	800 Hz	0.5 %	0.5 %
	1600 Hz	0.8 %	0.8 %
Niveau de bruit équiv. à l'entrée (A)	Omni	20 dB SPL	18 dB SPL
	Dir	33 dB SPL	29 dB SPL
Consommation	Au repos	0.9 mA	0.9 mA
	Typique	0.9 mA	0.9 mA

Durée de la pile estimée (Pile 10, IEC PR70)	Typique	100 heures
		90-105 heures*
IRIL (IEC 60118-13)	GSM/DECT	-25/-15 dB SPL

\*) En fonction de la capacité de la pile

CARACTERISTIQUES	m9	m7	m5
Bande Passante	10 kHz	8 kHz	8 kHz
Bandes de réglages	10	8	6
Directivité adaptative	Multi-bandes	Multi-bandes	Mono bande
Front Focus	Oui	Oui	Oui
Gestion du Bruit	Tri-mode	Tri-mode	Bimode
Méthodologies DVO/Clarity2	Oui	Oui	Oui
DFC2	Oui	Oui	Oui
Mémoire/datalogging	Oui	Oui	Oui
Bobine spéciale téléphone	Oui	Oui	Oui
AutoPhone	Oui	Oui	Oui
Typologies	5	5	3

### MODELE RITE

Ecouteur	Disponible en 4 longueurs : Court, Moyen, Long et Très Long (1-4).
Dôme ou Embout	Dôme ouvert : disponible en trois tailles: 6 mm, 8 mm, 10 mm Dôme Plus : une seule taille. Dôme Power: disponible en trois tailles: 8 mm, 10 mm et 12 mm. Micro-Embout: nécessite une empreinte.
Pièce de maintien	Assure un bon maintien et du confort. Un seul modèle pour les côtés droit et gauche.

### COULEURS



Base



### ADAPTATION

Les appareils Dual Mini sont programmés grâce au logiciel Genie 2008.2 ou supérieur qui est compatible avec NOAH 3 ou supérieur. Ils peuvent être programmés en utilisant le câble N°3 et le FlexConnect.