

People First

La nostra promessa:
permettere alle persone di
comunicare liberamente,
interagire naturalmente e
partecipare attivamente

Chiavetta USB BTB800 Sennheiser



144807IT/05.14



oticon
PEOPLE FIRST

oticon
PEOPLE FIRST

Chiavetta USB BTB800 Sennheiser

Introduzione

Oggi molti computer hanno il Bluetooth integrato per la funzionalità con auricolare (telefonia via internet/diretta video) o la funzionalità con cuffie (musica). Poiché comunque esistono molte piattaforme Bluetooth diverse sia per software che per hardware a seconda delle case costruttrici/marche, può essere difficile, se talvolta non impossibile, stabilire una connessione utile con lo Streamer Pro ConnectLine.



Per ovviare a questi problemi, raccomandiamo l'uso della chiavetta BTB800 Sennheiser, che semplifica l'installazione e l'uso del bluetooth con i computer per gli utenti di ConnectLine.

La chiavetta è disponibile in tutto il mondo tramite i distributori Sennheiser, o direttamente dalla Oticon. La chiavetta è stata testata per il corretto funzionamento con il sistema ConnectLine.

Per informazioni aggiornate sui problemi di compatibilità, visiti www.oticon.com/connectline.



Chiavetta USB Sennheiser PTB800

Usare la BTD800 con lo Streamer Pro ConnectLine

Installazione

1. Prima dell'installazione leggere attentamente il manuale di istruzioni BTD800, in quanto la chiavetta USB si predispose automaticamente in modalità associazione fin dal primo inserimento nella porta USB del computer.
2. Quando è pronto, Si assicuri che lo Streamer Pro sia in modalità associazione, o di essere pronto a predisporvelo una volta inserita la chiavetta. (Consulti le Istruzioni per l'uso dello Streamer Pro o visiti www.oticon.com/connectline)
3. Segua le istruzioni per la BTD800.



Istruzioni per l'uso

- 4a. Applicazioni per effettuare chiamate via Internet - per es.: Microsoft® Lync™.
Tutto il funzionamento avviene mediante l'applicazione in esecuzione sul computer. Una volta che il computer stabilisce la connessione con lo Streamer Pro, negli apparecchi acustici si avvertirà la notifica di una chiamata in arrivo, ed il pulsante telefono dello Streamer Pro lampeggerà in verde.
Ora è possibile stabilire la connessione premendo il pulsante telefono sullo Streamer Pro.
- 4b. Applicazioni Audio/musica - per es.: iTunes o Mediaplayer.
La connessione dallo Streamer al computer deve partire dallo Streamer Pro. Premere brevemente il selettore AUX per stabilire la connessione (negli apparecchi acustici si sentirà un avviso di cambio programma). Avviare ora l'applicazione sul computer.

Si ricorda:

- ▶ È possibile far riconfigurare lo Streamer Pro 1.1 o successive da un Audioprotesista di fiducia, così che lo Streamer possa connettersi automaticamente al computer all'avvio di un'applicazione di pertinenza.
- ▶ Se associato e connesso, sia ad un cellulare che ad un telefono di linea fissa (tramite l'Adattatore ConnectLine Telefono) le chiamate in arrivo avranno la priorità sulla connessione audio.

Per maggiori informazioni, inclusi i video didattici, visiti www.oticon.com/computer