

Istruzioni per l'uso

miniRITE T

Oticon CROS



oticon
life-changing technology

Panoramica del modello

Questo libretto è valido per il modello Oticon CROS e fornisce indicazioni per le soluzioni CROS e BiCROS.

- CROS
- BiCROS

Utilizzi Oticon CROS con un apparecchio acustico compatibile dotato di controllo volume con pulsante a pressione singolo o doppio.

- Pulsante singolo a pressione
- Pulsante doppio a pressione

Per una panoramica degli apparecchi acustici compatibili con Oticon CROS, visiti il sito www.oticon.global/cros-compatibility

Introduzione al presente libretto

Questo libretto costituisce una guida all'uso e alla manutenzione del suo nuovo trasmettitore. Legga attentamente il libretto, inclusa la sezione **Avvertenze**. Ciò le consentirà di ottenere il massimo beneficio dal suo nuovo trasmettitore.

Il suo Professionista dell'udito ha regolato il trasmettitore in base alle sue esigenze. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

| **Informazioni** | [Avvio](#) | [Gestione](#) | [Avvertenze](#) | [Informazioni aggiuntive](#) |

Per sua praticità, questo libretto contiene una barra di navigazione che le consente di scorrere con facilità fra le varie sezioni.

Uso previsto

Il trasmettitore consente di trasmettere il suono da un orecchio con ridotta capacità uditiva all'apparecchio acustico posizionato sull'orecchio con maggiore capacità uditiva.

Può essere utilizzato da adulti e bambini di età superiore ai 36 mesi insieme a un apparecchio acustico.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Per istruzioni sulle funzionalità dell'apparecchio acustico, faccia riferimento ai relativi manuali.

Indice

Informazioni

Soluzione CROS	8
Il trasmettitore	10
Identificazione sinistro/destro	12
Attrezzo Multiuso per la pulizia e la gestione delle batterie	13

Come iniziare

Come accendere e spegnere il trasmettitore	14
Quando sostituire la batteria	15
Come sostituire la batteria (dimensione 312)	16
Come indossare il trasmettitore	18

Gestione

Cura del trasmettitore	19
Come sostituire l'auricolare	20
Filtro miniFit ProWax	22
Regolazione del volume sul trasmettitore	23
Funzione Muto	26
Indicatori acustici	27

Avvertenze

Avvertenze generali	28
---------------------	----

Informazioni aggiuntive


Come risolvere i problemi comuni	32
Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)	34
Condizioni d'uso	35
Garanzia	36
Informazioni tecniche	38

Soluzione CROS

Una soluzione CROS o BiCROS è formata da un trasmettitore e un apparecchio acustico. Il trasmettitore viene posizionato sull'orecchio con ridotta capacità uditiva. Invia in modalità wireless il segnale sonoro dell'ambiente dall'orecchio con ridotta capacità uditiva all'apparecchio acustico posizionato sull'orecchio con maggiore capacità uditiva. Il trasmettitore funziona solamente con determinati apparecchi acustici Oticon.


I modelli CROS (Contralateral Routing of Signals), ossia gli apparecchi a indirizzamento controlaterale dei segnali, sono una soluzione per le persone con un orecchio con capacità uditiva assente o ridotta e l'altro orecchio con capacità uditiva normale.

I modelli BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals), ossia gli apparecchi a indirizzamento controlaterale bilaterale dei segnali, sono una soluzione per le persone con un orecchio con capacità uditiva assente o ridotta e l'altro orecchio con perdita uditiva.




Il trasmettitore

Cos'è e a cosa serve




Il ricevitore fittizio non ha funzione acustica. La scelta delle dimensioni è legata solo al comfort del paziente per l'inserimento nell'orecchio.

Ricevitori fittizi




Dimensioni del dome



* Solo per ricevitore fittizio da 60

Il ricevitore fittizio utilizza un sistema open dome come mostrato in basso per permettere al trasmettitore di rimanere nell'orecchio.

Auricolare




Maggiori dettagli su come sostituire il dome, nella sezione: Come sostituire l'auricolare

Identificazione sinistro/destro

È importante distinguere il trasmettitore dall'apparecchio acustico. L'indicatore di colore sinistro/destro consente di distinguere tra i due lati.


Sul trasmettitore, è possibile trovare gli indicatori di colore sinistro/destro nel cassetto batteria. Sul ricevitore fittizio sono posizionati come mostrato in basso.



Attrezzo Multiuso per la pulizia e la gestione delle batterie

L'Attrezzo Multiuso contiene un magnete che semplifica la procedura di sostituzione della batteria nel trasmettitore. Contiene inoltre uno spazzolino e un occhiello per la pulizia e la rimozione del cerume.

Se le serve un nuovo Attrezzo Multiuso, si rivolga al suo Professionista dell'udito.



AVVERTENZA IMPORTANTE


L'Attrezzo Multiuso è dotato di un magnete incorporato. Tenga L'Attrezzo almeno a 30 cm di distanza da carte di credito e altri dispositivi elettromagnetici.

Come accendere e spegnere il trasmettitore

Il cassetto batteria è utilizzato per accendere e spegnere il trasmettitore. Per preservare la batteria, si assicuri di spegnere sempre il trasmettitore quando non lo indossa. Qualora desideri tornare alle impostazioni standard, basterà semplicemente aprire e chiudere il cassetto batteria.


Accensione (ON)

Chiuda il cassetto batteria con la batteria inserita.



Spegnimento (OFF)

Apra il cassetto batteria.



Quando sostituire la batteria

Quando è necessario sostituire la batteria nel trasmettitore, sentirà nell'apparecchio acustico tre segnali acustici alternati. Verranno ripetuti a intervalli regolari fino al completo esaurimento della batteria.

 **Tre segnali acustici alternati**
= La batteria si sta esaurendo


 **Quattro toni discendenti**
= La batteria si è esaurita

Consigli per la batteria

Ricordi di avere sempre a portata di mano una batteria carica per assicurare il funzionamento del suo trasmettitore.


Come sostituire la batteria (formato 312)

1. Togliere



Apra completamente il cassetto batteria. Tolga la batteria.

2. Staccare



Stacchi l'etichetta adesiva dal polo + della batteria nuova.

Consiglio:
Attenda 2 minuti in modo che la batteria possa cominciare a immettere aria per assicurare un funzionamento ottimale.

3. Inserire



Inserisca la batteria nuova nel cassetto batteria. Si assicuri che il polo + sia rivolto verso l'alto.


La inserisca dall'alto e NON dal lato.

4. Chiudere



Chiuda il cassetto batteria.

Estremità



È possibile utilizzare l'Attrezzo Multiuso per cambiare la batteria. Utilizzi l'estremità magnetica per rimuovere e inserire le batterie.

L'Attrezzo Multiuso è fornito dal suo Professionista dell'udito.


Come indossare il trasmettitore

Fase 1



Posizioni il trasmettitore dietro l'orecchio.

Fase 2



Tenga la curva del filo del ricevitore fittizio tra il pollice e l'indice. L'auricolare deve essere rivolto verso l'apertura del condotto uditivo.

Fase 3



Spinga con delicatezza l'auricolare all'interno del condotto uditivo finché il filo del ricevitore fittizio non è posizionato vicino alla testa. Se il ricevitore fittizio è dotato di un' aletta di sostegno, la posizioni all'interno dell'orecchio in modo da seguirne il profilo.


Cura del trasmettitore

Quando maneggia il suo trasmettitore, lo faccia su una superficie morbida, in modo che non si danneggi in caso di caduta.

Pulizia delle aperture microfoniche

Utilizzi lo spazzolino dell'Attrezzo Multiuso per eliminare delicatamente lo sporco spazzolandolo via delicatamente dalle aperture microfoniche.

Presti attenzione a non schiacciare nessuna parte dell'Attrezzo Multiuso sulle aperture microfoniche, poiché in tal modo potrebbe danneggiare il trasmettitore.




AVVERTENZA IMPORTANTE

Per pulire il trasmettitore, utilizzi un panno morbido e asciutto. Il trasmettitore non deve mai essere lavato, immerso in acqua o in altri liquidi.

Come sostituire l'auricolare


Non pulire l'auricolare. Se si riempie di cerume, lo sostituisca con uno nuovo.

Fase 1




Afferri il ricevitore fittizio ed estra il l'auricolare.

Fase 2



Inserisca il ricevitore fittizio perfettamente al centro dell'auricolare in modo che venga fissato in modo sicuro.

Fase 3



Prema saldamente per assicurarsi di aver ben fissato l'auricolare.


AVVERTENZA IMPORTANTE

Se l'auricolare non è attaccato al ricevitore fittizio una volta estratto dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Filtro miniFit ProWax

Il ricevitore fittizio dispone di un filtro anticerume bianco fissato all'estremità dell'auricolare. Il filtro anticerume evita l'ingresso di cerume e residui nel ricevitore fittizio. Pur non avendo alcuna funzione acustica, se il ricevitore fittizio si ostruisce, è bene sostituire il filtro per motivi di igiene.

Estragga l'auricolare dal ricevitore fittizio prima di sostituire il filtro anticerume.




AVVERTENZA IMPORTANTE

Utilizzi sempre lo stesso tipo di filtro anticerume di quello fornito in dotazione con il trasmettitore. In caso di dubbi sull'utilizzo o la sostituzione del filtro anticerume, contatti il suo Professionista dell'udito.

Regolazione del volume sul trasmettitore

Il pulsante a pressione sul trasmettitore permette di regolare il volume del segnale audio trasmesso. All'aumento o alla diminuzione del volume, sentirà un beep acuto nell'apparecchio acustico.



Solo per gli utenti della soluzione CROS

I microfoni dell'apparecchio acustico sono disattivati, quindi non verrà emesso alcun suono.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione singolo

Il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico non ha alcuna funzionalità per il volume. Per regolare il suono trasmesso, dovrà utilizzare un sistema ConnectClip, Oticon ON App, un telecomando o un iPhone®.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione doppio

Se un Professionista dell'udito ha attivato il controllo volume, il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico regolerà il suono trasmesso.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad e iPod touch sono marchi depositati di Apple Inc., registrati in U.S.A. e in altri paesi.

Solo per gli utenti della soluzione BiCROS

Il suono dell'apparecchio acustico rimane lo stesso quando regolerà il volume del suono trasmesso.

Apparecchio acustico con pulsante a pressione singolo

Il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico non ha alcuna funzionalità per il volume. Per regolare il suono congiunto del trasmettitore e dell'apparecchio acustico, dovrà utilizzare un sistema ConnectClip, Oticon ON App, un telecomando o un iPhone.


Apparecchio acustico con pulsante a pressione doppio

Se un Professionista dell'udito ha attivato il controllo volume, il pulsante a pressione sull'apparecchio acustico regolerà sia il suono del trasmettitore che dell'apparecchio acustico.

Per maggiori informazioni, si rivolga al suo Professionista dell'udito di fiducia.

Muto

Usi la funzione Muto per disattivare temporaneamente la trasmissione del suono all'apparecchio acustico. La funzione silenzia solo i microfoni del trasmettitore.



- **Per disattivare il suono del trasmettitore**
Prema per almeno quattro secondi una delle estremità del pulsante a pressione.

Per riattivare il suono, prema brevemente una delle estremità del pulsante a pressione.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non usi la funzione Muto per spegnere il dispositivo perché in questo modo il trasmettitore continua ad assorbire energia dalla batteria.

Indicatori acustici

Diversi indicatori acustici indicano lo stato del trasmettitore. Il suono viene trasmesso all'apparecchio acustico.

Volume	Suono
Volume di avvio	2 beep acuti
Volume minimo/massimo	3 beep acuti
Volume su/giù	1 beep acuto

Avvertenze	Suono
Indicatore di batteria scarica	3 toni acuti alternati
Batteria spenta	4 toni acuti discendenti
È necessario effettuare un controllo del microfono	8 beep acuti ripetuti 4 volte

Avvertenze generali

Si assicuri di conoscere bene le seguenti avvertenze generali prima di utilizzare il trasmettitore per garantire sicurezza personale e corretto utilizzo.

Il trasmettitore non le ridarà un udito normale, né potrà prevenire o curare il suo deficit uditivo dovuto a condizioni organiche. In molti casi, inoltre, l'uso saltuario del trasmettitore non permette di sfruttarne al massimo tutti i benefici ottenibili.

Consulti il Professionista dell'udito nel caso in cui si verificano eventi o azionamenti inattesi con il trasmettitore.

Rischi di soffocamento e di ingestione delle batterie o di altre parti di piccole dimensioni

Il trasmettitore, i componenti e la batteria che lo alimenta ed in genere le loro parti, devono essere tenuti fuori dalla portata di bambini o di persone che potrebbero ingerirli o usarli impropriamente.

Le batterie potrebbero essere scambiate per pillole. Quindi controlli sempre le medicine prima di ingerirle.

La maggior parte degli apparecchi acustici può essere fornita, su richiesta, con un cassetto batteria opzionale con chiusura di sicurezza. Questa opzione è vivamente consigliata se l'apparecchio è destinato a neonati, bambini o persone con difficoltà cognitive.

Se una batteria o un trasmettitore venissero accidentalmente ingeriti, contatti immediatamente un medico.

Utilizzo delle batterie

Utilizzi sempre le batterie raccomandate dal suo Professionista dell'udito. Batterie di qualità inferiore potrebbero causare perdite e inconvenienti fisici.

Non cerchi mai di ricaricare batterie non ricaricabili o di smaltirle bruciandole. Le batterie potrebbero esplodere.

Malfunzionamento

Può verificarsi che il trasmettitore smetta di funzionare senza preavviso. Bisogna tener presente questa possibilità, specialmente quando si può essere raggiunti o dipendere da segnali di allarme o di avvertimento, come, ad esempio, nel traffico. Il trasmettitore può smettere di funzionare, ad esempio, se la batteria è scarica.

Impianti attivi

Il trasmettitore è stato accuratamente testato e caratterizzato in modo da non nuocere alla salute conformemente agli standard internazionali per l'esposizione umana (Specific Absorption Ratio - SAR),

l'energia elettromagnetica indotta e le tensioni nel corpo umano.

I valori di esposizione sono ben al di sotto dei limiti internazionali di sicurezza accettati per il SAR, l'energia elettromagnetica indotta e le tensioni nel corpo umano sono nelle norme per la salute umana e la coesistenza con impianti medici attivi come pacemaker e defibrillatori cardiaci.

Qualora indossi un dispositivo impiantabile attivo cerebrale, contatti il produttore del dispositivo per informazioni sui possibili disturbi.

L'Attrezzo Multiuso (che dispone di magneti integrati) deve essere mantenuto a una distanza superiore ai 30 cm dal dispositivo impiantabile. Non lo riponga, ad esempio, in taschini pettorali.

Relativamente all'uso dei telefoni cellulari, si consiglia cautela e di seguire le linee guida come raccomandato dai produttori di defibrillatori impiantabili e pacemaker con magneti.

Continua a pagina seguente

Avvertenze generali

Raggi X, CT, RM, TAC, PET ed elettroterapia

Rimuova il trasmettitore prima di sottoporsi a esami come raggi X/CT/RM/TAC/PET o a elettroterapia, interventi chirurgici ecc. poiché l'esposizione a forti campi magnetici potrebbe danneggiarlo.

Fonti di calore e sostanze chimiche

Il trasmettitore non deve mai essere esposto a calore estremo, ad esempio lasciandolo all'interno di un'auto parcheggiata al sole.

Il trasmettitore non deve essere asciugato in forni a microonde o di altro tipo.

I prodotti chimici eventualmente presenti in cosmetici, come lacche, profumi, dopobarba, creme solari o repellenti per insetti hanno un effetto molto dannoso per il trasmettitore. Rimuovere sempre il trasmettitore prima di utilizzare questi prodotti e poi lasciarli asciugare.

Possibili effetti collaterali

L'uso del trasmettitore e dell'auricolare può causare un aumento della produzione di cerume all'interno del condotto uditivo.

I materiali non-allergenici utilizzati nel trasmettitore possono, in rari casi, provocare un'irritazione della pelle o altri effetti collaterali.

Consulti un medico se si verifica un evento del genere.

Interferenze

Il suo trasmettitore risponde ai massimi standard internazionali di immunità alle interferenze. Tuttavia, è possibile che si generino delle interferenze tra il trasmettitore e altri dispositivi quali, ad esempio, alcuni telefoni cellulari, linee elettriche, sistemi di allarme antifurto e altri dispositivi. Se si verifica un'interferenza, aumenti la distanza fra il trasmettitore e il dispositivo che la provoca.

Accessori non forniti incompatibili

Utilizzi solo gli accessori, i trasduttori o i cavi forniti dal produttore del dispositivo. Gli accessori incompatibili potrebbero determinare un aumento dell'emissione e una riduzione dell'immunità.

Non sono consentite modifiche al trasmettitore.

Cambiamenti o modifiche eseguite sul dispositivo non espressamente approvate dal produttore potrebbero annullare l'autorizzazione all'operatività del dispositivo stesso.

Come risolvere i problemi comuni

Sintomo	Possibili cause	Soluzioni
Nessun suono dal trasmettitore	Batteria scarica	Sostituisca la batteria
	Microfono del trasmettitore in modalità Muto	Disattivi la modalità Muto per il microfono del trasmettitore
	Trasmettitore spento	Accenda il trasmettitore
	Apparecchio acustico ricevente spento	Accenda l'apparecchio acustico
	Apparecchio acustico ricevente in modalità Muto	Disattivi la modalità Muto per l'apparecchio acustico
Suono debole o intermittente	Umidità nella batteria dell'apparecchio acustico o del trasmettitore	Pulisca le batterie con un panno asciutto
Emissione di beep	Se il trasmettitore emette 8 beep per 4 volte di seguito necessita di un controllo di assistenza del microfono	Contatti il suo Professionista dell'udito

Se nessuna delle soluzioni illustrate risolve il problema, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)

Il trasmettitore è resistente alla polvere e all'acqua, ciò significa che è progettato per essere indossato in qualsiasi situazione quotidiana. Non deve preoccuparsi quindi in caso di sudore o pioggia. Qualora il trasmettitore entrasse in contatto con l'acqua e non funzionasse più, segua queste indicazioni:

1. Asciughi delicatamente l'acqua.
2. Apra il cassetto batteria, rimuova la batteria e asciughi delicatamente l'acqua presente all'interno del cassetto.
3. Lasci asciugare il trasmettitore con il cassetto batteria aperto per circa 30 minuti.
4. Inserisca una batteria nuova.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non indossi il trasmettitore durante la doccia o durante attività in acqua.
Non immerga il trasmettitore in acqua o in altri liquidi.

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività	Temperatura: da +1 °C a +40 °C Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, la temperatura e l'umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi estesi di tempo: Temperatura: da -25 °C a +60 °C Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa

Garanzia

Certificato

Nome: _____

Professionista dell'udito: _____

Indirizzo del Professionista dell'udito: _____

Telefono del Professionista dell'udito: _____

Data d'acquisto: _____

Durata della garanzia: _____ Mesi: _____

Modello: _____ N° di serie: _____

Garanzia internazionale

Il suo trasmettitore è coperto da una garanzia internazionale limitata di 12 mesi emessa dal produttore a decorrere dalla data di consegna. Questa garanzia limitata copre i difetti di fabbricazione e di materiale nel dispositivo stesso ma non negli accessori come ad esempio le batterie, i cavi, le alimentazioni, ecc. I problemi insorgenti da un utilizzo o una manutenzione impropria o non corretta, da un utilizzo eccessivo, da incidenti, da interventi eseguiti da personale non autorizzato, da esposizione a condizioni corrosive, da danni dovuti a oggetti estranei che penetrano nel dispositivo o da regolazioni non corrette NON sono coperti dalla garanzia limitata e possono annullarla. La garanzia summenzionata non influenza alcun diritto legale che l'utente possa avere ai sensi della normativa nazionale in vigore in materia

di vendita di beni di consumo. Il suo Professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente. Per ulteriori informazioni consulti il suo Professionista dell'udito.

Se le serve assistenza

Porti il trasmettitore dal suo Professionista dell'udito che potrebbe essere in grado di risolvere immediatamente problemi di entità minore e di regolazione.

Informazioni tecniche

Il trasmettitore contiene un ricetrasmettitore radio che usa la tecnologia a induzione magnetica a corto raggio operante sui 3,84 MHz. L'intensità del campo magnetico del trasmettitore è molto debole ed è sempre inferiore a 15 nW (in genere inferiore a -40 dBuA/m a una distanza di 10 metri).

Il trasmettitore è conforme agli standard internazionali sulla compatibilità elettromagnetica e l'esposizione umana.

Per motivi di spazio limitato disponibile sul trasmettitore, tutti i contrassegni di approvazione del caso sono stati apposti nel presente libretto.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulla scheda dei dati tecnici al sito www.oticon.global

Il produttore dichiara che il trasmettitore è conforme ai requisiti essenziali e ad altre condizioni pertinenti previste dalla Direttiva 2014/53/UE.

La dichiarazione di conformità è disponibile presso il produttore.



Prodotto da:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765
Danimarca
www.oticon.global

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT08020000002229

CE 0543 (DGM) Medical Device Directive

CE 0682 (CETECOM) Radio & Telecommunications
Terminal Equipment



Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente apparecchio, se abbandonati od utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente apparecchio è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo dell'apparecchio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



IP68

Descrizione dei simboli utilizzati in questo libretto

	Avvertenze Leggere il testo contrassegnato con un simbolo di avvertenza prima dell'utilizzo del prodotto.
	Produttore Dispositivo prodotto dall'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati vicino al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico in base alla definizione delle direttive UE 90/385/EEC, 93/42/EEC e 98/79/EC.
	Marchio CE Dispositivo conforme alla direttiva dei dispositivi medici 93/42/EEC. Il numero a quattro cifre indica l'identificazione fornita dall'ente oggetto della notifica.
	Rifiuti elettronici (Electronic waste, WEEE) Riciclare apparecchi acustici, accessori o batterie in base alle normative locali. Gli utenti possono restituire i rifiuti elettronici (apparecchi acustici) ai Professionisti dell'udito per richiederne lo smaltimento. Apparecchiature elettroniche interessate alla direttiva 2012/19/EU sui rifiuti e sulle apparecchiature elettriche (WEEE).
	Marchio di Conformità alla Normativa (Regulatory Compliance Mark: RCM) Il dispositivo è conforme ai requisiti di sicurezza elettrica, EMC e spettro radio per i dispositivi forniti al mercato dell'Australia o della Nuova Zelanda.
	Codice IP Indica la classe di protezione contro l'ingresso nocivo di acqua e particolato secondo la norma EN 60529:1991. IP6X indica la protezione totale dalla polvere. IPX8 indica la protezione dagli effetti dell'immersione continua in acqua.

239865IT / 2021.07.20 / v1

Descrizione dei simboli utilizzati sull'etichetta dell'imballaggio regolamentare

	Mantenere asciutto Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.
	Simbolo di precauzione Consultare le istruzioni per l'uso per avvertenze e precauzioni.
	Numero di catalogo Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico possa essere identificato.
	Numero di serie Indica il numero di serie del produttore in modo che sia possibile identificare uno specifico dispositivo medico.

239865IT / 2021.07.20 / v1



oticon
life-changing **technology**