

Istruzioni per l'Uso

miniRITE
miniRITE T

Oticon Jet



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Introduzione al presente opuscolo

Questo libretto rappresenta una guida per l'uso e la manutenzione del nuovo apparecchio acustico. Legga attentamente il libretto, inclusa la sezione **Avvertenze**. Ciò le consentirà di utilizzare al meglio i suoi nuovi apparecchi acustici.

Il professionista dell'udito ha regolato gli apparecchi acustici in base alle sue esigenze. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rivolga al professionista dell'udito.

Un professionista dell'udito* (audioprotesista, audiologo, otorinolaringoiatra e distributore di apparecchi acustici) è un soggetto dotato di formazione e comprovata competenza nella valutazione professionale dell'udito, scelta, adattamento e fornitura di apparecchi acustici e assistenza riabilitativa per le persone con perdite uditive.

*La qualifica professionale può variare da Paese a Paese.

La formazione del professionista dell'udito è conforme alle normative nazionali o regionali.

| **Informazioni** | Introduzionee | Uso giornaliero | Opzioni | Acufeni | Avvertenze | Informazioni aggiuntive |

Per sua praticità, questo libretto contiene una barra di navigazione che le consente di scorrere con facilità fra le varie sezioni.

Destinazione d'uso

Destinazione d'uso	Gli apparecchi acustici hanno lo scopo di amplificare e trasmettere il suono all'orecchio.
Indicazioni per l'uso	Perdita uditiva bilaterale o monolaterale di tipo neurosensoriale, conduttivo o misto di entità da lieve (16 dB HL*) a profonda (95 dB HL*) con una configurazione frequenziale individuale.
Utilizzatori	Persone ipoacusiche che utilizzano apparecchi acustici e coloro che li assistono. Il professionista dell'udito responsabile delle regolazioni degli apparecchi acustici.
Tipologia di utilizzatori	Adulti e bambini di età superiore a 36 mesi.
Ambienti d'uso	Interni ed esterni.
Controindicazioni	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Gli utilizzatori di dispositivi impiantabili attivi devono prestare particolare attenzione quando utilizzano gli apparecchi acustici. Per maggiori informazioni, consulti la sezione Avvertenze.

Benefici clinici

Gli apparecchi acustici sono progettati per fornire una migliore comprensione del parlato, facilitare la comunicazione e migliorare la qualità della vita.

**Utilizzando una media di toni puri di 0,5, 1 e 2 kHz, come specificato dall'American Speech-Language-Hearing Association, asha.org.*

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'amplificazione viene adattata e ottimizzata esclusivamente per le sue capacità uditive personali in base alle prescrizioni determinate dal professionista dell'udito.

Indice

Informazioni

Apparecchio acustico, ricevitore e auricolare	12
miniRITE	14
miniRITE T	15
Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro	16
Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie	17

Introduzione

Come accendere e spegnere i suoi apparecchi acustici	18
Quando sostituire la batteria	19
Come sostituire la batteria (formato 312)	20
Come indossare gli apparecchi acustici	22

Uso giornaliero

Uso e cura quotidiana dei suoi apparecchi acustici	23
Come sostituire gli auricolari standard	24
Come sostituire il filtro miniFit ProWax	27
Come pulire gli auricolari su misura	28
Come sostituire il filtro ProWax	29
Modalità aereo	30

Opzioni

Accessori e funzioni opzionali	31
Come regolare il volume	32
Come cambiare programma	34
Come silenziare gli apparecchi acustici	36
Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone e iPad	37
Accessori wireless	38
Altre opzioni	40

Acufeni

Tinnitus SoundSupport™(opzionale)	42
Linee guida per gli utilizzatori di Tinnitus SoundSupport	43
Suoni opzionali e regolazioni del volume	44
Limite del tempo di utilizzo	48
Avvertenze relative a Tinnitus SoundSupport	51

Avvertenze

Avvertenze	52
------------	----


Continua a pagina seguente

Indice


Informazioni aggiuntive

Guida alla risoluzione dei problemi comuni	58
Resistenza a polvere e acqua (IP68)	60
Condizioni d'uso	61
Informazioni tecniche	62
Garanzia	67
Impostazioni individuali dell'apparecchio acustico	70
Indicatori acustici	72

Apparecchio acustico, ricevitore e auricolare



miniRITE T




miniRITE

L'apparecchio acustico utilizza uno dei seguenti ricevitori:

Ricevitori standard


60



85




100



Ricevitori Power Flex mould

100

105



Il ricevitore utilizza uno dei seguenti auricolari:

Auricolari standard



Open dome



Bass dome ventilazione singola



Bass dome, ventilazione doppia



Power dome



Grip Tip

Disponibile in formato piccolo e grande, sinistro e destro, con o senza ventilazione.

Auricolari su misura



Micro mould



LiteTip



Micro mould VarioTherm®



LiteTip VarioTherm®

® VarioTherm è un marchio registrato della Dreve

Dimensioni dome



5 mm* 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm**


* solo come open dome per ricevitore 60

** non per open dome

Troverà le informazioni per sostituire il dome nella sezione: "Come sostituire gli auricolari standard".


miniRITE

Caratteristiche e funzionamento



miniRITE T

Caratteristiche e funzionamento




Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro

È importante distinguere l'apparecchio acustico destro da quello sinistro poiché possono essere programmati diversamente.


Può trovare i contrassegni colorati sinistro/destro nel cassetto batteria e nei ricevitori 60 e 85. I contrassegni (L o R) si trovano anche sui ricevitori 100 e su alcuni auricolari.

Nei ricevitori 105, il contrassegno si trova sugli auricolari.



Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie

L'attrezzo MultiUso contiene un magnete che semplifica la procedura di sostituzione della batteria negli apparecchi acustici. Contiene anche uno spazzolino e un occhiello per la pulizia e rimozione del cerume. Per ottenere un nuovo attrezzo MultiUso, si rivolga al professionista dell'udito.



AVVERTENZA IMPORTANTE

L'attrezzo MultiUso è dotato di un magnete incorporato. Tenga l'attrezzo MultiUso ad almeno 30 centimetri di distanza da carte di credito e altri dispositivi sensibili ai campi magnetici.


Come accendere e spegnere i suoi apparecchi acustici

Per accendere e spegnere gli apparecchi acustici può utilizzare il cassetto batteria.

Per preservare la batteria, spenga sempre gli apparecchi quando non li indossa. Per ripristinare le impostazioni standard degli apparecchi acustici, apra e chiuda il cassetto batteria (ripristino veloce).


Accensione (ON)

Chiuda il cassetto batteria con la batteria inserita.



Spegnimento (OFF)

Apra il cassetto batteria.



Quando sostituire la batteria

Quando è il momento di sostituire la batteria, verranno emessi tre beep ripetuti a intervalli regolari fino al suo totale esaurimento.

 **Tre toni alternati***
= La batteria si sta esaurendo

 **Quattro toni discendenti**
= La batteria si è esaurita

Consigli per la batteria


Per assicurarsi che gli apparecchi acustici non smettano di funzionare, porti con sé delle batterie di ricambio o le sostituisca prima di uscire di casa.

Nota: se usa lo streaming con gli apparecchi acustici, dovrà sostituire più spesso le batterie.

* Il Bluetooth® verrà disattivato e non potrà utilizzare gli accessori wireless.


Come sostituire la batteria (formato 312)

1. Togliere



Apra completamente il cassetto batteria. Estragga la batteria.


2. Staccare



Rimuova l'etichetta adesiva dal polo + della batteria nuova.


Consiglio:
attenda 2 minuti
per arieggiare la
batteria e garantirne il
funzionamento ottimale.

3. Inserire



Inserisca la nuova batteria nel cassetto con il lato "+" rivolto verso l'alto.


4. Chiudere



Chiuda il cassetto batteria.
L'apparecchio acustico suonerà un
motivetto nell'auricolare.

Avvicini l'auricolare all'orecchio per
sentire il motivetto.

Consiglio



Utilizzi l'attrezzo MultiUso per
cambiare la batteria. Utilizzi
l'estremità magnetica per rimuovere
e inserire le batterie.

L'attrezzo MultiUso viene fornito dal
professionista dell'udito.

Come indossare gli apparecchi acustici


Fase 1



Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.


Il ricevitore deve essere utilizzato sempre con l'auricolare. Utilizzi esclusivamente accessori originali per apparecchi acustici.

Fase 2



Tenga la curva del filo del ricevitore tra il pollice e l'indice. Rivolga l'auricolare verso l'apertura del condotto uditivo.

Fase 3



Spinga con delicatezza l'auricolare all'interno del condotto uditivo finché il filo del ricevitore sarà vicino alla testa.


Se l'altoparlante è dotato di un'aletta di sostegno, la posizioni nell'orecchio in modo da seguirne il profilo.

Uso e cura quotidiana dei suoi apparecchi acustici

Quando maneggia gli apparecchi acustici, lo faccia su una superficie morbida per evitare danni in caso di caduta.

Come pulire le aperture microfoniche

Utilizzi lo spazzolino dell'attrezzo Multiuso per rimuovere lo sporco dalle aperture. Pulisca con cura la superficie intorno all'apertura. Presti attenzione a non pressare l'attrezzo Multiuso sulle aperture microfoniche perché ciò potrebbe danneggiare l'apparecchio acustico.




AVVERTENZA IMPORTANTE

Per pulire gli apparecchi acustici, utilizzi un panno morbido e asciutto. Non lavi gli apparecchi acustici e non li immerga in acqua o altri liquidi.

Come sostituire gli auricolari standard


Gli auricolari standard (dome o GripTip) non vanno puliti. Se gli auricolari si riempiono di cerume, li sostituisca con uno nuovo. Sostituisca il Grip Tip almeno una volta al mese.

Fase 1




Afferri il ricevitore ed estragga l'auricolare.

Fase 2



Inserisca il ricevitore esattamente al centro dell'auricolare per ottenere un aggancio sicuro.

Fase 3



Prema saldamente per assicurarsi di aver ben fissato l'auricolare.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Se l'auricolare non è attaccato al ricevitore una volta estratto dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza, si rivolga al professionista dell'udito.

Filtro miniFit ProWax

Il ricevitore dispone di un filtro anticerume bianco fissato all'estremità dove è agganciato l'auricolare. Il filtro anticerume impedisce ai residui e al cerume di danneggiare il ricevitore. Sostituisca il filtro se ostruito o se l'apparecchio acustico non funziona correttamente. In alternativa, consulti il professionista dell'udito.




Rimuova l'auricolare dal ricevitore prima di sostituire il filtro anticerume.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Utilizzi sempre lo stesso tipo di filtri anticerume di quelli forniti in dotazione con gli apparecchi acustici. In caso di dubbi sull'utilizzo o la sostituzione dei filtri anticerume, contatti il professionista dell'udito.

Come sostituire il filtro miniFit ProWax

1. Attrezzo




Tolga l'attrezzo dall'astuccio. L'attrezzo ha due estremità, una vuota per la rimozione e una con il nuovo filtro anticerume.

2. Togliere



Inserisca l'estremità vuota nel filtro anticerume del ricevitore e lo estraiga.

3. Inserire



Inserisca il nuovo filtro anticerume utilizzando l'altra estremità, rimuova lo strumento e lo smaltisca.

Nota: Se utilizza una chiocciola o LiteTip, il filtro anticerume nel ricevitore deve essere sostituito dal professionista dell'udito.

Come pulire gli auricolari su misura

Pulisca regolarmente gli auricolari.

Gli auricolari hanno un filtro anticerume* bianco che impedisce al cerume e allo sporco di danneggiare il ricevitore.

Sostituisca il filtro se ostruito o se l'apparecchio acustico non funziona correttamente. In alternativa, contatti il professionista dell'udito.


- Pulisca il foro di ventilazione inserendo lo spazzolino all'interno e ruotandolo delicatamente.



* Il Micro mould VarioTherm e LiteTip non hanno un filtro anticerume

Come sostituire il filtro ProWax

1. Attrezzo




Tolga l'attrezzo dall'astuccio. L'attrezzo ha due estremità, una vuota per la rimozione e una con il nuovo filtro anticerume.

2. Togliere



Inserisca l'estremità vuota nel filtro anticerume dell'auricolare e lo estrarra.

3. Inserire




Inserisca il nuovo filtro anticerume utilizzando l'altra estremità, rimuova l'attrezzo e lo smaltisca.

Modalità aereo

Quando è attivata la modalità aereo, il Bluetooth® sarà disattivato. Gli apparecchi acustici rimarranno comunque accesi e funzionanti. Premendo il pulsante su un solo apparecchio acustico, si attiva la modalità aereo su entrambi.


miniRITE



- **Per attivare e disattivare,** tenga premuto il pulsante per almeno 7 secondi. L'azione viene confermata da un motivetto.

Può disattivare la modalità aereo anche aprendo e chiudendo il cassetto batteria.

miniRITE T



Prema una delle due estremità del pulsante

Accessori e funzioni opzionali

Le pagine seguenti descrivono funzioni e accessori opzionali. Per maggiori informazioni sulle funzioni e sugli accessori, si rivolga al professionista dell'udito.

In caso di difficoltà nelle situazioni di ascolto, potrebbe essere utile impostare un programma speciale. Questi saranno impostati dal professionista dell'udito.


Si annoti le situazioni di ascolto in cui potrebbe aver bisogno di assistenza.

Come regolare il volume

Il pulsante le consente di regolare volume.

Aumentando e/o diminuendo il volume lei avvertirà un clic.


miniRITE



- Prema brevemente sull'apparecchio DESTRO per aumentare il volume.
- Prema brevemente sull'apparecchio SINISTRO per diminuire il volume.



miniRITE T



- Premere il pulsante per aumentare il volume
- Premere il pulsante per ridurre il volume



Come cambiare programma

I suoi apparecchi acustici possono avere fino a quattro programmi diversi. Questi saranno impostati dal professionista dell'udito. In base al programma selezionato, cambiando programma verranno emessi da uno a quattro toni.

Consulti la sezione "Indicatori acustici".

miniRITE

Per cambiare programma preme il pulsante.


Se dispone di due apparecchi, l'apparecchio DESTRO passerà da un programma al successivo (es. dal programma 1 al 2), mentre il SINISTRO da un programma a quello precedente (es. dal programma 4 al 3).



miniRITE T

Prema su o giù per scorrere i programmi


I programmi scorrono senza interruzioni in ordine progressivo sia verso l'alto che verso il basso. Ad esempio, per passare dal programma 1 al programma 4, basta premere una volta il pulsante in basso anziché premere 3 volte quello in alto.



Come silenziare gli apparecchi acustici


Se desidera silenziare gli apparecchi acustici, utilizzi la funzione di Muto. La funzione di Muto disattiva solo il/i microfono/i degli apparecchi acustici.

miniRITE



Per silenziare l'apparecchio acustico, prema a lungo sul pulsante (4 secondi). Per riattivare i suoni, prema brevemente il pulsante.

miniRITE T



Prema una delle due estremità del pulsante

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non utilizzi la funzione di Muto per spegnere gli apparecchi acustici poiché, in questa modalità, continuano ad assorbire energia dalla batteria.

Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone e iPad

Gli apparecchi acustici sono progettati per l'uso con iPhone® e consentono la comunicazione e il controllo direttamente da un iPhone, iPad® o iPod® touch.

Per assistenza sull'uso degli apparecchi acustici con uno di questi prodotti, si rivolga al professionista dell'udito o visiti il sito:
www.oticon.global/connectivity

Per scoprire come associare l'apparecchio acustico a iPhone, visiti il sito:
www.oticon.global/pairing

Per informazioni sulla compatibilità, visiti il sito:
www.oticon.global/compatibility

Il simbolo "Made for Apple" indica un accessorio progettato per connettersi specificatamente ai prodotti Apple indicati da tale simbolo e certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile dell'operatività del presente dispositivo o della sua conformità agli standard e normative di sicurezza. L'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone, o iPad potrebbe compromettere le prestazioni wireless.

Accessori wireless

Per i suoi apparecchi acustici wireless sono disponibili numerosi accessori migliorativi. Gli accessori consentono di migliorare l'ascolto e la comunicazione in numerose situazioni quotidiane.

ConnectClip

Dispositivo utilizzabile come microfono remoto e auricolare vivavoce, se associato al telefono cellulare.

Adattatore Telefonico 2.0

Dispositivo che, se usato insieme ad apparecchi acustici e ConnectClip, consente di comunicare in vivavoce tramite telefono fisso.

Adattatore TV 3.0

Dispositivo che trasmette l'audio da una TV o da un dispositivo audio elettronico agli apparecchi acustici.

Telecomando 3.0

Dispositivo che consente di cambiare programma, regolare il volume o silenziare gli apparecchi acustici.

Oticon ON

Applicazione che consente di controllare gli apparecchi acustici dal proprio cellulare o tablet. Per dispositivi iPhone, iPad, iPod touch e Android. Scarichi e installi l'app Oticon ON solo dagli app store ufficiali.

Per maggiori informazioni, visiti il sito www.oticon.global o si rivolga al professionista dell'udito.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch sono marchi depositati della Apple Inc. registrati negli U.S.A. e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc. Android, Google Play, e il logo Google Play sono marchi depositati di Google LLC.

Altre opzioni



Bobina magnetica (opzionale) miniRITE T

La bobina magnetica le garantisce un miglior ascolto quando utilizza un telefono con sistema a induzione magnetica o in strutture dotate di tali sistemi quali: teatri, chiese o sale conferenze. Il simbolo raffigurato in alto a destra indica la presenza di un sistema a induzione magnetica.



Telefono automatico (opzionale) per Oticon Jet

Attiva un programma telefonico nell'apparecchio acustico posizionando un magnete dedicato sul telefono.

Per maggiori informazioni, si rivolga al professionista dell'udito

Tinnitus SoundSupport™(opzionale)

Come utilizzare il Tinnitus SoundSupport

Il Tinnitus SoundSupport™, quale parte di un programma di gestione degli acufeni, è uno strumento che genera suoni che offrano un sollievo temporaneo ai pazienti che soffrono di acufeni.

È destinato a pazienti di età superiore ai 18 anni.

Tinnitus SoundSupport si rivolge ai professionisti dell'udito abilitati (audiologi, specialisti in otorinolaringoiatria e audioprotesisti), che abbiano familiarità con la diagnosi e il trattamento degli acufeni e delle perdite uditive. L'adattamento di Tinnitus SoundSupport deve essere eseguito da professionisti dell'udito in grado di gestire gli acufeni.

Linee guida per gli utilizzatori di Tinnitus SoundSupport

Le presenti istruzioni contengono informazioni sul Tinnitus SoundSupport, che il professionista dell'udito potrebbe aver attivato nei suoi apparecchi acustici.

Il Tinnitus SoundSupport è un dispositivo di gestione degli acufeni, che genera suoni di intensità e ampiezza di banda utili a gestirli.

Il professionista dell'udito può inoltre offrirle trattamenti adeguati. È importante che segua i suoi consigli e le indicazioni relative a tali trattamenti.

Da utilizzare solo su prescrizione

problemi di acufeni di sottoporsi a una diagnosi medica da parte di un professionista dell'udito autorizzato. Tale diagnosi consente di identificare e trattare eventuali condizioni mediche causa di acufeni, prima di utilizzare un generatore di suoni.

Suoni opzionali e regolazioni del volume

Tinnitus SoundSupport è programmato dal professionista dell'udito in base alla sua perdita uditiva e preferenze personali, per il sollievo dagli acufeni. Offre diverse opzioni sonore. Insieme al professionista dell'udito, lei può selezionare i suoni che preferisce.

Programmi di Tinnitus SoundSupport

Potrà scegliere i programmi in cui attivare Tinnitus SoundSupport insieme al professionista dell'udito. Il generatore di suoni può essere attivato in un massimo di quattro diversi programmi.

Muto

Se sta utilizzando un programma in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, la funzione di Muto escluderà solo i suoni ambientali e non quelli provenienti dal Tinnitus SoundSupport. Consulti la sezione: "Come silenziare gli apparecchi acustici".

Come regolare il volume con il Tinnitus SoundSupport

Quando seleziona un programma degli apparecchi acustici in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, il professionista dell'udito può solo impostare il pulsante sugli apparecchi acustici come controllo del volume per il suono di sollievo dagli acufeni.

Il professionista dell'udito imposterà il controllo del volume per il generatore di suoni in una delle seguenti modalità:

- A) Modifica separata del volume per ciascun orecchio, o
- B) Modifica simultanea del volume in entrambe le orecchie.

miniRITE

A) Come regolare il volume di Tinnitus SoundSupport separatamente in ciascun orecchio

Per **umentare** il volume (su un solo apparecchio acustico), applichi una pressione breve e ripetuta sul pulsante fino a raggiungere il livello desiderato. Sin dalla prima pressione del pulsante, il volume continuerà ad aumentare finché non avvertirà due beep, dopo i quali il volume inizierà a diminuire. Per **diminuire** il volume (su un solo apparecchio acustico), continui a premere ripetutamente il pulsante fino a raggiungere il livello desiderato.

B) Come regolare il volume di Tinnitus SoundSupport simultaneamente in entrambe le orecchie

Può utilizzare un apparecchio per aumentare il volume e l'altro per diminuirlo: Per **umentare** il volume, applichi una pressione breve e ripetuta sul pulsante dell'apparecchio DESTRO. Per **diminuire** il volume, applichi una pressione breve e ripetuta sul pulsante dell'apparecchio SINISTRO.

miniRITE T

A) Come regolare il volume di Tinnitus SoundSupport separatamente in ciascun orecchio

Per **aumentare** il volume (su un solo apparecchio acustico), applichi una pressione breve e ripetuta sulla parte superiore del pulsante finché non raggiunge il livello desiderato.

Per **ridurre** il volume (su un solo apparecchio acustico), applichi una pressione breve e ripetuta sulla parte inferiore del pulsante finché non raggiunge il livello desiderato.

B) Come regolare il volume di Tinnitus SoundSupport simultaneamente in entrambe le orecchie

Può aumentare/diminuire il volume del suono in entrambi gli apparecchi acustici agendo solo uno. La regolazione del volume effettuata su un apparecchio acustico verrà applicata anche all'altro.

Per **aumentare** il volume, applichi una pressione breve ripetuta sulla parte superiore del pulsante.

Per **diminuire** il volume, applichi una pressione breve ripetuta sulla parte inferiore del pulsante.

Limite del tempo di utilizzo

Utilizzo giornaliero

Il volume del Tinnitus SoundSupport può essere impostato a un livello che, se utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe danneggiare in modo permanente l'udito residuo del paziente. Il Professionista dell'udito saprà consigliarle per quanto tempo al giorno potrà utilizzare il Tinnitus SoundSupport. Eviti di utilizzarlo a livelli indesiderati.

Consulti la tabella "Tinnitus SoundSupport: limiti di utilizzo" nella sezione "Impostazioni individuali degli apparecchi acustici" al termine del libretto per sapere quante ore al giorno può usare in sicurezza i suoni di sollievo nei suoi apparecchi acustici.

Informazioni importanti per il professionista dell'udito sul Tinnitus SoundSupport

Descrizione del dispositivo

Tinnitus SoundSupport è una funzione modulare che il professionista dell'udito può abilitare negli apparecchi acustici.

Tempo massimo di utilizzo

Aumentando il livello oltre gli 80 dB(A) SPL, diminuirà il tempo di utilizzo del Tinnitus SoundSupport. Non appena l'apparecchio supera gli 80 dB(A) SPL, il software di adattamento mostrerà automaticamente un segnale di avvertimento. Consulti l'indicatore del tempo massimo di utilizzo nel software di adattamento, accanto al grafico di adattamento del Tinnitus SoundSupport.

Controllo del volume disattivato

Per impostazione predefinita, il controllo del volume del generatore dei suoni negli apparecchi acustici è disattivato. L'attivazione del controllo del volume, aumenta il rischio di esposizione al rumore.

Se il controllo del volume è attivato

Se si attiva il controllo del volume degli acufeni nella schermata "Pulsanti e indicatori" potrebbe comparire un'avvertenza. Ciò si verifica se si ascoltano i suoni di sollievo a livelli tali da causare danni all'udito. La tabella "Tempo di utilizzo massimo" nel software di adattamento indica il numero di ore in cui il paziente può utilizzare in sicurezza Tinnitus SoundSupport.

- Presti attenzione e annoti il tempo di utilizzo massimo per ciascun programma in cui il Tinnitus SoundSupport è attivato.
- Riporti questi valori nella tabella "Tinnitus SoundSupport: limiti di utilizzo", sul retro del libretto.
- Informi il paziente di conseguenza.

Avvertenze relative a Tinnitus SoundSupport

Se il professionista dell'udito ha attivato il generatore di suoni per acufeni SoundSupport, segua scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'utilizzo di suoni generati da un dispositivo di gestione degli acufeni può dar luogo ad alcune possibili complicanze. Tra queste, la possibilità di accentuare gli acufeni e/o di modificare la soglia uditiva.

Se avvertisse o notasse un cambiamento nell'udito o negli acufeni, o in caso di vertigini, nausea, mal di testa, palpitazioni cardiache o possibili irritazioni cutanee da contatto col dispositivo, ne interrompa immediatamente l'utilizzo e si rivolga a un medico, a un audiologo o a un altro professionista dell'udito.

Come per qualsiasi dispositivo, l'uso improprio del generatore di suoni può causare effetti potenzialmente dannosi. Non utilizzi il dispositivo se non autorizzato e lo tenga lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Tempo massimo di utilizzo

Si attenga sempre al tempo di utilizzo massimo giornaliero del Tinnitus SoundSupport indicato dal professionista dell'udito. L'uso prolungato potrebbe provocare un peggioramento degli acufeni o della perdita uditiva.

Avvertenze

Per la sua sicurezza e per garantire un uso corretto, si assicuri di aver familiarizzato appieno con le seguenti avvertenze generali prima di utilizzare gli apparecchi acustici.

Consulti il professionista dell'udito se si verificano funzionamenti inaspettati o incidenti gravi con i suoi apparecchi acustici durante o a causa del loro uso. Il professionista dell'udito le fornirà l'assistenza per gestire tali problemi e, se necessario, comunicare tali eventi al produttore e/o alle autorità locali.

Sappia che gli apparecchi acustici non le ridanno un udito normale, né possono prevenire o curare il suo deficit uditivo dovuto a condizioni organiche. Gli apparecchi acustici sono solo una parte della riabilitazione uditiva e potrebbe essere necessario integrare una formazione uditiva e di lettura labiale. In molti casi, inoltre, l'uso saltuario degli apparecchi non permette di sfruttarne al massimo tutti i benefici ottenibili.

Utilizzo degli apparecchi acustici

Gli apparecchi acustici devono essere usati solo come consigliato e regolati dal professionista dell'udito. L'uso improprio di un apparecchio acustico può causare un danno improvviso e permanente dell'udito.

Non permetta mai ad altri di indossare i suoi apparecchi acustici perché potrebbero essere usati impropriamente e danneggiare l'udito di chi li indossa.

Rischi di soffocamento e ingestione delle batterie o di altre parti di piccole dimensioni

Gli apparecchi, i loro componenti e le batterie che li alimentano devono essere tenuti lontano da bambini o da persone che potrebbero ingerirli o usarli impropriamente.

Le batterie potrebbero essere scambiate per pillole. Quindi controlli sempre le medicine prima di ingerirle.

Se una batteria, un apparecchio acustico o un componente di piccole dimensioni venissero accidentalmente ingeriti, contatti immediatamente un medico.

Utilizzo delle batterie

Utilizzi sempre le batterie raccomandate dal professionista dell'udito. Batterie di qualità inferiore potrebbero causare perdite e inconvenienti fisici.

Non cerchi mai di ricaricare le batterie non ricaricabili o di smaltirle bruciandole. Le batterie potrebbero esplodere.

Malfunzionamento

I suoi apparecchi acustici potrebbero smettere di funzionare senza preavviso. Bisogna tener presente questa possibilità, specialmente quando si può essere raggiunti o dipendere da segnali di allarme o di avvertimento, come, ad esempio, nel traffico. Gli apparecchi acustici possono smettere di funzionare per vari motivi, ad

esempio per l'esaurirsi della batteria o per i tubicini ostruiti da cerume o umidità.

Dispositivi impiantabili attivi

Gli apparecchi acustici sono stati accuratamente testati e realizzati per non nuocere alla salute in base agli standard internazionali sull'esposizione umana (Tasso di Assorbimento Specifico, SAR), potenza elettromagnetica e tensioni indotte nel corpo umano.

I valori di esposizione sono molto inferiori ai limiti di sicurezza previsti per il SAR, la potenza elettromagnetica e le tensioni indotte nel corpo umano, definiti dagli standard per la salute umana e la coesistenza con dispositivi medici impiantabili attivi, come cardiostimolatori e defibrillatori cardiaci.

Se portatore di un impianto cerebrale attivo, contatti il produttore del dispositivo per informazioni sui possibili disturbi.

Avvertenze

Il magnete del Telefono Automatico e l'attrezzo MultiUso (che ha un magnete integrato) devono essere mantenuti a una distanza di almeno 30 cm (1 piede) dal dispositivo impiantabile. Non li riponga, ad esempio, in taschini pettorali.

In generale, segua le linee guida raccomandate dai produttori di defibrillatori impiantabili e pacemaker, relative al loro utilizzo con i magneti.

Impianti cocleari

Se utilizza un Impianto Cocleare (IC) su un orecchio e un apparecchio acustico sull'altro, si assicuri di mantenere sempre il suo IC almeno a 1 centimetro (0.4 inches) di distanza dal suo apparecchio acustico.

Il campo magnetico proveniente dai processori del suono dell'IC, dalle bobine e dai magneti può danneggiare permanentemente il ricevitore dell'apparecchio acustico. Non posizioni mai i dispositivi vicini su un tavolo, ad esempio

durante la pulizia o la sostituzione delle batterie. Non trasporti l'IC e l'apparecchio acustico insieme nello stesso contenitore.

Raggi X/CT/RM/TAC/PET, elettroterapia e interventi chirurgici

Qualora si sottoponga ad esami quali raggi X, CT, RM, TAC, PET ed elettroterapia o a interventi chirurgici, tolga sempre gli apparecchi acustici poiché l'esposizione a forti campi magnetici potrebbe danneggiarli.

Fonti di calore e sostanze chimiche

Non lasci mai i suoi apparecchi acustici vicino a sorgenti di calore né in una macchina parcheggiata al sole.

Non cerchi mai di asciugare gli apparecchi acustici introducendoli in forni a microonde o di altro tipo.

I prodotti chimici eventualmente presenti in cosmetici, come lacche, profumi, dopobarba, creme solari o repellenti per insetti hanno un effetto molto dannoso sui suoi apparecchi acustici. Si ricordi sempre di rimuovere gli apparecchi acustici prima di utilizzare questi prodotti e di attendere il tempo necessario che si asciughino prima di indossarli nuovamente.

Auricolare staccato nel condotto uditivo

Se l'auricolare non è attaccato al ricevitore una volta estratto dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza si rivolga al professionista dell'udito.

Apparecchi acustici di potenza

È necessario usare la massima cautela nella selezione, adattamento e utilizzo di un apparecchio acustico la cui uscita massima superi i 132 dB SPL (IEC 60318-4 / IEC 711) per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

Per sapere se i suoi apparecchi acustici sono apparecchi di potenza, consulti la sezione sulla panoramica del modello del presente libretto.

Possibili effetti collaterali

L'uso di apparecchi acustici e auricolari può causare un aumento nella produzione e accumulo di cerume all'interno del condotto uditivo.

Lo speciale materiale non-allergenico con cui sono realizzati gli apparecchi acustici può, in rari casi, provocare un'irritazione della pelle o altri effetti collaterali.

Se si verificano tali condizioni, consulti un medico.

Avvertenze

Uso a bordo di velivoli

I suoi apparecchi acustici sono dotati di tecnologia Bluetooth wireless. A bordo di un aeromobile, gli apparecchi acustici devono essere messi in modalità aereo con Bluetooth disattivato, salvo espressa autorizzazione del personale di volo.

Collegamento a un dispositivo esterno

La sicurezza degli apparecchi acustici, quando collegati a un dispositivo esterno con cavetto USB e/o direttamente, dipende dalla sorgente del segnale esterna. Quando gli apparecchi acustici vengono collegati a un'apparecchiatura esterna alimentata da rete elettrica, quest'ultima deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard equivalenti.

Utilizzo di accessori non originali

Usi esclusivamente accessori, trasduttori o cavetti forniti dal produttore. Accessori non originali possono causare una ridotta compatibilità elettromagnetica (EMC) dei suoi apparecchi acustici.

Divieto di modifica degli apparecchi acustici

Variazioni o modifiche non espressamente autorizzate dal produttore annulleranno la garanzia degli apparecchi acustici.

Interferenze

Gli apparecchi acustici rispondono ai massimi standard internazionali di immunità alle interferenze.

Le interferenze elettromagnetiche si possono verificare in prossimità di apparecchiature riportanti il simbolo raffigurato a sinistra. Le apparecchiature di comunicazione RF (radiofrequenza) portatili e mobili possono influire sulle prestazioni degli apparecchi acustici. Se gli apparecchi acustici subiscono interferenze elettromagnetiche, si allontanano dalla sorgente per ridurre l'impatto.

Guida alla risoluzione dei problemi comuni

Problema	Possibili cause
Nessun suono	Batteria scarica
	Auricolari ostruiti (dome, Grip Tip o chiocciola)
	Microfono dell'apparecchio acustico disattivato
Suono debole o intermittente	Uscita del suono ostruita
	Umidità
Fischi	Auricolare dell'apparecchio acustico non inserito correttamente
	Accumulo di cerume nel condotto uditivo
Segnali acustici (beep)	Se l'apparecchio acustico emette 8 beep per 4 volte consecutive, faccia controllare il microfono in assistenza
Problema di associazione con un dispositivo Apple	Connessione Bluetooth non riuscita
	Associazione di un solo apparecchio acustico

Soluzioni

Sostituisca la batteria

Pulisca la chiocciola

Sostituisca il filtro anticerume, dome o Grip Tip

Riattivi il microfono dell'apparecchio acustico

Pulisca la chiocciola o sostituisca il filtro anticerume, dome o Grip Tip

Pulisca la batteria con un panno asciutto

Reinserisca l'auricolare

Visiti il suo specialista di fiducia per rimuovere il cerume

Contatti il professionista dell'udito

- 1) Dissoci l'apparecchio acustico.
- 2) Disattivi e riattivi il Bluetooth.
- 3) Apra e chiuda il cassetto batteria dell'apparecchio acustico.
- 4) Associ nuovamente l'apparecchio acustico (visiti il sito www.oticon.global/pairing).

Se nessuna delle soluzioni descritte risolvesse il problema, si rivolga al professionista dell'udito.

Resistenza a polvere e acqua (IP68)

Questi apparecchi acustici sono resistenti all'acqua e alla polvere, pertanto sono stati progettati per essere indossati in tutte le situazioni di vita quotidiana. Non deve preoccuparsi quindi in caso di sudore o pioggia. Qualora uno dei suoi apparecchi acustici entrasse in contatto con l'acqua e non funzionasse più, segua queste indicazioni:

1. Asciughi delicatamente l'acqua.
2. Apra il cassetto batteria, rimuova la batteria e asciughi delicatamente l'acqua presente all'interno del cassetto.
3. Lasci asciugare gli apparecchi con il cassetto batteria aperto per circa 30 minuti.
4. Inserisca una batteria nuova.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non indossi gli apparecchi acustici durante la doccia o durante attività in acqua. Non immerga i suoi apparecchi acustici in acqua o in altri liquidi.

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività	Temperatura: da +1 °C a +40 °C (da 34 °F a 104 °F) Umidità: dal 5% al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo: Trasporto: Temperatura: da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F) Umidità: dal 5% al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa Conservazione: Temperatura: da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F) Umidità: dal 5% al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa

Informazioni tecniche

L'apparecchio acustico presenta le seguenti due tecnologie radio:

L'apparecchio acustico è dotato di un ricetrasmittitore radio con tecnologia a induzione magnetica corto raggio operante a 3,84 MHz. L'intensità del campo magnetico del trasmettitore è molto debole e sempre inferiore a 15 nW [in genere inferiore a $-40 \text{ dB}\mu\text{A}/\text{m}$, ($-12,20 \text{ dB}\mu\text{A}/\text{piedi}$), a una distanza di 10 metri (33 piedi)].

Gli apparecchi acustici sono inoltre dotati di ricetrasmittitore radio che utilizza la tecnologia Bluetooth a Bassa Energia e una tecnologia radio proprietaria a corto raggio, entrambe operanti sulla banda ISM di 2,4 GHz.

Il radiotrasmettitore è debole e sempre

inferiore ai 3 mW, pari a una potenza di emissione totale di 4,8 dBm.

Utilizzi gli apparecchi acustici solo nelle aree in cui è consentita la trasmissione wireless.

Gli apparecchi acustici sono conformi agli standard internazionali in materia di radiotrasmettitori, compatibilità elettromagnetica ed esposizione umana.

Per motivi di spazio limitato disponibile sugli apparecchi acustici, tutti i contrassegni di approvazione sono riportati nel presente libretto.

Per ulteriori informazioni consulti il "Scheda Dati Tecnici" all'indirizzo www.oticon.global

Il produttore dichiara che l'apparecchio acustico è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

Questo dispositivo medico è conforme al Regolamento sui dispositivi medici (UE) 2017/745.

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT08020000002229

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca



Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente dispositivo, se abbandonati od utilizzati impropriamente, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente dispositivo è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo del dispositivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

La dichiarazione di conformità è disponibile presso la sede centrale.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca
www.oticon.global/doc

 **Bluetooth®**



IP68

Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo libretto



Avvertenze

Il testo contrassegnato da un simbolo di avvertenza deve essere letto prima di usare il dispositivo.



Produttore

Il dispositivo è prodotto da un'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati accanto al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nei Regolamenti UE 2017/745.



Marchio CE

Il dispositivo è conforme a tutti i regolamenti e le direttive UE richiesti. Il numero di quattro cifre indica l'identificazione dell'organismo notificato.



Smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Riciclare gli apparecchi acustici, gli accessori o le batterie secondo le normative locali. Gli utilizzatori degli apparecchi acustici possono anche consegnare i rifiuti elettronici al proprio professionista dell'udito ai fini del loro smaltimento. Apparecchiature elettroniche contemplate dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Marchio di conformità normativa (RCM)

Il dispositivo è conforme ai requisiti in materia di sicurezza elettrica, CEM e di spettro radio per i dispositivi forniti nei mercati di Australia e Nuova Zelanda.

IP68

Codice IP

Indica la classe di protezione nei confronti dell'ingresso dannoso di acqua e particelle secondo la norma EN 60529. IP6X indica la protezione totale dalla polvere. IPX8 indica la protezione contro gli effetti dell'immersione continua in acqua.

**Logo Bluetooth**

Marchio di fabbrica registrato di Bluetooth SIG, Inc. il cui utilizzo richiede una licenza.

**Logo Made for Apple**

Il dispositivo è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.

**Sistema ad induzione magnetica**

Il marchio rappresenta il simbolo universale dell'assistenza uditiva. La "T" significa che è installato un sistema ad induzione magnetica.

**Trasmettitore a radiofrequenza (RF)**

L'apparecchio acustico contiene un trasmettitore a RF.

GTIN**Numero globale commerciale del prodotto**

Un numero univoco a livello globale di 14 cifre, utilizzato per identificare i dispositivi medici, incluso il relativo software. In questo libretto, il GTIN è relativo al firmware (FW) dei dispositivi medici. Il GTIN presente sull'etichetta della confezione normativa è correlato all'hardware dei dispositivi medici.

FW**Firmware**

Versione del firmware usata nel dispositivo.

Descrizione degli altri simboli presenti sulle etichette



Mantenere asciutto

Indica un dispositivo medico che deve essere protetto dall'umidità.

REF

Numero di catalogo

Indica il numero di catalogo del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.

SN

Numero di serie

Indica il numero di serie del produttore in modo che il dispositivo medico può essere identificato.

MD

Dispositivo medico

Il dispositivo è di tipo medico.

Garanzia

Questi apparecchi acustici sono coperti da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida sul territorio nazionale italiano. La garanzia copre i guasti conseguenti ai difetti di progettazione e/o fabbricazione dell'apparecchio e non include gli accessori quali, ad esempio: batterie, adattatori audio, cordini, cupole, ricevitori di tipo RITE, dispositivi anticerume, né le parti costruite su misura e/o soggette ad usura come, ad esempio: l'involucro degli intrauricolari, le chiocciole e i relativi tubicini di raccordo dei retroauricolari, i fili di estrazione degli intrauricolari, le curvette dei retroauricolari. La garanzia non copre i guasti derivanti dai danni al ricevitore e al microfono degli intrauricolari causati dall'accumulo di cerume e/o di detriti della pelle a seguito

di cattiva manutenzione. La garanzia non è operante per i guasti conseguenti all'azione aggressiva e/o corrosiva di eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria di alimentazione dell'apparecchio. La garanzia offerta dal produttore consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione dell'apparecchio, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia del paziente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione dell'apparecchio acustico al e dal Centro Assistenza Tecnica Nazionale. La garanzia

decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguenti a incidenti, cadute, traumi meccanici, secrezioni dell'orecchio che coinvolgano l'apparecchio acustico e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, qualora l'apparecchio acustico venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con pezzi non originali. La garanzia è cumulativa e non alternativa alle altre eventuali garanzie previste dalla Legge, ed è valida sul territorio nazionale italiano.

Il professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente.

Per ulteriori informazioni consulti il suo professionista dell'udito.

Se le serve assistenza

Porti gli apparecchi dal suo professionista dell'udito che provvederà a risolvere immediatamente i problemi di entità minore.

Il suo professionista dell'udito può darle supporto nell'ottenere il servizio di garanzia dal produttore e potrebbe addebitarle dei costi relativi alle proprie prestazioni professionali.

Garanzia

Certificato

Nome del proprietario: _____

Professionista dell'udito: _____

Indirizzo del professionista dell'udito: _____

Numero di telefono del professionista dell'udito: _____

Data d'acquisto: _____

Durata della garanzia: _____ Mesi: _____

Modello sinistro: _____ N° di serie: _____

Modello destro: _____ N° di serie: _____

Impostazioni individuali dell'apparecchio acustico

Da compilare a cura del professionista dell'udito.

Tinnitus SoundSupport: Limiti di utilizzo			
<input type="checkbox"/>	Nessun limite di utilizzo		
	Programma	Volume di avvio (acufene)	Volume massimo (acufene)
<input type="checkbox"/>	1	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
<input type="checkbox"/>	2	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
<input type="checkbox"/>	3	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
<input type="checkbox"/>	4	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno

Riepilogo delle impostazioni dei suoi apparecchi acustici

Sinistro			Destro	
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Come regolare il volume	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Modifica del programma	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Muto	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Indicatori controllo volume				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Beep di raggiungimento volume min/max	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Beep al cambio volume	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Beep al volume di avvio	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Indicatori batteria				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Avviso batteria in esaurimento	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off

Indicatori acustici

Lo stato degli apparecchi acustici viene indicato da diversi suoni. I vari indicatori sono elencati nelle pagine seguenti.

Il professionista dell'udito può impostare gli indicatori acustici in base alle sue preferenze.

Programma	<input type="checkbox"/> Suono	Quando usarlo?
1	1 tono	
2	2 toni	
3	3 toni	
4	4 toni	

249494IT / 2022.05.04 / v1

ON	Suono
On	<input type="checkbox"/> Motivetto
Volume	Suono
Volume di avvio	<input type="checkbox"/> 2 beep
Volume minimo/ massimo	<input type="checkbox"/> 3 beep
Volume su/giù	<input type="checkbox"/> 1 beep
Muto	

Accessori	<input type="checkbox"/> Suono
Adattatore TV	2 toni diversi
microfono remoto ConnectClip	2 toni diversi
Modalità aereo	Suono
Modalità aereo attiva	Motivetto breve
Modalità aereo disattiva	Motivetto breve

Avvertenze	Suono
Batteria in esaurimento	<input type="checkbox"/> 3 toni alternati
Batteria scarica	4 toni discendenti
Necessario controllo microfono	8 beep ripetuti 4 volte



oticon
life-changing **technology**