

Istruzioni per l'Uso

BTE PP
BTE

Oticon Jet



Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Panoramica del modello

Questo libretto è valido per i seguenti modelli della famiglia di apparecchi acustici Oticon Jet:

- ☐ BTE
- ☐ BTE PP

FW 1.0

- ☐ Oticon Jet 1
- ☐ Oticon Jet 2

GTIN: (01) 05714464060962

GTIN: (01) 05714464060979

Introduzione al presente libretto

Questo libretto rappresenta una guida per l'uso e la manutenzione del nuovo apparecchio acustico. Legga attentamente il libretto, inclusa la sezione Avvertenze. Ciò consentirà di utilizzare al meglio i suoi nuovi apparecchi acustici.

Il professionista dell'udito ha regolato gli apparecchi acustici in base alle sue esigenze. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rivolga al professionista dell'udito.

Un professionista dell'udito* (audioprotesista, audiologo, otorinolaringoiatra e distributore di apparecchi acustici) è un professionista adeguatamente formato e di comprovata competenza nella valutazione dell'udito, selezione, adattamento e vendita di apparecchi acustici, nonché nella riabilitazione di persone con problemi uditivi. La formazione del professionista dell'udito è conforme alle normative nazionali o regionali.

*La qualifica professionale può variare da Paese a Paese.

| Informazioni | Come iniziare | Uso quotidiano | Opzioni | Acufene | Avvertenze | Maggiori informazioni |

Per sua praticità, questo libretto contiene una barra di navigazione che le consente di scorrere con facilità fra le varie sezioni.

Uso previsto

Destinazione d'uso	Gli apparecchi acustici hanno lo scopo di amplificare e trasmettere il suono all'orecchio.
Indicazioni per l'uso	Perdita uditiva bilaterale o monolaterale di tipo neurosensoriale, conduttiva o mista, di intensità da lieve (16 dB HL*) a severa (85 dB HL*), con una configurazione frequenziale individuale.
Utilizzatori	Persone ipoacusiche che utilizzano apparecchi acustici e coloro che le assistono. Il professionista dell'udito responsabile delle regolazioni degli apparecchi acustici.
Tipologia di utilizzatori	Adulti e bambini di età superiore a 36 mesi.
Ambienti d'uso	Interni ed esterni.
Controindicazioni	Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Gli utilizzatori di dispositivi impiantabili attivi devono prestare particolare attenzione quando usano gli apparecchi acustici. Per maggiori informazioni, legga la sezione Avvertenze.

Benefici clinici	Gli apparecchi acustici sono progettati per fornire una miglior comprensione del parlato, facilitare la comunicazione e migliorare la qualità della vita.
-------------------------	---

**Utilizzando una media di torni puri di 0,5, 1 e 2 kHz, come specificato dall'American Speech-Language-Hearing Association, asha.org.*

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'amplificazione viene adattata e ottimizzata esclusivamente per le sue capacità uditive personali in base alle prescrizioni determinate dal professionista dell'udito.

Indice

Informazioni

Apparecchio acustico e auricolare	12
Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro	16
Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie	17

Introduzione

Come accendere e spegnere i suoi apparecchi acustici	18
Quando sostituire la batteria	19
Come sostituire la batteria (formato13)	20

Utilizzo giornaliero

Come indossare gli apparecchi acustici con curvetta	22
Uso e cura quotidiana dei suoi apparecchi acustici	23
Come indossare gli apparecchi acustici con tubicino sottile	26
Come pulire il tubicino sottile	27
Come sostituire gli auricolari standard	28
Come pulire gli auricolari su misura	30
Come sostituire il filtro ProWax	31
Modalità aereo	32

Opzioni

Accessori e funzioni opzionali	33
Come cambiare programma	34
Come regolare il volume	35
Come silenziare gli apparecchi acustici	36
Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone e iPad	37
Accessori wireless	38
Altre opzioni	40
Cassettino batteria con chiusura di sicurezza	42

Acufeni

Tinnitus SoundSupport™(opzionale)	44
Linee guida per gli utilizzatori di Tinnitus SoundSupport	45
Suoni opzionali e regolazioni del volume	46
Limite del tempo di utilizzo	49
Avvertenze relative agli Acufeni	52

Avvertenze

Avvertenze	53
------------	----

Continua a pagina seguente

Indice


Informazioni aggiuntive

Guida alla risoluzione dei problemi comuni	58
Resistenza a polvere e acqua (IP68)	60
Condizioni d'uso	61
Informazioni tecniche	62
Garanzia	70
Impostazioni individuali degli apparecchi acustici	71
Indicatori acustici	73


Apparecchio acustico e auricolare

Per questi apparecchi acustici sono disponibili due diversi tipi di raccordo e vari auricolari.

☐ Con curvetta sonora e auricolare a chiocciola



☐ Con tubicino sottile (Corda miniFit)



Il tubicino sottile utilizza uno dei seguenti auricolari:

Auricolari standard



☐ Open dome



☐ Bass dome ventilazione singola



☐ Bass dome, ventilazione doppia



☐ Power dome



☐ Grip Tip

Disponibile in formato piccolo e grande, sinistro e destro, con o senza ventilazione.

Auricolari su misura



☐ Micro mould



☐ Micro mould VarioTherm®

® VarioTherm è un marchio registrato di Dreve

Misure dome



5 mm*

6 mm

8 mm

10 mm

12 mm**


Troverà le informazioni per sostituire i dome nella sezione: "Come sostituire gli auricolari standard".

*solo per Corda miniFit da 0,9 mm

**non per open dome


Con curvetta sonora e chiocciola

Caratteristiche e funzionamento



Con tubicino sottile


Caratteristiche e funzionamento



Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro


È importante distinguere l'apparecchio acustico destro da quello sinistro poiché possono essere stati programmati diversamente.

Può trovare i contrassegni colorati sinistro/destro nel cassetto batteria. I contrassegni sono presenti anche su Micro mould e chiocciola (opzionale).



Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie

L'attrezzo MultiUso contiene un magnete che semplifica la procedura di sostituzione della batteria negli apparecchi acustici. Contiene anche uno spazzolino e un occhiello per la pulizia e rimozione del cerume. Per ottenere un nuovo Attrezzo MultiUso, si rivolga al professionista dell'udito.



AVVERTENZA IMPORTANTE


L'attrezzo MultiUso è dotato di un magnete incorporato. Tenga l'attrezzo MultiUso ad almeno 30 centimetri da carte di credito e altri dispositivi sensibili ai campi magnetici.

Come accendere e spegnere i suoi apparecchi acustici

Per accendere e spegnere gli apparecchi acustici può utilizzare il cassetto batteria. Per preservare la batteria, spenga sempre gli apparecchi quando non li indossa. Per ripristinare le impostazioni standard degli apparecchi acustici, apra e chiuda il cassetto batteria (ripristino veloce).


Accensione (ON)

Chiuda il cassetto batteria con la batteria inserita



Spegnimento (OFF)

Apra il cassetto batteria



Quando sostituire la batteria

Quando è il momento di sostituire la batteria, verranno emessi tre beep ripetuti a intervalli regolari fino al suo totale esaurimento.

 **Tre toni alternati***
= La batteria si sta esaurendo

 **Quattro toni discendenti**
= La batteria si è esaurita

Consigli per la batteria


Per assicurarsi che gli apparecchi acustici non smettano di funzionare, porti sempre con sé delle batterie di scorta o le sostituisca prima di uscire di casa.

* Il Bluetooth® verrà disattivato e non potrà utilizzare gli accessori wireless.

Nota: Se usa lo streaming con gli apparecchi acustici, dovrà sostituire più spesso le batterie.

Come sostituire la batteria (formato13)

1. Togliere



Apra completamente il cassettino batteria. Estragga la batteria.


2. Staccare



Rimuova l'etichetta adesiva dal polo + della batteria nuova.

Consiglio:
Attenda 2 minuti per arieggiare la batteria e garantirne il funzionamento ottimale.


3. Inserire



Inserisca la nuova batteria nel cassettino batteria, partendo dall'alto e NON di lato.

Si assicuri che il lato + sia rivolto verso l'alto.

4. Chiudere



Chiuda il cassetto batteria.
L'apparecchio suonerà un motivetto
nell'auricolare.

Avvicini l'auricolare all'orecchio per
sentire il motivetto.

Consiglio




Utilizzi l'attrezzo MultiUso per
cambiare la batteria. Utilizzi
l'estremità magnetica per rimuovere
e inserire le batterie.

L'attrezzo MultiUso viene fornito dal
professionista dell'udito.

Come indossare gli apparecchi acustici con curvetta sonora

Se possiede apparecchi acustici con curvetta sonora e chiocciola, consulti la pagina seguente.




La chiocciola è realizzata su misura per adattarsi alla forma del suo orecchio. Le chiocciole sono specifiche per l'orecchio sinistro o destro.

Fase 1



Tiri delicatamente il padiglione dell'orecchio verso l'esterno e spinga la chiocciola in direzione del condotto uditivo, ruotandola leggermente.

Fase 2




Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

Uso e cura quotidiana dei suoi apparecchi acustici

Maneggi gli apparecchi acustici su una superficie morbida, per evitare danni in caso di caduta.

Come pulire le aperture microfoniche

Utilizzi lo spazzolino dell'attrezzo MultiUso per rimuovere lo sporco dalle aperture microfoniche. Pulisca con cura la superficie intorno alle aperture. Si assicuri di non premere l'attrezzo MultiUso sulle aperture microfoniche per non danneggiare gli apparecchi acustici.



AVVERTENZA IMPORTANTE


Per pulire gli apparecchi acustici, utilizzi un panno morbido e asciutto. Non lavi gli apparecchi acustici e non li immerga in acqua o altri liquidi.

Come pulire le chiocciole

Le chiocciole devono essere pulite regolarmente. Utilizzi un panno morbido per pulirne la superficie. Usi l'occhiello dell'attrezzo MultiUso per pulire le aperture.

Come sostituire il tubicino

Sostituisca il tubicino che collega la chiocciola agli apparecchi acustici se diventa giallo o si irrigidisce. In questi casi si rivolga al professionista dell'udito.



Come lavare le chiocciole

Fase 1




Prima di rimuoverle dagli apparecchi acustici, si assicuri di poter riconoscere le chiocciole di ciascun apparecchio acustico.

Fase 2



Stacchi il tubicino e la chiocciola dalla curvetta. Affferri saldamente la curvetta mentre estrae il tubicino per non danneggiare gli apparecchi acustici.

Fase 3



Lavi la curvetta e il tubicino con sapone neutro in acqua tiepida. Risciacqui e asciughi perfettamente queste parti prima di ricollegarle agli apparecchi acustici.

Come indossare gli apparecchi acustici con tubicino sottile

Se i suoi apparecchi acustici sono dotati di tubicino sottile, consulti le pagine seguenti.


Fase 1



Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

Utilizzi il tubicino sottile solo con un auricolare collegato. Usi solo accessori originali per i suoi apparecchi acustici.

Fase 2



Tenga la curva del tubicino tra il pollice e l'indice. L'auricolare deve essere rivolto verso l'apertura del condotto uditivo.

Fase 3




Inserisca con delicatezza l'auricolare all'interno del condotto uditivo finché il tubicino sottile non risulti vicino alla testa. Se il tubicino sottile è dotato di un'aletta di sostegno, la posizioni nell'orecchio in modo da seguirne il profilo.

Come pulire il tubicino sottile


Il tubicino sottile deve essere tenuto pulito da umidità e cerume. Se non viene pulito, il cerume potrebbe ostruirlo ed impedire l'uscita del suono.

Fase 1




Estragga il tubicino sottile dall'apparecchio acustico.

Fase 2



Inserisca l'attrezzo di pulizia in tutta la lunghezza del tubicino.

Fase 3




Ricollegghi il tubicino sottile all'apparecchio acustico.

Come sostituire gli auricolari standard


Gli auricolari standard (dome o GripTip) non vanno puliti. Se gli auricolari sono ostruiti dal cerume li sostituisca. Il GripTip dovrebbe essere sostituito almeno una volta al mese.

Fase 1




Afferri l'estremità del tubicino sottile ed estragga l'auricolare.

Fase 2



Inserisca il tubicino sottile esattamente al centro dell'auricolare, per garantirne un attacco sicuro.

Fase 3



Prema saldamente per assicurarsi di aver ben fissato l'auricolare.

AVVERTENZA IMPORTANTE


Se l'auricolare non è attaccato al tubicino una volta estratto dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza si rivolga al professionista dell'udito.

Come pulire gli auricolari su misura

Pulisca regolarmente gli auricolari. Gli auricolari hanno un filtro anticerume* bianco che impedisce a cerume e sporco di danneggiare l'apparecchio acustico.

Sostituisca il filtro se ostruito o se il suono non è normale o contatti il professionista dell'udito.

- Pulisca il foro di ventilazione spingendovi lo spazzolino all'interno e ruotandolo delicatamente.




AVVERTENZA IMPORTANTE

Utilizzi sempre lo stesso tipo di filtri anticerume di quelli forniti in dotazione con gli apparecchi. In caso di dubbi sull'utilizzo o la sostituzione del filtro anticerume, contatti il professionista dell'udito.

* Il Micro mould VarioTherm non dispone di filtro anticerume

Come sostituire il filtro ProWax

1. Attrezzo




Tolga l'attrezzo dall'astuccio. L'attrezzo ha due estremità: una vuota per la rimozione e una con il nuovo filtro anticerume.

2. Togliere



Inserisca l'estremità vuota nel filtro anticerume del ricevitore e lo estraiga.


3. Inserire



Inserisca il nuovo filtro anticerume utilizzando l'altra estremità. Rimuova l'attrezzo e lo smaltisca.

Modalità aereo

Quando la modalità aereo è attivata, il Bluetooth® è DISATTIVATO. Gli apparecchi acustici continuano a funzionare. Premendo il pulsante su un solo apparecchio acustico, si attiva la modalità aereo su entrambi gli apparecchi acustici.



Per attivare e disattivare, prema il pulsante per almeno 7 secondi. Un breve motivetto confermerà l'avvenuta attivazione.

Lei può disattivare la modalità aereo anche aprendo e chiudendo il cassettino batteria.

Accessori e funzioni opzionali

Le pagine seguenti descrivono funzioni e accessori opzionali. Per maggiori informazioni sulle funzioni e sugli accessori, si rivolga al professionista dell'udito.


In caso di difficoltà nelle situazioni di ascolto, potrebbe essere utile impostare un programma speciale. Questi saranno impostati dal professionista dell'udito.

Si annoti le situazioni di ascolto in cui potrebbe aver bisogno di assistenza.

Come cambiare programma

Gli apparecchi acustici possono avere fino a quattro programmi diversi programmati dal professionista dell'udito. In base al programma selezionato, cambiando programma lei sentirà da uno a quattro toni.

Consulti la sezione "Indicatori acustici".




- Prema il pulsante per cambiare programma.

Prema la parte superiore del pulsante per avanzare di un programma, ad esempio dal programma 1 al 2 o dal 4 all'1.

Prema la parte inferiore del pulsante per tornare indietro di un programma, ad esempio dal programma 2 all'1 o dall'1 al 4.

Come regolare il volume

Il pulsante le consente di regolare volume. Aumentando e/o diminuendo il volume lei avvertirà un clic.



Come silenziare gli apparecchi acustici

Utilizzi la funzione di Muto per silenziare temporaneamente i suoni durante l'utilizzo degli apparecchi acustici. La funzione di muto disattiva solo il/i microfono/i degli apparecchi acustici.



Per silenziare gli apparecchi acustici, prema a lungo una delle due estremità del pulsante (4 secondi).

Per riattivarli prema brevemente il pulsante.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non utilizzi la funzione di Muto per spegnere gli apparecchi acustici poiché, in questa modalità, continuano ad assorbire energia dalla batteria.

Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone e iPad

Gli apparecchi acustici sono progettati per l'uso con iPhone® e consentono la comunicazione e il controllo direttamente da un iPhone, iPad® o iPod touch.

Per assistenza sull'uso degli apparecchi acustici con uno di questi prodotti, si rivolga al professionista dell'udito o visiti il sito: www.oticon.global/connectivity

Per scoprire come associare gli apparecchi acustici a iPhone, visiti il sito: www.oticon.global/pairing

Per informazioni sulla compatibilità, visiti il sito: www.oticon.global/compatibility

Il simbolo "Made for Apple" indica un accessorio progettato per connettersi specificatamente ai prodotti Apple indicati da tale simbolo e certificato dallo sviluppatore per soddisfare gli standard prestazionali di Apple. Apple non è responsabile dell'operatività del presente dispositivo o della sua conformità agli standard e normative di sicurezza.

Nota: l'utilizzo di questo accessorio con iPod, iPhone, o iPad potrebbe compromettere le prestazioni wireless.

Accessori wireless

Sono disponibili numerosi accessori per i suoi apparecchi acustici wireless. Questi accessori consentono di migliorare l'ascolto e la comunicazione in numerose situazioni quotidiane.

ConnectClip

Dispositivo utilizzabile come microfono remoto e auricolare vivavoce, se associato al telefono cellulare.

Adattatore TV 3.0

Dispositivo che trasmette l'audio da una TV o da un dispositivo audio elettronico agli apparecchi acustici.

FM

Ai suoi apparecchi acustici è possibile collegare un sistema FM. Il sistema FM consente agli apparecchi acustici di ricevere segnali audio o vocali direttamente da un apposito trasmettitore. Attivando il programma FM, gli apparecchi acustici passano in modalità aereo.

Telecomando 3.0

Dispositivo che consente di cambiare programma, regolare il volume o silenziare gli apparecchi acustici.

Adattatore telefonico 2.0

Dispositivo che, se usato insieme ad apparecchi acustici e ConnectClip, consente di comunicare in vivavoce tramite telefono fisso.

Oticon ON

Applicazione che le consente di controllare gli apparecchi acustici dal suo cellulare o tablet.

Per dispositivi iPhone, iPad, iPod touch e Android. Scarichi e installi l'app Oticon ON solo dagli app store ufficiali.

Per maggiori informazioni, visiti il sito www.oticon.global o si rivolga al professionista dell'udito.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, e iPod touch sono marchi depositati della Apple Inc. registrati negli U.S.A. e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc. Android, Google Play, e il logo Google Play sono marchi depositati di Google LLC.

Altre opzioni



Programma bobina magnetica

La bobina magnetica offre un miglior ascolto usando un telefono con sistema a induzione magnetica o in strutture provviste di tali sistemi quali: teatri, chiese o sale conferenze. Questo simbolo, o uno simile, indica la presenza di un sistema a induzione magnetica.



Telefono automatico (opzionale) per Oticon Jet

Attiva un programma telefonico negli apparecchi acustici posizionando un magnete dedicato sul telefono.

Ingresso Audio Diretto (DAI)

Consente agli apparecchi acustici di ricevere segnali direttamente da fonti esterne come ad esempio TV, radio, lettori musicali, ecc.

L'adattatore DAI è montato sugli apparecchi acustici e collegato via cavo a una sorgente sonora esterna.

Per maggiori informazioni, si rivolga al professionista dell'udito.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Quando l'Adattatore DAI viene collegato a una sorgente audio alimentata dalla rete elettrica, questa deve essere conforme agli standard di sicurezza elettrica IEC 62368-1 o standard di sicurezza equivalenti.

Cassettino batteria con chiusura di sicurezza

È possibile dotare gli apparecchi acustici di uno speciale cassettino batteria con chiusura di sicurezza per impedirne l'apertura a neonati, bambini e persone con difficoltà cognitive.


Il professionista dell'udito può aiutarla a sostituire il cassettino.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Eviti di forzare eccessivamente l'apertura del cassettino batteria quando è in posizione di blocco. Non forzi il cassettino batteria oltre la sua massima apertura. Si assicuri di inserire correttamente la batteria.


Qualora tema che la chiusura di sicurezza o il blocco del cassettino non funzionino più correttamente, contatti il professionista dell'udito.

Blocco del cassetto batteria




Chiuda completamente il cassetto batteria e si assicuri di bloccarlo.

Attrezzo per sbloccare il cassetto batteria



Utilizzi questo piccolo attrezzo fornitole dal professionista dell'udito.

Sblocco del cassetto batteria



Inserisca la punta dell'attrezzo nel forellino posto sul retro del cassetto batteria.

1. Spinga a fondo l'attrezzo e lo tenga premuto.
2. Lo sollevi per aprire il cassetto.

☐ **Tinnitus SoundSupport™**(opzionale)

Come utilizzare il Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport, parte di un programma di gestione degli acufeni, è uno strumento che genera suoni in grado di fornire un sollievo temporaneo ai pazienti affetti da acufene.

È destinato a pazienti di età superiore ai 18 anni.

Tinnitus SoundSupport si rivolge ai professionisti dell'udito abilitati (audiologi, specialisti in otorinolaringoiatria e audioprotesisti), che hanno familiarità con la diagnosi e il trattamento degli acufeni e delle perdite uditive. L'adattamento del Tinnitus SoundSupport deve essere effettuato da professionisti dell'udito in grado di gestire gli acufeni.

Linee guida per gli utilizzatori di Tinnitus SoundSupport

Le presenti istruzioni contengono informazioni sul Tinnitus SoundSupport, che il professionista dell'udito potrebbe aver attivato nei suoi apparecchi acustici.

Tinnitus SoundSupport è un dispositivo di gestione degli acufeni che genera suoni di intensità e ampiezza di banda sufficienti a gestirli.

Il professionista dell'udito potrà inoltre indicarle dei trattamenti adeguati. È importante seguire i suoi consigli e le indicazioni relative a tali trattamenti.

Da utilizzare solo su prescrizione

Prima di utilizzare un generatore di suoni, si raccomanda a chi ha problemi di acufeni di far eseguire una diagnosi medica da un professionista dell'udito autorizzato. Tale diagnosi consente di identificare e trattare eventuali condizioni mediche causa di acufeni, prima di utilizzare un generatore di suoni.

Suoni opzionali e regolazioni del volume

Tinnitus SoundSupport è programmato dal professionista dell'udito in base alla sua perdita uditiva e alle sue preferenze personali per il sollievo dagli acufeni. Offre diverse opzioni sonore. Insieme al proprio professionista dell'udito, lei può selezionare i suoni che preferisce.

Programmi di Tinnitus SoundSupport

Potrà scegliere i programmi in cui attivare Tinnitus SoundSupport insieme al professionista dell'udito. Il generatore di suoni può essere attivato in un massimo di quattro programmi diversi.

Muto

Se sta utilizzando un programma in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, la funzione di Muto escluderà solo i suoni ambientali e non quelli provenienti dal Tinnitus SoundSupport. Consulti la sezione: Come silenziare gli apparecchi acustici.

Come regolare il volume con il Tinnitus SoundSupport

Quando seleziona un programma degli apparecchi acustici in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, il professionista dell'udito può solo impostare il pulsante sugli apparecchi acustici come controllo del volume per il suono di sollievo dagli acufeni.

Il professionista dell'udito imposterà il controllo del volume per il generatore di suoni in una delle seguenti modalità:

- A) Modifica separata del volume per ciascun orecchio, o
- B) Modifica simultanea del volume in entrambe le orecchie.

A) Come regolare il volume di Tinnitus SoundSupport separatamente in ciascun orecchio

Per **aumentare** il volume (su un solo apparecchio acustico), applichi una pressione breve e ripetuta sulla parte superiore del pulsante fino a raggiungere il livello desiderato.

Per **ridurre** il volume (su un solo apparecchio acustico), applichi una pressione breve e ripetuta sulla parte inferiore del pulsante fino a raggiungere il livello desiderato.

B) Come regolare il volume di Tinnitus SoundSupport simultaneamente in entrambe le orecchie

Lei può aumentare/diminuire il volume del suono in entrambi gli apparecchi acustici agendo solo uno. La regolazione del volume effettuata su un apparecchio acustico verrà applicata anche all'altro.

Per **aumentare** il volume, applichi una pressione breve e ripetuta sulla parte superiore del pulsante.

Per **diminuire** il volume, applichi una pressione breve e ripetuta sulla parte inferiore del pulsante.

Limite del tempo di utilizzo

Utilizzo giornaliero

Il volume del Tinnitus SoundSupport può essere impostato a un livello che, se utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe danneggiare in modo permanente l'udito residuo dell'utente. Il professionista dell'udito saprà consigliarle per quanto tempo al giorno potrà utilizzare il Tinnitus SoundSupport. Eviti di utilizzarlo a livelli indesiderati.

Consulti la tabella "Tinnitus SoundSupport: Limiti di Utilizzo" nella sezione "Impostazioni individuali degli apparecchi acustici" al termine del libretto per sapere quante ore al giorno è possibile usare in sicurezza i suoni di sollievo nei suoi apparecchi acustici.

Informazioni importanti per il professionista dell'udito sul Tinnitus SoundSupport

Descrizione del dispositivo

Tinnitus SoundSupport è una funzione modulare che il professionista dell'udito può abilitare negli apparecchi acustici.

Tempo massimo di utilizzo

Aumentando il livello oltre gli 80 dB(A) SPL, diminuirà il tempo di utilizzo del Tinnitus SoundSupport. Non appena l'apparecchio acustico eccede gli 80 dB(A) SPL, il software di adattamento mostrerà automaticamente un segnale di avvertimento. Consulti "Indicatore del Tempo di Utilizzo" riportato nel software di adattamento, accanto al grafico di adattamento del Tinnitus SoundSupport.

Controllo del volume disattivato

Per impostazione predefinita, il controllo del volume del generatore dei suoni negli apparecchi acustici è disattivato. L'attivazione del controllo del volume, aumenta il rischio di esposizione al rumore.

Se il controllo del volume è attivato

Se si attiva il controllo del volume degli acufeni nella schermata "Pulsanti e indicatori", potrebbe comparire un'avvertenza. Ciò si verifica se si ascolta il suono di sollievo a livelli tali da causare danni all'udito. La tabella "Tempo di utilizzo massimo" nel software di adattamento indica il numero di ore in cui il paziente può utilizzare in sicurezza Tinnitus SoundSupport.

- Annoti il tempo di utilizzo massimo per ciascun programma in cui Tinnitus SoundSupport è attivato.
- Riporti questi valori nella tabella Tinnitus SoundSupport: limiti di utilizzo", che si trova nella parte posteriore del libretto.
- Informi il paziente di conseguenza.

Avvertenze relative agli Acufeni

Se il professionista dell'udito ha attivato il generatore di suoni per acufeni SoundSupport, segua scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'utilizzo di suoni generati da un dispositivo di gestione degli acufeni può dar luogo ad alcune possibili complicanze. Tra queste, la possibilità di accentuare gli acufeni e/o di modificare la soglia uditiva.

Se avvertisse o notasse un cambiamento nell'udito o negli acufeni, o in caso di vertigini, nausea, mal di testa, palpitazioni cardiache o possibili irritazioni cutanee da contatto col dispositivo, ne interrompa immediatamente l'utilizzo e si rivolga a un medico, a un audiologo o a un altro professionista dell'udito.

Come per qualsiasi dispositivo, l'uso improprio del generatore di suoni può causare effetti potenzialmente dannosi. Non utilizzi il dispositivo se non autorizzato e lo tenga lontano dalla portata di bambini e animali domestici.

Tempo massimo di utilizzo

Si attenga sempre al tempo di utilizzo massimo giornaliero del Tinnitus SoundSupport indicato dal professionista dell'udito. L'uso prolungato potrebbe provocare un peggioramento degli acufeni o della perdita uditiva.

Avvertenze

Per la sua sicurezza e per garantire un uso corretto, consulti le seguenti avvertenze generali prima di utilizzare gli apparecchi acustici.

Consulti il professionista dell'udito se si verificano funzionamenti inaspettati o incidenti gravi con i suoi apparecchi acustici durante o a causa del loro uso. Il professionista dell'udito le fornirà l'assistenza per gestire tali problemi e, se necessario, comunicare tali eventi al produttore e/o alle autorità locali.

Tenga presente che gli apparecchi acustici non le ridaranno un udito normale, né potranno prevenire o curare il suo deficit uditivo dovuto a condizioni organiche. Gli apparecchi acustici rappresentano soltanto una parte della riabilitazione uditiva e potrebbe essere necessario integrare una formazione uditiva e di lettura labiale. In molti casi, inoltre, l'uso saltuario degli apparecchi non permette di sfruttare al massimo tutti i benefici ottenibili.

Utilizzo degli apparecchi acustici

Gli apparecchi acustici devono essere usati solo come consigliato e regolati dal professionista dell'udito. L'uso improprio di un apparecchio acustico può causare un danno improvviso e permanente dell'udito.

Non permetta mai ad altri di indossare i suoi apparecchi acustici perché potrebbero essere usati impropriamente e danneggiare l'udito di chi li indossa.

Rischi di soffocamento e ingestione delle batterie o di altri componenti di piccole dimensioni

Gli apparecchi, le batterie che li alimentano ed in genere le loro parti, devono essere tenuti lontano da bambini o da persone che potrebbero ingerirli od usarli impropriamente.

Le batterie potrebbero essere scambiate per pillole. Quindi controlli sempre le medicine prima di ingerirle.

Continua a pagina seguente

Avvertenze

La maggior parte degli apparecchi OTICON può essere fornita, su richiesta, con un cassetto batteria opzionale con chiusura di sicurezza. Questa opzione è vivamente consigliata se l'apparecchio è destinato a neonati, bambini o persone con difficoltà cognitive.

Il prodotto non è destinato a bambini di età inferiore a 36 mesi.

Se una batteria, un apparecchio acustico o un piccolo componente venissero accidentalmente ingeriti, contatti immediatamente un medico.

Utilizzo delle batterie

Utilizzi sempre le batterie raccomandate dal professionista dell'udito. Batterie di qualità inferiore potrebbero causare scarse prestazioni e inconvenienti fisici.

Non cerchi mai di ricaricare batterie non ricaricabili o di smaltirle bruciandole. Le batterie potrebbero esplodere.

Malfunzionamento

Può accadere che i suoi apparecchi acustici smettano di funzionare senza preavviso. Tenga presente questa eventualità specie quando può essere raggiunto o dipendere da segnali di allarme o di avvertimento come, ad. es., nel traffico. Gli apparecchi acustici possono smettere di funzionare per vari motivi, per esempio per l'esaurirsi della batteria o per i tubicini ostruiti da umidità o cerume.

Dispositivi impiantabili attivi

L'apparecchio acustico è stato testato e realizzato per la salute umana in base agli standard internazionali su esposizione umana (tasso di assorbimento specifico, SAR), potenza elettromagnetica e tensioni indotte nel corpo umano.

I valori di esposizione sono molto inferiori ai limiti di sicurezza previsti per il SAR, la potenza elettromagnetica e le tensioni indotte nel corpo umano definiti dagli standard

per la salute umana e la coesistenza con dispositivi medici impiantabili attivi, come cardiostimolatori e defibrillatori cardiaci.

Se è portatore di un impianto cerebrale attivo, contatti il produttore del dispositivo per informazioni sui possibili disturbi.

Il magnete del Telefono Automatico e l'attrezzo MultiUso (che ha un magnete integrato) devono essere mantenuti a una distanza di almeno 30 cm (1 piede) dal dispositivo impiantabile. Non li riponga, ad esempio, in taschini pettorali.

In generale, segua le linee guida raccomandate dai produttori di defibrillatori impiantabili e pacemaker, relative al loro utilizzo con i magneti.

Impianti cocleari

Se utilizza un impianto cocleare (IC) in un orecchio e un apparecchio acustico nell'altro orecchio, mantenga sempre l'IC a una distanza di almeno 1 cm dall'apparecchio acustico. Il

campo magnetico proveniente dai processori del suono dell'IC, dalle bobine e dai magneti può danneggiare permanentemente il ricevitore dell'apparecchio acustico. Non posizionare mai i dispositivi vicini su un tavolo, ad esempio durante la pulizia o la sostituzione delle batterie. Non trasportare l'IC e l'apparecchio acustico insieme nello stesso contenitore.

Raggi X/CT/RM/TAC/PET, elettroterapia e interventi chirurgici

Rimuova sempre l'apparecchio acustico prima di sottoporsi a esami radiografici, CT, RM, PET, elettroterapia, interventi chirurgici e così via, per evitare i danni causati dall'esposizione a forti campi magnetici.

Fonti di calore e sostanze chimiche

Non lasci mai i suoi apparecchi acustici vicino a sorgenti di calore né in una macchina parcheggiata al sole.

Continua a pagina seguente

Avvertenze

Non cerchi mai di asciugare gli apparecchi acustici introducendoli in forni a microonde o di altro tipo.

I prodotti chimici eventualmente presenti in cosmetici, come lacche, profumi, dopobarba, creme solari o repellenti per insetti hanno un effetto molto dannoso sui suoi apparecchi acustici. Si ricordi sempre di rimuovere gli apparecchi acustici prima di utilizzare questi prodotti e di attendere il tempo necessario che si asciughino prima di indossarli nuovamente.

Apparecchi acustici di potenza

È necessario usare la massima cautela nella selezione, adattamento e utilizzo di un apparecchio acustico la cui uscita massima superi i 132 dB SPL (IEC 60318-4 / IEC 711) per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo del paziente.

Per sapere se i suoi apparecchi acustici sono apparecchi di potenza, consulti la sezione sulla panoramica del modello del presente libretto.

Possibili effetti collaterali

L'uso di apparecchi acustici e auricolari può causare un aumento nella produzione e accumulo di cerume all'interno del condotto uditivo.

Lo speciale materiale non-allergenico con cui sono realizzati gli apparecchi acustici può, in rari casi, provocare un'irritazione della pelle o altri effetti collaterali.

Se si verificano tali effetti collaterali, consulti un medico.

Uso a bordo di velivoli

I suoi apparecchi acustici sono dotati di tecnologia Bluetooth wireless. A bordo di un aeromobile, gli apparecchi acustici devono essere messi in modalità aereo con Bluetooth disattivato, salvo espressa autorizzazione del personale di volo.

Collegamento a un dispositivo esterno

La sicurezza degli apparecchi acustici, quando collegati a un dispositivo esterno con cavetto USB e/o direttamente, dipende

dalla sorgente del segnale esterna. Quando gli apparecchi acustici vengono collegati a un'apparecchiatura esterna alimentata da rete elettrica, quest'ultima deve essere conforme agli standard di sicurezza IEC 62368-1 o standard equivalenti.

Utilizzo di accessori non originali

Usi esclusivamente accessori, trasduttori o cavetti forniti dal produttore. Accessori non originali possono causare una ridotta compatibilità elettromagnetica (EMC) dei suoi apparecchi acustici.

Divieto di modifica degli apparecchi acustici

Variazioni o modifiche non espressamente autorizzate dal produttore annulleranno la garanzia degli apparecchi acustici.



Interferenze

Gli apparecchi acustici rispondono ai massimi standard internazionali di immunità alle interferenze.

Le interferenze elettromagnetiche si possono verificare in prossimità di apparecchiature riportanti il simbolo raffigurato a sinistra. Le apparecchiature di comunicazione RF (radiofrequenza) portatili e mobili possono influire sulle prestazioni degli apparecchi acustici. Se gli apparecchi acustici subiscono interferenze elettromagnetiche, si allontanano dalla sorgente per ridurre l'impatto.

Auricolare staccato nel condotto uditivo

Se l'auricolare non è attaccato al ricevitore una volta estratto dall'orecchio, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza si rivolga al professionista dell'udito.

Guida alla risoluzione dei problemi comuni

Problema	Possibili cause
Nessun suono	Batteria scarica
	Auricolari ostruiti (dome, GripTip, chiocciola o Micro mould)
	Microfono dell'apparecchio acustico disattivato
Suono debole o intermittente	Uscita del suono ostruita
	Umidità
Fischi	Auricolare dell'apparecchio acustico non inserito correttamente
	Cerume accumulato nel condotto uditivo
	La conformazione dell'orecchio è cambiata
Segnali acustici (beep)	Se l'apparecchio acustico emette 8 beep per 4 volte consecutive, occorre controllare il microfono
Problemi di associazione a un dispositivo Apple	Connessione Bluetooth non riuscita
	È stato associato solo un apparecchio acustico

Soluzioni

Sostituisca la batteria

Pulisca la chiocciola o Micro mould o sostituisca il filtro anticerume

Sostituisca il dome o il GripTip

Riattivi il microfono dell'apparecchio acustico

Pulisca la chiocciola o Micro mould o sostituisca il filtro anticerume, dome o GripTip

Pulisca la batteria con un panno asciutto

Reinserisca l'auricolare

Visiti il suo specialista di fiducia per rimuovere il cerume

Contatti il professionista dell'udito

Contatti il professionista dell'udito

1) Dissoci l'apparecchio acustico. **2)** Disattivi e riattivi il Bluetooth. **3)** Apra e chiuda il cassetto batteria dell'apparecchio acustico. **4)** Riassoci l'apparecchio acustico (visiti il sito www.oticon.global/pairing)

Se nessuna delle soluzioni descritte risolvesse il problema, si rivolga al professionista dell'udito.

Resistenza a polvere e acqua (IP68)

I suoi apparecchi acustici sono resistenti alla polvere e all'acqua, ciò significa che sono progettati per essere indossati in qualsiasi situazione quotidiana. Non deve preoccuparsi quindi in caso di sudore o pioggia. Qualora uno dei suoi apparecchi acustici entrasse in contatto con l'acqua e non funzionasse più, segua queste indicazioni:

1. Asciughi delicatamente l'acqua
2. Apra il cassetto batteria, rimuova la batteria e asciughi delicatamente l'acqua presente all'interno del cassetto
3. Lasci asciugare l'apparecchio acustico con il cassetto batteria aperto per circa 30 minuti
4. Inserisca una batteria nuova

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non indossi gli apparecchi acustici durante la doccia o durante attività in acqua. Non immerga i suoi apparecchi acustici in acqua o in altri liquidi.

Condizioni d'uso

Condizioni di operatività	Temperatura: da +1 °C a +40 °C (da 34 °F a 104 °F) Umidità: dal 5% al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo: Trasporto: Temperatura: da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F) Umidità: dal 5% al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa Conservazione: Temperatura: da -25 °C a 60 °C (da -13 °F a 140 °F) Umidità: dal 5% al 93% di umidità relativa, senza condensa Pressione atmosferica: da 700 a 1060 hPa

Informazioni tecniche

L'apparecchio acustico presenta le seguenti due tecnologie radio:

L'apparecchio acustico è dotato di un ricetrasmittitore radio con tecnologia a induzione magnetica a corto raggio operante a 3,84 MHz. L'intensità del campo magnetico del trasmettitore è molto debole e sempre inferiore a 15 nW [in genere inferiore a -40 dBμA/m, (-12,20 dBμA/piedi), a una distanza di 10 metri (33 piedi)].

Gli apparecchi acustici sono inoltre dotati di ricetrasmittitore radio che utilizza la tecnologia Bluetooth a Bassa Energia e una tecnologia radio proprietaria a corto raggio, entrambe operanti sulla banda ISM di 2,4 GHz.

Il radiotrasmettitore è debole e sempre inferiore ai 9 mW, pari a una potenza totale di emissione di 9,6 dBm.

Utilizzi gli apparecchi acustici solo nelle aree in cui è consentita la trasmissione wireless.

Gli apparecchi acustici sono conformi agli standard internazionali in materia di radiotrasmettitori, compatibilità elettromagnetica ed esposizione umana.

Per motivi di spazio limitato disponibile sugli apparecchi acustici, tutti i contrassegni di approvazione più importanti sono riportati nel presente libretto.

Ulteriori informazioni sono reperibili nel "Scheda tecnica" all'indirizzo www.oticon.global

Il produttore dichiara che l'apparecchio acustico è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti previste dalla direttiva 2014/53/UE.

Questo dispositivo medico è conforme alla Normativa sui Dispositivi Medici (UE) 2017/745.

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT08020000002229

La dichiarazione di conformità è disponibile presso la sede centrale.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca



Non smaltire insieme ai rifiuti solidi urbani, ma raccogliere separatamente. Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente dispositivo, se abbandonati od utilizzati impropriamente, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente dispositivo è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo del dispositivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

 **Bluetooth®**



IP68

Descrizione dei simboli e delle abbreviazioni usati in questo libretto



Avvertenze

Il testo contrassegnato da un simbolo di avvertenza deve essere letto prima di usare il dispositivo.



Produttore

Il dispositivo è prodotto da un'azienda il cui nome e indirizzo sono indicati accanto al simbolo. Indica il produttore del dispositivo medico, come definito nei Regolamenti UE 2017/745.



Marchio CE

Il dispositivo è conforme a tutti i regolamenti e le direttive UE richiesti. Il numero di quattro cifre indica l'identificazione dell'organismo notificato.



Smaltimento rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

Riciclare gli apparecchi acustici, gli accessori o le batterie secondo le normative locali. Gli utilizzatori degli apparecchi acustici possono anche consegnare i rifiuti elettronici al proprio professionista dell'udito ai fini del loro smaltimento. Apparecchiature elettroniche contemplate dalla direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).



Marchio di conformità normativa (RCM)

Il dispositivo è conforme ai requisiti in materia di sicurezza elettrica, CEM e di spettro radio per i dispositivi forniti nei mercati di Australia e Nuova Zelanda.

IP68

Codice IP

Indica la classe di protezione nei confronti dell'ingresso dannoso di acqua e particelle secondo la norma EN 60529. IP6X indica la protezione totale dalla polvere. IPX8 indica la protezione contro gli effetti dell'immersione continua in acqua.

**Logo Bluetooth**

Marchio di fabbrica registrato di Bluetooth SIG, Inc. il cui utilizzo richiede una licenza.

**Logo Made for Apple**

Indica che il dispositivo è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch.

**Sistema a induzione magnetica**

Il marchio rappresenta il simbolo universale dell'assistenza uditiva. La "T" significa che è installato un sistema ad induzione magnetica.

**Trasmettitore a radiofrequenza (RF)**

L'apparecchio acustico contiene un trasmettitore a RF.

GTIN**Numero globale commerciale del prodotto**

Un numero univoco a livello globale di 14 cifre, utilizzato per identificare i dispositivi medici, incluso il relativo software. In questo libretto, il GTIN è relativo al firmware (FW) dei dispositivi medici. Il GTIN presente sull'etichetta della confezione normativa è correlato all'hardware dei dispositivi medici.

FW**Firmware**

Versione del firmware usata nel dispositivo.

Descrizione degli altri simboli presenti sulle etichette



Mantenere asciutto

Indica un dispositivo medico che va protetto dall'umidità.



Numero di catalogo

Indica il numero di catalogo del produttore che consente di identificare il dispositivo medico.



Numero di serie

Indica il numero di serie del produttore che consente di identificare il dispositivo medico.



Dispositivo medico

Il dispositivo è di tipo medico.

Garanzia internazionale

Questi apparecchi acustici sono coperti da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia è valida sul territorio nazionale italiano. La garanzia copre i guasti conseguenti ai difetti di progettazione e/o fabbricazione dell'apparecchio e non include gli accessori quali, ad esempio: batterie, adattatori audio, cordini, cupole, ricevitori di tipo RITE, dispositivi anticerume, né le parti costruite su misura e/o soggette ad usura come, ad esempio: l'involucro degli intrauricolari, le chioccioline e i relativi tubicini di raccordo dei retroauricolari, i fili di estrazione degli intrauricolari, le curvette dei retroauricolari. La garanzia non copre i guasti derivanti dai danni al ricevitore e al microfono degli intrauricolari causati dall'accumulo di cerume e/o di

detriti della pelle a seguito di cattiva manutenzione. La garanzia non è operante per i guasti conseguenti all'azione aggressiva e/o corrosiva di eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria di alimentazione dell'apparecchio. La garanzia offerta dal produttore consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione dell'apparecchio, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia del paziente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione dell'apparecchio acustico al e dal Centro Assistenza

Tecnica Nazionale. La garanzia decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguenti a incidenti, cadute, traumi meccanici, secrezioni dell'orecchio che coinvolgono l'apparecchio acustico e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, qualora l'apparecchio acustico venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con pezzi non originali. La garanzia è cumulativa e non alternativa alle altre eventuali garanzie previste dalla Legge, ed è valida sul territorio nazionale italiano.

Il professionista dell'udito potrebbe aver stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente.

Per ulteriori informazioni consulti il professionista dell'udito.

Se le serve assistenza

Porti gli apparecchi dal professionista dell'udito che provvederà a risolvere immediatamente i problemi di entità minore.

Il professionista dell'udito può darle supporto nell'ottenere il servizio di garanzia dal produttore e potrebbe addebitarle dei costi relativi alle proprie prestazioni professionali.

Garanzia

Certificato

Nome del proprietario: _____

Professionista dell'udito: _____

Indirizzo del professionista dell'udito: _____

Numero di telefono del professionista dell'udito: _____

Data d'acquisto: _____

Durata della garanzia: _____ Mesi: _____

Modello sinistro: _____ N° di serie: _____

Modello destro: _____ N° di serie: _____

Impostazioni individuali degli apparecchi acustici

Da compilare a cura del professionista dell'udito.

Tinnitus SoundSupport: Limiti di Utilizzo			
☐	Nessun limite di utilizzo		
	Programma	Volume di avvio (acufene)	Volume massimo (acufene)
☐	1	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
☐	2	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
☐	3	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno
☐	4	Max _____ ore al giorno	Max _____ ore al giorno

Riepilogo delle impostazioni dei suoi apparecchi acustici					
Sinistro			Destro		
☐ Sì	☐ No	Come regolare il volume	☐ Sì	☐ No	
☐ Sì	☐ No	Modifica del programma	☐ Sì	☐ No	
☐ Sì	☐ No	Muto	☐ Sì	☐ No	
☐ Sì	☐ No	Tinnitus SoundSupport:	☐ Sì	☐ No	
Indicatori controllo volume					
☐ On	☐ Off	Beep di raggiungimento volume min/max	☐ On	☐ Off	
☐ On	☐ Off	Beep al cambio volume	☐ On	☐ Off	
☐ On	☐ Off	Beep al volume di avvio	☐ On	☐ Off	
Indicatori batteria					
☐ On	☐ Off	Avviso batteria in esaurimento	☐ On	☐ Off	

Indicatori acustici

Lo stato degli apparecchi acustici è indicato da vari suoni. I diversi indicatori sono elencati nelle pagine seguenti.

Il professionista dell'udito può impostare gli indicatori acustici in base alle sue preferenze.

Programma	☐ Suono	Quando usarlo?
1	1 tono	
2	2 toni	
3	3 toni	
4	4 toni	

Continua a pagina seguente

ON	Suono
On	☐ Motivetto
Volume	Suono
Volume di avvio	☐ 2 beep
Volume minimo/ massimo	☐ 3 beep
Volume su/giù	☐ 1 beep
Muto	

Accessori	☐ Suono
Programmi FM e wireless ¹⁾	2 toni diversi
Programmi FM e wireless ²⁾	2 toni diversi
Modalità aereo	Suono
Modalità aereo attiva	Motivetto breve
Modalità aereo disattiva	Motivetto breve

Avvertenze	Suono
Batteria in esaurimento	☐ 3 toni alternati
Batteria scarica	4 toni discendenti
Necessario controllo microfono	8 beep ripetuti 4 volte

249600IT / 2022.04.29 / v1

- 1) DAI/FM + microfono per apparecchi acustici, adattatore TV
 2) solo segnale DAI/FM, microfono remoto ConnectClip



oticon
life-changing **technology**

249600IT / 2022.04.29 / v1