

Istruzioni per l'uso

OTICON | **Opn**
BTE13 PP



TwinLink
NFMI + 2.4 GHz

Made for



iPod



iPhone



iPad

oticon
PEOPLE FIRST

Panoramica del modello

Questo opuscolo è valido per la famiglia Oticon Opn™, BTE13 PP (Livello di adattamento 105) nei seguenti modelli di apparecchi acustici:

- Oticon Opn 1
- Oticon Opn 2
- Oticon Opn 3

con funzionalità radio NFMI e da 2,4 GHz.

Introduzione al presente opuscolo

Questo opuscolo rappresenta una guida all'uso e manutenzione dei suoi nuovi apparecchi acustici. Legga attentamente l'opuscolo, inclusa la **sezione Avvertenze**. Ciò le consentirà di utilizzare al meglio i suoi nuovi apparecchi acustici.

Il suo Professionista dell'udito ha regolato l'apparecchio acustico in base alle sue esigenze. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

| [Informazioni](#) | [Come iniziare](#) | [Manutenzione](#) | [Opzioni](#) | [Tinnito](#) | [Avvertenze](#) | [Informazioni aggiuntive](#) |

Per sua praticità, la guida contiene una barra di riferimento per consentirle di scorrere con facilità tra una sezione e l'altra.

Uso previsto

I suoi apparecchi acustici hanno la funzione di elaborare e trasmettere i suoni alle orecchie e sono indicati per perdite dell'udito di entità da moderata a grave-profonda. Questi apparecchi acustici Power sono destinati ad essere utilizzati da adulti e bambini di età superiore ai 36 mesi.

AVVERTENZA IMPORTANTE

L'amplificazione viene adattata e ottimizzata esclusivamente per le sue capacità uditive personali in base alle prescrizioni determinate dal suo Professionista dell'udito.

Indice 1/2

Informazioni

Come identificare l'auricolare e gli apparecchi acustici	10
BTE13 PP con curvetta sonora e chiocciola	12
BTE13 PP con tubicino sottile (Corda miniFit Power)	14
Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro	16
Batteria (formato 13)	17
Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie	18

Come iniziare

Come accendere e spegnere i suoi apparecchi acustici	20
Quando sostituire la batteria	21
Come sostituire la batteria	22

Manutenzione

Come indossare i suoi apparecchi acustici con la curvetta	24
Uso e cura quotidiana dei suoi apparecchi acustici	25
Come pulire le chiocciole	26
Come lavare le chiocciole	27

Tubicino sottile (Corda miniFit Power)	28
Come indossare gli apparecchi acustici con tubicino sottile	29
Come pulire il tubicino sottile	30
Auricolari standard per tubicino sottile	31
Come sostituire la cupola o il Grip Tip	32
Auricolari personalizzati per tubicino sottile	33
Come pulire il Micro mould	34
Come sostituire il filtro ProWax	35
Modalità aereo	36

Opzioni

Accessori e funzioni opzionali	38
Come silenziare gli apparecchi acustici	39
Modifica dei programmi	40
Regolazione del volume	42
Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone, iPad e iPod touch	43

Continua a pagina seguente

Indice 2/2

Associazione degli apparecchi acustici con l'iPhone	44	Limitazioni d'uso	61
Ricollegare gli apparecchi acustici all'iPhone, iPad e iPod touch	46	Informazioni importanti per il Professionista dell'udito sul Tinnitus SoundSupport	62
Oticon ON App	47	Avvertenze relative agli acufeni	64
Accessori wireless	48	Avvertenze	
Altre opzioni	49	Avvertenze generali	66
Indicatore LED	50	Informazioni aggiuntive	
Stato di ascolto	51	Come risolvere i problemi comuni	70
Azioni	52	Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)	72
Avvertenze	53	Condizioni	73
Cassetto batteria con chiusura di sicurezza	54	Certificato di garanzia	74
Acufeni		Garanzia	75
Tinnitus SoundSupport™ (opzionale)	56	Informazione tecnica	78
Linee guida per utenti affetti da acufeni che utilizzano un generatore di suoni	57	Impostazioni individuali per gli apparecchi acustici	82
Opzioni sonore e regolazione del volume	58		


Come identificare l'auricolare e gli apparecchi acustici

Gli apparecchi acustici si distinguono per due diversi tipi di raccordo e vari modelli di auricolare.


Identifichi il tipo di raccordo e di auricolare del suo apparecchio acustico. Questo le semplificherà la consultazione della presente guida.

Curvetta sonora con chiocciola

Una curvetta sonora ha, come auricolare, una chiocciola.



Tubicino sottile (Corda miniFit Power)



Auricolari

Il tubicino sottile utilizza uno dei seguenti auricolari:


- Cupola (In figura: cupola Bass)*
- Grip Tip
- VarioTherm® Micro mould
- Micro mould

* Per maggiori dettagli su come sostituire la cupola o il Grip Tip, consultare la sezione: "Come sostituire la cupola o il Grip Tip"


® VarioTherm è un marchio registrato di Dreve

BTE13 PP con curvetta sonora e chiocciola

Che cos'è?




Come funziona?




BTE13 PP con tubicino sottile (Corda miniFit Power)

Che cos'è?




Come funziona?




Come riconoscere l'apparecchio acustico sinistro e destro

È importante distinguere l'apparecchio destro da quello sinistro poiché potrebbero essere programmati diversamente. I contrassegni colorati sinistro/destro sono posti all'interno del cassetto batteria. I contrassegni sono inoltre presenti sui Micro Moulds.




Batteria (formato 13)

L'apparecchio acustico è un dispositivo elettronico in miniatura alimentato da speciali batterie. Per attivare l'apparecchio acustico, è necessario inserire una batteria nuova nell'apposito cassetto. Consultare la sezione "Come sostituire la batteria".



Attrezzo MultiUso per la pulizia e la gestione delle batterie

L'attrezzo MultiUso contiene un magnete che semplifica la procedura di sostituzione della batteria nell'apparecchio acustico. Contiene inoltre uno spazzolino e un occhiello per la pulizia e la rimozione del cerume. Se necessita di un nuovo attrezzo MultiUso, si rivolga al suo Professionista dell'udito.



AVVERTENZA IMPORTANTE

L'attrezzo MultiUso è dotato di un magnete incorporato. Tenga l'attrezzo MultiUso ad almeno 30 cm di distanza da carte di credito e altri dispositivi elettromagnetici.

Come accendere e spegnere i suoi apparecchi acustici

Il cassetto batteria serve anche per accendere e spegnere l'apparecchio acustico. Per preservare la batteria, si assicuri di spegnere sempre l'apparecchio quando non lo indossa.


Accensione (ON)

Chiuda il cassetto batteria con la batteria inserita.



Spegnimento (OFF)

Apra il cassetto batteria.



Quando sostituire la batteria

Quando è il momento di sostituire la batteria, sentirà tre beep ripetuti a intervalli regolari fino al totale esaurimento.



Tre beep*

= La batteria si sta esaurendo



Quattro beep

= La batteria si è esaurita

Consiglio per la manutenzione della batteria


Per assicurarsi che l'apparecchio acustico non smetta di funzionare, porti con sé delle batterie di ricambio o sostituisca la batteria prima di uscire di casa.

* Il Bluetooth si spegnerà e non sarà possibile utilizzare gli accessori wireless.

Nota: Le batterie devono essere sostituite più frequentemente nel caso in cui si effettuino lo streaming di audio o musica agli apparecchi acustici.


Come sostituire la batteria

1. Togliere



Apra completamente il cassetto batteria.
Tolga la batteria.


2. Staccare



Stacchi l'etichetta adesiva dal polo + di una batteria nuova.

Consiglio:
Attenda 2 minuti in modo che la batteria possa prendere aria e garantire un funzionamento ottimale.

3. Inserire



Inserisca la batteria nuova nel cassetto batteria.
La inserisca dall'alto e NON dal lato.

Si assicuri che il polo + sia rivolto verso l'alto.

4. Chiudere



Chiuda il cassetto batteria.
L'apparecchio suonerà un motivetto nell'auricolare.

Avvicini l'auricolare all'orecchio per sentire il motivetto.

Consiglio



Attrezzo MultiUso

L'attrezzo MultiUso può essere utilizzato per la sostituzione della batteria. Usi l'estremità magnetica per rimuovere e inserire le batterie.

L'attrezzo MultiUso è fornito dal suo Professionista dell'udito.

Come indossare i suoi apparecchi acustici con la curvetta

Se possiede degli apparecchi acustici con curvetta sonora e chiocciola, legga le pagine seguenti.



La chiocciola è personalizzata per adattarsi all'orecchio. Le chioccioline sono personalizzate per l'orecchio destro o sinistro.

Fase 1



Tiri delicatamente il padiglione dell'orecchio verso l'esterno e spinga la chiocciola verso il condotto uditivo, ruotandola leggermente.

Fase 2




Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

Uso e cura quotidiana dei suoi apparecchi acustici

Quando maneggia gli apparecchi acustici, lo faccia su una superficie morbida, in modo che non si danneggino in caso di caduta.

Come pulire le aperture microfoniche

Spazzoli via delicatamente lo sporco dalle aperture. Spazzoli delicatamente la superficie. Abbia cura di non premere lo spazzolino sulle aperture.




AVVERTENZA IMPORTANTE

Per pulire l'apparecchio acustico, utilizzi un panno morbido e asciutto. L'apparecchio acustico non deve mai essere lavato, immerso in acqua o in altri liquidi.

Come pulire le chioccioline

Le chioccioline devono essere pulite regolarmente. Utilizzi un panno morbido per pulire la superficie della chiocciola. Utilizzi l'occhiello dell'attrezzo MultiUso per pulire le aperture.



Come sostituire il tubicino

Il tubicino che collega la chiocciola agli apparecchi acustici deve essere sostituito se diventa giallo o se si irrigidisce. Per ulteriore assistenza si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Come lavare le chioccioline

Fase 1



Prima di staccarle dagli apparecchi, si assicuri di essere in grado di riconoscere la chiocciola di ciascun apparecchio.

Fase 2



Stacchi il tubicino e la chiocciola dalla curvetta. Nell'estrarre il tubicino, afferrare sempre saldamente la curvetta per non danneggiare l'apparecchio.

Fase 3




Lavi la chiocciola e il tubicino con sapone neutro in acqua tiepida. Li sciacqui e li asciughi perfettamente prima di ricollarli all'apparecchio acustico.

Tubicino sottile (Corda miniFit Power)

Se il suo apparecchio dispone di un tubicino sottile (Corda miniFit Power) con cupola, Grip Tip o Micro mould come auricolare si assicuri di leggere le pagine seguenti.

Corda miniFit Power è un tubicino sottile che trasmette i suoni all'orecchio. Il tubicino sottile deve essere utilizzato solamente con un auricolare collegato. Utilizzi esclusivamente accessori originali per apparecchi acustici Oticon.




Come indossare gli apparecchi acustici con tubicino sottile

Fase 1



Posizioni l'apparecchio acustico dietro l'orecchio.

Fase 2



Tenga la curva del tubicino tra il pollice e l'indice. L'auricolare deve essere rivolto verso l'apertura del condotto uditivo.

Fase 3




Spinga con delicatezza l'auricolare all'interno del condotto uditivo finché il tubicino sottile risulti saldamente posizionato contro la sua testa. Se il tubicino sottile è dotato di un'alletta di sostegno, la posizioni all'interno dell'orecchio in modo che ne segua il profilo.

Come pulire il tubicino sottile


Il tubicino sottile deve essere tenuto pulito da umidità e cerume. Se non viene pulito, il cerume potrebbe ostruirlo ed impedire l'uscita del suono.

Fase 1




Estragga il tubicino sottile dall'apparecchio acustico.

Fase 2



Inserisca l'attrezzo di pulizia in tutta la lunghezza del tubicino.

Fase 3



Ricollegghi il tubicino sottile all'apparecchio acustico.

Auricolari standard per tubicino sottile

Sono presenti 3 diversi tipi di cupole. Sia le cupole sia il Grip Tip sono realizzati in morbido materiale siliconico. Ne verifichi modello e dimensioni qui di seguito.



Cupola Bass,
con ventilazione singola



Cupola Bass,
con ventilazione doppia




Cupola Power



Grip Tip

Disponibile in formato piccolo e grande,
sinistro e destro, con o senza ventilazione




AVVERTENZA IMPORTANTE

Se estraendolo dall'orecchio, l'auricolare non fosse attaccato al tubicino sottile, è possibile che sia rimasto nel condotto uditivo. Per ulteriore assistenza si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Come sostituire la cupola o il Grip Tip


L'auricolare standard (cupola o Grip Tip) non va pulito. Se l'auricolare si riempie di cerume, deve essere sostituito con uno nuovo. Il Grip Tip dovrebbe essere sostituito almeno una volta al mese.

Fase 1




Afferri l'estremità del tubicino sottile ed estragga la cupola.

Fase 2



Inserisca il tubicino sottile esattamente al centro dell'auricolare per garantire un attacco sicuro.

Fase 3



Prema saldamente per assicurarsi di aver ben fissato la cupola.

Auricolari personalizzati per tubicino sottile

I Micro mould sono disponibili in due diversi materiali.



• Micro mould




• Micro mould VarioTherm*

* Il Micro mould VarioTherm non dispone di filtro anticerume

Come pulire il Micro mould

Il Micro mould deve essere pulito regolarmente.

Il Micro mould dispone di un filtro anticerume bianco che deve essere sostituito se ostruito o quando l'apparecchio acustico emette un suono anomalo.



AVVERTENZA IMPORTANTE

Utilizzi sempre lo stesso tipo di filtro anticerume di quello fornito in dotazione con l'apparecchio. In caso di dubbi sull'utilizzo o la sostituzione del filtro anticerume, contatti il suo Professionista dell'udito.

Come sostituire il filtro ProWax

1. Attrezzo




Tolga l'attrezzo dall'astuccio. L'attrezzo ha due estremità, una vuota per la rimozione e una con il nuovo filtro anticerume.

2. Togliere



Inserisca l'estremità vuota nel filtro anticerume nel Micro mould e lo estraiga.


3. Inserire



Inserisca il nuovo filtro anticerume utilizzando l'altra estremità, rimuova l'attrezzo e lo smaltisca.

Modalità aereo

Salendo su un aereo o entrando in un'area in cui è proibita l'emissione di segnali radio, ad es. durante il volo, dovrà essere attivata la modalità aereo. L'apparecchio acustico continuerà a funzionare. È necessario attivare la modalità aereo solamente in un apparecchio acustico. È possibile disporre di un LED di stato per la modalità aereo. Consulti la sezione: "Indicatore LED" per maggiori informazioni.




Per l'attivazione e disattivazione preme il pulsante per almeno 7 secondi. Un motivetto confermerà l'avvenuta attivazione.

Per disattivare la modalità aereo, apra e chiuda il cassetto batteria. Consulti la pagina successiva: "Ripristino veloce".


Ripristino veloce

Qualora desideri tornare alle impostazioni standard programmate dal suo Professionista dell'udito, basterà semplicemente aprire e chiudere il cassetto batteria.

Aperto



Chiuso



Accessori e funzioni opzionali

Nelle pagine seguenti sono descritti gli accessori e le funzioni opzionali. Si rivolga al suo Professionista dell'udito per sapere com'è stato programmato il suo apparecchio acustico.

In caso di difficoltà nelle situazioni di ascolto, potrebbe essere utile impostare un programma speciale. Questi saranno impostati dal suo Professionista dell'udito.

Si annoti le situazioni di ascolto in cui potrebbe aver bisogno di assistenza.

□ Come silenziare gli apparecchi acustici

Utilizzi la funzione di silenziamento (muto) se desidera escludere i suoni. È possibile disporre di uno stato LED per la funzione di silenziamento. Consulti la sezione: "Indicatore LED" per maggiori informazioni su questo aspetto.




Per silenziare l'apparecchio acustico prema a lungo su una delle estremità del pulsante (4 secondi).
Per riattivare i suoni, prema brevemente il pulsante.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non usi la funzione di silenziamento come spegnimento perché in tale condizione l'apparecchio continua ad assorbire energia dalla batteria.

□ **Modifica dei programmi**

I suoi apparecchi acustici possono avere fino a 4 programmi diversi. Questi saranno impostati dal suo Professionista dell'udito. È possibile disporre di uno stato LED per la modifica dei programmi. Consulti la sezione: "Indicatore LED" per maggiori informazioni su questo aspetto.



Prema su o giù per scorrere i programmi.

I programmi scorrono senza interruzioni in ordine progressivo sia verso l'alto che verso il basso. Ad esempio, per passare dal programma 1 al programma 4, basta premere una volta il pulsante in basso anziché premerlo 3 volte in alto.

Da compilare a cura del suo Professionista dell'udito

Programma	Suono udibile quando attivato	Quando usarlo?
1	 "1 beep"	
2	 "2 beep"	
3	 "3 beep"	
4	 "4 beep"	

Modifica programma:

SINISTRO


DESTRO

Pressione breve

Pressione lunga

Regolazione del volume

Il pulsante consente di regolare il volume. Aumentando o diminuendo il volume, lei avvertirà un clic. È possibile disporre di un LED di stato per la regolazione del volume. Consulti la sezione: "Indicatore LED" per maggiori informazioni.



Da compilare a cura del suo Professionista dell'udito

Modifica del volume	<input type="checkbox"/> SINISTRO	<input type="checkbox"/> DESTRO	<input type="checkbox"/> Pressione breve
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	------------------------------------------

Utilizzo degli apparecchi acustici con iPhone, iPad e iPod touch

Gli apparecchi acustici sono realizzati per iPhone® e consentono la comunicazione e il controllo direttamente da un iPhone, iPad® o iPod touch®. Per assistenza nella procedura di utilizzo di questi prodotti con

gli apparecchi acustici, si rivolga al suo Professionista dell'udito o visiti il sito:
www.oticon.global/connectivity

Sul sito Web, troverà inoltre informazioni sulla compatibilità.



Nota: Lo streaming audio diretto non è al momento supportato da Android.

Oticon Opn è compatibile con i seguenti dispositivi: iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPad Pro da 9,7", iPad Pro da 12,9", iPad Air 2, iPad Air, iPad (quarta generazione), iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini e iPod touch (quinta e sesta generazione). Sui dispositivi, deve essere eseguito il sistema operativo iOS 9.3 o versioni successive.


Associazione degli apparecchi acustici con l'iPhone

1. Impostazioni




Accenda l'iPhone e prema "Impostazioni". Si accerti che il Bluetooth sia attivo. Scegli quindi "Generale".

2. Generale




Nella schermata "Generale", scegli "Accessibilità".

3. Accessibilità



Nella schermata "Accessibilità", scegli "Apparecchi acustici".

4. Preparazione



Apri e chiudi il cassetto batteria di entrambi gli apparecchi acustici e li posizioni vicino all'iPhone. Gli apparecchi acustici saranno quindi in modalità associazione per 3 minuti.

5. Selezione



L'iPhone rileverà gli apparecchi acustici per l'associazione. Gli apparecchi rilevati appariranno nell'elenco dell'iPhone. Scegli gli apparecchi acustici.

6. Conferma associazione



Confermi l'associazione. Qualora disponga di due apparecchi acustici, la conferma dell'associazione è necessaria per ciascun apparecchio acustico.

Ricollegare gli apparecchi acustici all'iPhone, iPad e iPod touch

Quando si spengono gli apparecchi acustici o il dispositivo Apple®, non saranno più collegati. Per collegarli nuovamente, accendere gli apparecchi acustici aprendo e chiudendo lo sportellino batteria. Gli apparecchi acustici si ricollegheranno automaticamente al dispositivo Apple.

"per iPod", "per iPhone" e "per iPad" significa che un dispositivo elettronico è stato progettato per essere utilizzato specificatamente con iPod, iPhone o iPad, ed è stato certificato dal produttore per rispondere agli standard prestazionali della Apple. Apple non è responsabile dell'operatività del presente dispositivo o della sua conformità agli standard e normative di sicurezza. Nota bene: l'utilizzo di questo dispositivo con iPod, iPhone, o iPad potrebbe compromettere le prestazioni wireless.

Apple, il logo Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Apple Watch sono marchi depositati della Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio della Apple Inc. Android, Google Play e il logo Google Play sono marchi depositati della Google Inc.

Oticon ON App

Oticon ON App per dispositivi iPhone, iPad, iPod touch e Android™ offre una modalità intuitiva e discreta per controllare gli apparecchi acustici. Oticon ON App consente inoltre di connettere e controllare una gamma infinita di altri dispositivi mediante collegamento a IFTTT via Internet. Per maggiori dettagli e informazioni sulla compatibilità, visitare: www.oticon.global/connectivity.

Oticon ON App è disponibile sull'App Store® e su Google Play™. Per scaricare Oticon ON App su iPad, effettuare una ricerca sull'App Store tra le app per iPhone.



Accessori wireless

Ad arricchimento dei suoi apparecchi acustici wireless, sono disponibili numerosi accessori wireless. Possono essere attivati per migliorare l'ascolto e la comunicazione in numerose situazioni quotidiane.

ConnectClip*

Quando si associa ConnectClip al telefono cellulare, è possibile utilizzare gli apparecchi acustici a mani completamente libere.

Adattatore TV 3.0

L'adattatore TV è un trasmettitore wireless dell'audio proveniente dalla TV e da dispositivi audio elettronici. L'adattatore TV

diffonde l'audio direttamente agli apparecchi acustici.

Telecomando 3.0

Il telecomando consente di cambiare programma, regolare il volume o silenziare gli apparecchi acustici.

Per maggiori informazioni, si rivolga al suo Professionista dell'udito o visiti il sito: www.oticon.global

*ConnectClip sarà disponibile nel corso della seconda metà del 2017

Altre opzioni



Bobina magnetica

La bobina magnetica consente un miglior ascolto quando si utilizza un telefono con sistema a induzione magnetica (teleloop) o quando ci si trova in strutture provviste di tali sistemi quali teatri, chiese o sale conferenze. Nei luoghi in cui è stato installato un sistema a induzione magnetica (teleloop) è presente questo simbolo o simili.



Telefono Automatico

Il telefono automatico può attivare automaticamente un programma nell'apparecchio acustico, quando il telefono è dotato di magnete BTE13 PP. Non utilizzare nessun altro magnete. Il magnete deve essere posizionato sul telefono.

Per maggiori informazioni, si rivolga al suo Professionista dell'udito

□ **Indicatore LED**



L'indicatore LED viene utilizzato per consentire ad utenti, affidatari, genitori e insegnanti di gestire l'apparecchio acustico e fornire indicazioni sulle relative funzioni e modalità.


Stato di ascolto

Stato dei programmi	Indicatore Visivo A ripetizione continua
<input type="checkbox"/> Programma 1	○ ●
<input type="checkbox"/> Programma 2	○ ○ ●
<input type="checkbox"/> Programma 3	○ ○ ○ ●
<input type="checkbox"/> Programma 4	○ ○ ○ ○ ●
<input type="checkbox"/> Accessori wireless microfono incluso	▬ ○ ●
<input type="checkbox"/> Accessori wireless	○ ▬ ●
<input type="checkbox"/> Modalità aereo attiva	○ ● ● ●
<input type="checkbox"/> Silenziamento (muto)	○ ● ●

○ Verde, flash breve ▬ Verde, flash lungo ● Rosso, flash breve
● Rosso, flash lungo || Pausa

Azioni

Regolazioni del volume	Indicatore Visivo Una sola sequenza
<input type="checkbox"/> Volume preferito	
<input type="checkbox"/> Volume minimo/massimo	
<input type="checkbox"/> Volume su/giù	
<input type="checkbox"/> Ripristino veloce	 

 Verde, flash breve  Verde, flash lungo  Verde, flash molto lungo

 Rosso, flash breve

Avvertenze

Avvertenze	Indicatore Visivo	Commenti
<input type="checkbox"/> La batteria si sta esaurendo		A ripetizione continua
<input type="checkbox"/> È necessario un controllo del funzionamento del microfono		Ripetuto 4 volte con brevi pause

 Rosso, flash breve  Rosso, flash lungo

□ **Cassetto batteria con chiusura di sicurezza**

È possibile dotare gli apparecchi acustici di uno speciale cassetto batteria con chiusura di sicurezza per impedirne l'apertura a neonati, bambini e persone con difficoltà cognitive.

AVVERTENZA IMPORTANTE

Eviti di forzare eccessivamente l'apertura del cassetto batteria quando è bloccato. Non forzi il cassetto batteria oltre la sua massima apertura. Si assicuri di inserire correttamente la batteria.


Qualora tema che la chiusura di sicurezza e il blocco del cassetto non funzionino più correttamente, contatti il suo Professionista dell'udito.

Per bloccare il cassetto batteria




Chiuda completamente lo sportellino batteria e si assicuri di bloccarlo.

Attrezzo per sbloccare il cassetto batteria



Utilizzi questo piccolo attrezzo fornito dal suo Professionista dell'udito.

Sblocco del cassetto batteria



Inserisca la punta dell'attrezzo nel forellino posto sul retro del cassetto batteria.

1. Lo muova verso destra continuando a tenerlo stretto
2. Apra il cassetto batteria

□ **Tinnitus SoundSupport™** (opzionale)

Come utilizzare il Tinnitus SoundSupport

Il Tinnitus SoundSupport, quale parte di un programma di gestione degli acufeni, è uno strumento che provvede a generare suoni che offrano un sollievo temporaneo ai pazienti affetti da acufeni.

È destinato a utenti adulti di età superiore ai 18 anni.

Il Tinnitus SoundSupport si rivolge a Professionisti dell'udito abilitati (audiologi, specialisti in otorinolaringoiatria ed audioprotesisti) che abbiano familiarità con la diagnosi e il trattamento degli acufeni e delle perdite uditive. L'adattamento del Tinnitus SoundSupport deve essere effettuato da Professionisti dell'udito in grado di gestire gli acufeni.

Linee guida per utenti affetti da acufene che utilizzano un generatore di suoni

Le presenti istruzioni contengono informazioni sul Tinnitus SoundSupport, che il suo Professionista dell'udito potrebbe aver attivato nei suoi apparecchi acustici.

Il Tinnitus SoundSupport è un dispositivo per acufeni, che genera rumore di intensità ed ampiezza di banda sufficienti a gestire gli acufeni.

Il suo Professionista dell'udito potrà inoltre indicarle delle cure adeguate. È importante seguire i consigli e le indicazioni relative a tali cure.

Da utilizzare solo su prescrizione

Prima di utilizzare un generatore di suoni, si raccomanda a chi ha problemi di acufeni di far eseguire una diagnosi medica da un professionista dell'udito autorizzato. Tale diagnosi serve a valutare se vi sono indicazioni al trattamento di eventuali condizioni che possano essere causa di acufeni, prima di utilizzare un generatore di suoni.

Opzioni sonore e regolazione del volume

Il Tinnitus SoundSupport è programmato dal suo Professionista dell'udito in base alla sua perdita uditiva e alle sue preferenze per il sollievo dall'acufene. Offre diverse opzioni sonore. Insieme al suo Professionista dell'udito, potrà selezionare i suoni preferiti.

Programmi del Tinnitus SoundSupport

Insieme al suo Professionista dell'udito, potrà decidere in quali programmi desidera attivare Tinnitus SoundSupport. Il generatore di suoni può essere attivato in un massimo di quattro diversi programmi.

Silenziamento (muto)

Se sta utilizzando un programma in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, la funzione di silenziamento (muto) escluderà solo i suoni ambientali ma non quelli provenienti dal Tinnitus SoundSupport. Consulti la sezione: "Come silenziare gli apparecchi acustici".

Regolazione del volume con il Tinnitus SoundSupport

Quando seleziona uno dei programmi degli apparecchi acustici in cui è stato attivato il Tinnitus SoundSupport, il suo Professionista dell'udito può solamente impostare il pulsante sull'apparecchio che servirà per regolare il volume del suono prodotto dal Tinnitus SoundSupport.

Il suo Professionista dell'udito imposterà il controllo del volume per il generatore di suoni in una delle seguenti modalità:

- A) Modifica separata del volume per ciascun orecchio, oppure
- B) Modifica simultanea del volume in entrambe le orecchie.

<input type="checkbox"/>	<p>A) Come regolare il volume del Tinnitus SoundSupport separatamente in ciascun orecchio Per umentare il volume (solamente in un apparecchio acustico), prema brevemente e ripetutamente sulla parte superiore del pulsante fino a raggiungere il livello desiderato. Per diminuire il volume (solamente in un apparecchio acustico), prema brevemente e ripetutamente sulla parte inferiore del pulsante fino a raggiungere il livello desiderato.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Come regolare il volume del Tinnitus SoundSupport simultaneamente in entrambe le orecchie Lei può aumentare/diminuire il volume del suono in entrambi gli apparecchi agendo solo su uno. La regolazione del volume effettuata su un apparecchio, verrà applicata anche sull'altro. Per umentare il volume, prema brevemente e ripetutamente sulla parte superiore del pulsante. Per diminuire il volume, prema brevemente e ripetutamente sulla parte inferiore del pulsante.</p>

Da compilare a cura del suo Professionista dell'udito.

Limitazioni d'uso

Utilizzo giornaliero

Il volume del Tinnitus SoundSupport può essere impostato a un livello che, se utilizzato per un periodo di tempo prolungato, potrebbe danneggiare in modo permanente l'udito residuo dell'utente. Il suo Professionista dell'udito saprà consigliarle per quanto tempo al giorno potrà utilizzare Tinnitus SoundSupport. Eviti di utilizzarlo a livelli indesiderati.

Consulti la tabella: "Tinnitus SoundSupport: Limitazioni d'uso, impostazioni individuali per gli apparecchi acustici" riportata al termine del presente opuscolo per sapere quante ore al giorno può utilizzare con sicurezza i suoni di sollievo nei suoi apparecchi acustici.

Informazioni importanti per il Professionista dell'udito sul Tinnitus SoundSupport

Descrizione del dispositivo

Tinnitus SoundSupport è una funzione modulare che il Professionista dell'udito può abilitare negli apparecchi acustici.

Tempo massimo di utilizzo

Se il livello oltre gli 80 dB(A) SPL aumenta, va diminuito il tempo di utilizzo del Tinnitus SoundSupport. Non appena l'apparecchio eccede gli 80 dB(A) SPL, il software di adattamento mostrerà automaticamente un segnale di avvertimento. Consulti l'"Indicatore del tempo massimo di utilizzo" riportato nel software di adattamento, accanto al grafico di adattamento del Tinnitus SoundSupport.

Il controllo del volume è disattivato

Di default, nell'apparecchio, il controllo del volume per il generatore di suoni è disattivato. Quando il controllo del volume viene attivato, aumenta il rischio di esposizione al rumore.

Se il controllo del volume è attivato

È possibile che venga visualizzata un'avvertenza se si attiva il controllo del volume per l'acufene dalla schermata "Pulsanti e indicatori". Ciò avviene se il suono di sollievo può essere ascoltato a livelli che possano danneggiare l'udito. Nel software di adattamento, la tabella "Tempo massimo di utilizzo" mostra il numero di ore in cui il paziente può utilizzare in sicurezza il Tinnitus SoundSupport.

- Prenda nota del tempo massimo di utilizzo di ciascun programma per il quale è stato attivato il Tinnitus SoundSupport.
- Inserisca i valori nella tabella: "Tinnitus SoundSupport: Limite di utilizzo", riportata sul retro del presente opuscolo.
- Istruisca opportunamente il paziente.

Avvertenze relative all'acufene

Se il suo Professionista dell'udito ha attivato il generatore di suoni Tinnitus SoundSupport, segua scrupolosamente le seguenti avvertenze.

L'utilizzo di suoni generati da un dispositivo di gestione degli acufeni può dar luogo ad alcune possibili complicanze. Tra queste, la possibilità di accentuare gli acufeni e/o di modificare la soglia uditiva.

Nel caso in cui dovesse avvertire o notare un cambiamento nel suo udito o nell'acufene, o in caso di vertigini, nausea, mal di testa, palpitazioni cardiache o possibili irritazioni cutanee da contatto col dispositivo, ne interrompa immediatamente l'utilizzo e si rivolga al suo medico, Audioprotesista di fiducia o Professionista dell'udito.

Come per qualsiasi dispositivo, l'utilizzo improprio del generatore di suoni può indurre effetti potenzialmente dannosi. Si raccomanda di non utilizzare se non autorizzati e tenere il dispositivo fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Tempo massimo di utilizzo

Si attenga sempre al tempo massimo di utilizzo giornaliero del Tinnitus SoundSupport consigliato dal suo Professionista dell'udito. Un utilizzo prolungato può aggravare l'acufene o la perdita uditiva.

Avvertenze generali

Si assicuri di conoscere bene le seguenti avvertenze generali prima di usare l'apparecchio acustico per garantire sicurezza personale e corretto utilizzo.

Gli apparecchi acustici non le ridaranno un udito normale, né potranno prevenire o curare il suo deficit uditivo dovuto a condizioni organiche. In molti casi, inoltre, l'uso saltuario degli apparecchi acustici non permette di sfruttarne al massimo tutti i benefici ottenibili.

Se l'apparecchio acustico non dovesse funzionare correttamente, si rivolga al suo Professionista dell'udito.

Utilizzo degli apparecchi acustici

Gli apparecchi acustici devono essere usati solo come consigliato e regolati dal suo Professionista dell'udito. L'uso improprio di un apparecchio acustico può causare un danno improvviso e permanente dell'udito.

Non permetta mai ad un'altra persona di indossare i suoi apparecchi acustici perché potrebbero essere usati impropriamente e danneggiare l'udito di chi li indossa.

Rischi di soffocamento e di ingestione delle batterie o di altre parti di piccole dimensioni

Gli apparecchi, le batterie che li alimentano ed in genere le loro parti, devono essere tenuti lontano da bambini o da persone che potrebbero ingerirli od usarli impropriamente.

Le batterie potrebbero essere scambiate per pillole. Quindi controlli sempre le medicine prima di ingerirle.

La maggior parte degli apparecchi OTICON può essere fornita, su richiesta, con un cassetto batteria opzionale con chiusura di sicurezza. Questa opzione è vivamente consigliata se l'apparecchio è destinato a neonati, bambini o persone con difficoltà cognitive.

I bambini di età inferiore ai 36 mesi devono utilizzare sempre apparecchi dotati di cassetto batteria con chiusura di sicurezza. Si rivolga al suo Professionista dell'udito per garantire la disponibilità di questa opzione.

Se una batteria o un apparecchio acustico venissero accidentalmente ingeriti, contatti immediatamente un medico.

Utilizzo delle batterie

Utilizzi sempre le batterie raccomandate dal suo Professionista dell'udito. Batterie di qualità inferiore potrebbero causare scarse prestazioni e inconvenienti fisici.

Non cerchi mai di ricaricare batterie non ricaricabili o di smaltirle bruciandole, perché potrebbero esplodere.

Malfunzionamento

Può verificarsi che i suoi apparecchi acustici smettano di funzionare senza preavviso. Bisogna tener presente questa possibilità, specialmente quando si può essere raggiunti o dipendere da segnali di allarme o di avvertimento, come, ad esempio, nel traffico. Gli apparecchi acustici possono smettere di funzionare per vari motivi, per esempio a causa dell'esaurirsi della batteria o dei tubicini ostruiti da umidità o cerume.

Avvertenze generali

Dispositivi impiantabili attivi

Presti particolare attenzione ai dispositivi impiantabili attivi. In generale, per l'utilizzo dei telefoni cellulari e dei magneti, segua le linee guida come raccomandato dai produttori di defibrillatori impiantabili e pacemaker.

Il magnete del Telefono Automatico e l'attrezzo MultiUso (che dispone di magnete integrato) devono essere mantenuti a una distanza di almeno 30 cm dal dispositivo impiantabile. Non li riponga, ad esempio, in taschini pettorali.

Qualora indossi un dispositivo impiantabile attivo cerebrale, contatti il produttore del dispositivo per informazioni sui possibili disturbi.

Raggi X, CT, RM, TAC, PET ed elettroterapia

Qualora si sottoponga ad esami quali raggi X, CT, RM, TAC, PET ed elettroterapia o ad interventi chirurgici, tolga sempre gli apparecchi acustici poiché l'esposizione a forti campi magnetici potrebbe danneggiarli.

Fonti di calore e sostanze chimiche

Non lasci mai i suoi apparecchi acustici vicino a sorgenti di calore né in una macchina parcheggiata al sole.

Non cerchi mai di asciugare gli apparecchi acustici introducendoli in forni a microonde o altri tipi di forni.

I prodotti chimici eventualmente presenti in cosmetici, come lacche, profumi, dopobarba, creme solari o repellenti per insetti hanno un effetto molto dannoso sui suoi apparecchi acustici. Si ricordi

sempre di rimuovere gli apparecchi acustici prima di utilizzare questi prodotti e di attendere il tempo necessario che si asciughino prima di utilizzarli nuovamente.

Apparecchi Power

È necessario usare la massima cautela nella selezione, adattamento ed utilizzo degli apparecchi acustici nel caso in cui l'uscita massima superi i 132 dB SPL (IEC 711) per evitare possibili rischi di danneggiare l'udito residuo dell'utente.

Verifichi sul retro del presente opuscolo se il suo è un apparecchio Power.

Possibili effetti collaterali

L'uso di apparecchi acustici e auricolari può causare un aumento della produzione di cerume all'interno del condotto uditivo.

Lo speciale materiale non-allergenico con cui sono realizzati gli apparecchi acustici può, in rari casi, provocare

un'irritazione della pelle o altri effetti collaterali.

Consulti un dottore nel caso si dovesse verificare queste condizioni.

Interferenze

I suoi apparecchi acustici rispondono ai massimi standard internazionali di immunità alle interferenze. Tuttavia, è possibile che si generino delle interferenze tra l'apparecchio acustico e altri dispositivi quali, ad esempio, alcuni telefoni cellulari, linee elettriche, sistemi di allarme antifurto e altri dispositivi. Se ciò accadesse, allontani gli apparecchi acustici da tali dispositivi.

Uso a bordo di velivoli

L'apparecchio acustico è dotato di Bluetooth. A bordo di velivoli, deve essere attivata la modalità aereo, salvo il caso in cui l'uso del Bluetooth venga autorizzato dal personale di bordo.

Come risolvere i problemi comuni

Sintomo	Possibili cause	Soluzioni
Nessun suono	Batteria scarica	Sostituisca la batteria
	Auricolari ostruiti (cupola, Grip Tip o Micro mould)	Pulisca il Micro mould Consideri la sostituzione del filtro anticerume, della cupola o del Grip Tip
Suono debole o intermittente	Uscita del suono ostruita	Pulisca la chiocciola, sostituisca il filtro anticerume nel Micro mould, sostituisca la cupola o il Grip Tip
	Umidità	Pulisca la batteria con un panno asciutto
	Batteria scarica	Sostituisca la batteria
Fischi	Auricolare dell'apparecchio acustico non inserito correttamente	Reinserisca l'auricolare
	Cerume accumulato nel condotto uditivo	Visiti il suo specialista di fiducia per rimuovere il cerume
Segnali acustici	Qualora il suo apparecchio acustico emettesse 8 beep, 4 volte di seguito, sarà necessario provvedere alla verifica del funzionamento del microfono	Contatti il suo Professionista dell'udito
Problema di associazione a un dispositivo Apple	La connessione Bluetooth è fallita	<ol style="list-style-type: none"> 1) Elimini l'associazione degli apparecchi acustici (Impostazioni→Generale→Accessibilità→Apparecchi acustici→Dispositivi→Dimentica questo dispositivo). 2) Spenga e riaccenda il Bluetooth. 3) Apra e chiuda il cassetto batteria degli apparecchi acustici. 4) Riassocia gli apparecchi acustici (consulti la sezione: "Associazione degli apparecchi acustici con l'iPhone")
	Solamente un apparecchio acustico è stato associato	

Se nessuna delle soluzioni prospettate ripristinasse il normale funzionamento, si rivolga al suo Professionista dell'udito per ricevere assistenza.

Resistenza all'acqua e alla polvere (IP68)

I suoi apparecchi acustici sono resistenti a polvere e acqua, il che significa che sono progettati per essere indossati in qualsiasi situazione quotidiana. Non deve preoccuparsi quindi in caso di sudore o pioggia. Qualora uno dei suoi apparecchi acustici entrasse in contatto con l'acqua e non funzionasse più, segua queste indicazioni:

1. Asciughi delicatamente l'acqua
2. Apra il cassetto batteria, rimuova la batteria e asciughi delicatamente l'acqua presente all'interno del cassetto
3. Lasci asciugare l'apparecchio con il cassetto batteria aperto per circa 30 minuti
4. Inserisca una batteria nuova

AVVERTENZA IMPORTANTE

Non indossi gli apparecchi acustici durante la doccia o durante attività in acqua. Non immerga i suoi apparecchi acustici in acqua o in altri liquidi.

Condizioni

Condizioni di operatività	Temperatura: da +1°C a +40°C Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Durante il trasporto e lo stoccaggio, temperatura e umidità non devono superare i limiti seguenti per periodi prolungati di tempo: Temperatura: da -25°C a +60°C Umidità relativa: dal 5% al 93%, senza condensa

Certificato di garanzia

Nome: _____

Professionista dell'udito: _____

Indirizzo del Professionista dell'udito: _____

Telefono del Professionista dell'udito: _____

Data d'acquisto: _____

Durata della garanzia: _____ Mesi: _____

Modello sinistro: _____ N° di serie: _____

Modello destro: _____ N° di serie: _____

Garanzia

Gli apparecchi acustici OTICON sono coperti da una garanzia di 24 mesi a decorrere dalla data di acquisto. La garanzia offerta dalla OTICON consiste nell'eliminazione del difetto attraverso la riparazione dell'apparecchio, effettuata presso il Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. L'invio dovrà avvenire per tramite dell'Azienda Audioprotesica di fiducia dell'utente che descriverà compiutamente i difetti lamentati. La garanzia copre i costi di manodopera, dei pezzi di ricambio e l'I.V.A., non copre gli eventuali costi di spedizione e dell'eventuale copertura assicurativa della spedizione dell'apparecchio acustico al e dal Centro Assistenza Tecnica Nazionale OTICON. La garanzia

decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguentemente ad incidenti, cadute, traumi meccanici, secrezioni dell'orecchio esterno e medio che coinvolgano l'apparecchio acustico e/o sue parti. La garanzia decade, inoltre, qualora l'apparecchio acustico venga manomesso da personale non autorizzato e/o riparato con pezzi non originali OTICON. La garanzia decade se il difetto di funzionamento è causato da cattiva manutenzione, da uso improprio e/o danneggiamenti, conseguentemente ad incidenti, cadute, traumi meccanici, che coinvolgano il telecomando e/o sue parti. Il suo Professionista dell'udito potrebbe aver

stipulato un contratto di garanzia a copertura delle esclusioni previste dalla presente. Per ulteriori informazioni consulti il suo Professionista dell'udito.

Se le serve assistenza

Porti gli apparecchi dal suo Professionista dell'udito che provvederà a risolvere immediatamente i problemi di entità minore.

Informazione tecnica

L'apparecchio acustico contiene due tecnologie radio, descritte di seguito:

L'apparecchio acustico contiene un trasmettitore radio con tecnologia ad induzione magnetica a corto raggio operante sui 3,84 MHz. La forza del campo magnetico del trasmettitore è molto debole ed è sempre al di sotto di -40 dB μ A/m a 10 metri di distanza.

L'apparecchio acustico contiene inoltre un trasmettitore radio Bluetooth Low Energy (BLE) e una tecnologia radio proprietaria a corto raggio, entrambi operanti sui 2,4 GHz. Il trasmettitore radio a 2,4 GHz è debole ed è sempre al di sotto di 4 dBm EIRP in potenza totale irradiata.

L'apparecchio acustico è conforme agli standard internazionali sulla compatibilità elettromagnetica e l'esposizione umana.

Per motivi di spazio limitato disponibile sull'apparecchio acustico, tutti i contrassegni di approvazione più importanti sono stati apposti nel presente opuscolo.

Ulteriori informazioni sono reperibili sulle "Schede dei dati tecnici" al sito www.oticon.global.

Stati Uniti e Canada

L'apparecchio acustico contiene un modulo radio con i seguenti codici ID di certificazione:

FCC ID: U28AUBTEP
IC: 1350B-AUBTEP

Il presente dispositivo è conforme con la Sezione 15 delle normative FCC e agli standard RSS esenti da licenza dell'Industria del Canada.

L'operatività è soggetta al rispetto delle due condizioni seguenti:

1. Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2. Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che possono provocare funzionamenti indesiderati.

Cambiamenti o modifiche eseguite sul dispositivo non espressamente approvate da Oticon potrebbero annullare l'autorizzazione all'operatività del dispositivo stesso.

Questo dispositivo digitale di Classe B è conforme allo standard canadese ICES-003.

Nota: Questo dispositivo è stato collaudato e ritenuto compatibile con i limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Sezione 15 delle norme FCC. Questi limiti sono concepiti per offrire una ragionevole protezione da eventuali interferenze dannose in aree residenziali. Questo dispositivo genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze nocive per le comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che in particolari installazioni non si verifichino interferenze. Se questo dispositivo provoca interferenze dan-

nose per la ricezione radiotelevisiva, determinate dalla sua accensione e spegnimento, si consiglia all'utente di provare a correggere le interferenze con una o più delle seguenti misure:

- Modificare l'orientamento o la posizione dell'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il dispositivo e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa di un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Rivolgersi al produttore o a un tecnico radio/TV esperto per ottenere assistenza.

Il produttore dichiara che questo apparecchio acustico è conforme ai requisiti standard e ad altre condizioni essenziali previste dalla Direttiva Comunitaria Europea 1999/5/CE (R&TTE) e dalla nuova Direttiva Comunitaria Europea 2014/53/UE (RED).

Nr. Iscriz. R.A.E.E. IT08020000002229

CE 0543 (DGM) Medical Device Directive

CE 0682 (CETECOM) Radio & Telecommunications Terminal Equipment



Le sostanze e i componenti elettrici contenuti nel presente dispositivo, se abbandonati od utilizzati in modo improprio, potrebbero rivelarsi dannosi per l'ambiente. Il simbolo del "bidone rifiuti su ruote" indica che il presente dispositivo è soggetto a raccolta differenziata. Lo smaltimento abusivo del dispositivo comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

Le Dichiarazioni di conformità per entrambe le direttive di pertinenza sono disponibili presso il produttore.



Prodotto da:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarca
www.oticon.global

 **Bluetooth®**



E2831

IP68

Impostazioni individuali per gli apparecchi acustici

Da compilare a cura del suo Professionista dell'udito.

Tinnitus SoundSupport: Limiti di utilizzo			
<input type="checkbox"/>	Nessun limite di utilizzo		
	Programma	Volume Iniziale (Tinnitus)	Volume Max (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Ore massime _____ al giorno	Ore massime _____ al giorno
<input type="checkbox"/>	2	Ore massime _____ al giorno	Ore massime _____ al giorno
<input type="checkbox"/>	3	Ore massime _____ al giorno	Ore massime _____ al giorno
<input type="checkbox"/>	4	Ore massime _____ al giorno	Ore massime _____ al giorno

177855IT / 2017.04.27

Riepilogo delle impostazioni del suo apparecchio acustico				
Sinistro		Destro		
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Controllo del volume	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Selettore programma	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Silenziamento (muto)	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Indicatori controllo volume				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Beep di raggiungimento volume min/max	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Clic di cambio volume	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Beep di raggiungimento volume preferito	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off
Indicatori batteria				
<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off	Avviso batteria in esaurimento	<input type="checkbox"/> On	<input type="checkbox"/> Off

177855IT / 2017.04.27



oticon
PEOPLE FIRST

177855IT / 2017.04.27 / Firmware 4.0