

GEBRUIKSAANWIJZING

CIC, MINIKANAAL, KANAAL,
(HALF)CONCHA



Dank u

dat u ons product heeft gekozen om beter te gaan horen.

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw nieuwe hooroplossing van de beste kwaliteit is.

Bovendien is het eenvoudig in het gebruik en onderhoud. Het is aan te bevelen deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw toestel.

Uw hooroplossing is voorzien van de modernste technologie en maakt gebruik van de nieuwste inzichten.

Inhoud


Afbeelding CIC/MiniKanaal	5a
Afbeelding Kanaal	5b
Afbeelding (Half)concha	5c
Vervangen van de batterij	7
Aan- en uitzetten van uw toestel	9
Links-/Rechtsmarkering	10
Inzetten van het toestel	11
Programma's (optie)	12
Standby (optie)	15
Volumeregeling via druktoets (alleen optie bij Kanaal*)	16
Volumeregeling via wiel (optie voor (half)concha en Kanaal Power)	18
Luisterspoel (optie)	21
AutoPhone (optie)	22
Onderhoud van de hooroplossing	24
Gebruik van uw hooroplossing	30

Oplossingen bij kleine problemen	36
Oticon Garantiecertificaat	40
Waarschuwingen	Gele bladzijden

BELANGRIJK

Lees dit boekje zorgvuldig voordat u uw hooroplossing gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud van uw toestel(len) en batterijen.

Afbeelding CIC/MiniKanaal




Batterijtype: 10

BELANGRIJK

Open de batterijlade, met name 's nachts, zodat het eventueel binnenin verzamelde vocht kan verdampen!

Afbeelding Kanaal




Batterijtype: 312

BELANGRIJK

Open de batterijlade, met name 's nachts, zodat het eventueel binnenin verzamelde vocht kan verdampen!

Afbeelding (Half)concha



Batterijtype: 312

BELANGRIJK

Open de batterijlade, met name's nachts, zodat het eventueel binnenin verzamelde vocht kan verdampen!

Vervangen van de batterij


In het eerste deel van dit boekje vindt u het in uw hooroplossing gebruikte type batterij. Bespreek met uw audicien welke batterij u het beste kunt gebruiken.

Een lege batterij moet altijd onmiddellijk worden vervangen.

Als de batterijspanning laag is, hoort u een aantal signaaltjes. Zij geven aan dat de batterij moet worden vervangen.

Volg voor het vervangen van de batterij de onderstaande aanwijzingen:


- Open de batterijlade met uw vingernagel en haal de oude batterij uit het toestel.
- Verwijder de sticker van de +-kant van de nieuwe batterij.



- Plaats de nieuwe batterij met het +-teken tegenover het +-teken op de batterijlade.
- De batterijlade moet makkelijk sluiten. Wanneer u weerstand voelt is de batterij misschien niet juist geplaatst. Plaats de batterij opnieuw en sluit de batterijlade.

Na het vervangen duurt het enkele seconden voordat de batterij optimaal werkt.

Voor het vervangen van de batterij kunt u de magneet aan het uiteinde van de MultiTool gebruiken.




Aan- en uitzetten van uw toestel

U zet het toestel **AAN** door de batterijlade (met batterij) volledig te sluiten.

Na het sluiten van de batterijlade start het toestel met een melodie. Deze melodie geeft aan dat de batterij en het toestel werken.

Zet het toestel **UIT** door de batterijlade met uw vingernagel te openen.

Denk eraan het toestel uit te zetten als u het niet draagt. De batterij gaat dan langer mee.




Links-/Rechtsmarkering

Uw hooroplossing is op uw specifieke gehoorverlies aangepast. Wanneer u twee toestellen gebruikt, kan het linkertoestel anders geprogrammeerd zijn dan het rechter. Het is dus van belang om de toestellen van elkaar te kunnen onderscheiden.

Voor eenvoudige herkenning van het linker- en rechertoestel kan op de batterijklep een kleurcodering zijn aangebracht.

Een blauwe tekst of stip markeert het LINKER-toestel.
Een rode tekst of stip markeert het RECHTER-toestel.




Inzetten van het toestel

Plaats de tuit van toestel in de gehoorgang.

Trek de oorlel iets naar achteren en druk het toestel zachtjes draaiend dieper in de gehoorgang.

Gebruik de batterijlade NOOIT als handgreep om het toestel in het oor te doen of uit het oor te halen. De lade is hiertegen niet bestand.




Programma's (optie)

Uw toestel kan zijn voorzien van een druktoets om te schakelen tussen de verschillende voorkeurprogramma's.





Druk de toets kort in om over te schakelen naar het volgende programma.

Indrukken van de toets betekent vooruitgaan in de programmacyclus, bijvoorbeeld van P1- >P2. Na het bereiken van het programma met het hoogste cijfer start de cyclus weer bij programma 1.



Uw hooroplossing heeft maximaal vier verschillende voorkeurprogramma's.

Het toestel geeft een signaal bij schakelen tussen de programma's. Het aantal signalen geeft het gebruikte programma aan.

	Eén signaal, bij overschakelen naar programma 1
	Twee signalen, bij overschakelen naar programma 2
	Drie signalen, bij overschakelen naar programma 3
	Vier signalen, bij overschakelen naar programma 4

Hieronder vindt u een beschrijving van de voor uw toestel beschikbare programma's.

In te vullen door de audicien:

Prg. 1: _____

Prg. 2: _____

Prg. 3: _____

Prg. 4: _____

Bij gebruik van twee toestellen

Om de bediening te vereenvoudigen kan de druktoets worden geprogrammeerd om, via de draadloze communicatie tussen de toestellen, ook het andere toestel naar hetzelfde programma te laten overschakelen. Dit heet binaurale coördinatie.*

Binaurale coördinatie geactiveerd.

**Optie, niet beschikbaar bij CIC en MiniKanaal-toestellen.*


Standby (optie)



Druk de toets minimaal 3 seconden in om het toestel op Standby te zetten.

Door de toets nogmaals kort in te drukken wordt het toestel weer geactiveerd.

U kunt de Standby-functie gebruiken om het geluid tijdelijk te onderdrukken terwijl u het toestel in heeft of als u het uit het oor haalt.



BELANGRIJK

Gebruik Standby niet om het toestel uit te zetten. In deze stand gebruikt het nog steeds stroom.

Volumeregeling via druktoets (alleen optie voor Kanaal*)



Bij gebruik van twee toestellen kan de druktoets op één van de onderstaande manieren worden geprogrammeerd.

Links	Rechts	
		Alleen volumeregeling: Kort indrukken om het volume te veranderen.
		Volume- en programmaverandering: Kort indrukken om het volume te veranderen, lang indrukken (ongeveer 2 seconden) om van programma te veranderen.

Als u twee toestellen gebruikt verandert de druktoets van één toestel de status van beide. Dit betekent dat u bij verandering van het programma of volume van één toestel automatisch ook het programma of volume in het andere verandert.

Wanneer de volumeregelaar op uw toestel is geactiveerd, kunt u het volume in specifieke situaties op het voor u meest aangename niveau instellen.


Druk de toets van het toestel RECHTS kort in om het **volume te verhogen**.
Druk de toets van het toestel LINKS kort in om het **volume te verlagen**.

Bij aanzetten staat het toestel op het gewenste volumeniveau. U hoort een signaal wanneer u de volumeregelaar zelf op het gewenste niveau instelt.

** Niet beschikbaar voor Kanaal Powertoestellen.*

Volumegeling via wiel (Optie voor (half)concha en Kanaal Power)

Uw (half)concha-toestel kan zijn voorzien van een volumewiel. U kunt het wiel met uw vingertop verdraaien en het draait (zonder einde) beide kanten op.



Met het volumewiel kunt u het volume in specifieke situaties op het voor u meest aangename niveau instellen.

Naar **voren** draaien maakt het geluid **harder**.
Naar **achteren** draaien maakt het geluid **zachter**.

Bij aanzetten staat het toestel op het gewenste volumeniveau.
Dit gewenste volumeniveau wordt aangegeven met een signaal.

Bij gebruik van twee toestellen

Om de bediening te vereenvoudigen kan het wiel worden geprogrammeerd om, via de draadloze communicatie tussen de toestellen, ook het andere toestel op hetzelfde volume in te stellen. Dit heet binaurale coördinatie.*

Binaurale coördinatie geactiveerd.

**Niet beschikbaar bij CIC-, MiniKanaal- en Kanaal Powertoestellen.*

Luisterspoel (optie)



De luisterspoel is een ontvanger voor audiosignalen die door een ringleidingsysteem worden uitgezonden. De luisterspoel kan worden gebruikt bij telefoongesprekken* en voor ringleidingen in theaters, kerken of collegezalen.

De luisterspoel wordt geactiveerd door met behulp van de druktoets naar het luisterspoelprogramma over te schakelen. Een aantal signalen geeft na inschakeling het luisterspoelprogramma aan.

Zie 'Programma's' voor de plaats van het luisterspoelprogramma.


**Speciale telefoon noodzakelijk.*

AutoPhone (optie)

Uw hooroplossing kan worden voorzien van een AutoPhone-functie. Wanneer het toestel in de buurt is van een telefoonhoorn zal de AutoPhone een telefoonprogramma activeren. U hoort een aantal signalen zodra het telefoonprogramma is geactiveerd.

Na het beëindigen van het telefoongesprek keert het toestel terug naar het voorgaande programma.

Niet alle telefoons kunnen de AutoPhone activeren. Soms is een speciale magneet op de telefoonhoorn noodzakelijk. Volg voor het aanbrengen van de magneet de instructies van uw audicien.



WAARSCHUWING

Bij gebruik van een AutoPhone-magneet:

- Houd de magneet buiten bereik van kinderen en huisdieren. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken van een magneet.
- Draag de magneet niet in een borstzak en houd de magneet altijd 30 cm weg van actieve geïmplanteerde apparatuur. Gebruik de telefoon met magneet bij voorkeur aan de tegenoverliggende kant van een pacemaker of andere geïmplanteerde apparatuur.
- Houd de magneet 30 cm weg van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Onderhoud van de hooroplossing


Uw gehoorgang produceert oorsmeer (cerumen) waardoor het geluidskanaal of de ventilatie-opening verstopt kan raken. Om ophoping van oorsmeer te voorkomen kan een cerumenfilter zijn geplaatst. Raadpleeg uw audicien voor schoonmaakinstructies betreffende het in uw toestel gebruikte cerumenfilter.

Houd uw toestel bij het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet kan beschadigen als u het laat vallen.

Schoonmaken van het toestel


Voor het schoonmaken van het toestel kunt u de speciale onderhoudsset gebruiken.

MultiTool



Schoonmaken

- Gebruik het borsteltje om oorsmeer rond de geluids- en ventilatie-opening weg te vegen.
- Door vuil of stof verstopte microfoonopeningen hebben een negatieve invloed op de geluidsprestaties. Borstel het vuil voorzichtig draaiend uit de openingen.
- Maak de ventilatie-opening schoon door het borsteltje zachtjes draaiend door de opening te duwen.
- Maak het toestel schoon met een droge, zachte doek.




Het toestel zelf mag **nooit** in contact komen met water of andere vloeistoffen!

Vervang de borstel zonodig. Trek de borstel uit de handgreep en plaats een nieuwe borstel. Druk de nieuwe borstel stevig in de handgreep.

Vervangen van het NoWax filter

1. Neem de filterhouder uit de verpakking. De filterhouder heeft twee pennen, één met het nieuwe filter, de andere werkt als verwijderaar.
2. Druk de verwijderaar in het bestaande cerumenfilter en verwijder het gebruikte filter uit het toestel.
3. Druk het nieuwe filter in het toestel.
4. Gooi de gebruikte filterhouder weg.



Vermijd hitte, vocht en chemicaliën

Leg uw toestel nooit in de buurt van open vuur, in een magnetron, of in een in de zon geparkeerde auto. Vermijd vocht. Doe het toestel uit bij het douchen, als het hard regent en in vochtige ruimtes, zoals een stoombad of sauna.

Als uw toestel toch aan vocht heeft blootgestaan, kan dit een negatieve invloed hebben op de prestaties. U kunt het, na de batterij verwijderd te hebben, in een droog-etui leggen om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen. Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden afgeveegd.

Chemicaliën in cosmetica, zoals parfum, aftershave, insectenspray, haarlak of zonnebrandcrème, kunnen uw toestel beschadigen. Doe het daarom even uit voordat u dergelijke producten gebruikt. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u uw toestel(len) weer in zet.

Gebruik van uw hooroplossing

Het kost tijd om aan uw nieuwe hooroplossing te wennen. Hoe lang dit duurt verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de mate van gehoorverlies en of u al eerder een hooroplossing heeft gedragen.

Zeven eenvoudige stappen om beter te gaan horen

1. Thuis, in een rustige omgeving

Luister naar de verschillende achtergrondgeluiden in uw omgeving en probeer elk geluid te identificeren. Sommige geluiden kunnen anders klinken dan u gewend was, zodat u ze opnieuw moet leren herkennen. Op den duur zult u gewend raken aan de zachte geluiden in uw omgeving - raadpleeg uw audicien wanneer dit niet gebeurt.

Als u vermoeid raakt, kunt u het toestel even uit doen en een poosje rusten. Geleidelijk zult u leren het toestel langere perioden in te houden, zodat u er al snel de hele dag baat bij hebt.

2. Een gesprek met één persoon

Ga met uw gesprekspartner in een rustige omgeving zitten. Kijk de spreker aan, zodat u de gezichtsuitdrukkingen goed kunt zien. Spraak kan in het begin misschien wat anders klinken. Wanneer de hersenen eenmaal aan de nieuwe geluiden gewend zijn, zal het verstaan makkelijker worden.

3. Luisteren naar radio of TV

Begin met het luisteren naar het nieuws, de presentatoren spreken meestal duidelijk. Ga daarna pas luisteren naar andere programma's.

Wanneer u moeite heeft met het volgen van radio en televisie kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine* en andere aanvullende hulpmiddelen.

4. Een gesprek met meerdere personen


In een gesprek met meerdere personen is er vaak veel achtergrondlawaai aanwezig. Probeer daarom uw volledige aandacht te richten op degene naar wie u wilt luisteren. Als u iets niet heeft verstaan kunt u gerust om herhaling vragen. Tenslotte mist iedereen weleens een woord.

5. Gebruik van een ringleiding in kerk, theater of bioscoop

Steeds meer kerken, theaters en openbare gebouwen hebben een ringleiding. Deze systemen zenden draadloos geluid uit dat door de luisterspoel van uw toestel wordt opgevangen. De aanwezigheid van een ringleiding wordt met een afbeelding aangegeven. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

6. Gebruik van de telefoon

Houd bij telefoneren de telefoon(hoorn) schuin tegen uw slaap zodat het geluid van de telefoon rechtstreeks in de microfoonopening terecht komt. Zo zal het toestel niet fluiten en bent u er zeker van dat u het gesprek onder de beste omstandigheden kunt volgen. Wanneer u de telefoon op deze manier vasthoudt, moet u rechtstreeks in de microfoon van de telefoon spreken om te zorgen dat uw gesprekspartner aan de andere kant van de lijn u óók goed kan verstaan.



Wanneer u moeite heeft met telefoneren kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine* en andere aanvullende hulpmiddelen.

Wanneer uw toestel een luisterspoel heeft (en uw telefoon is voorzien van een ingebouwde ringleiding), kunt u, om de weergave nog verder te verbeteren, overschakelen naar het luisterspoelprogramma.

Bedenk dat de luisterspoel storende geluiden, zoals fax, televisie, enz. kan opvangen. Zorg er daarom voor dat u bij gebruik van een luisterspoelprogramma altijd 2-3 meter van dergelijke apparatuur verwijderd bent.

7. Draadloze en mobiele telefoons

Uw hooroplossing voldoet aan de meest strikte eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Niet alle mobiele telefoons zijn echter geschikt voor gebruik met een toestel. Gebruik de microfoonpositie, tenzij u een speciale 'lus' voor uw mobiele telefoon heeft.

Wanneer u moeite heeft met telefoneren via de mobiele telefoon kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine* en andere aanvullende hulpmiddelen.

Gebruik uw hooroplossing de hele dag

De beste manier om beter te gaan horen is te oefenen totdat u uw toestel(len) de hele dag comfortabel kunt dragen. Onregelmatig gebruik zal meestal niet het volledige profijt opleveren.

Een hooroplossing kan uw gehoor niet herstellen, noch een gehoorverlies verbeteren, of voorkomen. Het kan u echter wel helpen beter gebruik te maken van de hoormogelijkheden die u heeft. Gebruik altijd beide toestellen als u er twee heeft. Kunnen horen met twee oren is net zo belangrijk als kunnen zien met twee ogen.

De belangrijkste voordelen van het gebruik van twee toestellen:

- Beter kunnen horen waar geluiden vandaan komen.
- Beter kunnen verstaan in lawaaige omstandigheden.
- Een 'voller' en aangener geluidbeeld.

**Niet beschikbaar voor CIC-, MiniKanaal- en Kanaal Powertoestellen.*

Oplossingen bij kleine problemen		
Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij pg. 7
	De geluidsopening is verstopt	Reinig de geluidsopening of vervang de NoWax pg. 26 & 28
Onderbroken of verminderd geluid	De geluidsopening is verstopt	Reinig de geluidsopening of vervang de NoWax pg. 26 & 28
	Vocht	Droog de batterij en het toestel met een zachte doek pg. 29
	Lege batterij	Vervang de batterij pg. 7
Snerpend geluid	Het toestel zit niet goed in het oor	Zet het toestel opnieuw in het oor pg. 11
	Opgehoopt oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts

Raadpleeg uw audicien als de bovenstaande oplossingen niet afdoende werken.

Internationale garantie

Oticon hooroplossingen hebben een fabrieksgarantie voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten van het toestel, maar niet van accessoires, zoals batterijen, slangetjes, cerumenfilters, enz.

De garantie geldt niet voor schade, defecten of uitval, ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik, onzorgvuldigheid, reparatie door ongeautoriseerden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of zaken in het toestel, of onjuiste instelling door de aanpasser.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw audicien kan een uitgebreider garantie hebben gegeven dan deze garantie. Raadpleeg voor meer informatie uw audicien.

Bij problemen met uw toestel

Bij problemen kunt u het beste naar de audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar ter plekke worden verricht.

Oticon Garantiocertificaat

Naam: _____

Audicien: _____

Adres audicien: _____

Telefoon audicien: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Links: _____ Serienr.: _____

Rechts: _____ Serienr.: _____

Batterijtype: _____

Productkeuring, voorzorgsmaatregelen en markeringen

Het toestel bevat een radiozender die gebruik maakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB μ A/m @ 10m.

Het zendvermogen van het radiosysteem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van de hoorplossing is lager dan de elektromagnetische straling van bijvoorbeeld halogeen lampen, computerschermen, afwasmachines, enz. Het toestel voldoet aan de internationale normering betreffende Electromagnetic Compability.

In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Mobiele telefoon

Sommige slechthorenden hebben gemeld dat ze bij gebruik van hun mobiele telefoon een brommend geluid in hun toestellen hoorden, hetgeen erop kan wijzen dat de mobiele telefoon en de toestellen niet compatibel zijn. Volgens de ANSI C63.19 normering (ANSI C63.19-2006 Amerikaanse nationale standaardmethode van metingen betreffende compatibiliteit tussen draadloze communicatie-apparatuur en hooroplossingen) kan de compatibiliteit tussen een bepaalde hooroplossing en mobiele telefoon worden voorspeld door de kwalificatie van de toestelimmunitie op te tellen bij de kwalificatie van de emissies van de mobiele telefoon. Zo is bijvoorbeeld de gecombineerde kwalificatie van een toestel met een kwalificatie van 2 (M2/T2) en een telefoon met een kwalificatie van 3 (M3/T3) in totaal 5. Elke gecombineerde kwalificatie van tenminste 5 levert 'normaal gebruik'; een gecombineerde kwalificatie van 6 of meer biedt 'uitstekende prestatie'.

	M	T
CIC, MiniKanaal	M4	-
CIC P, MiniKanaal P	M4	-
(half)concha, Kanaal	M4	T3
Kanaal P	M2	T2

BELANGRIJK

De prestaties van individuele hooroplossingen kunnen per mobiele telefoon variëren. Probeer dit toestel daarom uit met de mobiele telefoon die u momenteel gebruikt en doe hetzelfde bij aankoop van een nieuwe mobiele telefoon. Vraag voor meer informatie de leverancier van uw mobiele telefoon om het boekje 'Hearing instrument Compatibility with Digital Wireless Cell Phones.'

Het toestel bevat een module met:

FCC ID: U28FUI TE03

IC: I 350B-FUI TE03

Het toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese industrie.

De werking voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1. Het toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
2. Het toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur.

Veranderingen of modificaties aan het toestel die niet door Oticon zijn goedgekeurd kunnen de toestemming van de FCC om deze apparatuur te gebruiken in gevaar brengen.

105035NL / 02.11

Waarschuwingen

Lees de volgende waarschuwingen en inhoud van dit boekje zorgvuldig door voordat u uw hooroplossing gaat gebruiken.

Uw toestel(len) en batterijen kunnen bij onjuist gebruik of inslikken gevaarlijk zijn. Dergelijke acties kunnen ernstig letsel of blijvende gehoorverlies veroorzaken, of zelfs fataal zijn.

- De toestellen, onderdelen daarvan en batterijen zijn geen speelgoed en dienen buiten bereik te worden gehouden van ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze schade zou kunnen toebrengen.
- Vervang de batterij niet in het bijzijn van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Bewaar batterijen buiten bereik van kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

- Controleer uw medicijnen voordat u ze inneemt. Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen.
- Stop uw toestel of batterijen nooit in uw mond, ze zijn glad en kunnen per ongeluk worden ingeslikt.
- De meeste hooroplossingen van Oticon kunnen worden geleverd met een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een toestel of batterij.

Gebruik van een hooroplossing

- De toestellen mogen alleen gebruikt worden zoals voorgeschreven en geadviseerd door de aanpasser. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Batterijgebruik

- Gebruik goede batterijen. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer batterijen nooit te verbranden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Veiligheid

- Het geluid van een hooroplossing kan, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is, plotseling wegvallen. Houd daar rekening mee wanneer u deelneemt aan het verkeer, of u in een situatie bevindt waar waarschuwingssignalen belangrijk zijn.

Storing

- Uw toestel is op storing getest volgens de meest strenge internationale eisen. Door de steeds voortschrijdende technische ontwikkelingen worden echter voortdurend nieuwe producten geïntroduceerd, waardoor onvoorziene storing kan optreden. Voorbeelden hiervan zijn magnetrons, alarmsystemen in winkels, mobiele telefoons, faxapparatuur, PC's, röntgenapparatuur, CT-scanners, enz.

- Uw hooroplossing voldoet aan de strengste eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Uw toestellen kunnen echter storing veroorzaken bij medische apparatuur. Een dergelijke storing kan ook worden veroorzaakt door radiosignalen, stroomstoringen, metaaldetectors op vliegvelden, elektromagnetische velden van medische apparatuur en elektrostatische ontladingen.

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van een hooroplossing kan vermeerdering van oorsmeerproductie optreden.
- De anti-allergene materialen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie veroorzaken.

Ga naar uw (KNO-)arts bij een van deze bijwerkingen.

Cerumenfilters

- Gebruik altijd hetzelfde type cerumenfilter als het oorspronkelijke filter.

Nowax:

- Volg bij toestellen met een NoWax cerumenfilter de aanwijzingen op bladzijde 28: Vervangen van het NoWax filter.

MicroWaxBuster of WaxBuster of WaxTrap:

- Probeer het filter nooit zelf te verwijderen of te vervangen.

Raadpleeg uw audicien bij vragen of twijfels over het gebruik of de vervanging van uw cerumenfilter.

Waarschuwing voor de audicien en gebruiker

- Het doosje waarin het toestel kan worden opgeborgen heeft een ingebouwde magneet. Draag dit doosje niet in uw borstzak of in de buurt van uw borst als u geïmplanteerde apparatuur zoals een pacemaker of defibrillator gebruikt.

105035NL / 02.11

Oticon verklaart hierbij dat uw hooroplossing voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de Directive 1999/5/EC. Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

CE 0543 0682



Gooi, in verband met milieuvuiling, uw lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval.



NI 175



MIX
Paper
FSC® C043970

105035NL / 02.11

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively



10514900001

oticon
PEOPLE FIRST