

BTE

Alta2 Pro Ti
Nera2 Pro Ti
Ria2 Pro Ti



Gebruiksaanwijzing

oticon
PEOPLE FIRST

Overzicht uitvoeringen

Dit boekje is geldig voor Oticon BTE in de volgende hoortoestel families:

- Alta2 Pro Ti
- Nera2 Pro Ti
- Ria2 Pro Ti

BTE is beschikbaar in aanpasniveau 85.

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Hierdoor kunt u de mogelijkheden van uw nieuwe hoortoestel optimaal benutten.

Uw audicien heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw audicien.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Tinnitus](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Aanwijzingen voor gebruik

De functie van een hooroplossing is het versterken en overbrengen van geluid naar het oor en daarbij te compenseren voor gehoorverlies bij matig tot ernstig gehoorverlies. De hoortoestellen zijn niet bedoeld voor kinderen < 36 maanden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Uw audicien heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave 1/2

Over

Nagaan over welke hoortoesteluitvoering en welk oorstukje u beschikt	10
BTE met toonbocht en oorstukje	12
BTE met dun slangetje (Corda miniFit)	14
Nagaan wat het linker- en rechertoestel is	16
Batterij	17

Aan de slag

Het hoortoestel aan- en uitzetten	18
Wanneer moet u de batterij vervangen	19
De batterij vervangen	20

Gebruik

Verzorging van uw hoortoestel	22
MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken	23
Toonbocht met oorstukje	24
Het hoortoestel met het oorstukje indoen	25
Het oorstukje schoonmaken	26
Het oorstukje wassen	27

Dun slangetje (Corda miniFit)	28
Het hoortoestel met het dunne slangetje indoen	29
Het dunne slangetje schoonmaken	30
Standaard oorstukjes: dome of GripTip	32
Dome of GripTip vervangen	33
Dun slangetje met MicroMould of LiteTip (ThinMould)	34
De MicroMould of LiteTip (ThinMould) verzorgen	35
Vervang de ProWax filter	36

Opties

Optionele functies en accessoires	38
De microfoon van het hoortoestel dempen	39
Overschakelen naar een ander programma	40
Het volume aanpassen	42
Kindveilige batterijlade	44
Draadloze accessoires	46
Overige opties	48

Inhoudsopgave 2/2

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (optie)	50
Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator	51
Geluidsopties en volumeregeling	52
Beperking op gebruiksduur	55
Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals	56
Omschrijving van het apparaat	56
Waarschuwingen met betrekking tot tinnitus	59

Waarschuwingen

Waarschuwingen	60
----------------	----

Aanvullende informatie


Problemen oplossen	66
Waterbestendig	68
Gebruiksomstandigheden	69
Garantiecertificaat	70
Internationale garantie	71
Technische informatie	72

Nagaan over welke hoortoesteluitvoering en welk oorstukje u beschikt


Uw hoortoestelmodel is verkrijgbaar in twee verschillende uitvoeringen en kan gebruikt worden met meerdere oorstukjes. Ga na over welke hoortoesteluitvoering en welk oorstukje u beschikt. Hierdoor is het voor u gemakkelijker om door dit boekje te navigeren.

BTE met toonbocht en oorstukje

Een toestel met een toonbocht heeft een mould als oorstukje.



BTE met dun slangetje (Corda miniFit)



Oorstukjes


Een toestel met een dun slangetje heeft een van de volgende oorstukjes: dome, GripTip, MicroMould of ThinMould.

- Dome (er wordt een Open dome weergegeven)
- GripTip
- MicroMould of LiteTip (ThinMould)


* Ga voor meer details over het vervangen van de dome of GripTip naar de paragraaf: Dome of GripTip vervangen

BTE met toonbocht en oorstukje

Wat het is




Wat het doet




BTE met dun slangetje (Corda miniFit)

Wat het is




Wat het doet




Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.



Batterij

Uw hoortoestel is een elektronisch apparaatje dat op speciale batterijen werkt. Plaats een nieuwe batterij in de batterijlade om het hoortoestel te activeren. Raadpleeg het hoofdstuk "De batterij vervangen" om te zien hoe u dat moet doen.




Het hoortoestel aan- en uitzetten

De batterijlade wordt tevens gebruikt voor het aan- en uitzetten van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te zetten wanneer u het niet draagt.


AANZETTEN

Doe de batterijlade (met batterij) dicht.



UITZETTEN

Doe de batterijlade open



Wanneer moet u de batterij vervangen

U hoort twee piepjes als het tijd is om de batterij te vervangen. Deze waarschuwing wordt met regelmatige tussenpozen herhaald, totdat de batterij leeg is.



Twee piepjes

= de batterij is bijna leeg



Vier piepjes


= de batterij is leeg

Tip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.


De batterij vervangen

1. Oude batterij verwijderen




Open de batterijlade volledig. Verwijder de oude batterij.

2. Sticker verwijderen




Haal de sticker van de +-zijde van de nieuwe batterij.

3. Nieuwe batterij plaatsen




Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Zorg ervoor dat de +-zijde omhoog gericht is.

4. Batterijlade sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af. Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip



De MultiTool kan gebruikt worden voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.


De MultiTool is verkrijgbaar bij uw audicien.

Verzorging van uw hoortoestel

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Borstel voorzichtig het vuil weg uit de openingen. Borstel voorzichtig het oppervlak schoon. Zorg ervoor dat u de haren van de borstel niet in de openingen drukt.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

MultiTool voor batterijvervanging en schoonmaken

De MultiTool is voorzien van een magneet waardoor het gemakkelijker is om de batterij van het hoortoestel te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor schoonmaken en om oorsmeer te verwijderen. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw audicien.



BELANGRIJKE OPMERKING

De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Toonbocht met oorstukje

Lees de volgende pagina's als u een hoortoestel hebt met een toonbocht en een oorstukje.

Het oorstukje is voor u op maat gemaakt en past in uw oor.



Het hoortoestel met het oorstukje indoen

Stap 1



Trek uw oor voorzichtig iets naar buiten en druk het oorstukje in de gehoorgang, terwijl u het tegelijkertijd licht heen en weer draait.


Stap 2



Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Het oorstukje schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het oorstukje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.



Het slangetje vervangen

Het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel moet worden vervangen als het vergeelt of stug wordt. Neem hiervoor contact op met uw audicien.

Het oorstukje wassen

Stap 1




Zorg ervoor dat u weet welk oorstukje bij welk toestel hoort voordat u het oorstukje van het hoortoestel loskoppelt.

Stap 2



Maak het slangetje en het oorstukje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het slangetje lostrekt, om schade aan het hoortoestel te voorkomen.

Stap 3




Reinig het oorstukje en het slangetje met een milde zeepoplossing. Spoel het af en maak het goed droog voordat u het weer met het hoortoestel verbindt.

Dun slangetje (Corda miniFit)

Lees de volgende pagina's als uw hoortoestel een dun slangetje (Corda miniFit) heeft met ofwel een dome-, GripTip-, MicroMould- of LiteTip (ThinMould)-oorstukje.

Corda miniFit is een dun slangetje dat geluid overbrengt naar uw oor. Het dunne slangetje moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.




Het hoortoestel met het dunne slangetje indoen

Stap 1



Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Stap 2



Houd de bocht van het slangetje tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet in de richting van de gehoorgang wijzen.

Stap 3




Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het dunne slangetje dicht tegen de zijkant van uw hoofd zit.

Het dunne slangetje schoonmaken


Het dunne slangetje moet worden schoongemaakt om het vrij te houden van vocht en oorsmeer. Als het niet wordt schoongemaakt, kan het verstopt raken met oorsmeer waardoor er geen geluid meer uit komt.

Stap 1




Trek het dunne slangetje van het hoortoestel.

Stap 2



Druk het schoonmaakmiddel helemaal door het dunne slangetje.


Stap 3



Bevestig het dunne slangetje weer aan het hoortoestel.

Standaard oorstukjes: dome of GripTip

De domes en GripTip zijn beide van zacht rubber gemaakt. Er zijn 4 verschillende soorten domes. Controleer uw type dome en maat hieronder.



*niet voor een open dome


BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op de luidspreker zit wanneer deze uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

Dome of GripTip vervangen


Het standaard oorstukje (dome of GripTip) dient niet gereinigd te worden. Als de dome of GripTip gevuld is met oorsmeer, vervang het dan door een nieuwe (bij voorkeur wekelijks). GripTips dienen tenminste een keer per maand vervangen te worden.

Stap 1




Houd het eind van het dunne slangetje beet en trek de dome er dan af.

Stap 2



Plaats het dunne slangetje precies in het midden van de dome om voor een stevige bevestiging te zorgen.

Stap 3



Druk stevig aan om ervoor te zorgen dat de dome goed vastzit.

Dun slangetje met MicroMould of LiteTip (ThinMould)

Lees de volgende pagina's als u een MicroMould- of LiteTip (ThinMould)-oorstukje hebt. De MicroMould en LiteTip (ThinMould) zijn voor u op maat gemaakt.



• MicroMould




• LiteTip (ThinMould)

De MicroMould of LiteTip (ThinMould) verzorgen

Het oorstukje moet regelmatig schoongemaakt worden.

Het oorsmeerfilter in het oorstukje moet worden vervangen wanneer het verstopt zit of wanneer het hoortoestel niet normaal klinkt.

Gebruik het oorsmeerfilter dat door uw audicien wordt geleverd.




BELANGRIJKE MEDEDELING IMPORTANT NOTICE

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als dat oorspronkelijk bij uw hoortoestel verstrekt was. Als u twijfelt over het gebruik of het vervangen van oorsmeerfilters, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.


Vervang de ProWax filter

1. Tool




Verwijder het tooltje van de schijf. Het tooltje heeft twee pinnetjes, een lege om te verwijderen en een met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Verwijderen



Druk het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in de MicroMould en trek het eruit.

3. Plaatsen



Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met het andere pinnetje, verwijder de tool en gooi het pinnetje weg.

Optionele functies en accessoires


De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw audicien om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken hebt met moeilijke luistersituaties kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw audicien geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarbij u hulp nodig hebt.

De microfoon van het hoortoestel dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om de microfoon uit te zetten terwijl u het hoortoestel in hebt.




Druk lang op een van beide uiteinden van de toets om de microfoon te dempen. Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Overschakelen naar een ander programma





Uw toestel heeft maximaal vier verschillende programma's. Deze worden door uw audicien geprogrammeerd.



Druk op omhoog of omlaag om tussen programma's te schakelen

Let op: u kunt continu tussen programma's schakelen - zowel via de omhoog-toets als via de omlaag-toets in de volgorde van de ingestelde programma's. Als u bijvoorbeeld wilt overschakelen van programma 1 naar programma 4, dan kunt u op de omlaag-toets drukken in plaats van 3 keer op de omhoog-toets te drukken.

In te vullen door de audicien

Programma	Geluid dat u hoort wanneer dit programma geactiveerd wordt	Wanneer te gebruiken
1	 "1 piepje"	
2	 "2 piepjes"	
3	 "3 piepjes"	
4	 "4 piepjes"	

Overschakelen naar een ander programma:

LINKS


RECHTS

Kort drukken

Lang drukken

Het volume aanpassen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.




In te vullen door de audicien

Aanpassen van het volume	<input type="checkbox"/> LINKS	<input type="checkbox"/> RECHTS	<input type="checkbox"/> Kort drukken
--------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------------


Snelle reset

U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel, zoals die door uw audicien zijn geprogrammeerd, eenvoudig herstellen. Dit doet u door de batterijlade te openen en te sluiten.

Openen



Sluiten



□ Kindveilige batterijlade


Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt. Gebruik een kleine schroevendraaier om de batterijlade te vergrendelen en te ontgrendelen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik geen overmatige kracht om de batterijlade te openen wanneer deze vergrendeld is. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst.


Neem contact op met uw audicien als u vermoedt dat de kindveilige vergrendeling is beschadigd of de werking ervan is aangetast.

De batterijlade ontgrendelen



Gebruik de schroevendraaier om de schroef naar de ontgrendelde positie te draaien (verticaal). Plaats de schroevendraaier in de gleuf onderaan het hoortoestel en duw tegen de lade om hem te openen.

De batterijlade vergrendelen



Zorg ervoor dat de lade volledig is gesloten. Draai de schroef naar de vergrendelde positie (horizontaal).

Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestel is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar.

ConnectLine

ConnectLine bestaat uit een serie producten waarmee u audiosignalen van tv, vaste en mobiele telefoon, muziekspeler, pc of externe microfoon rechtstreeks en draadloos in uw hoortoestel kunt ontvangen.

Afstandsbediening

Met de afstandsbediening kunt u tussen programma's schakelen of het volume van uw hoortoestel aanpassen.

FM

Uw toestel ondersteunt het gebruik van een FM-systeem. Via het FM-systeem kunt u spraak of audiosignalen rechtstreeks in uw hoortoestel ontvangen via een speciale zender.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over draadloze accessoires of ga naar **www.oticon.nl**.

Overige opties



Luisterspoel

Met een luisterspoel kunt u beter horen als u een telefoon met ingebouwde ringleiding gebruikt of wanneer u in een gebouw met een ringleidingsysteem bent, zoals een schouwburg, kerk of collegezaal. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingsysteem aanwezig is.



AutoPhone

is een programma dat automatisch wordt geactiveerd wanneer uw telefoon beschikt over een ingebouwde ringleiding (zie hierboven). Hiervoor moet een magneet op uw telefoon worden geplaatst, vlak naast de geluidsopening.

Direct Audio Input (DAI)

zorgt ervoor dat uw hoortoestel signalen kan ontvangen die rechtstreeks afkomstig zijn van externe bronnen, zoals tv, radio, muziekspelers, enz. De DAI-adaptor wordt aan uw hoortoestel bevestigd en via een kabel verbonden met een externe geluidsbron.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over deze mogelijkheden of ga naar www.oticon.nl

BELANGRIJKE OPMERKING

Wanneer de DAI is aangesloten op een audiobron die op netvoeding werkt, dient de audiobron in overeenstemming te zijn met IEC-60065, IEC-60601 of equivalente veiligheidsnormen.

Tinnitus SoundSupport™ (optie)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen aan cliënten die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een behandelprogramma voor tinnitus.

De doelpopulatie is de volwassen populatie (18 jaar en ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorg professionals (audiologen, audiciens of kno-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. Aanpassing van Tinnitus SoundSupport moet door een hoorzorg professional worden gedaan die onderdeel uitmaakt van een behandelplan voor tinnitus.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitus geluidsgenerator

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit in uw hoortoestellen hebben geactiveerd.

Tinnitus SoundSupport is een apparaat voor de behandeling van tinnitus. Het genereert geluid van voldoende intensiteit en bandbreedte om tinnitus te kunnen behandelen.

Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u zijn/haar advies en de aanwijzingen voor wat betreft deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw gehoorspecialist geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw gehoorspecialist kunt u uw voorkeursgeluid(en) selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

U beslist samen met uw hoorzorg professional voor welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan in maximaal vier verschillende programma's worden geactiveerd.

Dempfunctie

Als u zich in een programma bevindt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, zal de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid dempen, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie hoofdstuk: "Geluid van het hoortoestel dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Wanneer u een hoortoestelprogramma zoekt waarvoor Tinnitus SoundSupport geactiveerd is, kan uw hoorzorg professional de drukknop op uw hoortoestel alleen instellen om te werken als volumeregeling voor het verlichtende tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume voor ieder oor afzonderlijk aanpassen, of
- B) Het volume in beide oren tegelijkertijd aanpassen.

<input type="checkbox"/>	<p>A) Het volume van Tinnitus SoundSupport in ieder oor afzonderlijk aanpassen Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verhogen herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt. Druk om het volume (op slechts één hoortoestel) te verlagen herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop totdat het gewenste niveau is bereikt.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>B) Het volume van Tinnitus SoundSupport in beide oren tegelijkertijd aanpassen U kunt één hoortoestel gebruiken om het geluid in beide hoortoestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume in één hoortoestel wijzigt, zal het volume van het andere hoortoestel volgen. Om het volume te verhogen, drukt u herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de drukknop. Om het volume te verlagen, drukt u herhaaldelijk kort op het onderste deel van de drukknop.</p>

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Beperking op gebruiksduur

Dagelijks gebruik

Het volumenniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorg professional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen

<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen
<input type="checkbox"/>	Gelimiteerd gebruik, maximaal ____ uur per dag

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een gehoorspecialist in de hoortoestellen geactiveerd kan worden.

Maximalke draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie "Max. draagtijdindicatie" naast de tinnitus aanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is geactiveerd

De volumeregeling voor de geluidsgenerator is standaard gedeactiveerd in het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de volumeregeling voor tinnitus in het scherm "Knoppen en Indicaties" activeert.

Met de verschafte tabel calculeert u de maximale draagtijd voor uw cliënt, gebaseerd op:

1. De output van het programma met het hoogste dB(A)SPL niveau.*
plus
2. het decibelbereik van de volumebediening.

** Dit kan gevonden worden door met de muis over de signaalniveau bediening te gaan.*

Instrueer uw cliënt en noteer de maximale draagtijd van uw cliënt in de tabel "Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen", in de sectie Draagtijd/uren per dag".

Maximum wearing time of Tinnitus SoundSupport

totaal dB(A) SPL	Draagtijd/uren per dag
< 81	Volledige dag
82	16
85	8
88	4
90	3

Ref. OSHA (Occupational Safety & Health Administration, U.S. department of Labour) / DIRECTIVE 2003/10/EC on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) / Occupational exposure to noise: evaluation, prevention and control - Special Report S 64, WHO.

Waarschuwingen met betrekking tot tinnitus

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Het gaat hier onder meer over het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, audioloog of andere hoorzorg professional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik voorkomen wordt en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Houd u altijd aan de door uw hoorzorg professional geadviseerde maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport. Langdurig gebruik kan tot verslechteren van uw tinnitus of uw gehoorverlies leiden.

Waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Wees u ervan bewust dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. In de meeste gevallen zal onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt opleveren.

Raadpleeg uw audicien indien u een onverwachte werking van uw hoortoestel of ongewenst voorval ervaart.

Gebruik van hoortoestellen

- Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de audicien. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Gevaar van stikken en het inslikken van batterijen

- Hoortoestellen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen.
- Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

- Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen bij (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.
- Kinderen onder de 36 maanden dienen altijd een kindveilige batterijlade te gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorg professional over de beschikbaarheid van deze optie.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Waarschuwingen

Batterijgebruik

- Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw audicien. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Slechte werking

- Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

- Voorzichtigheid is geboden bij aanwezigheid van actieve implantaten. Een algemeen advies is om bij het gebruik van mobiele telefoons en magneten de richtlijnen van fabrikanten van implanteerbare defibrillators en pacemakers te volgen.
- De AutoPhone-magneet of MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft), dient meer dan 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven, draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

- Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant van het implantaat over het risico op verstoring.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

- Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Waarschuwingen

Hitte en chemicaliën

- Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.
- Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.
- Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrandcrème en insectenspray, kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen, voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van hoortoestellen, oorstukjes of domes kan een versnelde ophoping van oorsmeer optreden.
- De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts als één van deze bijwerkingen optreedt.

Storing

- Het hoortoestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen het hoortoestel en andere apparaten (bijvoorbeeld sommige mobiele telefoons, zendapparatuur, alarmsystemen in winkels en andere apparaten). Probeer in dat geval de afstand tussen het hoortoestel en de storende apparatuur te vergroten.

Verbinding met externe apparatuur

- De veiligheid van het toestel wanneer verbonden met externe apparatuur (via aux inputkabel, via USB kabel of direct), wordt bepaald door de externe apparatuur. Wanneer verbonden met externe apparatuur die in het stopcontact zit, moet deze apparatuur overeenkomen met IEC-60065, IEC-60950 of gelijkwaardige veiligheidsstandaarden.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing	
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij	
	Verstopt slangetje of verstopt oorstukje (oorstukje, dome, GripTip, MicroMould of ThinMould)	Reinig het oorstukje	
		Maak de Corda miniFit (dun slangetje) schoon, vervang de dome of GripTip of vervang het oorsmeerfilter	
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Reinig het oorstukje	
	Vocht	Maak de Corda miniFit (dun slangetje) schoon, vervang de dome of GripTip of vervang het oorsmeerfilter	
		Lege batterij	Veeg de batterij en/of het slangetje droog met een droge doek
		Verstopt dempingsfilter in toonbocht	Vervang de batterij
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Neem contact op met uw audicien voor hulp	
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Plaats het oorstukje (oorstukje, dome, GripTip, MicroMould of ThinMould) opnieuw in het oor	
		Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts	

Als bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw audicien voor hulp.

Waterbestendig

Uw hoortoestel is waterbestendig, maar niet waterproof. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet langer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade en haal de batterij eruit. Veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend
Opslag- en transportomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven de volgende limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot +60°C Relatieve luchtvochtigheid: 5% tot 93%, niet-condenserend

Garantiecertificaat

Naam van eigenaar: _____

Gehoorspecialist: _____

Adres gehoorspecialist: _____

Telefoon gehoorspecialist: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricageen materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder

de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw audicien heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig hebt
Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Technische informatie

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB μ A/m @ 10 m.

Het hoortoestel voldoet aan internationale standaarden aangaande radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

VS en Canada

Het hoortoestel bevat een radio module met de volgende certificatie ID nummers:

FCC ID: U28FU2BTERIT
IC: 1350B-FU2BTERIT

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentievrijstelling van de Canadese Industrie.

Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
2. dit toestel moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Meer informatie: www.oticon.nl

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de eisen van het Canadese ICES-003.

NB: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, volgens deel 15 van het FCC reglement. Deze limieten zijn ontworpen om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in wooninstallaties. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiostraling en kan deze uitstralen. Indien niet correct geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, kan het leiden tot schadelijke storing aan de radio communicatie. Er is echter geen garantie dat er geen schadelijke storing zal plaatsvinden in een installatie.

Als deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt aan radio of televisie ontvangst, die kan bepaald worden door het uitzetten van de apparatuur, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de storing te corrigeren door een van de volgende maatregelen:

- Draai of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Verbind de apparatuur met een stopcontact anders dan dat van de ontvanger.
- Raadpleeg de fabrikant of een ervaren radio/TV technicus voor ondersteuning.

Hierbij verklaart Oticon A/S dat dit toestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU (RED).

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:



Vervaardigd door:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



IP58

Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempfunctie	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	'Klikt' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

151864NL / 2017.09.05

151864NL / 2017.09.05



oticon
PEOPLE FIRST

151864NL / 2017.09.05