


Gebruiksaanwijzing

Phone Adapter 2.0



Inleiding

Dit boekje verstrekt advies over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe phone adapter. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit zal u helpen het maximale uit uw nieuwe phone adapter te halen.

Voor eventuele vragen over het gebruik van uw phone adapter kunt u contact opnemen met uw hoorzorgprofessional.

Dit boekje is voorzien van onderstaande navigatiebalk, zodat u gemakkelijk door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

| **Over** | [Installatie](#) | [Gebruik](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Phone Adapter 2.0 is bedoeld voor gebruik met Oticon ConnectClip, Oticon Streamer Pro en Oticon draadloze hoortoestellen. Hierdoor kan de hoortoestelgebruiker draadloos communiceren met een gesprekspartner via een vaste telefoon (analoog/PSTN).
Aanwijzingen voor gebruik	Geen aanwijzingen voor gebruik.
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Gebruikersomgeving	Binnenshuis.
Contra-indicaties	Geen contra-indicaties.
Klinische voordelen	Zie de klinische voordelen van het hoortoestel.


Inhoudsopgave

Over		
	Inhoud van de verpakking	6
	Overzicht phone adapter	7
Installatie		
	Installatie	9
	De phone adapter aansluiten op het elektriciteitsnet	10
	Verbinding maken met telefoonlijn en vaste telefoon	12
	Streamer Pro koppelen met de phone adapter	14
	ConnectClip koppelen met de phone adapter	16
	De phone adapter gebruiken	18
Gebruik		
	Inkomende gesprekken Streamer Pro	20
	Uitgaande gesprekken Streamer Pro	23
	Inkomende gesprekken ConnectClip	26
	Uitgaande gesprekken ConnectClip	29
	Aanvullende informatie	32

Waarschuwingen		
	Algemene waarschuwingen	35
Aanvullende informatie		
	Gebruiksomstandigheden	36
	Internationale garantie	37
	Technische informatie	38

Inhoud van de verpakking

De doos bevat de volgende onderdelen:



Phone Adapter 2.0




Netvoeding

(De stekker verschilt van land tot land)




Telefoonkabel



Dit boekje


Overzicht phone adapter



Status	Stroomindicator	Telefoonindicator
Adapter staat aan, geen verbinding met de streamer of ConnectClip		
Koppelen met de streamer of ConnectClip		
De streamer of ConnectClip is draadloos verbonden		
Inkomend gesprek		
Telefoongesprek		
Storing (neem contact op met uw hoorzorgprofessional)		

○ Geen lampje ● Knipperen ● Continu

Achterkant



Installatie

Eerste gebruik van de phone adapter

Voordat u de phone adapter met uw hoortoestellen kunt gebruiken, moet de phone adapter zijn aangesloten op een stopcontact en het openbare telefoonnet.

Deze gebruiksaanwijzing begeleidt u stap-voor-stap bij de installatie van de phone adapter.

Het pakket bevat alle benodigde onderdelen voor de installatie.

Ga voor meer informatie naar: www.oticon.nl/connectline


De phone adapter aansluiten op het elektriciteitsnet

Gebruik de netadapter met de USB-kabel uit doos nummer 1

1. Steek de USB-aansluiting in de "power" aansluiting van de phone adapter.
2. Steek de netadapter in het stopcontact of een andere stroombron.
3. Controleer of de stroom is ingeschakeld.
4. Na enkele seconden gaat de stroomindicator  aan de voorkant van de phone adapter groen branden.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik bij het opladen van de phone adapter, de meegeleverde originele 5,0V/1A voeding, met CE- en veiligheidsmarkering.




Verbinding maken met telefoonlijn en vaste telefoon

Plaats de phone adapter op een geschikte plaats in de buurt van uw vaste telefoon of basisstation.

1. Haal de telefoonlijn uit het stopcontact van de vaste telefoon (of basisstation).*
2. Steek de telefoonlijn van de wandadapter in de "IN"-aansluiting van de phone adapter.
3. Steek de telefoonkabel van doos 2 in de "UIT"-aansluiting van de phone adapter.
4. Steek het andere einde van de telefoonkabel in de vaste telefoon (of basisstation).*

Neem de hoorn van uw vaste telefoon op - u hoort nu de kiestoon van de luidspreker van de handset.

* Als uw telefoon of basisstation geen afneembare stekker voor de vaste telefoon-aansluiting heeft, kunt u proberen een andere telefoon te gebruiken of neemt u contact op met een technicus om de installatie te voltooien.



Streamer Pro koppelen met de phone adapter

De eerste keer dat uw streamer wordt gebruikt met de phone adapter, moet deze worden gekoppeld met de phone adapter.

Om te koppelen:

1. Zorg ervoor dat de phone adapter aan staat, d.w.z. de stroomindicator brandt continu groen.
2. Houd de AAN/UIT-toets op de streamer 5-6 seconden ingedrukt totdat het blauwe lampje gaat knipperen.
3. Plaats de streamer op de phone adapter - het koppelen duurt ongeveer 20-60 seconden.
4. Als de stroomindicator op de phone adapter en de indicator op de streamer continu blauw blijven branden, is het koppelen voltooid. Het koppelen wordt slechts één keer gedaan en hoeft normaal gesproken niet herhaald te worden.



Streamer Pro koppelen			
Streamer Pro lampjes bovenop	Streamer Pro voorkant	Phone adapter	Beschrijving
  	-	 	Streamer en phone adapter aan
  	-	 	Streamer in koppelingsstand
  	-	 	Koppelen voltooid


 Continu  Knipperen

ConnectClip koppelen met de phone adapter

De eerste keer dat uw ConnectClip wordt gebruikt met de phone adapter, moet deze worden gekoppeld met de phone adapter.

Om te koppelen:

1. Zorg ervoor dat de phone adapter aan staat, d.w.z. de stroomindicator brandt continu groen.
2. Houd de multitoets EN de volume-omhoogtoets op de ConnectClip (B) ongeveer 6 seconden ingedrukt totdat de statusindicator blauw knippert.
3. Plaats de ConnectClip op de phone adapter - het koppelen duurt ongeveer 20-60 seconden.
4. Het koppelen is voltooid wanneer de stroomindicator op de phone adapter en de statusindicator op de ConnectClip continu blauw branden. Het koppelen wordt slechts één keer gedaan en hoeft normaal gesproken niet herhaald te worden.



ConnectClip koppelen			
ConnectClip status	ConnectClip stroom	Phone adapter	Beschrijving
	●	● ○	ConnectClip en phone adapter aan
●	●	● ○	ConnectClip in koppelingsmodus
●	●	● ○	Koppelen voltooid

● Continu ● Knipperen ● Stroom

De phone adapter gebruiken

De phone adapter ondersteunt zowel inkomende als uitgaande telefoongesprekken. Tijdens een telefoongesprek worden de hoortoestellen gebruikt als headset zodat u met de microfoon op de streamer of op de ConnectClip handsfree een gesprek kunt voeren.

Zorg ervoor dat de phone adapter correct is geïnstalleerd zoals beschreven in het volgende gedeelte voordat u de streamer of ConnectClip voor het eerst gebruikt voor telefoongesprekken.

Voordat de phone adapter kan worden gebruikt, moeten de streamer of ConnectClip en de phone adapter draadloos met elkaar worden verbonden. Deze verbinding wordt automatisch tot stand gebracht nadat de streamer en de phone adapter zijn gekoppeld en binnen elkaars bereik zijn. De phone adapter is met de streamer of ConnectClip verbonden als de stroomindicator  op de phone adapter continu blauw blijft branden.



Inkomende gesprekken Streamer Pro



Een gesprek aannemen en beëindigen

Zorg dat u goed in de microfoon van de streamer kunt praten.

Als uw vaste telefoon overgaat, hoort u een waarschuwing voor een inkomend gesprek in uw hoortoestellen. De telefoonindicator op de phone adapter knippert groen en tegelijkertijd knipperen de telefoontoets en statusindicator op de streamer groen.

Druk de telefoontoets op de streamer kort in om het gesprek aan te nemen. U hoort een bevestigingssignaal in uw hoortoestellen. De telefoontoets en statusindicator op de streamer en de telefoonindicator op de phone adapter blijven groen branden.

Om het gesprek te beëindigen, drukt u de telefoontoets op de streamer kort in en gaat de groene telefoontoets op de streamer uit.



Een telefoongesprek ontvangen Streamer Pro			
Streamer Pro lampjes bovenop	Streamer Pro voorkant	Phone adapter	Beschrijving
			De streamer en phone adapter zijn verbonden
			De telefoon gaat over: de telefoonindicator en de statusindicator op de streamer knipperen groen. U hoort een waarschuwingssignaal voor een inkomend gesprek in uw hoortoestellen.
			Als de verbinding tot stand is gebracht hoort u een signaal dat aangeeft dat het gesprek wordt aangenomen - u kunt nu telefoneren met degene die u belt.

 Continu  Knipperen

Uitgaande gesprekken Streamer Pro

Iemand bellen


Zorg dat u goed in de microfoon van de streamer kunt praten.

1. Druk de telefoontoets van de streamer kort in om iemand op te bellen. De hoorn is nu van de haak en u hoort een kiestoon in de hoortoestellen. De telefoontoets op de streamer en de telefoonindicator op de phone adapter gaan nu groen branden.
2. Neem de hoorn van uw vaste telefoon op (of druk op "bellen" op de draagbare telefoon) en toets het telefoonnummer in zoals u gewend bent als u een gesprek gaat voeren.
3. Na een tijdje hoort u de oproeptoon in uw hoortoestellen wat aangeeft dat het telefoongesprek nu is verbonden via uw streamer en hoortoestellen.

U kunt nu de hoorn weer op de telefoon leggen (of 'einde gesprek' indrukken op de draagbare telefoon).

Als u het gesprek wilt beëindigen, drukt u de telefoontoets op de streamer kort in.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de haak weer goed op de telefoon legt - anders worden inkomende gesprekken geblokkeerd op de telefoonlijn.



Iemand opbellen			
Streamer Pro lampjes bovenop	Streamer Pro voorkant	Phone adapter	Beschrijving
  		 	De streamer en phone adapter zijn verbonden
  		 	Druk de telefoontoets van de streamer kort in. U hoort nu een kiestoon in de hoortoe- stellen

 Continu  Knipperen

Inkomende gesprekken ConnectClip

Iemand bellen



Zorg dat u goed in de microfoon van de ConnectClip (A) kunt praten.

Als uw vaste telefoon overgaat, hoort u een waarschuwing voor een inkomend gesprek in uw hoortoestellen. De telefoonindicator op de phone adapter gaat groen knipperen en tegelijkertijd gaat de statusindicator op de ConnectClip groen knipperen (B).

Druk de multitoets op de ConnectClip (C) kort in om het gesprek te beantwoorden. U hoort een bevestigingssignaal in uw hoortoestellen. De statusindicator op de ConnectClip en de telefoonindicator op de phone adapter blijven nu groen branden.

Druk de multitoets op de ConnectClip kort in om het gesprek te beëindigen en de statusindicator gaat blauw branden.

Opmerking: De ConnectClip kan slechts met één apparaat tegelijkertijd gekoppeld zijn. Zie pagina 18 voor koppelingsinstructies.



Een gesprek aannemen ConnectClip			
ConnectClip status	ConnectClip stroom	Phone adapter	Beschrijving
			ConnectClip en phone adapter zijn verbonden.
			De telefoon gaat over: de telefoonindicator en de statusindicator op ConnectClip knipperen groen. U hoort een waarschuwingssignaal voor een inkomend gesprek in uw hoortoestellen.
			Als de verbinding tot stand is gebracht hoort u een signaal dat aangeeft dat het gesprek wordt aangenomen - u kunt nu telefoneren met degene die u belt.

 Continu  Knipperen

Uitgaande gesprekken ConnectClip

Iemand bellen





Zorg dat u goed in de microfoon van de ConnectClip (A) kunt praten.

1. Om zelf te bellen drukt u kort op de multitoets van de ConnectClip (B). De hoorn is nu van de haak en u hoort een kiestoon in de hoortoestellen. De statusindicator op de ConnectClip en de telefoonindicator op de phone adapter gaan continu groen branden.
2. Neem de hoorn van uw vaste telefoon op (of druk op "bellen" op de draagbare telefoon) en toets het telefoonnummer (C) in zoals u gewend bent als u een gesprek gaat voeren.
3. Na een tijdje hoort u de oproeptoon in uw hoortoestellen wat aangeeft dat het telefoongesprek nu is verbonden via uw ConnectClip en hoortoestellen.

U kunt nu de hoorn weer op de telefoon leggen (of 'einde gesprek' indrukken op de draagbare telefoon).

Druk de multitoets op de ConnectClip kort in om het gesprek te beëindigen.

Opmerking: Zorg ervoor dat u de haak weer goed op de telefoon legt - anders worden inkomende gesprekken geblokkeerd op de telefoonlijn.



Iemand opbellen			
ConnectClip status	ConnectClip stroom	Phone adapter	Beschrijving
			ConnectClip en phone adapter zijn verbonden
			Druk op de multitoets op de ConnectClip en u hoort de kiestoon in de hoortoestellen

Continu Knipperen

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van de phone adapter. De phone adapter mag nooit gewassen of ondergedompeld worden in water of andere vloeistoffen.

Aanvullende informatie

Uitzetten van de phone adapter

Als u geen telefoongesprekken via uw streamer wilt ontvangen, kunt u de phone adapter uitzetten door de netadapter uit het stopcontact te halen. De phone adapter verbruikt bij normaal gebruik zeer weinig stroom, dus het is niet nodig om het apparaat uit te zetten.

Bereik

De phone adapter heeft een bereik van ongeveer 30 meter tot de streamer en ongeveer 20 meter tot de ConnectClip, afhankelijk van meubilair en muren. Binnen dit bereik kunt u handsfree telefoneren met een goede geluidskwaliteit (zonder 'gekraak').

Normaal gesproken hoort u het waarschuwingssignaal voor een inkomend gesprek in de hoortoestellen tot op een afstand van 30-40 meter. U moet vervolgens wel dichterbij de phone adapter toe lopen om de stem van de persoon aan de andere kant van de telefoon goed te kunnen horen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als u in de tuin werkt.

Volumeregelaar

Gebruik de volumetoets op de streamer of ConnectClip om het volumeniveau van de telefoon in de hoortoestellen te regelen. Stel het volume bij door 'Hoger' of 'Lager' kort in te drukken. Herhaal het kort indrukken voor verdere bijstelling.

Het telefoonvolume dat door de streamer is ingesteld, wordt in het geheugen opgeslagen. Bij een volgend telefoongesprek wordt het laatst gebruikte volumeniveau toegepast. Deze functie is niet beschikbaar met de ConnectClip.

Alleen geluid van het telefoongesprek

De microfoons van het hoortoestel zijn standaard ingeschakeld.

De hoortoestelmicrofoons kunnen echter worden gedempt, zodat u het telefoongesprek beter hoort.

Houd de toets volume lager ongeveer 3 seconden ingedrukt (Streamer Pro en ConnectClip) tijdens gesprekken om de microfoons van het hoortoestel opnieuw te activeren.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de streamer voor gedetailleerde gebruiksinstructies.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ConnectClip voor gedetailleerde gebruiksinstructies.

Raadpleeg de informatie op www.oticon.nl/support voor meer ondersteuning of tips

BELANGRIJKE OPMERKING

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestellen voor details over de functionaliteit van uw specifieke hooroplossing.

⚠ Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw phone adapter gaat gebruiken. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als u een onverwachte werking of ernstige incidenten ervaart met uw phone adapter tijdens of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Aansluiting op externe apparatuur

Wanneer de phone adapter via een AUX-inputkabel en/of USB-kabel en/of direct verbonden is met externe apparatuur, wordt de veiligheid van het gebruik van de oplader bepaald door de externe signaalbron. Bij aansluiting op externe apparatuur met netvoeding, moet deze apparatuur voldoen aan IEC-62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsvoorschriften.

Storing

De phone adapter is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Er kan echter onvoorziene storing optreden tussen de phone adapter en andere apparaten. Probeer in dat geval de afstand tussen de phone adapter en de storende apparatuur te vergroten.

Brandrisico

De stroombron van uw phone adapter heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken.

Gebruik van accessoires van derden

Gebruik alleen accessoires, transducers en kabels die door de fabrikant zijn geleverd. Incompatibele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.

Gebruiksomstandigheden

Gebruiksomstandigheden	Temperatuur: +5°C tot +40°C Vochtigheid: 15% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en luchtvochtigheid mogen niet voor een langere periode boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25°C tot +70°C Vochtigheid: 15% - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend Atmosferische druk: 700 hPa tot 1060 hPa

Internationale garantie

Uw apparaat valt onder een internationale beperkte garantie afgegeven door de fabrikant voor een periode van 12 maanden na levering aan u. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het apparaat zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals bijv. batterijen, kabels, netadapters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het apparaat of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garantie ongeldig maken. Onder deze garantie kiest de fabrikant naar eigen goeddunken of het apparaat moet worden gerepareerd of vervangen door een gelijkwaardig model. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de

van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorgprofessional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorgprofessional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig heeft

Breng uw apparaat naar uw hoorzorgprofessional. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen vaak ter plekke worden verricht. Uw hoorzorgprofessional kan u helpen bij het verkrijgen van garantieservice van de fabrikant. Hoorzorgprofessionals kunnen kosten in rekening brengen voor hun diensten.

Technische informatie

Naam van het model	BS-H200
--------------------	---------

Phone Adapter 2.0 bevat een draadloze zender die gebruikmaakt van 2,4 GHz radiotechnologie.
Het zendvermogen van Phone Adapter 2.0 is max. 10 dBm EIRP.

Phone Adapter 2.0 voldoet aan internationale normen betreffende radiozenders, elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

Dit product is bedoeld voor aansluiting op het openbare geschakelde analoge telefoonnetwerk en kan worden gebruikt in EU- en EVA-landen

In verband met de beperkte ruimte op Phone Adapter 2.0 zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Meer informatie is te vinden in de Technische gegevensbladen (TD) op www.oticon.nl.

VS en Canada

Dit apparaat bevat een radiomodule met de volgende certificerings-ID-nummers:

FCC ID: UXZBSH200
IC: 8191A-BSH200

Opmerking

Het apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en de RSS-normen voor licentie-vrijstelling van de Canadese Industrie. Gebruik is toegestaan onder de volgende twee voorwaarden:

1. dit toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur, en

2. dit toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur, inclusief storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving, kunnen het recht doen vervallen om dit toestel te gebruiken.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Opmerking: Uit tests is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de grenzen voor een digitaal apparaat Klasse B, conform deel 15 van de FCC regels. Deze grenzen zijn ingesteld om bescherming te bieden tegen storing in een installatie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie. Ook kan het radiofrequente energie uitstralen. Indien het apparaat niet geïnstalleerd

en gebruikt wordt volgens de instructies, kan het schadelijke storing veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als het apparaat schadelijke storing veroorzaakt bij radio- of tv-ontvangst, hetgeen kan worden gecontroleerd door het aan en uit te zetten, wordt de gebruiker geadviseerd de storing te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Stel de ontvangende antenne opnieuw in of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact op een ander stroomcircuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Vraag de fabrikant of een ervaren radio/tv-technicus om hulp.

De fabrikant verklaart hierbij dat deze Phone Adapter 2.0 voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Dit medische hulpmiddel voldoet aan Verordening (EU) 2017/745 inzake medische hulpmiddelen.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.

 Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.



Complies with
IMDA Standards
DA103820

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen en afkortingen	
	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Geeft de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Verordening 2017/745 en 2017/746.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan alle vereiste EU-verordeningen en -richtlijnen.
	Elektronisch afval (AEEA) Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorgprofessional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.
	IMDA-label Singapore Het apparaat voldoet aan de normen en specificaties gepubliceerd door Info-Communications Media Development Authority (IMDA) en is compatibel met de publieke telecommunicatienetwerken in Singapore en produceert geen radiofrequente storing voor andere bevoegde radiocommunicatienetwerken.

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels	
	Droog houden Geeft een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.
	Waarschuwingssymbool Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.
	Catalogusnummer Geeft catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.
	Japan JATE- en Japan TELEC-symbolen "R" is een aanduiding voor gecertificeerde radioapparatuur. "T" duidt aan dat het apparaat verbinding kan maken met het telefoonnetwerk.
 5,0 V --- 200mA	Stroomadapteruitgang Geeft de snelheid aan waarmee vermogen van de uitgang naar uw elektrisch apparaat wordt gestuurd.
	ICASA-label Zuid-Afrika Het apparaat mag worden verkocht in Zuid-Afrika.
	Medisch hulpmiddel Het apparaat is een medisch hulpmiddel.

220174NL / 2020.04.29 / v1

Beschrijving van aanvullende symbolen op labels	
	Korea Certificatiemarkering (KC) Het apparaat voldoet aan de Koreaanse productveiligheidseisen voor elektrische en elektronische apparatuur.
	New Zealand Telepermit Geeft aan dat het apparaat is gecertificeerd en geschikt is voor aansluiting op het Telecom New Zealand-netwerk.

220174NL / 2020.04.29 / v1



oticon
life-changing **technology**

220174NL / 2020.04.29 / v1