

GEBRUIKSAANWIJZING

LIHO



Dank u

dat u Intiga heeft gekozen om beter te gaan horen.

Wij hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw nieuwe hooroplossing van de beste kwaliteit is.

Intiga is gemaakt om het geluid te versterken, waardoor u in de meeste situaties beter zult kunnen horen. De versterking is specifiek op uw gehoor ingesteld. Om aan uw luisterbehoeften te kunnen voldoen, zijn er bepaalde functies ingesteld. Uw audicien heeft die instelling aangegeven in een aantal gedeelten van deze handleiding. Op de laatste bladzijde vindt u een compleet overzicht van alle functies die in uw toestel zijn ingesteld.

Het is aan te bevelen deze handleiding zorgvuldig door te lezen, zodat u optimaal profijt heeft van uw hooroplossing.

Voor eventuele vragen over het gebruik en onderhoud van het toestel kunt u contact opnemen met uw audicien.

Aanwijzingen voor gebruik

De functie van een hooroplossing is het compenseren van een gehoorverlies door geluiden te versterken.

Oticon Intiga LIHO is geschikt voor alle soorten lichte tot matige gehoorverliezen.

Inhoud

Afbeelding LIHO	7
Waarschuwingen	8
Eerste gebruik van het toestel	12
Vervangen van de batterij	13
Aan- en uitzetten van Intiga LIHO	15
Links-/rechtsmarkering	16
Inzetten van Intiga LIHO	17
Programma's (optie - via Streamer)	18
Volumeregeling (optie - via Streamer)	20
Onderhoud van uw Intiga	21
Dagelijks onderhoud met Mould	24
Dagelijks onderhoud met tips	26
Zeven eenvoudige stappen om beter te gaan horen	31
Oplossingen bij kleine problemen	36
Draadloze accessoires	38
Internationale garantie	39

Mobiele telefoons	41
Technische informatie	43
Overzicht toestelinstellingen	46

BELANGRIJK

Lees dit boekje zorgvuldig voordat u uw Intiga gaat gebruiken. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over het gebruik en onderhoud.

Afbeelding LIHO

Uw luidspreker

Open tip:

6mm

8mm

10mm

Plus tip

Power tip:


6mm

8mm

10mm

12mm

Micro/Medium
Mould



Batterijtype: 10

Waarschuwingen

Lees de volgende algemene waarschuwingen goed door voordat u uw toestel(len) gaat gebruiken.

Gebruik van een hooroplossing

- Hooroplossingen mogen alleen gebruikt worden zoals voorgeschreven en geadviseerd door de audicien. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.
- Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Verstikkingsgevaar

- Hooroplossingen, onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik te blijven van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze schade zou kunnen toebrengen.
- Vervang batterijen niet in het bijzijn van (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.
- Bewaar batterijen buiten bereik van (jonge) kinderen of mensen met een verstandelijke beperking.

- Controleer uw medicijnen voor u ze inneemt. Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen.
- Stop uw toestel of batterijen nooit in uw mond; ze kunnen per ongeluk worden ingeslikt.

Batterijgebruik

- Gebruik goede batterijen. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer niet-oplaadbare batterijen nooit op te laden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.
- Probeer batterijen nooit te verbranden. Ze kunnen ontploffen en ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Elektronische implantaten

- Bij het gebruik van mobiele telefoons beveelt Oticon aan de richtlijnen van fabrikanten van defibrillators en pacemakers te volgen.
- Houd het toestel meer dan 15 cm verwijderd van de defibrillator of pacemaker en draag het bijvoorbeeld niet in uw borstzak. Neem bij een implantaat in het hoofd contact op met de fabrikant over het risico op storing.
- De meegeleverde MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Draag de MultiTool niet in uw borstzak of in de buurt van uw borst als u geïmplanteerde apparatuur zoals een defibrillator of pacemaker gebruikt.

Explosieven

- De batterij van uw toestel heeft onvoldoende energie om onder normale gebruiksomstandigheden brand te veroorzaken. Het toestel is niet volgens de internationale eisen op explosieve atmosferen getest. Het is aan te bevelen uw hooroplossing niet te gebruiken op plaatsen waar gevaar op explosie bestaat.

Röntgenstraling, CT-, MRI-, PET-scans en elektrotherapie

- Doe uw toestel uit tijdens het maken van bijvoorbeeld een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het toestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke magnetische velden.

Mogelijke bijwerkingen

- Bij gebruik van een hooroplossing kan de productie van oorsmeer toenemen.
- De anti-allergene materialen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie veroorzaken.

Ga naar uw (KNO-)arts bij één van deze bijwerkingen.

Storing

- Uw toestel is op storing getest volgens de strengste internationale eisen. Er kan echter onvoorziene storing optreden bij sommige mobiele telefoons of bij alarmsystemen in winkels. Probeer in dat geval de afstand tussen het toestel en de storende apparatuur te vergroten.

Eerste gebruik van het toestel

Een hooroplossing is een elektronisch apparaat dat op speciale batterijen werkt. Plaats voor het eerste gebruik een nieuwe batterij in de batterijlade.

Na het sluiten van de batterijlade start het systeem op. Het duurt enkele seconden voordat er geluid wordt geproduceerd. Tijdens het opstarten hoort u een melodie. Het is aan te bevelen het toestel in het oor te plaatsen voordat u de batterijlade sluit, omdat het toestel kan gaan fluiten als het tijdens het opstarten in de hand wordt gehouden. Het fluiten stopt na (correcte) plaatsing in het oor.


Vervangen van de batterij

Het type batterij staat aangegeven in de afbeelding van het toestel in het eerste deel van deze gebruiksaanwijzing.

Een lege batterij moet altijd onmiddellijk worden vervangen.

Wanneer de batterijspanning laag is, hoort u twee signalen. De waarschuwing wordt met regelmatige tussenpozen herhaald totdat de batterij leeg is. Afhankelijk van het type batterij en het individuele gehoorverlies zal de batterij na de eerste waarschuwing snel leeg zijn of nog voor enkele uren stroom bevatten.

Wanneer de batterij leeg is, gaat het toestel uit. U hoort dan vier signalen die aangeven dat het toestel niet langer werkt. Dit is geen defect.




Vervangen van de batterij:

- Open de batterijlade volledig door op de verhoogde rand aan de onderkant van het toestel te drukken.
- Verwijder de sticker van de +-kant van de nieuwe batterij.
- Plaats de nieuwe batterij met het magnetische uiteinde van de meegeleverde MultiTool. Zorg dat het +-teken op de batterij overeenkomt met het +-teken op de batterijlade. Sluit de batterijlade.

Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden weggeveegd. Na het vervangen van de batterij kan het enkele seconden duren voordat de batterij optimaal werkt.

Voor het verwisselen van de batterij kan de magneet aan het uiteinde van de MultiTool worden gebruikt.




Aan- en uitzetten van Intiga LIHO

U zet Intiga **AAN** door de batterijlade (met batterij) volledig te sluiten. Na het sluiten van de batterijlade start het toestel met een melodie. Deze melodie geeft aan dat de batterij en het toestel werken.

U zet het toestel **UIT** door de batterijlade volledig te openen.

Zet de batterijlade volledig open als u het toestel niet gebruikt.




Links-/rechtsmarkering

Hooroplossingen worden op een specifiek gehoorverlies aangepast. Wanneer u twee Intiga LIHO's gebruikt, kan het linkertoestel anders geprogrammeerd zijn dan het rechter. Het is dus van belang om de toestellen van elkaar te kunnen onderscheiden.



Voor eenvoudige herkenning van het linker- en rechtertoestel kan op de batterijklep een kleurcodering zijn aangebracht.

Een blauwe stip markeert het LINKER-toestel.
Een rode stip markeert het RECHTER-toestel.



Inzetten van uw Intiga LIHO

1. Zet de luidspreker, met Mould of tip , in het oor.
2. Plaats het toestel achter uw oor.
3. Controleer dat de Mould of tip zodanig geplaatst is dat de draad vlak langs de huid ligt.
4. Bij het gebruik van een grip op de luidspreker controleert u of deze mooi in de oorschelp aansluit. Zie afbeeldingen 3 en 4.



Programma's (optie - via Streamer)







Uw hooroplossing heeft maximaal vier hoorprogramma's . De programma's in het toestel worden door uw audicien geprogrammeerd.

Om van programma te wisselen heeft u ConnectLine Streamer nodig. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Streamer voor het gebruik met uw hooroplossing.

U hoort een signaal bij het schakelen tussen de programma's.

Het aantal signalen geeft het gebruikte programma aan.

	Eén signaal, bij overschakelen naar programma 1
	Twee signalen, bij overschakelen naar programma 2
	Drie signalen, bij overschakelen naar programma 3
	Vier signalen, bij overschakelen naar programma 4

Op de laatste bladzijde van deze gebruiksaanwijzing worden de ingestelde programma's aangegeven.

Volumeregeling (optie - via Streamer)



Om het volume te veranderen heeft u ConnectLine Streamer nodig. Zo kunt u het volume in specifieke luistersituaties op het voor u meest aangename niveau instellen.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van Streamer voor het gebruik met uw hooroplossing.

U hoort een signaal in uw toestel als u het volume luider of zachter zet.

Bij aanzetten staat het toestel op het voor u ingestelde volumenniveau.
U hoort een signaal bij terugkeer naar het ingestelde niveau.

Onderhoud van uw Intiga

Uw gehoorgang produceert oorsmeer (cerumen) waardoor de geluidsopening en de ventilatie-opening van het toestel verstopt kunnen raken. Volg de instructies op om te voorkomen dat de prestaties van uw toestel door opgehoopt oorsmeer negatief worden beïnvloed.

Houd uw toestel bij het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet kan beschadigen als u het laat vallen.

Voordat u gaat slapen:

- Verwijder eventueel oorsmeer uit de openingen van de Mould of tip. Reinig het volgens de beschrijving op de volgende bladzijde.
- Controleer, om stroom te besparen, of het toestel uit staat als u het niet draagt.
- U zet het toestel uit door de batterijlade volledig te openen.


BELANGRIJK

Open de batterijlade volledig als u het toestel niet gebruikt, met name 's nachts, om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen.

Schoonmaken van het toestel

Het meegeleverde gereedschap (MultiTool) bevat onder andere een borstel voor het reinigen van de Mould.

MultiTool



Vervang de borstel zonodig. Trek de borstel uit de handgreep en plaats een nieuwe borstel. Druk de nieuwe borstel stevig in de handgreep.


Borstels zijn verkrijgbaar bij uw audicien.

Veeg de buitenkant van het toestel schoon met een droge, zachte doek.

Dagelijks onderhoud van de Mould

De Mould moet regelmatig worden gereinigd:

- Maak de ventilatie-opening schoon door het borsteltje licht draaiend door de opening te duwen.




Het toestel en de Mould mogen nooit nat worden!

Vervangen van het WaxStop cerumenfilter

De WaxStop moet worden vervangen

- Als u ziet dat het filter in de Mould verstopt is.
- Als het toestel anders klinkt dan normaal.

Gebruik alleen WaxStop cerumenfilters van uw audicien. In de verpakking vindt u aanwijzingen voor het vervangen van het WaxStop cerumenfilter.



Aanwijzingen voor vervanging van WaxStop:


1. Neem de filterhouder uit de verpakking. De filterhouder bevat aan de ene zijde het nieuwe filter. Met het andere uiteinde kan het oude filter eenvoudig verwijderd worden.
2. Plaats de verwijderaar in de geluidsopening van de Mould.
3. Houd de verwijderaar recht en trek het gebruikte WaxStop voorzichtig naar buiten.
4. Draai de filterhouder om.
5. Druk het nieuwe filter in de geluidsopening en trek de filterhouder voorzichtig terug.
6. Gooi de gebruikte filterhouder weg.

Dagelijks onderhoud met tips

Maak de luidspreker dagelijks schoon. Gebruik het doekje om het aanwezige oorsmeer weg te vegen.

De tip mag niet met schoonmaakmiddelen worden gereinigd. Vervang de bestaande tip regelmatig door een nieuwe, schone tip.

Vervang de tip tenminste één keer per maand of zoveel vaker als uw audicien nodig acht.






26

Vervangen van de tip

De tip is eenvoudig te vervangen.

1. Plaats uw vingernagel aan de onderkant van de tip en trek de tip van het toestel.
2. Druk de nieuwe tip op de luidspreker.
3. Controleer of de tip stevig vast zit.



27

Aan het eind van de luidspreker, onder de tip, zit een wit oorsmeerfilter. Dit oorsmeerfilter voorkomt dat de luidspreker beschadigd raakt door stof of vuil. Neem, als het filter verstopt is, contact op met uw audicien voor vervanging.

BELANGRIJK

De tip is gemaakt van een zacht materiaal. De tip veroorzaakt dan ook geen schade als hij onverhoopt in de gehoorgang blijft zitten. Haal de tip zo voorzichtig mogelijk uit het oor en voorkom dat u hem dieper in de gehoorgang duwt. Plaats de slang niet in het oor voordat de tip uit het oor is verwijderd. Neem zonodig contact op met uw audicien.

BELANGRIJK

Het toestel zelf mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen!

Vermijd hitte, vocht en chemicaliën

Leg uw toestel nooit in de buurt van open vuur, in een magnetron, of in een in de zon geparkeerde auto. Vermijd vocht. Doe het uit bij het douchen, als het hard regent en in vochtige ruimtes, zoals een badkamer, stoombad of sauna.

Als uw toestel toch aan vocht heeft blootgestaan, kan dit een negatieve invloed hebben op de prestaties. U kunt het, na de batterij verwijderd te hebben, in een droog-etui leggen om het binnenin verzamelde vocht te laten verdampen. Eventueel vocht op de batterij moet met een doekje worden afgeveegd.

Chemicaliën in cosmetica, zoals parfum, aftershave, insectenspray, haarlak of zonnebrandcrème, kunnen de elektronica beschadigen. Doe uw toestel daarom even uit voordat u dergelijke producten gebruikt. Zorg dat uw handen volledig droog zijn voordat u ze weer in zet.

ONDERHOUD VAN UW HOOROPLOSSING WAARSCHUWING

- Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw toestel.
- De tip moet voor plaatsing stevig bevestigd zijn op de geluidsslang. Het niet opvolgen van de aanwijzingen kan letsel veroorzaken.
- De luidspreker mag nooit zonder tip gebruikt worden.
- Gebruik geen hooroplossing bij een oor dat buitensporig veel oorsmeer produceert of ontstoken is.
- Het juiste onderhoud garandeert de betrouwbaarheid van het toestel en verlengt de levensduur.
- Laat uw hooroplossing of onderdelen daarvan nooit door anderen gebruiken.
- Zorg dat uw handen schoon zijn wanneer u uw toestel aanraakt.

Zeven eenvoudige stappen om beter te gaan horen

Gedurende de eerste dagen en weken dat u uw toestel(len) gebruikt, zult u, met name als u nog nooit eerder een hooroplossing heeft gebruikt, nieuwe geluiden ervaren. Het is normaal dat u moet wennen aan deze nieuwe of lang vergeten geluiden. De volgende tips kunnen u hier mogelijk bij helpen.

1. Thuis, in een rustige omgeving

Luister naar de verschillende achtergrondgeluiden in uw omgeving en probeer elk geluid te identificeren. Sommige geluiden kunnen anders klinken dan u gewend was, zodat u ze opnieuw moet leren herkennen. Op den duur zult u gewend raken aan de zachte geluiden in uw omgeving - raadpleeg uw audicien wanneer dit niet gebeurt.

Als u vermoeid raakt, kunt u het toestel even uit doen en een poosje rusten. Geleidelijk zult u leren het toestel langere perioden in te houden, zodat u er al snel de hele dag baat bij hebt.

2. Een gesprek met één persoon

Ga met uw gesprekspartner in een rustige omgeving zitten. Kijk de spreker aan, zodat u de gezichtsuitdrukkingen goed kunt zien. U kunt nieuwe spraakgeluiden ervaren die in het begin misschien wat vreemd zijn. Wanneer de hersenen eenmaal aan deze nieuwe geluiden gewend zijn, zal het verstaan duidelijker worden.

3. Luisteren naar radio of TV

Begin met het luisteren naar het nieuws, de presentatoren spreken meestal duidelijk. Ga daarna pas luisteren naar andere programma's.


Wanneer u moeite heeft met het volgen van radio en televisie kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende luisterapparatuur.

4. Een gesprek met meerdere personen

In een gesprek met meerdere personen is er vaak veel achtergrondlawaai aanwezig. Probeer daarom uw volledige aandacht te richten op degene naar wie u wilt luisteren. Als u iets niet heeft verstaan kunt u gerust om herhaling vragen. Tenslotte mist iedereen weleens een woord.

5. Gebruik van de telefoon

Houd bij telefoneren de telefoonhoorn schuin tegen uw slaap, zodat het geluid van de telefoon rechtstreeks in de microfoonopening terecht komt. Zo zal het toestel niet fluiten en bent u er zeker van dat u het gesprek onder de beste omstandigheden kunt volgen. Wanneer u de telefoon op deze manier vasthoudt, moet u rechtstreeks in de microfoon van de telefoon spreken om te zorgen dat uw gesprekspartner u óók goed kan verstaan.



Wanneer u moeite heeft met telefoneren kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende luisterapparatuur.

6. Draadloze en mobiele telefoons

Uw toestel voldoet aan de meest strikte eisen van de International Electromagnetic Compatibility. Niet alle mobiele telefoons zijn echter geschikt voor gebruik met Intiga.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over mobiel telefoongebruik.

Wanneer u moeite heeft met telefoneren via de mobiele telefoon kan uw audicien u informatie geven over Oticon ConnectLine en andere aanvullende luisterapparatuur.

7. Gebruik de hooroplossing de hele dag

Door uw Intiga de hele dag te dragen traint u uw gehoor zo optimaal mogelijk en bereikt u het beste resultaat. Onregelmatig gebruik zal meestal niet het volledige profijt opleveren.

We kunnen uw gehoor niet herstellen, noch een gehoorverlies verbeteren, of voorkomen. We kunnen u echter wel helpen beter gebruik te maken van uw restgehoor. Gebruik altijd beide toestellen wanneer u twee toestellen heeft. Kunnen horen met twee oren is net zo belangrijk als kunnen zien met twee ogen.

Oplossingen bij kleine problemen			
Klacht	Oorzaak	Oplossing	
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij	blz. 13 & 14
	Verstopte geluidsopening	Reinig de Mould	blz. 24
		Overweeg vervanging van het WaxStop cerumenfilter of de tip	blz. 25 & 27
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Reinig de Mould	blz. 24
	Vocht	Droog de batterij en het toestel met een doekje	blz. 29
	Lege batterij	Vervang de batterij	blz. 13 & 14
Snerpend geluid	Het toestel zit niet goed in het oor	Zet het toestel opnieuw in het oor	blz. 17
	Opgehoopt oorsmeer in de gehoorgang	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts	

Raadpleeg uw audicien als de bovenstaande oplossingen niet afdoende werken.

Draadloze accessoires

ConnectLine

Ter completering van uw draadloze hooroplossing kan andere luisterapparatuur worden toegevoegd. Via ConnectLine maakt u met uw toestel verbinding met diverse geluidsbronnen. Zo ontvangt u de audiosignalen van de tv, vaste en mobiele telefoon, mp3-speler, PC of externe microfoon rechtstreeks en draadloos in uw toestel(len).

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie over ConnectLine of ga naar www.oticon.nl.

Internationale garantie

Oticon hooroplossingen hebben een beperkte fabrieksgarantie voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricagefouten en materiaaldefecten van het toestel, maar niet van accessoires, zoals batterijen, slangetjes, oorsmeerfilters, enz.

De garantie geldt niet voor schade, defecten of uitval, ontstaan door een ongeluk, onjuist gebruik of misbruik, onzorgvuldigheid, reparatie door ongeautoriseerden, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen aan het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of zaken in het toestel, of onjuiste instelling door de audicien.

De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumentengoederen. Uw audicien kan een uitgebreider garantie hebben gegeven dan deze garantie. Raadpleeg voor meer informatie uw audicien.

Bij problemen met uw toestel(len)

Bij problemen kunt u het beste naar de audicien gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar ter plekke worden verricht.

Oticon Garantiecertificaat

Naam: _____

Audicien: _____

Adres audicien: _____

Telefoon audicien: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Links: _____ Serienr.: _____

Rechts: _____ Serienr.: _____

Batterijtype: 10 _____

Mobiele telefoons

Sommige slechthorenden hebben gemeld dat ze bij gebruik van hun mobiele telefoon een brommend geluid in hun toestel(len) hoorden, hetgeen erop kan wijzen dat de mobiele telefoon en het toestel niet compatibel zijn.

Volgens de ANSI C63.19 normering (ANSI C63.19-2006 Amerikaanse nationale standaardmethode van metingen betreffende compatibiliteit tussen draadloze communicatie-apparatuur en hooroplossingen) kan de compatibiliteit tussen een hooroplossing en een bepaalde mobiele telefoon worden voorspeld door de kwalificatie van toestelimmunititeit op te tellen bij de kwalificatie van de emissies van de mobiele telefoon. Zo is bijvoorbeeld de gecombineerde kwalificatie van een toestel met een kwalificatie van 2 (M2) en een telefoonkwalificatie van 3 (M3) in totaal 5. Elke gecombineerde kwalificatie van tenminste 5 biedt 'normaal gebruik'; een gecombineerde kwalificatie van 6 of meer levert een 'uitstekende prestatie'.

De immunititeit van de toestel is minimaal M2. De metingen, categorieën en systeemkwalificaties van de prestaties van de apparatuur zijn gebaseerd op de meest uitgebreide informatie, maar geven geen garantie op tevredenheid van elke slechthorende.

BELANGRIJK

De prestaties van individuele hooroplossingen kunnen per mobiele telefoon variëren. Probeer deze hooroplossing daarom uit met de mobiele telefoon die u momenteel gebruikt en doe hetzelfde bij aanschaf van een nieuwe mobiele telefoon. Vraag voor meer informatie de leverancier van uw mobiele telefoon naar het boekje 'Hearing Aid Compatibility with Digital Wireless Cell Phones.'

Technische informatie

Het toestel bevat een radiozender die gebruikt maakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3.84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is < -42 dB μ A/m @ 10m.

Het emissievermogen van het radiosysteem ligt ruim onder de internationale emissiegrenzen waaraan mensen mogen worden blootgesteld. Ter vergelijking: de straling van het toestel is lager dan bijvoorbeeld halogeenlampen, computerschermen, afwasmachines, enz. Het toestel voldoet aan de internationale normering betreffende Electro-magnetic Compatibility.

In verband met de beperkte ruimte op het toestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Het toestel bevat een module met:

FCC ID: U28FURIT04

IC: I350B-FURIT04

Het toestel voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels en RSS-210 van de Canadese industrie.

De werking voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

1. Het toestel veroorzaakt geen storing bij andere apparatuur.
2. Het toestel is niet gevoelig voor storing van andere apparatuur.

Veranderingen of modificaties die niet door Oticon zijn goedgekeurd, kunnen de toestemming van de FCC om deze apparatuur te gebruiken in gevaar brengen.

Oticon verklaart hierbij dat deze hooroplossing voldoet aan de essentiële eisen en andere voorwaarden van de Directive 1999/5/EC. Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij:

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.com

CE 0543 0682



Gooi, in vervand met milieuvuiling, uw lege batterijen niet bij het huishoudelijk afval.



NI 175

Overzicht toestelinstellingen

Intiga				
Links		Indicaties volumeregeling	Rechts	
<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit
<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit	'Klik' bij verandering volume	<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit
<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit	Signalen bij gewenst volume	<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit
Indicaties batterij				
<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> aan	<input type="checkbox"/> uit

115091NL/07.11

Met behulp van ConnectLine Streamer kunt u van volume veranderen of van programma wisselen.

Programma's	Beschrijving programma
1	
2	
3	
4	

115091NL/07.11

People First

People First is our promise
to empower people
to communicate freely,
interact naturally and
participate actively



0000115091000001

oticon
PEOPLE FIRST