

Gebruiksaanwijzing



BTE PP
BTE

Oticon Opn™
Oticon Opn S™
Oticon Opn Play™
Oticon Siya
Oticon Ruby

Made for
iPhone | iPad | iPod

oticon
life-changing technology

Modellenoverzicht

Dit boekje is van toepassing op de volgende hoortoestelmodellen uit de Oticon Opn™, Oticon Opn S™, Oticon Opn Play™, Oticon Siya en Oticon Ruby families:

- BTE
- BTE PP

Oticon Opn FW 6

- Oticon Opn 1 GTIN: (01) 05707131340795
- Oticon Opn 2 GTIN: (01) 05707131340818
- Oticon Opn 3 GTIN: (01) 05707131340801

Oticon Opn S FW 8

- Oticon Opn S 1 GTIN: (01) 05707131374967
- Oticon Opn S 2 GTIN: (01) 05707131374974
- Oticon Opn S 3 GTIN: (01) 05707131374981

Oticon Opn Play FW 8

- Oticon Opn Play 1 GTIN: (01) 05707131374998
- Oticon Opn Play 2 GTIN: (01) 05707131375001

Oticon Siya FW 1

- Oticon Siya 1 GTIN: (01) 05707131340887
- Oticon Siya 2 GTIN: (01) 05707131340894

Oticon Ruby FW 1

- Oticon Ruby 1 GTIN: (01) 05707131378491
- Oticon Ruby 2 GTIN: (01) 05707131378507

- LED-lamp voor visuele indicatie. Niet beschikbaar voor Oticon Siya en Oticon Ruby.

De led-lamp wordt gebruikt om verzorgers, ouders en docenten te helpen het hoortoestel te bedienen en om instructies te geven betreffende relevante functies en modi (zie de desbetreffende informatie in dit boekje).

Inleiding

In dit boekje vindt u informatie over het gebruik en het onderhoud van uw nieuwe hoortoestel. Lees dit boekje aandachtig door en vergeet daarbij het hoofdstuk **Waarschuwingen** niet. Dit helpt u het maximale uit uw nieuwe hoortoestel te halen.

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat het aan uw behoeften voldoet. Als u nog vragen heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.

| **Over** | [Aan de slag](#) | [Gebruik](#) | [Opties](#) | [Tinnitus](#) | [Waarschuwingen](#) | [Aanvullende informatie](#) |

Dit boekje is voorzien van een navigatiebalk, zodat u eenvoudig door de verschillende hoofdstukken kunt navigeren.

Beoogd gebruik

Beoogd gebruik	Het hoortoestel is bedoeld voor het versterken en overbrengen van geluid naar het oor.
Aanwijzingen voor gebruik	Slechthorendheid voor een mild tot ernstig-zwaar gehoorverlies.
Oticon Opn Play Beoogde gebruiker	Baby's, kinderen en volwassenen
Beoogde gebruiker	Volwassenen en kinderen ouder dan 36 maanden.
Omgeving	Binnen- en buitenshuis
Contra-indicaties	Gebruikers van actieve implantaten dienen op te letten bij gebruik van het hoortoestel. Lees voor meer informatie het hoofdstuk Waarschuwingen .
Klinische voordelen	Het hoortoestel is ontworpen om beter verstaan van spraak te bieden om de communicatie te vergemakkelijken met als doel de levenskwaliteit te verbeteren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Uw hoorzorg professional heeft het hoortoestel zodanig ingesteld dat de versterking specifiek aan uw gehoor is aangepast en voor u optimaal is.

Inhoudsopgave

Over

Uw hoortoestel en oorstukje	10
Nagaan wat het linker- en rechtertoestel is	14
MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken	15

Aan de slag

Het hoortoestel in- en uitschakelen	16
Wanneer de batterij vervangen	17
Vervangen van de batterij (type 13)	18

Gebruik

Het hoortoestel met toonbocht indoen	20
Onderhoud van uw hoortoestel	21
Het hoortoestel met het dunne slangetje indoen	24
Het dunne slangetje schoonmaken	25
Standaard oorstukjes vervangen	26
Op maat gemaakte oorstukjes schoonmaken	28
ProWax filter vervangen	29
Vliegtuigmodus	30

Inhoudsopgave

Opties

Optionele functies en accessoires	31
Programma wijzigen	32
Volume wijzigen	34
Dempen	36
Gebruik van het hoortoestel met iPhone en iPad	37
Draadloze accessoires	38
Overige opties	40
Kindveilige batterijlade	42

Tinnitus

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)	44
Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusondersteuning	45
Geluidsopties en volumeregeling	46
Beperking van de gebruikstijd	49

Waarschuwingen

Waarschuwingen betreffende Tinnitus SoundSupport	52
Algemene waarschuwingen	53


Aanvullende informatie

Problemen oplossen	58
Water- en stofbestendig (IP68)	60
Gebruiksomstandigheden	61
Technische informatie	62
Garantie	69
Uw individuele hoortoestelinstellingen	70
Geluids- en LED-indicaties	72


Uw hoortoestel en oorstukje

Er zijn twee verschillende bevestigingen en vele verschillende oorstukjes verkrijgbaar voor het hoortoestel.

Met toonbocht en oorstukje








Met dun slangetje (Corda miniFit)



Het dunne slangetje maakt gebruik van een van de volgende oorstukjes:


Standaard oorstukjes:

-  Open dome
-  Bass dome, enkele venting
-  Bass dome, dubbele venting
-  Power dome
-  GripTip
Verkrijgbaar in small en large, links en rechts, met en zonder venting.

Op maat gemaakte oorstukjes:

-  MicroMould
-  LiteTip
-  VarioTherm® MicroMould
-  VarioTherm® LiteTip
® VarioTherm is een geregistreerd handelsmerk van Dreve


Domeformaten



Zie de details voor het vervangen van de dome in het hoofdstuk "Standaard oorstukjes vervangen".
*alleen voor Corda miniFit 0,9mm
**niet voor open dome


Met toonbocht en oorstukje

Wat het is en doet



Met dun slangetje


Wat het is en doet



Nagaan wat het linker- en rechertoestel is

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen het linker- en rechertoestel omdat ze mogelijk verschillend geprogrammeerd zijn.

U kunt de links/rechts kleurmarkering vinden in de batterijlade. Markeringen kunt u ook vinden op de Micro moulds en oorstukjes (optioneel).




• Een **BLAUWE** stip duidt het LINKER-toestel aan

• Een **RODE** stip duidt het RECHTER-toestel aan

MultiTool voor het hanteren van batterijen en schoonmaken

De MultiTool bevat een magneet die het eenvoudiger maakt om de batterij in de batterijlade te vervangen. Het is ook voorzien van een borstel en een draadlus voor schoonmaken en het verwijderen van oorsmeer. Als u een nieuwe MultiTool nodig heeft, neem dan contact op met uw hoorzorg professional.



BELANGRIJKE OPMERKING

Uw MultiTool heeft een ingebouwde magneet. Houd de MultiTool minimaal 30 cm verwijderd van creditcards en andere magnetisch gevoelige voorwerpen.

Het hoortoestel in- en uitschakelen


De batterijlade wordt tevens gebruikt voor het in- en uitschakelen van het hoortoestel. Om de batterij te sparen, raden we aan het hoortoestel uit te schakelen wanneer u het niet draagt. U kunt de standaardinstellingen van uw hoortoestel eenvoudig herstellen door de batterijlade te openen en te sluiten (snelle reset).

Optionele led

Twee keer lang groen knipperen betekent dat het hoortoestel is ingeschakeld.

INSCHAKELEN

Sluit de batterijlade met de batterij erin



UITSCHAKELEN

Open de batterijlade



Wanneer de batterij vervangen

Als het tijd is om de batterij te verwisselen, hoort u drie pieptonen die met regelmatige tussenpozen worden herhaald totdat de batterij leeg is.

 **Drie piepjes***
= de batterij is bijna leeg

 **Vier dalende tonen**
= de batterij is leeg

Batterij tip

Om ervoor te zorgen dat het hoortoestel altijd werkt, adviseren we reservebatterijen bij u te dragen of de batterij te vervangen voordat u van huis vertrekt.


Optionele led

Herhaaldelijk rood knipperen duidt aan dat de batterij bijna leeg is.

* Bluetooth® wordt uitgeschakeld en het is niet mogelijk om draadloze accessoires te gebruiken.
Opmerking: Batterijen moeten vaker worden vervangen als u naar uw hoortoestel streamt.

Vervangen van de batterij (type 13)

1. Verwijderen



Open de batterijlade volledig. Verwijder de batterij.


2. Sticker verwijderen



Verwijder het etiket van de +-zijde van de nieuwe batterij.

Tip:
Wacht 2 minuten, zodat de batterijlade lucht kan opnemen voor een optimale werking.

3. Plaatsen



Plaats de nieuwe batterij in de batterijlade. Plaats hem van bovenaf, NIET vanaf de zijkant.

Zorg dat de +-zijde omhoog gericht is.


4. Sluiten



Sluit de batterijlade. Het hoortoestel speelt via het oorstukje een melodietje af.

Houd het oorstukje dichtbij uw oor om het melodietje te kunnen horen.

Tip




MultiTool

De MultiTool kan worden gebruikt voor het vervangen van de batterij. Gebruik het magnetische uiteinde voor het verwijderen en het plaatsen van batterijen.

De MultiTool is verkrijgbaar bij uw hoorzorg professional.

Het hoortoestel met toonbocht indoen

Lees de volgende pagina's als u een hoortoestel heeft met een toonbocht en een oorstukje.



Het oorstukje is op maat gemaakt voor u en past bij uw oorvorm. De oorstukjes zijn uniek voor het linker- en het rechteroor.

Stap 1



Trek uw oor voorzichtig naar buiten en druk het oorstukje in de richting van de gehoorgang, terwijl u licht heen en weer draait.

Stap 2




Plaats het hoortoestel achter uw oor.

Onderhoud van uw hoortoestel

Houd uw hoortoestel tijdens het schoonmaken boven een zachte ondergrond, zodat het niet beschadigd raakt als u het laat vallen.

De microfoonopeningen schoonmaken

Gebruik het borsteltje van de MultiTool om vuil voorzichtig weg te borstelen van de opening. Borstel voorzichtig het oppervlak rondom de opening. Zorg ervoor dat er geen onderdelen van de MultiTool met kracht in de microfoonopeningen worden geduwd. Dit kan het hoortoestel beschadigen.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik een zachte, droge doek voor het schoonmaken van het hoortoestel. Het hoortoestel mag nooit worden ondergedompeld in water of andere vloeistoffen.

Het oorstukje reinigen

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Gebruik een zachte doek om het oppervlak van het oorstukje schoon te maken. Gebruik de draadlus van de MultiTool om de opening schoon te maken.



Het slangetje vervangen

Het slangetje tussen het oorstukje en het hoortoestel moet worden vervangen als het vergeelt of stug wordt. Neem hiervoor contact op met uw hoorzorg professional.

Het oorstukje wassen

Stap 1




Zorg dat u weet welk oorstukje bij welk toestel hoort voordat u het oorstukje van het hoortoestel loskoppelt.

Stap 2



Maak het slangetje en het oorstukje los van de toonbocht. Houd de toonbocht stevig vast als u het van het slangetje trekt. Het hoortoestel kan anders beschadigd raken.

Stap 3



Maak het oorstukje en het slangetje schoon met een milde zeepoplossing. Spoel de onderdelen af en maak ze goed droog voordat u ze weer met het hoortoestel verbindt.

Het hoortoestel met het dunne slangetje indoen


Lees de volgende pagina's als uw hoortoestel een dun slangetje heeft.

Stap 1




Plaats het hoortoestel achter uw oor. Het dunne slangetje moet altijd in combinatie met een oorstukje worden gebruikt. Gebruik alleen onderdelen die specifiek bestemd zijn voor uw hoortoestel.

Stap 2



Houd de bocht van het slangetje tussen uw duim en wijsvinger. Het oorstukje moet in de richting van de opening van de gehoorgang wijzen.

Stap 3




Druk het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang tot het dunne slangetje dicht tegen uw hoofd zit. Als het slangetje een grip heeft, plaats deze dan in het oor zodat het de ronding van het oor volgt.

Het dunne slangetje schoonmaken


Het dunne slangetje moet worden schoongemaakt om het vrij te houden van vocht en oorsmeer. Als het niet wordt schoongemaakt, kan het verstopt raken met oorsmeer, waardoor er geen geluid meer uitkomt.

Stap 1




Trek het dunne slangetje van het hoortoestel.

Stap 2



Druk het schoonmaakmiddel helemaal door het dunne slangetje.

Stap 3




Bevestig het dunne slangetje weer aan het hoortoestel.

Standaard oorstukjes vervangen


Het oorstukje (dome of GripTip) mag niet worden schoongemaakt. Wanneer het oorstukje vol zit met oorsmeer, moet deze worden vervangen door een nieuwe. Wij raden aan de GripTip minimaal één keer per maand te vervangen.

Stap 1




Pak het dunne slangetje aan het uiteinde vast en trek het oorstukje eraf.

Stap 2



Plaats het dunne slangetje precies in het midden van het oorstukje voor een stevige bevestiging.

Stap 3



Druk hem goed aan om ervoor te zorgen dat het oorstukje stevig vast zit.


BELANGRIJKE OPMERKING

Als het oorstukje niet op het slangetje zit wanneer dit uit het oor wordt verwijderd, kan het zijn dat het oorstukje in de gehoorgang is achtergebleven. Raadpleeg dan uw hoorzorg professional voor nadere instructies.

Op maat gemaakte oorstukjes schoonmaken

Het oorstukje moet regelmatig worden schoongemaakt. Het oorstukje heeft een wit oorsmeerfilter* dat voorkomt dat oorsmeer en vuil het hoortoestel beschadigen.

Vervang de filter wanneer het verstopt is of wanneer het geluid niet normaal is, of neem contact op met uw hoorzorg professional.




BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik altijd hetzelfde type oorsmeerfilter als het origineel dat bij het hoortoestel wordt geleverd. Als u twijfelt over het gebruiken of vervangen van uw oorsmeerfilter, neemt u dan contact op met uw hoorzorg professional.

* VarioTherm MicroMould en ThinMould hebben geen oorsmeerfilter


ProWax filter vervangen

1. Tool




Verwijder de tool uit de behuizing. De tool heeft twee pinnetjes, één lege voor het verwijderen van de oorsmeerfilter en één met de nieuwe oorsmeerfilter.

2. Verwijderen



Duw het lege pinnetje in de oorsmeerfilter in het oorstukje en trek het eruit.

3. Plaatsen




Plaats de nieuwe oorsmeerfilter met behulp van het andere pinnetje, verwijder de tool en werp deze weg.

Vliegtuigmodus

Wanneer de vliegtuigmodus wordt geactiveerd, wordt Bluetooth® uitgeschakeld. Het hoortoestel blijft gewoon werken. Door op de druktoets op één hoortoestel te drukken, wordt de vliegtuigmodus geactiveerd op beide hoortoestellen.

Optionele led

De led knippert enkele keren groen, rood, rood. Dit bevestigt dat de vliegtuigmodus is geactiveerd.



In- en uitschakelen Houd de druktoets minimaal 7 seconden ingedrukt. Een melodietje bevestigt uw handeling.

De vliegtuigmodus wordt ook uitgeschakeld door het openen en sluiten van batterijlade.

Optionele functies en accessoires

De functies en accessoires die op de volgende pagina's worden beschreven, zijn optioneel. Neem contact op met uw hoorzorg professional om erachter te komen hoe uw hoortoestel is geprogrammeerd.

Als u te maken heeft met moeilijke luistersituaties, kan een speciaal programma nuttig zijn. Deze worden door uw hoorzorg professional geprogrammeerd.

Noteer luistersituaties waarin u hulp nodig heeft.


Programma wijzigen

Uw hoortoestel heeft maximaal vier verschillende programma's. Deze worden door uw hoorzorgprofessional geprogrammeerd. Afhankelijk van het programma hoort u één tot vier piepjes.

Kijk hiervoor bij het hoofdstuk over Geluids- en LED-indicaties.

Optionele led

Het aantal keren groen knipperen duidt het geselecteerde programma aan.




Druk op de druktoets om tussen programma's te veranderen.

De programmacyclus schakelt één programma vooruit, bijvoorbeeld van programma 1 naar 2 of van programma 4 naar 1.

Volume wijzigen

Met behulp van de druktoets kunt u het volume aanpassen.
U hoort een klik als u het volume verhoogt of verlaagt.



Optionele led


De led knippert groen om volumewijzigingen te bevestigen en knippert lang groen bij het beginniveau. De led knippert rood wanneer het volume het minimum- of maximumniveau bereikt.

Dempen

U kunt de dempfunctie gebruiken om het hoortoestel te dempen. De dempfunctie dempt alleen de microfoon(s) van het hoortoestel.

Optionele led

Knippert continu herhaaldelijk groen en rood om de demping aan te geven.



Druk lang (4 seconden) op een van de uiteinden van de toets om het hoortoestel te dempen.

Door kort op de toets te drukken, kunt u het hoortoestel weer activeren.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik de dempfunctie niet om het hoortoestel uit te zetten; het gebruikt dan nog steeds stroom.

Gebruik van het hoortoestel met iPhone en iPad

Uw hoortoestel is een Made for iPhone® hoortoestel waarmee u rechtstreeks met een iPhone, iPad® of iPod touch® kunt communiceren. Voor assistentie bij het gebruik van deze producten met uw hoortoestel kunt u contact opnemen met uw hoorzorg professional.



Om te zien hoe u uw hoortoestel koppelt met uw iPhone, ga naar www.oticon.nl/pairing

Ga voor informatie over compatibiliteit naar www.oticon.nl/compatibility

Gebruik van de Made for Apple-badge betekent dat een accessoire speciaal is ontworpen om verbinding te maken met de op de badge aangegeven Apple-producten en dat de ontwikkelaar garandeert dat het voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of het beantwoorden ervan aan de veiligheidsnormen en voorschriften.

NB: gebruik van deze accessoire met iPod, iPhone of iPad kan de draadloze prestaties beïnvloeden.

Draadloze accessoires

Als aanvulling op uw draadloze hoortoestellen is een groot aantal draadloze accessoires verkrijgbaar. Deze kunnen u helpen beter te horen en communiceren in veel alledaagse situaties.

ConnectClip

Bij koppeling met uw mobiele telefoon kunt u het hoortoestel gebruiken als handsfree headset of externe microfoon.

TV Adapter 3.0

Draadloze zender van geluid van televisie en elektronische audioapparaten. De TV Adapter stuurt geluid rechtstreeks naar uw hoortoestellen.

FM

Uw toestel ondersteunt het gebruik van een FM-systeem. Via het FM-systeem kunt u spraak of audiosignalen rechtstreeks in uw hoortoestel ontvangen via een speciale zender. Wanneer in FM programma, schakelt het hoortoestel naar vliegtuigmodus.

Remote Control 3.0

Mogelijkheid om programma's te schakelen, het volume van uw hoortoestel aan te passen of uw hoortoestel te dempen.

Oticon ON App

Biedt een intuïtieve, discrete manier om uw hoortoestel te bedienen. Voor iPhone, iPad, iPod touch en Android™ apparaten.

Ga voor meer informatie naar www.oticon.nl of neem contact op met uw hoorzorg professional.

Apple, het Apple logo, iPhone, iPad, en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de V.S. en andere landen. App Store is een dienstmerk van Apple Inc. Android, Google Play en het Google Play logo zijn handelsmerken van Google LLC.

Overige opties



Luisterspoelprogramma

Helpt u beter te horen als u een telefoon gebruikt met ingebouwde ringleiding, of wanneer u in gebouwen bent met ringleidingsystemen zoals theaters, kerken of collegezalen. Dit symbool of een vergelijkbaar teken wordt weergegeven op plaatsen waar een ringleidingssysteem aanwezig is.



AutoPhone - optioneel voor Oticon Opn en Oticon Siya

Activeert een telefoonprogramma in het hoortoestel, als u een speciale magneet op uw telefoon plaatst.

CROS - optioneel voor Oticon Opn S 1, Opn S 2, Oticon Opn Play 1, Oticon Ruby 1 en Ruby 2

Oplossing voor mensen die maar aan één oor horen. Oticon CROS op het slechtere oor stuurt geluid naar het hoortoestel op het betere oor.

Direct Audio Input (DAI)

Zorgt ervoor dat uw hoortoestel signalen kan ontvangen die rechtstreeks afkomstig zijn van externe bronnen, zoals tv, radio, muziekspelers, enz. De DAI-adapter wordt aan uw hoortoestel bevestigd en via een kabel verbonden met een externe geluidsbron.

Neem voor meer informatie contact op met uw hoorzorg professional.

BELANGRIJKE OPMERKING

Wanneer de DAI is aangesloten op een audiobron op netvoeding, dient de audiobron in overeenstemming te zijn met IEC 62368-1 of equivalente veiligheidsstandaarden.

Kindveilige batterijlade

Om de batterij buiten bereik van kleine kinderen en mensen met een verstandelijke beperking te houden, dient er een kindveilige batterijlade op het hoortoestel te worden gebruikt.


Indien nodig kan uw hoorzorgprofessional u helpen de batterijlade te verwisselen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Gebruik geen overmatige kracht om de batterijlade te openen wanneer deze vergrendeld is. Forceer de batterijlade niet wanneer deze reeds volledig geopend is. Zorg ervoor dat u de batterij juist plaatst.


Neem contact op met uw hoorzorg professional als u vermoedt dat de kindveilige vergrendeling is beschadigd of de werking ervan is aangetast.

Om de batterijlade te vergrendelen




Sluit de batterijlade helemaal en wees er zeker van dat ie vergrendeld is.

Tool voor het ontgrendelen van de batterijlade



Gebruik deze kleine tool die u van uw hoorzorg professional heeft ontvangen.

De batterijlade ontgrendelen



Plaats het puntje van de tool in de kleine opening aan de achterkant van de batterijlade.

1. Beweeg het naar rechts en houd het daar
2. Openen van de batterijlade

Tinnitus SoundSupport™ (optioneel)

Beoogd gebruik van Tinnitus SoundSupport

Tinnitus SoundSupport is een hulpmiddel dat geluiden genereert om tijdelijk verlichting te brengen voor mensen die lijden aan tinnitus, als onderdeel van een tinnitusbeheersingsprogramma.

Het is bedoeld voor volwassenen (18 jaar of ouder).

Tinnitus SoundSupport is bestemd voor erkende hoorzorgprofessionals (hoorzorg professionals, hoortoestelspecialisten of KNO-artsen) die bekend zijn met het beoordelen en behandelen van tinnitus en gehoorverlies. De aanpassing van Tinnitus SoundSupport dient te worden uitgevoerd door een hoorzorg professional als onderdeel van een tinnitusmanagementprogramma.

Richtlijnen voor gebruikers van de tinnitusondersteuning

Deze instructies bevatten informatie over Tinnitus SoundSupport. Uw hoorzorg professional kan dit geactiveerd hebben in uw hoortoestellen.

Tinnitus SoundSupport is bedoeld om geluid te genereren met voldoende intensiteit en bandbreedte om te helpen tinnitus beheersbaar te maken.

Uw hoorzorg professional kan u ook de juiste nazorg bieden. Het is belangrijk dat u het advies en de aanwijzingen betreffende deze nazorg opvolgt.

Uitsluitend voor gebruik op voorschrift

Een persoon die meldt last te hebben van tinnitus dient volgens goed gebruik in de gezondheidszorg vóór het gebruik van een geluidsgenerator een medische beoordeling door een erkende oorarts te ondergaan. Deze beoordeling heeft tot doel om er zeker van te zijn dat alle medisch behandelbare klachten die tinnitus kunnen veroorzaken, onderkend en behandeld zijn vóór het gebruik van de geluidsgenerator.

Geluidsopties en volumeregeling

Tinnitus SoundSupport wordt door uw hoorzorg professional geprogrammeerd overeenkomstig uw gehoorverlies en voorkeuren voor tinnitusverlichting. Het heeft een aantal verschillende geluidsopties. Samen met uw hoorzorg professional kunt u uw voorkeurgeluiden selecteren.

Tinnitus SoundSupport programma's

Samen met uw hoorzorg professional kunt u bepalen in welke programma's u Tinnitus SoundSupport geactiveerd wilt hebben. De geluidsgenerator kan worden geactiveerd in maximaal vier verschillende programma's.

Dempen

Als u een programma gebruikt waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd, dempt de dempfunctie alleen het omgevingsgeluid, niet het geluid van Tinnitus SoundSupport. Zie het eerdere hoofdstuk: "Dempen".

Volumeregeling met Tinnitus SoundSupport

Wanneer u een hoortoestelprogramma selecteert waarin Tinnitus SoundSupport is ingeschakeld, kan uw hoorzorg professional alleen de druktoets op uw hoortoestel instellen om te functioneren als volumeregeling van het tinnitusgeluid.

Uw hoorzorg professional kan de volumeregeling voor de geluidsgenerator op twee manieren instellen:

- A) Het volume wijzigen voor ieder oor afzonderlijk, of
- B) Het volume wijzigen voor beide oren tegelijk.

A) Het Tinnitus SoundSupport volume wijzigen voor ieder oor afzonderlijk

Om het volume te **verhogen** (van slechts één hoortoestel), drukt u herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt.

Om het volume te **verlagen** (van slechts één hoortoestel), drukt u herhaaldelijk kort op het onderste deel van de druktoets tot het gewenste niveau is bereikt.

B) Het Tinnitus SoundSupport volume wijzigen voor beide oren tegelijk

U kunt één toestel gebruiken om het geluid van beide toestellen harder of zachter te zetten. Als u het volume van één hoortoestel wijzigt, volgt het volume van het andere toestel.

Om het volume te **verhogen**, drukt u herhaaldelijk kort op het bovenste deel van de druktoets.

Om het volume te **verlagen**, drukt u herhaaldelijk kort op het onderste deel van de druktoets.

Beperking van de gebruikstijd

Dagelijks gebruik

Het volumeniveau van Tinnitus SoundSupport kan ingesteld worden op een niveau dat tot permanente gehoorbeschadiging kan leiden als het voor langere tijd wordt gebruikt. Uw hoorzorg professional zal u adviseren over de maximale tijd per dag dat u Tinnitus SoundSupport dient te gebruiken. Het dient nooit op een onaangenaam niveau gebruikt te worden.

Zie de tabel “Tinnitus SoundSupport: gebruiksbepalingen” in het hoofdstuk “Uw individuele hoortoestelinstellingen” aan het einde van dit boekje om te zien hoeveel uren per dag u veilig gebruik kunt maken van het verlichtingsgeluid van uw hoortoestellen.

Belangrijke informatie voor hoorzorg professionals over Tinnitus SoundSupport

Omschrijving van het apparaat

Tinnitus SoundSupport is een functiemodule die door een hoorzorg professional kan worden geactiveerd in de hoortoestellen.

Maximale draagtijd

De draagtijd van Tinnitus SoundSupport wordt minder als het niveau boven de 80 dB(A) SPL komt. De aanpassoftware toont automatisch een waarschuwing als het hoortoestel boven de 80 dB(A) SPL komt. Zie "Draagtijdindicatie" naast de tinnitusaanpasgrafiek in de aanpassoftware.

De volumeregeling is gedeactiveerd

Standaard is de volumeregeling van de geluidsgenerator gedeactiveerd in het hoortoestel. Risico op blootstelling aan lawaai is groter als de volumeregeling is geactiveerd.

Als de volumeregeling is geactiveerd

Er kan een waarschuwing worden weergegeven als u de tinnitusvolumeregeling activeert in het scherm "Toetsen en indicatoren". Dit gebeurt als naar het verlichtingsgeluid kan worden geluisterd op niveaus die gehoorschade kunnen veroorzaken. De tabel "Maximale draagtijd" in de aanpassoftware geeft het aantal uren aan dat de cliënt veilig gebruik kan maken van Tinnitus SoundSupport.

- Let op de maximale draagtijd voor elk programma waarin Tinnitus SoundSupport is geactiveerd.
- Schrijf deze waarden in de tabel "Tinnitus SoundSupport: gebruiksbependingen" achterin dit boekje.
- Geef uw cliënt overeenkomstige instructies.

Waarschuwingen betreffende Tinnitus SoundSupport

Als uw hoorzorg professional de Tinnitus SoundSupport geluidsgenerator heeft geactiveerd, let dan op de volgende waarschuwingen.

Er is een aantal mogelijke problemen verbonden aan het gebruik van geluid dat door een tinnitus management apparaat wordt gegenereerd. Dit zijn onder meer het mogelijk verslechteren van tinnitus en/of een mogelijke verandering in gehoordrempels.

Als u een verandering in uw gehoor of tinnitus opmerkt of vaststelt, of enige duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, hartkloppingen of eventuele huidirritatie bij het contactpunt met het apparaat, staak dan onmiddellijk het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts, hoorzorg professional of andere professional.

Zoals bij alle apparaten, kan het misbruik van de geluidsgenerator mogelijk schadelijke effecten tot gevolg hebben. U moet ervoor zorgen dat onbevoegd gebruik wordt voorkomen en dat het apparaat buiten bereik van kinderen en huisdieren wordt gehouden.

Maximale draagtijd

Volg altijd de maximale draagtijd per dag van de Tinnitus SoundSupport die door uw hoorzorg professional is geadviseerd. Langdurig gebruik kan leiden tot verslechtering van uw tinnitus of uw gehoorverlies.

Algemene waarschuwingen

In verband met uw persoonlijke veiligheid en om zeker te zijn van een correct gebruik, dient u uzelf geheel vertrouwd te maken met de volgende algemene waarschuwingen voordat u uw hoortoestel gaat gebruiken.

Raadpleeg uw hoorzorgprofessional als er sprake is van onverwachte reacties of ernstige incidenten met uw hoortoestel tijdens het gebruik of door het gebruik ervan. Uw hoorzorgprofessional zal u ondersteunen bij het oplossen van het probleem en, indien nodig, melding doen bij de fabrikant en/of de nationale autoriteiten.

Merk op dat uw hoortoestellen het normale gehoor niet herstellen. Ze voorkomen of verbeteren gehoorverlies door een fysiologische aandoening ook niet. Uw hoortoestel is slechts een onderdeel van uw gehoorondersteuning

en moet mogelijk worden aangevuld met auditieve training en lessen in liplezen. Merk tevens op dat in de meeste gevallen onregelmatig gebruik van een hoortoestel niet het volledige profijt zal opleveren.

Gebruik van hoortoestellen

Een hoortoestel mag alleen gebruikt worden zoals is voorgeschreven en geadviseerd door de hoorzorg professional. Onoordeelkundig gebruik kan plotseling en blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Sta nooit toe dat anderen uw toestel dragen. Verkeerd gebruik kan blijvend gehoorverlies veroorzaken.

Algemene waarschuwingen

Gevaar van stikken en inslikken van batterijen of andere kleine onderdelen

Hoortoestellen onderdelen daarvan en batterijen dienen buiten bereik van kinderen te blijven en van een ieder die ze zou kunnen inslikken of zich op andere wijze letsel zou kunnen toebrengen. Het is vaker voorgekomen dat batterijen werden aangezien voor pillen. Controleer uw medicijnen daarom zorgvuldig voordat u ze inneemt.

Veel hoortoestellen kunnen op verzoek worden voorzien van een kindveilige batterijlade. Dit is sterk aan te bevelen voor (jonge) kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

Kinderen jonger dan 36 maanden moeten altijd een kindveilige batterijlade gebruiken. Praat met uw hoorzorg professional over de beschikbaarheid van deze optie.

Waarschuw onmiddellijk een arts bij inslikken van een hoortoestel of batterij.

Batterijgebruik

Gebruik altijd batterijen die zijn aanbevolen door uw hoorzorg professional. Batterijen van slechte kwaliteit kunnen lekken en lichamelijk letsel veroorzaken.

Probeer nooit om de batterijen opnieuw op te laden en gooi ze niet weg door ze te verbranden. Er bestaat een kans dat de batterijen zullen ontploffen.

Slechte werking

Wees u bewust van de mogelijkheid dat de werking van uw hoortoestel kan worden beëindigd zonder voorafgaande melding. Houd dit in gedachten wanneer u afhankelijk bent van waarschuwingsgeluiden (bijv. in het verkeer). Het geluid van uw hoortoestel kan plotseling wegvallen, bijvoorbeeld wanneer

de batterij leeg is of het slangetje verstopt is door vocht of oorsmeer.

Actieve implantaten

Het hoortoestel is grondig getest en gekenmerkt voor de menselijke gezondheid volgens internationale normen voor menselijke blootstelling (specifiek absorptietempo - SAR), opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam.

De blootstellingswaarden bevinden zich ruim onder de internationaal aanvaarde veiligheidslimieten voor SAR, opgewekt elektromagnetisch vermogen en spanningen in het menselijk lichaam die zijn gedefinieerd in de normen voor de menselijke gezondheid en gelijktijdige aanwezigheid van actieve medische implantaten zoals pacemakers en hartdefibrillatoren.

Als u een actief hersenimplantaat hebt, neem dan contact op met de fabrikant

van het implantaat over het risico op verstoring.

De AutoPhone-magneet en de MultiTool (die een ingebouwde magneet heeft) dienen minimaal 30 cm van het implantaat verwijderd te blijven. Draag deze bijvoorbeeld niet in uw borstzak.

Cochleaire implantaten

Als u een cochleair implantaat (CI) op het ene oor gebruikt en een hoortoestel op het andere oor, zorg er dan voor u uw CI altijd ten minste op 1cm afstand van uw hoortoestel houdt. Het magnetische veld van de CI-soundprocessor, spoelen en magneten kunnen de luidsprekers in uw hoortoestellen permanent beschadigen. Leg de toestellen nooit dicht naast elkaar op een tafel bijv. wanneer u de batterijen reinigt of vervangt. Plaats het CI en het hoortoestel niet samen in dezelfde doos.

Algemene waarschuwingen

Röntgenfoto's, CT-, MRI- en PET-scans, elektrotherapie en operaties

Verwijder uw hoortoestel vóór het maken van een röntgenfoto, bij CT-, MRI-, en PET-scans, elektrotherapie of een operatie. Het hoortoestel kan beschadigen bij blootstelling aan sterke elektromagnetische velden.

Hitte en chemicaliën

Stel uw hoortoestel nooit bloot aan extreme hitte, bijvoorbeeld door het te laten liggen in een in de zon geparkeerde auto.

Het hoortoestel mag niet worden gedroogd in een magnetron of oven.

Chemicaliën in cosmetica, haarlak, parfum, aftershave lotion, zonnebrand-crème en insectenspray kunnen uw hoortoestel beschadigen. Verwijder daarom altijd uw hoortoestel voordat u dergelijke producten aanbrengt en neem de tijd om het te laten drogen,

voordat u uw hoortoestel weer plaatst.

Powertoestel

Bij het kiezen, passen en gebruiken van een hoortoestel met een maximale geluidsdruk van meer dan 132 dB SPL (IEC 60138-4 / IEC 711) is bijzondere aandacht vereist, omdat er een risico bestaat van aantasting van het resterende gehoor van de gebruiker van het hoortoestel.

Zie het modellenoverzicht voorin dit boekje om te zien of uw hoortoestel een powertoestel is.

Mogelijke bijwerkingen

Hoortoestellen en oorstukjes kunnen een versnelde ophoping van oorsmeer veroorzaken.

De anti-allergene materialen in uw hoortoestellen kunnen in zeldzame gevallen huidirritatie of andere bijwerkingen veroorzaken.

Raadpleeg een arts bij één van deze bijwerkingen.

Gebruik in vliegtuigen

Uw hoortoestel is voorzien van Bluetooth. Aan boord van een vliegtuig moet het hoortoestel in de vliegtuigmodus gezet worden om Bluetooth te deactiveren, tenzij Bluetooth door het cabinepersoneel wordt toegestaan.

Aansluiting op externe apparatuur

Wanneer uw hoortoestel via een invoerkabel en/of direct verbonden is aan externe apparatuur, wordt de veiligheid van het gebruik van het hoortoestel bepaald door de externe signaalbron. Bij aansluiting op externe apparatuur die is aangesloten op een stopcontact, moet deze apparatuur voldoen aan IEC 62368-1 of gelijkwaardige veiligheidsnormen.

Incompatibele, niet-meegeleverde accessoires

Gebruik alleen accessoires, omvormers en kabels die door de fabrikant zijn geleverd.

Incompatibele accessoires kunnen de elektromagnetische compatibiliteit (EMC) van uw apparaat verminderen.

Modificatie van de hoortoestellen is niet toegestaan

Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de fabrikant, doen de garantie van de apparatuur vervallen.

Storing

Het hoortoestel is grondig getest op storing, volgens de strengste internationale normen. Elektromagnetische interferentie kan optreden in de nabijheid van apparatuur met het symbool zoals hier getoond. Draagbare en mobiele RF (radiofrequentie) communicatie-apparatuur kunnen de prestatie van uw hoortoestel beïnvloeden. Als uw hoortoestel wordt beïnvloed door elektromagnetische interferentie, dient u ervoor te zorgen uit de buurt van de bron te blijven om de interferentie te verminderen.

Problemen oplossen

Klacht	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen geluid	Lege batterij	Vervang de batterij
	Verstopte oorstukjes (dome, GripTip, oorstukje of MicroMould)	Maak het oorstukje of de MicroMould schoon of vervang de oorsmeerfilter
	Microfoon van hoortoestel gedempt	Overweeg de dome of GripTip te vervangen
Onderbroken of verminderd geluid	Verstopte geluidsopening	Hef de demping van de microfoon van het hoortoestel op
	Vocht	Maak het oorstukje of de MicroMould schoon, vervang de oorsmeerfilter of vervang de dome of GripTip
Snerpend geluid	Het oorstukje van het hoortoestel is niet goed in het oor geplaatst	Veeg de batterij met een droge doek af
	Ophoping van oorsmeer in de gehoorgang	Plaats het oorstukje opnieuw
	Het oor is gegroeid	Laat de gehoorgang onderzoeken door uw (KNO-)arts
Piepen/ knipperende led (optioneel)	Als uw hoortoestel 4 keer achter elkaar 8 piepjes geeft en/of herhaaldelijk 4 keer rood knippert met korte tussenpozen, heeft de microfoon van uw hoortoestel een onderhoudscontrole nodig	Neem contact op met uw hoorzorg professional
Probleem met koppelen met Apple apparaat	Bluetooth-verbinding mislukt	1) Ontkoppel uw hoortoestel. 2) Schakel Bluetooth uit en weer in. 3) Open en sluit de batterijlade van het hoortoestel. 4) Koppel het hoortoestel opnieuw (ga naar www.oticon.global/pairing)
	Slechts één hoortoestel gekoppeld	

Als de bovenstaande oplossingen niet werken, raadpleeg dan uw hoorzorg professional.

Water- en stofbestendig (IP68)

Uw hoortoestel is stofdicht en beschermd tegen binnendringen van water. Het is ontworpen om in alle dagelijkse situaties te worden gedragen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over zweet of regen. Volg de onderstaande richtlijnen wanneer uw hoortoestel in contact komt met water en niet meer werkt:

1. Veeg het water er voorzichtig af
2. Open de batterijlade, haal de batterij eruit en veeg eventueel aanwezig water voorzichtig uit de batterijlade
3. Laat het hoortoestel met geopende batterijlade gedurende ongeveer 30 minuten drogen
4. Plaats een nieuwe batterij

BELANGRIJKE OPMERKING

Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen of tijdens activiteiten in het water. Dompel uw hoortoestel niet onder in water of andere vloeistoffen.

Gebruiksomstandigheden

Omgevingsomstandigheden	Temperatuur: +1 °C tot +40 °C Vochtigheid: 5 - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend
Transport- en opslagomstandigheden	De temperatuur en de luchtvochtigheid mogen niet gedurende langere tijd boven onderstaande limieten uitkomen tijdens transport en opslag: Temperatuur: -25 °C tot +60 °C Vochtigheid: 5 - 93% relatieve luchtvochtigheid, niet-condenserend

Technische informatie

Het hoortoestel bevat twee radio-technologieën, die hieronder worden beschreven:

Het hoortoestel bevat een radiozender die gebruikmaakt van kortbereik magnetische inductietechnologie op 3,84 MHz. De magnetische veldsterkte van de zender is zeer zwak en altijd lager dan 15 nW (gewoonlijk lager dan -40 dBμA/m op een afstand van 10 meter).

Het hoortoestel bevat tevens een radiozender die gebruikmaakt van Bluetooth Low Energy (BLE) en een propriëtaire radiotechnologie met kort bereik, beide werkend op de 2,4 GHz ISM-band. De radiozender is zwak

en altijd lager dan 3 mW, gelijk aan 4,8 dBm totaal uitgestraald vermogen.

Het hoortoestel voldoet aan de internationale normen betreffende elektromagnetische compatibiliteit en menselijke blootstelling.

In verband met de beperkte ruimte op het hoortoestel zijn alle relevante goedkeuringen opgenomen in dit document.

Meer informatie is te vinden in het "Technisch gegevensblad" op www.oticon.nl.

De fabrikant verklaart hierbij dat dit hoortoestel voldoet aan de essentiële eisen en bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU.

Een conformiteitsverklaring is verkrijgbaar bij de fabrikant.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denemarken
www.oticon.global

CE 0543



Afval van elektronische apparatuur dient te worden weggegooid volgens de lokale voorschriften.

 **Bluetooth®**



IP68

Beschrijving van in dit boekje gebruikte symbolen

	Waarschuwingen Tekst aangeduid met een waarschuwingssymbool moet worden gelezen voordat het toestel wordt gebruikt.
	Fabrikant Het apparaat is geproduceerd door de fabrikant wiens naam en adres naast het symbool staan vermeld. Duidt de fabrikant van medische hulpmiddelen aan zoals gedefinieerd in EU-Richtlijnen 90/385/EEG, 93/42/EEG en 98/79/EG.
	CE-markering Het apparaat voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. Het viercijferige nummer duidt de aangemelde instantie aan.
	Elektronisch afval (AEEA) Recycle hoortoestellen, accessoires en batterij volgens de lokale regelgeving. Hoortoestelgebruikers kunnen elektronisch afval ook inleveren bij hun hoorzorg professional. Elektronische apparatuur die valt onder Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA).
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Het apparaat voldoet aan de voorschriften betreffende elektrische veiligheid, elektromagnetische compatibiliteit en radiospectrum voor apparaten bestemd voor de Australische of Nieuw-Zeelandse markt.

	IP-code Duidt de beschermingsgraad tegen schadelijke indringing van water en fijnstof aan volgens EN 60529:1991/A1:2002. IP6X duidt algehele bescherming tegen stof aan. IPX8 duidt de bescherming aan tegen de effecten van continue onderdompeling in water.
	Bluetooth logo Gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc., alle gebruik ervan vereist een licentie.
	Made for Apple badges Duidt aan dat het apparaat compatibel is met iPhone, iPad en iPod touch.
	Hoorlus Dit logo bevat het universele symbool voor gehoorondersteuning. De "T" geeft aan dat een hoorlus is geïnstalleerd.
	Radiofrequentie (RF) zender Uw hoortoestel bevat een RF-zender.
	Global Trade Item Number Een wereldwijd uniek nummer van 14 cijfers dat wordt gebruikt om medische apparaten te identificeren waaronder software voor medische apparatuur. De GTIN in dit boekje heeft betrekking op de firmware van de medische apparatuur. De GTIN op het reglementaire verpakkingsetiket heeft betrekking op de hardware van de medische apparatuur.

Beschrijving van aanvullende gebruikt op het verpakkingsetiket

**Droog houden**

Duidt een medisch hulpmiddel aan dat tegen vocht moet worden beschermd.

**Waarschuwingssymbool**

Raadpleeg de gebruiksinstructies voor waarschuwingen.

**Catalogusnummer**

Duidt het catalogusnummer van de fabrikant aan, zodat het medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

**Serienummer**

Duidt het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medische hulpmiddel kan worden geïdentificeerd.

**Medisch hulpmiddel**

Het apparaat is een medisch hulpmiddel.

Internationale garantie

Uw hoortoestel valt onder een internationale beperkte garantie die door de fabrikant is afgegeven voor de eerste twaalf maanden. Deze beperkte garantie dekt fabricage- en materiaalfouten van het hoortoestel zelf, maar geldt niet voor accessoires zoals batterijen, slangetjes, luidsprekers, oorstukjes, oorsmeerfilters, enz. Problemen die voortvloeien uit onjuist gebruik of onjuiste verzorging, misbruik, ongelukken, reparatie door ongeautoriseerde personen, blootstelling aan corrosie veroorzakende omstandigheden, fysieke veranderingen in het oor, schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen in het toestel of onjuiste aanpassingen vallen NIET onder de beperkte garantie en kunnen de garan-

tie doen vervallen. De bovenstaande garantie heeft geen invloed op uw eventuele wettelijke rechten volgens de van toepassing zijnde nationale wetgeving betreffende verkoop van consumentengoederen. Uw hoorzorg professional heeft mogelijk een garantie afgegeven die verder strekt dan de bepalingen van deze beperkte garantie. Raadpleeg uw hoorzorg professional voor meer informatie.

Als u ondersteuning nodig hebt

Bij problemen met uw hoortoestel kunt u het beste naar uw hoorzorg professional gaan. Kleine reparaties of aanpassingen kunnen daar vaak ter plekke worden verricht.

Garantie

Certificaat

Naam van eigenaar: _____

Hoorzorg professional: _____

Adres hoorzorg professional: _____

Telefoonnummer hoorzorg professional: _____

Aankoopdatum: _____

Garantieperiode: _____ Maand: _____

Model links: _____ Serienr.: _____

Model rechts: _____ Serienr.: _____

Uw individuele hoortoestelinstellingen

In te vullen door uw hoorzorg professional.

Tinnitus SoundSupport: Gebruiksbeperkingen			
<input type="checkbox"/>	Geen gebruiksbeperkingen		
	Programma	Beginvolume (Tinnitus)	Max. volume (Tinnitus)
<input type="checkbox"/>	1	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	2	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	3	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag
<input type="checkbox"/>	4	Max. _____ uur per dag	Max. _____ uur per dag

Overzicht toestelinstellingen				
Links			Rechts	
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Volumeregelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Programmaschakelaar	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Dempen	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	Tinnitus SoundSupport	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Indicatoren volumeregelaar				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Signalen bij min/max volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij wijziging van volume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Piept bij het opstartvolume	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit
Indicatoren batterij				
<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit	Waarschuwing lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> Aan	<input type="checkbox"/> Uit

Geluids- en LED-indicaties




De verschillende geluidssignalen en LED-lampjes geven de status van de hoortoestellen weer. De verschillende indicaties worden vermeld op de volgende pagina's.

Uw hoorzorgprofessional kan de geluids- en LED-indicaties afstemmen op uw voorkeuren.










Programma	<input type="checkbox"/> Geluid	<input type="checkbox"/> LED ¹⁾	Wanneer te gebruiken
1	1 piepje	○	
2	2 piepjes	○○	
3	3 piepjes	○○○	
4	4 piepjes	○○○○	

○ Groen knipperen

1) LED continu of drie keer herhaald met korte tussenpozen

AAN	Geluid	LED	LED-opmerkingen
Aan	<input type="checkbox"/> Melodietje	<input type="checkbox"/>  	Eenmaal weergegeven
Volume	Geluid	LED	
Opstartvolume	<input type="checkbox"/> 2 piepjes	<input type="checkbox"/> 	Eenmaal weergegeven
Minimum-/maximumvolume	<input type="checkbox"/> 3 piepjes	<input type="checkbox"/> ●	
Volume hoger/lager	<input type="checkbox"/> 1 piepje	<input type="checkbox"/> ○	
Dempen		<input type="checkbox"/> ○ ●	Continu of drie keer herhaald












 Lang groen knipperen ○ Groen knipperen ● Rood knipperen

Accessoires	<input type="checkbox"/> Geluid	<input type="checkbox"/> LED	LED-opmerkingen
FM en draadloze programma's ¹⁾	2 verschillende piepjes	 	Continu of drie keer herhaald
FM en draadloze programma's ²⁾	2 verschillende piepjes	 	
Vliegtuigmodus	Geluid	<input type="checkbox"/> LED	
Vliegtuigmodus actief	Kort melodietje	  	
Vliegtuigmodus niet actief	Kort melodietje	  ³⁾	

 Lang groen knipperen  Groen knipperen  Rood knipperen

- 1) DAI/FM + hoortoestelmicrofoon, TV Adapter
 2) alleen DAI/FM signaal, ConnectClip externe microfoon
 3) Alleen beschikbaar als drie keer herhalen is geselecteerd

215280NL / 2019.11.29

Waarschuwingen	Geluid	LED	LED-opmerkingen
Lage batterijspanning	<input type="checkbox"/> 3 afwisselende piepjes	<input type="checkbox"/>       	Continu knipperen
Batterij leeg	4 dalende piepjes		
Onderhoudscontrole microfoon nodig	8 piepjes 4 keer herhaald	<input type="checkbox"/>    	Vier keer herhaald

 Rood knipperen  Lang rood knipperen

215280NL / 2019.11.29



oticon
life-changing **technology**

215280NL / 2019.11.29 : Oticon Opn S en Oticon Opn Play Firmware B,
Oticon Opn Firmware 6 of eerder, Oticon Siya Firmware 1,
Oticon Ruby Firmware 1