

Bruksanvisning

ConnectClip



oticon
life-changing technology

Innledning til dette heftet

Dette heftet gir deg veiledning om hvordan du bruker og vedlikeholder den ConnectClip-en din. Les nøye gjennom heftet, inkludert delen «**Advarsler**».

Dette vil hjelpe deg med å få mest mulig ut av den nye ConnectClip. Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av ConnectClip, ta kontakt med din audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

| **Om** | [Oppstart](#) | [Funksjoner](#) | [Advarsler](#) | [Mer info](#) |

Tiltenkt bruk

Tiltenkt bruk	ConnectClip er ment som en trådløs mottaker og sender av lyd mellom Oticon trådløse høreapparater og miljøet rundt, inkludert tale og trådløse elektroniske audioenheter. ConnectClip hjelper brukere av høreapparat med å kontrollere funksjonaliteten gitt av høreapparatet deres.
Indikasjoner for bruk	Ingen indikasjoner for bruk.
Tiltenkt bruker	Voksne og barn eldre enn 36 måneder.
Brukermiljø	Innendørs/utendørs.
Kontraindikasjoner	Brukere av aktive implantater må være spesielt oppmerksomme når de bruker enheten. Ønsker du mer informasjon, les delen advarsler.
Kliniske fordeler	Se høreapparatets kliniske fordeler.

Innholdsfortegnelse

Om	
Innhold i pakken	6
Komme i gang	8
ConnectClip oversikt - hovedfunksjoner	10
Indikator-oversikt	12
Oppstart	
Pare høreapparat med ConnectClip	14
Pare mobiltelefon med ConnectClip	16
Slå ConnectClip PÅ og AV	18
Lade ConnectClip	20
Funksjoner	
Bruke ConnectClip med en mobiltelefon	22
Lytte til musikk	28
Bruke ConnectClip som en fjern mobiltelefon	30
Bruke ConnectClip som en fjernkontroll for høreapparater	35
Andre egenskaper og funksjoner	36

Advarsler	
Advarsler	38
Mer info	
Bruksforhold	42
Internasjonal garanti	43
Teknisk informasjon	44

Innhold i pakken

Pakken inneholder følgende elementer:



ConnectClip



Dette heftet
(Bruksanvisning)



Snor - lang



Snor - normal



Pung



Vegglader
(vil variere fra land til land)



USB ladekabel




Beskyttende
overtrekk


Komme i gang

Før du kan starte å bruke ConnectClip med høreapparatet ditt, må både høreapparater og ConnectClip bli paret (koblet). Bruk av ConnectClip med en mobiltelefon krever også at ConnectClip må pares med mobiltelefonen din.


Pare høreapparat med ConnectClip



Par ConnectClip med mobil




ConnectClip oversikt - hovedfunksjoner




Forfra



Bakfra



Clip for å
ha på seg
ConnectClip



Indikator-oversikt

Status indikator		Beskrivelse
	Blinker gult	Søker etter høreapparater
	Fast gult lys	Inaktiv. Høreapparater tilkoblet. Ikke koblet til en mobiltelefon.
	Blinker blått	Søker etter en mobiltelefon (paring)
	Fast blått lys	Paret med en mobiltelefon
	Fast grønn	I en samtale. Headsett eller mobiltelefon.
	Blinker grønn	Innkommende samtale
	Fast oransje lys	Musikk; mobiltelefon
	Fast magenta lys	Fjern mikrofon-modus

Strømindikator		Beskrivelse
	Fast rødt lys	Lavt batterinivå
	Fast grønn	Skrudd på - lader ikke
	Blinker grønn	Skrudd på - lader
	Dempet grønn	Skrudd på - lading fullført
	Blinker oransje	Skrudd av - lader
	Fast oransje lys	Skrudd av - lading fullført

Pare høreapparater med ConnectClip

1. Forsikre deg om at ConnectClip er skrudd av

Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent 6 sekunder helt til **strømindikatoren er AV** ●

2. Sett høreapparater i paringsmodus



Start høreapparatene på nytt for å aktivere paringsmodus. Se hvordan du skruer høreapparatene PÅ og AV i høreapparatets bruksanvisning.

3. Høreapparatet er klart

for kobling med ConnectClip.
Du har 3 minutter til å fullføre paringen.


4. Skru PÅ ConnectClip

Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent 3 sekunder helt til strømindikator er **FAST GRØNN** ●



5. ConnectClip søker etter høreapparatene dine


Statusindikator **BLINKER GULT** ●




6. Plasser ConnectClip og begge høreapparatene nært hverandre (maks avstand 20cm)




20 cm



7. Kobling etablert med høreapparater, statusindikatoren har **FAST GULT LYS** ●



Pare mobiltelefon med ConnectClip




Trykk og hold inne

Sett ConnectClip i paringsmodus

Trykk og hold inne multi-knappen OG volum opp knappen på den samme tiden i omtrent 6 sekunder til statusindikatoren BLINKER BLÅTT ●

ConnectClip kommer til å være i paringsmodus i omtrent 3 minutter.




Aktiver paring på mobiltelefon

Skru på Bluetooth. Søk etter og par med ConnectClip.

Dette er normalt i innstillingene/Bluetooth del på telefonen din.

Skriv inn pinkode


Dersom telefonen din krever en pinkode, skriv inn 0000 (fire nuller).



Paring fullført


Paring fullført med mobiltelefon, statusindikator har FAST BLÅTT LYS ●

Slå ConnectClip PÅ og AV



PÅ ●

Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent 3 sekunder helt til strømindikator har FAST GRØNT LYS.



AV ●

Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent 6 sekunder helt til strømindikatoren er AV.

Bruk	Kapasitet
Typisk daglig bruk	16 timer: Opptil 2 timers musikk streaming + 2 timers telefon + 12 timers stand-by
Stand-by (Påskrudd, ingen strømming)	Opptil 36 timer
Musikk eller fjern mikrofon	Opptil 5 timer
Telefonsamtaler	Opptil 6 timer

VIKTIG

Bruk en myk, tørr klut til å rengjøre ConnectClip. Selve høreapparatet må aldri vaskes eller senkes ned i vann eller andre væsker.

Ikke bruk ConnectClip når du dusjer eller deltar i aktiviteter med vann. Ikke senk ConnectClip-en din ned i vann eller andre væsker.


Lade ConnectClip



- **Lavt batterinivå** ● Med rundt 30 minutter gjenværende strømmetid. Strømindikatoren blir FAST RØD.



- **Lading** ● Koble den medfølgende laderen gjennom mikro USB-uttaket nederst på ConnectClip. Strømindikatoren er BLINKENDE GRØNN eller ORANSJE.



VIKTIG

Når du lader ConnectClip, bruk den medfølgende originale strømforsyningen 5,0V/1A, CE og sikkerhetsmerket.



Ladeindikatorer


Lader (ConnectClip på)	Blinking	●
Lading fullført (ConnectClip på)	Pulserende	●
Lader (ConnectClip av)	Blinking	●
Lading fullført (ConnectClip av)	Konstant	●

Ladetid:
2 timer for fullading, ved bruk av vedlagt strømforsyning

VIKTIG


Når du lader opp, skal ladeindikatorene lyse som beskrevet i dette heftet. Hvis ladeindikatorene ikke lyser som beskrevet, kobler du enheten fra laderen og kontakter audiografen.

Bruke ConnectClip med en mobiltelefon



ConnectClip bør bæres som indikert for best mulig ytelse. Det er viktig at mikrofonen peker mot munnen din (A), sørg for at ConnectClip ikke er dekket av klær osv. Maksimal avstand mellom ConnectClip og mobiltelefon er 10 meter.

Forsikre deg om at ConnectClip er koblet til telefonen




Velg telefonmodus

Trykk og hold inne multi-knappen i omtrent 3 sekunder for å endre modus. Modusendring bekreftes av en lydindikasjon i høreapparatet ditt. Statusindikatoren er FAST BLÅTT PÅ

Status	Modus
●	Inaktiv. Høreapparater tilkoblet. Ikke koblet til en mobiltelefon.
●	Koblet til en mobiltelefon
●	Fjern mikrofon-modus

Motta samtaler



Telefon tilkoblet

Når ConnectClip er slått på og er innenfor rekkevidden til mobiltelefonen, kobles den automatisk til mobiltelefonen.

Statusindikatoren er FAST BLÅTT PÅ ●



Telefon ringer

Når telefonen ringer vil du høre en hørbar indikasjon og, hvis tilgjengelig, ringetonen fra telefonen) i høreapparatene dine.


Statusindikatoren BLINKER GRØNT ①



Svare på anrop

Enten klikker du kort på multi-knappen eller svarer på samtalen fra mobiltelefonen din.

Når samtalen er koblet til, er statusindikatoren FAST GRØNT PÅ ●




Avslutte samtale

Enten klikker du kort på multi-knappen eller legger på samtalen fra mobiltelefonen din.

Statusindikatoren er FAST BLÅTT PÅ ●

Foreta samtaler



For å ringe trenger du bare å bruke mobiltelefonen. Samtalen vil automatisk kobles til ConnectClip.

Når samtalen er koblet til, har statusindikatoren **FAST GRØNT LYS** ●

Avansert headset funksjoner

Taleoppringing / talekommando

Når du er koblet til en mobiltelefon, dobbelttrykk på multiknappen aktiverer taleoppringing hvis den støttes av telefonen.

Avvise anrop


Et langt trykk på volum ned knappen, mens telefonen ringer, avviser anropet.

Mute høreapparater

Trykk på og hold volumknappen nede i ca. 3 sekunder for å mute lyden i høreapparatene.

Et kort trykk på volum opp eller volum ned av-muter høreapparatene.

Lytte til musikk



Trådløs audio

Hvis du er koblet til en mobiltelefon, eller en annen enhet, via Bluetooth, vil musikken som spilles på telefonen/enheten automatisk spilles av i høreapparatene dine.

Statusindikatoren er FAST ORANSJE PÅ ●


Du trenger ikke å gjøre noe på ConnectClip.

Justere volum

Mens du lytter til musikk, kan nivået på det streamede signalet justeres ved å bruke volum opp/ned-knappene.


Stoppe lyd fra telefonen

Kort trykk på multi-knappen stopper lyden. Bruk kontrollene på telefonen for å starte lyden.



Status	Beskrivelse
●	ConnectClip er skrudd på - og streamer musikk fra telefonen

Bruke ConnectClip som en fjern mobiltelefon




Fjern mikrofon

I denne modusen vil tale fra en person som har på seg ConnectClip bli streamet direkte til høreapparatet ditt.

Merk: Forsikre deg om at mikrofonen peker mot talerens munn og at den ikke er dekket av klær, etc.

Velg mikrofonmodus




Velg mikrofonmodus

Trykk og hold inne multiknappen i omtrent 3 sekunder for å endre modus. Modusendring bekreftes av en lydindikasjon i høreapparatet ditt. Statusindikatoren er FAST MAGENTA PÅ



Status	Beskrivelse
●	ConnectClip er skrudd på. Inaktiv. Ikke koblet til en mobiltelefon.
●	Koblet til en mobiltelefon
●	ConnectClip er skrudd på - og i fjern mikrofon-modus

Start/stopp lyd fra fjern mikrofon



Stopp lyd fra mikrofon

Trykk og hold multi-knappen i cirka 3 sekunder for å stoppe signalet fra mikrofonen til høreapparatene. Denne skruer også høreapparatet tilbake til dets normale program.

Statusindikatoren er GUL ● eller BLÅ ●

Justere volum fra fjernmikrofon


Volum opp eller volum ned

Det streamede signalet kan justeres ved å bruke volum opp/ned-knappene.

Mute mikrofoner for høreapparat (bare lyd fra den eksterne mikrofon).

Trykk på og hold inne volum ned knappen i ca. 3 sekunder.

Et kort trykk på volum opp eller volum ned av-muter høreapparatene.



Start/stopp lyd fra fjernmikrofon ved å bruke høreapparatet ditt



P1 --> P2 --> TV --> Mikrofon

Et trykk på høreapparatets trykknapp vil endre program i høreapparatene.

Når du kommer til det eksterne mikrofonprogrammet, vil du høre indikatoren for det eksterne mikrofonprogrammet.

For å stoppe ekstern mikrofonlyd, bytt høreapparatprogrammet.

VIKTIG

Se bruksanvisningen til høreapparatet hvis du ønsker detaljer om ditt spesifikke høreapparat funksjoner.

Bruke ConnectClip som en fjernkontroll for høreapparater

Når ConnectClip ikke streamer lyd, blir det en fjernkontroll for høreapparatene dine.



- **Volum opp**

- kort trykk

- **Volum ned**

- kort trykk



- **Neste program**

- Trykk og hold inne i 3 sekunder for neste program

- **Mute høreapparat mikrofoner - langt trykk**

- Av-mute - kort trykk på volum opp eller ned knapp

Merk: Maksimal avstand mellom ConnectClip og høreapparat er 2 meter.

Andre egenskaper og funksjoner

En tilkobling om gangen

Når den er sammenkoblet med flere enheter (opptil åtte), kobler ConnectClip bare til den første tilgjengelige telefonen.

Ingen samtaler når brukt som mikrofon

Når ConnectClip brukes som en ekstern mikrofon vil det ikke lenger være noen forbindelse mellom telefon og ConnectClip.

Utenfor rekkevidde - når i mikrofonmodus

Hvis ConnectClip er utenfor høreapparatets rekkevidde - vil høreapparatet gå tilbake til sitt normale program etter 90 sekunder.

Slette Bluetooth parringer

Trykk og hold multiknappen, volum opp eller volum ned knappen i 10 sekunder for å fjerne alle Bluetooth-parringer. Statusindikatoren BLINKER GRØNT.

Advarsler

For din personlig sikkerhet og for å forsikre korrekt bruk bør du være fullstendig kjent med følgende generelle advarsler før du bruker din ConnectClip. Kontakt audiografen hvis du opplever uventede eller alvorlige hendelser med din ConnectClip under bruk eller på grunn av bruken. Hørselseksperten vil hjelpe deg med å håndtere problemene og om relevant med å rapportere til produsenten og/eller nasjonale myndigheter.

Fare for kvelning og risiko for å svelge smådeler

ConnectClip og dens deler er ikke leketøy og må holdes utenfor rekkevidde av barn, eller andre som kan kunne tenkes å svelge dette, eller på annen måte skade seg selv. Dersom en liten del svelges, kontakt en lege umiddelbart.

Eksplosiver

ConnectClip er trygg å bruke under vanlige bruksforhold. ConnectClip har ikke blitt testet for samsvar med internasjonale standarder når det gjelder eksplosive atmosfærer. Bruk derfor ikke ConnectClip i miljøer med fare for eksplosjoner, f.eks. gruver, oksygenrike miljøer eller områder der brennbare bedøvelsesmidler håndteres.

Røntgen/CT/MR/PET skanning, elektroterapi og operasjon

Ta av din ConnectClip under f.eks. røntgen, CT/MR/PET-skanning, elektroterapi eller kirurgi da ConnectClip kan ta skade om den eksponeres for sterke elektromagnetiske felt.

Varme og kjemikalier

ConnectClip må aldri utsettes for sterk varme f.eks. etterlates inne i en bil som står parkert i solen. ConnectClip må aldri tørkes i mikrobølgeovn eller i stekeovn.

Kjemikaliene i sminke, hårspray, parfyme, etterbarberingsvann, solkrem og insektsspray kan skade ConnectClip. Ta alltid av deg ConnectClip før du bruker slike produkter, og la produktet tørke før du setter fjernkontrollen tilbake på plass.

Interferens

ConnectClip har blitt testet grundig for interferens i henhold til de strengeste, internasjonale standardene. Likevel, kan interferens oppstå mellom ConnectClip og andre enheter (f.eks. noen mobiltelefoner, amatørradio, butikkalarmer og andre trådløse enheter). Dersom interferens oppstår bør du øke avstanden mellom din ConnectClip og enheten som skaper interferens.

Bruk i trafikken

Å bruke ConnectClip kan distrahere deg. Vær oppmerksom på omgivelsene dine mens du bruker ConnectClip. Vennligst referer til nasjonale lover om bruk av kommunikasjonsenheter i trafikken.

Bruk i fly

ConnectClip inneholder Bluetooth. Bruk av ConnectClip ombord på fly bør unngås, med mindre dette tillates spesifikt av flypersonalet.

Aktive implantater

ConnectClip har blitt grundig testet og karakterisert for menneskers helse i henhold til internasjonale standarder for menneskelig eksponering (Specific Absorption Ratio – SAR), induert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp.

Eksponeringsverdiene er godt under internasjonalt aksepterte sikkerhetsgrenser for SAR, induert elektromagnetisk effekt og spenninger i menneskers kropp definert i standardene for menneskelig helse og sameksistens med aktive medisinske implantater, som pacemakere og hjertestartere.

Advarsler

Oppladbart batteri

Ikke forsøk å åpne ConnectClip, da dette kan skade batteriet.

Prøv aldri å bytte ut batteriet. Hvis det er nødvendig å bytte ut batteriet, må du ta med enheten til leverandøren. Servicegarantien er ugyldig hvis det er tegn på at den har blitt tuklet med.

Sikkerheten ved gjenopplading av batterier ved bruk av USB-ledningen, avgjøres kun av den eksterne signalkilden. Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Tilkobling til eksternt utstyr

Sikker bruk av ConnectClip ved tilkobling til ekstern utstyrt med AUX-kabel avhenger av den eksterne signalkilden.

Ved tilkobling til eksternt utstyr koblet inn i et strømuttak, må dette utstyret samsvare med IEC 62368-1 eller tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Krysskontroll

ConnectClip må oppbevares utilgjengelig for barn og andre som kan tenkes å ta kontroll over funksjonaliteten, for å sikre din personlige sikkerhet og unngå feil bruk.

Bruk av tredjeparters tilbehør

Bruk bare tilbehør, energiomformer eller kabler levert av produsenten. Inkompatibelt tilbehør kan føre til redusert elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) på enheten din.

Bruk av snor

Dersom snoren uforvarende skulle henge seg fast i noe mens den bæres, er snoren konstruert slik at den løser seg ut automatisk. Derfor må det aldri forsøkes forkorte eller endre snoren på en uautorisert måte. Snoren skal ikke brukes av barn under 36 måneder.

Mulige bivirkninger

De ellers ikke-allergifremmende materialene som brukes i ConnectClip kan i sjeldne tilfeller forårsake hudirritasjon eller andre bivirkninger. Oppsøk lege hvis slike tilstander oppstår.

Lading

Lad ConnectClip hver sjette måned for å forhindre potensielle batteriskader under lagring.

Mobiltelefonkompatibilitet

Se www.oticon.no for en liste over mobiltelefoner som er testet omfattende av Oticon, og har vist seg å oppfylle minimumskravene for kompatibilitet på tidspunktet for testing. Imidlertid tar Oticon ikke noe ansvar for slik kompatibilitet generelt. Spesielt skal Oticon ikke være ansvarlig for inkompatibilitet som følge av fremtidige oppdateringer av mobiltelefonene, og heller ikke fra hendelser med inkompatibilitet som ikke er dekket av og / eller funnet i disse testene. Oticon tar ikke noe økonomisk ansvar når det gjelder refusjon av mobiltelefoner som ikke fungerer som forventet.

Før du kjøper en ny mobiltelefon, anbefales du å se listen ovenfor.

Bruksforhold

Driftsmiljøforhold	Temperatur: +5°C til 40°C Fuktighet: 15 - 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa
Transport og oppbevaringsforhold	Temperatur og fuktighet må ikke overskride grensene nedenfor i lengre perioder under transport og lagring: Temperatur: -20°C til +60°C Fuktighet: 15 % til 93 %, relativ fuktighet, ikke-kondenserende Atmosfærisk trykk: 700 hPa til 1060 hPa

Internasjonal garanti

Enheten din dekkes av en internasjonal begrenset garanti, utstedt av produsenten for en periode på 12 mnd. fra leveringsdatoen. Denne begrensede garantien dekker produksjons- og materialfeil i selve enheten, men ikke tilbehør som f.eks. batterier, kabler, strømforsyning osv. Garantien dekker IKKE problemer som oppstår som følge av feilaktig/uriktig håndtering eller vedlikehold, overdreven bruk, uhell, reparasjoner foretatt av en uautorisert part, at enheten er blitt utsatt for etsende væske, skade som følge av at fremmedlegemer har kommet inn i apparatet, eller feiljusteringer; slike forhold kan gjøre garantien ugyldig. I henhold til denne garantien vil produsenten velge etter eget skjønn å reparere enheten eller erstatte

den med en tilsvarende modell. Denne garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan derfor ha innført en garanti som går utover denne begrensede garantien. Ta kontakt med Oticon AS for mer informasjon.

Hvis du trenger hjelp

Ta med enheten din til audiografen din, som kan være i stand til å løse små problemer og justeringer på stedet. Audiografen din kan hjelpe deg med å få garantiservice fra produsenten. Audiografen din kan kreve et gebyr for deres tjenester.

Teknisk informasjon

Modell	AC1A
GTIN	05714464006755

ConnectClip inneholder også en radiotransceiver som bruker Bluetooth lav energi (BLE), og en patentbeskyttet radioteknologi for kort rekkevidde som begge virker på ISM-bånd 2,4 GHz. Radiosenderen er svak og er alltid under 50 mW, tilsvarende 17 dBm i total utstrålt effekt. ConnectClip samsvarer med internasjonale standarder vedrørende radiosendere, elektromagnetisk kompatibilitet og eksponering mot mennesker.

På grunn av begrenset størrelse på ConnectClip, er alle relevante godkjenningsmerker å finne i dette dokumentet.

For bruk på kroppen oppfyller denne enheten FCC- og IC RF-eksponeringsgrensene og er testet mens den er i kontakt med menneskekroppen. Enheten må ikke lokaliseres eller brukes sammen med noen annen antenne eller sender.

Detaljert informasjon finner du i de Tekniske dataarkene på www.oticon.no.

USA og Canada

Dette apparatet inneholder en radiomodul med følgende sertifiserings ID-numre:

FCC ID: ZACAHAC01
IC: 11936A-AC01

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

1. denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser,
2. og denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

Merk

Endringer eller modifikasjoner som ikke uttrykkelig er godkjent av parten som er ansvarlig for samsvaret, kan tilsidesette brukerens autoritet til å bruke utstyret.

Herved erklærer produsenten at denne ConnectClip-en er i overensstemmelse med grunnleggende krav og andre relevante bestemmelser ifølge direktiv 2014/53/EF.

Dette medisinske utstyret er i samsvar med Medical Device Regulation (EF) 2017/745.

Samsvarserklæring er tilgjengelig fra produsenten.

 SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.



Complies with
IMDA Standards
DA103820



Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet	
	Advarsler Tekst markert med et advarselssymbol må leses før enheten benyttes.
	Produsent Enheten er produsert av en produsent med navn og adresse oppgitt ved siden av symbolet. Angir den medisinske enhetens produsent, slik definert i EU-direktiv 2017/745 og 2017/746.
	CE-merke Enheten oppfyller alle nødvendige EU-forskrifter og -direktiv.
	Elektronisk avfall (WEEE) Resirkuler høreapparater, tilbehør eller batterier i henhold til lokale reguleringer. Brukere av høreapparater kan også returnere elektronisk avfall til sin audiograf for avhending. Elektronisk utstyr dekkes av Direktivet 2012/19/EU om avfall og elektronisk utstyr (WEEE).
	Merke for regulatorisk overholdelse (RCM) Enheten samsvarer med elektrisk sikkerhet, EMC og radiospektrumkrav for enheter levert til Australia eller New Zealand.
	Bluetooth-logo Registrert varemerke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. All bruk krever lisens.
	Dobbel isolasjon Strømforsyningen til produktet er dobbeltisolert. Dette betyr en veldig lav risiko for enkeltfeil.
	Innendørsbruk Kun for innendørs bruk.

Beskrivelse av symboler og forkortelser benyttet i dette heftet

GTIN

Global Trade Item Number

Et globalt unikt 14-sifret nummer brukt til å identifisere medisinsk utstyrsprodukter, inkludert medisinsk enhet programvare. GTIN i dette heftet er knyttet til medisinsk enhet programvare. GTIN på forskriftsmessig emballasjemerke er knyttet til medisinsk enhet programvare.

Singapore IMDA-merke

Indikerer at enheten samsvarer med standardene og spesifikasjonene publisert av Info-Communications Media Development Authority (IMDA) og at den er kompatibel med offentlige telekommunikasjonsnettverk i Singapore, samt ikke forårsaker radiofrekvensforstyrrelser for andre autoriserte radiokommunikasjonsnettverk.

Complies with
IMDA Standards
DA103820

220071NO / 2020.03.30 / v1

Beskrivelse av andre symboler benyttet på merkelappene



Medisinsk utstyr

Denne enheten er et medisinsk utstyr.



Holdes tørr

Indikerer en medisinsk enhet som må beskytte mot fuktighet.



Advarselssymbol

Konsulter bruksanvisningen for advarsler og forsiktighetsregler.



Katalognummer

Indikerer produsentens katalognummer slik at den medisinske enheten kan identifiseres.



Serienummer

Indikerer produsentens serienummer slik at en bestemt medisinsk enhet kan identifiseres.



Symbol for gjenvinning av batteri

Symbol for gjenvinning av Li-Ion-batteri.

5,0 V 200mA

Strømforsyningsutgang

Indikerer hastigheten som strømmen sendes fra uttaket til din elektroniske enhet.



Sør-Afrika ICASA-merke

Enheden har lisens til å selges i Sør-Afrika.



Telekom-symbol Japan

Merke for sertifisert radioutstyr.



Brasil ANATEL-etikett

Enheden er sertifisert og homologert i Brasil.

220071NO / 2020.03.30 / v1



oticon
life-changing **technology**

220071N0 / 2020.03.30 / v1 / Firmware 1