

OTICON | **ConnectLine**
Mikrofon



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Innledning til dette heftet

Dette heftet veileder deg om hvordan du bruker og vedlikeholder den nye ConnectLine Mikrofonen. Les gjennom heftet nøye, også **delen Advarsel**. Dette heftet beskriver hvordan du kan få mest mulig ut av den nye ConnectLine Mikrofonen.

Hvis du har ytterlige spørsmål om bruk av ConnectLine Mikrofonen, vennligst ta kontakt med din audiograf.

For at det skal være lettere for deg, inneholder dette heftet en navigasjonslinje som hjelper deg med å navigere gjennom de ulike delene.

| **Om** | Oppstart | Håndtering | Advarsler | Mer informasjon |

Tiltenkt bruk

Mikrofonen er tenkt brukt av en person som snakker til en høreapparatbruker, slik at høreapparatbrukeren kan høre personen bedre. Mikrofonen vil sende lyden direkte til høreapparatbrukeren.

Innholdsfortegnelse

Om

Hva finnes i boksen?	6
Produktoversikt	7
Hvordan mikrofonen virker	8
Lading/ strømindikator	10

Oppstart

Paring første gang (bare nødvendig en gang)	12
---	----

Håndtering

Start / slå på / overfør lyd fra mikrofon	16
Pause lyden	18
Gjenoppta lyd fra Streamer Pro	20
Lydsjekk	22
Skru av mikrofonen	23

Advarsler

Ikke et leketøy	24
Bruk i fly	24

Aktive implantater	24
Ikke utsett for sterk varme	25
Rengjøring	25
Lad bare med UL/IEC godkjent utstyr	25
Bruk av bæresnoren	25
Eksploder	26
Produkter som samsvarer med R&TTE	26
Røntgen, CT, MR, PET- skanning og elektroterapi	26

Mer informasjon

Garantisertifikat	28
Internasjonal garanti	29
Ytterligere viktig informasjon	32

Hva finnes i boksen?

Mikrofon



Bæreveske



Bærestropp



Kraftforsyning (lader)



Denne håndboken



**Kraftforsyning vil variere fra land til land.*

Produktoversikt




Statusindikator (orange)

Mikrofoninngang (tale)

Strømindikator (grønn)


På/Av-knapp

Mikrofoninngang
(støydeteaktor)
må ikke tildekkes



Hvordan Mikrofonen virker

Mikrofonen sender lyden direkte til høreapparatbrukeren.



Mikrofonen bør peke mot den snakkendes munn med en avstand på 10 til 20 cm.



Bæring med
klips



Bæring med
snor




Feil bæremåte


Merk: En mikrofon vil bare fungere med en Streamer om gangen.

Lading / Strømindikator

For å lade mikrofonen, koble ledningen fra laderen til mini USB kontakten plassert i bunnen av mikrofonen.




Konstant rødt lys




Lavt batteri
maksimum 20 min tale-
tid igjen.

Blinkende grønt lys



Lader

Konstant grønt lys



Fulladet etter ca 1,5 timer
og kan brukes i 5 timer på
full lading.

Paring / første oppsett (bare nødvendig en gang)

1. Streamer Pro i paringsmodus



Trykk og hold nede på-/av-knappen på toppen.




Hold til den blå lampen blinker.

2. Mikrofon i paringsmodus



Trykk og hold på/av knappen på mikrofonen i 6 sekunder til den orange lampen blinker raskt.



Orange lys blinker raskt i paringsmodus.

3. Mikrofon paret



Vent opptil 1 minutt til det orange lyset på Streamer Pro er på og det orange lyset på mikrofonen er på.


Start / slå på / overfør lyd fra Mikrofonen

1. Påse at Streamer Pro er på



Trykk inn av/på-knappen på toppen inntil alle lysene foran og på toppen blinker. Dette viser at den er slått på.

2. Start / slå på mikrofonen.



Trykk kort på på/av knappen.



Orange lys blinker sakte.


3. Lyd fra Mikrofonen til Streamer Pro




Orange lys på Streamer Pro på og orange lys på Mikrofonen på.

Pause lyd


a. Pause fra mikrofon.



Kort trykk på på/av knapp



Orange lys på Mikrofon slås av.



Orange lys på Streamer Pro slås av.


b. Pause fra Streamer Pro



Trykk kort på Streamer Pro mik. knapp.




Orange lys Streamer Pro av.



Orange lys på Mikrofon slås av.


Gjenoppta lyd fra Streamer Pro

1. Mikrofon må være på



(Grønt lys er på)

2. Start lyd fra Streamer Pro




Trykk kort på
Streamer Pro mik.
knapp.




Orange lys på
Streamer Pro
blinker sakte.

3. Lyd fra Mikrofonen til Streamer Pro




Etter 2 sekunder, slås det orange lyset på
mikrofonen på.

Lydsjekk



Tapp på toppen av mikrofonen for å sjekke at det høres lyd i høreapparatet.

Skru av Mikrofon



Trykk og hold i 2 sekunder til det grønne lyset slukkes.

Advarsler

Gjør deg kjent med hele innholdet i dette heftet før du tar ConnectLine Mikrofonen i bruk. Det inneholder instruksjoner og viktig informasjon om bruk og håndtering av ConnectLine Mikrofon.

Ikke et leketøy

- ConnectLine Mikrofonen er ikke et leketøy, og skal derfor også holdes unna barn og andre personer som kan tenkes å svelge deler av den eller på annen måte forårsake skader på seg selv. Spesiell oppmerksomhet bør utvises overfor de mindre komponentene, slik at man hindrer barn og andre i å kunne svelge disse. Dersom en del svelges, kontakt en lege umiddelbart.

Bruk i fly

- Bruk av ConnectLine Mikrofonen ombord på fly bør unngås, med mindre dette tillates spesifikt av flypersonellet.

Aktive implantater

- Det må utvises forsiktighet med aktive implantater. ConnectLine Mikrofonen har trådløs overføring. Hold Mikrofonen mer enn 15 cm unna implantatet, f.eks. ikke ha den i en brystlomme. Et generelt råd er å følge retningslinjene som anbefales av produsentene til implanterbare defibrillatorer og pacemakere når det gjelder bruk sammen med mobiltelefoner.

- F.ex. ikke ha det i en brystlomme. Hvis du har et aktivt hjerneimplantat, ta kontakt med produsenten av den implanterbare enheten for å få informasjon om risikoen for forstyrrelser.

Ikke utsett for sterk varme

- Utsett aldri ConnectLine Mikrofonen for sterk varme ved å legge den i en ovn eller mikrobølgeovn eller ved å brenne den. Det er da en risiko for at den vil kunne eksplodere, og forårsake alvorlige skader.

Rengjøring

- Oticon anbefaler regelmessig rengjøring, ved å bruke en fuktig klut uten løsemiddel.
- Ikke senk ConnectLine Mikrofonen ned i vann eller andre væsker.

Lad bare med UL/IEC godkjent utstyr

- Sikkerheten ved lading av batterier ved hjelp av USB-ledningen, avgjøres kun av den eksterne kilden. Når USB-ledningen er koblet til utstyr som er koblet til strømnettet, bør dette utstyret være UL-godkjent, eller i samsvar med IEC-60950, IEC-60065, IEC-60601 eller andre tilsvarende sikkerhetsstandarder.

Bruk av bæresnoren.

- Om snoren skulle henge seg fast i noe mens den bæres, er den konstruert for å løsne. Derfor må det aldri forsøkes å forkorte eller endre bæreremmen på en uautorisert måte. Bæreremmen bør ikke brukes av barn som veier mindre enn 11 kg.

Advarsler

Eksplosiver

- Strømkilden i mikrofonen har ikke tilstrekkelig energi til å forårsake brann ved normal bruk. Mikrofonen har ikke blitt testet for samsvar med internasjonale standarder når det gjelder eksplosive atmosfærer. Det anbefales ikke å bruke mikrofonen i områder der det er fare for eksplosjoner.

Produkter som samsvarer med R&TTE

- Når ConnectLine Mikrofonen brukes i Norge må det påses at ingen radiosending utføres innenfor en 20 km radius fra sentrum av Ny- Aalesund.

Røntgen, CT, MR, PET-skanning og elektroterapi

- Ikke ha med deg mikrofonen under røntgen, CT / MR / PET-skanning, elektroterapi eller operasjon.

Garantisertifikat

Navn på eier: _____

Audiograf: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Kjøpsdato: _____

Garantiperiode: _____ Måned: _____

Modell _____ Serienr.: _____

Internasjonal garanti

Fabrikanten, Oticon, utsteder en ett-års begrenset garanti til den opprinnelige kjøperen av dette produktet.

Denne garantien trer i kraft på den opprinnelige kjøpsdatoen for utstyret, og gjelder et år fra denne dato.

Vennligst bemerk at utvidede garantier kan gjelde i ditt land. Kontakt din audiograf for mer informasjon.

Hva dekkes av garantien?

Enhver elektronisk komponent som, grunnet feil ved utførelse, fabrikasjon eller design, ikke fungerer som forutsatt under normal bruk i garantitiden, vil bli erstattet eller reparert uten at det betales for deler eller arbeid, når den returneres til kjøpstedet. Frakt betales av kunden. Om det finnes at reparasjon ikke er gjennomførbart, kan hele enheten bli erstattet med en tilsvarende enhet, etter gjensidig enighet mellom audiograf og kunde.

Hva dekkes ikke av garantien?

Denne et års begrensede garantien dekker ikke:

- Feil som skyldes misbruk, forsømmelse eller uhell.
- Perifert tilbehør som listet i produkt brosjyren, når slikt utstyr er senere enn 90 dager fra det opprinnelige kjøpet.
- Batterier
- Instrumenter tilkoblet, installert, brukt eller justert på annen måte enn instruksjonene foreskriver.
- Følgeskader og skader som resultat av forsinkelse eller tap av dette instrumentet. Den eneste form for erstatning under denne garantien er strengt begrenset til reparasjon eller erstatning som her angitt.

- Produkter skadet under transport, som ikke er undersøkt av transportør og returnert til garantist sammen med undersøkelses rapporten.

Fabrikanten forbeholder seg retten til å gjøre endringer i design eller konstruksjon av ethvert av dennes instrumenter til enhver tid, uten å pådra seg noen forpliktelse til å gjøre noen som helst endringer i allerede solgte enheter. Denne garantien gjelder istedenfor andre uttalte garantier fra fabrikanten. Ingen representant eller person er autorisert til å representere, eller akseptere på fabrikantens vegne, noe ansvar i forbindelse med salg eller bruk av dette produktet enn det som er omtalt over.

Om din ConnectLine Mikrofon trenger service etter vilkårene i denne garantien, pakk instrumentet forsiktig for å unngå skade under transport, og returner det til salgsstedet. Inkluder en detaljert beskrivelse av problemet, ditt fulle navn, faktura og leveringsadresse og telefonnummer.

Denne garantien påvirker ikke nasjonal lovgivning angående forbrukerkjøp. Audiografen din kan derfor ha innført en garanti som går utover denne begrensede garantien. Vennligst konsulter salgsstedet for videre informasjon.

Ytterligere viktig informasjon

ConnectLine trådløs mikrofon inneholder en radiosender som bruker en frekvens hoppende teknologi som opererer i ISM båndet på 2,4 GHz

Maks utsendt effekt fra senderen er mindre enn 6 dBm og antennen er en liten PCB antenne med en retningsvirkende forsterkning på mindre enn 2 dBi (dB over en isotopisk eller rundstrålende antenne).

Emisjonsstyrken i ConnectLine Mikrofonen er under de internasjonale grensene for menneskelig eksponering. Til sammenligning, er utstrålingen fra ConnectLine Mikrofonen lavere enn utilsiktet elektromagnetisk utstråling fra f.eks. hårføner, elektriske barbermaskiner, osv. ConnectLine Mikrofonen er i henhold til internasjona-

le standarder når det gjelder elektromagnetisk kompatibilitet.

USA og Canada

På grunn av begrensede ytre mål på enheten, vil flere av de relevante godkjenningsmarkeringene være å finne i dette dokumentet.

Dette instrumentet er sertifisert under:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Enheten samsvarer med Del 15 i FCC regelverket og med Industry Canadas lisensfrie RSSs.

Bruken av apparatet er underlagt følgende to vilkår:

Denne enheten kan ikke forårsake skadelige forstyrrelser. Denne enheten kan påvirkes av forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan forårsake uønskede effekter.

Merk: Enheten er testet og funnet i samsvar med grensene for Klasse-B digitale enheter, som følger av Part 15 av FCCs regler. Disse grensene er utviklet for å gi en rimelig grad av beskyttelse mot skadelig interferens i en bolig. Utstyret kan generere og utstråle energi form av radiobølger som kan skape skadelig interferens innenfor radiokommunikasjon, hvis ikke brukt i henhold til instruksjonene. Allikevel er det ingen garanti for at ikke interferens kan oppstå i en bestemt installasjon.

Dersom utstyret forårsaker skadelig interferens på radio og/eller TV-mottak, som kan avgjøres sikkert ved å slå enheten på og av, skal brukeren forsøke å korrigere interferensen ved hjelp av følgende tiltak:

- Dreie eller flytte mottakerens antenne.
- Øke avstanden mellom enheten og mottakeren.
- Koble utstyret til en stikkontakt som er i en annen krets enn den som mottakeren er tilknyttet.
- Ta kontakt med din forhandler for hjelp.

Herved erklærer Oticon at dette produktet er i overensstemmelse med essensielle krav og andre relevante bestemmelser i følge direktiv 1999/5/EC.

Samsvarserklæring er tilgjengelig hos:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global

169200NO / 15.09.16



Avfall fra elektronisk utstyr må håndteres i henhold til lokale forskrifter.



E2831



169200NO / 15.09.16



0000169200000001

oticon
PEOPLE FIRST

169200NO / 15.09.16