

People First

People First to nasza obietnica, by dawać ludziom możliwość swobodnej komunikacji, naturalnych kontaktów i aktywnego uczestnictwa.

Adapter Sennheiser BTB800 wtyczka USB



144810PL/05.14



oticon
PEOPLE FIRST

oticon
PEOPLE FIRST

Adapter Sennheiser BTB800 wtyczka USB

Wprowadzenie

Wiele komputerów ma obecnie wbudowany interfejs bluetooth dla bezprzewodowego zestawu słuchawkowego (telefonia internetowa/wideo na żywo, muzyka). Jednak, ponieważ jest wiele różnych sposobów implementowania zarówno oprogramowania jak i sprzętu Bluetooth w zależności od producenta/marki komputera, uzyskanie użytecznego połączenia ze Streamerem Pro ConnectLine może być trudne a czasem niemożliwe.



Aby rozwiązać te problemy, zalecamy korzystanie z adaptera Sennheiser BTB800, który ułatwia użytkownikom ConnectLine instalację i używanie Bluetooth.

Adapter jest dostępny na całym świecie u dystrybutorów Sennheisera lub bezpośrednio w Oticon. Adapter został sprawdzony pod kątem działania z systemem ConnectLine.

Aktualne informacje dotyczące kompatybilności są dostępne na www.oticon.pl/connectline.



Adapter Sennheiser BTB800 wtyczka USB

Używanie BTD800 ze Streamerem Pro ConnectLine

Instalacja

1. Przed rozpoczęciem instalacji uważnie przeczytaj instrukcję obsługi BTD800, ponieważ adapter USB podłączony po raz pierwszy do komputera automatycznie przejdzie w tryb parowania.
2. Gdy jesteś gotowy, sprawdź, czy Streamer Pro jest w trybie parowania lub upewnij się, czy możesz wprowadzić Streamer Pro w tryb parowania po podłączeniu adaptera. (Skorzystaj z Instrukcji obsługi Streamera Pro lub wejdź na www.oticon.pl/connectline)
3. Postępuj zgodnie z instrukcją BTD800.



Instrukcja obsługi

- 4a. Telefon lub wideofon przez Internet - np. Microsoft® Lync™.

Wszystkie operacje odbywają się przez aplikację uruchomioną na komputerze. Gdy komputer połączy się ze Streamerem Pro, usłyszysz sygnał połączenia przychodzącego w aparatach słuchowych, a przycisk telefonu na Streamerze będzie migał zielonym światłem. Teraz połączenie można nawiązać, naciskając przycisk telefonu na Streamerze Pro.

- 4b. Aplikacja audio/muzyczna - np. iTunes lub Media Player

Połączenie ze Streamera Pro do komputera musi być rozpoczęte ze Streamera Pro. Naciśnij krótko przycisk wyboru źródła, aby nawiązać połączenie (w aparatach słuchowych usłyszysz sygnał zmiany programu). Teraz uruchom aplikację na komputerze.

Uwaga:

- ▶ Streamer Pro 1.1 lub nowszy może być ponownie skonfigurowany przez protetyka słuchu tak, aby automatycznie połączył się z komputerem, po uruchomieniu odpowiedniej aplikacji.
- ▶ Jeżeli Streamer Pro jest sparowany - i połączony - z telefonem komórkowym lub telefonem stacjonarnym (przez adapter ConnectLine Telefon), połączenia przychodzące na te urządzenia będą miały pierwszeństwo przed połączeniem audio.

Więcej informacji, w tym filmów instruktażowych, na www.oticon.pl/computer