

miniRITE

Alta2
Nera2
Ria2



Instrucciones de uso

oticon
PEOPLE FIRST

Vista general de los modelos

Este manual es válido para Oticon miniRITE en los siguientes modelos y familias de audífonos:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Alta2 Pro | ☐ Nera2 Pro | ☐ Ria2 Pro |
| ☐ Alta2 | ☐ Nera2 | ☐ Ria2 |

Los siguiente auriculares están disponibles en los modelos indicados a continuación:

- ☐ Auricular 60
- ☐ Auricular 85
- ☐ Auricular 100
- ☐ Molde Power Flex auricular 100
- ☐ Molde Power Flex auricular 105

Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo audífono. Léalo con atención, incluyendo la **sección Advertencias**, Esto le ayudará a sacar el máximo beneficio de su nuevo audífono.

Su audiólogo protésico ha ajustado el audífono a sus necesidades. En caso de tener alguna duda, consúltelo.

| **Acerca de** | Inicio | Manejo | Opciones | Advertencias | Más información |

Para su comodidad, el manual incluye una barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

Instrucciones de uso

El audífono está indicado para amplificar y transmitir el sonido al oído y de este modo compensar la pérdida auditiva leve, moderada, y de severa a profunda. Este audífono está indicado para adultos y niños mayores de 36 meses.

NOTA IMPORTANTE

La amplificación se ajusta de forma única y optimizada a sus necesidades personales y su capacidad auditiva durante la adaptación del audífono, en base a la prescripción de su audiólogo protésico.

Índice

Acerca de

Identifique el auricular y el cono de su audífono	8
miniRITE	10
Identifique el audífono izquierdo y el derecho	12
Pila	13

Inicio

Cómo encender y apagar el audífono	14
Cuándo debe cambiar la pila	15
Cómo cambiar la pila	16

Manejo

Cuidado de su audífono	18
Multiherramienta para manipular las pilas y limpiar	19
Cómo ponerse el audífono	20
Auriculares estándar: cono o Grip Tip	22
Cómo cambiar un cono o Grip Tip	23
Filtro ProWax miniFit	24
Sustituir el filtro ProWax miniFit	25
Moldes personalizados: Micromolde, LiteTip o molde Power Flex	26

Limpieza del micromolde, LiteTip o molde Flex Power	27
Cómo cambiar el filtro ProWax	28

Opciones

Características y accesorios opcionales	30
Cómo silenciar el audífono	31
Cómo cambiar de programa	32
Cómo cambiar el volumen	34
Portapilas de seguridad	36
Accesorios inalámbricos	38
Otras opciones	39

Advertencias

Advertencias	40
Advertencias	40

Más información


Guía de resolución de problemas	46
Resistente al agua	48
Condiciones de uso	49
Certificado de garantía	50
Garantía internacional	51
Información técnica	52

Identifique el auricular y el cono de su audífono

De ese modo le será más fácil utilizar este manual.

Auriculares

Los audífonos utilizan uno de los siguientes auriculares:



Auriculares:

El auricular utiliza uno de los siguientes moldes o conos

Molde para auricular power flex




☐ Cono* (muestra el cono abierto)



☐ Grip Tip*




☐ Micro molde o LiteTip




* Vea cómo cambiar el cono o Grip Tip en la sección: Cómo cambiar el cono o Grip Tip

miniRITE

Qué es




Qué hace



Identifique el audífono izquierdo y el derecho


Es importante diferenciar entre el audífono izquierdo y el derecho porque la programación puede ser diferente.

Encontrará indicadores de color de izquierda/derecha en el portapilas y en los auriculares 60 y 85, tal y como se puede apreciar en la imagen. Estos indicadores también aparecen en los auriculares 100 y en algunos moldes.



Pila

Su audífono es un dispositivo electrónico muy pequeño que utiliza pilas especiales. Para activarlo tiene que colocar una pila nueva en el portapilas. Mire cómo hacerlo en la sección «Cambiar la pila».




Cómo encender y apagar el audífono

El portapilas también se usa para encender y apagar el audífono. Para ahorrar pila, apáguelo cuando no lo esté usando.


Encendido

Cierre el portapilas con la pila dentro.



Apagado

Abra el portapilas.



Cuándo debe cambiar la pila

Cuando llegue el momento de cambiar la pila, oirá dos pitidos repetidos a intervalos moderados hasta que se agote.



Dos pitidos

= La pila se está agotando



Cuatro pitidos

= La pila se ha agotado por completo


Consejo para el mantenimiento de la pila

Para asegurarse de que el audífono funciona siempre, lleve pilas de repuesto o cámbielas antes de salir de casa.

Nota: las baterías deben reemplazarse más a menudo si transmite audio o música a sus audífonos.


Cómo cambiar la pila

1. Extraer



Abra completamente el portapilas. Extraiga la pila.


2. Destapar



Retire el adhesivo del polo positivo («+») de la pila nueva.


Consejo:
Espere 2 minutos para que la pila se airee, de este modo se asegurará de que funcione correctamente.

3. Insertar




Introduzca la pila nueva en el portapilas. Asegúrese de que el polo + apunta hacia arriba.

4. Cerrar



Cierre el portapilas. El audífono reproducirá una melodía por el cono. Manténgalo cerca del oído para oír el tono.

Consejo



La multiherramienta se puede usar para cambiar la pila. Utilice el extremo magnético para extraerlas e insertarlas.


Su audiólogo protésico le proporcionará la multiherramienta.

Cuidado de su audífono

Manipule los audífonos sobre una superficie blanda para evitar que se estropeen en caso de caída.

Limpie las aberturas del micrófono

Con cuidado, limpie con el cepillo toda la suciedad de las aberturas. Cepille suavemente la superficie. Asegúrese de que el cepillo está limpio y no lo presione hacia el interior de las aberturas.




NOTA IMPORTANTE

Utilice un paño seco y suave para limpiar el audífono. No debe lavarse ni sumergirse en agua ni en otros líquidos.

Multiherramienta para manipular las pilas y limpiar

La multiherramienta contiene un imán que hace más fácil cambiar la pila del audífono. También incluye un cepillo y un removedor para limpiar y eliminar el cerumen. Si necesita una multiherramienta nueva, póngase en contacto con su audiólogo protésico.




NOTA IMPORTANTE

La multiherramienta lleva un imán integrado. Mantenga la multiherramienta a 30 cm de distancia de tarjetas de crédito y otros objetos sensibles a los campos magnéticos.


Cómo ponerse el audífono

El auricular lleva el sonido al oído y debe utilizarse siempre con un cono unido. Use únicamente piezas diseñadas para su audífono.

Si el auricular tiene hilo de sujeción, colóquelo en la oreja de modo que siga el contorno (ver paso 3).




Paso 1



Colóquese el audífono detrás de la oreja.

Paso 2



Sujete la parte curva del cable del altavoz entre sus dedos índice y pulgar. El cono debe apuntar hacia la entrada del conducto auditivo.


Paso 3



Empuje el cono con cuidado por el conducto auditivo hasta que el cable del altavoz quede encajado junto al lateral de la cabeza.

Auriculares estándar: cono o Grip Tip

Los conos y Grip Tip están hechos de goma suave. Hay cuatro tipos de conos diferentes. Compruebe el tipo y el tamaño de su cono.




NOTA IMPORTANTE

Si el cono no está en el auricular al extraerlo del oído, es posible que se haya quedado en el canal auditivo. Consulte a su audiólogo protésico para más instrucciones.

Cómo cambiar un cono o Grip Tip


No limpie el cono o Grip Tip. Cuando el cono esté lleno de cerumen, sustitúyalo por otro nuevo. Cambie el Grip Tip al menos una vez al mes.

Paso 1




Sujete el auricular y tire del cono para extraerlo.

Paso 2



Introduzca el auricular en el centro del cono para que el ajuste sea firme.

Paso 3



Presiónelo firmemente para asegurarse de que queda bien encajado.

Filtro ProWax miniFit

El auricular tiene un filtro anticerumen blanco incluido al final, donde se acopla el molde. El filtro evita el cerumen y otros residuos dañen el auricular. Si el filtro se tapona, por favor sustituya el filtro o contacte con su audiólogo protésico.


Retire el molde del auricular antes de sustituir el filtro.

IMPORTANTE

Utilice siempre el mismo tipo de filtro que le fue proporcionado originalmente con con el audífono. Si tiene cualquier duda sobre el uso o la sustitución de filtros anticerumen, contacte con su audiólogo protésico.

Sustituir el filtro ProWax miniFit

1. Herramienta




Retire la herramienta de la rueda de filtros. La herramienta tiene dos puntas, una vacía para quitar el filtro y otra con el filtro nuevo.

2. Retirar



Empuje la punta vacía contra el filtro situado en el auricular y tire hacia fuera.

3. Insertar




Inserte el filtro nuevo utilizando la otra punta, retire la herramienta y tírela.

Nota:

Si utiliza un molde, es necesario que el audiólogo protésico sustituya el filtro anticerumen del auricular.

Moldes personalizados: Micromolde, LiteTip o molde Power Flex

Existen tres tipos de moldes diferentes: Micromolde, LiteTip y molde Power. Los micromoldes y LiteTip están disponibles en dos materiales diferentes. Los moldes se fabrican a medida para su oído.



© VarioTherm es una marca registrada de Dreve


*El micromolde y el LiteTip VarioTherm no incorporan filtro anticerumen

Limpieza del micromolde, LiteTip o molde Flex Power

El molde debe limpiarse con regularidad.


Sustituya el filtro anticerumen del molde cuando se tapone o cuando el sonido del audífono no sea normal.

Utilice siempre el filtro anticerumen proporcionado por su audiólogo protésico.



Cómo cambiar el filtro ProWax

1. Herramienta




Extraiga la herramienta de la rueda de filtros. La herramienta tiene dos puntas: una vacía para quitar el filtro y otra con el filtro nuevo.

2. Extraer



Empuje la punta vacía contra el filtro anti-cerumen del molde y tire hacia fuera.

3. Insertar



Inserte el filtro nuevo utilizando la otra punta, retire la herramienta y tírela.

AVISO IMPORTANTE

Utilice siempre el mismo filtro anti-cerumen que llevaba originalmente el audífono. Si tiene alguna duda sobre el uso o sustitución de los filtros anti-cerumen, contacte con su audiólogo protésico.

Características y accesorios opcionales


Las características y accesorios que se describen en las siguientes páginas son opcionales. Póngase en contacto con su audiólogo protésico para saber cómo está programado su audífono.

Si se enfrenta a situaciones de escucha difíciles, puede serle útil un programa especial. Esta programación debe ser realizada por su audiólogo protésico.

Apunte las situaciones de escucha en las que puede necesitar ayuda.

☐ Cómo silenciar el audífono

Utilice el modo silencio si necesita silenciar su audífono mientras lo está usando.




- Mantenga pulsado el botón para silenciar el audífono. Para reactivar el audífono, presione brevemente el botón.

NOTA IMPORTANTE

No utilice el modo silencio como si fuese un interruptor para apagar el audífono, porque aunque esté silenciado, el audífono sigue gastando pila.

☐ **Cómo cambiar de programa**

Su audífono puede tener hasta cuatro programas. Esta programación debe ser realizada por su audiólogo protésico.



• Presione el pulsador para cambiar de programa

Si lleva dos audífonos, el DERECHO sirve para avanzar (por ejemplo, del programa 1 al 2) y el IZQUIERDO, para retroceder (por ejemplo, del programa 4 al 3).

A rellenar por su audiólogo protésico.

Programa	Sonido que se escucha al activarlo	Cuándo usarlo
1	 «1 pitido»	
2	 «2 itidos»	
3	 «3 itidos»	
4	 «4 itidos»	

Cambio de programa	☐ IZQUIERDO	☐ DERECHO	☐ Pulsación corta	☐ Pulsación larga
--------------------	------------------------------------	----------------------------------	--	--

□ **Cómo cambiar el volumen**


Si tiene dos audífonos, el botón permite ajustar el volumen en ambos oídos. Cada vez que lo suba o lo baje, oirá un clic.




Reinicio rápido

Si quiere volver a los ajustes del audífono programados por su audiólogo protésico, solo tiene que abrir y cerrar el portapilas.

Abrir



Cerrar



□ Portapilas de seguridad


Para mantener la pila fuera del alcance de bebés, niños y personas con dificultades de aprendizaje, utilice un portapilas de seguridad. Utilice un destornillador pequeño para abrir el portapilas.

NOTA IMPORTANTE

Evite usar demasiada fuerza para abrir el portapilas. No lo fuerce más allá de su posición totalmente abierta. Asegúrese de introducir la pila correctamente.

Póngase en contacto con su audiólogo protésico si cree que el portapilas de seguridad está dañado y no se bloquea correctamente.

Abrir y cerrar el portapilas



Introduzca el destornillador en la ranura de la parte posterior del audífono. Cierre el portapilas con los dedos. Asegúrese de que la tapa está completamente cerrada.

Accesorios inalámbricos

Los audífonos inalámbricos tienen una amplia gama de accesorios con distintos accesorios inalámbricos disponibles.

☐ **ConnectLine**

ConnectLine es una familia de productos que le permite recibir directamente en su audífono señales de audio de la televisión, el teléfono, reproductores de música, un ordenador o un micrófono externo inalámbrico.

☐ **Mando a Distancia 2.0**

El Mando a Distancia permite cambiar de programa o ajustar el volumen de su audífono.

Para más información, consulte a su audiólogo protésico o visite: www.oticon.es

Otras opciones



☐ **AutoPhone**

es un programa que se activa automáticamente cuando su teléfono tiene un bucle integrado. Es necesario colocar un imán en el teléfono junto a la salida de sonido. AutoPhone activa un programa especial de teléfono en el audífono.

Para más información, consulte a su audiólogo protésico.

Advertencias

Familiarícese con las siguientes advertencias antes de utilizar los audífonos para garantizar su seguridad y un uso correcto.

Tenga en cuenta que un audífono no devuelve la audición normal y tampoco impide ni mejora una pérdida auditiva derivada de condiciones orgánicas. Además, tenga en cuenta que, en la mayor parte de los casos, el uso infrecuente de un audífono no permite a un usuario obtener todas las ventajas.

Consulte con su audiólogo protésico si observa un comportamiento inusual de su audífono.

Uso de audífonos

- El audífono debe utilizarse exclusivamente siguiendo las indicaciones de su audiólogo protésico y con los ajustes que él le haga. El uso incorrecto puede provocar una pérdida auditiva repentina y permanente.
- No permita que otras personas utilicen su audífono; podrían sufrir lesiones permanentes en el oído.

Riesgo de ahogamiento y de tragarse las pilas.

- Los audífonos, sus componentes y las pilas deben mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda tragárselos o lesionarse con ellos de cualquier otra manera.
- Se han dado casos en los que las pilas se han confundido con pastillas. Si toma pastillas, compruébelas antes de tomárselas.
- La mayoría de los audífonos pueden suministrarse con portapilas de seguridad. Esta opción es recomendable si el usuario del audífono es un niño o una persona con dificultades de aprendizaje.

- Niños menores de 36 meses deben llevar siempre un portapilas de seguridad. Hable con su audiólogo protésico sobre la disponibilidad de esta opción.

En caso de ingestión del audífono o de la pila, acuda inmediatamente a un médico.

Uso de la pila

- Utilice siempre las pilas recomendadas por su audioprotesista. Las pilas de baja calidad pueden sulfatarse y causar daños físicos.
- Nunca intente recargar las pilas, ni las queme. Existe el riesgo de que las pilas exploten.

Advertencias

Mal funcionamiento

- Tenga en cuenta que su audífono podría dejar de funcionar sin aviso previo. Téngalo en cuenta si debe prestar atención a sonidos de advertencia (por ejemplo, si está conduciendo). Los audífonos pueden dejar de funcionar, por ejemplo, si se les agota la pila o si el tubo se bloquea por un exceso de cerumen o humedad.

Implantes activos

- Si lleva algún implante activo, debe tener precaución. Como norma general, siga las pautas sobre el uso de teléfonos móviles e imanes recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.
- Mantenga el imán de AutoPhone y la multiherramienta (que tiene un imán integrado) a más de 30 cm del implante. Por ejemplo, no los lleve en un bolsillo cerca del pecho.
- Si usted tiene un implante cerebral activo, póngase en contacto con el fabricante y consulte con él si existe algún riesgo de interferencias.
-

Escaneo de rayos X / CT / MR / PET y electroterapia

- Quítese el audífono antes del escaneo con rayos X / CT / MR / PET, electroterapia, cirugía, etc. ya que su audífono puede dañarse cuando se expone a campos fuertes.

Calor y productos químicos

- Su audífono no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo aparcado al sol.
- No seque el audífono en un microondas, ni en ningún tipo de horno.
- Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del afeitado, cremas solares y repelentes de insectos pueden dañar el audífono. Quítese siempre el audífono antes de usar estos productos y espere a que se sequen antes de volver a usarlo.

Advertencias

Audífonos Power

- Se debe tener especial cuidado con la elección, la adaptación y el uso de audífonos cuando la presión sonora máxima supere 132 dB SPL (IEC 711), ya que existe riesgo de dañar la audición residual del usuario.

Para saber si su audífono es Power, observe la parte posterior del folleto.

Posibles efectos secundarios

- El uso de audífonos, moldes o conos puede acelerar la acumulación de cerumen.
- En algunos casos poco frecuentes, los materiales no alergénicos de los audífonos pueden causar irritación de la piel u otros efectos secundarios.

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Interferencias

- Su audífono ha superado pruebas exhaustivas de interferencias, de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre el audífono y otros dispositivos (como algunos teléfonos móviles, dispositivos de banda ciudadana, alarmas de tiendas y otros dispositivos inalámbricos). En caso de interferencias, aumente la distancia entre el audífono y el equipo en cuestión.

Conexión aun equipo externo

- La seguridad del audífono cuando se conecta a un equipo externo (a través de un cable de entrada auxiliar, a través de un cable USB o directamente) es determinado por el equipo externo. Cuando se conecta a un equipo externo conectado a un tomacorriente de pared, este equipo debe cumplir con IEC-60065, IEC-60950 o normas de seguridad equivalente

Guía de resolución de problemas

Problema	Posibles causas	Solución
Ausencia de sonido	Pila gastada	Cambiar la pila
	Altavoz o auriculares obstruidos (dome, GripTip, Micro Molde or LiteTip)	Limpiar el molde
		Considere sustituir el filtro anticerumen o el cono
Sonido intermitente o reducido	Salida de sonido obstruida	Limpiar el molde o sustituya el filtro anticerumen o el cono
	Humedad	Secar la pila con un paño seco
	Pila gastada	Cambiar la pila
Pitidos	Cono del audífono colocado incorrectamente	Colocar de nuevo el audífono
	Acumulación de cerumen en el conducto auditivo	Acudir al médico para que examine su conducto auditivo

Si ninguna de las soluciones mencionadas resuelve el problema, solicite ayuda a su audiólogo protésico.

Resistente al agua

El audífono es resistente al agua, no impermeable. Si entra en contacto con el agua y deja de funcionar, haga lo siguiente:

- 1. Seque el agua con cuidado
- 2. Abra el portapilas, extraiga la pila y seque con cuidado el agua que pueda haber en el portapilas.
- 3. Deje el portapilas abierto durante unos 30 minutos para que se seque.
- 4. Coloque una pila nueva

Condiciones de uso

Condiciones de funcionamiento	Temperatura: +1 °C a +40 °C Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación
Condiciones de almacenamiento y transporte	La temperatura y la humedad no deben superar los valores indicados durante períodos largos de transporte y almacenamiento: Temperatura: -25°C a +60°C Humedad relativa: 5% a 93%, sin condensación

NOTA IMPORTANTE

No utilice el audífono en la ducha ni en actividades acuáticas. Tampoco lo sumerja en agua ni en otros líquidos.

Certificado de garantía

Nombre del propietario: _____

Audiólogo protésico: _____

Dirección del audiólogo protésico: _____

Teléfono del audiólogo protésico: _____

Fecha de compra: _____

Período de garantía: _____ Mes: _____

Modelo izquierdo: _____ N.º de serie: _____

Modelo derecho: _____ N.º de serie: _____

Garantía internacional

El audífono está cubierto por una garantía internacional limitada del fabricante durante un periodo de 12 meses, a partir de la fecha de entrega. Esta garantía limitada cubre los defectos de fabricación y materiales del audífono en sí, pero no de los accesorios como las baterías, tubos, filtros anticerumen, etc. Los problemas derivados de un uso inadecuado, negligente o excesivo, accidentes, reparaciones a cargo de personas no autorizadas, exposición del audífono a condiciones corrosivas, cambios físicos en el oído, daños provocados por objetos extraños introducidos en el audífono o ajustes incorrectos no están cubiertos por la garantía y podrían anularla. Esta garantía no afecta a los

derechos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consumo. Es posible que su audiólogo protésico le haya expedido una garantía más amplia que esta. Consulte con su audiólogo protésico para más información.

Si necesita asistencia técnica

Lleve su audífono a su audiólogo protésico, quien seguramente podrá resolver los problemas más sencillos y realizar ajustes de forma inmediata.

Información técnica

El audífono contiene un radiotransmisor con tecnología de inducción magnética de corto alcance, que trabaja a una frecuencia de 3,84 MHz. La potencia del campo magnético del transmisor es $< -42 \text{ dB}\mu\text{A/m}$ a 10 m.

La potencia de emisión del sistema de radio está muy por debajo de los límites internacionales de emisión para exposición humana. Como comparación, la radiación del audífono es inferior a la radiación electromagnética no intencionada que emite, por ejemplo, una lámpara halógena, el monitor de un ordenador, un lavavajillas, etc. El audífono cumple la normativa internacional sobre compatibilidad electromagnética.

Debido al reducido tamaño de los audífonos, todas las marcas de homologación relevantes se encuentran en este documento.

EE. UU. y Canadá

El audífono contiene un módulo con:

FCC ID: U28FU2MRIT
IC: 1350B-FU2MRIT

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas FCC y RSS sin licencia del Departamento de Industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales.
2. Este dispositivo tiene que soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Los cambios o modificaciones realizados al equipo que no estén aprobados expresamente por la parte responsable correspondiente podrían anular la autoridad del usuario para manejarlo.

Este aparato digital de clase B cumple la norma canadiense ICES-003.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple los límites para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las Normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en entornos domésticos. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las comunicaciones de radio. No hay garantía de que la interferencia no vaya a ocurrir en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobar si apaga y

vuelve a encender el equipo, el usuario puede probar una de las siguientes soluciones:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el auricular.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente a que está conectado el auricular.
- Consultar al fabricante o a un técnico de radio/televisor cualificado.

El fabricante declara que este audífono cumple con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante.



Fabricado por:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.global

CE 0543



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



E2831

IP58

Descripción de los símbolos usados en esta guía	
	Advertencias Antes de usar el producto deberá leerse el texto señalado con un símbolo de marcado.
	Fabricante El producto está elaborado por un fabricante cuyo nombre y dirección aparecen junto al símbolo. Indica el fabricante del dispositivo médico, tal como se define en las Directivas UE 90/385/CEE, 93/42/CEE y 98/79/CE.
	Marca CE El producto cumple con la Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios. El número de cuatro dígitos indica la identificación del organismo notificado.
	Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) Recicle sus audífonos, accesorios o pilas de acuerdo con las normativas locales o devuélvalos a su audioprotesista para su eliminación. Equipo electrónico contemplado en la Directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
	Marca del cumplimiento de la normativa (RCM) El producto cumple con los requisitos eléctricos de seguridad, EMC y espectro radioeléctrico necesarios para los productos suministrados al mercado de Australia o Nueva Zelanda.
	Código IP Este símbolo indica el grado de protección contra la entrada perjudicial de agua y partículas según EN 60529:1991/A1:2002. IP5X indica protección contra el polvo. IPX8 indica la protección contra los efectos de una inmersión continua en agua.

Descripción de los símbolos utilizados en la etiqueta de embalaje reglamentario	
	Mantener seco Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido contra la humedad.
	Símbolo de precaución Consultar las instrucciones de uso para conocer las advertencias y precauciones.
	Número de catálogo Indica el número de catálogo del fabricante que permite identificar el dispositivo médico.
	Número de serie Indica el número de serie del fabricante que permite identificar el dispositivo médico.

Audífono Power ☐ Sí ☐ No				
Vista general de los ajustes del audífono				
Izquierdo		Derecho		
☐ Sí	☐ No	Control de volumen	☐ Sí	☐ No
☐ Sí	☐ No	Cambio de programa	☐ Sí	☐ No
☐ Sí	☐ No	Silenciar	☐ Sí	☐ No
Indicadores de control de volumen				
☐ On	☐ Off	Tonos de volumen mínimo/máximo	☐ On	☐ Off
☐ On	☐ Off	Clic cada vez que se cambia el volumen	☐ On	☐ Off
☐ On	☐ Off	Tonos al llegar al volumen preferido	☐ On	☐ Off
Indicadores de pila				
☐ On	☐ Off	Aviso de pila gastada	☐ On	☐ Off

151784ES / 2018.05.08

151784ES / 2018.05.08



oticon
PEOPLE FIRST

151784ES / 2018.05.08