

OTICON | **ConnectLine**
Micrófono



Instrucciones de uso

oticon
PEOPLE FIRST

Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y el mantenimiento de su nuevo micrófono ConnectLine. Léalo con atención, incluyendo la **sección Advertencias**. Este manual le ayudará a sacar el máximo partido de su nuevo micrófono ConnectLine.

Para cualquier consulta sobre el uso del micrófono ConnectLine, contacte con su audiólogo protésico.

Para su comodidad, el manual incluye una barra de navegación para que pueda desplazarse con facilidad por las diferentes secciones.

| **Acerca de** | Inicio | Manejo | Advertencias | Más información |

Uso previsto

El micrófono está diseñado para hablar con un usuario de audífono y que este oiga mejor a su interlocutor. El micrófono transmite el habla directamente al audífono.

Índice

Información general

Contenido de la caja	6
Vista general del producto	7
Cómo funciona el micrófono	8
Indicador de carga/encendido	10

Inicio

Emparejamiento/configuración inicial (solo una vez)	12
---	----

Manejo

Iniciar/activar/reanudar sonido del micrófono	16
Detener sonido	18
Reanudar el sonido desde el Streamer Pro	20
Comprobar el sonido	22
Apague el micrófono	23

Advertencias

No es un juguete	24
Uso en aviones	24

Implantes activos	24
Evite la exposición a temperaturas altas	25
Limpieza	25
Cárguelo solo con equipos con certificación UL/IEC	25
Uso del cordón para el cuello	25
Explosión	26
Productos que cumplen con R&TTE	26
Radiografías, TAC, RM, TEP y electroterapia	26

Más información

Certificado de garantía	28
Garantía internacional	29
Información adicional	32

Contenido de la caja

Micrófono



Bolsa de transporte



Cordón para el cuello



Toma de alimentación
(cargador)



Este manual



*El enchufe varía de un país a otro.

Vista general del producto




Indicador de estado (naranja)

Entrada de micrófono (voz)

Indicador de encendido (verde)


Botón de encendido/apagado

Entrada de micrófono
(detector de ruido),
no tapar



Cómo funciona el micrófono

El micrófono transmite el habla directamente al audífono.



El micrófono debe apuntar a la boca de la persona que habla desde una distancia de entre 10 y 20 cm.



Con pinza



Con cordón para el cuello




Mal colocado


Nota: el micrófono funciona con un solo Streamer simultáneamente

Indicador de carga/encendido

Para cargar el micrófono, conecte el cable de alimentación al conector mini USB de la parte inferior del micrófono.




Luz roja fija



Batería baja.
Quedan como máximo
20 minutos de
conversación.

Luz verde parpadeante



Cargando.

Luz verde fija




Se cargará por completo
en aproximadamente 1,5
horas. Con carga comple-
ta puede usarse durante
5 horas.

Emparejamiento/configuración inicial (solo una vez)

1. Streamer Pro en modo de emparejamiento



Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de la parte superior.




Mantenga pulsado hasta que parpadee una luz azul.

2. Micrófono en modo de emparejamiento



Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado del micrófono durante 6 segundos hasta que una luz naranja parpadee rápidamente.



La luz naranja parpadea rápidamente en el modo de emparejamiento.

3. Micrófono emparejado



Espera hasta 1 minuto hasta que la luz naranja de Streamer Pro esté encendida y la luz naranja del micrófono esté encendida.


Iniciar/activar/reanudar sonido del micrófono

1. Asegúrese de que el Streamer Pro está encendido



Mantenga pulsado el botón de encendido/apagado de la parte superior hasta que parpadeen todas las luces de la parte delantera y superior, indicando que se ha encendido.

2. Inicie/encienda el micrófono



Pulse brevemente el botón de encendido/apagado.



Luz naranja parpadeando lentamente.


3. Sonido del micrófono al Streamer Pro




Luz naranja del Streamer Pro encendida y luz naranja del micrófono encendida.

Detener sonido


a. Detener el sonido desde el micrófono



Pulse brevemente el botón de encendido/apagado.



La luz naranja del micrófono se apaga.



La luz naranja del Streamer Pro se apaga.


b. Detener el sonido desde Streamer Pro



Pulse brevemente el botón del micrófono de Streamer Pro.




La luz naranja de Streamer Pro se apaga.



La luz naranja del micrófono se apaga.


Reanudar el sonido desde el Streamer Pro

1. El micrófono debe estar encendido



(Luz verde encendida)

2. Inicie el sonido desde el Streamer Pro



Pulse brevemente el botón del micrófono del Streamer Pro.




La luz naranja del Streamer Pro parpadea lentamente.

3. Sonido del micrófono al Streamer Pro




Tras 2 segundos, la luz naranja del micrófono se enciende.

Comprobar el sonido



Toque la parte superior del micrófono para comprobar que el sonido se oye en los audífonos.

Apague el micrófono



Mantenga pulsado durante dos segundos hasta que la luz verde se apague.

Advertencias

Familiarícese con el contenido de este manual antes de usar su micrófono ConnectLine. En él encontrará instrucciones e información importante sobre el uso y el manejo de su micrófono ConnectLine.

No es un juguete

- El micrófono ConnectLine no es un juguete y, por tanto, debe mantenerse fuera del alcance de los niños y de cualquier otra persona que pueda tragarse alguna pieza o causarse daño de cualquier otra forma. Preste especial atención a los componentes más pequeños para evitar que los niños se los traguen y se atraganten. En caso de ingestión de una pieza, acuda a un médico inmediatamente.

Uso en aviones

- No utilice su micrófono ConnectLine a bordo de un avión si no es con el permiso expreso de la tripulación.

Implantes activos

- Si lleva algún implante activo, debe tener precaución. Su micrófono ConnectLine tiene transmisión inalámbrica. Mantenga el micrófono ConnectLine a más de 15 cm del implante. Por ejemplo, no lo lleve en un bolsillo cerca del pecho. Como norma general, siga las pautas sobre el uso de teléfonos móviles recomendadas por los fabricantes de desfibriladores implantables y marcapasos.

- Si usted tiene un implante cerebral activo, póngase en contacto con el fabricante y consulte con él si existe algún riesgo de interferencias.

Evite la exposición a temperaturas altas

- Nunca exponga su micrófono ConnectLine a temperaturas muy altas; por ejemplo, introduciéndolo en un horno, microondas o quemándolo. Podría explotar y causar lesiones graves.

Limpieza

- Oticon recomienda una limpieza regular con un paño húmedo y sin disolventes.
- No sumerja el micrófono ConnectLine en agua ni en otros líquidos.

Cárguelo solo con equipos con certificación UL/IEC

- A la hora de recargar las baterías con un conector USB, la seguridad viene determinada exclusivamente por el equipo externo. Cuando el conector USB se conecte a equipos conectados a su vez a la red eléctrica, dichos equipos deben contar con certificación UL o cumplir las normas de seguridad IEC-60950, IEC-60065, IEC-60601 u otras equivalentes.

Uso del cordón para el cuello

- El cordón para el cuello está diseñado para desengancharse automáticamente si, de forma accidental, se engancha en algún objeto. Por tanto, no intente acortarlo ni modificarlo de forma no autorizada. El cordón para el cuello no está diseñado para que lo utilicen niños con un peso inferior a 11 kg.

Advertencias

Explosión

- La fuente de alimentación de su micrófono no tiene energía suficiente para producir un incendio en condiciones normales de uso. No obstante, el micrófono no se ha sometido a pruebas de comportamiento en atmósferas explosivas según normas internacionales. Por ello, le recomendamos que no lo utilice en zonas con riesgo de explosiones.

Productos que cumplen con R&TTE

- Al utilizar el micrófono ConnectLine en Noruega, debe garantizar que no se realiza ninguna transmisión de radio en un área de 20 km de radio desde el centro de Ny-Ålesund.

Radiografías, TAC, RM, TEP y electroterapia

- No utilice el micrófono al realizar radiografías, TAC, RM, TEP, electroterapia o cirugía.

Certificado de garantía

Nombre del propietario: _____

Audiólogo protésico: _____

Centro auditivo: _____

Teléfono del centro auditivo: _____

Fecha de compra: _____

Período de garantía: _____ Mes: _____

Modelo: _____ N.º de serie: _____

Garantía internacional

El fabricante, Oticon, ofrece una garantía limitada de un año al cliente original de este producto.

La garantía se hace efectiva en la fecha de compra original del equipo y mantiene su valor durante un año natural a partir de esa fecha.

Tenga en cuenta que las garantías extendidas pueden no ser válidas en su país. Consulte con su audiólogo protésico para más información.

¿Qué cubre esta garantía?

Cualquier componente electrónico que, por razón de fabricación, elaboración o diseño, no funcione correctamente en condiciones de uso normal durante la vigencia de esta garantía será sustituido o reparado sin costes de piezas ni mano de obra al devolverlo al punto de venta. El usuario correrá con los gastos de transporte. Si se determina que no es posible reparar la unidad, podrá ser sustituida por una equivalente con el acuerdo del audiólogo protésico y del usuario.

¿Qué no cubre esta garantía?

Esta garantía limitada por un año no cubre:

- Las averías derivadas de uso incorrecto, negligencia o accidente.
- Los accesorios periféricos listados en el folleto del producto a partir de 90 días desde la fecha de compra original.
- Las baterías.
- Los audífonos conectados, instalados, utilizados o ajustados de forma contraria a las instrucciones facilitadas.
- Los daños derivados y los que resulten de la demora o pérdida de este instrumento. El único remedio reconocido por esta garantía se limita estrictamente a la reparación o la sustitución según lo indicado.

- Los productos dañados en el transporte salvo cuando sean investigados por el remitente y devueltos al garante con el informe de la investigación.

El fabricante se reserva el derecho a realizar cambios en el diseño o la construcción de cualquiera de sus audífonos en cualquier momento sin verse obligado a realizar cualquier cambio en las unidades ya vendidas. La garantía sustituye a todas las garantías manifestadas por el fabricante. Ningún representante ni otra persona tiene autorización para representar al fabricante ni asumir en su nombre ninguna responsabilidad en relación con la venta de este producto salvo las ya expuestas.

Si su micrófono ConnectLine requiere servicio técnico según los términos de esta garantía, embálelo con cuidado para evitar daños durante el transporte y remítalo al punto de venta. Incluya una descripción detallada del problema, su nombre completo, su dirección de facturación y envío y su número de teléfono.

Esta garantía no afecta a los derechos legales que le puedan ser de aplicación conforme a la legislación nacional sobre bienes de consumo. Es posible que el punto de venta le haya expedido una garantía más amplia que esta garantía limitada. Consulte con su punto de venta para más información.

Información adicional

El micrófono inalámbrico ConnectLine contiene un transmisor de radio que utiliza una tecnología de salto de frecuencia en la banda ISM a 2,4 GHz.

La máxima potencia de salida del transmisor es de menos de 6 dBm y cuenta con una pequeña antena PBC con ganancia direccional de menos de 2 dBi (dB por una antena isotrópica u omnidireccional)

La potencia de emisión del micrófono ConnectLine está por debajo de los límites internacionales de emisión para exposición humana. Como comparación, la radiación del micrófono ConnectLine es inferior a la radiación electromagnética no intencionada que emite, por ejemplo, un secador, una maquinilla de afeitar, etc. El micrófono Con-

nectLine cumple la normativa internacional sobre compatibilidad electromagnética.

EE. UU. y Canadá

Debido a las limitaciones de espacio del instrumento, muchas de las marcas de aprobación relevantes se encuentran en este documento.

El dispositivo cuenta con las siguientes certificaciones:

FCC ID: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las reglas FCC y RSS sin licencia del Departamento de Industria de Canadá.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales. Este dispositivo tiene que soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: se ha analizado el equipo y se ha verificado que cumple los límites de los dispositivos digitales de clase B, según la Sección 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable frente a interferencias dañinas en entornos domésticos. El equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia. Si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a las

comunicaciones de radio. No hay garantía de que la interferencia no vaya a ocurrir en una instalación concreta.

Si este equipo causa interferencias a la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobar si apaga y vuelve a encender el equipo, puede probar una de las siguientes soluciones:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el auricular.
- Conectar el equipo a un enchufe en un circuito diferente al del auricular.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV cualificado.

Oticon declara que este micrófono ConnectLine cumple con los requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE.

La declaración de conformidad se encuentra disponible en:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca
www.oticon.es



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



E2831



169207ES / 2016.10.13

169207ES / 2016.10.13



0000169207000001

oticon
PEOPLE FIRST