

Instrucciones de uso

EduMic



Introducción al manual

Este manual le guiará en el uso y mantenimiento de su nuevo EduMic. Léalo con atención, incluyendo la sección Advertencias. Esto le ayudará a sacar el máximo provecho de su nuevo EduMic. Para cualquier consulta sobre el uso de EduMic, contacte con su audioprotesista.

Para ayudarle, este manual contiene la barra de navegación que puede ver a continuación para ayudarle a navegar fácilmente para las diferentes secciones.

| **Acerca de** | [Puesta en servicio](#) | [Manipulación](#) | [Otros modos](#) | [Advertencias](#) | [Más información](#) |

Uso previsto

Uso previsto	EduMic se ha diseñado para funcionar como micrófono inalámbrico y transmisor de voz y otras señales de audio a los audífonos.
Indicaciones de uso	No hay indicaciones de uso.
Usuario previsto	Adultos y niños mayores de 36 meses.
Entorno de uso	Aula/Uso personal.
Contraindicaciones	Los usuarios de implantes activos deben prestar especial atención a la hora de usar el dispositivo. Para más información, lea la sección de Advertencias.
Beneficios clínicos	Consulte los beneficios clínicos del audífono.

Índice

Acerca de

Contenido del paquete	6
Introducción	7

Puesta en servicio

Piezas y funciones de EduMic	10
Encender y apagar EduMic	14
Silenciado en modo de micrófono	15
Emparejar EduMic con audífonos	16
Emparejar EduMic con audífonos recargables	18
Cargar EduMic	20

Manipulación

Indicación de batería baja	21
Rendimiento de la batería	22
Tiempo de carga	23
Gestión de emparejamientos	24
Uso de clip giratorio	26
Cuidado de EduMic	27

Otros modos

Conexión a fuentes de sonido externas	28
Conexión a sistemas de aula	30
Funda de protección FM	33
Entrar en modo de bobina de inducción	34

Advertencias

Advertencias	36
--------------	----

Más información

Condiciones de uso	39
Resolución de problemas	40
Garantía	43
Información técnica	44

Contenido del paquete

El paquete cuenta con los siguientes elementos:



EduMic



Cordón ajustable



Cable jack
de 3,5 mm



Funda de protección
FM



Este manual
(Instrucciones de uso)



Cargador de pared
(variarán de un país a otro)




Cable cargador USB

Introducción

Antes de poder usar EduMic, deberá emparejar EduMic y los audífonos. El emparejamiento quedará almacenado, por lo que solo tendrá que hacerlo una vez. Visite www.oticon.es/compatibility para obtener más información.

Emparejar EduMic con audífonos



EduMic



Audífonos

Consultar
la página
16
o
18


Introducción

EduMic puede transmitir a audífonos de Oticon con tecnología de 2,4 GHz que reciben el sonido en streaming en un programa específico de EduMic.

Modo de micrófono

Al encender EduMic, aparecerá una luz LED verde. Esto indica que el modo micrófono está activo. El micrófono EduMic recoge la voz del interlocutor y transmite la señal a cualquier audífono emparejado. De esta forma, cada usuario de audífonos tendrá acceso claro y consistente al habla del interlocutor, superando los efectos negativos del ruido y la reverberación y la distancia con usted.

Un micrófono inalámbrico puede beneficiar a usuarios de audífonos de todas las edades proporcionándoles acceso directo al interlocutor principal.



Modos en EduMic

EduMic ofrece cuatro modos de funcionamiento distintos:

- Modo de micrófono (alcance de 20 m)
- Modo cable jack (alcance de 20 m)
- Modo FM (alcance de 3 m)
- Modo de bobina de inducción (alcance de 3 m)

Cuando se conecta el cable jack, EduMic se pone en **modo jack** y retransmite la entrada de audio de fuentes de sonido externas directamente a los audífonos.

La retransmisión en modo de micrófono y cable jack se ha diseñado para una comunicación de una a varias personas.


Cuando se conecta un receptor universal (FM), EduMic se pone en **modo FM** y retransmite el audio de otro sistema de aula inalámbrico.

Cuando se habilita el **modo de bobina de inducción**, EduMic retransmite el audio de un sistema de bucle magnético.

La retransmisión en modo FM y bobina de inducción se ha diseñado para un uso personal bien en el aula (modo FM) o en espacios públicos (modo de bobina de inducción).


Cuando funciona en modo de bobina de inducción y DAI, pueden producirse interrupciones. EduMic se reiniciará y el programa elegido se reanudará en breve.

Piezas y funciones de EduMic



Indicador de estado	
🔵	Emparejamiento en curso
⬜	Inicio
🟢	Encendido/Modo de micrófono
🟢 (parpadeo)	Silenciado en modo de micrófono
🟡	Modo jack/FM
🟡 (parpadeo)	Silenciado en modo jack/FM
🔴	Emparejamientos borrados
🟡 (parpadeo)	Modo de bobina de inducción
🟡 (parpadeo)	Silenciado en modo de bobina de inducción
Indicador de encendido	
⬜	Inicio
🟢	Completamente cargado
🟡 (parpadeo)	Cargando
🔴 (parpadeo)	Batería baja

Piezas y funciones del cordón



Uso de cordón


Al usar EduMic con el cordón, la distancia desde la boca a la parte superior de EduMic debe ser un máximo de 20 cm.

1. Conectar el pasador al adaptador ajustable.
2. Colgar el cordón alrededor del cuello y ajustar el adaptador a la distancia correcta de la boca.


Consejos:

Para reducir el ruido en los audífonos se recomienda silenciar el micrófono mientras se manipulan antes de usarlos.

EduMic no debe ponerse cerca de joyas u otros objetos duros.




Encender y apagar EduMic



Silenciado en modo de micrófono

Utilice el modo silencio si necesita silenciar la retransmisión de audio desde EduMic. Presione el botón brevemente para silenciar la retransmisión de audio desde EduMic.




Emparejar EduMic con audífonos

Compruebe que EduMic esté encendido




Habilite el modo de emparejamiento en los audífonos



1. Apague los audífonos abriendo el portapilas.
2. Encienda los audífonos cerrando el portapilas.

Ahora puede emparejar los audífonos con EduMic en los próximos 3 minutos.

Emparejar los audífonos



Poner los audífonos cerca de EduMic.

Se recomienda emparejar un juego de audífonos cada vez.

El indicador de estado parpadeará en azul mientras se esté llevando a cabo el emparejamiento.

Listos para usar



El indicador de estado dejará de parpadear en azul cuando el emparejamiento se haya completado y se pondrá en verde.

EduMic ahora está listo para usarse con los audífonos.

Si fuera necesario emparejar más juegos de audífonos, repita estos pasos.

Emparejar EduMic con audífonos recargables

Compruebe que EduMic esté encendido



Habilite el modo de emparejamiento en los audífonos


1. Apagado
2. Encendido



1. Apague los audífonos presionando en la parte inferior del botón del audífono durante 3 segundos.
2. Encienda los audífonos presionando en la parte inferior del botón del audífono durante 2 segundos.

Ahora puede emparejar los audífonos con EduMic en los próximos 3 minutos.

Emparejar los audífonos



Poner los audífonos cerca de EduMic.

Se recomienda emparejar un conjunto de audífonos cada vez.

El indicador de estado parpadeará en azul mientras se esté llevando a cabo el emparejamiento.

Listos para usar




El indicador de estado dejará de parpadear en azul cuando el emparejamiento se haya completado y se pondrá en verde.

EduMic ahora está listo para usarse con los audífonos.

Si fuera necesario emparejar más juegos de audífonos, repita estos pasos.

Cargar EduMic


Conectar a una fuente de alimentación



1. Inserte el micro USB en la toma de carga de EduMic.
2. Inserte el cargador de pared en una toma de corriente.


O conecte el cable cargador USB a una fuente de alimentación USB.

Cargando



El indicador de alimentación parpadea en amarillo durante la carga.


Carga completa



El indicador de alimentación se pondrá en verde cuando la batería esté completamente cargada.

Indicación de batería baja

El indicador de alimentación empieza a parpadear en rojo, cuando la batería se está agotando. Dispondrá de dos horas antes de que se agote la batería.



NOTA IMPORTANTE

Al cargar, el indicador de carga debe encenderse como se describe en este folleto. Si el indicador de carga no se enciende como se describe, desconecte el dispositivo del cargador y consulte a su audioprotesista.

Al cargar EduMic, utilice el cable USB original o toma de alimentación 5,0V/1A, CE y con marca de seguridad.



Rendimiento de la batería

Una carga completa de EduMic le dará 10 horas de uso. El rendimiento diario de la batería dependerá de su uso específico. Por ejemplo, retransmitir en estéreo en modo cable jack consumirá más batería que retransmitir su voz en modo micrófono.

Si EduMic se queda sin batería, conéctelo a una fuente de alimentación para su carga.

Para optimizar las condiciones de carga, la temperatura de la habitación debe ser de +20 °C a +30 °C.

Si la batería no tiene el rendimiento previsto, póngase en contacto con su audioprotesista.

Tiempo de carga

Asegúrese de cargar EduMic completamente antes de usarlo por primera vez.

Le recomendamos cargar EduMic por las noches después de su uso. De esta forma, podrá empezar el día con EduMic completamente cargado.

El tiempo de carga puede variar en función de la energía restante de la batería. Si la batería se agota completamente, el tiempo normal de carga será de:

2,5 horas	1 hora	0,5 hora
Completamente cargado	50% cargado	25% cargado

El proceso de carga se detendrá automáticamente cuando la batería esté completamente cargada. Deje EduMic conectado a una fuente de alimentación cuando no lo esté usando.

Gestión de emparejamientos

Para escuchar la señal retransmitida desde EduMic, los audífonos deben estar en el programa EduMic. Esto puede ocurrir automática o manualmente.

Cambio automático de programa de los audífonos

EduMic puede almacenar hasta 10 emparejamientos de juegos de audífonos. Cuando cualquiera de estos conjuntos de audífonos estén dentro de un alcance de 20 m de EduMic, cambiarán automáticamente al programa EduMic. Al silenciar y dejar de silenciar EduMic, se inicia también un cambio de programa en los audífonos.

Cambio manual de programa de los audífonos

Cuando EduMic esté emparejado con más de 10 conjuntos de audífonos, no todos los emparejamientos se almacenarán en EduMic. En este caso, el usuario de audífonos puede cambiar manualmente el programa EduMic en sus audífonos o de forma alternativa en un mando a distancia personal.

NOTA IMPORTANTE

Por favor, consulte las instrucciones de uso de los audífonos para más detalles de funcionalidad del audífono específico.


Eliminar emparejamientos

Se pueden borrar todos los emparejamientos de EduMic cuando dejen de ser necesarios. Emparejar de nuevo los audífonos asegurará el acceso al cambio automático de programa de los mismos.

Comprobar que EduMic esté encendido



Eliminar emparejamientos




Presionar y mantener pulsado el botón 12 segundos hasta que el indicador de estado se encienda en rojo.

Se han eliminado todos los emparejamientos de los audífonos con EduMic.

Uso de clip giratorio

Cuando se usa EduMic en modo de micrófono, ponerlo como se indica, en posición vertical. La distancia desde la boca a la parte superior de EduMic debe ser de un máximo de 20 cm. EduMic debe no debe ponerse cerca de joyas u otros objetos duros.

Sujete EduMic a su ropa con el clip giratorio.



Cuidado de EduMic

EduMic repele la humedad, por lo que resulta muy fácil de limpiar con un paño húmedo. Se recomienda limpiarlo con frecuencia.


NOTA IMPORTANTE

EduMic no debe lavarse ni sumergirse en agua, alcohol u otros detergentes fuertes.

Conexión a fuentes de sonido externas

La entrada jack de 3,5 mm le permite conectar EduMic a fuentes de sonido externas como un sistema de sonido de campo, pizarras inteligentes o tabletas/ordenadores, etc.

Conectar el cable jack



Inserte el cable jack.

Conecte el cable jack a la fuente de audio externa.

Compruebe que EduMic esté encendido.

Modo cable jack



Cuando el cable jack esté conectado, el indicador de estado estará amarillo.

El micrófono EduMic está desactivado en el modo jack.


Silenciar/activar sonido



Presione el botón brevemente para silenciar la retransmisión de audio desde EduMic. El indicador de estado parpadea en color amarillo.

Para dejar de silenciar, presione de nuevo el botón brevemente.

Volver al modo de micrófono



1. Desenchufe el cable jack de EduMic.

2. El indicador de estado se pondrá en verde y EduMic regresará a modo micrófono.

Conexión a sistemas de aula

Configurar el sistema requiere un transmisor FM y un receptor universal FM con un conector Europin.

Conecte el receptor



Conecte el receptor y asegúrese de que EduMic esté encendido.

Ponga EduMic cerca del estudiante (máx 3 m).

Encienda el transmisor de FM para activar el sistema de aula.


Modo FM



Cuando el receptor FM esté conectado, el indicador de estado estará amarillo.

El micrófono EduMic está desactivado en el modo FM.

Silenciar/activar sonido




Presione el botón brevemente para silenciar la retransmisión de audio desde EduMic.

El indicador de estado parpadea en color amarillo.

Para activar el sonido, presione de nuevo el botón brevemente.

Volver al modo de micrófono



1. Desenchufe el receptor de EduMic.


2. El indicador de estado se pondrá en verde y EduMic regresará a modo de micrófono.

NOTA IMPORTANTE

Para ver detalles sobre la funcionalidad de su sistema de aula, consulte las instrucciones de uso correspondientes.

Funda de protección FM

Cuando se enchufa un receptor universal en EduMic, se recomienda usar la funda de protección blanca para proteger el receptor y evitar que se rompa.



NOTA IMPORTANTE


La funda de protección FM no debe usarse en modo de micrófono. La funda distorsionará la entrada al micrófono.

Entrar en modo de bobina de inducción



La bobina de inducción ofrece acceso directo a los sistemas de bucle magnético que suele haber en cines, lugares de culto o salas de conferencias. Podrá ver este símbolo o uno similar en los lugares que cuentan con un sistema de bucle magnético.

Comprobar que EduMic esté apagado.




Modo de bobina de inducción




Presione y mantenga pulsado el botón durante 10 segundos hasta que el indicador de estado se ponga en color magenta. EduMic está ahora en modo de bobina de inducción y el micrófono EduMic está desactivado. El alcance es de 3 m.

Silenciar/activar sonido



Presione el botón brevemente para silenciar la retransmisión de audio desde EduMic. El indicador de estado parpadea en color magenta. Para dejar de silenciar, presione de nuevo el botón brevemente.

Salir del modo de bobina de inducción



Presione el botón durante 2 segundos hasta que el indicador de estado se apague.

Advertencias

Por seguridad y para garantizar un uso correcto, familiarícese con las siguientes advertencias generales antes de usar EduMic. Consulte con su audioprotesista si experimenta funcionamientos no previstos o incidentes graves con su EduMic durante el uso o a causa de su uso. Su audioprotesista le ayudará a gestionar los problemas y, cuando corresponda, a informar al fabricante y/o las autoridades adicionales.

Riesgo de asfixia y de tragarse las pilas u otras piezas pequeñas

EduMic con receptor conectado debe mantenerse fuera del alcance de los niños o de cualquier persona que pueda tragárselo o lesionarse con el receptor de cualquier otra manera. En caso de ingestión del receptor, acuda a un médico inmediatamente.

Explosión

EduMic es seguro si se utiliza en condiciones normales de uso. No obstante, no se ha sometido a pruebas de comportamiento en atmósferas explosivas según normas internacionales.

Por lo tanto, no use EduMic en entornos con peligro de explosión, por ejemplo, minas, entornos ricos en oxígeno o zonas donde se manipulen anestésicos inflamables.

Radiografía/TAC/RM/TEP, electroterapia y cirugía

No lleve EduMic cuando vaya a hacerse una radiografía, un TAC / RM / TEP, o a someterse a electroterapia o una intervención quirúrgica. EduMic puede dañarse si se expone a campos intensos.

Calor y productos químicos

EduMic no debe exponerse nunca a calor extremo. Por ejemplo, no lo deje en un vehículo aparcado al sol. No lo seque en un microondas ni en un horno de otro tipo.

Los productos químicos que contienen los cosméticos, lacas, perfumes, lociones para después del afeitado, cremas solares y repelentes de insectos pueden dañar el EduMic. Quítese siempre el EduMic antes de usar estos productos y espere a que se sequen antes de volver a usarlo.

Interferencias

EduMic ha superado pruebas exhaustivas de interferencias de acuerdo con las normas internacionales más estrictas. Sin embargo, pueden producirse interferencias entre el EduMic y otros dispositivos (como algunos teléfonos móviles, dispositivos de banda ciudadana, alarmas de tiendas y otros dispositivos inalámbricos). En caso de interferencias, aumente la distancia entre EduMic y el equipo en cuestión.

Uso en aviones

EduMic tiene Bluetooth. No utilice su EduMic a bordo de un avión si no es con el permiso expreso de la tripulación.

Implantes activos

EduMic ha sido exhaustivamente probado y clasificado como adecuado para la salud humana según las normas internacionales sobre exposición humana (coeficiente de absorción específica - SAR), potencia electromagnética inducida y voltajes en el cuerpo humano.

Los valores de exposición están muy por debajo de los límites de seguridad internacionalmente aceptados en cuanto al SAR, la potencia electromagnética inducida y los voltajes en el cuerpo humano, definidos en las normas sobre salud humana y coexistencia con implantes médicos activos, como marcapasos y desfibriladores de corazón.

Batería recargable

No intente abrir EduMic porque puede dañar la batería. Nunca intente sustituir la batería. Si tiene que sustituir la batería, devuelva el dispositivo al proveedor. Si existen signos de manipulación, la garantía de reparación queda anulada.

A la hora de recargar las baterías con un cable USB, la seguridad viene determinada por el equipo externo. Cuando está conectado a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-62368-1 u otras equivalentes.

Advertencias

Conexión con equipos externos

La seguridad de uso de EduMic, cuando se conecta a equipos externos con un cable de entrada auxiliar o directamente, está determinada por la fuente externa de señal. Cuando está conectado a equipos enchufados a la red eléctrica, dichos equipos tienen que cumplir las normas de seguridad IEC-62368-1 u otras equivalentes.

Uso de accesorios de terceros

Utilice solo accesorios, transductores o cables suministrados por el fabricante. Los accesorios incompatibles pueden resultar en una menor compatibilidad electromagnética (EMC) del dispositivo.

Uso de cordón

El cordón para el cuello está diseñado para romperse automáticamente si, de forma accidental, se engancha en algún objeto. Por tanto, no intente acortarlo ni modificarlo de forma no autorizada. El cordón no debe ser usado por niños menores de 36 meses de edad.

Carga

Para evitar posibles daños durante el almacenamiento, cargue la batería de EduMic cada 6 meses.

Posibles efectos secundarios

En algunos casos poco frecuentes, los materiales no alergénicos de EduMic pueden causar irritación de la piel u otros efectos secundarios.

Consulte a su médico si nota cualquier efecto.

Uso al volante

Usar EduMic puede distraerle. Esté pendiente de su entorno mientras usa EduMic. Consulte la legislación nacional sobre el uso de dispositivos de comunicación al volante.

Condiciones de uso

Humedad de funcionamiento, almacenamiento y transporte.	15% a 93% de humedad relativa, sin condensación
Temperatura de funcionamiento	+5 °C a +40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 °C a +30 °C Cargar EduMic antes de almacenarlo Cargar EduMic cada seis meses una vez almacenado
Temperatura de transporte	-20 °C a +60 °C
Presión atmosférica	De 700 hPa a 1060 hPa

Resolución de problemas

Síntoma	Posibles causas	Solución
Sonido reducido de EduMic	La apertura del micrófono está tapada	Mover EduMic para que no quede cubierto por ropa
	EduMic está demasiado lejos de la boca	Mover EduMic a menos de 20 cm de su boca
	EduMic está mirando en dirección contraria a la boca	Encienda EduMic para que apunte en la dirección de su boca. Vea la sección: Cómo llevar EduMic
No hay sonido desde EduMic	Los audífonos no están en el programa de EduMic	Silenciar y dejar de silenciar EduMic o volver a reparar los audífonos con EduMic
	Fallo de emparejamiento con los audífonos	Cambie/recargue las baterías para asegurar que los audífonos tengan potencia y vuelva a emparejarlas
EduMic no se puede emparejar con audífonos	Los audífonos Oticon Opn y Oticon Siya ya están emparejados con otro EduMic	Borre todos los emparejamientos con este EduMic y emparejelo con el EduMic correspondiente ya que solo se pueden emparejar con un EduMic
	Los audífonos están emparejados con otro EduMic que está encendido y dentro de un alcance de 20 m	Apague el EduMic conectado o elimine todos los emparejamientos con este EduMic para conectarlo con el EduMic correspondiente
Ruido en tono bajo en modo cable jack durante la carga	Carga y escucha a audio del mismo dispositivo/ordenador no soportada	Cargar EduMic usando el cargador de pared
Parpadea una luz azul cuando intento encender EduMic	EduMic está desconectado	Cargar EduMic
Ambos indicadores LED están parpadeando en rojo	Error del sistema	Póngase en contacto con su audioprotesista

Garantía internacional

Su dispositivo está cubierto por una garantía internacional limitada por parte del fabricante de 12 meses desde la fecha en que lo reciba. Esta garantía limitada cubre defectos de fabricación y de materiales en el dispositivo, pero no de accesorios como por ejemplo baterías, cables, enchufes, etc. Los problemas causados por un cuidado o uso incorrecto, uso excesivo, accidentes, reparaciones realizadas por un servicio no autorizado, exposición a condiciones de corrosión, daños causados por otros objetos al introducirlos en el dispositivo o ajustes incorrectos NO están cubiertos por la garantía limitada y pueden anularla. Bajo esta garantía, el fabricante podrá elegir, bajo su criterio, si reparar o el dispositivo o sustituirlo por un modelo equivalente. La garantía anterior no afecta a ningún derecho legal que usted pueda tener bajo la legislación nacional de bienes de consumo. Su audioprotesista puede haberle facilitado una garantía adicional que amplía las cláusulas de

esta garantía limitada. Por favor contacte con él para más información.

Si necesita asistencia técnica

Lleve su dispositivo a su audioprotesista, que será capaz de solucionar problemas menores y ajustes inmediatos. Su audioprotesista puede ayudarle a obtener un servicio de garantía del fabricante. Su audioprotesista puede realizar cargos adicionales por sus servicios. Take your device to your hearing care professio

Garantía

Certificado

Nombre del propietario: _____

Audioprotesista: _____

Dirección del audioprotesista: _____

Teléfono del audioprotesista: _____

Fecha de compra: _____

Período de garantía: _____ Mes: _____

N.º de serie: _____

Información técnica

EduMic contiene un transceptor de radio que usa la tecnología de Bluetooth Low Energy (BLE) y una tecnología propia de radio de corto alcance, que operan en la banda ISM de 2,4 GHz. El transmisor de radio es débil y siempre está por debajo de 50mW igual a 17 dBm en una potencia radiada total.

EduMic cumple las normas internacionales relativas a los transmisores de radio, la compatibilidad electromagnética y a la exposición de las personas.

Cuando lo lleve pegado al cuerpo, este dispositivo cumple con los límites de exposición de FCC e IC RF ya ha sido probado mientras está en contacto con el cuerpo humano. El dispositivo no debe colocarse o usarse junto con cualquier otra antena o transmisor.

Debido al reducido tamaño del mando a distancia, todos los marcados de homologación relevantes se encuentran en este documento.

EduMic tiene el software LittleFS © 2017, Arm Limited. Todos los derechos reservados. Visite Soporte en www.oticon.es para más información.

Puede encontrar más información en la hoja de datos técnicos, disponible en www.oticon.es

El fabricante declara que este EduMic cumple con requisitos fundamentales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

Este dispositivo médico cumple con la Regulación de dispositivos médicos (EU) 2017/745.

La declaración de conformidad puede obtenerse del fabricante.



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Dinamarca



Los residuos de los equipos electrónicos deben manipularse de acuerdo con la normativa local.



Descripción de los símbolos usados en este manual

	Advertencias El texto marcado con un símbolo de advertencia debe ser leído antes de usar el dispositivo.
	Fabricante El dispositivo ha sido fabricado por el fabricante cuyo nombre y dirección se indican junto al símbolo. Indica el fabricante del dispositivo médico, como definen las Directivas y Regulaciones de la UE 2017/745 y 2017/746.
	Marca CE El dispositivo cumple con todas las regulaciones y directivas requeridas por la UE.
	Residuos electrónicos (RAEE) Reciclar los audífonos, accesorios o baterías según la normativa local. Los usuarios de audífonos pueden devolver los residuos electrónicos a su audioprotesista para su eliminación. Los equipos electrónicos están cubiertos por la Directiva 2012/19/EU sobre residuos y equipos eléctricos (RAEE).
	Marca de cumplimiento regulatorio (RCM) El dispositivo cumple con los requisitos sobre seguridad eléctrica, CEM y el espectro de radio para los dispositivos suministrados al mercado australiano o neozelandés.
	Doble aislamiento Indica que la fuente de alimentación del producto tiene doble aislamiento. Esto significa un riesgo muy bajo averías individuales.
	Uso en interiores Indica que el producto está calificado para uso en interiores.
	TwinLink 2,4 GHz El dispositivo tiene tecnología Bluetooth Low Energy (BLE) de radio de 2,4 GHz, que es compatible con la transmisión inalámbrica a audífonos de Oticon con un receptor de 2,4 GHz.

220013ES / 2020.05.19 / v1



Bucle de audición

Este logotipo incorpora el símbolo universal de las ayudas técnicas a la audición. La "T" indica que se encuentra disponible un sistema compatible con bobinas de inducción.

Descripción de otros símbolos utilizados en las etiquetas



Mantener seco

Indica un dispositivo médico que necesita ser protegido de la humedad.



Símbolo de precaución

Consulte las instrucciones de uso para ver las advertencias y precauciones.



Número de catálogo

Indica el número de catálogo del fabricante para que el dispositivo médico se pueda identificar.



Número de serie

Indica el número de serie del fabricante, de modo que se pueda identificar un dispositivo médico específico.



Símbolo de reciclaje de baterías

Símbolo de reciclaje de baterías de ion-litio

5,0 V, 500 mA.



Firmware

La versión de firmware del dispositivo



Dispositivo médico

El dispositivo es un dispositivo médico.



South Africa ICASA label

The device has license to be sold in South Africa.

220013ES / 2020.05.19 / v1



oticon
life-changing **technology**