

BTE 13 PP

Alta2
Nera2
Ria2



Bruksanvisning

oticon
PEOPLE FIRST

Modellöversikt

Bruksanvisningen avser följande hörapparatsmodeller:

- | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ Alta2 Pro | ☐ Nera2 Pro | ☐ Ria2 Pro |
| ☐ Alta2 | ☐ Nera2 | ☐ Ria2 |

Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig för hur du använder och tar hand om dina nya hörapparater. Läs noga igenom broschyren, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få största möjliga nytta av din nya hörsellösning.

Din audionom har anpassat hörapparaterna efter din hörsel och dina personliga önskemål/behov. Om du har ytterligare frågor, kontakta din audionom.

| **Om** | [Komma igång](#) | [Hantering](#) | [Alternativ](#) | [Varningar](#) | [Övrig information](#) |

Bruksanvisningen innehåller en hänvisningslista för de olika avsnitten som gör det lättare att hitta det du söker.

Avsedd användning

Hörapparaterna är avsedda att förstärka och överföra ljud till dina öron och därmed kompensera din hörselnedsättning. Dessa kraftfulla hörapparater passar vuxna och barn (äldre än 3 år) med måttlig till mycket grav hörselnedsättning.

VIKTIGT!

Hörapparaternas förstärkning anpassades individuellt till din hörsel i samband med den anpassning din audionom utförde.

Innehållsförteckning 1/2

Om

Identifiera hörapparatmodell och insats	8
BTE slangfäste och individuell insats	10
BTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)	12
Identifiera vänster och höger hörapparat	14
Batteristorlek 13	15

Komma igång

Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna	16
Dags att byta batteri	17
Så här byter du batteri	18

Hantering

Skötsel av dina hörapparater	20
Slangfäste med individuell insats	22
Sätta hörapparat med individuell insats på plats	23
Rengöra insatsen	24
Tvätta insatsen	25

Innehållsförteckning 2/2

Tunn ljudslang (Corda miniFit)	26
Sätta hörapparater med tunn ljudslang på plats	27
Rengöra tunn ljudslang	28
Standardinsats för tunn ljudslang	30
Byta ut dome eller Grip Tip	31
Anpassad insats för tunn ljudslang	32
Rengöra MicroMould	33
Byta ut ProWax-filter	34
Alternativ	
Tillvalsfunktioner och tillbehör	36
”Tyst läge”	37
Justera volym	38
Byta program	40
Övriga alternativ	42
Trådlösa tillbehör	44
Petsäkert batterifack	46


Varningar	
Varningar	48
Övrig information	
Felsökningsguide	52
Vattenresistens	54
Hanteringsanvisningar	55
Garantibevis	56
Internationell garanti	57
Teknisk information	58

Identifiera hörapparatmodell och insats


Det finns olika tillbehör och insatser som klassificerar din hörapparatmodell.

Identifiera ditt tillbehör och din insats. Det gör det lättare för dig att finna de delar i bruksanvisningen som är relevanta för dig.

- ☐ **BTE med slangfäste och individuell insats**
En hörapparat med slangfäste har alltid en individuell insats.



- ☐ **Tunn ljudslang (Corda miniFit)**



Insatser

En hörapparat med en tunn ljudslang har något av följande insatser: Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip.



- ☐ Dome (öppen dome visas)



- ☐ GripTip




- ☐ MicroMould eller LiteTip


* Mer information om byte av dome och GripTip finns i avsnittet: Byta dome och GripTip

BTE slangfäste och individuell insats

Hörapparatens delar




Vad de gör




BTE med tunn ljudslang (Corda miniFit)

Hörapparatens delar




Vad de gör




Identifiera vänster och höger hörapparat

Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara olika programmerade.



Batteristorlek 13

Dina hörapparater är känsliga elektroniska enheter som kräver speciella batterier. Du sätter PÅ hörapparaterna genom att placera ett batteri i batterifacket och stänga det. Se hur du gör i avsnittet "Byta batteri".




Sätta PÅ/stänga AV hörapparaterna

Batteriluckan används även för att sätta PÅ och stänga AV hörapparaterna. Du sparar på batteriet genom att kontrollera att hörapparaterna är avstängda när du inte använder dem.


Sätta PÅ

Stäng batteriluckan med batteriet på plats.



Stänga AV

Öppna batteriluckan.



Dags att byta batteri

När det har blivit dags att byta batteri hör du två pipsignaler med jämna mellanrum, tills batteriet är tomt.



Två pipsignaler
= Batteriet är nästan tomt



Fyra pipsignaler
= Batteriet är tomt


Tips för batteriskötsel

För att vara säker på att hörapparaten alltid fungerar, ha alltid med dig extra batterier eller byt batteri innan du går hemifrån.

Obs! Batterierna tar slut snabbare om du strömmar ljud till dina hörapparater.


Så här byter du batteri

1. Ta ut



Öppna batteriluckan helt och ta ut det gamla batteriet.


2. Ta fram



Ta fram ett nytt batteri och avlägsna klisterdekalen från +sidan.

Tips:
Vänta 2 minuter så att batteriet luftas, detta för att säkerställa optimal funktion.

3. Sätt in



Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Sätt in batteriet ovaniifrån, INTE från sidan. Se till att +sidan är vänd uppåt.

4. Stäng



Stäng batteriluckan. Hörapparaten spelar nu en liten melodi för att indikera att hörapparaten är PÅ.

Håll insatsen nära örat för att höra melodin.

Tips



Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta ut och sätta i batterier.


Skötsel av dina hörapparater

När du hanterar hörapparaterna bör du hålla dig över något mjukt så att de inte skadas om du skulle råka tappa dem.

Rengöra mikrofonöppningarna

Borsta försiktigt bort allt synligt skräp från mikrofonöppningarna.

Borsta ytan varsamt. Tryck inte in borsten i öppningarna.




VIKTIGT!

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra hörapparaterna. Hörapparaterna får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.

Verktyg för batteribyte och rengöring

Verktyet innehåller en magnet som underlättar byte av batteri. Det har även en borste och en ögla för rengöring och avlägsnande av öronvax. Tala med din audionom om du behöver ett nytt verktyg.



VIKTIGT!

Verktyet har en inbyggd magnet. Håll verktyet på minst 30 cm avstånd från föremål känsliga för magnetfält.

Slangfäste med individuell insats

Läs igenom följande sidor om du har en hörapparat med ett slangfäste och en individuell insats.

Insatsen är individuellt anpassad för dig och ditt öra.




Sätta hörapparat med individuell insats på plats

Steg 1



Dra försiktigt örat uppåt och för in insatsen i samma riktning som hörselgången med en aning vridande rörelse.


Steg 2



Placera hörapparaten bakom ditt öra.

Rengöra insatsen

Individuella insatser ska rengöras regelbundet. Använd en mjuk trasa för att torka av insatsens utsida. Använd verktygets ögla för att rengöra öppningen.



Byta ljudslang

Ljudslangen mellan insatsen och hörapparaten bör bytas när den börjar gulna eller blir stel. Fråga din audionom om du tycker att det verkar svårt.

Tvätta insatsen

Steg 1




Se till att du vet vilken insats som hör till vilken hörapparat innan du tar av dem från hörapparaterna.

Steg 2



Koppla bort slangen och insatsen från slangfästet. Ta ett stadigt grepp om slangfästet när ljudslangen dras ut. Annars kan hörapparaten skadas.

Steg 3




Tvätta insatsen och ljudslangen med vatten och en mild tvål. Skölj och låt torka helt innan du sätter tillbaka delarna på hörapparaten igen.

Tunn ljudslang (Corda miniFit)

Läs igenom de följande sidorna om dina hörapparater har tunn ljudslang (Corda miniFit) med Dome, GripTip, MicroMould eller LiteTip.

Corda miniFit är en tunn ljudslang som leder ljudet till ditt öra. Använd aldrig ljudslangen utan tillhörande insats. Använd endast reservdelar som är avsedda för dina hörapparater.




Sätta hörapparater med tunn ljudslang på plats

Steg 1



Placera hörapparaten bakom ditt öra.

Steg 2



Fatta ljudslangens böj mellan tummen och pekfingret.

Domen ska vara vänd mot hörselgångens öppning.

Steg 3




Tryck försiktigt in insatsen i hörselgången tills ljudslangen ligger mot sidan av ditt huvud.

Om hörapparaten har en stödvinge, placera den i örat så att den följer örats kontur.

Rengöra tunn ljudslang


Rengör ljudslangen för att hålla den fri från fukt och vax. Om du inte rengör den kan den täppas igen och hindra ljudet.

Steg 1




Dra ut ljudslangen från hörapparaten.

Steg 2



För rensnålen hela vägen genom ljudslangen.

Steg 3




Tryck fast ljudslangen på hörapparaten.

Standardinsats för tunn ljudslang

Det finns tre olika typer av domer. Både domer och Grip Tip är tillverkade av ett mjukt gummimaterial. Kontrollera din dometyp och storlek nedan.

-  Bassdome, enkel ventilation
-  Bassdome, dubbel ventilation
-  Powerdome
-  Grip Tip



Finns som liten och stor, vänster och höger, med eller utan ventilation.


VIKTIGT!

Om insatsen inte sitter på högtalarenheten när den tas ut ur örat, kan den fortfarande vara kvar i hörselgången. Rådgör med din audionom.

Byta ut dome eller Grip Tip


Rengör inte själva insatsen (domen eller Grip Tip). Om insatsen är fylld med vax, ska den bytas ut mot en ny. Grip Tip ska bytas ut minst en gång i månaden.

Steg 1




Fatta änden av ljudslangen och dra därefter av domen.

Steg 2



För in den tunna ljudslangen i mitten av insatsen för att säkerställa att den fäster ordentligt.

Steg 3



Tryck ordentligt för att säkerställa att domen sitter stadigt.

Anpassad insats för tunn ljudslang

MicroMould finns tillgänglig i två olika material.




• MicroMould

Rengöra MicroMould

MicroMould ska rengöras regelbundet.

MicroMould innehåller ett vitt vaxfilter som ska bytas ut när det har täppts igen eller när hörapparaten inte låter som vanligt.




- Rengör ventilationsöppningen genom att trycka in borsten genom hålet samtidigt som du vrider den en aning.

VIKTIGT!

Använd alltid det vaxfilter som är avsett för dina hörapparater. Om du känner dig osäker gällande användning eller byte av vaxfilter, tala med din audionom.


Byta ut ProWax-filter

1. Verktyg




Ta upp verktyget ur förpackningen. Verktöget har två stift, ett tomt för borttagning och ett med det nya vaxfiltret.

2. Ta ut



Tryck in det tomma stiftet i vaxfiltret i MicroMould och dra ut det.

3. Sätt in



Sätt in det nya vaxfiltret med det andra stiftet, ta bort verktyget och kassera det.

Tillvalsfunktioner och tillbehör


De funktioner och tillbehör som beskrivs på följande sidor är tillval. Kontakta din audionom för att få veta hur dina hörapparater är programmerade.

Om du upplever att det är besvärligt i vissa lyssningssituationer, kan kanske ett specialprogram underlätta. Detta programmeras av din audionom.

Skriv ner de lyssningssituationer som du tycker är besvärliga.

☐ "Tyst läge"

Du kan aktivera "tyst läge" om du vill stänga av ljudet medan du bär hörapparaterna.



Håll in tryckknappen länge för att aktivera "tyst läge".


Tryck snabbt in knappen en gång till för att avaktivera "tyst läge".

VIKTIGT!

Använd inte denna funktion för att stänga av hörapparaterna eftersom de fortfarande drar ström.

☐ Justera volym

Du kan justera volymen med tryckknappen.
När du höjer eller sänker volymen kommer du höra klickljud.




Fylls i av din audionom

Volymjustering	☐ VÄNSTER	☐ HÖGER	☐ Kort tryck
----------------	----------------------------------	--------------------------------	-------------------------------------


Snabbåterställning

Om du vill återgå till hörapparaternas standardinställningar som din audionom programmerat, behöver du bara öppna och stänga batteriluckorna.

Öppna



Stänga



□ Byta program

Dina hörapparater kan programmeras med upp till fyra olika program. Detta programmeras av din audionom.



Tryck uppåt eller nedåt
mellan programmen

Du kan växla mellan program - både uppåt
och nedåt i programordningen. Om du till
exempel vill gå från program 1 till 4, kan
du trycka en gång på nedåt i stället för att
trycka tre gånger på uppåt

Fylls i av din audionom

Program	Ljud du hör efter aktivering	Lämpliga användningstillfällen
1	 "1 pipsignal"	
2	 "2 pipsignaler"	
3	 "3 pipsignaler"	
4	 "4 pipsignaler"	

Programbyte:

☐ VÄNSTER

☐ HÖGER

☐ Kort tryck

☐ Långt tryck

Övriga alternativ



☐ **Telespole**

hjälper dig att höra bättre när du använder en telefon med en inbyggd teleslinga eller i lokaler med teleslinga, t.ex. teatrar och föreläsningssalar. Denna symbol eller en liknande symbol visas där en teleslinga är installerad.



☐ **Autotelefon**

Autotelefon är ett program som aktiveras automatiskt om din telefon har en inbyggd teleslinga (se ovan). En magnet måste placeras bredvid telefonens ljudutgång.

Ljudkontakt (DAI)

låter din hörapparat ta emot signaler via sladd, direkt från externa ljudkällor som t.ex. TV, radio, musikspelare osv. En DAI-adapter behövs då, vilken monteras på dina hörapparater.

För mer information om dessa alternativ, vänligen kontakta din audionom eller besök **www.oticon.se**.

VIKTIGT!

När DAI-adaptern är ansluten till en elnätsansluten ljudkälla, måste denna ljudkälla efterleva IEC-60065, IEC-60601 eller motsvarande säkerhetsstandards.

Trådlösa tillbehör

Det finns ett stort urval trådlösa tillbehör till dina hörapparater, som kan underlätta kommunikationen din vardag.

☐ **ConnectLine**

ConnectLine är en serie produkter som överför ljud från t.ex. TV, telefon, musikspelare, dator eller extern mikrofon till dina hörapparater.

☐ **Fjärrkontroll**

Med fjärrkontrollen kan du byta program eller justera volymen i dina hörapparater.

☐ **FM**

Dina hörapparater kan anslutas till ett FM-system. FM-systemet gör det möjligt att höra tal eller andra önskade ljud direkt i hörapparaterna utan störande bakgrundsljud och buller.

För mer information om trådlösa tillbehör, kontakta din audionom eller besök **www.oticon.se**.

□ Petsäkert batterifack

För att hålla batteriet utom räckhåll för spädbarn, småbarn och personer med kognitiva funktionshinder, bör ett petsäkert batterifack användas.

VIKTIGT!

Använd inte våld för att öppna en låst batterilucka. Tryck inte upp batteriluckan förbi fullt öppet läge. Var noga med att sätta i batteriet på rätt sätt.


Kontakta din audionom om du misstänker att låsfunktionen inte fungerar korrekt.

För att låsa
batteriluckan




Stäng batteriluckan
och kontrollera att
den är låst.

Verktyg för att låsa
upp batteriluckan



Använd detta verktyg
(tillhanda- hålls
vanligtvis av din
audionom).

För att låsa upp
batteriluckan



Tryck in verktygets
spets i det lilla hålet på
batteriluckan, enligt
illustrationen.

1. Vrid verktyget
åt höger och låt
sitta kvar
2. Öppna batteriluckan

Varningar

Du bör läsa följande allmänna varningar innan du använder dina hörapparater för din personliga säkerhets skull och för att säkerställa korrekt användning.

Tänk på att hörapparaterna inte återställer din normala hörsel och att de varken förebygger eller förbättrar en hörselnedsättning beroende på organiska orsaker. Dessutom måste hörapparaterna generellt användas med regelbundenhet för att du ska få full nytta av dem.

Rådfråga din audionom om dina hörapparater inte fungerar som förväntat.

Använda hörapparater

Hörapparater skall enbart användas om de ställts in och anpassats av en audionom. Felaktigt användande kan leda till permanent hörselskada.

Låt aldrig andra personer att bära dina hörapparater eftersom felaktig användning kan leda till permanent hörselskada.

Kvävningsrisk och risk för att svälja batterier

Hörapparater, deras delar samt batterier bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dessa delar eller på annat sätt skada sig själva.

Batterier kan förväxlas med piller. Kontrollera därför din medicin noga innan du sväljer några piller.

De flesta hörapparater kan levereras med petsäkert batterifack som tillval, vilket rekommenderas om hörapparaterna ska användas av ett barn eller av en person med kognitivt funktionshinder.

Barn yngre än 36 månader måste alltid ha petsäkert batterifack. Prata med din audionom om de olika alternativen som finns.

Om ett batteri eller en hörapparat svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Batterianvändning

Använd alltid batterier som rekommenderas av din audionom. Batterier av dålig kvalitet kan läcka och orsaka kroppsskada.

Försök aldrig ladda batterier och kassera dem aldrig genom att bränna dem. Det finns risk för att batterierna kan explodera.

Bristfällig funktion

Tänk på att dina hörapparater plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Om hörapparaterna slutar att fungera kan det bero på att batteriet tagit slut och behöver bytas eller att ljudslangen är blockerad av fukt eller vax.

Aktiva implantat

lakttag försiktighet om du har aktiva implantat. Ett allmänt råd är att följa riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av mobiltelefoner

Varningar

och magneter.

Magneten till din fasta telefon (om du använder Autotelefon-funktionen) samt verktyget (som har en inbyggd magnet) bör alltid hållas på minst 30 cm avstånd från implantatet.

Om du har ett aktivt hjärnimplantat, kontakta implantattillverkaren för att få information om eventuella risker.

Röntgen, datortomografi och elektroterapi

Avlägsna hörapparaterna före röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi osv. eftersom de kan skadas av att utsättas för starka fält.

Värme och kemikalier

Hörapparaterna får aldrig utsättas för hög värme. Lämna dem t.ex. aldrig i en parkerad bil som står i solen.

Du ska heller inte torka dina hörapparater i en mikrovågsugn eller vanlig ugn.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada dina hörapparater. Du ska alltid ta av hörapparaterna innan du använder dessa produkter och se till att de hunnit torka innan du använder hörapparaterna igen.

Power-hörapparater

Extra varsamhet bör iakttas vid anpassning och användning av hörapparater för vilka max. ljudstyrka överstiger 132 dB SPL (IEC 711) eftersom de kan skada en användares återstående hörsel.

För information om huruvida din hörapparat är en Power-hörapparat, se sista sidan i denna bruksanvisning.

Eventuella biverkningar

Hörapparater, insatser och domer kan orsaka ökad vaxproduktion.

Hörapparaternas normalt icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan åkomma.

Kontakta läkare vid eventuella problem.

Störningar

Dina hörapparater har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna. Men störningar mellan hörapparaterna och andra enheter (t.ex. vissa mobiltelefoner, CB-enheter, butiksstödlarm och andra enheter) kan förekomma. Om detta inträffar, öka avståndet mellan hörapparaterna och den störande enheten.

Anslutning till extern utrustning

Säkerheten för hörapparaten när den är ansluten till extern utrustning (via AUX-ingång kabel, via USB-kabel eller direkt), avgörs av den externa utrustningen. Vid anslutning till extern utrustning som är ansluten till ett vägguttag, måste denna utrustning överensstämma med IEC-60065, IEC-60950 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Felsökningsguide

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud	Batteri slut	Byt ut batteriet
	Igentäppt insats (dome, Grip Tip eller MicroMould)	Rengör individuell insats
		Rengör ljudslangen (Corda miniFit), byt dome eller vaxfilter
Tillfälligt eller svagt ljud	Igentäppt ljudutgång	Rengör individuell insats
		Rengör ljudslangen (Corda miniFit), byt dome eller vaxfilter
	Fukt	Torka av batteriet med en torr trasa och/eller torka av ljudslangen
	Batteri slut	Byt ut batteriet
	Igensatt vaxfilter i slangfästet	Kontakta din audionom
Tjutande ljud	Hörapparats insats är inte rätt placerad i örat	Sätt tillbaka insatsen
	Vax i hörselgången	Låt läkare undersöka örat

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Vattenresistens

Dina hörapparater är vattenresistenta, inte vattentäta. Om en hörapparat kommer i kontakt med vatten och slutar fungera, följ dessa riktlinjer:

1. Torka försiktigt bort allt vatten
2. Öppna batteriluckan, ta ut batteriet och torka försiktigt bort eventuellt vatten i batteriluckan.
3. Låt hörapparaten torka med batteriluckan öppen i cirka 30 minuter.
4. Sätt i ett nytt batteri.

VIKTIGT!

Bär inte hörapparater när du t.ex. duschar eller deltar vid vattenaktiviteter. Sänk inte ner hörapparaten i vatten eller andra vätskor.

Hanteringsanvisningar

Drift	Temperatur: +1°C till +40°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens
Förvaring och transport	Temperatur och fuktighet får inte överstiga följande gränser under längre perioder vid transport och förvaring. Temperatur: -25°C till +60°C Relativ luftfuktighet: 5-93 %, utan kondens

Garantibevis

Användare: _____

Audionom: _____

Klinikens adress: _____

Klinikens telefonnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell vänster: _____ Serienummer: _____

Modell höger: _____ Serienummer: _____

Batteristorlek: _____

Internationell garanti

Din hörapparat har en begränsad internationell garanti som gäller i 12 månader från inköpsdatumet. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva hörapparaten, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, vaxfilter osv. Problem som uppkommit pga. felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte den lagliga rätt som tillämpas enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror.

Din hörselklinik kan ha en garanti som sträcker sig utöver denna begränsade garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Kontakta din audionom vid behov. Han eller hon kan hjälpa dig med mindre problem och justeringar.

Teknisk information

Dessa hörapparater innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är < -42 dBμA/m vid 10 m.

Hörapparaten efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

På grund av det begränsade utrymmet på hörapparaterna återfinns all relevant godkännandemärkning i detta dokument.

USA och Kanada

Hörapparaten innehåller en radiomodul med följande certifierings-ID-nummer:

FCC ID: U28FU2BTEPP
IC: 1350B-FU2BTEPP

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens).

Användande har följande två förbehåll:

1. denna utrustning orsakar ej skadlig interferens.
2. denna utrustning kan påverkas av yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Ändringar eller modifieringar av denna enhet som ej uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnad, kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Denna klass B digitala apparat överensstämmer med kanadensiska ICES-003.

Notera: Denna utrustning har testats och funnits uppfylla kraven för digitala enheter av klass B i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är satta för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan avge radiofrekvent energi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation.

Om utrustningen orsakar störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett annat uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Kontakta tillverkaren eller en utbildad radio / TV-tekniker för att få hjälp.

Oticon deklarerar att denna hörapparat överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EU.

CE 0543



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.

Deklaration gällande överensstämmelse finns att tillgå från:



Tillverkad av:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danmark
www.oticon.global



IP58

Beskrivning av symboler som används i detta häfte	
	Varningar Text som markerats med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
	Tillverkare Produkten tillverkas av den tillverkare vars namn och adress återfinns bredvid symbolen. Indikerar tillverkaren av medicinska produkter, som definierat i EU-direktiven 90/385/EEG, 93/42/EEG och 98/79/EG.
 0543	CE-märkning Produkten uppfyller kraven enligt direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. De fyra siffrorna anger identifikationsnummer på det anmälda organet.
	Elavfall (WEEE) Återvinn hörapparater, tillbehör och batterier i enlighet med lokala föreskrifter. Hörapparat-användare kan även returnera elektronisk avfall till sin audionom för bortskaffande. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE).
	Efterlevnad av regler och föreskrifter (RCM-märkning) Enheten uppfyller kraven avseende elsäkerhet, elektromagnetisk strålning och radiofrekvenser för enheter som säljs i Australien och Nya Zealand.
	IP-kod Avser skyddsklass mot skadligt inträngande av vatten och partiklar enligt EN 60529:1991/A1:2002. IP6X avser totalt dammskydd. IPX8 avser skydd mot kontinuerlig sänkning i vatten.

Beskrivning av symboler som används på förpackningens regelefterlevnadsdekal	
	Skyddas från fukt Indikerar en medicinsk enhet som måste skyddas från fukt.
	Försiktighetssymbol Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsuppmaningar.
	Katalognummer Indikerar tillverkarens katalognummer för identifiering av den medicinska enheten.
	Serienummer Indikerar tillverkarens serienummer för identifiering av en specifik medicinsk enhet.

Översikt för hörapparaternas inställningar				
Vänster			Höger	
☐ Ja	☐ Nej	Volymkontroll	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Programbyte	☐ Ja	☐ Nej
☐ Ja	☐ Nej	Tyst läge	☐ Ja	☐ Nej
Volymkontroll				
☐ På	☐ Av	Pip vid min-/maxvolym	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Klick vid volymjustering	☐ På	☐ Av
☐ På	☐ Av	Pip vid normal volym	☐ På	☐ Av
Indikeringar för batteri				
☐ På	☐ Av	Varning för svagt batteri	☐ På	☐ Av

161781SE / 2018.11.13

161781SE / 2018.11.13



0000161781000001

oticon
PEOPLE FIRST

161781SE / 2018.11.13