

Bruksanvisning

Oticon CROS PX
miniRITE R



oticon
life-changing technology

Modellöversikt

Denna bruksanvisning gäller för Oticon CROS PX miniRITE R och avser både CROS och BiCROS.

- ☐ CROS
- ☐ BiCROS

Oticon CROS PX miniRITE R ska användas med kompatibla Oticon hörapparater.

För en översikt av kompatibla hörapparater, Oticon CROS PX miniRITE R besök: oticon.se/cros-compatibility

Introduktion

Bruksanvisningen vägleder dig i hur du använder och tar hand om din nya sändare. Läs nogga igenom bruksanvisningen, inklusive avsnittet **Varningar**. Det hjälper dig att få ut det mesta av din nya sändare.

Din audionom har anpassat ljudet från din sändare efter dina personliga önskemål/behov. Kontakta din audionom om du vill veta mer.

Yrkespersoner inom hörselvården (audionomer, audiologer, öron-näsa-halsläkare) är personer som är lämpligt utbildade och har bevisad yrkeskompetens i att utvärdera hörsel, välja, anpassa och leverera hörapparater och rehabiliteringsvård till personer med hörselnedsättning.

Hörselvårdspersonalens utbildning uppfyller nationella eller regionala bestämmelser.

*Yrkestiteln kan variera från land till land.

Bruksanvisningen har ett sökfält så att du lätt kan hitta det du söker.

| **Om** | [Komma igång](#) | [Daglig användning](#) | [Varningar](#) | [Övrig information](#) |

VIKTIGT!

För närmare information om din hörapparats funktioner, se bruksanvisningen för den specifika hörapparaten.

Avsedd användning

Avsedd användning	Sändaren överför ljud från det sämre örat till en hörapparat på det bättre örat.
Användning	Icke behandlingsbar hörselnedsättning på ett öra (t.ex. ensidig dövhet (SSD) eller mycket dålig, ensidig ordigenkänning).
Avsedda användare	Personer med hörselnedsättning som använder hörapparat, samt deras vårdnadsgivare. Audionomer som ansvarar för hörapparatens anpassning.
Avsedd användargrupp	Vuxna och barn över 5 år.
Användningsmiljö	Inomhus och utomhus.
Kontraindikationer	Ej lämplig för barn under 5 år. Försiktighet rekommenderas för barn mellan 5 och 8 år. Användare av aktiva implantat måste vara särskilt uppmärksamma vid användning av apparaten. Se avsnittet Varningar för mer information.
Kliniska fördelar	Se hörapparatens kliniska fördelar.

Innehållsförteckning

Om

CROS-lösning	8
Din sändare	10
Identifiera vänster och höger enhet	12

Komma igång

Slå PÅ och stäng AV sändaren med laddaren	14
Slå PÅ och stäng AV sändaren med tryckknappen	15
Laddningstid	16
Batteriindikator	18
Batterianvändning	19
Rengöring	20

Daglig användning

Sätt på dig sändaren	22
Ändra volym på sändaren	23
Hörapparatsljud	24
Ändra volym på hörapparaten	25

Byta ut standardinsatser	26
ProWax miniFit-filter	28
Byta ut ProWax miniFit-filter	29
Förvaring av sändaren	30

Varningar

Allmänna varningar	32
--------------------	----

Övrig information


Felsökning	36
Vatten- och dammresistens (IP68)	40
Användningsförhållanden	41
Garanti	42
Teknisk information	44
Ljud och LED-indikatorer	48

CROS-lösning

En CROS- eller BiCROS-lösning består av en sändare och en hörapparat. Sändaren placeras på det sämre örat. Sändaren överför ljud trådlöst från det sämre örat till en hörapparat på det bättre örat.


CROS (Contralateral Routing of Signals) är en lösning för personer med begränsad eller ingen hörsel i ett öra och normal hörsel i det andra örat.

BiCROS (Bilateral Contralateral Routing of Signals) är en lösning för personer med begränsad eller ingen hörsel i ett öra och hörselnedsättning i det andra örat.




Din sändare

Beskrivning




Högtalarenhet (attrapp)*

Storlek avgörs av ditt öras form.



Dome-storlekar




* En högtalarenhet (attrapp) används för att hålla sändaren på plats.

** Endast för högtalarenhet (attrapp) 60.

Insatser

Högtalarenhet (attrapp) använder någon av följande insatser. Det hjälper även sändaren att sitta kvar i örat.

Någon av insatserna Grip Tip, LiteTip och Micro kan även användas.




Obs!

Se information om byte av dome i avsnitt: **Byta ut standardinsatser.**

Identifiera vänster och höger enhet

Det är viktigt att du kan skilja på sändaren och hörapparaten.
Färgmarkeringen hjälper dig att hålla reda på vänster och höger.

Färgmarkeringen finns på själva sändaren. På högtalarenheten (attrapp)
visas den som på bilden.



Slå PÅ och stäng AV sändaren med laddaren

Sändaren slås automatiskt PÅ när den tas bort från laddaren.

Sändarens LED blir **GRÖN** efter cirka två sekunder. Vänta tills sändarens LED blinkar **GRÖN** två gånger, som bekräftelse att den är klar att användas.


Laddaren slås automatiskt AV när den sätts i laddaren och börjar laddas. Sändarens LED blir **ORANGE**.

OBS!

Kontrollera att strömmen är på till laddaren eller att laddarens inbyggda batteri laddas när sändaren sitter i laddningsporten. Se laddarens bruksanvisning för mer information.

Slå PÅ och stäng AV sändaren med tryckknappen

Slå PÅ och stäng AV sändaren med tryckknappen.



Slå PÅ

Tryck och håll in den nedre delen av knappen i ca. två sekunder tills sändarens LED blir **GRÖN**. Släpp ut knappen och vänta tills sändarens LED blinkar **GRÖN** två gånger. Nu är sändaren på.

Stänga AV

Tryck och håll in den nedre delen av knappen i ca. tre sekunder tills sändarens LED blir **ORANGE**. Sändaren spelar upp fyra avtagande toner. Släpp ut tryckknappen. Nu är sändaren avstängd.

För mer information om toner, se avsnittet **Ljud och LED-indikatorer**.

Laddningstid

Se till att du laddar sändaren helt före första användningen.

Låt alltid sändaren ladda över natten. På så sätt börjar du alltid dagen med en fulladdad sändare. Om sändarens batteri är helt urladdat tar normal laddning:

3 timmar	1 timme	0,5 timme
Fulladdad	50 % laddning	25% laddning

När batteriet är fulladdat blir sändarens LED **GRÖN** och laddningen avbryts automatiskt. Låt sändaren sitta i laddaren när du inte använder den. Kontrollera att strömmen är på till laddaren eller att laddarens inbyggda batteri laddas när sändaren sitter i laddningsporten.

Tänk på att laddningstiden kan variera beroende på batteriets återstående driftstid och mellan sändaren och hörapparaten.

Se laddarens bruksanvisning för hur du använder laddaren.

Batteriindikator

När batteriet håller på att ta slut hörs tre växlande ljudsignaler. Detta innebär ungefär två timmars användning till innan sändarens batteri tar slut helt.

Ljudsignalerna upprepas var 30:e minut. Strax innan batteriet tar slut hörs fyra fallande toner.



Tre växlande pipsignaler
= Batteriet håller på att ta slut.



4 fallande toner
= Batteriet har tagit slut.

Batterianvändning

Batteriets dagliga prestanda beror på din personliga användning.


Sätt sändaren i laddaren omedelbart om batteriet tar slut. Att starta om sändaren ger inte mer användningstid.

För bästa laddning bör rumstemperaturen ligga mellan 10° C och 35° C.

Om sändaren inte fungerar hela dagen kan batteriet behöva bytas. Kontakta din audionom för hjälp.

Rengöring

MultiTool-verktyget innehåller en borste och en ögla för rengöring och avlägsnande av öronvax. Om du behöver ett nytt verktyg, kontakta din audionom.



VIKTIGT!

Verktyget har en inbyggd magnet. Håll verktyget på minst 30 cm avstånd från kreditkort och andra föremål som är känsliga för magnetfält.

Undvik att tappa sändaren. Håll den över en mjuk yta för att undvika skador under rengöringen.

Rengöra mikrofonöppningarna

Använd MultiTool-borsten för att försiktigt ta bort skräp från öppningarna och runt öppningarna.

Tryck inte in verktyget för hårt i mikrofonöppningarna. Det kan skada sändaren.



VIKTIGT!

Torka av sändaren med en mjuk och torr duk. Sändaren får aldrig tvättas eller sänkas ner i vatten eller andra vätskor.


Sätt på dig sändaren

Steg 1




Placera sändaren bakom örat.

Steg 2



Ta tag i högtalarenhetens kabelböj mellan tummen och pekfingeret. Insatsen ska vara vänd mot öronkanalens öppning.

Steg 3




Stödvinge (tillval)

Tryck försiktigt in insatsen i hörselgången tills kabeln ligger mot sidan av huvudet. Om attrappen har en stödvinge, placera den i örat så att den följer örats kontur.


Ändra volym på sändaren

Ändra volymen på det överförda ljudet med sändarens tryckknapp. Ett pip hörs i hörapparaten när du höjer och sänker volymen.



Tryck på knappen för att höja volymen

Tryck på knappen för att sänka volymen



Hörapparatsljud

Endast CROS

Hörapparatsens mikrofoner stängs av. Det betyder hörapparaten inte fångar upp något ljud.

Endast för BiCros

Hörapparatsljudet förblir detsamma när du justerar volymen på det överförda ljudet med sändarens tryckknapp.

Ändra volym på hörapparaten

	Endast CROS	Endast BiCros
Hörapparater med en tryckknapp	Hörapparatsens tryckknapp kan inte användas för att ändra volymen.	
	För att ändra volymen på det överförda ljudet behöver du ettConnectClip, Oticon ON, Fjärrkontroll eller en iPhone®.	För att ändra det kombinerade ljudet från sändaren och hörapparaten behöver du ettConnectClip, Oticon ON, Fjärrkontroll eller en iPhone.
Hörapparater med dubbel tryckknapp	Om din audionom har aktiverat volymkontrollen används tryckknappen på hörapparaten för att justera det överförda ljudet.	Om din audionom har aktiverat volymkontrollen används tryckknappen på hörapparaten för att justera det kombinerade ljudet från sändaren och hörapparaten.


Kontakta din audionom för mer information.

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.

Byta ut standardinsatser


Du får absolut inte rengöra standardinsatserna. Om insatsen är fylld med vax, ska den bytas ut.

Steg 1




Fatta tag i högtalarenheten (attrapp) och dra därefter av insatsen.

Steg 2



Sätt högtalarenheten (attrapp) exakt i mitten på insatsen för bästa fastsättning.

Steg 3



Tryck ordentligt för att vara säker på att insatsen sitter stadigt.


VIKTIGT!

Om insatsen inte sitter på högtalarenheten (attrapp) när den tas ut ur örat, kan den fortfarande vara kvar i hörselgången. Kontakta din audionom för mer information och hjälp.

ProWax miniFit-filter

Högtalarenheten (attrapp) har ett vitt vaxfilter som sitter fast i samma ände som insatsen. Vaxfiltret hindrar vax och smuts från att skada högtalarenheten (attrapp). Högtalarenheten (attrapp) har ingen akustisk funktion. Byt ut filtret av hygieniska skäl när det igentäppt.

Ta bort insatsen från högtalarenheten (attrapp) innan du byter ut vaxfiltret.




VIKTIGT!

Använd alltid det vaxfilter som är avsett för dina sändare. Om du känner dig osäker gällande användning eller byte av vaxfilter, tala med din audionom.


Byta ut ProWax miniFit-filter

1. Verktyg




Ta upp verktyget ur förpackningen. Verktöget har två stift, ett tomt för borttagning och ett med det nya vaxfiltret.

2. Ta ut



Tryck in det tomma stiftet i vaxfiltret i högtalarenheten (attrapp) och dra ut det.

3. Sätt in



Sätt in det nya vaxfiltret med det andra stiftet, ta bort verktyget och kasta bort det.

Förvaring av sändaren

När du inte använder sändaren är laddaren det bästa stället att förvara den. På så sätt är sändaren alltid laddad.

Kontrollera att strömmen är på till laddaren eller att laddarens inbyggda batteri laddas när sändaren sitter i laddningsporten.

För att säkerställa det laddningsbara batteriets längsta möjliga livslängd får det inte utsättas för hög värme. Lämna till exempel inte sändaren i solen i fönstret eller i bilen, även om hörapparaten sitter i laddaren.

Längre förvaring

Innan du lägger undan sändaren för längre förvaring (mer än 14 dagar), ladda sändaren helt och stäng av den. På så sätt kan batteriet laddas igen.

Se sändaren bruksanvisning för hur du använder laddaren.

Obs!

För att skydda det laddbara batteriet måste sändaren laddas helt var sjätte månad. Om sändaren inte laddas på sex månader måste det laddbara batteriet bytas ut.

Allmänna varningar

För din personliga säkerhet och för att säkerställa korrekt användning bör du bekanta dig med följande allmänna varningar innan du använder sändaren.

Kontakta din audionom om du upplever oväntade resultat eller allvarliga händelser med sändaren under användning eller på grund därav. Din audionom kan hjälpa dig med problem och anmäla eventuella fel till tillverkaren och/eller nationella myndigheter.

Tänk på att sändaren inte återställer din normala hörsel och att den varken förebygger eller förbättrar en hörselnedsättning som beror på organiska förhållanden. Dessutom måste sändaren oftast användas regelbundet för att användaren ska få full nytta av dem.

Ladda endast sändaren med den hårtill avsedda laddaren. Andra laddare kan skada sändaren och batteriet.

Kvävningsrisk och risk att svälja batterier eller andra små delar

Sändaren, dess olika delar och batterierna bör förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som riskerar att svälja dem eller som på annat sätt kan skada sig själva.

Om ett batteri eller en sändaren svalts ned, uppsök läkare omedelbart.

Dödsrisk och risk att litiumjonbatterier sväljs eller stoppas i örat eller näsan

Litiumjonbatterier får aldrig sväljas eller stoppas i örat eller näsan. Detta kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall på så lite som två timmar. Det kan leda till kemiska brännskador som permanent kan skada näsan eller örat eller leda till skador på de inre organen. Om ett litiumjonbatteri sväljs eller stoppas i örat eller näsan, uppsök genast läkare. Förvara batterierna i originalförpackningen tills de ska användas. Gör dig omedelbart av med använda batterier.

Explosionsrisk

Sändaren är säker att använda under normala förhållanden. Sändaren har inte testats enligt överensstämmelse med internationella standarder som gäller för explosiva miljöer.

Använd därför inte sändaren i miljöer med explosionsrisk, t.ex. gruvor, syrgasrika miljöer eller områden där brandfarliga bedömningsmedel hanteras.

Bristfällig funktion

Tänk på att sändaren plötsligt kan sluta fungera. Tänk på detta när du behöver höra varnande ljud (t.ex. i trafiken). Sändaren kan sluta fungera om t.ex. Batterierna tar slut.

Aktiva implantat

Sändaren har testats noggrant och godkänts för människors hälsa enligt internationella normer för exponering för människor (Specific Absorption Ratio - SAR), inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen.

Exponeringsvärdena ligger långt under internationellt accepterade säkerhetsgränser för SAR, inducerad elektromagnetisk kraft och spänning i människokroppen som definieras i standarderna för människors hälsa och samexistens med aktiva medicinska implantat som pacemakers och hjärtfibrillatorer.

Om du har ett aktivt hjärnimplantat bör du kontakta implantattillverkaren för information om eventuella risker.

Verktyget (som har en inbyggd magnet) bör alltid hållas på minst 30 cm avstånd från implantatet. Bär därför inte hörapparaten i t.ex. i bröstfickan.

Följ riktlinjerna från tillverkare av implanterbara defibrillatorer och pacemakers när det gäller användning av magneter.

Allmänna varningar

Röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi och kirurgi.

Avlägsna sändaren före röntgen/CT/MR/PET-skanning, elektroterapi, kirurgi m.m. Sändaren kan skadas om den utsätts för starka elektromagnetiska fält.

Värme och kemikalier

Sändaren får aldrig utsättas för hög värme, t.ex. i en parkerad bil som står i solen.

Sändaren får inte torkas i mikrovågsugn eller annan sorts ugn.

Kemikalier i kosmetika, hårspray, parfym, rakvatten, hudlotion, myggmedel och liknande produkter kan skada sändaren. Ta av sändaren när du ska använda den typen av produkter och se till att produkterna har torkat innan du använder mikrofonen igen.

Eventuella biverkningar

Sändaren och insatser kan orsaka ökad vaxuppsättning.

Sändarens icke allergiframkallande material kan i undantagsfall orsaka hudirritation eller annan åkomma.

Kontakta läkare om detta inträffar.

Störningar

Sändaren har genomgått grundliga tester för störningar enligt de strängaste internationella normerna.

Elektromagnetiska störningar kan uppstå i närheten av utrustning märkta med symbolen till höger. Bärbar och mobil RF (radiofrekvens) kommunikationsutrustning kan påverka sändaren. Om sändaren påverkas av elektromagnetiska störningar ska du öka avståndet till källan för att minska störningen.

Användning av tillbehör från tredje part

Använd endast tillbehör, transducere och kablar som levererats av tillverkaren. Ej originaltillbehör kan leda till minskad elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) med din sändare.

Sändaren får inte modifieras på något sätt

Ändringar eller modifieringar som ej uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens befogenhet att använda utrustningen.

Laddbart batteri

Försök inte att öppna sändaren. Det kan skada batteriet.

Försök aldrig byta ut batteriet själv. Om batteriet måste bytas ut måste du skicka sändaren till leverantören. Garantin upphör att gälla om det finns tecken på otillbörligt intrång i batterifacket.

Om batterierna läcker ska du inte använda sändaren eftersom läckor kan orsaka hudirritationer.

Om batterisyra kommer i kontakt med huden, torka av med våt trasa och se till att det inte finns någon syra kvar på huden. Vid hudirritation, kontakta läkare.

För ytterligare instruktioner om din sändare, kontakta din audionom.

Säkerheten för uppladdning av batterier med USB-sladden avgörs av den externa signalkällan. Vid anslutning till nätströmsdriven utrustning måste denna utrustning överensstämma med IEC 62368-1 eller motsvarande säkerhetsstandarder.

Insats som lossnat i öronkanalen

Om insatsen inte sitter på atrappen när den tas ut ur örat, kan den fortfarande vara kvar i hörselgången. Kontakta din audionom för att veta mer.

Användning av sändaren i komplexa lyssningsmiljöer

Användningen av en sändare kan inverka på taluppfattning i komplexa lyssningssituationer. Särskild försiktighet rekommenderas för barn mellan fem och åtta år. Det kan vara svårt för barn att hantera störande ljud (ej tal) som överförs av enheten till det bättre örat.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Sändarens LED förblir avstängd när sändaren sitter i laddaren.	Laddaren är inte påslagen	Kontrollera att laddarens elkontakt är korrekt ansluten
	Sändaren eller laddaren är för varm eller för kall	Flytta laddaren och sändaren till en plats med en temperatur mellan 5° C och 40° C
	Laddningen avslutas ej. Rumstemperaturen överstiger 35° C, vilket förlänger laddningstiden. Laddaren har slutat ladda för att skydda batteriet.	Sätt tillbaka sändaren i laddaren. Det slutför laddningen inom ungefär 15 minuter.
	Sändaren sitter fel i laddaren	Kontrollera att laddningsportarna inte är blockerade
Sändarens LED blir GRÖN när sändaren sitter i laddaren.	Sändaren har inte använts under en längre tid	Beroende på hur urladdat batteriet i sändaren är, återgår sändaren automatiskt till normalt laddningsläge inom 10 minuter. Lämna sändaren i laddaren under denna process
Sändarens LED blir ORANGE när sändaren sitter i laddaren.	Systemfel	Kontakta din audionom

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Inget ljud från sändaren	Sändaren har laddat ur	Ladda sändaren
	Sändaren är avstängd	Sätt på tändaren
	Den mottagande hörapparaten är avstängd.	Slå på hörapparaten
Pipsignaler	Om sändaren spelar upp åtta ljudsignaler, fyra gånger i följd, behöver sändarens mikrofon undersökas.	Kontakta din audionom

Om inte något av ovanstående förslag hjälper, rådfråga din audionom.

Vatten- och dammresistens (IP68)

Sändaren är damm- och vattenbeständig vilket innebär att den kan användas i alla vardagliga situationer.

Vatten- och dammresistensen betyder att du inte behöver oroa dig för att sändaren blir våt när det regnar eller om den kommer i kontakt med svett.

Torka av fukt från sändaren innan du laddar den.

Om sändaren kommer i kontakt med vatten och slutar fungera, torka försiktigt av sändaren så att den är helt torr.

VIKTIGT!

Bär inte sändaren när du t.ex. duschar eller deltar i vattenaktiviteter. Sänk inte ner sändaren i vatten eller andra vätskor.

Användningsförhållanden

Driftsförhållanden	Temperatur: 5° C till 40° C Luftfuktighet: 5% till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Laddningsförhållanden	Temperatur: 5° C till 40° C Luftfuktighet: 5% till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa
Transport och förvaring	Temperatur och fuktighet får inte överstiga nedan angivna gränser under längre perioder vid transport och förvaring: Transport: Temperatur: -20°C till +60°C Luftfuktighet: 5% till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa Förvaring: Temperatur: -20°C till +30°C Luftfuktighet: 5% till 93 % relativ fuktighet, ej kondenserande Atmosfäriskt tryck: 700 hPa till 1060 hPa

Garanti

Certifikat

Köpare: _____

Audionom: _____

Audionomens adress: _____

Audionomens telefonnummer: _____

Inköpsdatum: _____

Garantiperiod: _____ Månad: _____

Modell: _____ Serienummer: _____

Internationell garanti

Sändaren täcks av en internationell garanti från tillverkaren. Denna begränsade garanti omfattar tillverkningsfel och materiella defekter på själva sändaren, men inte tillbehör som t.ex. batteri, slang, högtalarenheter, insatser och filter osv. Problem som uppkommit pga. olämpligt/felaktigt handhavande, åverkan, slitage, olyckshändelser, reparationer utförda av ej auktoriserad serviceverkstad, fysiska förändringar av ditt öra eller om enheten har utsatts för frätande kemikalier, täcks INTE av garantin och garantin upphör då att gälla. Ovanstående garanti påverkar inte någon lagliga rätt som tillämpas

enligt nationell lagstiftning angående konsumentvaror i det land där du köpte dina enheter. Din audionom kan ha en garanti som sträcker sig utöver denna internationella garanti. Kontakta din hörselklinik för mer information.

Service

Ta med din enhet till din audionom som kan hjälpa till med mindre problem och justeringar. Din audionom kan hjälpa dig med anskaffning av garantiservice från tillverkaren. Din audionom kan ta ut en avgift för sina tjänster.

Teknisk information

Sändaren innehåller en radiosändare som använder en magnetinduktiv överföring med kort räckvidd som arbetar vid 3,84 MHz. Fältstyrkan på sändarens magnetfält är mycket svag och alltid under 15 nW (vanligtvis under -40 dBμA/m på 10 meters avstånd).

Sändaren efterlever internationella standarder gällande elektromagnetisk kompatibilitet och mänsklig exponering.

Använd endast sändaren på platser där trådlös sändning är tillåten.

På grund av det begränsade utrymmet på sändaren återfinns all relevant godkännandemärkning i denna bruksanvisning.

Ytterligare information finner du i Tekniskt datablad på www.oticon.global

USA och Kanada

Denna enhet innehåller en radiomodul (DA AU5 MNR R) med följande certifierings- och ID-nr:
FCC ID: 2ACAH AU5MRTRC
IC: 11936A-AU5MRTRC

Obs:

Denna enhet efterlever del 15 av FCC-regelverket samt Industry Canadas RSS (utan licens). Användande har följande två förbehåll: (1) Denna enhet får inte orsaka skadlig interferens, och (2) denna enhet måste tåla yttre störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Tillverkaren försäkrar att denna sändare överensstämmer med de väsentliga kraven samt övriga relevanta bestämmelser enligt direktiv 2014/53/EC. Deklaration gällande överensstämmelse finns på huvudkontorets webbplats www.oticon.global/doc.

Denna medicintekniska produkt överensstämmer med förordningen för medicintekniska produkter (EU) 2017/745.

Deklaration gällande överensstämmelse kan tillhandahållas av huvudkontoret.

Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark
www.oticon.global/doc

CE 0123



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Denmark



Avfall från all elektronisk utrustning ska hanteras enligt lokala föreskrifter.



IP68

Beskrivning av symboler som används i denna bruksanvisning	
	Varningar Text markerad med en varningssymbol måste läsas innan enheten används.
	Tillverkare Enheten är tillverkad av tillverkaren vars namn och adress anges bredvid symbolen. Anger tillverkaren av den medicintekniska produkten enligt EU:s direktiv 2017/745.
	CE-märkning Enheten överensstämmer med alla obligatoriska EU-förordningar och direktiv. De fyra siffrorna indikerar identifikation av det anmälda organet.
	Elektroniskt avfall (WEEE) Hörapparater, tillbehör eller batterier ska återvinnas enligt lokala föreskrifter. Hörapparat användare kan också returnera elektroniskt avfall till sin hörselklinik för kassering. Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19 / EU om avfall och elektrisk utrustning (WEEE).
	Regulatory Compliance Mark (RCM) Enheten uppfyller kraven för elsäkerhet, EMC och radiospektrum för enheter avsedda för Australien och Nya Zeeland.
	IP-kod: Skyddar mot skadligt inträngande av vatten och partiklar enligt EN 60529. IP6X indikerar totalt dammskydd. IPX8 indikerar skydd mot kontinuerlig nedsänkning i vatten.
	Radiofrekvenssändare (RF) Hörapparaten innehåller en RF-sändare.

Beskrivning av symboler som används på den regelmässiga förpackningsetiketten	
	Medicinteknisk produkt Enheten är en medicinteknisk produkt.
	Förvara torrt Indikerar en medicinsk enhet som ska skyddas mot fukt.
	Varningssymbol Se bruksanvisningen för beskrivning av varningar och försiktighetsåtgärder.
	Katalognummer Anger tillverkarens katalognummer för att lätt identifiera den medicinska enheten.
	Serienummer Anger tillverkarens serienummer för att lätt identifiera den medicinska enheten.
	Batteriåtervinningssymbol Återvinningssymbol för Li-Ion-batteri.
	Temperaturgräns Avser de temperaturer som den medicintekniska produkten får utsättas för utan risk.
	Fuktgräns Avser de fuktvärden som den medicintekniska produkten får utsättas för utan risk.
	RFID Indikerar närvaro av en passiv radiofrekvensmärkning i enheten för tillverkning och service.

Ljud och LED-indikatorer

Olika ljudindikatorer bidrar till att kommunicera sändarens status. Ljuden kommer överföras till din hörapparat.

Volym	Ljud
Startvolym	2 pipsignaler
Min-/maxvolym	3 pipsignaler
Volym upp/ner	1 pipsignal


PÅ/AV	Ljud	LED-lampa
PÅ		
AV	4 avtagande toner	

Obs!

Sändarens volym ljud är höga toner. Den höga tonen skiljer på sändarens ljud från hörapparatens.

 Lång GRÖN blinkning  Lång ORANGE blinkning

232133SE / 2021.04.29 / v1

Varningar	Ljud	LED-lampa	LED-lampa, kommentarer
Svagt batteri	Tre växlande pipsignaler		
Batteriet har tagit slut	4 avtagande toner		
Servicekontroll av mikrofonen behövs	Åtta pipsignaler upprepade fyra gånger		
Sändarens LED tänds inte när hörapparaterna sitter i laddaren.		Avstängd	Se avsnittet Felsökning
Sändarens LED blir ORANGE när sändaren sitter i laddaren.			Kontinuerligt blinkande Se avsnittet Felsökning
Sändarens LED blir GRÖN när sändaren sitter i laddaren.			Kontinuerligt blinkande Se avsnittet Felsökning

Obs!

Sändarens volym ljud är höga toner. Den höga tonen skiljer på sändarens ljud från hörapparatens.

 Kort GRÖN blinkning  Lång ORANGE blinkning

232133SE / 2021.04.29 / v1



oticon
life-changing technology

232133SE / 2021.04.29 / v1 / Oticon CROS Firmware 1.0