

OTICON | **ConnectLine**
Mikrofon



Kullanım kılavuzu

oticon
PEOPLE FIRST

Giriş

Bu kitapçık, yeni ConnectLine Mikrofonunuzun kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik eder. ConnectLine Mikrofonunuzdan en üst düzeyde yararlanmanıza yardımcı olması için lütfen **Uyarılar bölümü** de dahil, bu kitapçığın tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

ConnectLine Mikrofonunuzun kullanımı ile ilgili sorularınız olduğunda, lütfen işitme uzmanınıza danışın.

Bu kitapçık, içeriğindeki farklı bölümlere kolayca ulaşmanıza yardımcı olmak amacıyla bir gezinti çubuğu içerir.

| **Hakkında** | Başlangıç | Günlük kullanım | Uyarılar | Ek bilgiler |

Kullanım amacı

Bu mikrofon, işitme cihazı kullanıcısı ile konuşan kişi tarafından kullanılması ve böylece işitme cihazı kullanıcısı bu kişiyi daha iyi duyabilmesi için tasarlanmıştır. Bu mikrofon, konuşmacının konuşmasını doğrudan işitme cihazı kullanıcısına aktaracaktır.

İçindekiler tablosu

Hakkında	
Kutuda ne var?	6
Ürüne genel bakış	7
Mikrofonun çalışma şekli	8
Şarj / güç göstergesi	10
Başlangıç	
Eşleştirme / ilk kurulum (sadece bir kez gerekir)	12
Günlük kullanım	
Başla / çalıştır / Mikrofondan ses al	16
Sesi durdur	18
Streamer Pro'dan ses almaya devam et	20
Sesi kontrol edin	22
Mikrofonu kapatın	23
Uyarılar	
Oyuncak değildir	24
Uçakta kullanım	24

Aktif implantlar	24
Yüksek ısıya maruz bırakmayın	25
Temizlik	25
Sadece UL/IEC tarafından onaylanmış ekipmanla şarj edin	25
Boyun askısı kullanımı	25
Patlayıcılar	26
R&TTE'ye uygun ürünler	26
X-ray, CT, MR, PET taraması ve elektroterapi	26
Ek bilgiler	
Garanti belgesi	28
Uluslararası garanti	29
Önemli ek bilgiler	32

Kutuda ne var?

Mikrofon



Taşıma torbası




Boyun askısı



Güç kaynağı (şarj cihazı)



Bu kılavuz



* Güç kaynağı ülkeden
ülkeye farklılık gösterir

Ürüne genel bakış




Durum göstergesi (turuncu)

Mikrofon girişi (konuşma sesi)

Güç göstergesi (yeşil)


Aç/kapat düğmesi

Mikrofon girişi
(gürültü detektörü),
üzerini örtmeyin




Mikrofonun çalışma şekli

Bu mikrofon, konuşmacının sesini doğrudan işitme cihazı kullanıcısına aktaracaktır.




Mikrofonun, 10 ile 20 cm arasındaki bir mesafede, konuşmacının ağızına doğru tutulması gerekir.



Klips ile kullanım



Boyun askısı ile kullanım




Yanlış kullanım


Not: Bir Mikrofon aynı anda ancak bir tane Streamer ile çalışır

Şarj / güç göstergesi

Mikrofonu şarj etmek için, güç kaynağı kablosunu, Mikrofonun altında bulunan mini USB konektörüne bağlayın.




Sabit kırmızı ışık




Pil zayıf.
Maksimum 20 dakika
konuşma süresi kalmış.

Yanıp sönen yeşil ışık



Şarj oluyor.

Sabit yeşil ışık



Yaklaşık 1,5 saat sonra
tam şarj olur ve tam şarjla
5 saat boyunca kullanılabilir.

Eşleştirme / ilk kurulum (sadece bir kez gerekir)

1. Streamer Pro, eşleştirme modunda




Üstteki aç/kapat düğmesine basın ve basılı tutun.




Mavi ışık yanıp sönmeye kadar basılı tutun.

2. Mikrofon, eşleştirme modunda



Mikrofondaki aç/kapat düğmesine basın ve turuncu ışık hızlı bir şekilde yanıp sönmeye başlayana kadar 6 saniye basılı tutun.



Eşleştirme modunda hızla turuncu ışık yanıp sönüyor.

3. Mikrofon eşleştirildi



Streamer Pro'daki turuncu ışığın yanması ve Mikrofondaki turuncu ışığın yanması için 1 dakika kadar bekleyin.


Başla / çalıştır / Mikrofondan ses al

1. Streamer Pro'nun açık olduğundan emin olun




Çalışmaya başladığını belirten üzerindeki tüm ışıklar yanıp sönmeye başlana kadar üstteki aç/kapat düğmesine basın ve basılı tutun.

2. Başla / Mikrofonu çalıştır



Aç/kapat düğmesine kısaca basın.



Turuncu ışık yavaş yavaş yanıp söner.


3. Mikrofondan Streamer Pro'ya ses geliyor




Streamer Pro ve Mikrofondaki turuncu ışıklar açıktır.

Sesi durdur


a. Mikrofon üzerinden sesi durdur



Aç/kapat düğmesine kısaca basın.



Mikrofondaki turuncu ışık söner.



Streamer Pro'daki turuncu ışık söner.


b. Streamer Pro üzerinden sesi durdur



Streamer Pro mik düğmesine kısaca basın.




Streamer Pro'daki turuncu ışık söner.



Mikrofondaki turuncu ışık söner.


Streamer Pro'dan ses almaya devam et

1. Mikrofon açık olmalıdır



(Yeşil ışık açık)

2. Streamer Pro üzerinden ses almayı başlat




Streamer Pro mik düğmesine kısaca basın.




Streamer Pro'daki turuncu ışık yavaş yavaş yanıp söner.

3. Mikrofondan Streamer Pro'ya ses gelir




2 saniye sonra Mikrofondaki turuncu ışık yanar.

Sesi kontrol edin



Sesin iřitme cihazında duyulduđunu kontrol etmek iin, Mikrofonun stne hafife vurun.

Mikrofonu kapatın



Basın ve yeřil ıřık snene kadar iki saniye basılı tutun.

Uyarılar

ConnectLine Mikrofonunuzu kullanmadan önce lütfen bu kitapçığın tamamını okuyup iyice anladığınızdan emin olun. Bu kılavuz ConnectLine Mikrofonunuzun kullanım ve çalıştırılmasıyla ilgili talimatlar ve önemli bilgiler içerir.

Oyuncak değildir

- ConnectLine Mikrofon bir oyuncak değildir, bu nedenle parçalarını yutarak veya başka herhangi bir şekilde kendilerine zarar verebilecek kişilerin ve küçük çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklanmalıdır. Çocukların onları yutarak boğulmasını önlemek için özellikle daha küçük parçalara daha çok dikkat edilmelidir. Herhangi bir parçasının yutulması halinde acilen doktora başvurun.

Uçakta kullanım

- Uçak personeli tarafından özellikle izin verilmediği sürece ConnectLine Mikrofonunun uçakta kullanılmaması gerekir.

Aktif implantlar

- Aktif implantlarda dikkat edilmelidir. ConnectLine Mikrofonunuzun kablosuz bağlantılı bir aktarımı vardır. Lütfen mikrofonu implanttan en az 15 cm uzakta tutun, örneğin göğüs cebinizde taşımayın. Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, cep telefonu kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

- Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçin.

Yüksek ısıya maruz bırakmayın

- ConnectLine Mikrofonunu asla fırına veya mikrodalgaya koyarak veya yakarak yüksek ısıya maruz bırakmayın. Onun patlayabilme ve ciddi yaralanmalara sebep olma riski vardır.

Temizlik

- Oticon, solventsiz nemli bir bez kullanarak, düzenli olarak temizlik yapılmasını önerir.
- ConnectLine Mikrofonunu suya veya başka bir sıvıya batırmayın.

Sadece UL/IEC tarafından onaylanmış ekipmanla şarj edin

- Pilleri sadece USB konektörüyle şarj etmenin güvenliği, harici ekipmanla belirlenir. USB konektörü, şebekeden çalışan ekipmana bağlandığında, bu ekipmanın UL onaylı veya IEC 60950, IEC-60065, IEC-60601 veya eşdeğeri güvenlik standartlarına uygun olması gerekir.

Boyun askısının kullanımı

- Boyun askısı, kullanılırken yanlışlıkla bir şeye takıldığında otomatik olarak açılacak şekilde yapılmıştır. Bu yüzden Boyun askısını asla yetkisiz bir şekilde kısaltmaya veya değiştirmeye çalışmayın. Boyun askısının, 11 kg'dan hafif çocuklarda kullanılmaması gerekir.

Uyarılar

Patlayıcılar

- Mikrofonunuzun güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangına neden olabilecek enerjiye sahip değildir. Mikrofon, ilgili uluslararası standartlara uygun, patlayıcı ortamlarda test edilmemiştir. Patlama tehlikesi olan alanlarda mikrofonunuzun kullanılmaması önerilir.

Ürünler, R&TTE'ye uygundur

- ConnectLine Mikrofonu Norveç'te kullanıldığında, Ny-Aalesund'un merkezinin 20 km yakınında hiçbir radyo aktarımı gerçekleştirilmediğinden emin olunmalıdır.

Röntgen, CT, MR, PET taramaları ve elektro terapileri

- Mikrofonu röntgen, CT / MR / PET taraması, elektro terapi veya ameliyat sırasında kullanmayın.

Garanti belgesi

Kullanıcının adı: _____

Bayinin Unvanı: _____

Bayinin adresi: _____

Bayinin telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model: _____ Seri no: _____

Uluslararası garanti

Üretici Oticon, bu ürünün ilk tüketicisine bir yıllık sınırlı bir garanti verir.

Bu garanti, bu ekipmanın ilk satın alınma tarihinde başlar ve o tarihten itibaren bir takvim yılı boyunca geçerli olur.

Lütfen uzatılan garantilerin sizin ülkenizde geçerli olmayabileceğini unutmayın. Lütfen daha ayrıntılı bilgiler için yerel işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Bu garanti neleri kapsar?

İşçilik, üretim veya tasarım kusurlarından dolayı bu garanti süresince kullanım ömrü sırasında normal kullanımda düzgün çalışmayan tüm elektronik bileşenler, satış noktasına iade edildiğinde parça veya işçilik için hiçbir ücret alınmaksızın değiştirilecek veya onarılacaktır. Nakliye, müşteri tarafından ödenir. Onarılmasının uygun olmadığı belirlendiği takdirde, işitme uzmanıyla hastanın karşılıklı olarak anlaşmasına bağlı olarak komple ünite, eşdeğer bir üniteyle değiştirilebilir.

Bu garanti neleri kapsamaz?

Bu bir yıllık sınırlı garanti, aşağıdakileri kapsamaz:

- Yanlış kullanım, ihmal veya kazadan kaynaklanan arızalar.
- İlk satın alma tarihini 90 gün geçen ürünlerde, ürün broşüründe gösterilen aksesuarlar.
- Piller.
- Verilen talimatlara aykırı bir şekilde bağlanmış, kurulmuş, kullanılmış veya ayarlanmış cihazlar.
- Dolaylı hasarlar veya gecikmeden ya da bu cihazın kaybolmasından kaynaklanan hasarlar. Bu garanti kapsamındaki özel çözüm ancak burada belirtilen onarım veya değiştirmeye sınırlıdır.

- Nakliyeciden tarafından araştırılıp, araştırma raporuyla birlikte garantiyi verene geri gönderilmediği sürece, nakliye sırasında hasar gören ürünler.

Üreticinin, daha önce satılan ünitelerinde herhangi bir değişiklik yapmasını zorunlu kılmaksızın, istediği zaman cihazlarından herhangi birinin tasarım veya yapısında değişiklik yapma hakkı saklıdır. Bu garanti, üreticinin açıkladığı diğer tüm garantilerin yerine geçer. Bu ürünün satış veya kullanımıyla bağlantılı olarak, yukarıda belirtilenlerin dışında hiçbir temsilci veya kişi, üreticiyi temsil etmeye veya onun adına sorumluluk almaya yetkili değildir.

ConnectLine Mikrofonunuzun bu garantinin koşullarına göre servisten geçirilmesi gerekiyorsa, nakliye sırasında hasar görmesini önlemek için, cihazı dikkatli bir biçimde paketleyin ve satış noktasına geri gönderin. Sorunun ayrıntılı bir açıklamasını, tam adınızı, fatura ve teslimat adresini ve telefon numaranızı ekleyin.

Yukarıdaki garanti size tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz her türlü yasal haklarını etkilemez. Satış noktanız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için satış noktanıza başvurun.

Önemli ek bilgiler

ConnectLine kablosuz bağlantı Mikrofonu, 2,4 GHz'deki ISM bandında çalışan frekans atlatma teknolojisini kullanan bir radyo vericisi içerir.

Vericinin en yüksek iletim çıkış gücü 6 dBm'nin altındadır ve anteni, direksiyonel kazancı 2 dBi'nin altında olan küçük bir PCB antendir (bir izotropik veya çok yönlü anten üzerinden dB).

ConnectLine Mikrofonunun emisyon gücü, uluslararası İnsan Koruma emisyon limitlerinin altındadır. Kıyaslamak gerekirse ConnectLine Mikrofonundan kaynaklanan radyasyon örneğin saç kurutma makineleri, elektrikli tıraş makineleri vs. verdiği elektromanyetik radyasyondan daha azdır. ConnectLine Mikrofonu, Elektromanyetik

Uyumu ile ilgili uluslararası standartlara uymaktadır.

ABD ve Kanada

Cihaz üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu belgede bulunmaktadır.

Bu cihaz aşağıdaki sertifikalara sahiptir:

FCC Kimliği: U28MIC110
IC: 1350B-MIC110

Bu aygıt, FCC kuralların 15. bölümüne ve Kanada Endüstrisinin lisanstan muaf RSS'lerine uygundur.

Uygulama aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

Bu cihaz zararlı çakışma oluşturmamalıdır. Bu cihaz istenmeyen uygulamalardan kaynaklanan çakışmalar da dahil tüm çakışmaları almalıdır.

Not: Bu donanım, FCC Kuralları, kısım 15'e uygun olarak test edilmiş ve B Sınıfı dijital aygıt sınırlamalarına uygun olduğu belirlenmiştir. Bu sınırlar, bir konut tesisatındaki zararlı çakışmalara karşı makul bir korunma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun bir şekilde kurulup kullanılmadığında, radyo iletişimde zararlı çakışmalara neden olabilir. Ancak belli bir tesisatta çakışma olmayacağını hiçbir garantisi yoktur.

Bu ekipman, alınan radyo veya televizyon dalgalarında herhangi bir zararlı çakışmaya neden olduğu takdirde (bunu, ekipmanı kapayıp tekrar açarak tespit edebilirsiniz), kullanıcının aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazlasıyla çakışmayı gidermesi tavsiye edilir:

- Alıcı anteni düzeltin veya antenin yerini değiştirin.
- Ekipmanla alıcı arasındaki mesafeyi artırın.
- Donanımı, alıcının bağlı bulunduğu alıcıdan farklı bir devredeki bir çıkışa bağlayın.
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV tamircisine başvurun.

Oticon, ConnectLine Mikrofonunun, 1999/5/EC Direktifinin önemli gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanı aşağıdaki adresten temin edilebilir:



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

169215TR / 19.09.16



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



E2831



169215TR / 19.09.16



0000169215000001

oticon
PEOPLE FIRST

169215TR/19.09.16