

Kullanım kılavuzu

Oticon CROS



Modele genel bakış

Bu kitapçık Oticon CROS için geçerlidir ve hem CROS hem de BiCROS'u kapsar.

- ☐ CROS
- ☐ BiCROS

Oticon CROS, ses kontrolü için tek veya çift dokunmatik düğmeye sahip uyumlu bir Oticon işitme cihazı ile kullanılmalıdır.

- ☐ Tek dokunmatik düğme
- ☐ Çift dokunmatik düğme

Oticon CROS'un uyumlu olduğu işitme cihazlarına genel bir bakış için lütfen www.oticon.global/compatibility adresine gidin

Bu kitapçığa giriş

Bu kitapçık, yeni vericinizin kullanımı ve bakımı konusunda size rehberlik sunar. Lütfen **Uyarılar** bölümünü dahil ederek, bu kitapçığı dikkatlice okuyun. Bu, yeni vericinizden tam olarak yararlanmanıza yardımcı olacaktır.

İşitme uzmanınız, vericinizi ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde ayarlamıştır. Başka herhangi bir sorunuz varsa, lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.

| **Hakkında** | Başlangıç | Kullanım | Özellikler | Uyarılar | Daha fazla bilgi |

Size kolaylık olması amacıyla bu kitapçık, farklı bölümlerde kolayca gezinmenize yardımcı olmak için bir gezinti çubuğu içerir.

Kullanım amacı

Bu verici, sesi daha zayıf olan kulaktan daha iyi durumda olan kulakta bulunan bir işitme cihazına aktarmak için tasarlanmıştır.

Bu verici, bir işitme cihazı ile birlikte 36 aydan büyük çocuklar ve yetişkinler tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

ÖNEMLİ UYARI

İşitme cihazının işlevselliğine ilişkin ayrıntılı bilgi için, lütfen işitme cihazınızın Kullanım kılavuzuna başvurun.

İçindekiler tablosu

Hakkında	
CROS çözümü	8
Vericiniz	10
Sol/sağ tanımlama	12
Temizleme ve pilleri tutmak için Çok Amaçlı Alet	13
Başlangıç	
Vericiyi aç ve kapat	14
Pilin değiştirilme zamanı	15
Pil değiştirme (boyut 312)	16
Vericiyi takma	18
Kullanım	
Vericinin bakımı	19
Kulaklığı değiştir	20
ProWax miniFit filtresi	22
Verici üzerinden ses seviyesini değiştir	23
Sessiz	26
Sesli uyarılar	27


Uyarılar	
Genel uyarılar	28
Ek bilgiler	
Sorun Giderme	32
Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)	34
Kullanım koşulları	35
Garanti	36
Teknik bilgi	38

CROS çözüümü

CROS veya BiCROS çözüümü bir verici ve bir işitme cihazından oluşur. Verici daha zayıf olan kulakta bulunur. Daha zayıf olan kulağın etrafındaki sesi kablosuz olarak daha iyi durumda olan kulakta bulunan işitme cihazına gönderir. Bu verici yalnızca belirli Oticon işitme cihazları ile çalışır.


CROS (Kontralateral Sinyal Yönlendirme), bir kulağı duymayan veya sınırlı duyan, diğer kulağı ise normal şekilde duyan kişiler için bir çözümdür.

BiCROS (Çift Yönlü Kontralateral Sinyal Yönlendirme), bir kulağı duymayan veya sınırlı duyan, diğer kulağında işitme kaybı olan kişiler için bir çözümdür.




Vericiniz

Nedir - ne işe yarar




Sahte hoparlör akustik amaçlı değildir. Boyut seçiminde, kulağınıza en iyi şekilde oturması dikkate alınır.

Sahte hoparlörler



Kubbe boyutları



* Yalnızca sahte hoparlör 60 için

Sahte hoparlörde aşağıda gösterildiği gibi bir açık kubbe kullanılır. Bu, vericinin kulağınızda kalmasına yardımcı olur.

Kulaklık




Kubbe değiştirme detayları için lütfen "Kulaklığı değiştir" bölümüne bakın.

Sol/sağ tanımlama


Verici ile işitme cihazının ayırt edilmesi önemlidir. Sol/sağ renk göstergeleri, sol ile sağ tarafı ayırt etmenize yardımcı olur.

Vericide, sol/sağ renk göstergelerini pil yuvasında bulabilirsiniz. Sahte hoparlör üzerinde, aşağıda gösterildiği gibidir.



Temizleme ve pilleri tutmak için Çok Amaçlı Alet

Çok Amaçlı Alet, vericideki pilin değiştirilmesini kolaylaştıran bir mıknatıs içerir. Ayrıca kulak kirini temizlemek ve gidermek için bir fırça ve tel döngü de içerir. Yeni bir Çok Amaçlı Alet gerekirse, lütfen işitme uzmanınızla irtibata geçin.




ÖNEMLİ UYARI

Çok Amaçlı Aletin içinde bir mıknatıs vardır. Çok Amaçlı Alet'i kredi kartı ve diğer manyetik olarak hassas olan aletlerden 30 cm uzakta tutun.


Vericiyi aç ve kapat

Pil yuvası vericinizi açıp kapatmak için kullanılır. Pil ömründen tasarruf etmek için kullanmadığınız zamanlarda vericiyi kapattığınızdan emin olun. Standart ayarlara dönmek istiyorsanız, pil yuvasını açıp kapatmanız yeterli olur.

AÇIN
Pili yerleştirip
pil yuvasını
kapatın.



KAPATIN
Pil yuvasını
açın.



Pilin değiştirilme zamanı

Vericideki pilin değiştirilme zamanı geldiğinde, işitme cihazında art arda üç tiz ton sesi duyacaksınız. Bunlar, kısa aralıklarla pil tamamen tükenene kadar devam edecektir.

Art arda üç ton sesi
= Pil zayıflıyor


Azalan dört ton sesi
= Pil tükendi

Pille ilgili ipucu

Vericinizin her zaman çalışır durumda kalmasını sağlamak için her zaman yanınızda yedek bir pil bulundurun.


Pil deęiřtirme (boyut 312)

1. ıkart



Pil yuvasını tam açın.
Pili ıkartın.

2. Band'tan ayır



Yeni pilin + iřareti-
nin olduęu taraftaki
yapışkan bandı pilden
ayırın.

İpucu:
Pilin hava alması ve en
iyi řekilde alışmasını
saęlamak için 2 dakika
bekleyin.


3. Yerleřtir



Yeni pili pil yuvasına
yerleřtirin. + tarafın
yukarıya dnk oldu-
ęundan emin olun.

Onu stten takın,
yandan DEęİL.

4. Kapat



Pil yuvasını kapatın.

Verici iřitme cihazının
menzilineyse, iřitme
cihazında bir mzik
sesi duyulur.

İpucu



ok Amalı Alet

ok Amalı alet, pilleri ıkartmak ve
takmak için kullanılabilir. Pillerini
ıkartmak ve takmak için manyetik
ucu kullanın.

ok Amalı Alet, iřitme uzmanınız
tarafından saęlanır.


Vericiyi takma

Adım 1



Vericiyi kulağınızın arkasına yerleştirin.

Adım 2



Sahte hoparlör kablosunun kıvrımını başparmağınızla işaret parmağınızın arasında tutun. Kulaklığın kulak kanalı deliğine dönük olması gerekir.

Adım 3



Kulak kulpu (isteğe bağlı)

Sahte hoparlör kablosu başınıza dayanana kadar, kulaklığı nazikçe kulak kanalınıza doğru itin. Sahte hoparlörün kulak kulpu varsa, kulak kepçesi kıvrımına oturacak şekilde onu kulağa yerleştirin.

Vericinin bakımı


Vericinizin düşmesi durumunda zarar görmesini önlemek için bakımını yumuşak bir zemin üzerinde yapın.

Mikrofon deliklerini temizleyin

Deliklerdeki kalıntıları dikkatli bir şekilde fırçalamak için Çok Amaçlı Aletin fırçasını kullanın. Deliklerin etrafındaki yüzeyi dikkatli bir şekilde fırçalayın.

Kuvvet uygulanmasından dolayı Çok Amaçlı Aletin hiçbir parçasının mikrofon deliklerine sıkışmadığından emin olun. Bu, vericide hasara neden olabilir.

Mikrofon delikleri




ÖNEMLİ UYARI

Vericiyi temizlemek için yumuşak, kuru bir bez kullanın. Verici asla su veya başka sıvılarla yıkanmamalı veya bunlara batırılmamalıdır.

Kulaklığı deęiřtir


Kulaklık temizlenmemelidir. Kulak kiriyle dolduęunda, yenisiyle deęiřtirin.

Adım 1




Sahte hoparlörü tutun ve ardından kulaklığı çekerek çıkartın.

Adım 2



Güvenli bir bağlantı için sahte hoparlörü kulaklığın tam ortasına takın.

Adım 3



Kulaklığın sağlam takıldığından emin olmak için sıkıca itin.


ÖNEMLİ UYARI

Kulaęınızdan çıkartırken kulaklık, sahte hoparlörün üstünde deęilse, kulaklık halen kulak kanalında kalmıř olabilir. Daha ayrıntılı talimatlar için iřitme uzmanınıza danıřın.

ProWax miniFit filtresi

Sahte hoparlörün kulaklık takılı olan ucunda beyaz bir kulak kiri filtresi bulunur. Kulak kiri filtresi kulak kiri ve artıkların sahte hoparlöre girmesini önler. Akustik amaçlı değildir. Tıkanıldığında, hijyen amacıyla filtreyi değiştirin.

Kulak kiri filtresini değiştirmeden önce, kulaklığı sahte hoparlörden çıkartın.




ÖNEMLİ UYARI

Her zaman vericiyle birlikte sağlanan orijinal kulak kiri filtresiyle aynı tipte filtre kullanın. Kulak kiri filtresinin değişimi veya kullanımı hakkında sormak istediğiniz bir şey olursa, işitme uzmanınızla iletişime geçin.

Verici üzerinden ses seviyesini değiştir

Verici üzerindeki dokunmatik düğme, iletilen sesin seviyesini ayarlamanıza izin verir. Ses seviyesini yükselttiğinizde ya da azalttığınızda, işitme cihazında tiz bir uyarı sesi duyacaksınız.



Devamı arka sayfada

Yalnızca CROS kullanıcıları

İşitme cihazındaki mikrofonlar devre dışı bırakılmıştır. Bu, işitme cihazından ses gelmediği anlamına gelir.

Tek dokunmatik düğmeli işitme cihazı

İşitme cihazındaki dokunmatik düğmede ses seviyesi işlevselliği yoktur. İletilen sesi ayarlamak için ConnectClip, Oticon ON App, Uzaktan Kumanda veya iPhone® gerekir.

Çift dokunmatik düğmeli işitme cihazı

İşitme uzmanınız ses seviyesi kontrolünü etkinleştirdiyse, işitme cihazındaki dokunmatik düğme iletilen sesi ayarlayacaktır.

Yalnızca BiCROS kullanıcıları

İletilen sesin seviyesini ayarladığınızda, işitme cihazından gelen ses aynı kalır.

Tek dokunmatik düğmeli işitme cihazı

İşitme cihazındaki dokunmatik düğmede ses seviyesi işlevselliği yoktur. Vericiden ve işitme cihazından gelen birleştirilmiş sesi ayarlamak için ConnectClip, Oticon ON App, Uzaktan Kumanda veya iPhone® gerekir.

Çift dokunmatik düğmeli işitme cihazı


İşitme uzmanınız ses seviyesi kontrolünü etkinleştirdiyse, işitme cihazındaki dokunmatik düğme vericiden ve işitme cihazından gelen birleştirilmiş sesi ayarlayacaktır.

Daha fazla bilgi için işitme uzmanınızla irtibata geçin.

Apple, Apple logosu, iPhone, iPad ve iPod touch, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Sessiz

İşitme cihazına ses iletimini geçici olarak kapatmanız gerektiğinde, sessiz işlevini kullanın. Sessiz işlevi vericideki mikrofonları sessize alır.



- **Vericiyi sessize almak için**

Dokunmatik düğmenin herhangi bir tarafına en az dört saniye basın.

Tekrar etkinleştirmek için düğmenin herhangi bir tarafına kısa süreyle basın.

ÖNEMLİ UYARI

Bu modda verici pil tüketmeye devam ettiği için, bu işlevi vericiyi kapatmak için kullanmayın.

Sesli uyarılar

Farklı sesli uyarılar vericinizin durumunu bildirmeye yardımcı olur. Sesler işitme cihazınıza aktarılacaktır.

Ses seviyesi	Ses
Açılış ses seviyesi	2 tiz uyarı sesi
Minimum / maksimum ses seviyesi	3 tiz uyarı sesi
Sesi artır / azalt	1 tiz uyarı sesi

Uyarılar	Ses
Pil zayıf gösterimi	Art arda 3 tiz ses
Pil tükendi	4 azalan tiz ses
Mikrofon servis kontrolü gerekli	Art arda 4 defa 8 tiz uyarı sesi

⚠ Genel uyarılar

Kişisel güvenliğiniz ve doğru kullanımı sağlamak için vericinizi kullanmadan önce kendinizi aşağıdaki genel uyarılar hakkında bilgilendirmelisiniz..

Lütfen vericinin normal işitme duyunuzu geri getirmeyeceğini ve organik koşullardan kaynaklanan bir işitme sorununu önlemeyeceğini veya gidermeyeceğini unutmayın. Ayrıca çoğu durumda verici çok seyrek kullanıldığında, kullanıcının vericinin tüm avantajlarından yararlanamayacağını unutmayın.

Vericiniz ile beklenmedik işlem veya olaylar yaşadığınızda işitme uzmanınıza danışın.

Boğulma tehlikesi ve pillerin veya diğer küçük parçaların yutulma riski vardır

Verici, parçaları ve pili, bunları yutabilecek kişi ve çocukların ulaşamayacakları yerlerde saklanmalıdır; aksi takdirde kendilerine zarar verebilirler.

Pillerin zaman zaman ilaçlar ile karıştırıldığı görülmüştür. Bu nedenle hapınızı yutmadan önce ilacınızı dikkatlice kontrol edin.

İşitme cihazlarının bir çoğunda isteğe bağlı kurcalanmaya karşı dayanıklı pil yuvası sağlanabilmektedir. Bu özelliğin bebeklerde, küçük çocuklarda ve öğrenme zorluğu yaşayan kişilerde ısrarla kullanılması önerilir.

Pil veya verici yutulduğunda acil olarak bir doktora görünün.

Pil kullanımı

Her zaman işitme uzmanınızın önerdiği pilleri kullanın. Düşük kaliteli piller sızıntı yapabilir ve vücuda zarar verebilir.

Asla pillerinizi yeniden şarj etmeye çalışmayın ve asla pilleri ateşe atmayın. Pillerin patlama riski vardır.

Bozukluk

Vericinizin haber vermeksizin durabileceğini unutmayın. Uyarı seslerine güvenirken (örneğin trafikteyken) bunu unutmayın. Örneğin, pil bittiğinde verici durabilir.

Aktif implantlar

Bu verici, insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimlere insanların maruz kalmasıyla ilgili uluslararası standartlara (Özgül Emilim Oranı - SAR) göre insan sağlığı için geniş kapsamlı olarak test edilmiş ve karakterize edilmiştir.

Maruz kalma değerleri, insan sağlığı ve kalp pili ve kalp defibrilatörleri gibi aktif medikal implantlarla bir arada olma standartlarında

tanımlanan insan vücuduna indüklenen elektromanyetik güç ve gerilimler için uluslararası kabul edilen SAR güvenlik sınırlarının çok altındadır.

Eğer aktif bir beyin implantı kullanmaktaysanız, rahatsızlık oluşma riskleri ile ilgili bilgi almak için lütfen implantınızın üretici veya temsilcileri ile iletişime geçin.

Dahili bir mıknatıs içeren Çok Amaçlı Alet, implanttan en az 30 cm uzakta tutulmalı, örneğin göğüs cebinde taşınmamalıdır.

Genel olarak, implante edilebilir defibrilatör ve kalp pili üreticileri tarafından tavsiye edildiği gibi, mıknatıs kullanımı ile ilgili talimatlara uyun.

Genel uyarılar

X-ray/CT/MR/PET taramaları ve elektro terapileri

Yüksek güçlü elektromanyetik alanlarda zarar görebileceğinden, röntgen/CT/MR/PET taramalarında, elektro terapilerde, ameliyatlarda vs. vericinizi çıkartın.

Isı ve kimyasallar

Verici asla aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır, örneğin güneşte park edilmiş bir araçta bırakmayın.

Vericinin mikrodalga fırınlarda veya diğer fırınlarda kurutulmaması gerekir.

Saç spreyi, parfüm, sinek savar, tıraş losyonu, güneş kremi vb. kozmetik ürünlerin içindeki kimyasal maddeler, vericiye zarar verebilir. Bu tip ürünleri kullanmadan önce vericinizi her zaman çıkartın ve kullanmadan önce kurumasını bekleyin.

Olası yan etkiler

Verici ve kulaklık kulak kiri birikiminin hızlanmasına neden olabilir.

Vericide kullanılan alerjik olmayan ürünler çok nadiren de olsa ciltte tahrişlere ve diğer yan etkilere neden olabilir.

Bu durumlar görülürse lütfen bir hekime başvurun.

Parazit

Bu verici, uluslararası standartların en katı kuralları ile uyumlu olacak şekilde zorlu testlere tabi tutulmuştur. Ancak, verici ile diğer cihazlar (örneğin bazı cep telefonları, gümrük kontrol sistemleri, mağazaların alarm sistemleri ve diğer cihazlar gibi) arasında parazit oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda vericiyi parazite neden olan aygıttan uzaklaştırın.

Uyumlu olmayan ve tedarik edilmeyen aksesuarlar

Yalnızca bu cihazın üreticisi tarafından sağlanan aksesuarları, dönüştürücüleri veya kabloları kullanın. Uyumlu olmayan aksesuarlar, emisyon değerlerinde artışa veya bağışıklıkta azalmaya neden olabilir.

Vericide modifikasyona izin verilmez

Üreticinin açıkça onaylamadığı değişiklikler ya da modifikasyonlar kullanıcının bu ürünü kullanma hakkını geçersiz kılabilir.

Sorun Giderme

Belirti	Olası nedenleri	Çözümleri
Vericiden ses gelmiyor	Pili bitmiş	Pili değiştirin
	Verici mikrofonu sessizde	Verici mikrofonunu sessizden alın
	Verici KAPALI	Vericiyi AÇIK konuma alın
	Alıcı işitme cihazı KAPALI	İşitme cihazını AÇIK konuma alın
	Alıcı işitme cihazı sessizde	İşitme cihazını sessizden alın
Aralıklı veya kısık ses	Verici veya işitme cihazı pilinde nem	Pilleri kuru bir bezle silin
Sinyal sesi	Vericinizden 4 kez art arda 8 sinyal sesi geliyorsa, mikrofon servis kontrolüne ihtiyacı vardır	İşitme uzmanınızla irtibata geçin

Yukarıda önerilen çözümlerin hiçbiri işe yaramazsa, yardım için işitme uzmanınıza danışın.

Suya ve toza dayanıklıdır (IP68)

Vericiniz toza dayanıklı ve su girişine karşı korumalıdır, yani tüm günlük yaşam durumlarında kullanılabilir şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla terlemeyi veya yağmurda ıslanmayı dert etmeniz gerekmez. Vericiniz suya temas ettiği ve çalışmayı bıraktığı durumlarda lütfen bu talimatlara uyun:

1. Üzerindeki tüm suları nazikçe silin.
2. Pil yuvasını açıp pili çıkartın ve pil yuvasındaki tüm suları dikkatli bir şekilde silin.
3. Pil yuvasını açık bırakıp, yaklaşık 30 dakika boyunca vericinizin kurummasını bekleyin.
4. Yeni bir pil takın.

ÖNEMLİ UYARI

Vericinizi duş alırken veya su içindeki faaliyetlere katılırken çıkartın. Vericiyi asla su veya başka bir sıvıya batırmayın.

Kullanım koşulları

Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: +1°C ile +40°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış
Saklama ve taşıma koşulları	Sıcaklık ve nem, uzun süreli taşıma ve saklama sırasında aşağıdaki sınırları aşmamalıdır. Sıcaklık: -25°C ile +60°C Bağıl nem: %5 ile %93, yoğunlaşmamış

Garanti

Sertifika

Kullanıcının adı: _____

İşitme uzmanı: _____

İşitme uzmanının adresi: _____

İşitme uzmanının telefonu: _____

Satın alma tarihi: _____

Garanti süresi: _____ Ay: _____

Model: _____ Seri no: _____

Uluslararası garanti

Vericiniz, teslimat tarihinden itibaren 12 aylık bir dönem için üreticisi tarafından sağlanan uluslararası bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti sadece cihazın kendisinde bulunan üretim ve malzeme hatalarını kapsar, ancak örneğin pil, kablo, güç kaynağı vs. gibi aksesuarları kapsamaz. İşitme cihazının yanlış kullanım ve bakımı, aşırı kullanımı, kazalar, yetkisiz servislerce onarılması, paslandırıcı koşullara maruz kalması, cihazın içine yabancı madde girişine bağlı hasar veya yanlış ayarlardan kaynaklanan sorunlar, sınırlı garanti kapsamının DIŞINDA olup, onu geçersiz kılabilir. Yukarıdaki garanti tüketici mallarının satışına ilişkin ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal haklarınızı etkilemez. İşitme uzmanınız, bu sınırlı garantinin şartlarını aşan bir garanti vermiş olabilir. Lütfen daha ayrıntılı bilgi için kendisine başvurun.

Servis gerektiğinde

Vericinizi ufak sorun ve ayarlarını hemen halledebilecek olan işitme uzmanınıza götürün.

Teknik bilgi

Bu verici 3,84 MHz'de çalışan kısa menzilli manyetik indüksiyon teknolojisinin kullanıldığı radyo alıcı-vericisi içermektedir. Vericinin manyetik alan kuvveti oldukça zayıftır ve her zaman 15 nW değerinin altındadır (tipik olarak 10 metre mesafede -40 dBµA/m değerinin altında).

Verici, elektromanyetik uyumluluk ve insan maruziyetiyle ilgili uluslararası standartlara uygundur.

Verici üzerindeki sınırlı kullanılabilir alan nedeniyle ilgili onay işaretlerinin çoğu bu kitapçıkta bulunmaktadır.

Ek bilgileri www.oticon.global adresindeki "Teknik Veriler sayfası"nda bulabilirsiniz

Üretici, bu vericinin 2014/53/EU Direktifinin temel gereksinimleri ve ilgili diğer hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uygunluk Beyanı, üreticiden temin edilebilir.



Üretici:
Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danimarka
www.oticon.global

CE 0543



Elektronik ekipmanlara ait atıklar yerel düzenlemelere göre atılmalıdır.



IP68

Bu kitapçıkta kullanılan simgelerin açıklamaları	
	Uyarılar Uyarı simgesi ile işaretlenen metin, cihaz kullanılmadan önce okunmalıdır.
	Üretici Cihaz, adı ve adresi simgenin yanında belirtilen üretici tarafından üretilir. AB Yönetmeliği 90/385/AET, 93/42/AET ve 98/79/AT'de tanımlandığı gibi, tıbbi cihaz üreticisini belirtir.
	CE işareti Cihaz, Tıbbi Cihaz Yönetmeliği 93/42/AET'ye uygundur. Dört basamaklı sayı, onaylanmış kuruluşun kimliğini gösterir.
	Elektronik atık (WEEE) İşitme cihazlarını, aksesuarları veya pilleri yerel yönetmeliklere göre geri dönüştürün. İşitme cihazı kullanıcıları aynı zamanda, atık elektrikli ve elektronik cihazlarını imha edilmesi için işitme uzmanına geri verebilirler. Atık ve elektrikli ekipman (WEEE) hakkında 2012/19 / EU sayılı Direktif kapsamındaki elektronik ekipman.
	Mevzuata Uygunluk İşareti (RCM) Bu cihaz, Avustralya veya Yeni Zelanda piyasası için sunulan cihazlar için elektriksel güvenlik, EMC ve radyo frekansı gereksinimlerini karşılamaktadır.
	IP kodu Su ve katı parçacıkların zararlı girişine karşı koruma sınıfını, EN 60529:1991'e uygun olarak belirtir. IP6X tümüyle toz korumasını belirtir. IPX8 suya sürekli olarak daldırılmaya karşı korumayı belirtir.

210163TR / 2019.05.13

Düzenleyici ambalaj etiketinde kullanılan simgelerin açıklaması	
	Kuru tutun Tıbbi cihazın nemden korunması gerektiğini belirtir.
	Dikkat işareti Uyarılar ve ikazlar için kullanım kılavuzuna bakın.
	Katalog numarası Üreticinin katalog numarasını belirtir, böylece tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.
	Seri numarası Üreticinin seri numarasını belirtir, böylece belirli bir tıbbi cihazın kimliği belirlenebilir.

210163TR / 2019.05.13



0000210163000001

oticon
PEOPLE FIRST

210163TR / 2019.05.13 / Oticon CROS Ürün yazılımı 1.0