

amplicomms

English

BigTel 48 Plus



Dansk

Svenska

User Guide Brugervejledning Användarmanual

Safety Information

Operating instruction manual

Please read this operating instruction manual thoroughly.

Intended use

The telephone is suitable for telephoning within a public telephone network system. Any other use is considered unintended use.

Unauthorised modification or reconstruction is not permitted. Under no circumstances open the device or complete any repair work yourself.

Installation location

Prevent excessive exposure to smoke, dust, vibration, chemicals, moisture, heat and direct sunlight.

Hearing aid compatible

Using the premium receiver, the telephone is perfectly adapted for hearing aids and is compatible with most commercially available hearing aids.

However, due to the wide range of hearing aids available, there is no guarantee that the telephone will function problem-free with every model.

Attention: This telephone is capable of producing very high volume levels when the amplifier is switched on and the volume control is set to maximum. Extreme caution should be taken if the handset is shared by users with normal hearing and others with impaired hearing.

Disposal

In order to dispose of your device, take it to a collection point provided by your local public waste authorities (e.g. recycling centre). According to laws on the disposal of electronic and electrical devices, owners are obliged to dispose of old electronic and electrical devices in a separate waste container.



The adjacent symbol indicates that the device must not be disposed of in normal domestic waste!



Packaging materials must be disposed of according to local regulations.



Overview of Your Phone



1. Call back button
2. One-touch dialling button M1
3. Delete / Store
4. One-touch dialling button M2
5. Scroll upwards
6. Quick dial button
7. Scroll downwards
8. Calls list (CID) / Cancel
9. New call indication (see page 16)
10. Phone book
11. Save number button
12. R button
13. Redial button
14. LED, telephone is ringing
15. LED, handsfree mode
16. Handsfree mode button
17. Receiver boost button
18. Volume boost on LED
19. Control knob, receiver volume(hidden under handset)
20. Ring volume slide control
21. Equalizer slide control
22. Handsfree volume slide control

CONTENTS

Getting started.....	8
Check box contents.....	8
Connecting the telephone.....	8
Wall mounting.....	9
Display icons.....	10
First use.....	10
Making and receiving calls.....	11
Dialling a telephone number.....	11
Ending a call.....	11
Taking a call.....	11
Activating/deactivating handsfree mode.....	11
Boost the handset earpiece volume.....	12
Setting the handset receiver volume.....	12
Setting the handset receiver equalizer.....	12
Setting the handsfree volume.....	12
Dialling a telephone number using the redial function.....	12
Calling back missed calls.....	12
Dialling a telephone number from the phone book.....	13
Dialling a telephone number using quick dialling.....	13
One-touch dialling / Emergency call.....	13
Phone settings.....	14
Ringer volume.....	14
Phone book.....	14
Entering a name.....	14
Creating phone book entries.....	14
Editing entries in the phone book.....	15
Deleting a single entry from the phone book.....	15
Delete all entries from the phone book.....	15
Quick dialing.....	15
Programming quick dial buttons.....	15
One-touch dialling / Emergency call.....	16

Storing telephone numbers to the one-touch memory buttons.....	16
Calls list.....	16
Displaying phone numbers in the calls list.....	16
Storing numbers from the calls list in the phone book.....	16
Deleting calls list number individually.....	17
Deleting all entries.....	17
To modify the settings.....	17
Special use.....	18
Use on a private branch exchange.....	18
Insert a dialling pause.....	18
Using additional services.....	18
Help and support / Troubleshooting guide.....	18
Maintenance / Guarantee.....	19
Declaration of conformity.....	20

Getting started

Important: please make sure you've read the safety information before you set up your phone system.

Important: Your phone can produce very high sound when Boost is switched on. Please take care if the handset is used by others.


Check box contents

You should have:

- 1 corded phone base
- 1 handset
- 1 coiled cord for handset
- 2 telephone line connector cables
- 1 wall-mounting bracket
- 2 telephone line plug converters
- 1 user guide


Important:

- Use only the telephone cable supplied with your telephone otherwise your phone may not work.



Connecting the telephone

1. Connect the telephone as illustrated in the diagram. Only use the telephone cable supplied because the equipment may not function if another telephone cable is used.




Wall mounting

The telephone can also be installed on a wall.

You require two screws in order to fix the telephone on a wall.

Feed the guide tabs (1) on the wall-mounting bracket (2) in the slots (3) on the rear side of the telephone. Slide the wall bracket (2) 10 mm upwards until it audibly snaps into place.




Warning: Ensure that there are no cables or pipes etc. under the surface of the wall where you want to drill the holes.

Drill two holes whose distance apart corresponds to the bracket to be used, insert the screws and allow them to project 5 mm from the wall.

Position the telephone on the bracket, fit the screws in the slots and slide the telephone downwards a little.

Turn the receiver hook (4) in the receiver cradle 180° so that the receiver can be hooked in.



Display icons

	Display of the time.
	Display of the date.
	The phone book is open.
CID	The calls list is open.
NEW	The entry in the calls list is new.
	Indicates a repeat call.
01	Position number in the call list.
TOTAL: XX	There are XX entries in the call list.
NEW: XX	There are XX new entries in the call list.

First use

After having connected the phone to the telephone line for the first time, you will be asked for some settings.

If this settings procedure is aborted, e. g. by lifting the handset, you can do these settings later at any time (see page 17).

In the display ENGLISH is flashing (setting on delivery).

Use or to select the desired language.

Press to confirm the setting.

The display shows LCD CONTRAST.

Use or to change the contrast (1 2 3 4).

Press to confirm the setting.

The display shows SET TIME/DATE with the "hours" flashing.

Set the hours using or and press .

Set the minutes using or and press .

Set the day using or and press .

Set the month using or and press .

The display shows SETPAUSETIME flashing.

Use or to select the pause time of 1...4 seconds (if necessary).

You will only have to do this when operating your phone on a PABX.

For more information please refer to page 18. Press  **C**.

The display shows **FLASHTIME** flashing.

Use  or  to select the flash time (if necessary). In most situations 100 ms (setting on delivery) should be selected. You won't have to change anything.

Simply press  **C**.

Your telephone is ready to use and shows the idle display

You can change this settings later at any time. For more information please refer to page 17.

Making and receiving calls

Dialling a telephone number

To start a call you have the following options:

- lift the handset and enter the phone number.
- enter the phone number and lift the handset.

or alternatively

- enter the phone number and press  .
- Handsfree mode will be activated and the phone number will be dialled in handsfree mode.
- During a call you can see the call time on the display.

Ending a call

For ending a call you can:

- replace the handset. or alternatively
- press  if the call was made in handsfree mode (the red LED within the handsfree button is on).

Taking a call

Lift the handset or press  .

Activating/deactivating handsfree mode

During a call you are making using the handset.

You can switch to handsfree mode to switch on the loudspeaker by

Press  and then replace the handset.

If you want to continue the call using the handset simply lift the handset.

Please note:

- During handsfree mode your speech is transmitted via the microphone on the base. Speak at a distance of not more than 0.5 meters facing the front of the unit.
- High background noise levels can prevent satisfactory operation.

Boost the handset earpiece volume

You can boost the handset earpiece volume up to +40 dB.

Press  . The “On“ LED  is on.

To switch off the Boost function press  again. Note, when replacing the handset on the cradle the boost function will automatically turn off.

Caution: This telephone is capable of producing very high volume levels when the amplifier is switched on and the volume control is set to maximum. Extreme caution should be taken if the handset is to be shared between users with normal hearing and those with hearing impairment.

Setting the handset receiver volume

You can adjust the handset receiver volume using the control knob(19) / (refer to “Overview of Your Phone“).

Setting the handset receiver equalizer

You can adjust the handset receiver tone using the equalizer control (21) while the Boost function is on (refer to “Overview of Your Phone“).

Setting the handsfree volume

You can adjust the handsfree volume using the slide control (22) (refer to “Overview of Your Phone“).

Dialling a telephone number using the redial function

Your telephone stores the last phone number dialled.

- Lift the handset or press  and then press  . or alternatively.
- Press  and then lift the handset or press  .

Calling back missed calls

The telephone stores the numbers of incoming calls in a calls list.

For further information please refer to the chapter „Calls list“ on page 16.

- Lift the handset or press  , then select the desired entry using  and  and press  . or alternatively
- select the desired entry using  and  , then lift the handset or press  .

Dialling a telephone number from the phone book

For how to create and store phonebook entries please refer to the chapter “Phone book“ on page 14.

- Lift the handset or press  .
- Press  , select the desired entry using  and  and press  .
or
- Press  , select the desired entry using  and  and lift the handset or press  .

Dialling a telephone number using quick dialling

For how to store quick dial numbers please refer to the chapter “Quick dial“ on page 15.

- Lift the handset or press  .
- Press  and then the memory location number (0 ... 9).
or
- Press  and then the memory location number (0 ... 9).
- Lift the handset or press  .

One-touch dialling / Emergency call

The one-touch dialling / emergency call buttons can be used to dial an emergency services exchange or persons for assistance. For how to store one-touch / emergency numbers please refer to the chapter “One-touch dialling / emergency call“ on page 16.

- Lift the handset or press  .
- Press the one-touch memory button  or  .
or
- Press the one-touch memory button  or  .
- Lift the handset or press  .

Note: The telephone numbers assigned to the one-touch dialling buttons can not be deleted. When storing new numbers, the existing entries are overwritten.

Phone settings

Ringer volume

You can adjust the ringer volume using the ring volume control (20) (refer to "Overview of Your Phone").

Phone book

Thirty-two phone numbers can be stored in the phone book together with the associated names.

- Always enter the area access code with the phone numbers so that the telephone can also assign incoming local calls to a phone book entry.
- When the memory capacity of the phone book is used up, the message **MEMORY FULL** appears when an attempt is made to store another number. To create space, an existing entry must first be deleted.
- The phone book entries are arranged alphabetically. To skip to the required phone book entry directly, enter the first letter of the corresponding entry.

Entering a name

The digit keys are also labelled with letters for the entry of the respective letters.

Pressing the respective key the necessary number of times enables capital letters and digits to be entered.

Enter a space by pressing **1**.

Insert a special character with ***** or **#**.

Delete a character by pressing **C**.

To enter the same letter twice, press the button to enter the letter. Wait until the cursor skips one place forward. Enter the letter again.

Creating phone book entries

- Press  .
- Press  and confirm **SAVE?** by pressing  .
- Enter the telephone number and press  .
- Enter the name and press  .

Editing entries in the phone book

- Press  and select an entry using  and .
- Press and hold  for approx. 3 s and confirm EDIT? by pressing .
- Enter the new telephone number if necessary and confirm with .
- Enter the new name if necessary and confirm with .

Deleting a single entry from the phone book

- Press  and select an entry using  and .
- Press . The display shows DELETE?.
- Press and hold  for approx. 4 s. Entry is deleted.

Delete all entries from the phone book

- Press  and select an entry using  and .
- Press and hold  for approx. 4 s.
The display shows DELETE ALL?.
- Press and hold  for approx. 4 s. again.

Note: To abort a setting without any change press the CID button.

Quick dialing

You can store up to 10 phone numbers so that they can be dialled simply by quick dialling.

Programming quick dial buttons

- Press .
- Enter the telephone number and press .
- Enter the name and press .
- Press the digit key, the quick dialling number should be assigned to.

Note: For dialling a telephone number using the quick dialling feature please refer to page 16.

Note: The phone numbers assigned to the quick dial buttons cannot be deleted. When storing new numbers, the existing entries are overwritten.

One-touch dialling / Emergency call

You can use the buttons M1 and M2 as one-touch dialling buttons resp. as memory buttons for an emergency call. This will be quicker and easier than dialling with the quick dial feature or the phone book.

Storing telephone numbers to the one-touch memory buttons

- Press  .
- Enter the telephone number and press  .
- Enter the name and press  .
- Press **M1** or **M2** , to assign the telephone number to the respective button.

Note: The phone numbers assigned to the one-touch dialling buttons cannot be deleted. When storing new numbers, the existing entries are overwritten.

Calls list

Note: The caller number display function, essential for the calls list, is a supplementary service offered by telephone network providers. Contact your network provider for further information.

If this function is available with your telephone line, the number of the caller and the name, if an entry in the telephone book exists, appears in the display when the phone rings. If the caller has suppressed transmission of his phone number or it is otherwise unavailable, a corresponding message appears in the display. The phone number is not displayed and, as a result, is not stored in the calls list.

The idle display shows, how many entries are in the calls list and how many of them are NEW (not yet seen). A total of 32 call numbers can be stored in the calls list. The flashing red LED indicates new calls in the calls list. **This LED will flash as long as there are still new (not read) calls in the calls list.**

To stop ashing press  repeatedly.

Displaying phone numbers in the calls list

- Press  or  and select an entry using  and  .

Storing numbers from the calls list in the phone book

- Press  or  and select an entry using  and  .

- Press  and confirm COPY NUMBER? with .
- The number will be copied to the phone book. To enter a name for this number please refer to "Editing entries in the phone book", page14 .

Deleting calls list number individually

- Press  or  and select an entry using  and .
- Press  . The display shows **DELETE?**.
- Press and hold  for approx. 4 s. The entry is deleted.

Deleting all entries

- Press  or  and select an entry using  and .
- Press and hold  for approx. 4 s. The display shows **DELETE ALL?**.
- Press and hold  for approx. 4 s. again.

To modify the settings

You can modify the settings made when connecting the phone for the very first time (refer to page 9) if necessary or when connecting your phone to a PABX.

- **Open the menu** by pressing and holding down  for approx. 5 s.
- The current setting for the language appears.
- Change the setting using  and  and press  or simply press  to keep the current setting.
- The current setting for the display contrast appears.
- Change the setting using  and  and press  or simply press  to keep the current setting.
- The current setting for date and time appears.
- Change the hours, minutes, day and/or month using  and  and press  or simply press  to keep the current setting.
- The current setting for the pause time appears.
- Change the setting using  and  and press  or simply press  to keep the current setting.
- The current setting for the flash time appears.

- Change the setting using ▲ and ▼ and press **C** or simply press **C** to keep the current setting.

Flash time - In most situations the flash time of 100 ms should be selected. In some cases, e. g. when connecting the phone to a PABX, it may be necessary to switch to 270 or 600 ms. For further information please refer to the user guide of the PABX.

Special use

Use on a private branch exchange

If your phone's on an exchange (e.g. you need to dial 9 to get an outside line), you can transfer calls and use call back by using the **R** button (Recall).

You'll need to check your private exchange manual to find out which timing to use for your exchange.

Insert a dialling pause

If you have to dial a number for an outside line and it takes a while to connect, you can insert a pause so you don't have to wait to hear the dialling tone.

To insert a dialling pause, simply enter the number (e.g. 9) usually dial for an outside line and then press **○**. You'll need to check your private exchange manual to find out which pause time to use for your exchange.

Using additional services

Your phone should be able to support services such as call waiting and conference calls. You'll need to check with your telephone network provider for further information on these services.

Help and support / Troubleshooting guide

I can't make phone calls

- Make sure the phone cable is connected properly. If it is, there may be a fault. Please make sure you're using the phone cable that came with your phone.

There is a hissing or crackling noise in the earpiece. / My internet connection is very slow when I connect the telephone to the line

- If you have a broadband internet connection, ensure that you have connected the line cable to the telephone line via a DSL filter.

The characters on the display are very faint

- You may need to fit or replace the batteries.

The display of incoming call numbers is not working

- Check you have this service on your phone line. Please call your network provider.
- The caller may have withheld their phone number.

Maintenance / Guarantee**Maintenance**

- Clean the housing surfaces with a soft, fluff-free cloth.
- Never use cleaning agents or solvents.

Guarantee

AMPLICOMMS equipment is produced and tested according to the latest production methods. The implementation of carefully chosen materials and highly developed technologies ensure trouble-free functioning and a long service life. The terms of guarantee do not apply where the cause of equipment malfunction is the fault of the telephone network operator or any interposed private branch extension system. The terms of guarantee do not apply to the batteries or power packs used in the products. The period of guarantee is 24 months from the date of purchase.

All deficiencies related to material or manufacturing errors within the period of guarantee will be redressed free of charge. Rights to claims under the terms of guarantee are annulled following tampering by the purchaser or third parties. Damage caused as the result of improper handling or operation, normal wear and tear, incorrect positioning or storage, improper connection or installation or Acts of God and other external influences are excluded from the terms of guarantee. In the case of complaints, we reserve the right to repair defect parts, replace them or replace the entire device.

Replaced parts or devices become our property. Rights to compensation in the case of damage are excluded where there is no evidence of intent or gross negligence by the manufacturer.

If your device does show signs of a defect within the period of guarantee, please contact the sales outlet where you purchased the AMPLICOMMS device, producing the purchase receipt as evidence. All claims under the terms of guarantee in accordance with this agreement can only be asserted at the sales outlet. No claims under the terms of guarantee can be asserted after a period of two years from the date of purchase and hand-over of the product.

Declaration of conformity

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the Corded type Telephone (BigTel 48 Plus) is in compliance with Legislation:

Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (S.I. 2016/ 1091), and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016 (S.I. 2016/ 1101).

To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available on our website: www.amplicomms.com



© ATLINKS 2021 - Reproduction prohibited.

The Manufacturer reserves the right to modify the specifications of its products in order to make technical improvements or comply with new regulations.

AMPLICOMMS and ATLINKS are registered trademarks.

Sikkerhedsinformation

Brugervejledning

Læs denne brugervejledning grundigt.

Tilsigtet brug

Telefonen er velegnet til samtaler i et offentligt telefonnet.

Enhver anden brug anses for utilsigtet brug. Uautoriseret modifikation eller rekonstruktion er ikke tilladt. Du må under ingen omstændigheder åbne enheden eller selv udføre reparationer.

Placering

Undgå overdreven eksponering for røg, støv, vibrationer, kemikalier, fugt, varme og direkte sollys.

Kompatibel med høreapparat

BigTel 48 Plus har en teleslynge indbygget i telefonrøret. Hvis du bruger høreapparat med telespole, giver det dig en ekstra god lyttekomfort. Du undgår forstyrrende hyl fra høreapparatet og generende baggrundsstøj.

Bemærk: Denne telefon kan frembringe en meget høj lydstyrke, hvis forstærkeren er tændt, og lydstyrken er indstillet på det højeste niveau. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis telefonrøret anvendes af både personer med normal hørelse og personer med nedsat hørelse.

Bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortsaffages korrekt.



Produkter, der er mærket med en overkrydset skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortsaffages sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamlies særskilt.

Når du er færdig med at bruge produktet og vil skaffe dig af med det, bedes du fjerne batterierne og benytte en indsamlingsordning etableret til formålet.

På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødig belaster miljøet. Ved bortsaffale af produktet skal der benyttes en indsamlingsordning etableret til formålet, hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.



Oversigt over telefonen



1. OK-tast
2. Kviktast M1
3. Slet/Gem
4. Kviktast M2
5. Scrolle op
6. Hurtigkaldstast
7. Scrolle ned
8. Opkaldsliste (CID)/Annuler
9. Angivelse af nyt opkald (se side 36)
10. Telefonbog
11. Gem nummer tast
12. R-tast
13. Genkaldstast (til det sidste udgående telefonnummer)
14. LED-indikator, der indikerer, at telefonen ringer
15. LED-indikator, der indikerer, at højttaleren er aktiveret
16. Højttaler-tast
17. Boost-tast (ekstra forstærkning til/fra)
18. LED-indikator, der indikerer, at boostfunktionen er aktiveret
19. Regulering af lydstyrken i telefonrøret
20. Regulering af lydstyrken af ringesignalet
21. Regulering af bas/diskant
22. Regulering af lydstyrken i højttaleren

INDHOLD

Kom godt i gang.....	28
Kontroller indholdet i pakken.....	28
Tilslutning af telefonen.....	28
Vægmontering.....	29
Symboler i displayet.....	30
Ibrugtagning første gang.....	30
Føretage og modtage opkald.....	31
Foretag et opkald.....	31
Afslut et opkald.....	31
Besvar et opkald.....	31
Aktivering/deaktivering af håndfri tilstand.....	31
Ekstra forstærkning af lydstyrken i telefonrøret.....	32
Indstilling af lydstyrken i telefonrøret.....	32
Indstilling af bas/diskant i telefonrøret.....	32
Indstilling af højttalerens lydstyrke.....	32
Sådan anvendes genopkaldsfunktionen.....	32
Sådan returneres et ubesvaret opkald.....	32
Ring op til et telefonnummer fra telefonbogen.....	33
Opkald til et telefonnummer ved hjælp af lynopkald.....	33
Opkald/nødopkald med kviktasterne M1 eller M2.....	33
Telefonindstillinger.....	34
Ringetonens lydstyrke.....	34
Telefonbog.....	34
Indtastning af et navn.....	34
Tilføj kontakt til telefonbogen.....	34
Rediger kontakt i telefonbogen.....	35
Slet kontakt i telefonbogen.....	35
Slet alle kontakter i telefonbogen.....	35
Lynopkald.....	35
Programmering af tasterne for lynopkald.....	35
Opkald med hurtigvalgstasten / nødopkald.....	35

Sådan gemmes telefonnumre til hurtigvalgstasterne.....	36
Opkaldsliste.....	36
Sådan vises opkaldslistens telefonnumre.....	36
Sådan gemmes numre fra opkaldslisten i telefonbogen.....	36
Sådan slettes individuelle telefonnumre.....	36
Sådan slettes alle kontakter.....	37
Sådan ændres indstillingerne.....	37
Særlig brug.....	38
Anvendelse via en privat omstilling.....	38
Tilføjelse af en opkaldspause.....	38
Brug af yderligere tjenester.....	38
Fejlsøgning.....	38
Vedligeholdelse/Garanti.....	39
Overensstemmelseserklæring.....	40

Kom godt i gang

Vigtigt: Sørg for, at du har læst sikkerhedsinformationen, før at du tager telefonen i brug.

Vigtigt: Din telefon kan frembringe meget høj lyd, når boost-funktionen med den ekstra forstærkning er aktiveret. Vær forsiktig, hvis telefonrøret bruges af andre.


Kontroller indholdet i pakken

Du bør have:

- 1 telefonbase med ledning
- 1 telefonrør
- 1 spiralledning til telefonrøret
- 2 telefonledninger
- 1 vægmonteringsbeslag
- 2 telefonstik
- 1 brugervejledning


Vigtigt:

- Brug kun den telefonledning, der fulgte med telefonen, ellers virker telefonen muligvis ikke.



Tilslutning af telefonen


1. Tilslut telefonen som vist i illustrationen. Brug kun den medfølgende telefonledning, da udstyret muligvis ikke fungerer, hvis der bruges en anden telefonledning.



Vægmontering

Telefonen kan også installeres på en væg. Du skal bruge to skruer for at fastgøre telefonen på væggen.

Før styretapperne (1) på vægmonteringsbeslaget (2) ind i åbningerne (3) på bagsiden af telefonen. Skub vægbeslaget (2) 10 mm opad, indtil det klikker på plads.




Advarsel: Sørg for, at der ikke er kabler eller rør osv. under overfladen af væggen, hvor du vil bore hullerne.

Bor to huller, hvis afstand svarer til det beslag, der skal bruges, indsæt skruerne, og lad dem stikke 5 mm ud fra væggen.

Anbring telefonen på beslaget, før skruerne i åbningerne, og skub telefonen en smule nedad.

Drej krogen (4) i holderen 180°, så telefonrøret kan hægtes på.



Symboler i displayet

	Visning af tiden.
	Visning af dato'en.
	Telefonbogen er åben.
CID	Opkaldslisten er åben.
NY	Posten på opkaldslisten er ny.
	Viser et genopkald.
01	Positionsnummer på opkaldslisten.
I ALT:XX	Der er XX poster på opkaldslisten.
NYE:XX	Der er XX nye poster på opkaldslisten.

Ibrugtagning første gang

Når du har tilsluttet telefonen til telefonlinjen første gang, bliver du bedt om at foretage nogle indstillinger.

Hvis denne indstillingsprocedure afbrydes, f.eks. ved at løfte telefonrøret, kan du til enhver tid foretage disse indstillinger (se side 37).

I displayet blinker ENGLISH (fabriksindstilling).

Brug eller til at vælge det ønskede sprog.

Tryk for at bekræfte indstillingen.

Displayet viser LCD KONTRAST.

Brug eller til at ændre kontrasten (1 2 3 4).

Tryk for at bekræfte indstillingen.

Displayet viser INDSTIL TID/DATO med "timer" blinkende.

Indstil timerne ved hjælp af eller og tryk på .

Indstil minutterne med eller og tryk på .

Indstil dag med eller og tryk på .

Indstil måned med eller og tryk på .

Displayet viser INDSTIL PAUSETID.

Brug eller til at vælge pausetiden på 1...4 sekunder (om nødvendigt).

Du behøver kun at gøre dette, når du bruger telefonen via et omstillingssystem (PABX).

Du kan finde flere oplysninger på side 38. Tryk  .

Displayet blinker **FLASH TID**.

Brug  eller  til at vælge flash-tiden (om nødvendigt).

I de fleste situationer skal der vælges 100 ms (fabriksindstilling).

Du behøver ikke at ændre noget.

Tryk blot  .

Telefonen er klar til brug og viser det ledige skærbilledet.

Du kan til enhver tid ændre indstillingerne senere. Du kan finde flere oplysninger på side 37.

Foretage og modtage opkald

Foretag et opkald

Du kan foretage et opkald på følgende måder:


- Løft telefonrøret, og indtast telefonnummeret.
- Indtast telefonnummeret, og løft telefonrøret.

Alternativt:

- Du kan indtaste telefonnummeret og trykke  .
- Håndfri tilstand aktiveres, og telefonnummeret ringes op i håndfri tilstand.
- Under et opkald kan du se opkaldstiden i displayet.

Afslut et opkald

Du kan afslutte et opkald ved at:

- lægge telefonrøret på, eller alternativt
- trykke  , hvis opkaldet blev foretaget i håndfri tilstand (den røde lysdiode i højttaler-tasten er tændt).

Besvar et opkald

Løft håndsættet, eller tryk  .

Aktivering/deaktivering af håndfri tilstand

Under en samtale, hvor du benytter telefonrøret, kan du skifte til den håndfrie funktion og aktivere højttaleren:

Tryk  og læg derefter telefonrøret på.

Hvis du ønsker at benytte telefonrøret igen, skal du bare løfte telefonrøret igen.

Bemærk:

- Ved brug af den håndfrie funktion bliver din tale overført via mikrofonen på basisenheden. Tal fra en afstand på max 0,5 m fra basisenhedens front.
- Høj baggrundsstøj kan forringe lydkvaliteten.

Eksstra forstærkning af lydstyrken i telefonrøret

Du kan forstærke telefonrørets lydstyrke op til +40 dB.

Tryk  . Lysdioden "ON"  er tændt.

Tryk på  igen for at deaktivere eksstra forstærkning.

Advarsel: Denne telefon kan frembringe en meget høj lydstyrke, hvis forstærkeren er tændt, og lydstyrken er indstillet på det højeste niveau. Der skal derfor udvises forsigtighed, hvis telefonrøret anvendes af både personer med normal hørelse og personer med nedsat hørelse.

Indstilling af lydstyrken i telefonrøret

Du kan justere lydstyrken i telefonrøret ved hjælp af volumenkontrollen (19) (Se "Oversigt over telefonen").

Indstilling af bas/diskant i telefonrøret

Du kan justere telefonrørets tonekontrol ved hjælp af bas/diskant-skydekontakten (21), mens boost-funktionen er slået til (se "Oversigt over telefonen").

Indstilling af højtalerens lydstyrke

Du kan justere den håndfrie lydstyrke ved hjælp af skydekontakten (22) (se "Oversigt over telefonen").

Sådan anvendes genopkaldsfunktionen

Telefonen gemmer det senest kaldte telefonnummer.

- Løft telefonrøret, eller tryk  , og tryk derefter på  .
- Eller tryk  , og løft derefter telefonrøret, eller tryk  .

Sådan returneres et ubesvaret opkald

Telefonen gemmer numrene på indgående opkald på en opkaldsliste.

For yderligere oplysninger henvises til kapitlet "Opkaldsliste" på side 36.

- Løft telefonrøret, eller tryk . Vælg derefter den ønskede kontakt ved hjælp af og , og tryk .
- Eller vælg den ønskede kontakt ved hjælp af og , løft derefter håndsættet, eller tryk .

Opkald til et telefonnummer ved hjælp af lynopkald

Se afsnittet "Telefonbog" på side 34 for at få oplysninger om, hvordan du opretter og gemmer telefonnumre i telefonbogen.

- Løft telefonrøret, eller tryk på .
- Tryk , vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af og og tryk på .
eller
- Tryk , vælg det ønskede telefonnummer ved hjælp af og og løft telefonrøret, eller tryk .

Opkald til et telefonnummer ved hjælp af lynopkald

Se afsnittet "Lynopkald" på side 35 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer lynopkaldsnumre.

- Løft telefonrøret, eller tryk .
- Tryk og derefter på hukommelsens placeringsnummer (0... 9).
eller
- Tryk og derefter på hukommelsens placeringsnummer (0... 9).
- Løft telefonrøret, eller tryk .

Opkald/nødopkald med kviktasterne M1 eller M2

Opkald/nødopkald med kviktasterne kan bruges til at ringe til en nødtjeneste eller til personer, der har brug for hjælp. Se afsnittet "Opkald/nødopkald med kviktasterne M1 eller M2" på side 36 for at få oplysninger om, hvordan du gemmer numre på kviktasterne/nødopkald.

- Løft håndsættet, eller tryk .
- Tryk på kviktasten eller .
eller
- Tryk på kviktasten eller .
- Løft håndsættet, eller tryk .

Bemærk: De telefonnumre, der er tildelt en kviktast, kan ikke slettes. Når der gemmes nye numre, overskrives de eksisterende telefonnumre.

Telefonindstillinger

Ringetonens lydstyrke

Du kan justere ringetonens lydstyrke ved hjælp af ringetonens lydstyrketast (20) (se "Oversigt over telefonen").

Telefonbog

Der kan gemmes 32 telefonnumre og navne i telefonbogen.

- Når telefonbogens hukommelse er fuld, vil meddelelsen **HUKOMMELSEN FULD** fremkomme i displayet, når man forsøger at indtaste yderligere numre. Frigør plads ved at slette et allerede gemt nummer.
- Telefonbogen er organiseret i alfabetisk rækkefølge. Spring til en bestemt kontakt i telefonbogen ved at indtaste det første bogstav i navnet.

Indtastning af et navn

På de numeriske taster er der også bogstaver. Ved at trykke det nødvendige antal gange på en tast kan man enten indtaste tal eller store bogstaver.


Indtast et mellemrum ved at trykke **1**.

Indsæt et specialtegn med ***** eller **#**.

Slet et tegn ved at trykke **C**.

Hvis du vil indtaste det samme bogstav to gange, skal du trykke på tasten for at indtaste bogstavet. Vent, indtil markøren springer et bogstav frem. Indtast bogstavet igen.

Tilføj kontakt til telefonbogen

- Tryk .
- Tryk , og bekræft **GEM?** ved at trykke .
- Indtast telefonnummeret, og tryk .
- Indtast navnet, og tryk .

Rediger kontakt i telefonbogen

- Tryk , og vælg en kontakt ved hjælp af **▲** og **▼**.
- Tryk og hold  nede i ca. 3 sek., og bekræft **REDIGER?** ved at trykke .

- Indtast om nødvendigt det nye telefonnummer, og bekræft med .
- Indtast om nødvendigt det nye navn, og bekræft med .

Slet kontakt i telefonbogen

- Tryk  , og vælg en kontakt ved hjælp af  og .
- Tryk  . Displayet viser SLET?.
- Tryk og hold  nede i ca. 4 sek. Kontakten slettes.

Slet alle kontakter i telefonbogen

- Tryk  , og vælg en kontakt ved hjælp af  og .
- Tryk på og hold  nede i ca. 4 sek.
Displayet viser SLET ALLE?.
- Tryk på  og hold den nede i ca. 4 sek. igen.

Bemærk: Tryk på CID-tasten for at afbryde en indstilling uden at ændre den.

Lynopkald

Du kan gemme op til 10 telefonnumre, som kan ringes op via lynopkald.

Programmering af tasterne for lynopkald

- Tryk .
- Indtast telefonnummeret, og tryk .
- Indtast navnet, og tryk .
- Tryk på den numeriske tast, som lynopkaldsnummeret skal tildeles.

Bemærk: Hvis du vil ringe til et telefonnummer ved hjælp af lynopkalds-funktionen, skal du se på side 36.

Bemærk: De telefonnumre, der er tildelt lynopkaldsnummeret, kan ikke slettes. Når der gemmes nye numre, overskrives de eksisterende numre.

Opkald med hurtigvalgstasten / nødopkald

Du kan anvende tasterne **M1** og **M2** både som hurtigvalgstast og nødopkaldstast. Det er hurtigere og nemmere end at benytte lynopkald og telefonbogen.

Sådan gemmes telefonnumre til hurtigvalgstasterne

- Tryk .
- Indtast telefonnummeret, og tryk .
- Indtast navnet, og tryk .
- Tryk **M1** eller **M2** for at tildele telefonnummeret til den pågældende tast.
- Bemærk: De telefonnumre, der tildes en hurtigvalgstast, kan ikke slettes. Når nye numre gemmes, overskrives de eksisterende numre.

Opkaldsliste

Bemærk: Vis nummer-funktionen, som er obligatorisk for opkaldslisten, er en ekstra tjenesteydelse, der tilbydes af telefonselskabet. Kontakt dit telefonselskab for yderligere oplysninger. Hvis der er adgang til denne funktion via din tjeneste, vil nummeret og navnet på personen, der ringer, fremkomme på displayet, når telefonen ringer, hvis det er indskrevet i telefonbogen. Hvis personen, der ringer, har hemmeligt nummer, eller det ikke kan ses, vil en tilsvarende meddelelse fremkomme i displayet.

Telefonnummeret kan ikke ses, og det gemmes derfor ikke i opkaldslisten. Der kan gemmes i alt 32 numre i opkaldslisten.

En blinkende rød lysindikator viser, at der er nye opkald på listen.

Det ledige display viser, hvor mange elementer der er på opkaldslisten, og hvor mange af disse der er NYE (usete). **Denne lysdiode blinker, så længe der stadig er nye (ikke læste) opkald på opkaldslisten. Tryk gentagne gange på ▲ for at få lysdioden til at stoppe med at blinke.**

Sådan vises opkaldslistens telefonnumre

- Tryk  eller  , og vælg en kontakt ved hjælp af  og .

Sådan gemmes numre fra opkaldslisten i telefonbogen

- Tryk  eller  og vælg en kontakt ved hjælp af  og .
- Tryk , og bekræft **KOPIER NUMMER?** med .
- Nummeret kopieres til telefonbogen. Hvis du vil indtaste et navn for dette nummer, skal du se "Rediger kontakt i telefonbogen", side 34.

Sådan slettes individuelle telefonnumre

- Tryk  eller  , og vælg en kontakt ved hjælp af  og .
- Tryk  . Displayet viser **SLET?**.

- Tryk på og hold **C** nede i ca. 4 sek. Kontakten slettes.

Sådan slettes alle kontakter

- Tryk **▲** eller **▼**, og vælg en kontakt ved hjælp af **▲** og **▼**.
- Tryk på og hold **C** nede i ca. 4 sek. Displayet viser **SLET ALLE?**.
- Tryk på **C**, og hold den nede i ca. 4 sek. igen.

Sådan ændres indstillingerne

Du kan ændre de indstillinger, der blev foretaget, da telefonen blev tilsluttet første gang (se side 29), hvis det er nødvendigt, eller når du tilslutter telefonen til et omstillingssystem (PABX).

Åbn menuen ved at trykke på og holde **▲** nede i ca. 5 sek.

- Den nuværende indstilling for sproget vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af **▲** og **▼**, og tryk **C**, eller tryk blot **C** for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for displayets kontrast vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af **▲** og **▼**, og tryk **C**, eller tryk blot **C** for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for dato og klokkeslæt vises.
- Skift timer, minutter, dag og/eller måned ved hjælp af **▲** og **▼**, og tryk **C**. Eller tryk blot **C** for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for pausetiden vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af **▲** og **▼**, og tryk **C**, eller tryk blot **C** for at beholde den nuværende indstilling.
- Den nuværende indstilling for flash-tiden vises.
- Skift indstillingen ved hjælp af **▲** og **▼**, og tryk **C**, eller tryk blot **C** for at beholde den nuværende indstilling.

Flashtid: I de fleste situationer bør flashtiden på 100 ms vælges.

I nogle tilfælde f.eks. ved tilslutning af en telefon til et omstillingssystem (PABX), kan det være nødvendigt at skifte til 270 eller 600 ms. For yderligere oplysninger, se vejledningen for det pågældende PABX-system.

Særlig brug

Anvendelse via en privat omstilling

Hvis din telefon er en del af en omstilling (dvs. du skal f.eks. taste 9 for at komme ud), kan du overføre opkald og ringe tilbage ved hjælp af tasten

R. Læs vejledningen for det pågældende omstillingssystem for at finde ud af hvilke indstillinger, der skal anvendes.

Tilføjelse af en opkaldspause

Hvis du skal indtaste et tal for at komme ud, og det tager tid at få forbindelse, kan man tilføje en pause, så man ikke behøver at vente på klartonen. Tilføj en opkaldspause ved at indtaste det tal, du normalt bruger for at få en forbindelse og tryk derefter på .

Brug af yderligere tjenester

Din telefon bør kunne understøtte tjenester som f.eks. ventende opkald og konferenceopkald. Du skal kontakte din netværksudbyder for at få yderligere oplysninger om disse tjenester.

Fejlsøgning

Jeg kan ikke ringe

- Kontroller, at telefonledningen er tilsluttet korrekt. Er den tilsluttet korrekt, kan der være en fejl. Kontroller, at du bruger den telefonledning, der fulgte med telefonen.

Jeg hører støj og/eller min internetforbindelse er langsom, når jeg bruger telefonen

- Hvis du har en bredbåndsforbindelse til internettet, skal du kontrollere, at du har tilsluttet ledningen til telefonlinjen via et DSL-filter.

Tegnene på displayet er meget svage

- Sørg for, at batterierne er isatte korrekt, er af den korrekt type og ikke er opbrugte.
- Undersøg strømforsyningen.

Listen over telefonpringninger virker ikke

- Undersøg om dit telefonabonnement har denne tjeneste. Kontakt dit telefonselskab.

- Personen, der ringer op, kan have skjult nummer.

Vedligeholdelse/Garanti

Vedligeholdelse

- Rengør telefonens overflader med en blød, fnugfri klud.
- Brug aldrig rengøringsmidler eller oplosningsmidler.

Garanti

AMPLICOMMS udstyr er fremstillet og afprøvet efter de seneste fremstillingsmetoder. Brugen af omhyggeligt udvalgte materialer og anvendelsen af avanceret teknologi sikrer problemfri drift og lang holdbarhed. Garantien gælder ikke, hvis årsagen til udstyrets svigt skyldes fejl fra telefonselskabet eller et privat omstillingssystem. Garantien gælder ikke for genopladelige batterier og strømforsyninger, der anvendes i produkterne. Garantiperioden er 24 måneder fra købsdatoen.

Alle mangler forårsaget af materiale- eller produktionsfejl, og som opstår i garantiperioden, bliver udbedret uden beregning. Garantien gælder ikke, hvis der er foretaget indgreb på udstyret af køberen eller andre personer. Skader forårsaget af forkert håndtering eller brug, forkert placering eller opbevaring, forkert tilslutning eller installation, force majeure eller andre eksterne indvirkninger er ikke dækket af garantien.

I tilfælde af klager forbeholder vi os ret til enten at reparere eller skifte de enkelte defekte dele ud eller udskifte hele enheden. Udskiftede dele eller enheder bliver da vores ejendom.

Retten til erstatning i tilfælde af skader gælder ikke, hvor der ikke er bevis for eller udvist hensigt eller grov uagtsomhed fra fabrikantens side.

Hvis dit udstyr viser tegn på fejl under garantiperioden, skal det samt kvitteringen returneres til det sted, hvor du købte udstyret. Alle krav på og rettigheder til erstatning under garantien i henhold til denne aftale skal udelukkende foretages gennem købstedet.

To år efter købet af vores produkter kan erstatning under denne garanti ikke længere kræves.

Overensstemmelseserklæring

Denne enhed opfylder alle kravene i EU-direktiverne 2014/35/EU & 2014/30/EU. Dette bekræftes af CE-symbolet på enheden.

Hele overensstemmelseserklæringen kan gratis downloades fra websitet
www.amplicomms.com



© ATLINKS 2021 - Reproduktion forbudt.

Producenten forbeholder sig ret til at ændre specifikationerne for sine produkter for at kunne foretage tekniske forbedringer eller overholde nye regler.

AMPLICOMMS og ATLINKS er registrerede varemærker.

Dansk

Säkerhetsinformation

Användarmanual

Läs igenom användarhandboken noggrant

Avsedd användning

Big Tel 48+ kan användas antingen som bordstelefon eller som väggmonterad telefon. Big Tel 48+ kopplas till det offentligt telefoniätverkssystem. All annan användning är utanför avsedd användning. Obehörig modifikation eller ombyggnad är ej tillåten. Enheten får under inga omständigheter öppnas eller repareras på egen hand.

Placering

Undvik att utsätta telefonen för rök, damm, vibrationer, kemikalier, fukt, hetta och direkt solljus.

Kompatibel med hörapparater

Big Tel 48+ har inbyggd teleslinga i luren. Om du är användare av hörapparat med teleslinga ger denna telefon bättre ljudkvalitet.

På grund av det stora utbudet av hörapparater på marknaden kan vi däremot inte garantera att telefonen fungerar problemfritt med alla modeller. Varning: Denna telefon kan producera ljud av mycket höga ljudvolymer när förstärkaren är på och volymkontrollen är inställd på maxvolym. Stor försiktighet bör iakttas om telefonen delas med användare med normal hörsel och andra med begränsad hörsel.

Återvinning

När telefonen skall återvinnas skall detta göras på en kommunal uppsamlingsplats (t.ex. återvinningscentral).

Elavfall (WEEE)

Återvinn elektronikutrustning, tillbehör och batterier i enlighet med lokala föreskrifter.



Elektronisk utrustning som omfattas av direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)



Förpackningsmaterial måste återvinnas enligt lokala föreskrifter.



Översikt telefon



1. OK knapp
2. Snabbvalsknapp M1
3. Ta bort/ lagra
4. Snabbvalsknapp M2
5. Skrolla uppåt
6. Snabbuppringningsknapp
7. Skrolla nedåt
8. Samtalslista (nummerpres.) / Avbryt.
9. Indikator för nytt samtal (se sidan 16)
10. Telefonbok
11. Spara nummer-knapp
12. R-knapp
13. Återuppringningsknapp
14. LED-lampa, telefonen ringer
15. LED-lampa, högtalartelefon
16. Högtalartelefonknapp
17. Hörlursförstärkningsknapp
18. LED-lampa volymförstärkning aktiv
19. Volymratt för telefonlur (dold under luren)
20. Ringsignalsvolym
21. Tonkontroll
22. Högtalarvolym

INNEHÅLL

Kom igång.....	48
Kontrollera förpackningens innehåll.....	48
Anslut telefonen.....	48
Väggmontering.....	49
Symboler på displayen.....	50
Första användningstillfället.....	50
Ring upp och ta emot samtal.....	51
Ring upp ett telefonnummer.....	51
Avsluta ett samtal.....	51
Besvara ett samtal.....	51
Aktivera/inaktivera högtalartelefon.....	51
Öka ljudvolymen i telefonluren.....	52
Ställ in telefonlurens ljudvolym.....	52
Ställ in telefonlurens tonkontroll.....	52
Ställ in volym för högtalartelefonen.....	52
Ring upp ett telefonnummer med återupprinningsfunktionen.....	52
Ringa tillbaka missade samtal.....	52
Ring upp ett telefonnummer från telefonboken.....	53
Ring upp ett telefonnummer med snabbuppringning.....	53
Använda snabbvals-knapparna.....	53
Telefoninställningar.....	54
Ringvolym.....	54
Telefonbok.....	54
Ange ett namn.....	54
Skapa post i telefonboken.....	54
Redigera telefonboken.....	54
Ta bort en enskilda nummer i telefonboken.....	55
Ta bort alla poster i telefonboken.....	55
Snabbuppringning.....	55
Programvara snabbupprinningsknappar.....	55
Snabbvals-knapparna.....	56

Lagra telefonnummer i snabbvals knapparna.....	56
Samtalslista.....	56
Visa telefonnummer i samtalslistan.....	56
Lagra nummer från samtalslistan i telefonboken.....	56
Ta bort enskilda nummer i samtalslistan.....	57
Ta bort alla poster.....	57
För att ändra inställningarna.....	57
Avancerad användning.....	58
Användning med en företagsväxel.....	58
Ställ in en upprinningspaus.....	58
Användande av ytterligare tjänster.....	58
Felsökning.....	58
Underhåll.....	59
Försäkran om överensstämmelse.....	60

Kom igång

Viktigt: Läs igenom hela säkerhetsinformationen innan du installerar telefon-systemet.

Viktigt: Din telefon kan producera mycket högt ljud när förstärkningsläget är aktiverat. Var försiktig om telefonen används av andra.


Kontrollera förpackningens innehåll

Den ska innehålla:

- 1 huvudenhet med sladd
- 1 telefonlur
- 1 spiralformad sladd för telefonluren
- 2 anslutningssladdar till telefonnätet
- 1 väggmonteringshållare
- 2 telefonplugg
- 1 användarmanual


Viktigt:

- För att din telefon ska fungera korrekt bör du endast använda telefonsladden som levererades tillsammans med din telefon.




Anslut telefonen

1. Anslut telefonen som enligt figuren. För att din utrustningen ska fungera korrekt bör du endast använda telefonsladden som levererades tillsammans med din telefon.



Väggmontering

Telefonen kan även monteras på en vägg. Två skruvar behövs för att sätta fast telefonen på en vägg. För in ledtapparna (1) på väggmonteringshållarens (2) i öppningarna (3) på telefonens baksida. För upp vägghållaren (2) 10 mm uppåt tills du hör att den klickar på plats.




Varning: Kontrollera att det inte finns några kablar, rör eller dylikt i väggen där du planerar att borra hålen.

Borra två hål med samma avstånd mellan dem som på hållaren som ska användas, dra i skruvarna så att 5 mm sticker ut från väggen.

Placera telefonen på hållaren, för in skruvarna i spåren och skjut ned telefonen.

Vrid på telefonlursknoppen (4) i klykan 180° så att motsvarande telefonluren kan hängas upp.



Symboler på skärmen

	Klocka.
	Datum.
	Telefonbok är öppen.
CID	Samtalslistan är öppen.
NEW	Denna post i samtalslistan är ny.
	Markerar upprepade upprängningar.
	Positionsnummer i samtalslistan.
TOTALT: XX	Det finns XX poster i samtalslistan.
NYA: XX	Det finns XX nya poster i samtalslistan.

Första användningstillfället

Efter att du har anslutit telefonen till telefoniätet för första gången kommer du att behöva göra några inställningar.

Om den här inställningen avbryts, t. ex. genom att luren lyfts upp, kan du göra om inställningarna senare (se sida 57).

På displayen blinkar ENGLISH (fabriksinställning).

Använd ▲ eller ▼ för att ange önskat språk.

Tryck på för att bekräfta inställningen.

Displayen visar KONTRAST.

Använd ▲ eller ▼ för att ändra kontrasten (1 2 3 4).

Tryck på för att bekräfta inställningen.

Displayen visar STÄLL DATUM/TID och "timmar" blinkar.

Ange timmar med ▲ eller ▼ och tryck på .

Ange minuter med ▲ eller ▼ och tryck på .

Ange dag med ▲ eller ▼ och tryck på .

Ange månad med ▲ eller ▼ och tryck på .

Displayen visar STÄLL IN PAUSTID blinkande.

Använd ▲ eller ▼ för att ange en paustid på 1...4 sekunder (vid behov).

Du behöver bara göra detta när din telefon används på i ett PABX-system.

Mer information finns på sidan 58. Tryck på  **C**.

Displayen visar **R-KNAPPSTID** blinkande.

Använd **▲** eller **▼** för att ange blinktid (vid behov). I de flesta fall bör 100 ms (inställt vid leverans) anges. Du behöver inte ändra någonting.

Tryck bara på  **C**.

Din telefon är klar att användas

Du kan ändra de här inställningarna senare. Mer information finns på sidan 57.

Ring upp och ta emot samtal

Ring upp ett telefonnummer

För att påbörja ett samtal har du följande alternativ:

- lyft på luren och slå telefonnumret.
- slå numret och lyft på luren.

eller

- slå numret och tryck på .
- Högtalartelefon aktiveras och telefonnumret rings upp i med högtalartelefon.

Under ett samtal kan du se samtalstiden på displayen.

Avsluta ett samtal

För att avsluta ett samtal kan du:

- lägga tillbaka luren eller
- tryck på  om samtalet gjordes med högtalartelefon (den röda LED-lampan i högtalartelefon-knappen lyser).

Besvara ett samtal

Lyft på luren eller tryck på .

Aktivera/inaktivera högtalartelefon

Under ett samtal du gjort med telefonluren. Du kan byta till högtalartelefon-läge för att aktivera högtalarren:

Tryck på  och sätt tillbaka luren.

Lyft på luren om du vill fortsätta samtalet med luren.

Observera:

- Under samtal med högtalartelefon överförs din röst med mikrofonen på basenheten. Var inte längre bort än 0,5 m med ansiktet vänt mot enheten.
- Höga nivåer av bakgrundsljud kan förhindra korrekt funktion.

Öka ljudvolymen i telefonluren

Du kan öka ljudvolymen i telefonluren med upp till +40 dB.

Tryck på  . Led-lampan "På"  är tänd.

Tryck på  igen för att slå av förstärkningen igen. Observera: När luren läggs tillbaka i klykan stängs ljudförstärkningen av automatiskt.

Varning: Denna telefon kan producera ljud av mycket höga ljudvolymer när förstärkaren är på och volymkontrollen är inställd på maxvolym. Stor försiktighet bör iakttas om telefonen delas mellan användare med normal hörsel och en hörselnedsättning.

Ställ in telefonlurens ljudvolym

Du kan ställa in hörlurens ljudvolym med volymratten (19) / (se "Översikt telefon").

Ställa in telefonlurens tonkontroll

Du kan ställa in telefonlurens ljudton med tonkontrollreglaget (21) när förstärkningsfunktionen är på (se "Översikt telefon").

Ställ in volym för högtalartelefonen

Du kan ställa in högtalartelefonens ljudvolym med reglaget (22) / (se "Översikt telefon").

Ring upp ett telefonnummer med återupprinningsfunktionen

Din telefon lagrar det senast uppringda numret.

- Lyft på luren och tryck på  och tryck på  .
eller
- Tryck på  och lyft på luren eller tryck på  .

Ringa tillbaka missade samtal

Telefonen lagrar nummer för inkommande samtal i en samtalslista. Mer information finns i kapitlet "Samtalslista" på sidan 56.

- Lyft på luren eller tryck på  , och därefter på önskad post med  och  och tryck på  , eller alternativt
- ange önskad post med  och  , och lyft på luren eller tryck på .

Ring upp ett telefonnummer från telefonboken

Information om hur du lagrar poster i telefonboken finns i kapitlet "Telefonbok" på sidan 54.

- Lyft på luren eller tryck på .
 - Tryck på  , välj önskad post med  och  och tryck .
- Tryck på  , ange önskad post med  och  och lyft sedan på luren eller tryck på .

Ring upp ett telefonnummer med snabbuppringning

Information om snabbuppringning av telefonnummer finns i kapitlet "Snabbuppringning" på sidan 55.

- Lyft på luren eller tryck på .
- Tryck på   och sedan minnesplatsens nummer (0 ... 9).
eller
- Tryck på   och sedan minnesplatsens nummer (0 ... 9).
- Lyft på luren eller tryck på .

Använda snabbvalsknapparna

Snabbvalsknapparna kan användas för att snabbt ringa upp viktiga telefonnummer. Mer om det i kapitelet "Snabbvalsknappar" på sidan 56.

- Lyft på luren eller tryck på .
- Tryck på snabbvalsknappen  eller 
eller
- Tryck på snabbvalsknappen  eller .
- Lyft på luren eller tryck på .

Observera: Telefonnumren som lagras i snabbvalsknapparna kan inte raderas. När nya nummer lagras så skrivs befintliga poster över.

Telefoninställningar

Ringvolym

Du kan justera ringvolymen med ringvolymskontrollen (20) (se "Översikt över din telefon").

Telefonbok

32 nummer kan lagras i telefonboken tillsammans med tillhörande namn.

- Ange alltid riktnummer för telefonnumren så att telefonen också kan koppla inkommende samtal till poster i telefonboken.
- När telefonens minneskapacitet är fullt kommer meddelandet **MINNET FULLT** att visas när nya telefonnummer försöker lagras. För att frigöra plats måste ett telefonnummer raderas.
- Telefonbokens poster är ordnade alfabetiskt. För att gå direkt till en telefonpost kan du skriva in den första bokstaven i postens namn.

Ange ett namn

Sifferknapparna är också märkta med bokstäver för inmatning av bokstäver.

Upprepade knapptryckningar på siffrorna aktiverar stora bokstäver och siffror.

Ange mellanslag genom att trycka på 1 .

Mata in specialtecken med * eller # .

Radera ett tecken genom att trycka på C .

För att ange samma bokstav två gånger i följd trycker du först knappen för att mata in bokstaven. Vänta tills markören hoppar ett steg framåt. Ange bokstaven igen.

Skapa post i telefonboken

- Tryck på .
- Tryck på och bekräfta **SPARA?** genom att trycka på .
- Ange telefonnummer och tryck på .
- Ange namnet och tryck på .

Redigera telefonboken

- Tryck på och välj en post med och .

- Håll  nedtryckt i ungefär 3 sek och bekräfta **ANDRA?** genom att trycka på .
- Ange vid behov telefonnumret och bekräfta med .
- Ange vid behov namnet och bekräfta med .

Ta bort en enstaka nummer i telefonboken

Tryck på  och välj en post med  och .

- Tryck på  . Displayen visar TA BORT? **RADERA?**.
- Håll  nedtryckt i ungefär 4 sek. Posten är borttagen.

Ta bort alla poster i telefonboken

- Tryck på  och välj en post med  och .
- Håll  nedtryckt i ungefär 4 sek. Displayen visar.
Displayen visar **RADERA ALLA?**.
- Håll  nedtryckt i ungefär 4 sek. igen.

Observera: Tryck på CID-knappen för att avbryta en inställning utan att spara den.

Snabbuppringning

Upp till 10 telefonnummer kan lagras så att de snabbt kan ringas upp med snabbuppringning.

Programvara snabbuppringningsknappar

- Tryck på .
- Ange telefonnummer och tryck på .
- Ange namnet och tryck på .
- Tryck på sifferknappen som snabbuppringningsnumret ska kopplas till.

Observera: Information om att ringa upp ett telefonnummer med snabbuppringning finns på sidan 56.

Observera: Telefonnummer som lagras i snabbuppringningsknapparna kan inte raderas. När nya nummer lagras så skrivs befintliga poster över.

Snabbvalsknapparna

Du kan använda knapparna **M1** och **M2** som snabbvalsknappar eller som minnesknappar för nödsamtal. Detta blir snabbare och lättare än att ringa upp med snabbuppringningsfunktionen eller telefonboken.

Lagra telefonnummer i snabbvalsknapparna

- Tryck på  .
- Ange telefonnummer och tryck på  .
- Ange namnet och tryck på  .
- Tryck på **M1** eller **M2**, för att välja nummer för respektive knapp.

Observera: Telefonnumren som lagras i snabbvalsknapparna kan inte tas bort. När nya nummer lagras så skrivas befintliga poster över.

Samtalslista

Observera: Funktionen för nummerpresentation, som krävs för samtalslistan, är en tillvalstjänst som erbjuds av telefon operatören. Kontakta din operatör för ytterligare information.

Om den här funktionen finns tillgänglig i din telefonanslutning kommer uppringarens telefonnummer och namn, om hen har en post i telefonboken, visas den på displayen när telefonen ringer. Om uppringaren har dolt eller hemligt nummer eller detta på annat sätt inte är tillgängligt visas ett meddelande om detta på displayen. Telefonnumret visas inte och lagras därför inte i samtalslistan.

Displayen visar hur många poster det finns i samtalslistan och hur många av dem som är NYA (inte har visats). Totalt 32 nummer kan lagras i samtalslistan. Den blinkande röda LED-lampan visar att det finns nya samtal i samtalslistan. Denna LED-lampa blinkar så länge som det finns nya (**olästa**) samtal i samtalslistan. Tryck på **▲**upprepade gånger för att **avbryta blinkningarna**.

Visa telefonnummer i samtalslistan

- Tryck på **▲** eller **▼** och välj en post med **▲** och **▼**.

Lagra nummer från samtalslistan i telefonboken

- Tryck på **▲** eller **▼** och välj en post med **▲** och **▼**.
- Tryck på  och bekräfta **KOPIERA NUMMER?** med .

- Numret kopieras in i telefonboken. Information om hur du skriver in ett namn för numret finns i "Redigera telefonboken", sidan 54.

Ta bort enskilda nummer i samtalslistan

- Tryck på ▲ eller ▼ och välj en post med ▲ och ▼.
- Tryck på . Displayen visar RADERA?.
- Håll nedtryckt i ungefär 4 sek. Posten är borttagen.

Ta bort alla poster

- Tryck på ▲ eller ▼ och välj en post med ▲ och ▼.
- Håll nedtryckt i ungefär 4 sek. Dispalyen visar RADERA ALLA?.
- Håll nedtryckt i ungefär 4 sek. igen.

För att ändra inställningarna

Du kan vid behov ändra inställningar som gjordes när du anslöt telefonen för första gången (se sidan 58) om nödvändigt eller när telefonen anslöts till ett PABX-system.

Öppna menyn genom att hålla ▲ nedtryckt i ungefär 5 sek.

- Aktuella inställningar för språk visas.
- Ändra inställningen med ▲ och ▼ och tryck på eller tryck på för att behålla inställningen som den är.
- Aktuella inställningar för display-kontrast visas.
- Ändra inställningen med ▲ och ▼ och tryck på eller tryck på för att behålla inställningen som den är.
- Aktuella inställningar datum och tid visas.
- Ändra timme, minut, dag och/eller månad med ▲ och ▼ och tryck på eller tryck på för att behålla inställningen som den är.
- Aktuell inställning paustid visas.
- Ändra inställningen med ▲ och ▼ och tryck på eller tryck på för att behålla inställningen som den är.

- Aktuell inställning blinkningstid visas.
- Ändra inställningen med och och tryck på eller tryck på för att behålla inställningen som den är.

Blinkningstid: I de flesta fall bör blinktiden 100 ms väljas. I vissa fall, t. ex. när telefonen ansluts till ett PABX-system kan det vara nödvändigt att byta till 270 eller 600 ms. Mer information finns i PABX-systemets bruksanvisning.

Avancerad användning

Användning med en företagsväxel

Om din telefon är innanför en växel (t.ex. om du behöver slå 9 för att ringa ut) kan du vidarebefordra samtal och ringa tillbaka med knappen (återuppringning).

Du behöver kontrollera din växels manual för att ta reda på tidsinställningar för din växel.

Ställ in en upprinningspaus

Om du behöver slå ett nummer för att ringa ut kan du ställa in en paus så att du inte behöver vänta på kopplingstonen.

För att ställa in en upprinningspaus anger du siffran (t.ex. 9) som används för att ringa ut och trycker sedan på .

Du behöver kontrollera din växels manual för att ta reda på vilken paustid som ska användas för din växel.

Användande av ytterligare tjänster

Din telefon kan användas för tjänster som samtal väntar och telefonkonferens. Du behöver kontakta din telefon operatör för vidare information om dessa tjänster.

Felsökning

Jag kan inte ringa upp

- Kontrollera att telefonsladden är ordentligt ansluten. Om den är det kan något vara fel. Kontrollera att du använder den telefonsladd som levererades tillsammans med din telefon.

Brusande eller sprakande ljud hörs i telefonluren / Min

internetanslutning är väldigt långsam när jag ansluter telefonen i kontakten

- Om du har en bredbandsanslutning behöver du kontrollera att du har anslutit telefonsladden med ett DSL-filter.

Tecknen på displayen är väldigt svaga

- Du kan behöva sätta i eller byta ut batterierna.

Visning av inkommande samtal fungerar inte

- Kontrollera att du har aktiverat denna tjänst för din telefonanslutning
Kontakta din telefon operatör.
- Personen som ringer kan ha dolt eller hemligt nummer.

Skötsel och underhåll

- Rengör telefonens ytor med en torr, luddfri trasa.
- Använd aldrig rengörings- eller lösningsmedel.

Underhåll

AMPLICOMMS utrustning är tillverkad och testad enligt aktuella produktionsmetoder. Användning av noggrant utvalda material och avancerad teknologi garanterar problemfri funktion och lång användningslivslängd. Garantivillkoren gäller inte om orsaken till felet i utrustningen beror på telefonleverantören eller en mellanliggande företagsväxel.

Garantivillkoren gäller inte för batterier som används med produkterna. Garantitiden är 24 månader från inköpsdatum. Alla fel och brister rörande material- eller tillverkningsfel inom garantitiden kommer att åtgärdas utan ytterligare kostnad. Anspråksrädden under garantivillkoren upphävs vid påverkan från köparen eller tredje parter. Skada som orsakas av oriktig hantering eller användning, normalt slitage, felaktig placering eller förvaring, felaktig anslutning eller installation eller Force Majeure och annan extern påverkan täcks inte av garantivillkoren. Vid eventuella klagomål reserverar vi oss rätten att reparera eller ersätta defekta delar, eller ersätta hela enheten.

Delar eller enheter som ersätts tillfaller oss. Kompensationsrätt i händelse av skada exkluderas när det inte finns några bevis på uppsåt eller oaktsamhet hos tillverkaren. Om din enhet visar tecken på en defekt under garantiperioden ber vi dig kontakta försäljningsstället där du köpte AMPLICOMMS-enheten, och uppvisar inköpskvittot som inköpsbevis. All anspråk under garantivillkoren i enlighet med denna överenskommelse kan endast krävas vid försäljningsstället.

Inga garantianspråk kan inkrävas senare än två år efter inköpsdatum och leverans av produkten.

Försäkran om överensstämmelse

Enheten uppfyller alla krav i EU-direktivet 2014/35/EU & 2014/30/EU direktiv om harmonisering av lagstiftning om radio- och telekommunikationsutrustning.

Efterlevnad av ovan nämnda direktiv bekräftas av CE-märkningen på enheten.

Declaration of Conformity (beskrivning av överensstämmelse) kan ses och laddas ner gratis på vår hemsida: www.amplicomms.com



© ATLINKS 2021 - Kopiering förbjuden.

Tillverkaren förbehåller sig rätten att ändra specifikationer för sina produkter för att genomföra tekniska förbättringar eller uppfylla nya lagar och regler.

AMPLICOMMS och ATLINKS är registrerade varumärken.

www.amplicomms.com

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer
92500 RUEIL-MALMAISON France
RCS Nanterre 508 823 747

BigTel 48 Plus
A/W No.: 10002494 Rev.1 (EN/DA/SWE)
Printed in China