

# CM-BT2

Bluetooth halsteleslynge



Brugervejledning

 **Phonic Ear**<sup>®</sup>  
Connected to life

# Introduktion

---

Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af din nye halsteleslyge.

Tillykke med din nye CM-BT2 Bluetooth halsteleslynge.

Æsken indholder:

- 1 stk. CM-BT2 Halsteleslynge
- 1 stk. 12V lader
- 1 stk. USB ladekabel
- 1 stk. Strømforsyning
- 1 stk. Brugervejledning

# Indholdsfortegnelse


---

|   |    |
|---|----|
| <b>Indledende betjening</b>                         | 4  |
| Beskrivelse af betjeningselementerne                | 4  |
| Opladning af CM-BT2                                 | 6  |
| Opladning af CM-BT2 med strømforsyning              | 6  |
| Opladning af CM-BT2 med 12V plug-in lader           | 6  |
| Opladning af CM-BT2 via USB port på computeren      | 6  |
| CM-BT2 brugstid                                     | 6  |
| Tænd og sluk for CM-BT2                             | 7  |
| Parring af CM-BT2 med en kompatibel telefon         | 7  |
| Frakobling af CM-BT2 fra telefonen                  | 8  |
| Reetablér CM-BT2 kontakten til telefonen            | 9  |
| <br>  |    |
| <b>Grundlæggende betjening</b>                      | 10 |
| Besvar opkald                                       | 10 |
| Anvendelse af CM-BT2 til musik sammen med telefonen | 10 |
| Justering af styrken                                | 10 |
| Parring af CM-BT2 med en kompatibel computer        | 11 |
| Halsslyngens sikkerhedslås                          | 11 |
| <br>  |    |
| <b>Generelt</b>                                     | 12 |
| Sikkerhed   | 12 |
| Vedligeholdelse                                     | 12 |
| Miljø   | 13 |
| Specifikationer                                     | 13 |
| <br>  |    |
| <b>Garanti</b>                                      | 14 |

# Indledende betjening

---

## Beskrivelse af betjeningselementerne



# Indledende betjening

---

## 1. Hals Slynge

## 2. Statusindikator

- Rødt lys tændt → CM-BT2 er slukket
- Rødt lys blinker langsomt → Advarsel: lav batterispænding
- Blåt/rødt lys blinker skiftevis → Parringsmode
- Blåt lys blinker hvert 3. sekund → Forsøger parring
- Blåt lys synligt 1 sekund hvert 5. sekund → Forbindelse opnået med fremmed enhed

## 3. Integreret mikrofon

## 4. Funktionsknap

Tænder og slukker for CM-BT2  
Samtale svar- og afbryd samtale knap  
Parringsknap

## 5. Ekstra styrkeregulering for halsteleslyngen

Styrken i halsteleslyngen kan justeres uafhængigt med denne knap.

## 6. Styrkeregulering for halsteleslyngen/hoved- eller øretelefon

Styrken i halsteleslyngen/hovedtelefonen kan justeres med begge disse knapper.

## 7. Tilslutning for ladekabel og hovedtelefon

Dette 3,5mm stik anvendes til at tilslutte hovedtelefon eller ladestik til CM-BT2.

# Indledende betjening

---

## Opladning af CM-BT2

CM-BT2 har et indbygget, genopladeligt lithium polymer batteri. Forud for 1. anvendelse, skal batteriet oplades helt.

**Bemærk:** CM-BT2 kan ikke anvendes under opladning.

## Opladning af CM-BT2 med strømforsyning

Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).

Tilslut den anden ende af kablet til strømforsyningen.

Sæt strømforsyningen i stikkontakten (230V).

CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.



## Opladning af CM-BT2 med 12V plug-in lader

Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).

Tilslut den anden ende af kablet til cigartænderstikket.

Sæt cigartænderstikket i cigartænderen.

CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.



## Opladning af CM-BT2 via USB port på computeren

Tilslut USB ladekablet til CM-BT2 (ladetilslutning 7).

Tilslut den anden ende af kablet til en USB port på din computer.

CM-BT2 er fuldt opladet, når ladelampen slukker.

## CM-BT2 brugstid

Ved normal anvendelse har CM-BT2 3 timers taletid og op til 120 timers stand-by tid.

# Indledende betjening

---

Når batterier skal genoplades vil den røde status indikator blinke langsomt.

**Bemærk:** Brugstiden er afhængig af den måde CM-BT2 anvendes på, og hvor stor styrke, der anvendes. Opladningstiden er længere, hvis CM-BT2 ikke har været anvendt i lang tid, og batteriet er helt afladet. 3s

## Tænd og sluk for CM-BT2




Tryk på funktionsknappen (4) i ca. 3 sekunder til den blå status lampe lyser. Halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at CM-BT2 nu er tændt. Hvis der er en parret enhed i nærheden vil CM-BT2 automatisk forbinde sig til enheden. For at slukke, tryk funktionsknappen (4) i ca. 3 sekunder til den røde statuslampe lyser. Halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at CM-BT2 nu er slukket.

## Parring af CM-BT2 med en kompatibel telefon

Før du kan anvende CM-BT2 med en telefon, skal den tilføjes i telefonens forbindelsesliste. Dette gøres ved at følge instruktionen i telefonens brugervejledning, der forklarer, hvordan Bluetooth aktiveres.

1. Tænd for telefonen



2. Tryk på funktionsknappen (4) på CM-BT2 i ca. 6 sekunder til blå og rød statusindikator blinker skiftevis. CM-BT2 for bliver i parrings mode i 2 minutter.

3. Aktivér Bluetooth funktionen på telefonen for at begynde søgningen efter Bluetooth enheden (CM-BT2).

Se telefonens brugervejledning.

# Indledende betjening

---

4. Vælg CM-BT2 fra den liste, der vises i telefonen. Hvis det er nødvendigt kan password "0000" tages for at parre CM-BT2 og telefonen, og dermed etablere forbindelse.
5. Hvis parringen er succesfuld vil den blå statusindikator på CM-BT2 blinke hurtigt 4 gange og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd.

Med visse telefoner kan det være nødvendigt at foretage forbindelsen manuelt, når CM-BT2 er blevet registreret.

For yderligere information, se telefonens brugervejledning. Det er kun nødvendigt at registrere CM-BT2 én gang, hvorefter CM-BT2 genkendes automatisk.

CM-BT2 er forbundet til telefonen, når den blå statusindikator lyser 1 sekund hvert 5. sekund.

CM-BT2 vil nu optræde i telefonens menu, som viser alle de enheder, der er parrede med telefonen.

## Frakobling af CM-BT2 fra telefonen

Anvend én af følgende metoder til at afbryde forbindelsen mellem telefon og CM-BT2, f.eks. hvis du ønsker at forbinde en anden enhed til telefonen:

- Sluk CM-BT2
- Afbryd forbindelsen til CM-BT2 i telefonens Bluetooth menu.
- Flyt CM-BT2 til en position mere end 10 meter fra telefonen.

**Bemærk:** Du behøver ikke at slette CM-BT2 fra telefonens liste over kompatible enheder for at afbryde forbindelsen.



# Indledende betjening

---

## **Reetablér CM-BT2 kontakten til telefonen**

Den blå statusindikator blinker langsomt, så snart CM-BT2 forbindelsen afbrydes, f.eks. hvis afstanden til telefonen bliver for stor.

Så snart CM-BT2 og telefonen igen er indenfor hinandens rækkevidde genskabes forbindelsen automatisk eller kan forbindes ved at trykke én gang på funktionsknappen. Den blå statusindikator lyser 1 sekund hvert 5. sekund, og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd for at indikere, at forbindelsen nu er reetableret.

# Grundlæggende betjening

## Besvar opkald

For at foretage et opkald skal du sikre dig, at CM-BT2 er forbundet til din telefon. Foretag opkald som normalt.


For at foretage et opkald, tryk funktionsknappen (4) let.

For at afslutte et opkald, anvend knappen på telefonen eller funktionsknappen på CM-BT2.

## Anvendelse af CM-BT2 til musik sammen med telefonen

Har du musikafspiller integreret i din telefon, kan du også anvende din CM-BT2 til at aflytte musik. Så snart en indgående samtale registreres, vil musikken automatisk blive afbrudt, og CM-BT2 vil ringe, og du kan trykke funktionsknappen (4) for at besvare opkaldet. Musikken fortsætter med at spille, når samtalen afbrydes.

## Justering af styrken




Tryk "+" knappen (6) gentagne gange for at øge styrken.

Halsteleslyngen/hovedtelefonen giver en lyd, når maksimum styrke er nået.

Tryk "-" knappen (6) gentagne gange for at mindske styrken.

Halsteleslyngen/hovedtelefonen giver en lyd, når minimum styrke er nået.



CM-BT2 har en ekstra styrkekontrol (5) til at øge styrken i halsteleslyngen uafhængigt. Drej styrkeknappen på den ekstra styrkekontrol for at justere styrken. Den ekstra styrkekontrol fungerer kun til halsteleslyngen og har således ingen indflydelse på styrken til hovedtelefonen.

**Bemærk:** Før anvendelsen af CM-BT2, så sørg for at styrken er indstillet til en komfortabel styrke for at undgå støjskade forårsaget af en for kraftig lydstyrke. Sæt altid styrken til en lav styrke.

# Grundlæggende betjening

---

## Parring af CM-BT2 med en kompatibel computer

- 1 Tænd for din computer og sørg for, at Bluetooth hardwaren på computeren er aktiveret. Tænd for CM-BT2.
- 2 Tryk funktionsknappen (4) på CM-BT2 i ca. 6 sekunder til det blå og røde lys skiftevis blinker. CM-BT2 forbliver i parringsmode i 2 minutter.
- 3 Kør Bluetooth softwaren på computeren. Følg softwareinstruktionen for at forbinde CM-BT2
- 4 Vælg CM-BT2 fra den liste over enheder, der vises. Hvis det er nødvendigt kan password "0000" testes for at parre CM-BT2 og computeren, og dermed etablere forbindelse.
- 5 Hvis parringen er succesfuld vil den blå statusindikator på CM-BT2 blinke hurtigt 4 gange og halsteleslyngen/hovedtelefonen afgiver en lyd.

Vi beklager, at vi ikke er i stand til at yde telefonsupport for problemer, der måtte opstå i forbindelse med dit brug af CM-BT2 sammen med din computer.

## Halsslyngens sikkerhedslås



Vær sikker på, at sikkerhedslukningen på halsteleslyngen er helt lukket, for at sikre, at den fungerer korrekt.

# Generelt

---

## Sikkerhed

CM-BT2 er udviklet med anvendelse af state-of-the-art teknologi og i overensstemmelse med gældende sikkerhedsforskrifter.

Bemærk venligst de følgende sikkerhedsinstrukser:

Udsæt aldrig enheden for:

Varmekilder

Direkte sollys

Fugt og damp

Beskyt enheden mod kontakt med vand, støv, skrappe væsker og damp.

Isæt kun tilslutningsledninger i de korresponderende kontakter.

Tilslut kun godkendt tilbehør.

Ingen ændringer hverken af teknisk eller ikke teknisk art er tilladt.

CM-BT2 kommunikationssystemet indeholder små dele, som let kan sluges. Disse skal holdes uden for rækkevidde for børn under 3 år.

Producenten eller leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for skader eller ulykker forårsaget af ukorrekt anvendelse eller misbrug af produktet.

## Vedligeholdelse

CM-BT2 halsteleslyngen kræver ikke vedligeholdelse. Hvis enheden bliver snavset, aftør den med en letfugtet, blød klud. Anvend aldrig sprit, fortynder eller andre opløsningsmidler.

Placér ikke CM-BT2 på steder, hvor enheden udsættes for fuldt sollys i længere tid.

Herudover skal enheden beskyttes mod høj varme, fugt og svære mekaniske stød.

**Bemærk:** Dette produkt er ikke beskyttet mod vandsprøjt. Placér ikke containere eller flasker fyldt med vand, så som vaser, eller åben ild, som stearinlys på eller nær produktet.

# Generelt

---

## **Miljøforhold**

De generelle offentlige miljøbestemmelser om bortskaffelse af elektronik m.m.

## **Specifikationer**

Der henvises til den originale brugervejledning.

# Garanti

---

Phonic Ear yder 2 års begrænset garanti på dette produkt.

## Garantiperiode

Garantiperioden er gældende fra den dato, varen bliver leveret og vil være gældende i 2 år, så vidt varen forbliver i den oprindelige slutbrugers varetægt.

## Hvad dækker garantien

Produktet vil blive udskiftet eller repareret uden beregning, såfremt produktet ikke fungerer korrekt under normal brug på grund af produktions- eller designfejl, og såfremt produktet returneres til forhandleren hurtigst muligt efter fejllens opståen. Eventuelle forsendelsesomkostninger afholdes af brugeren. Hvis det ikke kan svare sig at reparere produktet, vil dette blive udskiftet med et tilsvarende funktionsdygtigt produkt.

## Hvad dækker garantien ikke

1. Fejl opstået ved fejlbetjening, forsømmelse eller ved hændelige uheld.
2. Tilbehør, som specificeret i produktbrochuren, når disse emner er returneret mere end 90 dage fra faktureringsdatoen.
3. Alkaline batterier (hvis disse anvendes).
4. Produkter tilsluttet, brugt eller ikke installeret i henhold til instruktioner givet af forhandleren/ installatøren.
5. Følgeskader eller skader opstået på grund af forsinkelser eller tab af produktet. Den eneste afhjælpning under denne garanti er begrænset reparation eller udskiftning, som fastsat i denne garanti.
6. Produkter, der bliver skadet i forbindelse med forsendelse, med mindre modtageren af forsendelsen har gjort leverandøren opmærksom herpå og returneret produktet til leverandøren.

Phonic Ear forbeholder sig ret til at lave ændringer i udformningen og konstruktionen af produktet uden at skulle være nødsaget til at lave ændringer i allerede solgte eksemplarer. Denne garanti træder i stedet for alle andre garantier, som måtte være afgivet af producenten. Alle direkte eller indirekte garantier ophører ved udløb af denne garanti. Ingen mellemmand er berettiget til på vores vegne at påtage sig forpligtelser i forbindelse med salg og brug af vores produkter udover i det omfang, som fremgår ovenfor.

Ovenstående garanti berører ikke dine rettigheder i henhold til Købeloven. Din forhandler har muligvis udstedt en garanti, der i omfang og udstrækning går ud over denne begrænsede garanti. Venligst kontakt din forhandler for yderligere information.

## Hvad gør du, hvis du har brug for service

Hvis du har brug for service under denne garanti, skal du henvende dig direkte til producenten. Er produktet ikke under garanti, skal du henvende dig til den forhandler eller kommune, hvor produktet er købt eller udleveret fra. Du er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte forhandleren for yderligere information og rådgivning.

Din lokale forhandler:



© 2015 Phonic Ear A/S

 **Phonic Ear<sup>®</sup>**

Kongebakken 9 • 2765 Smørum  
Tlf.: 3917 7101 • Fax: 3927 7900  
mail@phonicear.dk • www.phonicear.dk