

PHILIPS

HearLink

AudioClip



Guide d'utilisation

HEA6000

Certificat de garantie

Date : _____ Modèle : _____

Période de garantie: _____

N° de série: _____

Centre d'audition

Garantie internationale

Votre AudioClip est couvert par une garantie internationale limitée émise par le fabricant pour une période de 24 mois à compter de la date de livraison. Cette garantie limitée couvre les défauts de fabrication et de matériel de l'appareil lui-même, mais pas les accessoires tels que piles, câbles, blocs d'alimentation, etc. Les problèmes résultant d'une manipulation ou d'un entretien inadéquat / incorrect, d'une utilisation excessive, d'accidents, de réparations effectuées par une personne non autorisée, de l'exposition à des conditions corrosives, de dommages dus à la pénétration d'objets étrangers dans l'appareil ou des réglages incorrects NE SONT PAS couverts par la garantie limitée et peuvent l'annuler. La garantie expliquée ci-dessus n'affecte pas les droits juridiques dont vous bénéficiez peut-être, de par les législations nationales régissant la vente des biens de consommation. Votre audioprothésiste peut avoir émis une garantie qui dépasse les clauses de cette garantie limitée. Pour obtenir davantage d'informations, n'hésitez pas à le consulter.

Si vous avez besoin de services d'entretien

N'hésitez pas à apporter votre AudioClip à votre audioprothésiste, qui pourra peut-être résoudre immédiatement les problèmes mineurs et les réglages.

Introduction

Ce livret vous explique comment utiliser et entretenir votre nouvel AudioClip. Veuillez le lire attentivement, y compris la section Avertissements. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de votre AudioClip.

Si vous avez des questions supplémentaires sur l'utilisation de votre AudioClip, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Utilisation prévue

L'AudioClip est conçu comme un récepteur et un émetteur de son sans fil fonctionnant entre les aides auditives et l'environnement ambiant. Il permet aussi de relier les appareils de synthèse vocale et les appareils audio-électroniques. L'AudioClip aide en outre les utilisateurs d'aides auditives sans fil à contrôler les fonctionnalités fournies par leur solution auditive.

AudioClip est destiné à être utilisé par les enfants (de plus de 36 mois) et les adultes avec leur solution auditive.

Remarque importante


Veillez vous familiariser avec l'ensemble du contenu de ce livret avant d'utiliser votre AudioClip. Il contient des instructions et des informations importantes sur l'utilisation et la manipulation de votre AudioClip.

Introduction

L'AudioClip peut être utilisé à la fois comme kit mains libres pour les téléphones portables et comme microphone distant.


1. Kit mains libres

Les sons de votre téléphone sont diffusés dans vos aides auditives via l'AudioClip (A). Votre voix est captée par l'AudioClip et envoyée au téléphone portable (B).



2. Microphone distant

La voix d'un interlocuteur choisi sera transmise sans fil depuis l'AudioClip vers vos aides auditives.



Sommaire

Contenu de la boîte	11
Présentation des fonctions principales	12
Présentation des voyants lumineux	14
Pour bien commencer	16
Utilisation quotidienne : Marche/Arrêt	22
Utilisation quotidienne : Charge	23
Utiliser l'AudioClip avec un téléphone portable	25
S'assurer que l'AudioClip est connecté au téléphone	26
Recevoir des appels	27
Passer des appels	29
Fonctions avancées	30
Écouter de la musique	31
Utilisation de l'AudioClip comme microphone distant	33
Sélectionner le mode microphone	34
Activer/couper le son du microphone distant	35

Ajuster le volume du microphone distant	36
Activer/couper le son du microphone distant à l'aide de vos aides auditives	37
Utiliser l'AudioClip comme télécommande pour les aides auditives	38
Autres caractéristiques et fonctions	39
Nettoyer l'AudioClip	40
Avertissements	41
Données techniques	47
Informations techniques	49

Contenu de la boîte

La boîte de l'AudioClip contient les accessoires suivants :



AudioClip



Câble de chargeur USB



Chargeur mural



Tour de cou – long



Tour de cou – standard




Etui




Ce guide d'utilisation

Présentation des fonctions principales



Microphones

Avant



Bouton multifonctions

- Marche/arrêt
- Répondre au téléphone
- Sélecteur de mode


Volume

- Mettre plus fort
- Mettre moins fort


Arrière

Voyant d'état

Voyant de
fonctionnement



Prise de charge
Micro-USB



Clip pivotant pour porter
l'AudioClip

Présentation des lumineux


Voyant d'état	Description	
	Jaune clignotant	Recherche d'aides auditives
	Jaune fixe	Inactif. Aides auditives connectées, non connectées à un téléphone.
	Bleu clignotant	Recherche d'un téléphone portable (appairage)
	Bleu fixe	Connecté à un téléphone portable
	Vert fixe	Appel en cours
	Vert clignotant	Appel entrant
	Orange fixe	Musique en streaming
	Magenta fixe	Mode microphone distant
	Magenta clignotant	Reconnexion du microphone distant

Voyant de fonctionnement	Description	
	Rouge fixe	Pile faible
	Vert fixe	Allumé - ne charge pas
	Vert clignotant	Allumé - en charge
	Vert pâle	Allumé - charge terminée
	Orange clignotant	Éteint - en charge
	Orange fixe	Éteint - charge terminée

Pour bien commencer


Avant de pouvoir utiliser l'AudioClip avec vos aides auditives, les aides auditives et l'AudioClip doivent être appairés/ connectés . L'utilisation de l'AudioClip avec un téléphone portable nécessite également que l'AudioClip soit appairé à votre téléphone portable.

A. Appairer les aides auditives avec l'AudioClip



Rendez-vous page 18 pour obtenir des instructions détaillées sur l'appairage d'un AudioClip avec vos aides auditives.

B. Appairer l'AudioClip avec votre téléphone portable




Rendez-vous page 20 pour obtenir des instructions détaillées sur l'appairage de l'AudioClip avec votre téléphone portable.


A. Appairer les aides auditives à l'AudioClip

1. **Assurez-vous que l'AudioClip est éteint.**


Appuyez sur le bouton multifonctions pendant 6 sec. jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit **ÉTEINT** ●.




2. **Éteignez les aides auditives**
(ouvrir le tiroir-pile)



3. **Allumez les aides auditives**
(fermer le tiroir-pile)
Les aides auditives sont désormais prêtes pour une première connexion avec l'AudioClip. Vous avez maintenant 3 minutes pour terminer l'appairage.




4. **Allumer l'AudioClip**
Appuyez sur le bouton multifonctions pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit **VERT FIXE** ●.



5. L'AudioClip va maintenant rechercher vos aides auditives
Voyant d'état **JAUNE CLIGNOTANT** 🟡.



6. Placez l'AudioClip et les deux aides auditives à proximité l'un de l'autre
(distance max. 20 cm)




7. La connexion établie avec les aides auditives est indiquée par un voyant d'état **JAUNE FIXE** 🟡.



B. Appairage d'un téléphone portable avec l'AudioClip

1. **Mettez l'AudioClip en mode d'appairage**
Appuyez sur le bouton multifonctions et le bouton d'augmentation du volume pendant environ 6 secondes (A) jusqu'à ce que le voyant d'état **CLIGNOTE EN BLEU** .
2. **L'AudioClip reste alors en mode d'appairage pendant environ 3 minutes**




3. Activez l'appairage sur un téléphone portable

Activez le Bluetooth®. Recherchez et connectez/appairez votre téléphone à l'AudioClip.

Vous trouverez normalement cela dans les paramètres → section Bluetooth® de votre téléphone.

4. Entrez votre code PIN

Si votre téléphone demande un code PIN, entrez 0000 (quatre zéros).




5. Appairage actif

Quand l'appairage avec le téléphone portable est réussi, le voyant d'état devient **BLEU FIXE** ●.




Utilisation quotidienne : Marche/Arrêt



- **MARCHÉ**

Appuyez sur le bouton multifonctions pendant env. 3 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit **VERT FIXE** ●.




- **ARRÊT**

Appuyez sur le bouton multifonctions pendant env. 6 secondes jusqu'à ce que le voyant de fonctionnement soit **ÉTEINT** ●.

Utilisation quotidienne :


Charge



- **Pile faible**
Lorsqu'il reste environ 30 minutes de temps de diffusion audio, le voyant de fonctionnement devient **ROUGE** ●.



- **Charge**
Branchez le chargeur fourni au connecteur micro-USB situé au bas de l'AudioClip. Le voyant de fonctionnement **CLIGNOTE EN VERT** ● ou en **ORANGE** ●.



Voyants de charge			Statut
	Clignotant	En charge	AudioClip ALLUMÉ
	Pâle	Charge terminée	
	Clignotant	En charge	AudioClip ÉTEINT
	Fixe	Charge terminée	

Remarque importante



Si aucun des voyants de charge n'est allumé, débranchez l'AudioClip du chargeur et consultez votre audioprothésiste.

Remarque importante

Lorsque vous rechargez votre AudioClip, veuillez utiliser l'alimentation fournie 5,0 V / 1A, CE et le type de sécurité fourni :




Utiliser l'AudioClip avec un téléphone portable



Remarque importante

L'AudioClip doit être porté comme indiqué pour une performance optimale. Il est important que le microphone de l'AudioClip soit dirigé vers votre bouche (A) et que l'AudioClip ne soit pas recouvert par des vêtements, etc. La distance maximale entre l'AudioClip et le téléphone portable est de 10 mètres.

S'assurer que l'AudioClip est connecté au téléphone




• Sélectionnez le mode téléphone

Appuyez longuement sur le bouton multifonctions pendant env. 3 secondes pour changer de mode. Le changement de mode est confirmé par une indication sonore dans vos aides auditives. Le voyant d'état est **BLEU FIXE ●**.



Etat	Description
●	L'AudioClip est en mode veille, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté au téléphone portable. Il est connecté à des aides auditives.
●	L'AudioClip est connecté au téléphone portable
●	L'AudioClip est en mode microphone distant

Recevoir des appels



Téléphone connecté

Lorsque l'AudioClip est allumé et à portée de votre téléphone portable, il se connecte automatiquement au téléphone.

Le voyant d'état est **BLEU FIXE** ●.




Sonnerie du téléphone

Lorsque le téléphone sonne, vous entendez un indicateur sonore (et, si disponible, la sonnerie de votre téléphone) dans vos aides auditives.



Le voyant d'état **CLIGNOTE EN VERT** ●.




- **Répondre à un appel**
Cliquez brièvement sur le bouton multifonctions (A) ou répondez à l'appel depuis votre téléphone portable. Une fois l'appel connecté, le voyant d'état devient **VERT FIXE** ●.



- **Fin d'appel**
Cliquez brièvement sur le bouton multifonctions (A) ou raccrochez l'appel depuis votre téléphone portable. Le voyant d'état est **BLEU FIXE** ●.

Passer des appels

Pour passer un appel, il vous suffit d'utiliser le téléphone portable. L'appel sera automatiquement connecté à l'AudioClip.



Une fois l'appel connecté, le voyant de fonctionnement devient **VERT FIXE** ●.

Fonctions avancées

Numérotation vocale

Lorsque vous êtes connecté à un téléphone portable, appuyez deux fois sur le bouton multifonctions pour activer la numérotation vocale si celle-ci est prise en charge par le téléphone.

Rejeter un appel

Une pression longue sur le bouton de baisse du volume, pendant que le téléphone sonne, permet de rejeter l'appel.

Couper les microphones de l'aide auditive

Appuyez sur le bouton de baisse du volume pendant environ 3 secondes pour couper les microphones de l'aide auditive.

Pour réactiver le son des aides auditives, appuyez brièvement sur le bouton d'augmentation ou de baisse du volume.


Écouter de la musique

Audio sans fil (A2DP)

Si l'AudioClip est connecté à un téléphone portable ou à un autre appareil via Bluetooth[®], la musique diffusée sur le téléphone ou sur l'appareil sera automatiquement diffusée dans vos aides auditives.

Le voyant d'état est **ORANGE FIXE** ●.


Vous n'avez pas besoin de manipuler l'AudioClip.



Etat	Description
●	L'AudioClip diffuse de la musique en streaming depuis le téléphone

Réglage du volume

Pendant que vous écoutez de la musique, le niveau du signal audio diffusé peut être réglé à l'aide des boutons d'augmentation et de baisse du volume.




Coupure du son du téléphone

Appuyez brièvement sur le bouton multifonctions pour couper le son. Utilisez les commandes du téléphone pour réactiver le son.

Utilisation de l'AudioClip comme microphone distant

Microphone distant

Dans ce mode, les paroles de la personne portant l'AudioClip seront transmises directement à vos aides auditives.



Remarque importante

Assurez-vous que le microphone est dirigé vers la bouche de l'orateur et qu'il n'est pas recouvert par des vêtements, etc.

Sélectionner le mode microphone



• Sélectionner le mode microphone

Appuyez sur le bouton multifonctions pendant environ 3 secondes pour changer de mode.


Le changement de mode est confirmé par une indication sonore dans vos aides auditives.



Le voyant d'état est **MAGENTA FIXE** ●.

Etat	Description
●	L'AudioClip est en mode veille, c'est-à-dire qu'il n'est pas connecté au téléphone portable. Il est connecté à des aides auditives.
●	L'AudioClip est connecté au téléphone portable
●	L'AudioClip est en mode microphone distant

Activer/couper le son du microphone distant



- **Couper le son du microphone**


Appuyez sur le bouton multifonctions (A) pendant environ 3 secondes pour couper le signal du microphone vers les aides auditives. Vous remettez alors les aides auditives sur leur programme normal.

Le voyant d'état devient **JAUNE FIXE** ● ou **BLEU FIXE** ●.

Ajuster le volume du microphone distant

Augmenter ou baisser le volume

Le signal diffusé peut être réglé à l'aide des boutons d'augmentation et de baisse du volume.



• Augmenter le volume

• Baisser le volume

Couper les microphones de l'aide auditive (le son du microphone distant uniquement)

Appuyez sur le bouton de baisse du volume pendant environ 3 secondes pour couper les microphones de l'aide auditive.

Une pression brève sur le bouton d'augmentation ou de baisse du volume réactive les microphones des aides auditives.

Activer/couper le son du microphone distant à l'aide de vos aides auditives

P1 → P2 → TV →

Microphone distant

Appuyez sur le bouton de l'aide auditive pour passer au programme suivant dans les aides auditives.




Une fois que vous aurez atteint le programme de microphone distant, vous entendez l'indicateur sonore du programme de microphone distant.

Pour couper le son du microphone distant, retournez simplement au programme de l'aide auditive souhaité.

Remarque importante

Veillez vous reporter au Guide d'utilisation de votre aide auditive pour en savoir plus sur les fonctionnalités de votre solution d'aide auditive.


Utiliser l'AudioClip comme télécommande pour les aides auditives



Lorsque l'AudioClip ne diffuse pas de son, il peut faire office de télécommande pour vos aides auditives.

- **Monter le volume**
Pression courte

- **Augmenter le volume**
Pression courte



- **Programme suivant**
Appuyez et maintenez pendant 3 secondes pour passer au programme suivant

- **Couper les microphones des aides auditives - appui long**
Une brève pression sur le bouton d'augmentation ou de baisse du volume rétablit le son

Remarque importante

La distance maximale entre l'AudioClip et les aides auditives est de 2 mètres.

Autres caractéristiques et fonctions

Une connexion à la fois

En cas d'appairage à plusieurs appareils (jusqu'à huit), l'AudioClip ne se connecte qu'au premier téléphone disponible / à portée.

Aucun appel lorsqu'il est utilisé comme microphone distant

Lorsque l'AudioClip est utilisé en tant que microphone distant, il n'y a aucune connexion avec le téléphone portable.

Temporisation (hors de portée) en mode microphone

Si l'AudioClip est hors de portée des aides auditives, celles-ci reviennent à leur programme initial après 90 secondes.

Supprimer les appairages Bluetooth®

Appuyez simultanément sur le bouton multifonctions et celui de l'augmentation ou de la baisse du volume pendant 10 secondes pour effacer tous les appairages Bluetooth®. Une fois ceux-ci supprimés, le voyant d'état devient **ROUGE CLIGNOTANT** .

Nettoyer l'AudioClip

Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'AudioClip. Il ne doit jamais être lavé ou immergé dans l'eau ou tout autre liquide.

Avertissements

Vous devez vous familiariser pleinement avec les avertissements généraux suivants et avec le contenu intégral de ce guide d'utilisation avant d'utiliser votre AudioClip pour assurer votre sécurité personnelle et une utilisation correcte. Consultez votre audioprothésiste si vous rencontrez des opérations ou des événements inattendus avec votre AudioClip.

Risques d'étouffement et d'ingestion de petits composants

L'AudioClip et ses composants doivent être conservés hors de la portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler ces objets ou de se blesser. En cas d'ingestion d'une petite pièce, consultez un médecin immédiatement.

Explosifs

La source d'alimentation de votre AudioClip ne contient pas suffisamment d'énergie pour provoquer un incendie dans des conditions d'utilisation normales. L'AudioClip n'a pas été testé pour sa conformité aux normes internationales relatives aux environnements explosifs. Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre AudioClip dans des zones présentant un danger d'explosion.

Avertissements

Radiographies, tomodensitométries, examens d'imagerie par résonance magnétique, électrothérapie et chirurgie

Retirez votre AudioClip avant les radiographies, les tomodensitométries, les examens d'imagerie par résonance magnétique, l'électrothérapie, les interventions chirurgicales, etc., car il peut être endommagé s'il est exposé à des champs électromagnétiques puissants.

Chaleur et produits chimiques

L'AudioClip ne doit jamais être exposé à une chaleur extrême, par exemple à l'intérieur d'une voiture garée au soleil. L'AudioClip ne doit pas être séché dans des fours à micro-ondes ou autres. Les produits chimiques présents dans les cosmétiques, les laques pour cheveux, les parfums, les lotions après-rasage, les lotions solaires et les insectifuges peuvent endommager l'AudioClip. Retirez toujours votre AudioClip avant d'appliquer de tels produits et laissez-le sécher avant de l'utiliser.

Interférences

L'AudioClip a été minutieusement testé pour les interférences conformément aux normes internationales les plus strictes. Toutefois, des interférences entre AudioClip et d'autres appareils (par exemple, certains téléphones mobiles, les appareils à bande locale, les systèmes d'alarme des magasins et d'autres appareils sans fil) peuvent se produire. Si cela se produit, augmentez la distance entre l'AudioClip et l'appareil interférant.

Utilisation lors de la conduite

L'utilisation de l'AudioClip peut vous distraire. Tenez compte de votre environnement lorsque vous utilisez l'AudioClip. Veuillez vous référer au code de la route national concernant l'utilisation d'appareils de communication en conduisant.

Utilisation dans l'avion

Votre AudioClip contient le Bluetooth®. L'AudioClip ne doit pas être utilisé à bord d'un avion, sauf autorisation expresse du personnel navigant.

Implants actifs

L'AudioClip a été minutieusement testé et caractérisé pour la santé humaine conformément aux normes internationales en matière d'exposition humaine (Ratio d'absorption spécifique-SAR), le courant

Avertissements

électromagnétique induit et les tensions dans le corps humain. Les valeurs d'exposition sont bien inférieures aux limites de sécurité acceptées internationalement pour le SAR, le courant électromagnétique induit et les tensions induites dans le corps humain définies dans les normes pour la santé humaine et la coexistence avec des implants médicaux actifs comme les stimulateurs cardiaques et défibrillateurs cardiaques.

Batterie rechargeable

N'essayez pas d'ouvrir l'AudioClip, cela pourrait endommager la batterie.

N'essayez jamais de remplacer la batterie. Si le remplacement de la batterie est nécessaire, veuillez renvoyer l'appareil au fournisseur. La garantie de service devient nulle s'il y a des signes d'altération.

La sécurité de la recharge des batteries par connecteur USB est déterminée par l'équipement externe. Lorsque le connecteur USB est raccordé à un équipement branché à une prise murale, cet équipement doit être conforme à la norme IEC-62368 (ou IEC-60065, IEC-60950 jusqu'au 20 juin 2019) ou à des normes de

sécurité équivalentes.

Connexion à un équipement externe

La sécurité de l'utilisation de l'AudioClip lorsqu'il est connecté à un équipement externe via un câble USB est déterminée par l'équipement externe. Lorsque l'AudioClip est connecté à un équipement externe branché sur une prise murale, cet équipement doit être conforme à la norme IEC-62368 (ou IEC-60065, IEC-60950 jusqu'au 20 juin 2019) ou à des normes de sécurité équivalentes.

Contrôle croisé

Votre AudioClip doit être tenu hors de portée des enfants et de toute personne susceptible de prendre le contrôle de ses fonctionnalités afin de garantir votre sécurité personnelle et d'éviter toute utilisation incorrecte.

Utilisation du tour de cou

Si, par accident, le tour de cou reste accroché à quelque chose pendant que l'utilisateur le porte, il est conçu pour se rompre automatiquement. Par conséquent, n'essayez jamais de raccourcir ou de modifier le tour de cou de manière non autorisée. Le tour de cou ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 36 mois.

Effets secondaires possibles

Avertissements

Les matériaux non allergènes utilisés dans votre AudioClip peuvent, dans de rares cas, provoquer une irritation de la peau ou d'autres effets indésirables. Veuillez consulter un médecin si ces conditions se produisent.

Compatibilité téléphone portable

Vous trouverez sur le site www.hearingsolutions.philips.com une liste des téléphones portables qui ont été testés de manière exhaustive par Philips et qui répondent aux exigences minimales en matière de compatibilité au moment des tests. Cependant, Philips n'assume aucune responsabilité pour cette compatibilité en général. En particulier, Philips ne peut être tenu responsable des incompatibilités résultant des mises à jour futures des téléphones portables, ni d'événements d'incompatibilité non couverts et / ou trouvés dans ces tests. Philips n'assume aucune responsabilité financière en ce qui concerne le remboursement des téléphones portables qui ne fonctionnent pas comme escompté. Avant d'acheter un nouveau téléphone portable, il est conseillé de consulter la liste mentionnée ci-dessus.

Données techniques

Nom / Modèle	AudioClip/AC1A
FCC/IC	FCC ID: 2ACAHAC01 IC: 11936A-AC01
Compatibilité	Aides auditives sans fil Philips 2,4 GHz
Dimensions	53 x 27 x 18 mm ; poids 27 g
Conditions d'utilisation	Humidité de fonctionnement : 15 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation Température de fonctionnement : +5°C à +40°C Stockage et transport : -20°C à +60°C
Caractéristiques du système	Casque pour téléphone portable (kit mains libres) et microphone distant pour musique en stéréo (A2DP)
Télécommande de l'aide auditive	Volume, décalage de programme et mode silencieux des microphones dans les aides auditives
Pile ²	Utilisation quotidienne typique 16 heures : 2 heures de streaming audio + 2 heures de téléphone + 12 heures en veille 36 h en veille (allumé, pas de streaming) Temps de chargement : 2 heures Durée de vie totale de la pile : 80 % de capacité restante après 720 cycles de charge / recharge
Qualité audio ³	Stéréo / Fréquence d'échantillonnage de 20 kHz
Largeur de bande audio ³	80 Hz – 10 kHz

Détails d'appariement	Jusqu'à 8 appareils Bluetooth® appairés
Conformité Bluetooth®	Version 4.2 + EDR
Support de profil Bluetooth®	Profil de distribution audio avancée (A2DP) 1.3 Profil de casque (HSP) 1.2 Profil mains-libres (HFP) 1.6, avec prise en charge de la voix à large bande
Portée sans fil ⁴	10 mètres avec des appareils Bluetooth® de classe 2 (téléphones portables, par exemple) jusqu'à 20 mètres entre L'AudioClip et les aides auditives
Fréquence de streaming	2,4 GHz (bande Bluetooth®)
Émissions	Max 50 mW égal à 17 dBm PIRE en conformité avec toutes les normes pertinentes
Voyants d'état	Voyants LED sur l'AudioClip. Signaux acoustiques dans les aides auditives
HearSuite 2019.1 (ou version ultérieure)	Adaptation de programmes en streaming

² Utilisation du chargeur fourni

³ Performances audio réelles en fonction des aides auditives du client

⁴ Ligne de visée libre entre l'AudioClip et les autres appareils. D'autres appareils fonctionnant dans la bande des 2,4 GHz peuvent interférer et réduire la portée.

Informations techniques

Conditions d'utilisation

Humidité de fonctionnement : 15 % à 93 % d'humidité relative, sans condensation.

Température de fonctionnement : +5°C à +40°C

Stockage et transport : -20°C à +60°C

L'AudioClip contient un émetteur-récepteur radio utilisant les technologies Bluetooth® EDR, Bluetooth® Low Energy (BLE) et une technologie radio propriétaire à courte portée, fonctionnant toutes à 2,4 GHz.

L'émetteur radio de 2,4 GHz est faible et sa puissance est toujours inférieure à 50 mW, ce qui correspond à 17 dBm PIRE en puissance totale rayonnée.

L'AudioClip est conforme aux normes internationales concernant les émetteurs radio, la compatibilité électromagnétique et l'exposition humaine.

En raison de l'espace limité disponible sur l'AudioClip, vous trouverez les marquages d'approbation pertinents dans ce guide d'utilisation.

États-Unis et Canada

Cet appareil contient un module radio avec les identifiants de certification suivants :

FCC ID: 2ACAHAC01

IC: 11936A-AC01

L'appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC et au RSS d'Industrie Canada exempt de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Remarque :

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Note : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Rediriger ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le fabricant ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

Description des symboles utilisés dans ce livret ou sur l'étiquette de l'emballage

	<p>Avertissements Le texte marqué d'un symbole de marquage doit être lu avant d'utiliser le produit.</p>
	<p>Fabricant Le produit est élaboré par le fabricant dont le nom et l'adresse figurent à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, tel que défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.</p>
	<p>Marque CE Le produit est conforme à la directive de l'UE sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.</p>
	<p>Déchets électroniques (DEEE) Recyclez vos aides auditives, accessoires ou batteries et piles conformément aux réglementations locales ou renvoyez-les à votre audioprothésiste en vue de leur mise au rebut. Équipements électroniques couverts par la Directive 2012/19/UE sur les déchets et les équipements électriques (DEEE).</p>
	<p>Marque de conformité réglementaire (RCM) Le produit est conforme aux exigences de sécurité électrique, de compatibilité électromagnétique et de spectre radioélectrique pour les produits fournis au marché australien ou néo-zélandais.</p>
	<p>Logo Bluetooth® Marque déposée de Bluetooth® SIG, Inc. où toute utilisation de ce type nécessite une licence.</p>

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Conforme aux normes IMDA DA103820</p> </div>	<p>Étiquette IMDA de Singapour Indique que l'appareil est conforme aux normes et spécifications publiées par l'IMDA (Info-Communications Media Development Authority) et est compatible avec les réseaux de télécommunication publics de Singapour et ne provoque pas de brouillage des radiofréquences avec les autres réseaux de radiocommunications autorisés.</p>
<p>Entrée nominale: 5,0 V 0,4 A</p>	<p>Prise d'alimentation</p>
 201-171023	<p>Étiquette TELEC du Japon « R » indique la marque pour un équipement radio certifié.</p>
 TA-2017/2336	<p>Étiquette ICASA d'Afrique du Sud Indique que l'appareil est certifié et homologué en Afrique du Sud.</p>
	<p>Tenir à l'abri de l'humidité Indique un dispositif médical devant être protégé de l'humidité.</p>
	<p>Symbole de mise en garde Consulter le mode d'emploi (Guide d'utilisation) pour connaître les avertissements et les mises en garde.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>REF</p> </div>	<p>Numéro de catalogue Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>SN</p> </div>	<p>Numéro de série Indique le numéro de série du fabricant afin qu'un dispositif médical spécifique puisse être identifié.</p>

	<p>CTN CTN est un numéro de pièce commercial unique utilisé par les ventes et les clients pour identifier chaque type de produit portant la marque Philips.</p>
	<p>FW Version du firmware utilisée dans le produit.</p>
	<p>ID CMIIT Chine Indique que l'appareil est certifié en Chine.</p>
	<p>Double isolation Indique que l'alimentation du produit est à double isolation. Cela signifie un très faible risque de défaillance d'une seule faute, c'est-à-dire que les défaillances d'une seule faute ne peuvent pas se produire.</p>
	<p>Utilisation en intérieur Indique que le produit est qualifié pour une utilisation en intérieur.</p>

Déclaration REACH :

REACH exige que Philips Hearing Solutions fournisse des informations sur la teneur en substances chimiques pour les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) si elles sont présentes à plus de 0,1 % du poids de l'article. Le produit HearLink ne contient aucune substance figurant sur la liste REACH SVHC applicable au moment de la fabrication. Des informations plus récentes sont disponibles sur le site web www.hearingsolutions.philips.com/REACH.

Le fabricant déclare que cet AudioClip (AC1A) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité est disponible auprès du fabricant.



SBO Hearing A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.hearingsolutions.philips.com



Les déchets d'équipements électroniques doivent être manipulés conformément aux réglementations locales.



< >
8,15 mm

< >
19 mm
Espace
réservé
pour le logo
FSC
MLA
Paper
FSC® C043871

< >
9,0 mm

< >
15 mm

www.hearingsolutions.philips.com



Philips et le Philips Shield Emblem sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence. Ce produit a été fabriqué par ou pour et est vendu sous la responsabilité de SBO Hearing A/S, et SBO Hearing A/S est le garant de ce produit.

