


Mode d'emploi

Genie
2017.1



Introduction

Le mode d'emploi suivant s'applique à Oticon Genie 2017.1.

Genie est un logiciel d'adaptation utilisé pour tous les anciens modèles et gammes d'aides auditives Oticon. Par exemple, Oticon Alta2, Oticon Nera2, Oticon Ria2, Oticon Geno, et toutes les gammes précédentes.

Une version papier de ce mode d'emploi peut être obtenue auprès de votre distributeur local.

| **Démarrage** | [Travailler avec Genie](#) | [Avertissements](#) | [Plus d'informations](#) |

Pour plus de facilité, ce mode d'emploi contient une barre de navigation qui vous aidera à vous repérer facilement dans les différentes sections.

Usage prévu

Le logiciel d'adaptation est conçu pour l'adaptation des solutions auditives. Il permet de travailler aisément avec le matériel de mesure de l'oreille réelle.

Contexte d'utilisation

Utilisé par les audioprothésistes dans un contexte clinique.

Usage prévu de Tinnitus SoundSupport™

Tinnitus SoundSupport est un outil destiné à générer des sons afin de soulager temporairement les patients souffrant d'acouphènes dans le cadre d'un programme de prise en charge des acouphènes.

Tinnitus SoundSupport n'est pas conçu pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Tinnitus SoundSupport est destiné aux professionnels de l'audition (audioprothésistes, spécialistes des appareils auditifs ou ORL) qui connaissent l'évaluation et le traitement des acouphènes et des pertes auditives.

L'adaptation de Tinnitus SoundSupport doit être effectuée par un audioprothésiste participant à un programme de prise en charge des acouphènes.

Sommaire

Démarrage

| | |
|-----------------------------------|---|
| Installation | 6 |
| Configuration système | 6 |
| Outils en option | 7 |
| Base de données autonome de Genie | 7 |

Travailler avec Genie

| | |
|---|----|
| Vue d'ensemble de Genie | 8 |
| Les étapes de l'organisateur - navigation horizontale | 8 |
| Le panneau des tâches - navigation verticale | 9 |
| Étape Famille | 10 |
| Étape Sélection | 11 |
| Outils | 12 |
| Étape Appareillage | 14 |
| Outils | 14 |
| Outil d'audiométrie in situ | 16 |
| Tinnitus SoundSupport | 18 |
| Assistant appareillage | 18 |
| Étape finale | 20 |
| Outils | 21 |

Avertissements

| | |
|----------------|----|
| Avertissements | 22 |
|----------------|----|

Plus d'informations

| | |
|-------------------------|----|
| Informations techniques | 24 |
|-------------------------|----|

Installation

L'installation du logiciel d'adaptation Genie s'effectue à l'aide d'un DVD/une clé USB qui contient le fichier d'installation.

Le programme d'installation démarre automatiquement lorsque vous insérez le DVD/la clé USB dans le lecteur/port. Si ce n'est pas le cas, ouvrez l'explorateur Windows, naviguez jusqu'au lecteur correspondant et cliquez deux fois sur le fichier **Setup.exe**.

Exécutez le programme d'installation et suivez les instructions d'installation à l'écran.

Si vous disposez déjà d'une version précédente de Genie installée, elle sera automatiquement mise à jour, et les sessions utilisateur/client seront encore visibles.

Configuration système

La configuration système ci-dessous correspond à la configuration minimale pour installer et utiliser Genie :

Configuration matérielle

- Unité centrale : Intel Core i5, 4 cœurs, 2 GHz ou plus rapide
- RAM de 4 Go ou plus
- 8 Go d'espace libre sur le disque dur
- Résolution de l'écran : au moins 1 280 x 1 024 pixels
- Lecteur DVD pour l'installation avec le DVD
- Port USB 2.0 pour l'installation avec la clé USB et les dispositifs de programmation
- Clavier et souris
- Carte son stéréo ou surround 5.1 (recommandée)

Configuration du système d'exploitation

- Windows 7 SP1 (32/64 bit), toutes les éditions.
- Windows 8 (32/64 bit), toutes les éditions sauf RT.
- Windows 10 (32/64 bit), toutes les éditions sauf plateforme ARM et Windows 10 S.

Outils en option

- Logiciel d'audiologie NOAH 4
- Un navigateur Internet pour accéder au site web d'Oticon
- Logiciel Adobe™ Acrobat Reader™
- Il est recommandé de protéger votre système en installant un logiciel de protection anti-virus

Base de données autonome de Genie

Lorsque vous exécutez Genie sans le logiciel d'audiologie NOAH, ou en mode autonome, un module Client est automatiquement installé et une étape **Client** supplémentaire s'affiche.

Dans le module Client, vous pouvez saisir des données démographiques de l'utilisateur telles que le nom, la date de naissance, l'adresse et l'audiogramme. Les données de l'utilisateur sont enregistrées automatiquement dans la base de données de Genie et utilisées pour les adaptations suivantes.

Pour démarrer Genie en mode autonome, cliquez sur le bouton **Démarrer de Windows**, naviguez jusqu'au dossier Genie et cliquez sur l'application Genie.

Ne pas installer Genie sur un système fonctionnant sous NOAH 2 ou 3. Sinon, les données d'adaptation Oticon contenues dans la base de données NOAH 2 ou 3 ne seront plus accessibles.

Vue d'ensemble de Genie

Voici une vue d'ensemble de la fonctionnalité et des principaux outils et fonctions de Genie. Vous pouvez l'utiliser pour en savoir plus sur les étapes et les outils types utilisés pour l'adaptation.

Les procédures contenues dans ce mode d'emploi vous offrent une aide pour les étapes les plus essentielles, telles que la connexion de l'appareil, la réalisation d'une adaptation et l'enregistrement des modifications mais elles ne constituent pas une liste exhaustive.

Si vous avez besoin d'informations plus détaillées au sujet de l'une des fonctions de Genie, reportez-vous au guide intégré.

Pour y accéder, exécutez Genie, rendez-vous ensuite sur le menu Aide, puis cliquez sur **Aide dans Genie**.

Les étapes de l'organisateur - navigation horizontale

L'organisateur, divisé en six parties, vous aide à vous repérer au cours de l'ensemble du processus d'adaptation en le structurant en une série d'étapes. La liste suivante décrit ces étapes.

- **Client** : Ce bouton s'affiche uniquement lorsque vous exécutez Genie sans NOAH ou en mode autonome. Lors de cette étape, vous pouvez saisir, entre autres, les données démographiques de l'utilisateur des appareils auditifs telles que le nom, la date de naissance, l'adresse et l'audiogramme. Vous pouvez également ajouter, éditer, rechercher ou supprimer des utilisateurs.
- **Conseil** : Ce bouton apparaît uniquement si eCaps / logiciel de conseil a été installé.

- **Famille** : Cette étape vous permet de sélectionner un appareil auditif parmi toutes les gammes d'appareils auditifs.
- **Sélection** : Cette étape vous permet de sélectionner les styles et les fonctions des appareils pour personnaliser l'adaptation.
- **Appareillage** : Cette étape vous permet de vérifier, d'ajuster et de régler les paramètres des appareils. Les fonctions de cette étape correspondent aux différents modes d'adaptation disponibles dans Genie.
- **Etape finale** : Cette étape vous permet de vérifier et de définir des paramètres opérationnels spécifiques à chaque utilisateur pour les boutons, les voyants et les accessoires, afin de finaliser la session d'adaptation avec l'utilisateur. Vous pouvez enregistrer les paramètres, ainsi que les informations de la session concernant la base de données et les appareils auditifs et quitter Genie.

Le panneau des tâches - navigation verticale

Chaque étape de l'organisateur présente un panneau des tâches, situé à gauche de l'écran. Ce panneau des tâches vous donne accès aux outils et liens relatifs à votre situation dans le processus d'adaptation.

Étape Famille

Sélectionner la famille est l'étape initiale ou l'écran de saisie lorsque vous travaillez avec Genie. Dans cette étape, vous pouvez soit laisser Genie détecter les appareils ou vous pouvez sélectionner manuellement les appareils (simulation).

La simulation vous aide à vérifier les configurations possibles d'un appareil auditif ou à voir à quoi ressemblent les outils et comment ils fonctionnent.

Pour détecter et connecter les appareils auditifs dans Genie

- Pour détecter et connecter des appareils auditifs et les connecter à votre ordinateur, dans l'étape **Famille**, cliquez sur le bouton **Détecter** .
 - Si vous exécutez Genie sans NOAH, ou en mode autonome, vous arrivez d'abord sur l'étape **Client**. Veuillez à ajouter l'utilisateur ou à cliquer deux fois sur l'utilisateur existant dans la liste. Vous arrivez ensuite à l'étape **Famille**.

Pour simuler un appareil connecté à Genie

- Dans l'étape **Famille**, passez la souris sur l'icône représentant la gamme de l'appareil, par exemple, Alta2, puis cliquez sur l'instrument que vous souhaitez simuler.

Vous arrivez alors sur l'étape **Sélection**, où vous pouvez choisir manuellement les appareils que vous souhaitez simuler, ainsi que le style et les fonctions.

Étape de sélection

Dans l'étape **Sélection**, vous pouvez sélectionner les styles et fonctions de l'appareil auditif. Cette étape comprend également la section **État de connexion**, qui présente une photo du style et de l'événement de l'appareil sélectionné.

L'écran Sélection des appareils est l'écran de saisie pour l'étape **Sélection** et c'est ici que vous pouvez détecter ou sélectionner manuellement (simuler) un appareil.

Si un appareil non personnalisé est détecté ou simulé, les fonctions de l'appareil sont présélectionnées pour correspondre au style de l'appareil.

Veillez noter que certains appareils vous permettent de modifier le niveau d'adaptation.

Dans l'étape **Sélection**, et après avoir sélectionné ou détecté l'appareil, dans la section **État de connexion**, la couleur de la Barre de connexion indique si l'appareil est :

- Non connecté - Gris.
- Connecté - Jaune.
- Connecté et les réglages sont programmés et enregistrés dans l'appareil - Vert.
- Les données d'adaptation sont en train d'être stockées dans l'appareil - Vert (et clignotant).

Outils

Les outils suivants sont en option dans le Panneau des tâches.

- **Profil personnel**

Cet outil peut vous aider à obtenir une adaptation initiale plus personnalisée en ajoutant des informations sur l'utilisateur telles que l'âge et le genre parmi d'autres paramètres. L'utilisateur peut également répondre à des questions personnelles de prescription pour personnaliser encore davantage l'adaptation.

- **Gestionnaire de programmes**

Cet outil vous permet d'ajouter, modifier et supprimer des programmes. Vous pouvez avoir jusqu'à quatre programmes configurés dans un appareil. Généralement, il est utilisé dans le cadre des réglages initiaux lors de l'adaptation d'un appareil auditif, et vous pouvez modifier le modèle du programme, la méthodologie de prescription et le profil personnel de l'utilisateur.

- **Events et filtres**

Concerne les styles BTE et RITE. Lorsque l'événement ou le dôme, le coude ou le tube sélectionnés correspondent à ceux de l'appareil physique, vous pouvez bénéficier d'une meilleure adaptation initiale. Avec un appareil sur mesure, Genie détermine automatiquement l'événement.

- **Audiométrie & REM**

Il s'agit de trois outils : l'Audiogramme, la Différence oreille réelle à coupleur (RECD) et le Gain non assisté de l'oreille réelle (REUG) qui vous aident à vérifier et mettre à jour les paramètres audiométriques pour garantir une prescription correcte de gain. Cela est surtout utile lors de l'adaptation des appareils auditifs destinés aux nourrissons et aux enfants.

- **Audiogramme**

Affiche le niveau du seuil d'audition et le transducteur du signal de test. Genie lit automatiquement les données de l'audiogramme de NOAH.

- **RECD (Différence oreille réelle à coupleur)**

L'outil RECD est utile lors d'une adaptation chez des enfants ou des utilisateurs difficiles à tester. Vous pouvez sélectionner des données prédites, REM ou EasyRECD™. Les données prédites fournissent des valeurs RECD standard en fonction de l'âge de l'utilisateur et de la méthodologie d'adaptation sélectionnée. REM utilise des RECD spécifiques à l'utilisateur calculés par des modules de diagnostic externes. EasyRECD™ est uniquement disponible pour les appareils pédiatriques et Super Power. Les valeurs EasyRECD™ spécifiques à l'utilisateur sont mesurées et calculées par Genie.

- **REUG (Gain non assisté de l'oreille réelle)**

L'outil REUG est utile lors d'une adaptation chez des adultes présentant des anomalies du conduit auditif ou de l'oreille moyenne. Vous pouvez sélectionner des données prédites ou REM. Les données prédites fournissent des valeurs REUG standard en fonction de l'âge de l'utilisateur. REM utilise des REUG spécifiques à l'utilisateur calculés par des modules de diagnostic externes.

Étape Appareillage

Lors de cette étape, dans l'écran de saisie des commandes, vous pouvez régler le gain et utiliser une large gamme d'outils d'adaptation pour ajuster et présenter l'appareil, ainsi que vérifier les réglages prescrits.

Si vous devez ajuster le gain, et avant d'ajuster les commandes individuelles, envisagez d'utiliser le **Gestionnaire d'adaptation** avant de régler les canaux de fréquence individuels.

Outils

Les outils suivants sont en option dans le Panneau des tâches.

- **Gestion des automatismes (Automatismes et YouMatic)**

Vous permet de modifier les profils personnels dans le gestionnaire YouMatic ou de configurer les fonctions automatiques.

- **Gestionnaire de programmes**

Le Gestionnaire de programmes vous permet d'ajouter, modifier et supprimer des programmes. Vous pouvez avoir jusqu'à quatre programmes configurés dans un appareil auditif. Généralement, il est utilisé dans le cadre des réglages initiaux lors de l'adaptation d'un appareil auditif, et vous pouvez modifier le modèle du programme, la méthodologie de prescription et le profil personnel de l'utilisateur.

- **Gestionnaire de Larsen**

Cet outil vous permet d'analyser la trajectoire du Larsen et applique des limites de Larsen aux appareils.

- **Speech Rescue™**

Il s'agit d'un outil d'abaissement fréquentiel qui aide à améliorer la compréhension de la parole pour les utilisateurs présentant une perte auditive sévère des hautes fréquences. (L'abaissement fréquentiel est uniquement disponible dans les appareils Super Power, par exemple Oticon Dynamo et Oticon Sensei SP).

- **Acouphènes**

Activer et régler Tinnitus SoundSupport (Consulter la section **Tinnitus SoundSupport** de ce mode d'emploi).

- **Démo en direct**

Cet outil présente en temps réel la façon dont l'appareil évalue l'environnement d'écoute.

- **Mémoire**

La Mémoire présente la façon dont l'appareil a été utilisé, et les environnements auxquels il a été exposé, grâce à la capacité de l'appareil à apprendre par le biais des données recueillies.

Suivi automatique veille à ce que le réglage global du contrôle du volume (VC) corresponde au réglage VC favori selon les différents environnements. Il apprend comment l'appareil est utilisé et règle les paramètres en conséquence.

- **Assistant appareillage**

(Lire la section **Assistant appareillage** de ce mode d'emploi).

- **Audiométrie in situ**

Avec cet outil, vous pouvez mesurer l'audition de l'utilisateur en utilisant les appareils auditifs en tant que transducteurs (Consulter la section **Audiométrie in situ** de ce mode d'emploi).

- **REM**

L'outil REM (qui intègre REM Autofit) vous permet de mettre les appareils auditifs en mode mesure pour les utiliser avec votre matériel de mesure de l'oreille réelle.

Outil d'audiométrie in situ

L'outil d'audiométrie in situ vous permet de déterminer les seuils d'audition de l'utilisateur en utilisant les appareils auditifs en tant que transducteurs. Cela signifie que l'adaptation peut être réglée pour être spécifique à l'oreille, l'appareil et l'accouplement acoustique.

Veillez à ce que l'appareil de l'utilisateur soit détecté et connecté dans Genie avant d'ouvrir l'outil d'audiométrie in situ.

Pour ouvrir l'outil d'audiométrie in situ

- Lors de l'étape **Appareillage**, dans le panneau des tâches, dans la section **Autres outils**, cliquez sur **Audiométrie in situ**.

Commandes des tonalités - Pour modifier le niveau et la fréquence présentés

1. Dans l'outil d'audiométrie in situ, sur le graphique de l'audiogramme, l'audiogramme conventionnel est représenté par une courbe grise. Avec votre clavier, appuyez sur les touches directionnelles **haut** ou **bas** pour augmenter ou diminuer le volume du signal présenté.

Vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour augmenter ou diminuer le volume du signal.

2. Avec votre clavier, appuyez sur les touches directionnelles **droite** ou **gauche** pour passer d'une fréquence à l'autre. Vous pouvez également utiliser la molette de votre souris pour sélectionner la fréquence après avoir cliqué sur le graphique.
3. Pour modifier la tonalité, dans le panneau situé en bas à gauche, dans la section **Méthode d'audiométrie**, sélectionnez **Tonalité continue** ou **Tonalité pulsée**.

Activation des microphones - Pour communiquer avec l'utilisateur ou donner des instructions au cours de l'audiométrie

- Pour activer les microphones, dans l'outil d'audiométrie in situ, au centre de l'écran, cliquez sur l'icône Activation des microphones.  Cliquez à nouveau sur le bouton pour les désactiver.
 - Lorsque les microphones sont activés, le curseur du volume situé sous l'icône vous aide à régler le volume de l'appareil.

Utilisation de l'audiogramme - Pour choisir le type d'audiogramme

- Pour modifier le type d'audiogramme utilisé, dans le panneau situé en bas à droite, sélectionnez **Utilisation d'un audiogramme normal** ou **Utilisation d'un audiogramme in situ pour le(s) côté(s) mesuré(s)**.

Tinnitus SoundSupport

La fonction Tinnitus SoundSupport est un outil qui génère des sons dans le cadre d'un programme de prise en charge des acouphènes, afin d'aider les utilisateurs souffrant d'acouphènes.

Vous pouvez sélectionner et modifier les sons afin de les adapter aux préférences de l'utilisateur. De plus, l'outil est disponible dans tous les programmes sauf Téléphone et Bobine d'induction.

Pour activer ou désactiver Tinnitus SoundSupport

1. Lors de l'étape **Appareillage**, sur le panneau des tâches, dans le groupe **Autres outils**, cliquez sur **Acouphènes**.
2. Dans le panneau situé en bas à droite de l'écran, cliquez sur le bouton **Marche** ou **Arrêt** pour, respectivement, activer ou désactiver Tinnitus SoundSupport.

Veillez à ce que l'appareil auditif soit connecté et qu'il prenne en charge Tinnitus SoundSupport. Si vous ne voyez pas l'option Acouphènes dans le Panneau des tâches, il est possible que l'appareil ne la prenne pas en charge.

Assistant appareillage

L'assistant appareillage est un outil de l'étape **Appareillage** qui vous permet de régler l'appareil auditif et gérer les demandes les plus courantes des utilisateurs. Cet outil peut être efficace pour vous aider à régler ou corriger tout problème de son rencontré par l'utilisateur lors de l'adaptation ou d'une visite de suivi.

L'outil peut être utilisé individuellement pour chaque programme de l'appareil auditif.

Dans l'assistant appareillage, vous pouvez modifier les paramètres de **Perception générale**, **Perception de la parole** et de **Propre voix**.

Pour régler l'appareil auditif

1. Dans l'écran de l'assistant d'adaptation, dans le panneau situé en bas, cliquez sur l'onglet **Perception générale**, **Perception de la parole** ou **Propre voix**.
2. Cliquez sur les barres de couleur rouge ou bleue dans la bonne direction (gauche ou droite) pour régler, entre autres, le niveau de volume, la qualité sonore et les sons éloignés.
3. Dans le panneau situé en bas, et selon les paramètres que vous souhaitez ajuster, vous trouverez les boutons d'environnement sonore qui diffusent des sons selon le paramètre sélectionné.

Cela permet à l'audioprothésiste de vérifier les ajustements effectués et à l'utilisateur d'évaluer les changements dans un environnement réel. Pour ce faire, cliquez sur un des boutons, par exemple, **Couple à la maison**, **Circulation**, **Couverts** ou **Pas sur le sol**.

Chaque onglet dispose de différents paramètres et sons intégrés que vous pouvez ajuster pour aider l'utilisateur à évaluer le réglage. Le réglage initial ou par défaut se situe au milieu de la commande.

Si vous maintenez le curseur sur le paramètre souhaité, une infobulle s'affiche et présente la façon dont les changements vont affecter les basses, moyennes et/ou hautes fréquences.

Étape finale

L'**Étape finale** est la dernière étape du processus d'adaptation. Elle vous permet de vérifier les programmes, les méthodologies et les paramètres et d'avoir une vue d'ensemble des paramètres finaux et des fonctionnalités des appareils auditifs.

Cette étape vous aide à connecter les accessoires aux appareils, à voir toutes les informations concernant l'adaptation actuelle, à terminer votre programmation de l'appareil, et vous permet d'enregistrer les réglages et de quitter Genie.

Pour enregistrer les réglages et terminer la session d'adaptation

- Lors de l'**Étape finale**, cliquez sur le bouton **Enregistrer, programmer et quitter**.
 - Vous pouvez également revenir à l'étape **Client** en cliquant sur le bouton **Aller au client**.

Dans les deux options, vous serez invité à enregistrer vos données dans l'appareil et/ou dans la base de données autonome. Décochez ou cochez les cases correspondantes et lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.

Outils

Les outils suivants sont en option dans le Panneau des tâches.

- **Boutons et témoins**

Cet outil vous aide, entre autres, à définir les commandes des boutons, à effectuer le réglage des bips et à activer la fonction de commande du volume.

- **ConnectLine**

Un outil de réglage pour les solutions ConnectLine qui vous permet de modifier la configuration du Streamer Pro, et si nécessaire, vous offre la possibilité de mettre à jour le firmware du Streamer.

- **Téléphone et DAI/FM**

Cet outil vous aide à définir les programmes téléphoniques et à activer les options Auto Phone.

Avertissements

Pour votre sécurité personnelle et pour garantir une utilisation correcte de votre logiciel d'adaptation, vous devez bien vous familiariser avec les avertissements d'ordre général suivants avant de l'utiliser.

Contactez votre distributeur local si vous rencontrez des opérations inattendues ou des incidents sérieux avec le logiciel d'adaptation au cours de son utilisation ou à cause de son utilisation. Les incidents sérieux doivent également être rapportés aux autorités nationales.

Précautions générales de sécurité

Il est important de lire les informations consacrées à l'**usage prévu** du logiciel d'adaptation dans la section **Introduction** de ce mode d'emploi et de prendre connaissance des risques relatifs au niveau d'adaptation de la fonction Tinnitus SoundSupport et des temps de port recommandés.

Connexion

Il est important de ne pas perdre la connexion sans fil ou câblée à l'appareil auditif ou de ne pas laisser des erreurs de communication interrompre le processus d'adaptation.

Risque d'étouffement

Pour des raisons de sécurité, il faut faire preuve de prudence lors d'une adaptation chez des enfants âgés de moins de 36 mois. Les enfants âgés de moins de 36 mois doivent toujours utiliser un logement de pile de sécurité.

Pour des raisons de sécurité, utilisez toujours des embouts lors d'une adaptation chez des enfants âgés de moins de 36 mois.

Firmware

Durant la mise à jour du firmware, veillez à ce que l'utilisateur ne soit pas en train de porter les appareils auditifs car l'appareil mis à jour est réinitialisé selon les paramètres d'usine après la mise à jour.

En outre, ne rendez pas l'appareil à l'utilisateur avant d'avoir restauré les paramètres de l'utilisateur et veillez à ce que le numéro de série de l'instrument connecté corresponde au numéro de série enregistré dans le système bureautique pour l'utilisateur correspondant.

Il est également important de connaître la version du firmware de l'appareil auditif avant et après une mise à jour, et de savoir si la version du firmware du dispositif de programmation est compatible avec la version du firmware du logiciel d'adaptation.

Évitez les interruptions ou l'échec de connexion à l'aide auditive ou au dispositif de connectivité lors des mises à jour du firmware.

Système REM

Prenez en compte les messages d'erreur du système REM résultant de données incorrectes ou non intentionnelles envoyées au système REM.

Acouphènes

Pour des raisons de sécurité, rappelez toujours à l'utilisateur de limiter l'utilisation de la fonction Tinnitus SoundSupport afin de garantir des niveaux d'écoute sans danger.

Soyez attentif au niveau élevé de pression sonore généré par la fonction Tinnitus SoundSupport.

Notez les limites recommandées de temps de port de la fonction Tinnitus SoundSupport, comme indiqué dans le logiciel d'adaptation. Dans le rapport imprimé et le Mode d'emploi de l'aide auditive, n'oubliez pas d'inscrire le temps de port maximal par jour.

Tinnitus SoundSupport n'est pas conçu pour les utilisateurs de moins de 18 ans.

Aides auditives Power

Une attention particulière doit être apportée dans la sélection, l'adaptation et l'utilisation d'une aide auditive dont le niveau de sortie maximum peut dépasser 132 dB SPL (IEC 6038-4) car il peut y avoir un risque de porter atteinte à l'audition résiduelle de l'utilisateur.

Audiométrie in situ

N'utilisez pas l'audiométrie in situ à des fins diagnostiques.

En outre, avant d'effectuer l'audiométrie in situ, veillez à ajouter un audiogramme dans NOAH ou lors de l'étape **Client** dans Genie. Avant d'effectuer une audiométrie in situ, veillez à supprimer les résultats REM AutoFit et réalisez l'audiométrie dans un endroit calme.

Tone Burst ABR dans Genie 2017.1

Dans Genie 2017.1, dans l'audiogramme, veillez à saisir les valeurs ABR en tant que eHL. Cela garantit que la prescription correcte de gain soit appliquée en se basant sur l'audiogramme.

Clause de non-responsabilité

Le fabricant n'assume pas la responsabilité des conséquences de l'utilisation de ce logiciel d'adaptation en dehors de son usage prévu ou des avertissements.

Informations techniques



Oticon A/S
Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danemark
www.oticon.global

Durée de disponibilité garantie des pièces détachées :
5 ans après la date d'achat. Décret 2014-1482 / Article L111-3 du code
de la consommation.

Prodition S.A.S., Parc des Barbanniers, 3 allée des Barbanniers,
92635 GENNEVILLIERS CEDEX - SIREN 301 689 790 R.C.S. NANTERRE

CE 0543



Les déchets élec-
troniques doivent
être traités selon la
législation locale.

Description des symboles utilisés dans ce mode d'emploi



Avertissements

Les textes marqués d'un symbole d'avertissement doivent être lus avant d'utiliser l'appareil.



Fabricant

L'appareil est produit par le fabricant dont le nom et l'adresse sont mentionnés à côté du symbole. Indique le fabricant du dispositif médical, comme défini dans les directives de l'UE 90/385/CEE, 93/42/CEE et 98/79/CE.



Marquage CE

L'appareil est conforme à la directive sur les dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Le numéro à quatre chiffres indique l'identification de l'organisme notifié.



Déchets électroniques (DEEE)

Recyclez les aides auditives, les accessoires ou les piles conformément aux réglementations locales.

Les utilisateurs d'aides auditives peuvent également renvoyer les déchets électroniques à leur audioprothésiste. Équipements électroniques couverts par la directive 2012/19/UE relative aux déchets et au matériel électrique (DEEE).

Description des symboles supplémentaires utilisés sur les étiquettes



Numéro de catalogue

Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que l'appareil médical puisse être identifié.



Consulter le mode d'emploi électronique

Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter un mode d'emploi électronique.



Consulter le mode d'emploi

Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter un mode d'emploi.

