




# Handleiding voorbereiding MONO-procedure

## Implantaatcomponenten en disposable instrumenten

		
<p><b>220701</b> MONO Surgery Kit A: Cannula B: MONO drill C: Soft healing cap D: Insertion indicator</p>	<p>Ø 4 mm of Ø 5 mm <b>Biopsy punch</b> Niet geleverd door Oticon Medical</p>	<p><b>M52169</b> Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 9 mm</p>

## Non-disposable instrumenten

				
<p><b>M50428</b> Sound processor indicator</p>	<p><b>M52143</b> Ruler</p>	<p><b>M52196</b> Double-ended dissector</p>	<p><b>M51695</b> Abutment inserter, machine</p>	<p><b>M51690</b> Counter torque wrench</p>

## Back-up componenten

	
<p><b>M52170</b> Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 12 mm</p>	<p><b>M52171</b> Ponto BHX-implantaat, 4 mm, met abutment, 14 mm</p>

De voorbereiding moet altijd een planning omvatten voor back-up implantaatcomponenten met verschillende abutmentlengten die overeenkomen met de dikte van het zachte weefsel. Overweeg of er behoefte is aan back-up componenten en instrumenten voor een alternatieve techniek.\*

### ⚠ Waarschuwing

De MONO drill moet altijd samen met de cannula worden gebruikt. De cannula biedt de stop die voorkomt dat er dieper wordt geboord dan de bedoeling is.

*De handleiding voorbereiding is geen vervanging voor de chirurgische handleiding van het Ponto Systeem of van het addendum met de MONO-procedure. Het is belangrijk om de chirurgische handleiding en het addendum te lezen voor een beschrijving van de indicaties, contra-indicaties en aanbevolen procedures met waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen voor de patiënt.*

*\*Raadpleeg de productcatalogus van het Ponto™ Systeem voor het complete productassortiment. De beschikbaarheid van producten kan per markt verschillen.*