

| Ponto 3 hörapparater Bruksanvisning



Ponto™ – Det benförantrade hörselsystemet

oticon
MEDICAL

Tack

Vi vill börja med att tacka dig för att du valt Ponto. Den benförankrade hörsellösningen Ponto 3 är avsedda att användas för att förbättra hörseln hos patienter med benledningshinder och kombinerad hörselnedsättning samt ensidig dövhet. Den är konstruerad för att möjliggöra individuell anpassning. Detta säkerställer att du får ut mesta möjliga av din hörapparat.

Bruksanvisningen beskriver hur din nya hörapparat ska användas.

Läs hela denna bruksanvisning noggrant för information om hur du får ut mesta möjliga av din benförankrade hörapparat. Var extra uppmärksam när du läser varningar, viktig information samt instruktionerna för hudhygien. Du kan diskutera frågor och eventuella problem med din audionom.

Innehåll


Ponto: en benförankrad hörsellösning	4	Tillbehör	23
Översikt av hörapparaten	6	Oticon Medical Streamer	26
Batterihantering	8	Service och reparation	29
PÅ och AV eller standby-läge	10	Kompatibilitetsguide	30
Anslutning	12	Vanliga problem och	
Bortkoppling	13	möjliga lösningar	32
Rätt placering	14	Tillverkarens garanti	34
Volymkontroll	16	Viktig information	35
Program	18	Försäkran om regelefterlevnad	37
Skötsel av hörapparaten	20	Varningar	40
Hudhygien	21	Symbolförklaringar	43

Ponto-systemet: en benförankrad hörsellösning

Din Ponto 3 är utformad för att hjälpa dig att höra bättre genom direkt benledning av ljud. Den benförankrade hörapparaten omvandlar ljud till vibrationer som via ett implantat och en distans överförs till innerörat genom skallbenet. Det innebär att Ponto fungerar oberoende av hörselgången och mellanörat. Ponto 3 är därför en möjlig lösning vid hörselnedsättning där det finns ett ledningshinder i ytter- eller mellanörat som hindrar ljudet från att nå innerörat.

Den benförankrade hörapparaten kan också fånga upp ljud på ena sidan av huvudet och överföra det till innerörat på motsatt sida. Detta gör Ponto 3 lämplig för personer som är döva på ena örat, men har ett fungerande inneröra på andra sidan (även kallat grav unilateral sensorisk hörselnedsättning eller ensidig dövhet).


Hörapparaten kan även användas med ett softband för barn eller individer som inte är lämpliga kandidater för implantat.



Översikt*

1. Tryckknapp för program och standby-/ tyst läge
2. Volymkontroll
3. Mikrofoningångar
4. Programmeringsuttag
5. Batterifack (av/på, petsäkert)
6. Koppling
7. Hål för säkerhetslina
8. Märkning

Version för höger eller vänster sida: Ponto 3 finns i versioner för höger eller vänster sida. Hörapparaten har en tydlig markering för detta i form av ett L (Left, vänster) eller ett R (Right, höger) på batterifacket.



**) Bilden visar Ponto 3. Instrumentvyn är identisk för Ponto 3 Power och Ponto 3 SuperPower.*

⚠ VARNING

Den benförantrade hörapparaten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för småbarn. Batterierna är också farliga att förtära. Förvara alltid batterierna utom räckhåll för barn och personer med psykiskt funktionshinder. Uppsök omedelbart akutmottagningen vid närmaste sjukhus om någon råkat svälja ett batteri!

Hantering av batterier

Byta batteri

Öppna batterifacket och sätt i batteriet med plustecknet nedåt.

Det är mycket viktigt att batteriet sätts i korrekt för att undvika skador på batterifacket.

Ponto 3: Använd endast högkvalitativa zink-luft-batterier av typ 13.

Ponto 3 Power: Använd endast högkvalitativa zink-luft-batterier av typ 675.

Ponto 3 Super Power: Använd endast högkvalitativa zink-luft-batterier av typ 675P, högspänning och batterier för cochleaimplantat.


Petsäkert batterifack

Hur man låser batterifacket: Se till att luckan är helt stängd. Vrid den petsäkra skruven till låst läge med skruvmejseln som finns i verktyget för batteriurtagning.



Hur man låser upp batterifacket: Vrid den petsäkra skruven till upplåst läge med skruvmejseln som finns i verktyget för batteriurtagning. Batterifacket kan nu öppnas och stängas som vanligt.





Indikator för svagt batteri

Den benförantrade hörapparaten är utrustad med ett system som varnar när batteristyrkan är för svag. När det är dags att byta batteriet hörs två pipsignaler med korta intervall.

När batteriet är helt slut hörs fyra pipsignaler. Batteritiden beror på lyssningsmiljön samt vilken hörapparat som används.

Urtagning av batteriet

Öppna batterifacket och ta ut batteriet. Hörapparaten levereras med ett litet magnetiskt verktyg som gör det lättare att sätta i och ta ur batteriet.

PÅ och AV eller standby-läget

PÅ

Man **SÄTTER PÅ** Ponto 3 genom att stänga batterifacket. Efter en inledande ljudslinga och några sekunders fördröjning aktiveras hörapparaten. Fördröjningen är till för att undvika återkoppling när hörapparaten ansluts till distansen.

AV

Man **STÄNGER AV** Ponto 3 genom att öppna batterifacket. Öppna bara batterifacket halvvägs, så att inte batteriet faller ur. Ta ut batteriet från hörapparaten om den inte används under en längre period.

Standby/Tyst


Om du vill stänga av hörapparaten för en kortare period, tryck på tryckknappen och håll den nedtryckt tills två pipsignaler hörs. Släpp därefter upp knappen. Hörapparaten är nu i standby/tyst-läge och volymen har skruvats ner helt. Man sätter på ljudet igen och aktiverar hörapparatus tidigare inställningar genom en snabb knapptryckning. Standby-läget bör inte användas under längre tid, mer än 5 timmar, eftersom det förkortar batteriets livslängd.

Notera: Standby-funktionen är valfri och kan inaktiveras. Kontakta din audionom om du har frågor.

PÅ



AV



Standby/Tyst





– Tryck och håll tills
två pipsignaler hörs



Notera: Om du har två Ponto 3 hörapparater och binaural koordination är aktiverad (standard), aktiverar denna funktion även standby-läge för den andra hörapparaten om en av hörapparaterna försätts i standby-läge. Binaural koordination kan inaktiveras i Genie Medical.


Påkoppling

Hörapparaten kopplas på genom att man vinklar den en aning och sedan försiktigt trycker fast den på distansen. Det är viktigt att hålla undan håret när du trycker fast hörapparaten på distansen.



Bortkoppling

Hörapparaten kopplas bort genom att man försiktigt vinklar den bort från distansen.



Rätt placering

Den benförantrade hörapparaten måste placeras vertikalt, med mikrofonerna nedåt och volymkontrollen bakåt, för att det riktning känsliga mikrofonsystemet ska fungera optimalt.

Det är mycket viktigt att hörapparaten inte vidrör någonting, t.ex. örat, huden eller en mössa/hatt. Det kan orsaka återkoppling (ett vislande ljud).



Volymkontroll

Man ökar ljudstyrkan genom att vrida volymkontrollen uppåt och minskar den genom att vrida den nedåt. När man vrider volymkontrollen hörs pipsignaler som indikerar att volymen håller på att ändras. Signalerna blir starkare när man når läget för maximal eller minimal volym. Observera att det är möjligt för din audionom att avaktivera volymkontrollen, vid behov.

Två pipsignaler hörs vid normal volym. Om du har en Oticon Medical Streamer (sida 26) kan du använda denna som fjärrkontroll för att justera volymen på hörapparaten.

OBS: Om du har två Ponto 3 och binaural koordination är aktiverad (standard), kommer volymen att ändras på båda hörapparaterna om volymen ändras på en av dem. Binaural koordination kan inaktiveras i Genie Medical.



Program

Med hjälp av tryckknappen kan du aktivera standby-läget eller ändra lyssningsprogram. Din hörapparat har ett program som standard; din audionom kan lägga till fler program, vid behov.


Tryck och släpp tryckknappen för att byta program. Nästa program indikeras med motsvarande antal pipsignaler. Notera att hörapparaten försätts i standbyläge om tryckknappen hålls nedtryckt längre än två sekunder.





Om du har en Oticon Medical Streamer kan du använda den som fjärrkontroll för att byta program.

Byte av program



– Ett kort tryck på tryckknappen



Program	Pipsignaler	Beskrivning
1		
2		
3		
4		

Be din audionom om programinformation för att fylla i denna tabell.

OBS: Om du har två Ponto 3 och binaural koordination är aktiverad (standard), kommer programmet att ändras på båda hörapparaterna om programmet ändras på en av dem. Binaural koordination kan inaktiveras i Genie Medical.

Skötsel av den benförankrade hörapparaten

Hörapparaten rengörs utvändigt med en torr rengöringsduk eller en våtservett. Det är extra viktigt att avlägsna smuts och hårstrån som fastnat i kopplingen.

Hörapparaten är inte vattentät och får inte rengöras med vatten eller andra vätskor! Öppna batterifacket och låt hörapparaten torka om den råkar bli blöt.

Skydda eller avlägsna alltid hörapparaten när du besöker frisören och när du använder hårvårdsprodukter. Använd det speciella täcklocket för distansen som följer med hörapparaten.

Hörapparaten är programmerad efter dina individuella behov och bör av denna anledning inte användas av andra personer.

Rengöring av huden

Daglig rengöring

Det är viktigt att hörapparaten rengörs dagligen för att minska risken för hudinfektioner kring distansen.

Rengör området kring distansen med bakteriedödande tvål och alkoholfria våtservetter innan huden har läkt.

Efter läkningen kan du börja använda en bomullstops eller en mjuk protes-tandborste. Använd tvål och vatten och rengör försiktigt distansen in- och utvändigt med borsten varje dag.

Rengöringsborsten bör bytas ungefär var tredje månad. Använd endast mycket mjuka borstar. Om du har två implantat bör du använda två mjuka borstar – en för varje distans. De mjuka borstar som visas på bilden kan köpas från Oticon Medical. Be din klinik om ytterligare information.




Rengöring ett par gånger i veckan

Huden bör omsorgsfullt rengöras från hudavlagringar minst två gånger i veckan, utöver den dagliga rengöringen. Hårtvätt med schampo mjukar upp hudavlagringar så att de lättare kan avlägsnas. Använd rengöringsborsten, men försiktigt.

Kontakta din audionom/öronläkare om du har återkommande problem med ömhet i huden kring distansen. Föräldrar eller vårdnadshavare har ansvaret för att upprätthålla god hygien kring distansen hos barn.

Det är mycket viktigt att rengöra både in- och utsidan av distansen. Det bidrar till att förhindra hudavlagringar.




Tillbehör

Säkerhetslina

Säkerhetslinan förhindrar att du tappar din hörapparat, t.ex. under fysisk aktivitet eller i andra situationer där den kan lossna.

För att du inte ska kunna tappa din hörapparat i sådana situationer bör du sätta fast säkerhetslinan på hörapparaten och fästa den i dina kläder. Du bör också använda säkerhetslinan under tiden du vänjer dig vid att bära hörapparaten.

Kontrollera att säkerhetslinan inte fastnar i hörapparaten, då finns det risk för att hörapparaten oavsiktligt lossna av från distansen.




Täcklock

Täcklocket kan sättas på distansen när hörapparaten inte används. Det döljer distansen och hindrar smuts från att ta sig in i den.



Teststav

Teststaven ger möjlighet att lyssna på hörapparaten utan att ansluta den till distansen. Anslut din Ponto 3 till teststaven och tryck den mot huvudet för att provlyssna. Detta är praktiskt om du vill testa din hörapparat eller demonstrera den för familj och vänner. Vidrör inte hörapparaten med handen när du håller i teststaven eftersom detta orsakar återkoppling (ett visslande ljud).



Klistermärken

Arket med klistermärken ger dig möjlighet att ändra utseendet på din hörapparat. Gör så här för att sätta på och ta bort klistermärket:

1. Placera det runda klistermärket på tryckknappen så att det fastnar på knappens yta.
2. Placera den nedre delen av klistermärket på hörapparaten. Säkerställ att klistermärket inte täcker mikrofoningångarna.

Undvik luftbubblor genom att börja i mitten och sedan pressa försiktigt i riktning mot klistermärkets ytterkant.

Avlägsna klistermärket med nageln. Använd inte skarpa föremål som kan skada hörapparaten.

Skal

Med skalet kan du ändra utseendet på din hörapparat. Säkerställ att skalet sitter korrekt så att det inte täcker mikrofoningångarna samt att volymkontrollen kan manövreras obehindrat. Skalen finns tillgängliga i flertalet färger. Fråga din audionom för ytterligare information.

Oticon Medical Streamer*

Oticon Medical Streamer gör det möjligt att trådlöst ansluta din Ponto 3 till olika ljudkällor och överföra ljud från källan direkt till din hörapparat.

Oticon Medical Streamer fungerar även som en fjärrkontroll till hörapparaten. Den bärs kring halsen och har två knappar för de viktigaste funktionerna telefon, TV och mikrofon.

Ponto 3 är kompatibel med Oticon Medical Streamer.

**Observera att Oticon Medical Streamer samt produkterna som visas på sidorna 26–28 är valfria tillbehör. Kontakta din audionom eller besök www.oticonmedical.com/connectline för mer information om Oticon Medical Streamer och dess möjligheter.*





Mobiltelefon

Oticon Medical Streamer kan anslutas till en rad olika mobiltelefoner med inbyggd Bluetooth-funktion och på så sätt överföra mobiltelefonens ljud trådlöst till hörapparaten. Denna funktion gör hörapparaten till ett personligt trådlöst headset. En lista över kompatibla mobiltelefoner finns tillgänglig på www.oticonmedical.com/connectline.



Musik

Du kan lyssna på musik genom att ansluta en MP3-spelare, mobiltelefon eller dator till Oticon Medical Streamer genom att använda en kabel eller trådlös Bluetooth-anslutning.



Teleslinga

Oticon Medical Streamer har en inbyggd telespole som utvecklats för att förbättra ljudkvaliteten och göra det lättare att uppfatta tal i lokaler som är försedda med teleslinga. Teleslingor finns ofta i offentliga byggnader, t.ex. teatrar, biografier, föreläsningssalar, skolor och liknande platser. Telespolen i Oticon Medical Streamer fångar upp signalen från teleslingan och överför ljudet till Ponto 3.



Fjärrkontroll

Oticon Medical Streamer fungerar även som en fjärrkontroll till din hörapparat och erbjuder ett enkelt sätt att byta program eller justera volymen.



FM

Ett FM-system består av en FM-mottagare och en sändare. Mottagaren ansluts till audioingången på Oticon Medical Streamer och används för att fånga upp svaga radiosignaler från sändaren. FM-systemen används bl.a. för att hjälpa barn med nedsatt hörsel i skolor. Läraren bär en FM-sändare som sänder signaler direkt till Ponto 3 via FM-mottagaren och Oticon Medical Streamer.



TV, fast telefon och mikrofon

Oticon Medical Streamer kan kombineras med olika ConnectLine-produkter från Oticon (ConnectLine TV, ConnectLine Telefon, ConnectLine Mikrofon) för att erbjuda skräddarsydda lösningar för att titta på TV, använda fast telefoni eller lyssna på andra personer genom en mikrofon.



Service och reparation

Om din Ponto 3 inte fungerar korrekt, kontakta din klinik för kontroll.

Kontaktperson vid Audionommottagning/Hörcentral – namn och kontaktinformation:

Kontaktperson vid ÖNH-klinik – namn och kontaktinformation:

Kompatibilitetsguide

Beskrivning	Artikel
Distanser i Oticon Medical Ponto implantatsystem	Alla
Oticon Medical-tillbehör	Genie Medical (anpassningsprogram, version 2011.1 eller senare)
	Ponto Softband
	SoundConnector
	Testbygel
	Huvudbygel
	Xpress
Oticon A/S tillbehör	FM-mottagare Amigo R2BA (endast genom Oticon Medical Streamer)
	Oticon Medical Streamer

Kompatibilitetsguide

Beskrivning	Artikel
Kompatibla produkter från Cochlear BAS	Baha® distanser (90305, 90410)
	Baha® implantat med distans (90434, 90480)
	Baha® ljudadapter (90065)
	Baha® telespoleenhet (90185)
Inkompatibla produkter från Cochlear BAS	Baha® BA300-seriens distanser
	Baha® BA210-seriens distanser
	Baha® BA400-seriens distanser
Phonak AG tillbehör	Phonak FM system Inspiro sändare
	Phonak MlxiBA mottagare

Vanliga problem och möjliga lösningar

Problem	Möjlig orsak
Inget ljud	Batteriet är slut
	Hörapparaten är i standby-läge (mute)
Oregelbundet eller svagt ljud	Smuts i kopplingen eller ljudingången
	Fukt
	Batteriet är slut
Visslande ljud	Hörapparaten vidrör något

Lösning	
Byte av batteri	sida 8–9
Tryck ned tryckknappen	sida 10–11
Rengör hörapparaten	sida 20
Öppna batterifacket och låt hörapparaten torka i fodralet	sida 20
Byte av batteri	sida 8–9
Kontrollera att hörapparaten är rätt ansluten och inte vidrör något	sida 12–15

Kontakta din audionom om åtgärderna ovan inte löser problemet.

Tillverkarens garanti

Benförantrade hörapparater från Oticon Medical omfattas av en begränsad garanti som tillverkaren utfärdar för en tidsperiod på 12 månader från leveransdatum. Den begränsade garantin omfattar tillverknings- och materialfel för hörapparaten, exklusive batterier.

Fel som uppstår på grund av felaktig användning eller skötsel, alltför omfattande användning, olyckshändelser, reparationer utförda av obehörig part, exponering för korrosiva ämnen, skador på grund av främmande föremål inuti apparaten eller felaktiga inställningar omfattas INTE av den begränsade garantin och kan upphäva den.

Garantin ovan upphäver inga eventuella rättigheter som du kan ha enligt gällande lag om försäljning av konsumentvaror i ditt land. Din klinik kan ha utfärdat en garanti som är mer omfattande än denna begränsade garanti. Vänligen kontakta din audionom för mer information.

Använd gärna e-postadressen som finns på baksidan av den här bruksanvisningen om du har kommentarer eller förslag om Oticon Medicals benförantrade hörselsystem.

Viktig information

- Det är viktigt att riktlinjerna för hudhygien efterföljs. Kontakta din öronklinik om du har frågor.
- Skydda hörapparaten från smuts och damm genom att förvara den i asken när du inte använder den. Avlägsna eventuellt skal innan du lägger hörapparaten i förpackningen.
- Stäng alltid av hörapparaten genom att öppna batterifacket när den inte ska användas. Batterifacket ska lämnas öppet för att torka ut eventuell fukt som kan finnas inuti hörapparaten.
- Om du inte använder Oticon Medical Streamer när du använder en telefon, håll telefonens mottagare nära hörapparaten. Undvik återkoppling (ett vislande ljud) genom att inte låta telefonluren komma i direkt kontakt med hörapparaten. (För fler möjliga användningsområden för Oticon Medical Streamer, se sida 26–28.)
- Förväntad livslängd för ljudprocessorn är 5 år.

- När du reser kan du ta av dig hörapparaten innan du passerar genom säkerhetskontrollen så att inte metalldetektorerna ger utslag.
- Driftförhållanden
Temperatur: +1 °C till +40 °C
Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 %, icke-kondenserande
- Förvarings- och transportförhållanden
Temperatur och fuktighet får inte överskrida följande gränser under längre transport- och förvaringsperioder.
Temperatur: -25 °C till +55 °C
Relativ luftfuktighet: 5 % till 93 %, icke-kondenserande
- Strömkällan i din hörapparat har otillräcklig energianvändning för att orsaka brand under normala användningsförhållanden. Hörapparaten har inte testats avseende överensstämmelse med internationella standarder rörande explosionsfarliga omgivningar. Du avråds från att använda din hörapparat i områden med risk för explosion.

Försäkran om regelefterlevnad

Drift får endast ske under följande två villkor:

1. Hörapparaten får inte orsaka skadliga störningar.
2. Denna hörapparat måste stödja mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskade drifteffekter.

Ändringar som inte officiellt godkänts av parten som är ansvarig för regelefterlevnad, ogiltiggör användarens rätt att använda utrustningen.

OBS: Utrustningen har testats och funnits uppfylla kraven för digitala enheter av klass B, i enlighet med del 15 i FCC-reglerna (Federal Communications Commission).

Dessa regler har tagits fram för lämpligt skydd mot skadliga störningar i bostadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, vilket vid felaktig installation och användning kan skapa skadliga störningar i radiokommunikation. Detta garanterar dock inte att störningar inte kan uppkomma i vissa installationer.

Om utrustningen skapar skadliga störningar av radio- eller TV-mottagningar, vilket kan fastställas genom att utrustningen stängs av och sätts på, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller fler av följande åtgärder:

- *Flytta eller rikta om mottagningsantennen.*
- *Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.*
- *Anslut utrustningen till en utgång på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.*
- *Konsultera återförsäljare eller radio-/TV-tekniker för hjälp.*

Den lagliga tillverkaren försäkrar härmed att denna Ponto 3 följer grundläggande krav och andra relevanta bestämmelser i enlighet med EU-direktiv 2014/53/EU om radio-utrustning. Försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig hos: Oticon Medical AB



Utrustningen
innehåller
en RF-sändare



Ponto 3 innehåller en radiosändare som använder teknologi för magnetisk induktion för korta avstånd som fungerar vid 3,84 MHz. Magnetfältstyrkan för den induktiva sändaren är $< -15 \text{ dB}\mu\text{A/m @ 10 m}$.

Emissionsstyrkan från Ponto 3 ligger under internationella emissionsgränser för mänsklig exponering. Ponto 3 följer internationella standarder för elektromagnetisk kompatibilitet.

På grund av enhetens storlek, återfinns flera av de relevanta märkningarna för godkännande i detta dokument.

FCC ID: 2AHJWPONTO3

IC: 21199-PONTO3

Enheten följer FCC:s regler del 15 och kanadensiska RSS-210 (Radio Standards Specification).

VARNINGAR

- Hörapparat, batterier, delar och tillbehör är inga leksaker och måste förvaras utom räckhåll för barn och andra personer som kan svälja dem eller på annat sätt skada sig själva. Hörapparaten innehåller små delar som kan utgöra en kvävningsrisk för småbarn.
- Om du skulle råka tappa hörapparaten, säkerställ att höljet är helt samt att hörapparaten övriga delar inte skadats. Om du upptäcker fel med hörapparaten, kontakta Oticon Medical.
- Kassera aldrig hörapparaten, dess delar eller batterier, genom att bränna dem. Det finns risk att de kan explodera och orsaka allvarliga personskador.
- Även om ljudprocessorn har IP57-klassificering anses den vara vattenbeständig, inte vattentät. Ta alltid av dig hörapparaten innan du duschar eller badar/simmar. Om den råkat bli blöt: öppna batteriluckan, ta ut batteriet och ta av hörapparaten.
- Skydda hörapparaten från extrem värme.

- Elektromagnetisk störning kan ske i närheten av utrustning med symbolen till höger. Portabel och mobil utrustning för RF-kommunikation kan påverka driften av din hörapparat.
Om din hörapparat påverkas av elektromagnetisk störning, flytta den från källan för att minska störningen.



- Även om det är osannolikt, kan elektronisk utrustning i närheten av din hörapparat påverkas. Om detta inträffar, förflytta hörapparaten från den påverkade elektroniska enheten.
- Hörapparaten är inte MR-säker. Avlägsna hörapparaten innan du ska genomgå en MRT-undersökning (magnetresonanstomografi). Implantatet och distansen kan sitta kvar. Informera din läkare om att du har ett benförankrat hörselsystem när du bokar din tid samt när du anländer till ditt MRT-besök. (För barn eller psykiskt funktionshindrade personer ligger detta ansvar hos personens vårdnadshavare.)
- Ljudprocessorn innehåller en magnet. Programmerbara CSF-shuntar måste hanteras med varsamhet. Följ riktlinjerna för minsta avstånd som rekommenderas av shuntens tillverkare.

Batterianvändning

- Använd alltid den typ av batterier som rekommenderas i denna bruksanvisning. Batterier av sämre kvalitet kan läcka och orsaka personskada.
- Batterier kan orsaka skador om de sväljs. Förvara alltid batterierna utom räckhåll för barn och personer med psykiskt funktionshinder. Uppsök omedelbart akutmottagningen vid närmaste sjukhus om någon råkat svälja ett batteri!






Avbrott i hörapparatsens funktion

- Hörapparaten kan sluta fungera, t.ex. om batterierna tar slut. Du måste vara medveten om detta, särskilt när du befinner dig i trafik eller andra situationer där du måste kunna uppmärksamma varningsljud.

Möjliga biverkningar

- Hörapparaten är tillverkad av icke-allergena material, som i sällsynta fall kan orsaka hudirritation. Kontakta läkare om du drabbas av biverkningar.

Symbolförklaringar	
	Referensnummer
	Serienummer
	Tillverkare
	Tillverkningsdatum
	Se bruksanvisningen
	Varning. Se bruksanvisningen avseende varningar och försiktighetsåtgärder som inte anges på enheten
Endast Rx	OBS – endast RX: Enligt federal lagstiftning (USA) får denna enhet endast säljas av läkare eller på läkares ordination
 0413	CE-märkning med nummer för underrättat organ

	Allt avfall från elektronisk utrustning ska hanteras enligt de lokala förordningarna
	Typ B tillämpad del
	IP Code klassificerar och anger graden av skydd mot inträngning av fasta föremål (inklusive kroppsdelar som händer och fingrar), damm, oavsiktlig kontakt, samt vatten i mekaniska och elektriska inneslutningar
YY.XXXXXXXX	De två första siffrorna i serienumret "YY" anger tillverkningsdatum.
	Märkning avseende regelverksuppfyllande för ACMA (Australian Communications and Media Authority)
	Förvara på avstånd från små barn för att minska risken för oavsiktlig sväljning, kvävning och strypning.

Endast USA: Enligt federal lagstiftning får denna apparat endast säljas av läkare eller genom läkarordination.

En framtida användare av en benföranckrad hörapparat måste alltid genomgå en medicinsk utvärdering som utförs av läkare och säkerställer att alla medicinskt behandlingsbara sjukdomstillstånd som kan påverka hörseln identifieras och behandlas innan inköpet av en hörapparat.

CE 0413



Tillverkare:

Oticon Medical AB

Datavägen 37B

SE-436 32 Askim

Sverige

Telefon: +46 31 748 61 00

info@oticonmedical.com

M52616SE / 2020.12

oticon
MEDICAL

Because
sound matters



0000M5261600001

www.oticonmedical.se