

| Ponto 3 ses iřlemcileri Kullanım Talimatları



Ponto™ – Kemięe Monte İřitme Sistemi

Teşekkür ederiz

Bu vesileyle, Ponto ses işlemcisini seçtiğiniz için size teşekkür etmek istiyoruz. Ponto 3 ses işlemcileri, iletim tipi ve mikst işitme kayıplarının yanı sıra tek taraflı işitme kaybı olan hastaların işitme yeteneğini iyileştirmek amacıyla kullanılır. Ponto 3 her birey için optimize edilebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özellik ses işlemcinizden maksimum faydayı sağlamanıza yardımcı olur.

Yeni ses işlemcinizin nasıl kullanılacağı Kullanım Talimatları'nda açıklanmaktadır.

Ses işlemcinizden nasıl en iyi şekilde yararlanacağınız öğrenmek için lütfen bu kılavuzu baştan sona dikkatle okuyun. Uyarılara, önemli bilgilere ve deri temizliği ile ilgili talimatlara ekstra önem gösterin. Sorularınız veya endişeleriniz olursa kliniğinize danışın.

İçindekiler


| | | | |
|--|----|--|----|
| Ponto kemiğe monte işitme sistemi | 4 | Aksesuarlar | 23 |
| Cihazın görünüşü | 6 | Oticon Medical Streamer | 26 |
| Pil yönetimi | 8 | Servis ve onarım | 29 |
| Cihazı Açma ve Kapatma veya stand-by moduna alma | 10 | Uyumluluk Kılavuzu | 30 |
| Bağlantı | 12 | Sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri | 32 |
| Bağlantıyı kesme | 13 | Üretici garantisi | 34 |
| Doğru pozisyon | 14 | Önemli bilgiler | 35 |
| Ses kontrolü | 16 | Yasal uyum bildirimleri | 37 |
| Programlar | 18 | Uyarılar | 40 |
| Ses işlemcisinin bakımı | 20 | Simge açıklamaları | 43 |
| Cilt temizliği | 21 | | |

Ponto kemięe monte iřitme sistemi

Ponto 3 cihazınız, doęrudan kemik iletimi sayesinde daha iyi bir iřitme yeteneęi kazanmanıza yardımcı olmak amacıyla tasarlanmıřtır. Ses iřlemcisi sesi titreřimlere evirir ve bu titreřimler abutment ve implant aracılıęıyla kafatası kemięinden i kulaęa iletilir. Bu yntem kulak kanalı ve orta kulaęın iřlevinden baęımsız olarak alıřır. Bu nedenle, Ponto 3, dıř veya orta kulakta sesin i kulaęa ulařmasını engelleyen bir sorunun bulunduęu iřitme kayıpları iin olası bir zmdr.

Ses iřlemcisi aynı zamanda, bir taraftan sesi alıp dięer taraftaki i kulaęa da aktarabilir. Bu özellięi, bir tarafında iřitme kaybı olmasına karřın, dięer taraftaki i kulaęı iřlevini yerine getiren kiřiler (tek taraflı iřitme kaybı olarak anılır) iin cihazı uygun kılar.


Ses iřlemcisi ocuklarda veya implantasyona uygun olmayan bireylerde yumuřak bir bant üzerinde de kullanılabilir.



Cihazın görünümü*

1. Programlar ve Stand-by/sessiz mod için dokunmatik düğme
2. Ses kontrolü
3. Mikrofon girişleri
4. Programlama soketi
5. Pil kapağı (açık/kapalı, kurcalanmaya dayanıklı)
6. Birleştirme
7. Güvenlik seviyesi deliği
8. Etiket

Sağ veya sol versiyon: Ponto 3 ses işlemcileri sol ve sağ taraf versiyonu olarak mevcuttur. Her bir ses işlemcisi, kolay tanımlama açısından pil kapağının üzerinde L (sol) veya R (sağ) harfleriyle işaretlenmiştir.



^{*)} Resim Ponto 3'ü gösterir. Cihazın görünümü Ponto 3 Power ve Ponto 3 SuperPower'da aynıdır.

⚠ UYARI

Ses işlemcisi, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir. Ayrıca, piller yutulması halinde zararlı olabilir. Pilleri her zaman, küçük çocukların ya da mental kapasitesi azalmış olan insanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Pil yanlışlıkla yutulursa, tıbbi müdahale için en yakın acil servise başvurun.

Pil yönetimi

Pilin takılması

Pil kapağını açın ve artı işareti ses işlemcisi üzerinde aşağı doğru bakacak şekilde pili takın. Pil bölmesine zarar vermektan kaçınmak için, pilin doğru şekilde takılması çok önemlidir.

Ponto 3: Yalnızca yüksek kaliteli tip 13 çinko-hava pillerini kullanın.

Ponto 3 Power: Yalnızca yüksek kaliteli tip 675 çinko-hava pillerini kullanın.

Ponto 3 Super Power: Yalnızca yüksek kaliteli, yüksek güçlü tip 675P çinko-hava pillerini ve koklear implant pillerini kullanın.


Kurcalanmaya dayanıklı pil kapağı

Pil kapağını kilitlemek için: Kapağın tamamen kapatıldığından emin olun. Kurcalanmaya dayanıklı vidayı kilitli konumuna çevirmek için pil çıkarma aletindeki tornavidayı kullanın.

Pil kapağının kilidini açmak için: Kurcalanmaya dayanıklı vidayı kilit açık konumuna çevirmek için pil çıkarma aletindeki tornavidayı kullanın.

Artık, pil kapağı normal bir şekilde açılıp kapatılabilir.





Düşük pil gücü göstergesi

Ses işlemcinizde bir düşük pil uyarı sistemi mevcuttur. Pili değiştirme zamanı geldiğinde, birbirini izleyen iki bip sesi duyacaksınız.

Pil tamamen tükendiğinde, bu durum ard arda dört bip sesiyle belirtilir. Pil ömrü, dinleme ortamına ve kullanılan ses işlemcisine bağlıdır.

Pilin çıkarılması

Pil kapağı açıldıktan sonra, pil çıkarılabilir. Ses işlemciniz ile birlikte teslim edilen küçük manyetik pil çıkarma aleti pili çıkarmayı ve takmayı kolaylaştırabilir.

Cihazı Açma ve Kapatma veya stand-by moduna alma

Açık

Pil kapağı kapatıldığında Ponto 3 açılır. Açılış müziğinden sonra, ses işlemcisi açılana kadar birkaç saniye geçer. Bu gecikme, ses işlemciniz abutmente bağlanırken uğultu sesi çıkmasını önlemek üzere tasarlanmıştır.

Kapalı


Pil kapağı açılarak Ponto 3 **KAPATILIR**. Pil kapağının yarıya kadar açılması yeterlidir, böylece pilin düşmesi önlenmiş olur. Uzun süreli saklama sırasında, pili ses işlemcisinden çıkarmanız önerilir.

Stand-by/Sessiz


Ses işlemcisini daha kısa sürelerle kapatmak istiyorsanız, dokunmatik düğmeye basın ve 2 bip sesi duyana kadar basılı tutun ve ardından düğmeyi serbest bırakın. Böylece ses işlemcisi stand-by/sessiz moduna geçer ve ses düzeyi sıfır olarak ayarlanır. Sesi yeniden duymak için, dokunmatik düğmeye kısa süreli basıp bırakın, ses işlemcisi önceki ayarında çalışmaya devam edecektir. Pilin kullanım ömrünü azaltacağından, stand-by modunu uzun sürelerle, örn. 5 saatten fazla kullanmanız tavsiye edilmez.

Not: Stand-by özelliđi isteđe bađlı olup uygulama yöntemi sırasında bazen devre dıřı bırakılabilir. Sorularınız olursa kliniđiniz ile görüřün.

Açık



Kapalı



Stand-by/Sessiz



– 2 bip sesi işitene kadar basılı tutun



Not: İki Ponto 3 ses işlemciniz varsa ve binaural koordinasyon etkinse (varsayılan), stand-by modu bir ses işlemcisinde etkinleştirildiđinde, binaural koordinasyon diđer ses işlemcisindeki stand-by modunu da etkinleřtirir. Binaural koordinasyon Genie Medikal'de devreden çıkarılabilir.



Baęlantı

Ses iřlemcisini güvenli ve rahat bir řekilde baęlamak için, hafifçe eęin ve dikkatli bir řekilde abutmentin üzerine itin. Ses iřlemcisi abutmente baęlanırken, saçınızın önüne gelmemesini saęlamanızın önemli olduęunu unutmayın.



Ayırma

Ses işlemcisi abutmentin aksi yönünde dikkatlice eğilmek suretiyle güvenli ve rahat bir şekilde bağlantısı kesilebilir.



Dođru pozisyon

Yönlü mikrofon sisteminden en iyi performansı elde etmek için, ses işlemcisinin pozisyonu mikrofonlar tabanda olacak ve ses kontrolü geriye bakacak şekilde düşey olarak ayarlanmalıdır.

Ses işlemcisinin kulak, cilt veya şapka gibi herhangi bir şeyle temas etmemesinin önemli olduğunu unutmayın. Böyle bir temas geri iletme (uđultulu bir sese) neden olabilir.




Mikrofonlar



Dođru pozisyon



Yanlıř pozisyon



Ses kontrolü

Ses düzeyi, ses kontrolünün yukarı doğru çevrilmesiyle artırılır ve aşağı doğru çevrilmesiyle azaltılır. Ses kontrolü çevrilirken, ses düzeyinin değiştirildiğini gösteren bip sesleri işitilebilir. En yüksek veya en düşük ses düzeyine ulaşıldığında bip sesleri kesilir. İşitme bakım uzmanınızın ses kontrolünü kapatabileceğini unutmayın.

Varsayılan başlangıç ses düzeyine geçilirken 2 bip sesi işitilir. Bir Oticon Medical Streamer'ınız (sayfa 26) varsa, ses işlemcisinin ses düzeyini ayarlamak için bunu bir uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Not: İki Ponto 3 ses işlemciniz varsa ve binaural koordinasyon etkinse (varsayılan), bir ses işlemcisinde ses kontrolü ayarlanırken, diğer ses işlemcisindeki ses düzeyi de etkilenir. Binaural koordinasyon Genie Medikal'de devreden çıkarılabilir.




Programlar

Dokunmatik düğmeyi kullanarak ses işlemcinizi stand-by moduna alabilir veya dinleme programını değiştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, ses işlemcinizde bir program mevcuttur; işitme bakım uzmanınız daha fazla program tanımlayabilir.

Programı değiştirmek için, dokunmatik düğmeye basıp serbest bırakmanız yeterlidir. Bir sonraki program karşılık gelen sayıda bip sesiyle belirtilecektir. Dokunmatik düğme 2 saniyeden fazla basılı tutulursa, ses işlemcisinin stand-by moduna geçeceğini unutmayın.

Bir Oticon Medical Streamer'ınız varsa, ses işlemcinizdeki programları değiştirmek için bunu bir uzaktan kumanda olarak kullanabilirsiniz.

Program değiştirme – Düğmeye kısa süreli basıp serbest bırakın



| Program | Bip sesleri | Açıklama |
|---------|-------------|----------|
| 1 | ♪ | |
| 2 | ♪♪ | |
| 3 | ♪♪♪ | |
| 4 | ♪♪♪♪ | |

Bu program çizelgesini doldurmak için kliniğinize danışarak programlar hakkında bilgi alın.

Not: İki Ponto 3 ses işlemciniz varsa ve binaural koordinasyon etkinse (varsayılan), bir ses işlemcisinde dokunmatik düğme aracılığıyla program değiştirildiğinde, diğer ses işlemcisindeki program da değişir. Binaural koordinasyon Genie Medikal'de devreden çıkarılabilir.

Ses işlemcisinin bakımı

Ses işlemcisinin dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez veya bebek mendili kullanılabilir. Birleştirme yerine özellikle dikkat edilerek tüm kir veya dolaşmış saç telleri temizlenmelidir.

Ses işlemcinizi temizlerken, su veya sıvı kullanılmaması gerektiğini unutmayın – ses işlemcisi su geçirmez özellikte değildir. Ses işlemcisi yanlışlıkla ıslanırsa, pil kapağını açın ve ses işlemcisini kurumaya bırakın.

Kuaföre gittiğinizde veya saç ürünleri uygularken ses işlemcinizi korumanız veya çıkarmanız önemlidir. Abutmentinizi korumak için ses işlemcinizle birlikte verilen özel abutment kapağını kullanabilirsiniz.

Ses işlemcisi özel olarak size uygun olacak şekilde programlanır ve bu nedenle, başkaları tarafından kullanılmamalıdır.

Cilt temizliđi

Günlük temizlik

Abutment çevresinde deri enfeksiyonları riskini azaltmak için, iyi bir günlük temizlik rutininin sürdürülmesi önem taşır.

Deri tam olarak iyileşmeden önce, abutment etrafındaki alanı temizlemek için antibakteriyel sabun ve alkolsüz ıslak mendil kullanılabilir.

İyileşmede ilerleme kaydedildiğinde, pamuklu çubuk veya yumuşak fırça kullanmaya başlamalısınız. Fırçayı her gün su ve sabunla birlikte kullanarak abutmentin dışını ve içini nazik bir şekilde temizleyin.

Fırça yaklaşık her 3 ayda bir değiştirilmelidir. Sadece çok yumuşak fırçalar kullanılmalıdır. İki implantınız varsa, her bir abutment için bir adet olmak üzere, iki yumuşak fırça kullanmalısınız. Resimdekine benzer yumuşak fırçalar Oticon Medical'den satın alınabilir. Daha fazla bilgi için kliniğimize danışın.





Birkaç günde bir temizlik

Günlük temizlik rutinlerine ek olarak, deri haftada en az iki kez daha detaylı bir şekilde temizlenerek pislikler giderilmelidir. Saçın yıkanması sırasında, pislikler yumuşar ve temizlenmesi kolaylaşır. Temizleme fırçası yine de özenle kullanılmalıdır.

Abutmentin etrafında ağrıyla ilgili kalıcı sorunlarınız varsa, kulak kliniğinize başvurun. Çocuklarda abutmentin etrafında iyi hijyen koşullarının sağlanmasından ebeveynler veya sağlık görevlileri sorumludur.

Abutmentin hem içinin hem de dışının temizlenmesi gerektiğini unutmayın. Bu, kir birikimini önlemek açısından önemlidir.




Aksesuarlar

Güvenlik askısı

Güvenlik askısı, fiziksel aktivite sırasında veya cihazın düşme riskinin olduğu diğer durumlarda, ses işlemcinizin düşmesini önlemeye yardımcı olması için tasarlanmıştır. Ses işlemcinizin düşmesini önlemek için, güvenlik askısını ses işlemcisine ve klipsi giysinize takın. Cihazı takmaya yeni alıştığınız ilk dönemde de güvenlik askısını kullanmanızı öneririz.

Ses işlemcisinin abutment ile bağlantısı kesilebileceğinden, hiçbir unsurun güvenlik askısını çekmediğinden emin olun.




Abutment kılıfı

Abutment kılıfı, ses işlemcisinin kullanılmadığı zamanlarda abutmente takılabilir. Bu kılıf abutmentin içine pislik girmesini önler ve aynı zamanda abutmenti gizler.



Deneme çubuğu

Deneme çubuğu, ses işlemcisini abutmente bağlamadan dinlemenize olanak sağlar. Ponto 3 cihazınızı deneme çubuğuna bağlayın ve ses işlemcisini dinlemek için çubuğu kafanıza doğru bastırın. Bu, ses işlemcinizi arkadaşlarınızın ve ailenizin huzurunda tanıtırken ve denerken de yararlıdır. Feedback'e (uğultulu bir sese) neden olabileceğinden, çubuğu tutarken elinizin ses işlemcisine temas etmemesi gerektiğini unutmayın.



Etiketler

Etiketler size ses işlemcinizin görünümünü uyarlama olanağı verir. Etiketleri yapıştırma ve çıkarma:

1. Yuvarlak etiketi dokunmatik düğmeye yapışacak şekilde dokunmatik düğmenin üzerine yerleştirin.
2. Etiket alt kısmını ses işlemcisinin üzerine yerleştirin. Etiket mikrofona girişlerini kapatmadığından emin olun.

Hava kabarcıkları oluşmasını önlemek için, ortadan başlayarak etiketlerin dış kenarlarına doğru hafifçe bastırın.

Yapışkanlı etiketi çıkarmak için tırnağınızı kullanın. Ses işlemcisine zarar verebileceğinden, keskin nesnelere kullanmayın.

Koruyucu yüzler

Koruyucu yüz ses işlemcinizin görünümünü değiştirmenize imkan tanır. Koruyucu yüzün mikrofona girişlerini kapatmayacak ve ses kontrolü serbestçe çalışabilecek şekilde düzgünce yapıştırıldığından emin olun. Koruyucu yüzler çeşitli renklerde sunulmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen kliniğinize danışın.

Oticon Medical Streamer*

Oticon Medical Streamer, Ponto 3 ses işlemcinizi farklı ses kaynaklarına kablosuz olarak bağlamanıza ve bu kaynaklardan ses işlemcinize ses aktarmanıza olanak sağlar.

Oticon Medical Streamer, ses işlemciniz için bir uzaktan kumanda işlevi de görür. Boynza takılır ve temel uygulamalar için kullanılan üç düğme içerir: telefon, TV ve mikrofon.

Ponto 3 ses işlemcileri Oticon Medical Streamer ile uyumludur.

**Oticon Medical Streamer'ın ve 26-28. sayfalarda gösterilen ürünlerin isteğe bağlı aksesuarlar olduğunu unutmayın. Oticon Medical Streamer ve kullanım olanakları hakkında daha fazla bilgi için lütfen kliniğinize başvurun veya www.oticonmedical.com/connectline sitesini ziyaret edin.*





Cep telefonu

Oticon Medical Streamer entegre Bluetooth aracılığıyla birçok cep telefonuna bağlanabilir ve böylece, cep telefonu sesini kablosuz olarak ses işlemcisine aktarabilir. Bu özellik ses işlemcisini bir kişisel kablosuz kulaklığa dönüştürür. Uyumlu cep telefonları listesini www.oticonmedical.com/connectline adresinde bulabilirsiniz.



Müzik

Bir kablolu bağlantı veya Bluetooth kablosuz bağlantı aracılığıyla bir MP3 çalar Oticon Medical Streamer'a bağlanarak müzik dinlenebilir.



Tele devre

Oticon Medical Streamer, tele devre kurulu odalar içerisinde ses kalitesini ve konuşmayı anlamayı artırmak amacıyla tasarlanmış entegre bir telecoil sahiptir. Devre imkanları tiyatro, sinema, amfi, okul gibi birçok kamu binasında ve benzer yerlerde mevcuttur. Oticon Medical Streamer'da bulunan telecoil tele devreden gelen sinyalleri toplar ve sesi Ponto 3 cihazına iletir.



Uzaktan kumanda

Oticon Medical Streamer, ses işlemciniz için bir uzaktan kumanda işlevi de görür ve program değiştirmenin veya ses düzeyini ayarlamanın kolay yoludur.



FM

FM sistemleri, bir FM alıcıdan ve bir vericiden oluşur. Alıcı, Oticon Medical Streamer üzerindeki Euro pin soketine bağlanır ve vericiden gelen düşük güçlü radyo sinyallerini toplamak için kullanılır. FM sistemleri, örneğin okullarda, işitme engelli çocukları desteklemek üzere kullanılır. Öğretmen bir FM vericisi taşır ve bu verici FM alıcısı ve Oticon Medical Streamer aracılığıyla doğrudan Ponto 3 cihazına sinyal gönderir.



TV, sabit telefon ve mikrofon

Oticon Medical Streamer, Oticon ürünü çeşitli ConnectLine ürünleri (ConnectLine TV, ConnectLine telefon, ConnectLine mikrofon) ile birleştirilerek TV seyretme, sabit telefon kullanma ve mikrofon üzerinden başka bir kişiyi dinleme gibi özel çözümler sunulabilir.



Servis ve onarım

Ponto 3 ses işlemciniz düzgün çalışmıyorsa, kontrol ettirmek üzere kliniğinize başvurun.

Odyoloji Kliniğinde irtibat kurulacak kişi – ad ve iletişim bilgileri:

KBB Kliniğinde irtibat kurulacak kişi – ad ve iletişim bilgileri:

Uyumluluk Kılavuzu

| Açıklama | Makale |
|--|--|
| Oticon Medical Ponto implant sistemindeki abutmentler | Tümü |
| Oticon Medical aksesuarları | Genie Medical (Fitting yazılımı, sürüm 2011.1 veya sonrası) |
| | Ponto Softband |
| | SoundConnector |
| | Test bandı |
| | Kafa bandı |
| | Xpress |
| Oticon A/S aksesuarları | FM alıcısı Amigo R2BA (yalnızca Oticon Medical Streamer üzerinden) |
| | Oticon Medical Streamer |

| Uyumluluk Kılavuzu | |
|--|---|
| Açıklama | Makale |
| Cochlear BAS'ın uyumlu ürünleri | Baha® abutmentleri (90305, 90410) |
| | Baha® abutmentli implantları (90434, 90480) |
| | Baha® ses adaptörü (90065) |
| | Baha® telecoil ünitesi (90185) |
| Cochlear BAS'ın uyumlu olmayan ürünleri | Baha® BA300 serisi abutmentler |
| | Baha® BA210 serisi abutmentler |
| | Baha® BA400 serisi abutmentler |
| Phonak AG aksesuarları | Phonak FM sistemi Inspiro vericisi |
| | Phonak MixiBA alıcıları |

Sık karşılaşılan sorunlar ve olası çözümleri

| Bulgu | Olası nedenler |
|-------------------------------|--|
| Ses yok | Tükenmiş pil |
| | Ses işlemcisi stand-by modunda (sessiz) |
| Kesikli veya düşük ses | Birleştirme yerinde veya ses girişinde kir |
| | Nem |
| | Tükenmiş pil |
| Uğultulu gürültü | Ses işlemcisi bir şeye temas ediyor |

| Çözümler | |
|--|-------------|
| Pili deęiřtirin | sayfa 8-9 |
| Dokunmatik düęmeye basın | sayfa 10-11 |
| Ses iřlemcisini temizleyin | sayfa 20 |
| Pil kapaęını açın ve ses iřlemcisini muhafazasının içinde kurumaya bırakın | sayfa 20 |
| Pili deęiřtirin | sayfa 8-9 |
| Ses iřlemcisinin doęru baęlandıęından ve bir řeye temas etmedięinden emin olun | sayfa 12-15 |

Yukarıdaki çözümlerden hiçbiri sorunu çözmezse, lütfen yardım için klinięinize başvurun.

Üretici garantisi

Oticon Medical ses işlemcileri, teslimat tarihinden itibaren 12 ay süreyle üretici tarafından sağlanan bir sınırlı garanti kapsamındadır. Bu sınırlı garanti işitme cihazının kendisindeki üretim ve malzeme kusurlarını kapsamakta olup, piller bu kapsama girmez.

Uygunsuz kullanım veya bakım, aşırı kullanım, kazalar, yetkisiz tarafların yaptığı onarımlar, aşındırıcı koşullara maruziyet, yabancı maddelerin cihaza girmesinden kaynaklanan hasar veya yanlış ayarlamalar sonucu ortaya çıkan sorunlar sınırlı garanti kapsamına GİRMEZ ve bu garantiyi geçersiz kılabilir.

Yukarıdaki garanti, tüketici ürünlerinin satışını düzenleyen yürürlükteki ulusal mevzuat kapsamında sahip olabileceğiniz yasal hakları etkilemez. Kliniğiniz bu sınırlı garantinin koşullarının ötesinde bir garanti vermiş olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen kliniğinize danışın.

Oticon Medical kemiğe monte işitme sistemiyle ilgili yorumlarınız veya önerileriniz olursa, lütfen kılavuzun arkasındaki e-posta adresini kullanarak bizimle iletişim kurun.

Önemli bilgiler

- Deri temizliđi talimatlarına uyulması önemlidir. Sorularınız veya endişeleriniz olursa, lütfen kulak kliniđinize başvurun.
- Ses işlemcinizi takmadığınız zamanlarda mutlaka kutusunda bulundurun; böylece toz ve kirden korunmuş olur. Koruyucu yüz kullanıyorsanız, ses işlemcisini kutusuna koymadan önce koruyucu yüzü çıkardığınızdan emin olun.
- Ses işlemcisi kullanımda olmadığı zamanlarda, pil kapađını açarak cihazın kapalı olmasını sağlayın. Ses işlemcisinin içinde kalmış olabilecek nemin buharlaşmasına imkan tanımak için pil kapađı açık bırakılmalıdır.
- Telefon kullanırken Oticon Medical Streamer takmıyorsanız, lütfen telefon alıcısını ses işlemcisine yakın tutun. Feedback'i (uđultulu bir ses) önlemek için, telefonun ses işlemcisiyle temas etmediğinden emin olun. (Oticon Medical Streamer'ın kullanım olanakları hakkında daha fazla bilgi için, 26-28. sayfalara bakın.)
- Ses işlemcisinin beklenen servis ömrü 5 yıldır.

- Seyahatlerde metal detektörlerinin harekete geçmesini önlemek için, güvenlik kontrollerinden geçmeden önce ses işlemcinizi çıkarabilirsiniz.
- **Çalışma koşulları**
Sıcaklık: +1 °C ile +40 °C arasında
Bağıl nem: %5 ile %93 arasında, yoğuşmasız
- **Depolama ve taşıma koşulları**
Sıcaklık ve nem, depolama ve taşıma sırasında aşağıdaki limitleri uzun süreli olarak aşmamalıdır.
Sıcaklık: -25°C ile +55°C arasında
Bağıl nem: %5 ile %93 arasında, yoğuşmasız
- Ses işlemcinizdeki güç kaynağı, normal kullanım koşullarında yangın çıkarmak için yeterli güce sahip değildir. Ses işlemcisi, patlayıcı atmosferler ile ilgili uluslararası standartlara uygunluk için test edilmemiştir. Patlama tehlikesi olan alanlarda ses işlemcinizi kullanmanız tavsiye edilmez.

Yasal uyum bildirimleri

Cihazın çalışması aşağıdaki iki koşula bağlıdır:

1. Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz.
2. Bu cihaz, istenmeyen çalışma ya neden olabilecek girişim dahil, alınan her türlü girişimi kabul etmelidir.

Uyumdan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan değişiklikler veya modifikasyonlar kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

NOT: Bu cihaz, FCC kuralları Bölüm 15 uyarınca test edilmiş ve bir B Sınıfı dijital cihaz için geçerli limitlere uygun olduğu görülmüştür.

Bu limitler, meskun bölgedeki bir kurulumda zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekans enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve talimatlara uygun olarak kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimi açısından zararlı girişime neden olabilir. Bununla birlikte, belirli bir kurulumda girişim oluşmayacağına garanti yoktur.

Bu cihazın, cihazı kapatıp açarak tespit edilebilecek, radyo veya televizyon sinyallerinin alımı açısından zararlı girişime neden olması durumunda, kullanıcının aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı ile girişimi düzeltmeyi denemesi önerilir:

- *Alıcı antenin yönünü veya konumunu değiştirme.*
- *Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırma.*
- *Cihazı alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir çıkışa bağlama.*
- *Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine başvurma.*

Yasal üretici bu vesileyle, bu Ponto 3 cihazının 2014/53/EU sayılı Telsiz Cihazları Direktifi'nin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer şartlarına uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk beyanı şuradan temin edilebilir: Oticon Medical AB



Cihaz
RF vericisi
içerir



Ponto 3, kısa menzilli manyetik indüksiyon teknolojisinin kullanıldığı ve 3,84 MHz'de çalışan bir radyo vericiye sahiptir. Endüktif vericinin manyetik alan şiddeti 10 m'de < -15 dB μ A/m'dir.

Ponto 3'ün emisyon gücü insan maruziyeti için belirlenen uluslararası emisyon limitlerinin altındadır. Ponto 3, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili uluslararası standartlara uygundur.

Cihazdaki kullanılabilir alanın sınırlı olması nedeniyle, ilgili onay işaretlerinin birçoğu bu belgede bulunmaktadır.

FCC KİMLİĞİ: 2AHJWPONTO3

IC: 21199-PONTO3

Cihaz, FCC kuralları Bölüm 15'e ve Industry Canada RSS-210 standartlarına uygundur.

UYARILAR

- Ses işlemcisi, piller, parçalar ve aksesuarlar oyuncak değildir; çocukların ve bu parçaları yutabilecek kişilerin erişemeyeceği yerlerde saklanmadığı takdirde, bu kişilerin kendilerine zarar vermelerine neden olabilir. Ses işlemcisi, küçük çocuklar için boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir.
- Ses işlemcisini düşürürseniz, muhafazanın çatlamadığından veya ses işlemcisinin herhangi bir parçasının kırılmadığından emin olun. Ses işlemcinizle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen Oticon Medical'e başvurun.
- Ses işlemcinizi, parçalarını veya pillerini asla yakarak elden çıkarmaya çalışmayın. Patlama ve ciddi yaralanmaya yol açma riski vardır.
- Ses işlemcisinin IP57 sınıflandırmasına sahip olmasına rağmen su geçirmez olarak değil, suya dayanıklı olarak anılmaktadır. Duştan veya banyodan/yüzmeden önce her zaman ses işlemcisinin bağlantısını kesin. Ses işlemcisi yanlışlıkla ıslanırsa, pil kapağını açın ve pilini çıkarıp ses işlemcisini kurumaya bırakın.
- Ses işlemcisini aşırı ısıya maruz bırakmaktan kaçının.



- Sağdaki sembolün bulunduğu cihazların yakınında elektromanyetik girişim oluşabilir. Taşınabilir ve mobil RF (radyo frekans) iletişim cihazları ses işlemcinizin performansını etkileyebilir. Ses işlemciniz elektromanyetik girişimden etkileniyorsa, girişimi azaltmak için cihazı kaynaktan uzaklaştırın.
- Uzak bir ihtimal olsa da, civardaki elektronik cihazlar ses işlemcinizden etkilenebilir. Bu durumda, ses işlemcisini etkilenen elektronik cihazdan uzaklaştırın.
- Ses işlemcisi MR Güvenli Değildir. MRG (Manyetik Rezonans Görüntüleme) taramasından geçmeniz gerekiyorsa, ses işlemcisi çıkarılmalıdır. İmplant ve abutment yerinde kalabilir. MRG taramasını planlarken ve merkezi ziyaret ettiğinizde, kemiğe monte bir sistem taşıdığınızı doktora veya teknisyene bildirmeyi unutmayın (çocuklar ve zihinsel engelli kişilerde bu sorumluluk sağlık görevlisine düşer).
- Ses işlemcisi bir mıknatıs içerir. Programlanabilir CSF şantlarına dikkat edilmelidir. Şant üreticisi tarafından önerilen minimum mesafe yönergeleri takip edin.”

Pil kullanımı







- Her zaman bu kılavuzda tavsiye edilen pilleri kullanın. Düşük kaliteli piller sızıntı yapabilir ve bedensel zarara yol açabilir.
- Piller yutulması halinde zararlı olabilir. Pilleri her zaman, küçük çocukların ya da mental kapasitesi azalmış olan insanların erişemeyeceği yerlerde saklayın. Pil yanlışlıkla yutulursa, tıbbi müdahale için en yakın acil servise başvurun.






Ses işlemcilerinde fonksiyon bozukluğu

- Örneğin piller tükendiği takdirde, ses işlemcisinin çalışması durabilir. Özellikle trafikteyken veya uyarı seslerine bağımlı olduğunuz diğer durumlarda bu olasılığın bilincinde olmalısınız.

Olası yan etkiler

- Ses işlemcilerinde kullanılan ve normalde alerjik olmayan maddeler nadir durumlarda cilt tahrişine neden olabilir. Herhangi bir yan etki yaşarsanız doktora danışın.

| Simge açıklamaları | |
|---|--|
|  | Referans numarası |
|  | Seri numarası |
|  | Üretici |
|  | Üretim tarihi |
|  | Kullanma talimatlarına başvurunuz |
|  | Dikkat Cihazda bulunmayan uyarılar ve önlemler için talimatlara başvurun |
| Reçeteye tabidir | Reçeteye tabi olma uyarısı: Federal yasanın (ABD) getirdiği sınırlamaya göre bu cihazın satışı, ancak lisanslı bir tıp doktoru tarafından veya lisanslı bir tıp doktorunun siparişi üzerine yapılabilir. |
|  | Onaylanmış kuruluş ile CE işareti numarası |

| | |
|---|---|
|  | Elektronik cihaz atıkları yerel yönetmeliklere göre işlem den geçirilmelidir. |
|  | Tip B Uygulanan parça |
|  | IP Code, mekanik gövdeler ve elektrikli kutuların katı nesnelere girişine karşı koruma seviyelerini sınıflandırır ve derecelendirir (parmaklar ve eller gibi vücut parçaları da dahil olmak üzere), toz, kazara temas ve su için. |
| YY.XXXXXXXX | Seri numarasındaki ilk iki basamak "YY", üretim yılını belirtir. |
|  | ACMA (Australian Communications and Media Authority) için yasalara uygunluk |
|  | Kazara yutma ve boğulma riskini azaltmak için küçük çocuklardan uzak tutun. |

Yalnızca ABD için: Federal yasanın getirdiđi sınırlamaya gre bu cihazın satışı ancak bir tıp doktoru tarafından veya tıp doktorunun siparişı üzerine yapılabilir.

Kemiđe monte konuşma işlemlisini kullanmaya aday kiři mutlaka lisanslı bir hekim tarafından tıbbi deđerlendirmeden geçirilmeli ve işitmeyi etkileyebilecek tıbbi olarak tedavi edilebilir tüm koşulların ses işlemlisi satın alınmadan önce tanımlanması ve tedavi edilmesi sağlanmalıdır.

CE 0413



Üretici:

Oticon Medical AB

Datavägen 37B

SE-436 32 Askim

İsveç

Telefon: +46 31 748 61 00

info@oticonmedical.com

M52673TR / 2020.12

oticon
MEDICAL

Because
sound matters



0000M52673000001

www.oticonmedical.com